


 **kikka boo**

WINNIE


wearable breast pump









0m+







EN	INSTRUCTIONS FOR USE	BS	UPUTSTVO ZA UPOTREBU
ES	INSTRUCCIONES DE USO	KA	გამოყენების ინსტრუქცია
BG	ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА	ME	UPUTE ZA UPOTREBU
IT	ISTRUZIONI D'USO	UA	ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	HR	UPUTE ZA UPORABU
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG	CZ	NÁVOD K POU ITÍ
FR	MODE D'EMPLOI	SK	NÁVOD NA POU ITIE
NL	GEBRUIKSAANWIJZING	SL	NAVODILA ZA UPORABO
FI	KÄYTTÖOHJEET	HU	HASZNÁLATI UTASÍTÁS
RO	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	HY	ՕՂԱՎՈՐԾՄԱՆ ՑԻՒՑՆԵՄԵՐ
PT	INSTRUÇÕES DE USO	ET	KASUTUSJUHEND
MT	ISTRUZZJONIJIET GHALL-UŻU	LT	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PL	INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	LV	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
SR	УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ	FA	دستور العمل استفاده
MK	УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА	AR	تعليمات الاستخدام
AL	UDHËZIMET E PËRDORIMIT		
















IV.



V.

READ THIS USER MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND SAVE IT FOR FUTURE REFERENCES.**PRODUCT FEATURES:**

Electric breast pump with innovative wearable design, without external cords and tubes. Designed for moms on the go. It is so convenient that you can wear it inside your nursing bra. Quiet and lightweight. With large rechargeable lithium battery 1500 mAh, fully charged could be used for 2 hours. Anti-backflow protection to prevent breast milk from backing up to the pump, prevent contamination and keep milk fresh. Smart display, which features a memory function. Meet different needs with four modes: Stimulation, Massage, Pumping and Bionic mode with 9-level suction force adjustment. Soft silicone breast shields – 18, 20 and 22mm. Silicone insert 16mm. Milk bottle 140ml. Made of safe food-grade materials.

SAFETY INFORMATION:**Intended use:**

The breast pump is intended to express and collect milk from the breasts of a lactating woman. The precondition to use the breast pump is to have unclogged milk ducts. Some new mothers appear to have clogged milk ducts owing to congenital nipple depression or insufficient milk. It is necessary to have a professional breast check to assure milk ducts are not clogged and the lactation is well established before you use a breast pump. The breast pump is NOT intended to induce first lactation. The breast pump is intended for a single user!

WARNING! Never use the breast pump while you are pregnant, as pumping may cause childbirth.

Never use the breast pump for other purposes except those listed in this manual.

Warnings to avoid choking, strangulation and injury:

- Do not allow children or pets to play with the device, the adaptor or accessories.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Do not leave the breast pump unattended when it is charging.
- Keep out of the reach of children.
- This breast pump is not intended for use by women with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Such women can only use this breast pump if they are supervised by or have received proper instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.

Warnings to avoid electric shock and burns:

- Inspect the breast pump, including the adaptor, for signs of damage before each use. Do not use the breast pump if the adaptor or cable is damaged, if it does not work properly or if it has been dropped or submerged in water.
- Use only the specified voltage and the suggested USB adaptor to prevent overheating of the adaptor, any damage or failure.
- Do not touch the USB adaptor and the breast pump during a thunderstorm.
- Do not place the breast pump/USB adaptor in direct sunlight or rain, near heaters or other hot appliances, in any location exposed to extremely high or low temperatures, high humidity or in dusty locations.
- Do not place heavy objects on, or damage the cable or adaptor. Do not forcibly bend or pull the USB cable. Always hold the USB adaptor when disconnecting from the power outlet. Make sure that the plug is fully inserted to the power outlet. Do not use an outlet that is loose.
- Do not allow the breast pump/ USB adaptor/cable/battery to get wet. Do not disassemble or modify the breast pump/ USB adaptor/battery.
- Disconnect the USB adaptor and stop using the breast pump if you notice abnormal odor, heat, discoloration, deformation or anything unusual while using or storing it.

Warnings to avoid poisoning and contamination and to ensure hygiene:

- For hygienic reasons, the breast pump is only intended for repeated use by a single user.
- Before each use, clean, rinse and disinfect all parts, except the main device, USB cable and adaptor of the pump.
- Only store breast milk collected with a cleaned and sanitized pump.
- Do not use the breast pump if the silicone diaphragm appears to be damaged or broken.
- Do not use antibacterial or abrasive cleaning agents when you clean the breast pump parts.

Warnings to avoid breast and nipple problems and pain:

- Before each use, check the breast pump for signs of damage. Do not use the breast pump if it is not working properly.
- Do not attempt to remove the pump body from your breast while under vacuum. Switch off the appliance and break the seal between your breast and the pump funnel with your finger. Then remove the pump from the breast.
- Never, use the breast pump when you are sleepy or drowsy to avoid lack of attention during use.

- Always switch off the breast pump before you remove the pump body from your breast to release the vacuum.
- Never, use accessories or parts from other manufacturers or those not specifically recommended by the manufacturer. This could lead to improper working of the appliance and could influence Electromagnetic Compatibility (EMC). If you use such accessories or parts, your warranty becomes invalid.
- Do not continue pumping for more than five minutes at a time if you do not succeed in expressing any milk. Try to express at another time during the day.
- If the process becomes very uncomfortable or painful, stop using the pump and consult your breastfeeding advisor.
- If the pressure generated is uncomfortable or causes pain, switch off the appliance, break the seal between the breast and the pump body with your finger and remove the pump from your breast.
- Never, drop or insert any foreign objects into the openings.

Caution to prevent personal injury, damage to and malfunctioning of the product:

- Prevent the adaptor, USB cable and main unit from coming into contact with water.
- Keep the adaptor and the silicone parts away from heated surfaces to avoid overheating and deformation of these parts.
- Never put the main unit or the adaptor in water, in a dishwasher or in a sanitizer. Although the breast pump is compliant with applicable EMC directives, it may still be susceptible to excessive emissions and/or may interfere with other equipment. A consequence can be that the breast pump switches off or goes into error mode. To prevent interference, keep other electric equipment away from the breast pump during expressing (see "Technical information").
- There are no user serviceable parts inside the main unit of the breast pump. No modification of the equipment is allowed. If you do, your warranty becomes invalid.
- Do not drop or hit the breast pump/USB adaptor. Do not press on the display.
- The main unit, the USB cable and the adaptor do not require cleaning and sterilizing, as they do not come into contact with breast milk.
- Never, use alcohol or other organic solvents to clean the breast pump.
- Do not use the breast pump in any way or for any purpose not described in this guide. Doing so may result in accidents or damage the breast pump.

WARNINGS FOR USING LITHIUM POLYMER BATTERIES:

- ONLY an adult can plug the adaptor!
 - Do not bend, drill (especially with metal objects) or damage the battery in any other way.
 - Charge the battery only with the adaptor provided by the producer!
 - Do not allow short circuit!
 - Keep the product in room temperature!
 - Do not subject to direct sunlight!
 - Never leave a charging battery without supervision!
- Battery may explode if mistreated!

REMARK: The battery compartment is located inside the main device.

ADVICE: Charge the battery fully before use to save it and prolong its life.

IMPORTANT! To replace the battery contact the retailer or an authorized service!

CAUTION! When you stop using the product, do not dispose of it with normal household waste but hand it over in an official waste collecting point. The waste formed from damaged electrical and video devices, batteries, adaptors, must be disposed of separately. Throwing them out in containers for household waste is forbidden.



PARTS (Figure I):

1. Main unit x 1;
2. Silicone diaphragm x 2;
3. Milk bottle x 1;
4. Bra adjustment buckle x 1;
5. Silicone valve x 2;
6. Seals x 2;
7. Linker x 1;
8. Milk bottle lid x 1;
9. USB adaptor x 1;
10. USB charging cable x 1;
11. Silicone insert 16mm x 1;
12. Silicone breast shield x 3 (18mm x 1; 20mm x 1; 22mm x 1).

DISPLAY (Figure II):

1. Suction increase;
2. Stimulation mode;
3. Massage mode;
4. Suction level;
5. Power/mode adjustment button;
6. Battery indicator;
7. Pumping mode;
8. Suction decrease;
9. Bionic mode.

- Power/mode adjustment button: press for 2 seconds to switch on or off the breast pump. Tap once to change the mode.
- When the breast pump is switched on, it will start with Stimulation mode. After 2 minutes of use, it will automatically change to Pumping mode.
- The breast pump features a built-in memory function. When switched on, the machine automatically enters and up shifts to the working mode and suction level you used last time.
- Suction levels: Stimulation mode: L1-L9; Massage mode: L1-L9; Pumping mode: L1-L9; Bionic mode: L1-L9.

- Battery indicator: it shows the rest battery percent; please, charge when the battery is low.
- The breast pump will automatically stop working after 30 minutes of work.

INSTRUCTION FOR USE:

Cleaning and sanitizing (Figure III):

The main device, the USB cable and the adaptor do not require cleaning and sanitizing, as they do not come into contact with breast milk. Clean and sanitize all other parts of the breast pump before first use.

- Do not heat or sterilize in a microwave oven.
 - Before and after use, please clean and disinfect the parts in contact with breast milk.
 - Caution!** Never put the main device, USB cable or the adaptor in water, in a dishwasher or in a sanitizer, as this causes permanent damage to these parts.
 - Disassemble the breast pump completely as shown in Figure III.
 - Before first use, disinfect in boiling water for 5 minutes all parts except the main device, USB cable and the adaptor. This ensures hygiene.
 - Be careful when removing and cleaning the valve. If it breaks, your breast pump will not work properly.
 - To clean the valve, gently rub it between your fingers in warm water with a little liquid detergent. Do not insert objects into the valve as this may damage it.
 - Before first use, disinfect in boiling water for 5 minutes all parts except the main device, USB cable and the adaptor. This ensures hygiene.
 - During the disinfection with boiling water, do not allow the parts to touch the side of the pot. This may cause irreparable deformation or damage to the product for which KikkaBoo is not responsible.
 - Clean carefully before each subsequent use to ensure hygiene.
 - Wash all parts, except the main device, USB cable and the adaptor with warm water and delicate detergent.
 - Always rinse all parts except the main device, USB cable and the adaptor thoroughly after each wash.
 - Wash thoroughly and rinse all parts, except the main device, USB cable and the adaptor with clean water, including areas that may not be visible but through which the milk has passed, to remove milk debris.
 - All parts, except the main device, USB cable and the adaptor can be sterilized up to 10 minutes in a steam sterilizer intended for nursing mothers and baby products.
 - Do not place in a dishwasher.
 - Do not place in a microwave oven. Do not heat the product in traditional ovens, on hot plates or open flames.
 - Avoid the use of sharp or abrasive materials, as this may damage the product.
 - Do not clean or allow the product to come into contact with solvents or aggressive chemicals. This may damage the product.
 - After cleaning the product, dry all parts thoroughly and store in a clean and dry place without direct sunlight and away from heat sources.
- Note:** Be sure to clean and disinfect the relevant parts of the breast pump. Wash your hands thoroughly before working on clean parts!
- Warning!** Be careful, as the cleaned parts may still be hot. Only start assembling the breast pump when the cleaned parts are cooled down.
- Note:** It is normal if there is a residual smell. Clean the product according to the instructions, it can help effectively reduce or eliminate the smell.

When to wash and sanitize (Figure I):

- Before first use wash and sanitize: the breast shield and the insert (I-11; I-12); breast pump kit (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).
 - Before and after each use wash: the breast shield and the insert (I-11; I-12); breast pump kit (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)
 - Once per day sanitize: the breast shield and the insert (I-11; I-12); breast pump kit (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).
- Dry all parts after washing or sanitizing. Wash your hands and assemble the complete breast pump according to the figure IV.

BATTERY OPERATION:

WARNING! Before first use, fully charge the battery for 2 hours uninterrupted! Once the pump is turned on, the battery indicator icon on the display will show the remaining battery life until the battery runs out. When the battery is low the battery indicator icon will start flashing. When the battery is fully charged the indicator will display a full battery icon. **Attention: Battery cannot be charged over 24 hours.**

Assembling the pump (Figure IV):

Important:

- Before assembling the pump, make sure that all parts, except the main device, USB cable and the adaptor are cleaned and sterilized.
- Check breast pump kit components for wear or damage before each use. Replace if necessary.
- Always inspect all parts prior to use for cleanliness.
- To prevent damage to the breast pump all components must be completely dry before use.

1. Wash your hands thoroughly with soap and water before touching the breast pump, breast pump kit and the breast.
2. Install the valve and the seal into the linker, make sure they are installed in the correct way.
3. Install the silicone diaphragm into the linker.
4. Place the assembled linker into the main device.
5. Insert the milk bottle into the main device.
6. Install the silicone shield or the silicone insert.

When to express milk:

If breastfeeding goes well, it is advisable (unless advised otherwise by your healthcare professional/ breastfeeding advisor) to wait until your milk supply and breastfeeding schedule are established (normally at least 2 to 4 weeks after giving birth) before you start expressing.

Exceptions:

- If breastfeeding does not go well immediately, expressing regularly can help to establish and maintain your milk supply.
 - If you are expressing milk for your baby to be given in hospital.
 - If your breasts are engorged (painful or swollen), you can express a small amount of milk before or between feeds to ease the pain and to help your baby latch on more easily.
 - If you have sore or cracked nipples, you may wish to express your milk until they are healed.
 - If you are separated from your baby and wish to continue to breastfeed when you are reunited, you should express your milk regularly to stimulate your milk supply.
- You need to find the optimum times of the day to express your milk, for example just before or after your baby's first feed in the morning when your breasts are full, or after a feed if your baby has not emptied both breasts. If you have returned to work, you may need to express during a break.
- Using a breast pump requires practice and it may take several attempts before you succeed. Fortunately, the KikkaBoo electric breast pump is easy to assemble and use so you will soon get used to expressing with it.

Using the pump (Figure V):

1. Wash your hands thoroughly and make sure your breasts are clean.
2. Hold the breast shield onto your breast with your thumb and index finger. Support your breast with palm of your hand. Place your nipple in the center of the assembled silicone shield/insert. Gently press the pump to your breast. Make sure your nipple fits properly.
3. Place your nursing bra above the pump.
4. Turn on the breast pump by pressing the power button and choose the mode you prefer.
5. Find a comfortable position. Make sure not to lie down or recline.

- The breast pump automatically starts up in simulation mode. You can change the level of the stimulation mode by using the "+" and "-" buttons. After two minutes, it will automatically transition to pumping mode. If your milk begins to flow before two minutes, press the mode change button to manually transition to pumping mode.
- Once you are in the pumping mode, increase the suction level by using the "+" button until pumping feels slightly uncomfortable (not painful), then decrease slightly using the "-" button.

Note: stimulation and massage mode are fast sucking pump rhythms, which aim to stimulate milk flow. Pumping mode is slower sucking rhythm for gentle and efficient milk removal after milk has started flowing.

- When milk flow stops, you can switch to the bionic mode. It aims to trigger another let-down by combining fast and slow pumping rhythms.

Attention: Do not always use the maximum level of each mode, just choose the most comfortable level for you. Depending on your own personal comfort, you may wish to use a higher suction level that

provides deeper suction. You can always return to a lower suction level.

Note: Do not worry if your milk does not flow immediately. Relax and continue pumping. The milk will soon flow, even if you do not use all the suction power that the pump can create. The first few times when you use the breast pump, you may need to use a higher suction mode to get your milk flowing.

Warning! Do not pump for more than 5 minutes without interruption. If there is still no milk flow, try expressing at another time of the day.

- When you have finished expressing, turn off the breast pump by pressing the power button for 2 seconds.

To collecting the milk after expression:

6. Take out the pump from your nursing bra.
7. Press the button in the middle of the device in order to release the milk bottle.
8. Pour the breast milk into a feeding bottle in the indicated direction as shown in figure V-8.

Storing breast milk:

Warning! Always refrigerate or freeze expressed milk immediately. Store only fresh milk. Store only breast milk collected with a cleaned and sanitized pump to ensure hygiene. Always store breast milk in sanitized containers or bottles fitted with a sanitized screw ring and sealing disc or in pre-sterilized milk storage bags. Do NOT fill the containers, bottles or the milk bags completely. Leave some space as milk volume increases during freezing.

- Always clearly label the date and time of expression on the containers, bottles or the milk bags.
- Always use older breast milk first.
- In order to keep the nutritional content of the breast milk, thaw in a refrigerator compartment or under running tap water without opening the container, bottle or bag. Stored milk can be thawed overnight in a refrigerator, then gradually heated in a warmer or hot water.
- Shake the thawed milk to mix fat particles and the remaining milk ingredients. Thawed milk is usable for 24 hours if it is stored in the refrigerator.
- Never refreeze thawed milk.
- Never combine freshly expressed and thawed milk.
- Never heat milk by boiling or using the microwave.
- Always check food temperature before feeding.
- Discard any milk that is left over.

Freshly expressed breast milk storage guidelines (for healthy term babies)

- Room temperature up to 25°C, up to 4 hours.
- Cooler with frozen ice packs -15°C to 4°C, up to 24 hours.
- Refrigerator 4°C, up to 3 days.
- Freezer -18°C to -20°C, up to 6 months.

Thawed breast milk storage guidelines (for healthy term babies)

- Room temperature up to 25°C, up to 2 hours.
- Cooler with frozen ice packs -15°C to 4°C, up to 2 hours.
- Refrigerator 4°C, up to 24 hours.
- Freezer NEVER REFREEZE thawed breast milk.

Breast milk left from a feeding:

Discard any milk that is leftover.

Baby feeding:

- Inspect the feeding nipple before each use and pull the feeding nipple in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Never dip the nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay.
- Do not microwave. Do not heat the product in traditional ovens or on hot plates or open flames.

For your child's safety and health WARNING!

Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.

Always check food temperature before feeding.

Throw away at the first signs of damage or weakness.

Keep components not in use out of the reach of children.

Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.

Always use this product with adult supervision.

Never use feeding teats as a soother.

Tooth decay in young children can occur even when non-sweetened fluids are used. This can occur if the baby is allowed to use the bottle for long periods through the day and particularly through the night, when saliva flow is reduced or if it is used as a soother.

Accidents have occurred when babies have been left alone with drinking equipment due to the baby falling or if the product has disassembled.

Troubleshooting:

Problem: I experience pain when I use the breast pump.

Solution 1: One of the reasons can be the too high vacuum level. Maybe you do not need the full vacuum power of the breast pump.

At first use the stimulation or massage mode. If you still feel pain, stop using the breast pump and consult your breastfeeding advisor. If the pump does not come away easily from the breast, it may be necessary to break the vacuum by placing a finger between the breast and the silicone shield.

Solution 2: Use a warm towel to apply warm compress on breast and do massage with a little bit downward gesture for about 5 minutes, then try the pumping again. If you still feel pain, stop using the breast pump and consult your breastfeeding advisor.

Problem: The breast pump does not work.

Solution: Please, first check if you have assembled the breast pump correctly. To prevent interference keep other electric equipment, like mobile phone or laptop, away from the breast pump while expressing. Check the battery and if needed charge it. If it still can not work, please contact to the aftersales service.

Problem: I do not feel any suction.

Solution: Check whether all breast pump connections are secure. Disassemble and assemble the pump (figure III; figure IV). Assembling your breast pump, make sure all pieces are clean and not damaged. While pumping, make sure the breast shield is completely sealed around your breast.

Problem: There is milk overflow.

Solution: Turn off the breast pump. Disassemble the breast pump. Use a damp (not wet) cloth to wipe the breast pump. Clean other components according to clean and sanitize section. When all components are dry, reassemble (figure IV).

Usage and storage conditions:

Keep the breast pump out of direct sunlight as prolonged exposure may cause discoloration. Store the breast pump and its accessories in a safe, clean and dry place without direct sunlight and away from heat sources. If the appliance has been stored in a hot or cold environment, place it in the usage environment to let it reach a temperature within the usage conditions (10°C - 30°C) before you use it.

Technical specifications:

Model: Wearable breast pump Winnie 31304010038

Pumping power: 165-240/mmHg; Stimulation power: 90-165/mmHg

Noise limited: <50db;

Fixed time: 30 minutes; Usage time: 2.5 hours;

Lithium battery: 3.7V, 1500mAh Li-ion; Charging time: 3 hours;

Protection against electric shock: Class II;

Power in: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Environmental conditions for operation: temperature 5-40°C, relative humidity 10-90%, atmospheric pressure 50kPa~106kPa;

Environmental conditions for storage: temperature 5-40°C, relative humidity 10-90%, atmospheric pressure 50kPa~106kPa;

Adapter input: 110-240V 50~60Hz, output: 5V 1A 3.0W;

Capacity 140ml;

Size: 10.5x5x12.7cm, weight 234g.

Complies with EN 55014, Regulation (EU) 2020/1245, RoHS Directive, EN 61000, EN 55032. Produced for Kika Group Ltd. Made in China.

LEA ESTE MANUAL DEL USUARIO CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZARLO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

ES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Extractor de leche eléctrico con innovador diseño portátil, sin cables ni tubos externos. Diseñado para mamás en movimiento. Es tan conveniente que puedes usarlo, dentro de su sostén de lactancia. Silencioso y ligero. Con una gran batería de litio recargable de 1500 mAh, la carga completa se puede utilizar durante 2 horas. Protección antirretorno para evitar que la leche materna retroceda hacia el extractor, evitar la contaminación y mantener la leche fresca. Pantalla inteligente, que cuenta con una función de memoria. Satisface diferentes necesidades con cuatro modos: estimulación, masaje, bombeo y modo biónico con ajuste de fuerza de succión de 9 niveles. Embudos de silicona blanda de 18, 20 y 22 mm. Inserto de silicona de 16 mm. Botella de leche 140ml. Hecho de materiales seguros de calidad alimentaria.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Uso previsto:

El extractor de leche está diseñado para extraer y recolectar leche de los senos de una mujer lactante. La condición previa para usar el extractor de leche es tener los conductos de leche sin obstrucciones. Algunas nuevas madres parecen tener los conductos de leche obstruidos debido a la depresión congénita del pezón o a la insuficiencia de leche. Es necesario que un profesional revise los senos para asegurarse de que los conductos de leche no estén obstruidos y que la lactancia esté bien establecida antes de usar un extractor de leche. El extractor de leche NO está diseñado para inducir la primera lactancia. ¡El extractor de leche está diseñado para un solo usuario!

¡ADVERTENCIA! Nunca use el extractor de leche mientras esté embarazada, ya que la extracción puede causar un parto.

Nunca use el extractor de leche para otros fines que no sean los enumerados en este manual.

Advertencias para evitar atragantamientos, estrangulamientos y lesiones:

- No permita que los niños o las mascotas jueguen con el dispositivo, el adaptador o los accesorios.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- No deje el extractor de leche desatendido mientras se está cargando.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Este extractor de leche no está diseñado para ser utilizado por mujeres con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento. Estas mujeres solo pueden usar este extractor de leche si están supervisadas por una persona responsable de su seguridad o si han recibido las instrucciones adecuadas sobre el uso del producto.

Advertencias para evitar descargas eléctricas y quemaduras:

- Inspeccione el extractor de leche, incluido el adaptador, en busca de daños antes de cada uso. No utilice el extractor de leche si el adaptador o el cable están dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído o sumergido en agua.
- Use solo el voltaje especificado y el adaptador USB sugerido para evitar el sobrecalentamiento del adaptador, cualquier daño o falla.
- No toque el adaptador USB ni el extractor de leche durante una tormenta eléctrica.
- No coloque el extractor de leche/adaptador USB bajo la luz directa del sol o la lluvia, cerca de calentadores u otros aparatos calientes, en ningún lugar expuesto a temperaturas extremadamente altas o bajas, alta humedad o en lugares polvorientos.
- No coloque objetos pesados sobre el cable o el adaptador ni los dañe. No doble ni tire del cable USB a la fuerza. Sostenga siempre el adaptador USB cuando lo desconecte de la toma de corriente. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en la toma de corriente. No utilice un tomacorriente que esté suelto.
- No permita que el extractor de leche, el adaptador USB, el cable o la batería se mojen. No desmonte ni modifique el extractor de leche/adaptador USB/batería.
- Desconecte el adaptador USB y deje de usar el extractor de leche si nota un olor anormal, calor, decoloración, deformación o algo inusual mientras lo usa o lo guarda.

Advertencias para evitar intoxicaciones y contaminaciones y para garantizar la higiene:

- Por razones higiénicas, el extractor de leche solo está diseñado para uso repetido por un solo usuario.
- Antes de cada uso, limpie, enjuague y desinfecte todas las piezas, excepto el dispositivo principal, el cable USB y el adaptador de la bomba.
- Solo almacene la leche materna recolectada con un extractor limpio y desinfectado.
- No utilice el extractor de leche si el diafragma de silicona parece estar dañado o roto.
- No utilice agentes de limpieza antibacterianos o abrasivos cuando limpie las piezas del extractor de leche.

Advertencias para evitar problemas y dolores en las mamas y los pezones:

- Antes de cada uso, revise el extractor de leche para detectar signos de daño. No utilice el extractor de leche si no funciona correctamente.
- No intente quitar el cuerpo de la bomba de su seno mientras está bajo vacío. Apague el aparato y rompa el sello entre su seno y el embudo de la bomba con su dedo. Luego retire el extractor del seno.
- Nunca use el extractor de leche cuando tenga sueño o esté somnoliento para evitar la falta de atención durante el uso.
- Siempre apague el extractor de leche antes de quitar el cuerpo del extractor de su seno para liberar el vacío.
- Nunca utilice accesorios o piezas de otros fabricantes o no recomendados específicamente por el fabricante. Esto podría provocar un funcionamiento inadecuado del aparato

y podría influir en la compatibilidad electromagnética (CEM). Si utiliza dichos accesorios o piezas, su garantía pierde su validez.

- No continúe bombeando por más de cinco minutos a la vez si no logra extraerse nada de leche. Trate de expresar en otro momento durante el día.
- Si el proceso se vuelve muy incómodo o doloroso, deje de usar el extractor y consulte a su asesora de lactancia.
- Si la presión generada es incómoda o causa dolor, apague el aparato, rompa el sello entre el seno y el cuerpo del extractor con el dedo y retire el extractor del seno.
- Nunca deje caer ni inserte objetos extraños en las aberturas.

Precaución para evitar lesiones personales, daños y mal funcionamiento del producto:

- Evite que el adaptador, el cable USB y la unidad principal entren en contacto con el agua.
- Mantenga el adaptador y las piezas de silicona lejos de superficies calientes para evitar el sobrecalentamiento y la deformación de estas piezas.
- Nunca ponga la unidad principal o el adaptador en agua, en un lavavajillas o en un desinfectante. Aunque el extractor de leche cumple con las directivas EMC aplicables, aún puede ser susceptible a emisiones excesivas y/o puede interferir con otros equipos. Una consecuencia puede ser que el extractor de leche se apague o entre en modo de error. Para evitar interferencias, mantenga otros equipos eléctricos alejados del extractor de leche durante la extracción (consulte "Información técnica").
- No hay piezas reparables por el usuario dentro de la unidad principal del extractor de leche. Ninguna modificación de la Se permite equipo. Si lo hace, su garantía pierde su validez.
- No deje caer ni golpee el extractor de leche/adaptador USB. No presione en la pantalla.
- La unidad principal, el cable USB y el adaptador no requieren limpieza ni esterilización, ya que no entran en contacto con la leche materna.
- Nunca use alcohol u otros solventes orgánicos para limpiar el extractor de leche.
- No use el extractor de leche de ninguna manera o para ningún propósito que no se describa en esta guía. Si lo hace, puede provocar accidentes o dañar el extractor de leche.

ADVERTENCIAS PARA EL USO DE BATERÍAS DE POLÍMERO DE LITIO:

- ¡SÓLO un adulto puede enchufar el adaptador!
- No doble, taladre (especialmente con objetos metálicos) ni dañe la batería de ninguna otra forma.
- ¡Cargue la batería únicamente con el adaptador proporcionado por el fabricante!
- ¡No permita cortocircuitos!
- ¡Mantenga el producto a temperatura ambiente!
- ¡No lo exponga a la luz solar directa!
- ¡Nunca deje una batería en carga sin supervisión!
- ¡La batería puede explotar si es maltratada!

OBSERVACIÓN: El compartimiento de la batería se encuentra dentro del dispositivo principal.

CONSEJO: Cargue la batería por completo antes de usarla para salvarla y prolongar su vida.

¡IMPORTANTE! ¡Para cambiar la batería, póngase en contacto con el distribuidor o un servicio autorizado!

¡PRECAUCIÓN! Cuando deje de usar el producto, no lo deseche con los residuos domésticos normales, entréguelo en un punto de recogida de residuos oficial. Los desechos formados por dispositivos eléctricos y de video dañados, baterías, adaptadores, deben eliminarse por separado. Está prohibido tirarlos a los contenedores de residuos domésticos.



PARTES (Figura I):

1. Unidad principal x 1; 2. Diafragma de silicona x 2; 3. Botella de leche x 1; 4. Hebilla de ajuste del sujetador x 1; 5. Válvula de silicona x 2; 6. Sellos x 2; 7. Enlazador x 1; 8. Tapa de botella de leche x 1; 9. Adaptador USB x 1; 10. Cable de carga USB x 1; 11. Inserto de silicona 16 mm x 1; 12. Protector de pecho de silicona x 3 (18 mm x 1; 20 mm x 1; 22 mm x 1).

PANTALLA (Figura II):

1. Aumento de succión; 2. Modo de estimulación; 3. Modo de masaje; 4. Nivel de succión; 5. Botón de ajuste de encendido/modo; 6. Indicador de batería; 7. Modo de bombeo; 8. Disminución de succión; 9. Modo biónico.

- Botón de ajuste de encendido/modo: presione durante 2 segundos para encender o apagar el extractor de leche. Toque una vez para cambiar el modo.
- Cuando el extractor de leche esté encendido, comenzará con el modo de estimulación. Después de 2 minutos de uso, cambiará automáticamente al modo de bombeo.
- El extractor de leche tiene una función de memoria incorporada. Cuando se enciende, la máquina ingresa automáticamente y cambia al modo de trabajo y al nivel de succión que usó la última vez.
- Niveles de succión: Modo de estimulación: L1-L9; Modo de masaje: L1-L9; Modo de bombeo: L1-L9; Modo biónico: L1-L9.

- Indicador de batería: muestra el porcentaje de batería restante; por favor, cargue cuando la batería esté baja.
- El extractor de leche dejará de funcionar automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE USO:

Limpieza y desinfección (Figura III):

El dispositivo principal, el cable USB y el adaptador no requieren limpieza ni desinfección, ya que no entran en contacto con la leche materna. Limpie y desinfecte todas las demás partes del extractor de leche antes del primer uso.

- No caliente ni esterilice en un horno de microondas.

• Antes y después del uso, limpie y desinfecte las partes en contacto con la leche materna.

¡**Precaución!** Nunca coloque el dispositivo principal, el cable USB o el adaptador en agua, en un lavavajillas o en un desinfectante, ya que esto causa daños permanentes a estas partes.

• Desmonte el extractor de leche por completo como se muestra en la Figura III.

• Antes del primer uso, desinfecte con agua hirviendo durante 5 minutos todas las piezas excepto el dispositivo principal, el cable USB y el adaptador. Esto asegura la higiene.

• Tenga cuidado al retirar y limpiar la válvula. Si se rompe, su extractor de leche no funcionará correctamente.

• Limpie cuidadosamente antes de cada uso posterior para garantizar la higiene.

• Lave todas las piezas, excepto el dispositivo principal, el cable USB y el adaptador con agua tibia y detergente delicado.

• Siempre enjuague bien todas las piezas excepto el dispositivo principal, el cable USB y el adaptador después de cada lavado.

• Lave a fondo y enjuague todas las piezas, excepto el dispositivo principal, el cable USB y el adaptador con agua limpia, incluidas las áreas que pueden no ser visibles pero por las que ha pasado la leche, para eliminar los restos de leche.

• Todas las piezas, excepto el dispositivo principal, el cable USB y el adaptador, se pueden esterilizar hasta 10 minutos en un esterilizador de vapor diseñado para madres lactantes y productos para bebés.

• No lo coloque en un lavavajillas.

• No coloque en un horno de microondas. No caliente el producto en hornos tradicionales, sobre placas calientes o llamas abiertas.

• Evite el uso de materiales afilados o abrasivos, ya que esto puede dañar el producto.

• No limpie ni permita que el producto entre en contacto con disolventes o productos químicos agresivos. Esto puede dañar el producto.

• Después de limpiar el producto, seque bien todas las partes y guárdelo en un lugar limpio y seco, sin luz solar directa y lejos de fuentes de calor.

Nota: Asegúrese de limpiar y desinfectar las partes relevantes del extractor de leche. ¡Lávese bien las manos antes de trabajar en piezas limpias!

¡**Advertencia!** Tenga cuidado, ya que las piezas limpiadas aún pueden estar calientes. Empiece a montar el extractor de leche únicamente cuando las piezas limpias se hayan enfriado.

Nota: Es normal si hay un olor residual. Limpie el producto de acuerdo con las instrucciones, puede ayudar a reducir o eliminar el olor de manera efectiva.

Cuándo lavar y desinfectar (Figura I):

• Antes del primer uso, lave y desinfecte: el protector de senos y el inserto (I-11; I-12); kit extractor de leche (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).

• Antes y después de cada uso lavar: el embudo y el inserto (I-11; I-12); kit extractor de leche (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)

• Una vez al día higienizar: el protector de pecho y el inserto (I-11; I-12); kit extractor de leche (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).

Seque todas las piezas después de lavarlas o desinfectarlas. Lávese las manos y monte el extractor de leche completo según la figura IV.

FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA:

¡**ADVERTENCIA!** ¡Antes del primer uso, cargue completamente la batería durante 2 horas ininterrumpidas! Una vez que se enciende la bomba, el icono del indicador de batería en la pantalla mostrará la vida restante de la batería hasta que se agote. Cuando la batería esté baja, el icono del indicador de batería comenzará a parpadear. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador mostrará un icono de batería llena. Atención: la batería no se puede cargar durante 24 horas.

Montaje de la bomba (Figura IV):

Importante:

• Antes de montar la bomba, asegúrese de que todas las piezas, excepto el dispositivo principal, el cable USB y el adaptador, estén limpias y esterilizadas.

• Revise los componentes del kit del extractor de leche para ver si están desgastados o dañados antes de cada uso. Reemplace si es necesario.

• Inspeccione siempre todas las piezas antes de usarlas para verificar que estén limpias.

• Para evitar daños al extractor de leche, todos los componentes deben estar completamente secos antes de su uso.

1. Lávese bien las manos con agua y jabón antes de tocar el extractor de leche, el kit del extractor de leche y el seno.

2. Instale la válvula y el sello en la parte inferior del enlazador, asegúrese de que estén instalados de la manera correcta.
3. Instale el diafragma de silicona en el enlazador.
4. Coloque el enlazador ensamblado en el dispositivo principal.
5. Inserte la botella de leche en el dispositivo principal.
6. Instale el protector de silicona o el inserto de silicona.

Cuándo extraer leche:

Si la lactancia va bien, se recomienda (a menos que su profesional de la salud/asesor de lactancia le indique lo contrario) esperar hasta que se establezca el suministro de leche y el horario de lactancia (normalmente al menos de 2 a 4 semanas después del parto) antes de comenzar a extraer leche.

Excepciones:

- Si la lactancia no va bien de inmediato, la extracción regular puede ayudar a establecer y mantener su producción de leche.
 - Si se está extrayendo leche para que su bebé se la den en el hospital.
 - Si sus senos están congestionados (dolorosos o hinchados), puede extraer una pequeña cantidad de leche antes o entre tomas para aliviar el dolor y ayudar a su bebé a prenderse más fácilmente.
 - Si tiene los pezones doloridos o agrietados, es posible que desee extraerse la leche hasta que se curen.
 - Si está separada de su bebé y desea continuar amamantando cuando se reúnan, debe extraerse la leche con regularidad para estimular su suministro de leche. Debe encontrar los momentos óptimos del día para extraerse la leche, por ejemplo, justo antes o después de la primera toma de su bebé por la mañana cuando sus senos están llenos, o después de una toma si su bebé no ha vaciado ambos senos. Si ha regresado al trabajo, es posible que deba extraer leche durante un descanso.
- El uso de un extractor de leche requiere práctica y puede tomar varios intentos antes de tener éxito. Afortunadamente, el extractor de leche eléctrico KikkaBoo es fácil de montar y usar, por lo que pronto te acostumbrarás a extraer leche con él.

Uso de la bomba (Figura V):

1. Lávese bien las manos y asegúrese de que sus senos estén limpios.
2. Sostenga el protector de senos sobre su seno con el pulgar y el índice. Sostenga su seno con la palma de su mano. Coloque su pezón en el centro del protector/inserto de silicona ensamblado. Presione suavemente el extractor contra su seno. Asegúrese de que su pezón se ajuste correctamente.
3. Coloque su sostén de lactancia sobre la bomba.
4. Encienda el extractor de leche presionando el botón de encendido y elija el modo que prefiera.
5. Encuentra una posición cómoda. Asegúrese de no acostarse o inclinarse.

- El extractor de leche se inicia automáticamente en modo de simulación. Puede cambiar el nivel del modo de estimulación utilizando los botones “+” y “-”. Después de dos minutos, pasará automáticamente al modo de bombeo. Si su leche comienza a fluir antes de los dos minutos, presione el botón de cambio de modo para pasar manualmente al modo de extracción.
 - Una vez que esté en el modo de bombeo, aumente el nivel de succión usando el botón “+” hasta que el bombeo se sienta ligeramente incómodo (sin dolor), luego disminuya ligeramente usando el botón “-”.
- Nota: el modo de estimulación y masaje son ritmos de bomba de succión rápida, cuyo objetivo es estimular el flujo de leche. El modo de extracción es un ritmo de succión más lento para una extracción de leche suave y eficiente después de que la leche ha comenzado a fluir.
- Cuando el flujo de leche se detiene, puede cambiar al modo biónico. Su objetivo es desencadenar otra bajada combinando ritmos de bombeo rápidos y lentos.

Atención: No utilices siempre el nivel máximo de cada modo, simplemente elige el nivel más cómodo para ti. Dependiendo de su propia comodidad personal, es posible que desee utilizar un nivel de succión más alto que proporciona una succión más profunda. Siempre puede volver a un nivel de succión más bajo.

Nota: No se preocupe si su leche no fluye inmediatamente. Relájese y continúe bombeando. La leche fluirá pronto, incluso si no utiliza toda la potencia de succión que puede crear el extractor. Las primeras veces que use el extractor de leche, es posible que necesite usar un modo de succión más alto para que la leche fluya.

¡Advertencia! No bombee durante más de 5 minutos sin interrupción. Si aún no hay flujo de leche, intente extraerse la leche en otro momento del día.

- Cuando haya terminado de extraer leche, apague el extractor de leche presionando el botón de encendido durante 2 segundos.

Para recoger la leche después de la extracción:

6. Saque la bomba de su sostén de lactancia.
7. Presione el botón en el centro del dispositivo para liberar la botella de leche.

- Vierta la leche materna en un biberón en la dirección indicada como se muestra en la figura V-8.
 - Si desea almacenar la leche materna, transférala con cuidado a un recipiente desinfectado o a una bolsa de almacenamiento de leche preesterilizada.
- Para conocer las condiciones de almacenamiento, consulte la sección Almacenamiento de la leche materna.
- Desmonte y limpie las demás piezas según las instrucciones de la sección Limpieza y desinfección.

Almacenamiento de la leche materna:

- ¡Advertencia!** Siempre refrigere o congele la leche extraída inmediatamente. Almacene solo leche fresca. Almacene solo leche materna recolectada con un extractor limpio y desinfectado para garantizar la higiene. Guarde siempre la leche materna en recipientes o biberones desinfectados equipados con un anillo de rosca desinfectado y un disco de sellado o en bolsas de almacenamiento de leche preesterilizadas. NO llene completamente los recipientes, biberones o bolsas de leche. Deje algo de espacio a medida que aumenta el volumen de leche durante la congelación.
- Etiquete siempre claramente la fecha y hora de la extracción en los envases, biberones o bolsas de leche.
- Siempre use leche materna más vieja primero.
- Para mantener el contenido nutricional de la leche materna, descongélela en un compartimento frigorífico o bajo agua corriente del grifo sin abrir el recipiente, biberón o bolsa. La leche almacenada puede descongelarse durante la noche en un refrigerador y luego calentarse gradualmente en agua más tibia o caliente.
- Agite la leche descongelada para mezclar las partículas de grasa y los demás ingredientes de la leche. La leche descongelada se puede usar durante 24 horas si se almacena en el refrigerador.
- Nunca vuelva a congelar la leche descongelada.
- Nunca combine leche recién extraída y descongelada.
- Nunca caliente la leche hirviéndola o usando el microondas.
- Siempre verifique la temperatura de los alimentos antes de alimentarlos.
- Deseche la leche sobrante.

Pautas de almacenamiento de leche materna recién extraída (para bebés nacidos a término sanos)

- Temperatura ambiente hasta 25°C, hasta 4 horas.
- Nevera con bolsas de hielo congeladas -15°C a 4°C, hasta 24 horas.
- Refrigerador 4°C, hasta 3 días.
- Congelador -18°C a -20°C, hasta 6 meses.

Pautas para el almacenamiento de leche materna descongelada (para bebés nacidos a término sanos)

- Temperatura ambiente hasta 25°C, hasta 2 horas.
- Nevera con bolsas de hielo congeladas -15°C a 4°C, hasta 2 horas.
- Refrigerador 4°C, hasta 24 horas.
- Congelador NUNCA VUELVA A CONGELAR la leche materna descongelada.

La leche materna que queda de una alimentación:

Deseche la leche que haya sobrado.

Alimentación del bebé:

- Inspeccione la tetina de alimentación antes de cada uso y tire de la tetina de alimentación en todas las direcciones. Deseche a los primeros signos de daño o debilidad.
- Nunca sumerja el pezón en sustancias dulces o medicamentos, su hijo puede tener caries.
- No use microondas. No calentar el producto en hornos tradicionales ni sobre placas calientes o llamas abiertas.

Para la seguridad y la salud de su hijo ¡ADVERTENCIA!

La succión continua y prolongada de líquidos causará caries. Siempre verifique la temperatura de los alimentos antes de alimentarlos. Deseche a los primeros signos de daño o debilidad. Mantenga los componentes que no utilice fuera del alcance de los niños. Nunca lo sujete a cordones, cintas, cordones o partes sueltas de la ropa. El niño puede ser estrangulado. Utilice siempre este producto con la supervisión de un adulto. Nunca utilice las tetinas de alimentación como chupete.

Las caries dental en los niños pequeños puede ocurrir incluso cuando se usan líquidos no endulzados. Esto puede ocurrir si se permite que el bebé utilice el biberón durante largos periodos de tiempo durante el día y especialmente durante la noche, cuando se reduce el flujo de saliva o si se utiliza como chupete.

Se han producido accidentes cuando los bebés se han quedado solos con el equipo de bebida debido a la caída del bebé o si el producto se ha desmontado.

Solución de problemas:

Problema: Siento dolor cuando uso el extractor de leche.

Solución 1: una de las razones puede ser el nivel de vacío demasiado alto. Tal vez no necesite toda la potencia de vacío del extractor de leche. Al principio utilice el modo de estimulación o masaje. Si todavía siente dolor, deje de usar el extractor de leche y consulte a su asesora de lactancia. Si el extractor no se epara fácilmente del seno, puede ser necesario romper el vacío colocando un dedo entre el seno y el protector de silicona.

Solución 2: use una toalla tibia para aplicar una compresa tibia en el seno y masajee con un pequeño gesto hacia abajo durante unos 5 minutos, luego intente bombear nuevamente. Si todavía siente dolor, deje de usar el extractor de leche y consulte a su asesora de lactancia.

Problema: El extractor de leche no funciona.

Solución: Por favor, compruebe primero si ha montado correctamente el extractor de leche. Para evitar interferencias, mantenga otros equipos eléctricos, como teléfonos móviles o computadoras portátiles, alejados del extractor de leche durante la extracción. Compruebe la batería y, si es necesario, cárguela. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el servicio posventa.

Problema: No siento ninguna succión.

Solución: Verifique si todas las conexiones del extractor de leche están seguras. Desmontar y montar la bomba (figura III; figura IV). Al ensamblar su extractor de leche, asegúrese de que todas las piezas estén limpias y no dañadas. Mientras bombea, asegúrese de que el protector de senos esté completamente sellado alrededor de su seno.

Problema: Hay desbordamiento de leche.

Solución: Apague el extractor de leche. Desmonte el extractor de leche. Use un paño húmedo (no mojado) para limpiar el extractor de leche. Limpie otros componentes de acuerdo con la sección de limpieza y desinfección. Cuando todos los componentes estén secos, vuelva a armar (figura IV).

Condiciones de uso y almacenamiento:

Mantenga el extractor de leche alejado de la luz solar directa, ya que la exposición prolongada puede causar decoloración. Guarde el extractor de leche y sus accesorios en un lugar seguro, limpio y seco, sin luz solar directa y lejos de fuentes de calor. Si el aparato ha sido almacenado en un ambiente cálido o frío, colóquelo en el ambiente de uso para que alcance una temperatura dentro de las condiciones de uso (10°C - 30°C) antes de usarlo.

Especificaciones técnicas:

Modelo: Extractor de leche portátil Winnie 31304010038

Potencia de bombeo: 165-240/mmHg; Potencia de estimulación: 90-165/mmHg

Ruido limitado: <50db;

Tiempo fijo: 30 minutos; Tiempo de uso: 2,5 horas;

Batería de litio: 3,7 V, iones de litio de 1500 mAh; Tiempo de carga: 3 horas;

Protección contra descargas eléctricas: Clase II;

Entrada de energía: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Condiciones ambientales para la operación: temperatura 5-40°C, humedad relativa 10-90%, presión atmosférica 50kPa~106kPa;

Condiciones ambientales para almacenamiento: temperatura 5-40°C, humedad relativa 10-90%, presión atmosférica 50kPa~106kPa;

Entrada del adaptador: 110-240V 50~60Hz, salida: 5V 1A 3.0W;

Capacidad 140ml;

Tamaño: 10,5x5x12,7 cm, peso 234 g.

Cumple con EN 55014, EN 55032, EN 61000, Directiva RoHS, Reglamento (UE) 2020/1245. Producido para Kika Group Ltd. Fabricado en China.

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:

Електрическа помпа за кърма с иновативен дизайн, без външни кабели и тръбички. Проектирана за майки в движение. Тиха, лека и много практична. Предназначена да се постави в сутина за кърмене. С голяма литиево-йонна батерия 1500 mAh, напълно заредена може да се използва в продължение на 2 часа. Притежава защита против обратен поток, която предотвратява изтичане на кърмата към помпата и нейното замърсяване. Интелигентен дисплей, който разполага с функция за памет. Помпата притежава четири режима: Стимулация, Масаж, Изцеждане, Изцеждане с неравномерно изпомпване с 9 степени на работа. Сетът ключова мекс силиконови фунии – 18, 20 и 22мм и една силиконова приставка 16мм. Бутилка за мляко 140мл. Всички използвани материали в помпата са безопасни и от хранителен клас.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Предназначение:

Помпата за кърма е предназначена за изцеждане и събиране на кърма от гърдите на кърмеща майка. Предпоставка за използване на помпата за кърма е да имате незапушени млечни канали. При някои нови майки млечните канали могат да бъдат запушени поради вродено хлътване на зърната или недостатъчна кърма. Преди да използвате помпа за кърма е необходимо гърдите ви да бъдат прегледани от специалист, за да сте сигурни, че млечните ви канали не са запушени и лактацията е добре установена. Помпата за кърма HE е предназначена за предизвикване на първа лактация. Помпата за кърма е предназначена за един потребител!

ВНИМАНИЕ! Никога не използвайте помпата за кърма, докато сте бременна, тъй като изпомпването може да предизвика раждане. Никога не използвайте помпата за кърма за други цели, освен за изброените в това ръководство.

Предупреждения за избягване на задавяне, удушаване и нараняване:

- Не позволявайте на деца или домашни любимци да играят с помпата, адаптора и аксесоарите на помпата.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да играят с помпата.
- Не оставяйте помпата за кърма без надзор, докато е включена в контакта по време на зареждане.
- Да се пази далеч от деца.

Този помпа за кърма не е предназначена за използване от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания. Таква лица могат да използват тази помпа за кърма само ако са наблюдавани или са получили подходящи инструкции относно употребата на продукта от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Предупреждения за избягване на токов удар и изгаряния:

- Преди всяка употреба проверявайте помпата за кърма, включително адаптера, за признаци на повреда. Не използвайте помпата за кърма, ако адаптерът или кабелът е повреден, ако не работи правилно или ако е била изпускана или потопяна във вода.
- Използвайте само препоръчания USB адаптер и посочения волтаж, за да предотвратите прегряване на адаптера, повреди или аварии. Не пипайте адаптера и помпата по време на гръмотевични бури.
- Не поставяйте помпата/адаптера на директна слънчева светлина или вълж, близо до нагреватели или други горещи уреди, на места, изложени на изключително високи или ниски температури, висока влага или задръжания.
- Не поставяйте тежки предмети върху помпата и не повреждайте кабела или адаптера. Не опъвайте или извивайте силно кабела. Винаги дръжте адаптера, когато го изключвате от контакта. Убедете се, че адаптерът е плътно включен в контакта. Не използвайте контакт, който е разхлабен.
- Не позволявайте на помпата/адаптера да се намокрят. Не разглобявайте или модифицирайте помпата/адаптера. Не хвърляйте батерията в огън и не я излагайте на горещина.
- Веднага изключете адаптера и спрете употребата на помпата, ако забележите неестествена миризма, затопляне, обезцветяване, деформация или нещо необичайно докато използвате или съхранявате помпата.

Предупреждения за избягване на отравяне и заразяване и за осигуряване на хигиена:

- По хигиенни причини помпата за кърма е предназначена само за многократна употреба от един потребител.
- Преди всяка употреба почистете, изпакнете и дезинфекцирайте всички части, освен уреда, USB адаптера и кабела на помпата.
- Съхранявайте кърма само, която е изцедена с почистена и дезинфекцирана помпа.
- Не използвайте помпата за кърма, ако силиконовата диафрагма изглежда повредена или дефектна.
- Не почиствайте частите на помпата с антибактериални или абразивни почистващи препарати.

Предупреждения за избягване на проблеми и болки, свързани с гърдите и зърната:

- Преди всяка употреба, проверявайте помпата за кърма за признаци на повреда. Не използвайте помпата за кърма, ако не работи правилно.
- Не се опитвайте да отстраните тялото на помпата, докато е прилепнала към гърдата с вакуум. Изключете уреда и прекъснете вакуумната връзка,

като поставите пръста си между гърдата и фунията на помпата. След това отстранете помпата от гърдата.

- Никога не използвайте помпата за кърма, когато сте сънени или Ви се спи, за да избегнете невнимание по време на употреба.
- Винаги изключвайте помпата за кърма, преди да извадите тялото на помпата от гърдите си, за да освободите вакуума.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчани от производителя. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да повлияе на електромагнитната съвместимост (ЕМС). При използване на аксесоари или части, вашата гаранция става невалидна.
- Не изпомпвайте повече от пет минути без прекъсване, ако не успеете да изцедите кърма. Опитайте да изцедите по друго време на деня.
- Ако процесът стане много неприятен или болезнен, спрете да използвате помпата и се консултирайте с Вашия съветник по кърмене.
- Ако създаденото Ви причинява дискомфорт или болка, изключете уреда, прекъснете вакуумната връзка, прекъснете вакуумната връзка, като поставите пръста си между гърдата и фунията на помпата и отстранете помпата от гърдата си.
- Никога не изпускате и не пхвайте чужди предмети в отворите.

Предупреждения за предотвратяване на телесни наранявания, повреди и неизправности на продукта:

- Не позволявайте на адаптера, кабела и уреда да влизат в контакт с вода.
- Пазете адаптера и силиконовите части далече от горещи повърхности, за да избегнете прегряване и деформация на тези части.
- Никога не поставяйте уреда или адаптера във вода, в съдомиялна машина или в уред за дезинфекция. Въпреки че помпата за кърма отговаря на приложимите директиви за електромагнитна съвместимост, Тя все пак може да е чувствителна към по-силни емисии и/или да причинява смущения в работата на друго оборудване. Това може да доведе до изключване на помпата за кърма или до влизането ѝ в режим на грешки. За предпазване от взаимни смущения дръжте друго електрическо оборудване на разстояние от помпата за кърма по време на изцеждане (вижте Техническа информация).
- В уреда няма части, които могат да бъдат обслужвани от потребителя. Не е разрешено модифициране на оборудването. Ако извършите такова, Вашата гаранция става невалидна.
- Не изпускате и не удрайте помпата/ USB адаптера. Не натискайте силно по дисплея.
- Уреда, USB кабела и адаптера не изискват почистване и стерилизация, тъй като те не влизат в контакт с кърмата.
- Никога не използвайте алкохол или други органични разтворители за почистване на помпата за кърма.
- Не използвайте помпата за кърма по никакъв начин или за каквато и да е цел, която не е описана в това ръководство. Това може да доведе до инциденти или да повреди помпата за кърма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА РАБОТА С ЛИТИЕВО-ПОЛИМЕРНИ БАТЕРИИ:

- Задължително включването на адаптера да се извършва (АМО) от възрастни! Не допускайте батерията да бъде огъвана, пробивана (особено с метални предмети) или наранявана по друг начин.
- Зареждайте батерията единствено с предоставения от производителя адаптер! Не допускайте късо съединение!
- Съхранявайте при стайна температура! Не излагайте на директна слънчева светлина!
- Никога не оставяйте без надзора включена за зареждане батерия!
- Батерията може да експлодира, ако се третира неправилно!

ЗАБЕЛЖКА: Батерията е разположена вътре в основното устройство.

СЪВЕТ: Зареждайте напълно батерията преди употреба, за да я запазите и да удължите периода на използването ѝ.

ВАЖНО! За да подмените батерията, свържете се с търговеца или авторизан сервиз!

ВНИМАНИЕ! Когато спрете да използвате продукта, не го изхвърляйте с обикновените битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране на отпадъци, където да бъде рециклиран. Отпадъкът, който се образува от повредени електронни и видео устройства, батерии, адаптери, трябва да се събира разделно. Не се допуска да се изхвърлят в контейнери за смесени битови отпадъци! Изхвърляйте ги само в предназначенията за целта места.



ЧАСТИ (Фигура I):

1. Основно устройство x 1; 2. Силиконова диафрагма x 2; 3. Бутилка за мляко x 1; 4. Катарама за регулиране на сутиния x 1; 5. Силиконова клапа x 2; 6. Уплътнения x 2; 7. Линекер x 1; 8. Капачка за бутилка мляко x 1; 9. USB адаптер x 1; 10. USB кабел за зареждане x 1; 11. Силиконова приставка 16мм x 1; 12. Силиконова фуния x 3 (18мм x 1; 20мм x 1; 22мм x 1).

ДИСПЛЕЙ (Фигура II):

1. Увеличаване на засмукването; 2. Режим стимулация; 3. Режим масаж; 4. Ниво на засмукване; 5. Бутон за захранване/смяна на режима;
6. Индикатор за батерия; 7. Режим изцеждане; 8. Намаляване на засмукването; 9. Режим изцеждане с неравномерно изпомпване.

- Бутона за съхраняване/ смяна на режима: натиснете за 2 секунди, за да включите или изключите помпата за кърма. Докоснете веднъж, за смяна на режима.
- Когато помпата за кърма е включена, тя ще започне в режим Стимулация. След 2 минути употреба автоматично ще премине в режим Изцеждане. Помпата за кърма разполага с вградена функция памет. При включване тя автоматично да започва да работи с последно използваните настройки от предишна сесия.
- Нива на засмукване: Режим Стимулация L1-L9; Режим масаж: L1-L9; Режим изцеждане: L1-L9; Режим изцеждане с неравномерно изпомпване: L1-L9.
- Индикатор за батерия: показва оставащия процент на батерията, моля зареждайте, когато батерията е изтощена.
- Помпата ще се изключи автоматично след 30 минути употреба.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Почистване и дезинфекция (Фигура III):

Основното устройство, USB кабела и адаптерът не изискват почистване и дезинфекция, тъй като не влизат в контакт с кърмата. Преди първа употреба, почистете и дезинфекцирайте всички други части на помпата за кърма.

- Не загрявайте и не стерилизирайте в микровълнова фурна.
- Почиствайте тези части след всяка следваща употреба и ги дезинфекцирайте преди всяка следваща употреба.

Внимание! Никога не поставяйте основното устройство, USB кабела или адаптера във вода, в съдомиялна машина или в дезинфектант, тъй като това ще ги повреди необратимо.

- Разгледете помпата за кърма, както е показано на фигура III.
- Преди първа употреба дезинфекцирайте във вряща вода за 5 минути всички части, освен основното устройство, USB кабела и адаптера. Това осигурява хигиена.
- Бъдете внимателни, когато сваляте и почиствате клапата. Ако се повреди, помпата ви за кърма няма да работи правилно.
- За да почистите силиконовата клапа, я разтъркайте внимателно между пръстите си в топла вода с малко течен препарат. Не поставяйте предмети в клапата, тъй като това може да я повреди.
- По време на дезинфекция с вряща вода, не позволявайте на частите да докосват стените на съда. Това може да причини непоравна деформация или повреда на продукта, за които KikkaVoo не носи отговорност.
- Почиствайте внимателно преди всяка следваща употреба, за да осигурите хигиена.
- Почистете всички части, с изключение на основното устройство, USB кабела и адаптера, с топла вода и деликатен препарат. Винаги изплаквайте старателно всички части, с изключение на основното устройство, USB кабела и адаптера, след всяко измиване.
- Измийте старателно и изплакнете всички части, с изключение на основното устройство, USB кабела и адаптера, с чиста вода, включително зоните, които може да не се виждат, но през които е преминала храната, за да отстраните остатъците от храна.
- Всички части, с изключение на основното устройство, USB кабела и адаптера, могат да се стерилизират за 10 минути в парен стерилизатор, предназначен за кърмачки и бебешки продукти.
- Не поставяйте в съдомиялна машина.

- Не поставяйте в микровълнова фурна. Не загрявайте продукта в традиционни фурни, котлони или открити пламъци.
- Избягвайте използването на остри или абразивни материали, тъй като те могат да повреди продукта.
- Не почиствайте и не позволявайте на продукта да влиза в контакт с разтворители или агресивни химикали. Това може да повреди продукта.
- След почистване на продукта, подсушете добре всички части и ги съхранявайте на чисто и сухо място без пряка слънчева светлина и далеч от източници на топлина.

Забележка: Уверете се, че сте почистили и дезинфекцирали съответните части на помпата за кърма. Измийте ръцете си добре, преди работа с почистените части!

Внимание! Бъдете внимателни, тъй като почистените части може да са още горещи. Започнете да слобявате помпата за кърма само, когато почистените части са се охладили.

Забележка: Нормално е да има остатъчна миризма. Почистете продукта според инструкциите и това ще помогне за ефективно намаляване или премахване на миризмата.

Кога да почиствате и стерилизирате (Фигура I):

- Преди първа употреба измийте и стерилизирайте: силиконовите фунии и приставката (I-11; I-12); частите I-2; I-3; I-5; I-7; I-8.
- Преди и след всяка употреба измийте: силиконовите фунии и приставката (I-11; I-12); частите I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8.
- Веднъж на ден стерилизирайте: силиконовите фунии и приставката (I-11; I-12); частите I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8.

Подсушете всички части след измиване или дезинфекция. Измийте ръцете си и слобете цялата помпа за кърма, както е показано на фигура IV.

РАБОТА С БАТЕРИЯТА:

ВНИМАНИЕ! Преди първа употреба заредете напълно батерията за 2 часа без прекъсване! След като помпата се включи, иконата на индикатора за батерията на дисплея ще показва оставащия живот на батерията, докато батерията се изтощи. Когато батерията е изтощена, иконата на индикатора за батерията ще започне да мига. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът ще покаже икона за пълна батерия. Внимание: Батерията не може да се зарежда повече от 24 часа.

Сглобяване на помпата (Фигура IV):**Важно:**

- Преди да сглобите помпата, се уверете, че всички части, с изключение на основното устройство, USB кабела и адаптера, са почистени и стерилизирани.
 - Проверявайте компонентите на помпата за кърма за износване или повреда преди всяка употреба. Подменете, ако е необходимо.
 - винаги проверявайте всички части преди употреба за чистота.
 - За да предотвратите повреда на помпата за кърма, всички компоненти трябва да са напълно сухи преди употреба.
1. Измийте ръцете си старателно със сапун и вода, преди да докоснете помпата за кърма, частите на помпата и гърдите.
 2. Монтирайте силиконовата клапа и уплътнението в долната част на линкера, уверете се, че са монтирани по правилния начин.
 3. Инсталирайте силиконовата диафрагма в линкера.
 4. Поставете сглобения линкер в основното устройство.
 5. Инсталирайте бутилката за мляко в основното устройство.
 6. Инсталирайте силиконовата фуния или силиконовата приставка.

Кога да изцедите кърма:

Ако се справяте добре с кърменето, е препоръчително (освен ако вашия здравен специалист/съветник по кърмене не е препоръчал друго) да изчакате, докато се установи Вашия график на отделяне на кърма и кърмене (обикновено от 2 до 4 седмици след раждането), преди да започнете с изцеждането.

Изключения:

- Ако в началото имате проблеми с кърменето, редовното изцеждане може да помогне за образуване и поддържане на количеството на кърмата.
 - Ако изцедите кърма за Вашето бебе, с която да го хранят в болница.
 - Ако гърдите ви са препълнени (болезнени или подути), можете да изцедите малко количество кърма преди или между кърменията, за да облекчите болката и да помогнете на бебето да засуче по-лесно.
 - Ако зърната ви са възпалени или напукани, може да предпочетете да изцедите кърмата си, докато заздравеят.
 - Ако бебето е временно отделено от Вас и желаете да продължите да кърмите, когато то отново е при Вас, е препоръчително да изцедите кърмата си редовно, за да стимулирате производството на кърма.
- Трябва да намерите най-подходящото време от деня за изцеждане на кърмата, например непосредствено преди или след първото кърмене сутрин, когато гърдите ви са пълни, или след кърмене в случай, че бебето не е поело всичко и от двете гърди. Ако сте се върнали на работа, може да се наложи да изцедите по време на почивките.

Използването на помпа за кърма изисква практика и може да са необходими няколко опита, докато успеете. За щастие, помпата за кърма KikkaVoo е лесна за сглобяване и използване, така че скоро ще свикнете да работите с нея.

Използване на помпата (Фигура V):

1. Измийте добре ръцете си и се уверете, че гърдите ви са чисти.
2. Позиционирайте силиконовата фуния върху гърдата си с палец и показалец, поддържайки гърдата си с длан. Позиционирайте зърното си в центъра на силиконовата фуния/приставка. Внимателно притиснете помпата към гърдата си, за да създаде херметично уплътнение. Уверете се, че зърното ви пасва правилно.
3. Поставете сутина си за кърмене над помпата.
4. Включете помпата за кърма, като натиснете бутона за захранване и изберете режима, който предпочитате.
5. Намерете удобна позиция. Не лягайте и не се облягайте.

- Помпата автоматично ще започне с режима стимулация. Можете да промените силата на засмукване с помощта на бутоните „+“ и „-“. След две минути работа помпата автоматично ще премине в режим на изцеждане. Ако млякото ви започне да тече преди тези две минути, натиснете бутона за смяна на режима, за да преминете ръчно към режим на изцеждане.
- След като сте в режим на изцеждане, увеличете силата на засмукване, като използвате бутона „+“, докато почувствате леко неудобство

(не болка), след което намалете леко с помощта на бутон „-“.

Забележка: Режимите симулация и масаж включват бърз ритъм на засмукване, с цел стимулиране на притока на мляко. Режимът изсещдане включва по-бавен ритъм на засмукване, с цел пълноценно изсещдане на кърмата.

• Когато потокът на кърма спре, можете да превключите на режим изсещдане с неравномерно изпомпване, който има за цел да предизвика нова лактация чрез комбиниране на бързи и бавни ритми на изсещдане.

Внимание: Не използвайте винаги максималното ниво на всеки режим, изберете най-комфортното ниво за вас. В зависимост от вашия личен комфорт, може да пожелаете да използвате по-ниско ниво на изсещдане. Винаги можете да се върнете към по-ниско ниво на засмукване.

Забележка: Не се притеснявайте, ако кърмата Ви не потече веднага. Отпуснете се и продължете да помпате. Кърмата скоро ще потече, дори и да не използвате цялата засмукваща сила, която помпата може да създаде. Първите няколко пъти, когато използвате помпата за кърма, може да се наложи да използвате по-силен режим на засмукване, за да потече кърмата ви.

Внимание! Не помпайте повече от 5 минути без прекъсване, ако кърма не изтича. Опитайте да изцедите по друго време на деня.

• Когато приключите с изсещдането, изключете помпата за кърма, като натиснете бутон за захранване за 2 секунди.

За събиране на кърмата след изсещдане:

6. Извадете помпата от суетина си за кърмачки.

7. Натиснете бутон в средата на устройството, за да освободите бутилката с мляко.

8. Изсипете кърмата в шише за хранене в посочената посока, както е показано на фигура V-8.

• Ако искате да съхраните кърмата, внимателно я прехвърлете в дезинфекциран контейнер или предварително стерилизирана торбичка за съхранение на кърма. За улесняване на съхранение, моля, вижте раздел съхранение на кърмата.

• Разглобете и почиствайте другите части според инструкциите в раздел почистване и дезинфекция.

Съхранение на кърма:

Внимание! Винаги изцедената кърма я охлаждайте или замразявайте веднага. Съхранявайте само прясно изцедена кърма. Съхранявайте само кърма, която е изцедена с почиствена и дезинфекцирана помпа, за да се осигури хигиена. Винаги съхранявайте кърмата в дезинфекцирани контейнери или шишета, снабдени с дезинфекциран пръстен и уплътнителен диск, или в предварително стерилизирани пликчета за съхранение на кърма. НЕ пълнете напълно контейнерите, шишетата или пликчетата с кърма. Оставете малко място, тъй като обемът на кърмата се увеличава по време на замразяване.

• Винаги ясно отбелязвайте датата и часа на изсещдането върху контейнерите, шишетата или пликчетата с кърма.

• Винаги първо използвайте по-старата кърма.

• За да запазите хранителните качества на кърмата, размразявайте в хладилник или под течаща чешмяна вода, без да отваряте контейнера, шишето или плика. Замразена кърма може да се размрази за една нощ в хладилник, след което постепенно да се затопля в то-топла или гореща вода.

• Разклатете добре размразената кърма, за да се смесят отделните частици в нея. Размразената кърма е годна за употреба 24 часа, ако се съхранява в хладилник.

• Никога не замразявайте повторно размразена кърма.

• Никога не смесвайте прясно изцедена кърма и размразена от преди.

• Никога не затопляйте кърма в микровълнова печка и никога не варете.

• Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене.

• Изхвърлете кърмата останалата от храненето на бебето.

Указания за съхранение на прясно изцедена кърма (за здрави доносени бебета):

• При стайна температура до 25°C, до 4 часа.

• При охлаждане със замразени пликчета след -15°C до 4°C, до 24 часа.

• В хладилник 4°C, до 3 дни.

• Във фризер -18°C до -20°C, до 6 месеца.

Указания за съхранение на размразена кърма (за здрави доносени бебета):

• При стайна температура до 25°C, до 2 часа.

• При охлаждане със замразени пликчета след -15°C до 4°C, до 2 часа.

• В хладилник 4°C, до 24 часа.

• Във фризер НИКОГА НЕ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ повторно веднъж размразена кърма.

Кърма, останала от хранене:

Изхвърлете остатъчната кърма.

Хранене на бебето:

• Проверявайте биберона за хранене преди всяка употреба и издърпайте биберона за хранене във всички посоки. Изхвърлете при първите признаци на увреждане или дефект.

- Никога не потапяйте биберона в сладки течности или лекарства, детето Ви може да получи кариес.
- Де не се поставя в микровълнова печка. Не затопляйте продукта в традиционни фурни, върху нагряващи се плочи или открити пламъци.

За безопасността и здравето на вашето дете ВНИМАНИЕ!

Непрекъснато и продължително смукане на течности ще доведе до кариес.

Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене.

Извършете при първите признаци на увреждане или дефект.

Съхранявайте компонентите, които не се използват, извън обсега на деца.

Никога не прикрепяйте към шнурове, панделки, дантели или свободни части от дрехи. Детето може да бъде удушено.

Винаги използвайте този продукт под надзора на възрастни.

Никога не използвайте биберони за хранене като биберон-зальгалка.

Малките деца могат да получат зъбен кариес дори, когато се използват неподладени течности. Това може да възникне, ако на бебето е позволено да използва бутилката за дълги периоди през деня и особено през нощта, когато потокът на слюнката е намален или се използва като биберон-зальгалка.

Настъпвали са злополуки, когато бебетата са били оставени сами с приспособлението за пиене поради падане на бебето или ако продуктът е разглобен.

Отстраняване на неизправности:

Проблем: Изпитвам болка, когато използвам помпата за кърма.

Решение 1: Една от причините може да бъде твърде високото ниво на засмукване. Не се нуждаете от пълната сила на вакуума, произведена от помпата. Първоначално използвайте режима стимулация или масаж. Ако все още чувствате болка, спрете да използвате помпата за кърма и се консултирайте с вашия съветник по кърмене. Ако помпата не се отделя лесно от гърдата ви, може да прекъснете вакуумната връзка, като поставите пръст между гърдата и силиконовата фуния.

Решение 2: Използвайте топла кърпа, за да приложите топъл компрес върху гърдите и масажирате в посока към основата на гърдата към зърното в продължение на 5 минути. Повторете отново опита за изцеждане. Ако все още чувствате болка, спрете да използвате помпата за кърма и се консултирайте с вашия съветник по кърмене.

Проблем: Помпата за кърма не работи.

Решение: Най-напред проверете дали сте сглобили правилно помпата за кърма. За предпазване от взаимни смущения дръжте друго електрическо оборудване, като мобилен телефон или лаптоп, далече от помпата за кърма по време на изцеждане. Проверете батерията, ако е необходимо заредете я.

Проблем: Не усещам никакво засмукване.

Решение: Проверете дали сте сглобили правилно помпата за кърма. Разгледете и сглобете помпата (фигура III; фигура IV). СГЛОБВАЙКИ ВАШАТА ПОМПА: Уверете се, че всички части са чисти и не са повредени. Докато изцеждате уверете се, че силиконовата фуния напълно приляга около гърдата ви, за да се получи вакуум.

Проблем: Има изтичане на кърма.

Решение: Изключете помпата за кърма. Разгледете помпата за кърма (фигура III). Използвайте влажна (немокра) кърпа, за да избършете помпата за кърма. Почистете другите компоненти според раздела Почиставане и дезинфекция. Когато всички компоненти изсъхнат, сглобете отново (фигура IV).

Условия на използване и съхранение:

Пазете помпата за кърма от пряка слънчева светлина, тъй като продължителното излагане може да причини обезцветяване. Съхранявайте помпата за кърма и аксесоарите ѝ на безопасно, чисто и сухо място без пряка слънчева светлина и далеч от източници на топлина. Ако уредът е бил съхраняван в гореща или студена среда, поставете го в средата на използване и го оставете да достигне температура в рамките на условията за употреба (10°C - 30°C), преди да го използвате.

Технически характеристики:

Модел: Помпа за кърма Winnie 31304010038

Сила на изпомпване: 165-240/mmHg; Сила на стимулация: 90-165/mmHg

Ниво на шума: <50db;

Фиксирано време: 30 минути; Време на работа 2,5 часа;

Литиева батерия: 3.7V, 1500mAh; Време на зареждане 3 часа;

Защита срещу токов удар: Клас I;

Захранване: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Условия на околната среда при работа: температура 5-40°C, относителна влажност 10-90%, атмосферно налягане 50kPa~106kPa;

Условия на околната среда при съхранение: температура 5-40°C, относителна влажност 10-90%, атмосферно налягане 50kPa~106kPa;

Напрежение на мрежата за адаптера: входно: 110-240V 50-60Hz, изходно: 5V 1A 3.0W;

Вместимост: 140мл;

Размер: 10.5x5x12.7 см, тегло 234гр.

В съответствие с EN 55014, EN 55032, EN 61000, RoHS Директива, Регламент (EC) 2020/1245. Произведено за Kika Group Ltd.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PER L'UTENTE PRIMA DELL'USO E CONSERVARLO PER RIFERIMENTI FUTURI.

IT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Tiralatte elettrico con innovativo design indossabile, senza cavi e tubi esterni. Progettato per le mamme in movimento. È così comodo che puoi indossarlo dentro il tuo reggiseno da allattamento. Silenzioso e leggero. Con una grande batteria al litio ricaricabile da 1500 mAh, completamente carica può essere utilizzata per 2 ore. Protezione antiriflusso per impedire al latte materno di risalire verso il tiralatte, prevenire la contaminazione e mantenere il latte fresco. Display intelligente, che dispone di una funzione di memoria. Soddisfa le diverse esigenze con quattro modalità: stimolazione, massaggio, pompaggio e modalità bionica con regolazione della forza di aspirazione a 9 livelli. Coppe per il seno in morbido silicone – 18, 20 e 22 mm. Insetto in silicone 16 mm. Bottiglia per il latte 140 ml. Realizzato con materiali sicuri per uso alimentare.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:

Destinazione d'uso:

Il tiralatte ha lo scopo di estrarre e raccogliere il latte dal seno di una donna che allatta. Il presupposto per utilizzare il tiralatte è avere i condotti del latte non ostruiti. Alcune neomamme sembrano avere dotti lattiferi ostruiti a causa di depressione congenita del capezolo o latte insufficiente. È necessario sottoporsi a un controllo del seno professionale per assicurarsi che i dotti del latte non siano ostruiti e che l'allattamento sia ben stabilito prima di utilizzare un tiralatte. Il tiralatte NON è destinato a indurre la prima allattamento. Il tiralatte è destinato a un singolo utente!

AVVERTIMENTO! Non usare mai il tiralatte durante la gravidanza, poiché l'estrazione può causare il parto.

Non utilizzare mai il tiralatte per scopi diversi da quelli elencati in questo manuale.

Avvertenze per evitare soffocamento, strangolamento e lesioni:

- Non consentire a bambini o animali domestici di giocare con il dispositivo, l'adattatore o gli accessori.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Non lasciare il tiralatte incustodito mentre è in carica.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Questo tiralatte non è destinato all'uso da parte di donne con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza. Tali donne possono utilizzare questo tiralatte solo se sotto la supervisione o se hanno ricevuto adeguate istruzioni sull'uso del prodotto da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Avvertenze per evitare scosse elettriche e ustioni:

- Ispezionare il tiralatte, incluso l'adattatore, per segni di danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il tiralatte se l'adattatore o il cavo sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto o è stato immerso in acqua.
- Utilizzare solo la tensione specificata e l'adattatore USB suggerito per evitare il surriscaldamento dell'adattatore, eventuali danni o guasti.
- Non toccare l'adattatore USB e il tiralatte durante un temporale.
- Non posizionare il tiralatte/l'adattatore USB alla luce diretta del sole o sotto la pioggia, vicino a termosifoni o altri apparecchi caldi, in qualsiasi luogo esposto a temperature estremamente alte o basse, umidità elevata o in luoghi polverosi.
- Non posizionare oggetti pesanti o danneggiare il cavo o l'adattatore. Non piegare o tirare con forza il cavo USB. Tenere sempre l'adattatore USB quando si scollega dalla presa di corrente. Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa di corrente. Non utilizzare una presa allentata.
- Non permettere che il tiralatte/l'adattatore USB/il cavo/la batteria si bagnino. Non smontare o modificare il tiralatte/l'adattatore USB/la batteria.
- Scollegare l'adattatore USB e interrompere l'uso del tiralatte se si notano odori anomali, calore, scolorimento, deformazione o qualsiasi cosa insolita durante l'utilizzo o la conservazione.

Avvertenze per evitare intossicazioni e contaminazioni e per garantire l'igiene:

- Per motivi igienici, il tiralatte è destinato esclusivamente all'uso ripetuto da parte di un singolo utente.
- Prima di ogni utilizzo, pulire, sciacquare e disinfettare tutte le parti, tranne il dispositivo principale, il cavo USB e l'adattatore della pompa.
- Conservare solo il latte materno raccolto con un tiralatte pulito e igienizzato.
- Non utilizzare il tiralatte se il diaframma in silicone appare danneggiato o rotto.
- Non utilizzare detergenti antibatterici o abrasivi quando si puliscono le parti del tiralatte.

Avvertenze per evitare problemi e dolori al seno e ai capezzoli:

- Prima di ogni utilizzo, controllare che il tiralatte non presenti segni di danni. Non utilizzare il tiralatte se non funziona correttamente.
- Non tentare di rimuovere il tiralatte dal seno mentre è sottovuoto. Spegnerne l'apparecchio e rompere il sigillo tra il seno e l'imbuto della pompa con un dito. Quindi rimuovere la pompa dal seno.

- Non utilizzare mai il tiralatte quando si è assonnati o assonnati per evitare disattenzione durante l'uso.
- Spegnerne sempre il tiralatte prima di rimuovere il corpo del tiralatte dal seno per liberare il vuoto.
- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori o quelli non specificatamente consigliati dal produttore. Ciò potrebbe causare un funzionamento improprio dell'apparecchio e influire sulla compatibilità elettromagnetica (EMC). Se si utilizzano tali accessori o parti, la garanzia decade.
- Non continuare a pompare per più di cinque minuti alla volta se non si riesce ad estrarre il latte. Prova a esprimere in un altro momento durante il giorno.
- Se il processo diventa molto scomodo o doloroso, smetti di usare il tiralatte e consulta il tuo consulente per l'allattamento.
- Se la pressione generata è fastidiosa o provoca dolore, spegnere l'apparecchio, rompere con il dito la chiusura tra il seno e il corpo del tiralatte e rimuovere il tiralatte dal seno.
- Non far cadere o inserire oggetti estranei nelle aperture.

Attenzione per evitare lesioni personali, danni e malfunzionamento del prodotto:

- Evitare che l'adattatore, il cavo USB e l'unità principale entrino in contatto con l'acqua.
- Tenere l'adattatore e le parti in silicone lontano da superfici riscaldate per evitare il surriscaldamento e la deformazione di queste parti.
- Non immergere mai l'unità principale o l'adattatore in acqua, in lavastoviglie o in un disinfettante. Sebbene il tiralatte sia conforme alle direttive EMC applicabili, potrebbe comunque essere soggetto a emissioni eccessive e/o interferire con altre apparecchiature. Una conseguenza può essere che il tiralatte si spenga o entri in modalità di errore. Per evitare interferenze, tenere altre apparecchiature elettriche lontane dal tiralatte durante l'estrazione (vedere "Informazioni tecniche").
- Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno dell'unità principale del tiralatte. Nessuna modifica del l'attrezzatura è consentita. Se lo fai, la garanzia perde validità.
- Non far cadere o colpire il tiralatte/l'adattatore USB. Non premere sul display.
- L'unità principale, il cavo USB e l'adattatore non richiedono pulizia e sterilizzazione, in quanto non entrano in contatto con il latte materno.
- Non usare mai alcool o altri solventi organici per pulire il tiralatte.
- Non utilizzare il tiralatte in alcun modo o per scopi non descritti in questa guida. Ciò potrebbe causare incidenti o danneggiare il tiralatte.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DI BATTERIE AI POLIMERI DI LITIO:

- SOLO un adulto può collegare l'adattatore!
- Non piegare, forare (soprattutto con oggetti metallici) o danneggiare la batteria in altro modo.
- Caricare la batteria solo con l'adattatore fornito dal produttore!
- Non consentire cortocircuiti!
- Conservare il prodotto a temperatura ambiente!
- Non esporre alla luce solare diretta!
- Non lasciare mai una batteria in carica senza sorveglianza!

La batteria può esplodere se maltrattata!

NOTA: Il vano batteria si trova all'interno del dispositivo principale.

CONSIGLIO: Caricare completamente la batteria prima dell'uso per salvarla e prolungarne la durata.

IMPORTANTE! Per sostituire la batteria contattare il rivenditore o un servizio autorizzato!

ATTENZIONE! Quando si smette di utilizzare il prodotto, non smaltirlo con i normali rifiuti domestici ma consegnarlo a un punto di raccolta rifiuti autorizzato. I rifiuti formati da apparecchiature elettriche e video danneggiate, batterie, adattatori, devono essere smaltiti separatamente. È vietato gettarli nei contenitori dei rifiuti domestici.



PARTI (Figura I):

1. Unità principale x 1; 2. Diaframma in silicone x 2; 3. Bottiglia per il latte x 1; 4. Fibbia di regolazione del reggiseno x 1; 5. Valvola in silicone x 2; 6. Sigilli x 2; 7. Linker x 1; 8. Coperchio bottiglia di latte x 1; 9. Adattatore USB x 1; 10. Cavo di ricarica USB x 1; 11. Inserto in silicone 16 mm x 1; 12. Coppe per il seno in silicone x 3 (18 mm x 1; 20 mm x 1; 22 mm x 1).

DISPLAY (Figura II):

1. Aumento aspirazione; 2. Modalità di stimolazione; 3. Modalità massaggio; 4. Livello di aspirazione; 5. Pulsante di regolazione alimentazione/modalità; 6. Indicatore batteria; 7. Modalità di pompaggio; 8. Diminuzione dell'aspirazione; 9. Modalità bionica.

- Pulsante di regolazione alimentazione/modalità: premere per 2 secondi per accendere o spegnere il tiralatte. Tocca una volta per cambiare la modalità.
- Quando il tiralatte viene acceso, si avvierà in modalità Stimolazione. Dopo 2 minuti di utilizzo, passerà automaticamente alla modalità di pompaggio.
- Il tiralatte dispone di una funzione di memoria incorporata. All'accensione, la macchina entra automaticamente e passa alla modalità di lavoro e al livello di aspirazione

utilizzati l'ultima volta.

- Livelli di aspirazione: modalità di stimolazione: L1-L9; Modalità massaggio: L1-L9; Modalità di pompaggio: L1-L9; Modalità bionica: L1-L9.
- Indicatore batteria: mostra la percentuale di batteria residua; per favore, carica quando la batteria è scarica.
- Il tiralatte smetterà automaticamente di funzionare dopo 30 minuti di lavoro.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Pulizia e sanificazione (Figura III):

Il dispositivo principale, il cavo USB e l'adattatore non necessitano di pulizia e igienizzazione, in quanto non entrano in contatto con il latte materno. Pulire e disinfettare tutte le altre parti del tiralatte prima del primo utilizzo.

- Non riscaldare o sterilizzare in un forno a microonde.

• Prima e dopo l'uso, pulire e disinfettare le parti a contatto con il latte materno.

Attenzione! Non mettere mai il dispositivo principale, il cavo USB o l'adattatore in acqua, in lavastoviglie o in un disinfettante, poiché ciò causerebbe danni permanenti a queste parti.

- Smontare completamente il tiralatte come mostrato in Figura III.

• Prima del primo utilizzo, disinfettare in acqua bollente per 5 minuti tutte le parti tranne il dispositivo principale, il cavo USB e l'adattatore. Ciò garantisce l'igiene.

• Prestare attenzione durante la rimozione e la pulizia della valvola. Se si rompe, il tiralatte non funzionerà correttamente.

- Pulire accuratamente prima di ogni utilizzo successivo per garantire l'igiene.

• Lavare tutte le parti, ad eccezione del dispositivo principale, del cavo USB e dell'adattatore, con acqua tiepida e detergente delicato.

• Sciacquare sempre accuratamente tutte le parti tranne il dispositivo principale, il cavo USB e l'adattatore dopo ogni lavaggio.

• Lavare accuratamente e risciacquare tutte le parti, tranne il dispositivo principale, il cavo USB e l'adattatore con acqua pulita, comprese le aree che potrebbero non essere visibili ma attraverso le quali è passato il latte, per rimuovere i residui di latte.

• Tutte le parti, ad eccezione del dispositivo principale, del cavo USB e dell'adattatore, possono essere sterilizzate fino a 10 minuti in uno sterilizzatore a vapore destinato alle madri che allattano e ai prodotti per bambini.

- Non mettere in lavastoviglie.

• Non mettere in un forno a microonde. Non riscaldare il prodotto in forni tradizionali, su piastre calde o fiamme libere.

• Evitare l'uso di materiali taglienti o abrasivi, in quanto ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

• Non pulire o permettere che il prodotto venga a contatto con solventi o prodotti chimici aggressivi. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

• Dopo aver pulito il prodotto, asciugare accuratamente tutte le parti e riporlo in un luogo pulito e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da fonti di calore.

Nota: assicurarsi di pulire e disinfettare le parti interessate del tiralatte. Lavarsi accuratamente le mani prima di lavorare su parti pulite!

Avvertimento! Fare attenzione, poiché le parti pulite potrebbero essere ancora calde. Iniziare a montare il tiralatte solo quando le parti pulite si sono raffreddate.

Nota: è normale se c'è un odore residuo. Pulisci il prodotto secondo le istruzioni, può aiutare a ridurre o eliminare efficacemente l'odore.

Quando lavare e disinfettare (Figura I):

• Prima del primo utilizzo lavare e igienizzare: la coppa per il seno e l'inserto (I-11; I-12); kit tiralatte (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).

• Prima e dopo ogni utilizzo lavare: la coppa per il seno e l'inserto (I-11; I-12); kit tiralatte (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)

• Una volta al giorno igienizzare: la coppa per il seno e l'inserto (I-11; I-12); kit tiralatte (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).

Asciugare tutte le parti dopo il lavaggio o la sanificazione. Lavarsi le mani e assemblare il tiralatte completo secondo la figura IV.

FUNZIONAMENTO A BATTERIA:

AVVERTIMENTO! Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria per 2 ore ininterrotte! Una volta accesa la pompa, l'icona dell'indicatore della batteria sul display mostrerà la durata residua della batteria fino all'esaurimento della batteria. Quando la batteria è scarica, l'icona dell'indicatore della batteria inizierà a lampeggiare. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore visualizzerà un'icona di batteria carica. **Attenzione: la batteria non può essere caricata per più di 24 ore.**

Montaggio della pompa (figura IV):

Importante:

• Prima di montare la pompa, assicurarsi che tutte le parti, ad eccezione del dispositivo principale, del cavo USB e dell'adattatore, siano usurate e sterilizzate.

• Verificare che i componenti del kit tiralatte non siano usurati o danneggiati prima di ogni utilizzo. Sostituire se necessario.

• Ispezionare sempre tutte le parti prima dell'uso per verificarne la pulizia.

• Per evitare danni al tiralatte, tutti i componenti devono essere completamente asciutti prima dell'uso.

1. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di toccare il tiralatte, il kit tiralatte e il seno.
2. Installare la valvola e la guarnizione nella parte inferiore del linker, assicurarsi che siano installate nel modo corretto.
3. Installare il diaframma in silicone nel linker.
4. Posizionare il linker assemblato nel dispositivo principale.
5. Inserire la bottiglia del latte nel dispositivo principale.
6. Installare la protezione in silicone o l'inserto in silicone.

Quando spremere il latte:

Se l'allattamento al seno va bene, è consigliabile (salvo diversa indicazione da parte dell'operatore sanitario/consulente per l'allattamento al seno) attendere fino a quando la fornitura di latte e il programma di allattamento al seno non sono stabiliti (normalmente almeno 2-4 settimane dopo il parto) prima di iniziare a estrarre.

Eccezioni:

- Se l'allattamento al seno non va bene immediatamente, l'estrazione regolare può aiutare a stabilire e mantenere la produzione di latte.
- Se stai spremendo il latte per il tuo bambino da somministrare in ospedale.
- Se il tuo seno è gonfio (dolorante o gonfio), puoi estrarre una piccola quantità di latte prima o tra una poppata e l'altra per alleviare il dolore e aiutare il tuo bambino ad attaccarsi più facilmente.
- Se hai i capezzoli dolenti o screpolati, potresti desiderare di estrarre il tuo latte finché non sono guariti.
- Se sei separata dal tuo bambino e desideri continuare ad allattare al seno quando ti riunisci, dovresti spremere il tuo latte regolarmente per stimolare la tua produzione di latte.

Devi trovare i momenti della giornata ottimali per estrarre il tuo latte, ad esempio appena prima o dopo la prima poppata del tuo bambino al mattino quando il tuo seno è pieno, o dopo una poppata se il tuo bambino non ha svuotato entrambi i seni. Se sei tornato al lavoro, potresti dover esprimere durante una pausa. L'uso di un tiralatte richiede pratica e potrebbero essere necessari diversi tentativi prima di riuscire. Fortunatamente, il tiralatte elettrico KikkaBoo è facile da montare e utilizzare, quindi ti abituerai presto a spremere con esso.

Utilizzo della pompa (figura V):

1. Lavarsi accuratamente le mani e assicurarsi che il seno sia pulito.
 2. Tenere la coppa per il seno sul seno con il pollice e l'indice. Sostieni il seno con il palmo della mano. Posizionare il capezzolo al centro della protezione/inserto in silicone assemblato. Premi delicatamente la pompa sul seno. Assicurati che il tuo capezzolo si adatti correttamente.
 3. Posiziona il reggiseno per allattamento sopra la pompa.
 4. Accendi il tiralatte premendo il pulsante di accensione e scegli la modalità che preferisci.
 5. Trova una posizione comoda. Assicurati di non sdraiarti o sdraiarti.
- Il tiralatte si avvia automaticamente in modalità di simulazione. È possibile modificare il livello della modalità di stimolazione utilizzando i pulsanti "+" e "-". Dopo due minuti, passerà automaticamente alla modalità di pompaggio. Se il latte inizia a fuoriuscire prima di due minuti, premi il pulsante di cambio modalità per passare manualmente alla modalità di estrazione.
 - Una volta che ci si trova in modalità di pompaggio, aumentare il livello di aspirazione utilizzando il pulsante "+" fino a quando il pompaggio risulta leggermente scomodo (non doloroso), quindi diminuire leggermente utilizzando il pulsante "-".
- Nota: la modalità stimolazione e massaggio sono ritmi veloci della pompa di suzione, che mirano a stimolare il flusso del latte. La modalità di pompaggio è un ritmo di suzione più lento per una rimozione del latte delicata ed efficiente dopo che il latte ha iniziato a scorrere.
- Quando il flusso del latte si interrompe, è possibile passare alla modalità bionica. Ha lo scopo di incrinare un'altra delusione combinando ritmi di pompaggio veloci e lenti.
- Attenzione:** non utilizzare sempre il livello massimo di ogni modalità, basta scegliere il livello più comodo per te. A seconda del proprio comfort personale, si potrebbe desiderare di utilizzare un livello di aspirazione più elevato
- fornisce un'aspirazione più profonda. Puoi sempre tornare a un livello di aspirazione inferiore.
- Nota: non preoccuparti se il tuo latte non scorre immediatamente. Rilassati e continua a pompare. Il latte scorrerà presto, anche se non si utilizza tutta la potenza di aspirazione che la pompa può creare. Le prime volte che utilizzi il tiralatte, potrebbe essere necessario utilizzare una modalità di aspirazione più elevata per far scorrere il latte.

Avvertimento! Non pompare per più di 5 minuti senza interruzioni. Se non c'è ancora flusso di latte, prova a spremere in un altro momento della giornata.

- Al termine dell'estrazione, spegnere il tiralatte premendo il pulsante di accensione per 2 secondi.

Per raccogliere il latte dopo la spremitura:

6. Estrarre la pompa dal reggiseno per l'allattamento.
7. Premere il pulsante al centro del dispositivo per rilasciare la bottiglia del latte.

8. Versare il latte materno in un biberon nella direzione indicata come mostrato nella figura V-8.

• Se si desidera conservare il latte materno, trasferirlo con cura in un contenitore igienizzato e in una busta per la conservazione del latte pre-sterilizzata.

Per le condizioni di conservazione, fare riferimento alla sezione Conservazione del latte materno.

• Smontare e pulire le altre parti secondo le istruzioni nella sezione Pulizia e sanificazione.

Conservare il latte materno:

Avvertimento! Refrigerare o congelare sempre il latte espresso immediatamente. Conservare solo latte fresco. Conservare solo il latte materno raccolto con un tiralatte pulito e igienizzato per garantire l'igiene. Conservare sempre il latte materno in contenitori o biberon igienizzati dotati di ghiera igienizzata e disco sigillante o in sacchetti per la conservazione del latte pre-sterilizzati. **NON** riempire completamente i contenitori, i biberon o le buste del latte. Lasciare un po' di spazio poiché il volume del latte aumenta durante il congelamento.

• Etichettare sempre chiaramente la data e l'ora di spremitura sui contenitori, bottiglie o sacchi di latte.

• Usare sempre prima il latte materno più vecchio.

• Per mantenere il contenuto nutritivo del latte materno, scongelare in uno scomparto frigorifero o sotto acqua corrente senza aprire il contenitore, biberon o busta. Il latte conservato può essere scongelato durante la notte in frigorifero, quindi riscaldato gradualmente in acqua più calda o calda.

• Agitare il latte scongelato per mescolare le particelle di grasso e i rimanenti ingredienti del latte. Il latte scongelato è utilizzabile per 24 ore se conservato in frigorifero.

• Non ricongelare mai il latte scongelato.

• Non unire mai latte appena spremuto e scongelato.

• Non scaldare mai il latte bollendolo o usando il microonde.

• Controllare sempre la temperatura del cibo prima dell'alimentazione.

• Eliminare il latte avanzato.

Linee guida per la conservazione del latte materno appena spremuto (per neonati sani a termine)

• Temperatura ambiente fino a 25°C, fino a 4 ore.

• Dispositivo di raffreddamento con impacchi di ghiaccio congelati da -15°C a 4°C, fino a 24 ore.

• Frigorifero 4°C, fino a 3 giorni.

• Congelatore da -18°C a -20°C, fino a 6 mesi.

Linee guida per la conservazione del latte materno scongelato (per neonati a termine sani)

• Temperatura ambiente fino a 25°C, fino a 2 ore.

• Dispositivo di raffreddamento con impacchi di ghiaccio congelati da -15°C a 4°C, fino a 2 ore.

• Frigorifero 4°C, fino a 24 ore.

• Congelatore **NON RICONGELARE MAI** il latte materno scongelato.

Latte materno rimasto da una poppata:

Scartare il latte avanzato.

Alimentazione del bambino:

• Ispezionare la tettarella prima di ogni utilizzo e tirare la tettarella in tutte le direzioni. Buttare via ai primi segni di danno o debolezza.

• Non immergere mai la tettarella in sostanze dolci o medicinali, il tuo bambino potrebbe ammalarsi di carie.

• Non usare il microonde. Non riscaldare il prodotto in forni tradizionali o su piastre calde o fiamme libere.

Per la sicurezza e la salute del tuo bambino ATTENZIONE!

L'aspirazione continua e prolungata di liquidi provoca la carie.

Controllare sempre la temperatura del cibo prima dell'alimentazione.

Buttare via ai primi segni di danno o debolezza.

Tenere i componenti non in uso fuori dalla portata dei bambini.

Non attaccarlo mai a corde, nastri, lacci o parti sciolte di indumenti. Il bambino può essere strangolato.

Utilizzare sempre questo prodotto con la supervisione di un adulto.

Non usare mai le tettarelle come succhietto.

La carie nei bambini piccoli può verificarsi anche quando vengono utilizzati liquidi non zuccherati. Ciò può verificarsi se il bambino può usare il biberon per lunghi periodi durante il giorno e in particolare durante la notte, quando il flusso di saliva è ridotto o se viene utilizzato come succhietto.

Si sono verificati incidenti quando i bambini sono stati lasciati soli con l'attrezzatura per bere a causa della caduta del bambino o se il prodotto si è smontato.

Risoluzione dei problemi:

Problema: provo dolore quando uso il tiralatte.

Soluzione 1: Uno dei motivi può essere il livello di vuoto troppo elevato. Forse non hai bisogno della piena potenza del vuoto del tiralatte. Utilizzare inizialmente la modalità stimolazione o massaggio. Se senti ancora dolore, smetti di usare il tiralatte e consulta il tuo consulente per l'allattamento. Se il tiralatte non si stacca facilmente dal seno, potrebbe essere necessario rompere il vuoto mettendo un dito tra il seno e la protezione in silicone.

Soluzione 2: utilizzare un asciugamano caldo per applicare un impacco caldo sul seno e massaggiare con un piccolo gesto verso il basso per circa 5 minuti, quindi riprovare a pompare. Se senti ancora dolore, smetti di usare il tiralatte e consulta il tuo consulente per l'allattamento.

Problema: il tiralatte non funziona.

Soluzione: per favore, controlla prima di aver assemblato correttamente il tiralatte. Per evitare interferenze, tieni altre apparecchiature elettriche, come telefoni cellulari o laptop, lontane dal tiralatte durante l'estrazione. Controllare la batteria e, se necessario, caricarla.

Problema: non sento alcuna aspirazione.

Soluzione: verificare che tutti i collegamenti del tiralatte siano saldi. Smontare e montare la pompa (figura III; figura IV). Assemblando il tiralatte, assicurati che tutti i pezzi siano puliti e non danneggiati. Durante l'estrazione, assicurati che la coppa per il seno sia completamente sigillata intorno al seno.

Problema: c'è un traboccamento di latte.

Soluzione: spegnere il tiralatte. Smontare il tiralatte. Utilizzare un panno umido (non bagnato) per pulire il tiralatte. Pulire gli altri componenti secondo la sezione Pulizia e sanificazione. Quando tutti i componenti sono asciutti, rimontare (figura IV).

Condizioni di utilizzo e conservazione:

Tenere il tiralatte lontano dalla luce solare diretta poiché un'esposizione prolungata può causare scolorimento. Conservare il tiralatte e i suoi accessori in un luogo sicuro, pulito e asciutto, senza luce solare diretta e lontano da fonti di calore. Se l'apparecchio è stato riposto in un ambiente caldo o freddo, collocarlo nell'ambiente di utilizzo in modo che raggiunga una temperatura entro le condizioni di utilizzo (10°C - 30°C) prima di utilizzarlo.

Specifiche tecniche:

Potenza di aspirazione: 6 – 43 kPa;

Rumore limitato: 50 dB;

Tempo fisso: 30 minuti;

Batteria al litio: 3,7 V, 1100 mAh agli ioni di litio;

Protezione contro le scosse elettriche: Classe II;

Alimentazione: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Condizioni ambientali di funzionamento: temperatura 5-40°C, umidità relativa 10-90%, pressione atmosferica 50kPa~106kPa;

Condizioni ambientali per lo stoccaggio: temperatura 5-40°C, umidità relativa 10-90%, pressione atmosferica 50kPa~106kPa;

Ingresso adattatore: 110-240 V 50~60 Hz, uscita: 5 V 1 A 5,0 W;

Capacità 150 ml;

Dimensioni: 12x8x14,8 cm, peso dispositivo principale 302 g.

Conforme a EN 55014, EN 55032, EN 61000, Direttiva RoHS, Regolamento (UE) 2020/1245. Prodotto per Kika Group Ltd. Prodotto in Cina.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Ηλεκτρικό θηλάστρο με πρωτοποριακό φορητό σχεδιασμό, χωρίς εξωτερικά κορδόνια και σωλήνες. Σχεδιασμένο για μαμάδες εν κινήσει. Είναι τόσο βολικό που μπορείτε να το φορέσετε μέσα στο σουίτιν θηλασμού. Αθόρυβο και ελαφρύ. Με μεγάλη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 1500 mAh, πλήρως φορτισμένη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 2 ώρες. Προστασία κατά της αναστροφής ροής για να αποτρέψει το μητρικό γάλα από το να αναρχιζεί στη αντίλη, να αποστρέψει τη μολύνση και να διατηρήσει το γάλα φρέσκο. Ξύπνια οθόνη, η οποία διαθέτει λειτουργία μνήμης. Καλύπτει διαφορετικές ανάγκες με τέσσερις λειτουργίες: Διέγερση, Μασάζ, Αντίληση και λειτουργία Bionic με ρύθμιση δύναμης αναρρόφησης 9 επιπέδων. Ασπίδες στήθους από μαλακή οσλικόνη – 18, 20 και 22 mm. Ένθετο οσλικόνης 16mm. Μπουκάλι γάλακτος 140 ml. Κατασκευασμένο από ασφαλή υλικά για τρόφιμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Προβλεπόμενη χρήση:

Το θηλάστρο προορίζεται να εκφράζει και να συλλέγει γάλα από το στήθος μιας θηλάζουσας γυναίκας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε το θηλάστρο είναι να έχετε μη φραγμένους γαλακτοφόρους πόρους. Ορισμένες νέες μητέρες φαίνεται να έχουν φραγμένους γαλακτοφόρους πόρους λόγω συγγενούς καταστάλης των θηλών ή ανεπαρκούς γάλακτος. Είναι απαραίτητο να κάνετε ένα επαγγελματικό έλεγχο του μαστού για να βεβαιωθείτε ότι οι γαλακτοφόροι πόροι δεν είναι φραγμένοι και ότι η γαλουχία είναι καλά αποδεδειγμένη πριν χρησιμοποιήσετε ένα θηλάστρο. Το θηλάστρο ΔΕΝ προορίζεται να προκαλέσει την πρώτη γαλουχία. Το θηλάστρο προορίζεται για έναν μόνο χρήστη!

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το θηλάστρο ενώ είστε έγκυος, καθώς η άντληση μπορεί να προκαλέσει τοκετό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το θηλάστρο για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Προειδοποιήσεις για αποφυγή πνιγμού, στραγγαλισμού και τραυματισμού:

- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή κατοικίδια να παίζουν με τη συσκευή, τον προσαρμογέα ή τα αξεσουάρ.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε το θηλάστρο χωρίς επίβλεψη όταν φορτίζεται.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

• Αυτό το θηλάστρο δεν προορίζεται για χρήση από γυναίκες με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης. Τέτοιες γυναίκες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το θηλάστρο μόνο εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Προειδοποιήσεις για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και εγκαυμάτων:

- Επιδιευρύνετε το θηλάστρο, συμπεριλαμβανομένου του προσαρμογέα, για σημάδια ζημιάς πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το θηλάστρο εάν ο προσαρμογέας ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει πέσει ή βυθιστεί στο νερό.
- Χρησιμοποιήστε μόνο την καθορισμένη τάση και τον προτεινόμενο προσαρμογέα USB για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του προσαρμογέα, οποιαδήποτε βλάβη ή βλάβη.
- Μην αγγίζετε τον προσαρμογέα USB και το θηλάστρο κατά τη διάρκεια καταγιάδας.
- Μην τοποθετείτε το θηλάστρο/προσαρμογέα USB σε άμεσο ηλιακό φως ή βροχή, κοντά σε θερμάστρες ή άλλες ζεστές συσκευές, σε μέρη που εκτίθενται σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σε μέρη με σκόνη.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα και μην καταστρέψετε το καλώδιο ή τον προσαρμογέα. Μην λυγίζετε και μην τραβάτε βίαια το καλώδιο USB. Να κρατάτε πάντα τον προσαρμογέα USB όταν απουσιάζετε από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε πρίζα που είναι χαλαρή.
- Μην αφήνετε το θηλάστρο/ τον προσαρμογέα USB/ το καλώδιο/την μπαταρία να βραχεί. Μην απουσαρμολογείτε ή τροποποιείτε το θηλάστρο/ τον προσαρμογέα USB/ την μπαταρία.
- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα USB και σταματήστε να χρησιμοποιείτε το θηλάστρο εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστη οσμή, θερμότητα, αποχρωματισμό, παραμόρφωση ή οτιδήποτε ασυνήθιστο κατά τη χρήση ή την αποθήκευση.

Προειδοποιήσεις για την αποφυγή δηλητηρίασης και μόλυνσης και για τη διασφάλιση της υγιεινής:

- Για λόγους υγιεινής, το θηλάστρο προορίζεται για επαναλαμβανόμενη χρήση μόνο από έναν μόνο χρήστη.
- Πριν από κάθε χρήση, καθαρίστε, ξεπλύνετε και απολυμάνετε όλα τα μέρη, εκτός από την κύρια συσκευή, το καλώδιο USB και τον προσαρμογέα της αντίλη.
- Φυλάσσετε μόνο το μητρικό γάλα που έχει συλλεχθεί με καθαρισμένη και απολυμανμένη αντίλη.
- Μη χρησιμοποιείτε το θηλάστρο εάν το διάφραγμα οσλικόνης φαίνεται να είναι κατεστραμμένο ή οπισμασμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε αντιβιοτηριακά ή λειαντικά καθαριστικά όταν καθαρίζετε τα μέρη του θηλαστρού.

Προειδοποιήσεις για την αποφυγή προβλημάτων και πόνου στο στήθος και τη θηλή:

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε το θηλάστρο για σημάδια ζημιάς. Μην χρησιμοποιείτε το θηλάστρο εάν δεν λειτουργεί σωστά.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το σώμα της αντίλη από το στήθος σας όταν είστε υπό κενό. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και σπάστε με το δάχτυλό σας τη σφράγιση

ανάμεσα στο στήθος και τη χούνη της αντλίας. Στη συνέχεια αφαιρέστε την αντλία από το στήθος.

- Ποτέ, μη χρησιμοποιείτε το θήλαστρο όταν νυστάζετε ή νυστάζετε για να αποφύγετε την έλλειψη προσοχής κατά τη χρήση.
- Πάντα να απενεργοποιείτε το θήλαστρο πριν αφαιρέσετε το σώμα της αντλίας από το στήθος σας για να απελευθερώσετε το κενό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ ή ανταλλακτικά άλλων κατασκευαστών ή εκκίνων που δεν συνιστούνται ειδικά από τον κατασκευαστή. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακατάλληλη λειτουργία της συσκευής και να επηρεάσει την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC). Εάν χρησιμοποιείτε τέτοια αξεσουάρ ή ανταλλακτικά, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
- Μην συνεχίσετε την άντληση για περισσότερο από πέντε λεπτά τη φορά εάν δεν καταφέρετε να βγάλετε καθόλου γάλα. Προσπαθήστε να εκφορτώσετε σε άλλη στιγμή της ημέρας.
- Εάν η διαδικασία γίνει πολύ άβολη ή επώδυνη, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την αντλία και συμβουλευτείτε τον σύμβουλο θηλασμού.
- Εάν η πίεση που δημιουργείται είναι άβολη ή προκαλεί πόνο, απενεργοποιήστε τη συσκευή, σπάστε τη στεγανοποίηση μεταξύ του μαστού και του σώματος της αντλίας με το δαχτυλό σας και αφαιρέστε την αντλία από το στήθος σας.
- Φοτέ, μην ρίχνετε ή εισάγετε ξένα αντικείμενα στα ανοίγματα.

Προσοχή για την αποφυγή προσωπικού τραυματισμού, ζημιάς και δυσλειτουργίας του προϊόντος:

- Αποτρέψτε την επαφή του προσαρμογέα, του καλωδίου USB και της κύριας μονάδας με το νερό.
- Κρατήστε τον προσαρμογέα και τα μέρη σιλκόννης μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και την παραμόρφωση αυτών των εξαρτημάτων.
- Μην βάζετε ποτέ την κύρια μονάδα ή τον προσαρμογέα σε νερό, σε πλυντήριο πιάτων ή σε απολυμαντικό. Παρόλο που το θήλαστρο συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι επιρρεπές σε υπερβολικές εκπομπές ή/και να παρεμβαίνει σε άλλο εξοπλισμό. Μια σύνδεση μπορεί να είναι ότι το θήλαστρο απενεργοποιείται ή μεταβαίνει σε λειτουργία σφάλματος. Για την αποφυγή παρεμβολών, κρατήστε τον άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό μακριά από το θήλαστρο κατά τη διάρκεια της έκφρασης (βλ. «Τεχνικά πληροφορίες»).
- Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη μέσα στην κύρια μονάδα του θηλαστρού. Καμία τροποποίηση του επιτρέπεται ο εξοπλισμός. Εάν το κάνετε, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
- Μην ρίχνετε και μην χτυπάτε το θήλαστρο/τον προσαρμογέα USB. Μην πατάτε στην οθόνη.
- Η κύρια μονάδα, το καλώδιο USB και ο προσαρμογέας δεν χρειάζονται καθαρισμό και αποστείρωση, καθώς δεν έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αλκοόλ ή άλλους οργανικούς διαλύτες για να καθαρίσετε το θήλαστρο.
- Μη χρησιμοποιείτε το θήλαστρο με κανέναν τρόπο ή για οποιονδήποτε σκοπό που δεν περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή να βλάψει το θήλαστρο.

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΛΙΘΙΟΥ:

- MONO ένας ενήλικας μπορεί να συνδέσει τον προσαρμογέα!
 - Μην λυγίζετε, τρυπάτε (ειδικά με μεταλλικά αντικείμενα) και μην καταστρέψετε την μπαταρία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 - Φορτίστε την μπαταρία μόνο με τον προσαρμογέα που παρέχεται από τον παραγωγό!
 - Μην επιτρέψετε βραχυκύκλωμα!
 - Διατηρήστε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου!
 - Μην εκθέτετε το άμεσο ηλιακό φως!
 - Μην αφήνετε ποτέ μια μπαταρία που φορτίζει χωρίς επίβλεψη!
- Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί σε περίπτωση κακής μεταχείρισης!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η θήκη της μπαταρίας βρίσκεται μέσα στην κύρια συσκευή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν τη χρήση για να την εξοικονομήσετε και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία επικοινωνήστε με το κατάστημα Λιανικής ή ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν σταματάτε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην το απορρίπτετε μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε το σε επίσημο σημείο συλλογής απορριμμάτων. Τα απόβλητα που προέρχονται από κατεστραμμένες ηλεκτρικές συσκευές και συσκευές βίντεο, μπαταρίες, προσαρμογείς, πρέπει να απορρίπτονται χωριστά. Απαγορεύεται η απόρριψή τους σε δοχεία για τα οικιακά απορρίμματα.

ΜΕΡΗ (Εικόνα I):

1. Κύρια μονάδα x 1; 2. Διάφραγμα σιλκόννης x 2; 3. Μπουκάλι γάλακτος x 1; 4. Πόρπη ρύθμισης σουτιέν x 1; 5. Βαλβίδα σιλκόννης x 2; 6. Σφραγίδες x 2; 7. Συνδετήρας x 1; 8. Καπάκι μπουκαλιού γάλακτος x 1; 9. Προσαρμογέας USB x 1; 10. Καλώδιο φόρτισης USB x 1; 11. Ενθετό σιλκόννης 16mm x 1; 12. Ασπίδα στήθους σιλκόννης x 3 (18mm x 1; 20mm x 1; 22mm x 1).

ΟΘΟΝΗ (Εικόνα II):



1. Αύξηση αναρρόφησης. 2. Λειτουργία διέγερσης. 3. Λειτουργία μασάζ. 4. Επίπεδο αναρρόφησης. 5. Κομπι ρύθμισης λειτουργίας/λειτουργίας. 6. Ένδειξη μπαταρίας. 7. Λειτουργία άντλησης. 8. Μείωση αναρρόφησης. 9. Βιονική λειτουργία.

- Κομπι ρύθμισης λειτουργίας/λειτουργίας: πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το θήλαστρο. Πατήστε μία φορά για να αλλάξετε τη λειτουργία.
- Όταν το θήλαστρο είναι ενεργοποιημένο, θα ξεκινήσει με τη λειτουργία διέγερσης. Μετά από 2 λεπτά χρήσης, θα αλλάξει αυτόματα σε λειτουργία άντλησης.
- Το θήλαστρο διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία μνήμης. Όταν είναι ενεργοποιημένο, το μηχάνημα εισέρχεται αυτόματα και μεταβαίνει προς τα πάνω στον τρόπο λειτουργίας και στο επίπεδο αναρρόφησης που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά.
- Επίπεδα αναρρόφησης: Λειτουργία διέγερσης: L1-L9; Λειτουργία μασάζ: L1-L9; Λειτουργία άντλησης: L1-L9; Λειτουργία άντλησης: L1-L9; Bionic mode: L1-L9.
- Ένδειξη μπαταρίας: δείχνει το υπόλοιπο ποσοστό μπαταρίας, παρακαλώ, φορτίστε όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.
- Το θήλαστρο θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά εργασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Καθαρισμός και απολύμανση (Εικόνα III):

- Η κύρια συσκευή, το καλώδιο USB και ο προσαρμογέας δεν χρειάζονται καθαρισμό και απολύμανση, καθώς δεν έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα. Καθαρίστε και απολυμάνετε όλα τα άλλα μέρη του θήλαστρου πριν από την πρώτη χρήση.
- Μην θερμαίνετε ή αποστειρώνετε σε φούρνο μικροκυμάτων.
 - Πριν και μετά τη χρήση, καθαρίστε και απολυμάνετε τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα.
- Προσοχή!** Μην βάζετε ποτέ την κύρια συσκευή, το καλώδιο USB ή τον προσαρμογέα σε νερό, σε πλυντήριο πιάτων ή σε απολυμαντικό, καθώς αυτό προκαλεί μόνιμη ζημιά σε αυτά τα μέρη.
- Αποσυναρμολογήστε πλήρως το θήλαστρο όπως φαίνεται στην Εικόνα III.
 - Πριν από την πρώτη χρήση, απολυμάνετε σε βραστό νερό για 5 λεπτά όλα τα μέρη εκτός από την κύρια συσκευή, το καλώδιο USB και τον προσαρμογέα. Αυτό διασφαλίζει την υγιεινή.
 - Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση και τον καθαρισμό της βαλβίδας. Αν σπάσει, το θήλασμά σας δεν θα λειτουργήσει σωστά.
 - Καθαρίστε προσεκτικά πριν από κάθε επόμενη χρήση για να διασφαλίσετε την υγιεινή.
 - Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα, εκτός από την κύρια συσκευή, το καλώδιο USB και τον προσαρμογέα με ζεστό νερό και ευαίσθητο απορρυπαντικό.
 - Να ξεπλύνετε πάντα καλά όλα τα εξαρτήματα εκτός από την κύρια συσκευή, το καλώδιο USB και τον προσαρμογέα μετά από κάθε πλύση.
 - Πλύνετε καλά και ξεπλύνετε όλα τα μέρη, εκτός από την κύρια συσκευή, το καλώδιο USB και τον προσαρμογέα με καθαρό νερό, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που μπορεί να μην είναι ορατές αλλά από τις οποίες έχει περάσει το γάλα, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα γάλακτος.
 - Όλα τα εξαρτήματα, εκτός από την κύρια συσκευή, το καλώδιο USB και τον προσαρμογέα μπορούν να αποστειρωθούν ενώ και 10 λεπτά σε αποστειρωτή ατμού που προορίζεται για θηλάζουσες μητέρες και βρεφικά προϊόντα.
 - Μην το τοποθετείτε σε πλυντήριο πιάτων.
 - Μην το τοποθετείτε σε φούρνο μικροκυμάτων. Μην θερμαίνετε το προϊόν σε παραδοσιακούς φούρνους, σε εστίες ή ανοιχτές φλόγες.
 - Αποφύγετε τη χρήση αιχμηρών ή λειαντικών υλικών, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
 - Μην καθαρίζετε και μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με διαλύτες ή επιθετικές χημικές ουσίες. Αυτό μπορεί να βλάψει το προϊόν.
 - Αφού καθαρίσετε το προϊόν, στεγνώστε καλά όλα τα μέρη και φυλάξτε το σε καθαρό και στεγνό μέρος χωρίς άμεσο ηλιακό φως και μακριά από πηγές θερμότητας.

Σημείωση: Φροντίστε να καθαρίσετε και να απολυμάνετε τα σχετικά μέρη του θήλαστρου. Πλύνετε καλά τα χέρια σας πριν εργαστείτε σε καθαρά μέρη!

Προειδοποίηση! Να είστε προσεκτικοί, καθώς τα καθαρισμένα μέρη μπορεί να είναι ακόμα ζεστά. Ξεκινήστε τη συναρμολόγηση του θήλαστρου μόνο όταν κρυσώσουν τα καθαρισμένα μέρη.

Σημείωση: Είναι φυσιολογικό εάν υπάρχει υπολειπόμενη μυρωδιά. Καθαρίστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στη μείωση ή την εξάλειψη της μυρωδιάς.

Πότε πρέπει να πλυθεί και να απολυμανθεί (Εικόνα I):

- Πριν από την πρώτη χρήση πλύνετε και απολυμάνετε: το προστατευτικό στήθους και το ένθετο (I-1; I-12), kit θήλαστρου (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).
 - Πριν και μετά από κάθε χρήση πλύνετε: το προστατευτικό στήθους και το ένθετο (I-1; I-12); kit θήλαστρου (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)
 - Απολυμάνετε μία φορά την ημέρα: την ασπίδα του μαστού και το ένθετο (I-1; I-12), kit θήλαστρου (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).
- Στεγνώστε όλα τα μέρη μετά το πλύσιμο ή την απολύμανση. Πλύνετε τα χέρια σας και συναρμολογήστε το πλήρες θήλαστρο σύμφωνα με το σχήμα IV.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως την μπαταρία για 2 ώρες χωρίς διακοπή! Μόλις ενεργοποιηθεί η αντλία, το εικονίδιο ένδειξης μπαταρίας στην οθόνη θα εμφανίσει την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας μέχρι να εξαντληθεί η μπαταρία. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή,

το εικονίδιο ένδειξης μπαταρίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο γεμάτη μπαταρία.

Προσοχή: Η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί για 24 ώρες.

Συναρμολόγηση της αντλίας (Εικόνα IV):

Σπουδαίος:

- Πριν συναρμολογήσετε την αντλία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα, εκτός από την κύρια συσκευή, το καλώδιο USB και τον προσαρμογέα είναι καθαρισμένα και αποστειρωμένα.
- Ελέγξτε τα εξαρτήματα του κιτ θηλάστρου για φθορά ή ζημιά πριν από κάθε χρήση. Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται.
- Ελέγχετε πάντα όλα τα εξαρτήματα πριν από τη χρήση για καθαριότητα.
- Για να αποφευχθεί η ζημιά στο θηλάστρο, όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν από τη χρήση.
- 1. Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό πριν αγγίξετε το θηλάστρο, το κιτ θηλάστρου και το στήθος.
- 2. Τοποθετήστε τη βαλβίδα και το στεγανοποιητικό στο κάτω μέρος του συνδέτηρα, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί με τον σωστό τρόπο.
- 3. Τοποθετήστε το διάφραγμα σιλικόνης στον συνδέτηρα.
- 4. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο σύνδεσμο στην κύρια συσκευή.
- 5. Τοποθετήστε το μπουκάλι γάλακτος στην κύρια συσκευή.
- 6. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης ή το ένθετο σιλικόνης.

Πότε πρέπει να βγάλετε γάλα:

Εάν ο θηλασμός πάει καλά, καλό είναι (εκτός εάν σας συμβουλευτεί διαφορετικά ο επαγγελματίας υγείας/σύμβουλος θηλασμού) να περιμένετε έως ότου καθοριστεί η παροχή γάλακτος και το πρόγραμμα θηλασμού (συνήθως τουλάχιστον 2 έως 4 εβδομάδες μετά τον τοκετό) πριν αρχίσετε να εκτράφετε.

Εξαιρέσεις:

- Εάν ο θηλασμός δεν πάει καλά αμέσως, η τακτική εξαγωγή μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία και διατήρηση της παροχής γάλακτος.
- Εάν βγάξετε γάλα για να δοθεί στο μωρό σας στο νοσοκομείο.
- Εάν το στήθος σας έχει φουσκώσει (πονάει ή είναι πρημένο), μπορείτε να βγάλετε μια μικρή ποσότητα γάλακτος πριν ή μετά ζυ των τρωφών για να απαλύνετε τον πόνο και να βοηθήσετε το μωρό σας να κολλήσει πιο εύκολα.
- Εάν έχετε επώδυνες ή ραγισμένες θηλές, μπορεί να θέλετε να βγάλετε το γάλα σας μέχρι να επουλωθούν.
- Εάν έχετε χωρίσει από το μωρό σας και επιθυμείτε να συνεχίσετε να θηλάζετε όταν επανενωθείτε, θα πρέπει να βγάξετε το γάλα σας τακτικά για να τονωθεί η παροχή γάλακτος.

Πρέπει να βρείτε τις βέλτιστες ώρες της ημέρας για να βγάλετε το γάλα σας, για παράδειγμα λίγο πριν ή μετά το πρώτο τσίμπημα του μωρού σας το πρωί όταν το στήθος είναι γεμάτο, ή μετά από ένα τσίμπημα εάν το μωρό σας δεν έχει αδειάσει και τον δείκτη σας. Σηριζέτε το στήθος σας με την παλάμη του χεριού σας. Τοποθετήστε τη θηλή σας στο κέντρο της συναρμολογημένης σπασιάς/ενθέματος σιλικόνης. Πιέστε απαλά την αντλία στο στήθος σας. Βεβαιωθείτε ότι η θηλή σας εφαρμόζει σωστά.

Χρησιμοποιώντας την αντλία (Εικόνα V):

1. Πλύνετε καλά τα χέρια σας και βεβαιωθείτε ότι το στήθος σας είναι καθαρό.
2. Κρατήστε την σπασιά στήθους πάνω στο στήθος σας με τον αντίχειρα και τον δείκτη σας. Σηριζέτε το στήθος σας με την παλάμη του χεριού σας. Τοποθετήστε τη θηλή σας στο κέντρο της συναρμολογημένης σπασιάς/ενθέματος σιλικόνης. Πιέστε απαλά την αντλία στο στήθος σας. Βεβαιωθείτε ότι η θηλή σας εφαρμόζει σωστά.
3. Τοποθετήστε το σουτιέν θηλασμού πάνω από την αντλία.
4. Ενεργοποιήστε το θηλάστρο πατώντας το κουμπί λειτουργίας και επιλέξτε τη λειτουργία που προτιμάτε.
5. Βρείτε μια άνετη θέση. Φροντίστε να μην झαλιώνεται ή να झαλιώνεται.
- Το θηλάστρο ξεκινά αυτόματα σε λειτουργία προσομοίωσης. Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο της λειτουργίας διέγερσης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «+» και «-». Μετά από δύο λεπτά, θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία άντλησης. Εάν το γάλα σας αρχίσει να ρέει πριν από δύο λεπτά, πατήστε το κουμπί αλλαγής λειτουργίας για να μεταβείτε χειροκίνητα στη λειτουργία άντλησης.
- Μόλις είστε στη λειτουργία άντλησης, αυξήστε το επίπεδο αναρρόφησης χρησιμοποιώντας το κουμπί «+» έως ότου η άντληση αισθάνεται ελαφρώς βόθλη (όχι επώδυνη) και στη συνέχεια μειώστε ελαφρά χρησιμοποιώντας το κουμπί «-».
- Σημείωση: η διέγερση και η λειτουργία μασάζ είναι ρυθμικοί αντλίας γρήγορης απορρόφησης, που στοχεύουν στην τόνωση της ροής γάλακτος. Η λειτουργία άντλησης είναι πιο αργός ρυθμός απορρόφησης για απαλή και αποτελεσματική απομάκρυνση του γάλακτος αφού αρχίσει να ρέει το γάλα.
- Όταν σταματήσει η ροή του γάλακτος, μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία βιονικής λειτουργίας. Στόχος του είναι να προκαλέσει μια άλλη απογοήτευση συνδυάζοντας γρήγορους και αργούς ρυθμούς άντλησης.

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε πάντα το μέγιστο επίπεδο κάθε λειτουργίας, απλώς επιλέξτε το πιο άνετο επίπεδο για εσάς. Ανάλογα με τη δική σας προσωπική άνεση, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα υψηλότερο επίπεδο αναρρόφησης παρέχει βαθύτερη αναρρόφηση. Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε σε χαμηλότερο επίπεδο αναρρόφησης.

Σημείωση: Μην ανησυχείτε εάν το γάλα σας δεν ρέει αμέσως. Χαλαρώστε και συνεχίστε την άντληση. Το γάλα θα ρέει σύντομα, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιήσετε όλη την ισχύ αναρρόφησης που μπορεί να δημιουργήσει η αντλία. Τις πρώτες φορές που χρησιμοποιείτε το θηλαστρο, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία υψηλότερης αναρρόφησης για να ρέει το γάλα σας.

Προειδοποίηση! Μην αντλείτε για περισσότερο από 5 λεπτά χωρίς διακοπή. Εάν εξακολουθεί να μην υπάρχει ροή γάλακτος, δοκιμάστε να το βγάλετε σε άλλη ώρα της ημέρας.

- Όταν ολοκληρώσετε την έκφραση, απενεργοποιήστε το θηλαστρο πατώντας το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα.

Για τη συλλογή του γάλακτος μετά την έκφραση:

6. Βγάλετε την αντλία από το σουτιέν θηλασμού.

7. Πατήστε το κουμπί στη μέση της συσκευής για να απελευθερώσετε το μπουκάλι γάλακτος.

8. Ρίξτε το μητρικό γάλα σε ένα μπιμπερό προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση όπως φαίνεται στο σχήμα V-8.

Για τη συλλογή του γάλακτος μετά την έκφραση:

5. Βγάλετε την αντλία από το σουτιέν θηλασμού. 6. Περιτρέψτε την κύρια συσκευή αριστερόστροφα και βγάλετε την.

7. Τοποθετήστε το πώμα σιλικόνης στο κύπελλο συλλέκτη όπως φαίνεται στο σχήμα V-7.

8. Ξεβιδώστε το μπιμπερό που θα χρησιμοποιήσετε.

9. Ρίξτε το μητρικό γάλα σε ένα μπιμπερό προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση όπως φαίνεται στο σχήμα V-9.

• Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το μητρικό γάλα, μεταφέρετέ το προσεκτικά σε απολυμασμένο δοχείο ή προασπιερωμένη σακούλα αποθήκευσης γάλακτος. Για τις συνθήκες αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση μητρικού γάλακτος.

• Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε τα άλλα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Καθαρισμός και απολύμανση.

Αποθήκευση μητρικού γάλακτος:

Προειδοποίηση! Πάντα να βάζετε στο ψυγείο ή να καταψύχετε αμέσως το γάλα που έχει αφαιρεθεί. Αποθηκεύστε μόνο φρέσκο γάλα. Αποθηκεύστε μόνο το μητρικό γάλα που έχει συλλεχθεί με μια καθαρισμένη και απολυμανθείσα αντλία για να διασφαλίσετε την υγιεινή. Αποθηκεύστε πάντα το μητρικό γάλα σε απολυμασμένα δοχεία ή μπουκάλια εφοδιασμένα με απολυμασμένο βιδωτό δακτύλιο και στεγανοποιητικό δίσκο ή σε προασπιερωμένα σακουλάκια αποθήκευσης γάλακτος. ΜΗΝ γεμίσετε τελείως τα δοχεία, τα μπουκάλια ή τις σακούλες γάλακτος. Αφήστε λίγο χώρο καθώς ο όγκος του γάλακτος αυξάνεται κατά την κατάψυξη.

- Να επισημαίνετε πάντα με σαφήνεια την ημερομηνία και την ώρα έκφρασης στα δοχεία, τα μπουκάλια ή τις σακούλες γάλακτος.

- Χρησιμοποιείτε πάντα παλιότερο μητρικό γάλα πρώτα.

- Για να διατηρήσετε το θρεπτικό περιεχόμενο του μητρικού γάλακτος, αποψύξτε το σε θάλαμο ψυγείου ή κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης χωρίς να ανοίξετε το δοχείο, το μπουκάλι ή τη σακούλα. Το αποθηκευμένο γάλα μπορεί να αποψυχθεί όλη τη νύχτα σε ψυγείο και στη συνέχεια να θερμομαγειρευτεί σταδιακά σε ένα ποτ ζεστό ή καυτό νερό.

- Ανακινήστε το αποψυγμένο γάλα για να αναμειχθούν τα ωματιά λιπών και τα υπόλοιπα συστατικά του γάλακτος. Το αποψυγμένο γάλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 24 ώρες εάν φυλάσσεται στο ψυγείο.

- Μην καταψύχετε ποτέ το αποψυγμένο γάλα.

- Μην συνδυάζετε ποτέ φρεσκοτριμμένο και αποψυγμένο γάλα.

- **Μην θερμαίνετε ποτέ το γάλα βράζοντας ή χρησιμοποιώντας το φούρνο μικροκυμάτων.**

- Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του φαγητού πριν το τάισμα.

- Πετάξτε το γάλα που περισσεύει.

Οδηγίες αποθήκευσης φρέσκου μητρικού γάλακτος (για υγιή τελειώμια μωρά)

- Θερμοκρασία δωματίου έως 25°C, έως 4 ώρες.

- Ψύκτη με παγωμένες παγοκύστες -15°C έως 4°C, έως και 24 ώρες.

- Ψυγείο 4°C, έως 3 ημέρες.

- Κατάψυξη -18°C έως -20°C, έως 6 μήνες.

Οδηγίες αποθήκευσης αποψυγμένου μητρικού γάλακτος (για υγιή μωρά τελειώμνου)

- Θερμοκρασία δωματίου έως 25°C, έως 2 ώρες.

- Ψύκτη με παγωμένες παγοκύστες -15°C έως 4°C, έως 2 ώρες.

- Ψυγείο 4°C, έως 24 ώρες.

- Κατάψυξη ΠΟΤΕ ΝΑ ΞΕΠΑΨΕΤΕ το αποψυγμένο μητρικό γάλα.

Μητρικό γάλα που απομένει από τη σίτιση:

Πετάξτε το γάλα που περισσεύει.

Σίτιση μωρού:

- Επιδειρώστε τη θηλή τροφοδοσίας πριν από κάθε χρήση και τραβήξτε τη θηλή τροφοδοσίας προς όλες τις κατευθύνσεις. Πετάξτε με τα πρώτα σημάδια βλάβης ή αδυναμίας.

- Μην βυθίζετε ποτέ τη θήλη σε γλυκές ουσίες ή φάρμακα, γιατί το παιδί σας μπορεί να εμφανίσει τερηδόνα.
- Μην κάνετε φαρμό μικροκυμάτων. Μην θερμαίνετε το προϊόν σε παροδοσιακού φούρνου ή σε εστία ή ανοιχτές φλόγες.

Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Το συνεχές και παρατεταμένο πιπίλισμα υγρών θα προκαλέσει τερηδόνα.

Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του φαγητού πριν το τσίσιμα.

Πετάξτε με τα πρώτα σημάδια βλάβης ή αδυναμίας.

Κρατήστε τα εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιούνται μακριά από παιδιά.

Ποτέ μην κολλάτε σε κορόννια, κορδέλες, κορόννια ή χαλαρά μέρη των ρούχων. Το παιδί μπορεί να στραγγαλιστεί.

Χρησιμοποιείτε πάντα αυτό το προϊόν με την επίβλεψη ενήλικου.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις θηλές ως πιπίλα.

Η φθορά των δοντιών στα μικρά παιδιά μπορεί να συμβεί ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται υγρά χωρίς ζάχαρη. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν επιτρέπεται στο μωρό να χρησιμοποιεί το μπιμπερό για μεγάλες περιόδους κατά τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η ροή του σάλιου είναι μειωμένη ή εάν χρησιμοποιείται ως πιπίλα.

Ατυχήματα έχουν συμβεί όταν τα μωρά έχουν μείνει μόνα τους με τον εξοπλισμό πόσης λόγω πτώσης του μωρού ή εάν το προϊόν έχει αποσυρμολογηθεί.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:

Πρόβλημα: Αισθάνομαι πόνο όταν χρησιμοποιώ το θηλάστρο.

Λύση 1: Λύση 1: Ένας από τους λόγους μπορεί να είναι το πολύ υψηλό επίπεδο κενού. Ίσως δεν χρειάζεστε την πλήρη ισχύ κενού του θηλάστρου. Στην αρχή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία διέγερσης ή μοσόξ. Εάν εξακολουθείτε να αισθάνεστε πόνο, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το θηλάστρο και συμβουλευτείτε τον σύμβουλο θηλασμού σας. Εάν η αντίλη δεν απομακρύνεται εύκολα από το στήθος, μπορεί να χρειαστεί να σπαστεί το κενό τοποθετώντας ένα δάχτυλο ανάμεσα στο στήθος και την ασπίδα σιλκόννης.

Λύση 2: Χρησιμοποιήστε μια ζεστή πετσέτα για να εφαρμόσετε ζεστή κομπρέσα στο στήθος και κόψτε μασάζ με μια μικρή κίνηση προς τα κάτω για περίπου 5 λεπτά και μετά δοκιμάστε ξανά την άντληση. Εάν εξακολουθείτε να αισθάνεστε πόνο, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το θηλάστρο και συμβουλευτείτε τον σύμβουλο θηλασμού σας.

Πρόβλημα: Το θηλάστρο δεν λειτουργεί.

Λύση: Παρακαλούμε, ελέγξτε πρώτα εάν έχετε συναρμολογήσει σωστά το θηλάστρο. Για να αποφύγετε παρεμβολές, κρατήστε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως κινητό τηλέφωνο ή φορητό υπολογιστή, μακριά από το θηλάστρο ενώ εκφορτίζετε. Ελέγξτε την μπαταρία και αν χρειάζεται φορτίστε την.

Πρόβλημα: Δεν αισθάνομαι καμία αναρρόφηση.

Λύση: Ελέγξτε εάν όλες οι συνδέσεις του θηλάστρου είναι ασφαλείς. Αποσυρμολογήστε και συναρμολογήστε την αντίλη (εικόνα III, σχήμα IV). Συναρμολογώντας το θηλάστρο σας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα κομμάτια είναι καθαρά και δεν έχουν υποστεί ζημιά. Κατά την άντληση, βεβαιωθείτε ότι η ασπίδα στήθους είναι πλήρως σφραγισμένη γύρω από το στήθος σας.

Πρόβλημα: Υπάρχει υπερχείλιση γάλακτος.

Λύση: Κλείστε το θηλάστρο. Αποσυρμολογήστε το θηλάστρο. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό (όχι βρεγμένο) πανί για να σκουπίσετε το θηλάστρο. Καθαρίστε άλλα εξαρτήματα σύμφωνα με το τμήμα καθαρισμού και απολύμανσης. Όταν όλα τα εξαρτήματα στεγνώσουν, συναρμολογήστε ξανά (εικόνα IV).

Συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης:

Κρατήστε το θηλάστρο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, καθώς η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό. Αποθηκεύστε το θηλάστρο και τα εξαρτήματά του σε ασφαλές, καθαρό και στεγνό μέρος χωρίς άμεσο ηλιακό φως και μακριά από πηγές θερμότητας. Εάν η συσκευή έχει αποθηκευτεί σε ζεστό ή κρύο περιβάλλον, τοποθετήστε τη στο περιβάλλον χρήσης για να φτάσει σε θερμοκρασία εντός των συνθηκών χρήσης (10°C - 30°C) πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Μοντέλο: Φορητό θηλάστρο Winnie 31304010038

Ισχύς άντλησης: 165-240mmHg; Δύναμη διέγερσης: 90-165mmHg

Περιορισμένος θόρυβος: <50db;

Σταθερός χρόνος: 30 λεπτά. Χρόνος χρήσης: 2,5 ώρες;

Μπαταρία λίθιου: 3,7V, 1500mAh Li-ion; Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες;

Προστασία από ηλεκτροπληξία: Κλάση II;

Τροφοδοσία: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας: θερμοκρασία 5-40°C, σχετική υγρασία 10-90%, ατμοσφαιρική πίεση 50kPa~106kPa;

Περιβαλλοντικές συνθήκες αποθήκευσης: θερμοκρασία 5-40°C, σχετική υγρασία 10-90%, ατμοσφαιρική πίεση 50kPa~106kPa;

Είσοδος προσαρμογέα: 110-240V 50~60Hz, έξοδος: 5V 1A 3.0W;

Χωρητικότητα 140ml;

Διαστάσεις: 10,5x5x12,7cm, βάρος 234g.

Συμμορφώνεται με το EN 55014, EN 55032, EN 61000, RoHS Directive, Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1245. Παράγεται για την Kika Group Ltd. Κατασκευάζεται στην Κίνα.

LESEN SIE DIESES BENUTZERHANDBUCH VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ES FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

DE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Elektrische Milchpumpe mit innovativem tragbarem Design, ohne externe Kabel und Schläuche. Entwickelt für Mütter, die viel unterwegs sind. Es ist so praktisch, dass Sie es tragen können in Ihrem Still-BH. Leise und leicht. Mit dem großen wiederaufladbaren Lithium-Akku mit 1500 mAh kann er bei voller Ladung 2 Stunden lang verwendet werden. Anti-Rückfluss-Schutz, um zu verhindern, dass Muttermilch in der Pumpe zurückfließt, Verunreinigungen vorzubeugen und die Milch frisch zu halten. Intelligentes Display mit Speicherfunktion. Erfüllen Sie unterschiedliche Bedürfnisse mit vier Modi: Stimulations-, Massage-, Pump- und Bionik-Modus mit 9-stufiger Saugkräfteeinstellung. Weiche Silikon-Brusthauben – 18, 20 und 22 mm. Silikonersatz 16mm. Milchflasche 140ml. Hergestellt aus sicheren, lebensmittelechten Materialien.

SICHERHEITSMITTEILUNG:

Verwendungszweck:

Die Milchpumpe dient zum Abpumpen und Sammeln von Milch aus den Brüsten einer stillenden Frau. Voraussetzung für die Verwendung der Milchpumpe sind freie Milchgänge. Einige junge Mütter scheinen verstopfte Milchgänge zu haben, die auf eine angeborene Brustwarzdepression oder unzureichende Milch zurückzuführen sind. Es ist notwendig, eine professionelle Brustuntersuchung durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Milchkanäle nicht verstopft sind und die Laktation gut etabliert ist, bevor Sie eine Milchpumpe verwenden. Die Milchpumpe ist NICHT dazu bestimmt, die erste Laktation einzuleiten. Die Milchpumpe ist für eine einzelne Benutzerin bestimmt!

WARNUNG! Verwenden Sie die Milchpumpe niemals während der Schwangerschaft, da das Abpumpen zu einer Geburt führen kann.

Verwenden Sie die Milchpumpe niemals für andere Zwecke als die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten.

Warnungen zur Vermeidung von Ersticken, Strangulieren und Verletzungen:

- Lassen Sie Kinder oder Haustiere nicht mit dem Gerät, dem Adapter oder dem Zubehör spielen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie die Milchpumpe während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Von Kindern fern halten.

• Diese Milchpumpe ist nicht für die Verwendung durch Frauen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Diese Frauen dürfen diese Milchpumpe nur verwenden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder eine angemessene Einweisung in die Verwendung des Produkts erhalten haben.

Warnungen zur Vermeidung von Stromschlägen und Verbrennungen:

- Untersuchen Sie die Milchpumpe einschließlich des Adapters vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Schäden. Verwenden Sie die Milchpumpe nicht, wenn der Adapter oder das Kabel beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es fallen gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
- Verwenden Sie nur die angegebene Spannung und den empfohlenen USB-Adapter, um eine Überhitzung des Adapters, Schäden oder Ausfälle zu vermeiden.
- Berühren Sie den USB-Adapter und die Milchpumpe nicht während eines Gewitters.
- Platzieren Sie die Milchpumpe/den USB-Adapter nicht in direktem Sonnenlicht oder Regen, in der Nähe von Heizungen oder anderen heißen Geräten, an Orten mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder an staubigen Orten.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel oder den Adapter und beschädigen Sie es nicht. Biegen oder ziehen Sie das USB-Kabel nicht gewaltsam. Halten Sie den USB-Adapter immer fest, wenn Sie ihn aus der Steckdose ziehen. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist. Verwenden Sie keine lockere Steckdose.
- Lassen Sie die Milchpumpe/den USB-Adapter/das Kabel/den Akku nicht nass werden. Zerlegen oder modifizieren Sie die Milchpumpe/den USB-Adapter/Akku nicht.
- Trennen Sie den USB-Adapter und verwenden Sie die Milchpumpe nicht mehr, wenn Sie während der Verwendung oder Aufbewahrung einen ungewöhnlichen Geruch, Hitze, Verfärbung, Verformung oder etwas Ungewöhnliches bemerken.

Warnhinweise zur Vermeidung von Vergiftungen und Kontaminationen und zur Gewährleistung der Hygiene:

- Aus hygienischen Gründen ist die Milchpumpe nur für den mehrmaligen Gebrauch durch eine einzige Anwenderin bestimmt.
- Reinigen, spülen und desinfizieren Sie vor jedem Gebrauch alle Teile mit Ausnahme des Hauptgeräts, des USB-Kabels und des Adapters der Pumpe.
- Bewahren Sie nur Muttermilch auf, die mit einer gereinigten und desinfizierten Pumpe gesammelt wurde.
- Verwenden Sie die Milchpumpe nicht, wenn die Silikonmembran beschädigt oder gebrochen zu sein scheint.
- Verwenden Sie keine antibakteriellen oder scheuernden Reinigungsmittel, wenn Sie die Teile der Milchpumpe reinigen.

Warnungen zur Vermeidung von Brust- und Brustwarzenproblemen und Schmerzen:

- Überprüfen Sie die Milchpumpe vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwenden Sie die Milchpumpe nicht, wenn sie nicht richtig funktioniert.
- Versuchen Sie nicht, den Pumpenkörper unter Vakuum von Ihrer Brust zu entfernen. Schalten Sie das Gerät aus und brechen Sie mit dem Finger die Versiegelung zwischen Ihrer Brust und dem Pumpenrichter. Entfernen Sie dann die Pumpe von der Brust.
- Verwenden Sie die Milchpumpe niemals, wenn Sie schläfrig oder schläfrig sind, um Unaufmerksamkeit während des Gebrauchs zu vermeiden.

- Schalten Sie die Milchpumpe immer aus, bevor Sie den Pumpenkörper von Ihrer Brust entfernen, um das Vakuum abzubauen.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile anderer Hersteller oder solche, die nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen werden. Dies könnte zu einem unsachgemäßen Betrieb des Geräts führen und die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) beeinflussen. Wenn Sie solche Zubehörteile oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Pumpen Sie nicht länger als fünf Minuten am Stück, wenn es Ihnen nicht gelingt, Milch abzupumpen. Versuchen Sie, zu einer anderen Tageszeit abzupumpen.
- Wenn der Prozess sehr unangenehm oder schmerzhaft wird, verwenden Sie die Pumpe nicht mehr und wenden Sie sich an Ihre Stillberaterin.
- Wenn der erzeugte Druck unangenehm ist oder Schmerzen verursacht, schalten Sie das Gerät aus, brechen Sie die Versiegelung zwischen Brust und Pumpenkörper mit Ihrem Finger und entfernen Sie die Pumpe von Ihrer Brust.
- Niemals Fremdkörper in die Öffnungen fallen lassen oder einführen.

Vorsicht zur Vermeidung von Personenschäden, Schäden und Fehlfunktionen des Produkts:

- Vermeiden Sie den Kontakt von Adapter, USB-Kabel und Hauptgerät mit Wasser.
- Halten Sie den Adapter und die Silikonteile von heißen Oberflächen fern, um eine Überhitzung und Verformung dieser Teile zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Hauptgerät oder den Adapter niemals in Wasser, in eine Spülmaschine oder in ein Desinfektionsmittel. Obwohl die Milchpumpe den geltenden EMV-Richtlinien entspricht, kann sie dennoch anfällig für übermäßige Emissionen sein und/oder andere Geräte stören. Eine Folge kann sein, dass sich die Milchpumpe abschaltet oder in den Fehlermodus geht. Halten Sie während des Abpumpens andere elektrische Geräte von der Milchpumpe fern, um Störungen zu vermeiden (siehe „Technische Informationen“).
- Im Hauptgerät der Milchpumpe befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Keine Modifikation der Ausrüstung ist erlaubt. Andernfalls erlischt Ihre Garantie.
- Lassen Sie die Milchpumpe/den USB-Adapter nicht fallen und schlagen Sie nicht darauf. Drücken Sie nicht auf das Display.
- Das Hauptgerät, das USB-Kabel und der Adapter müssen nicht gereinigt und sterilisiert werden, da sie nicht mit Muttermilch in Kontakt kommen.
- Verwenden Sie niemals Alkohol oder andere organische Lösungsmittel, um die Milchpumpe zu reinigen.
- Verwenden Sie die Milchpumpe auf keine Weise und für keinen Zweck, der nicht in dieser Anleitung beschrieben ist. Dies kann zu Unfällen führen oder die Milchpumpe beschädigen.

WARNHINWEISE ZUR VERWENDUNG VON LITHIUM-POLYMER-BATTERIEN:

- NUR ein Erwachsener darf den Adapter anschließen!
- Den Akku nicht biegen, bohren (insbesondere mit metallischen Gegenständen) oder auf andere Weise beschädigen.
- Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller mitgelieferten Adapter!
- Keinen Kurzschluss zulassen!
- Bewahren Sie das Produkt bei Raumtemperatur auf!
- Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen!
- Lassen Sie einen ladenden Akku niemals unbeaufsichtigt!

Batterie kann bei falscher Behandlung explodieren!

HINWEIS: Das Batteriefach befindet sich im Hauptgerät.

HINWEIS: Laden Sie den Akku vor Gebrauch vollständig auf, um ihn zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern.

WICHTIG! Wenden Sie sich zum Austauschen der Batterie an den Händler oder einen autorisierten Service!

VORSICHT! Wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es an einer offiziellen Abfallsammelstelle ab. Der Abfall aus beschädigten Elektro- und Videogeräten, Batterien, Adaptern muss gesondert entsorgt werden. Das Entsorgen in Containern für den Hausmüll ist verboten.



TEILE (Abbildung I):

1. Haupteinheit x 1; 2. Silikonmembran x 2; 3. Milchflasche x 1; 4. BH-Verstellschnalle x 1; 5. Silikonventil x 2; 6. Dichtungen x 2; 7. Linker x 1; 8. Milchflaschendeckel x 1; 9. USB-Adapter x 1; 10. USB-Ladekabel x 1; 11. Silikonersatz 16 mm x 1; 12. Silikon-Brusthaube x 3 (18 mm x 1; 20 mm x 1; 22 mm x 1).

ANZEIGE (Abbildung II):

1. Saugkrafterhöhung; 2. Stimulationsmodus; 3. Massagemodus; 4. Saugniveau; 5. Ein-/Aus-/Modus-Einstelltaste; 6. Batterieanzeige; 7. Pumpmodus; 8. Saugkraftabfall; 9. Bionischer Modus.

- Power-/Modus-Einstelltaste: 2 Sekunden lang drücken, um die Milchpumpe ein- oder auszuschalten. Tippen Sie einmal, um den Modus zu ändern.
- Wenn die Milchpumpe eingeschaltet ist, startet sie im Stimulationsmodus. Nach 2 Minuten Nutzung wechselt es automatisch in den Pumpmodus.
- Die Milchpumpe verfügt über eine integrierte Speicherfunktion. Beim Einschalten wechselt die Maschine automatisch in den Arbeitsmodus und die Saugstufe, die Sie

zuletzt verwendet haben.

- Saugstufen: Stimulationsmodus: L1-L9; Massagemodus: L1-L9; Pumpmodus: L1-L9; Bionischer Modus: L1-L9.
- Batterieanzeige: Zeigt den verbleibenden Batterieprozentansatz an; Bitte laden Sie den Akku auf, wenn er schwach ist.
- Die Milchpumpe stoppt automatisch nach 30 Minuten Betrieb.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Reinigung und Desinfektion (Abbildung III):

Das Hauptgerät, das USB-Kabel und der Adapter müssen nicht gereinigt und desinfiziert werden, da sie nicht mit der Muttermilch in Berührung kommen. Reinigen und desinfizieren Sie alle anderen Teile der Milchpumpe vor dem ersten Gebrauch.

- Nicht in der Mikrowelle erhitzen oder sterilisieren.
- Bitte reinigen und desinfizieren Sie vor und nach dem Gebrauch die Teile, die mit der Muttermilch in Berührung kommen.

Vorsicht! Legen Sie das Hauptgerät, das USB-Kabel oder den Adapter niemals ins Wasser, in die Spülmaschine oder in ein Desinfektionsmittel, da dies zu dauerhaften Schäden an diesen Teilen führt.

- Zerlegen Sie die Milchpumpe vollständig, wie in Abbildung III gezeigt.
- Desinfizieren Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile außer dem Hauptgerät, dem USB-Kabel und dem Adapter 5 Minuten lang in kochendem Wasser. Dadurch ist die Hygiene gewährleistet.
- Seien Sie beim Entfernen und Reinigen des Ventils vorsichtig. Wenn es kaputt geht, funktioniert Ihre Milchpumpe nicht richtig.
- Vor jedem weiteren Gebrauch sorgfältig reinigen, um die Hygiene zu gewährleisten.
- Waschen Sie alle Teile außer dem Hauptgerät, dem USB-Kabel und dem Adapter mit warmem Wasser und Feinwaschmittel.
- Spülen Sie alle Teile außer dem Hauptgerät, dem USB-Kabel und dem Adapter nach jedem Waschen gründlich ab.
- Waschen Sie gründlich und spülen Sie alle Teile außer dem Hauptgerät, dem USB-Kabel und dem Adapter mit sauberem Wasser, einschließlich Bereichen, die möglicherweise nicht sichtbar sind, durch die jedoch die Milch gelaufen ist, um Milchrückstände zu entfernen.
- Alle Teile außer dem Hauptgerät, dem USB-Kabel und dem Adapter können bis zu 10 Minuten in einem Dampfsterilisator für stillende Mütter und Babyprodukte sterilisiert werden.
- Nicht in die Spülmaschine geben.
- Nicht in einen Mikrowellenherd stellen. Erhitzen Sie das Produkt nicht in herkömmlichen Öfen, auf Kochplatten oder offenen Flammen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen oder scheuernden Materialien, da dies das Produkt beschädigen kann.
- Reinigen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht mit Lösungsmitteln oder aggressiven Chemikalien in Kontakt kommen. Dies kann das Produkt beschädigen.
- Trocknen Sie nach der Reinigung des Produkts alle Teile gründlich ab und lagern Sie es an einem sauberen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und entfernt von Wärmequellen.

Hinweis: Achten Sie darauf, die relevanten Teile der Milchpumpe zu reinigen und zu desinfizieren. Waschen Sie sich gründlich die Hände, bevor Sie an sauberen Teilen arbeiten!

Warnung! Seien Sie vorsichtig, da die gereinigten Teile noch heiß sein können. Beginnen Sie erst mit dem Zusammenbau der Milchpumpe, wenn die gereinigten Teile abgekühlt sind.

Hinweis: Es ist normal, wenn ein Restgeruch vorhanden ist. Reinigen Sie das Produkt gemäß den Anweisungen, es kann helfen, den Geruch effektiv zu reduzieren oder zu beseitigen.

Wann zu waschen und zu desinfizieren (Abbildung I):

- Waschen und desinfizieren Sie vor dem ersten Gebrauch: die Brusthaube und den Einsatz (I-11; I-12); Milchpumpenset (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).
 - Waschen Sie vor und nach jedem Gebrauch: die Brusthaube und den Einsatz (I-11; I-12); Milchpumpenset (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)
 - Einmal täglich desinfizieren: die Brusthaube und den Einsatz (I-11; I-12); Milchpumpenset (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).
- Trocknen Sie alle Teile nach dem Waschen oder Desinfizieren. Waschen Sie Ihre Hände und bauen Sie die komplette Milchpumpe gemäß Abbildung IV zusammen.

BATTERIEBETRIEB:

WARNUNG! Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden ohne Unterbrechung vollständig auf! Sobald die Pumpe eingeschaltet ist, zeigt das Batterieanzeigesymbol auf dem Display die verbleibende Batterielebensdauer an, bis die Batterie leer ist. Wenn die Batterie schwach ist, beginnt das Batterieanzeigesymbol zu blinken. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, zeigt die Anzeige ein Symbol für einen vollen Akku an. Achtung: Akku kann nicht länger als 24 Stunden geladen werden.

Zusammenbau der Pumpe (Abbildung IV):

- **Wichtig:** Stellen Sie vor dem Zusammenbau der Pumpe sicher, dass alle Teile außer dem Hauptgerät, dem USB-Kabel und dem Adapter gereinigt und sterilisiert sind.

- Stellen Sie vor dem Zusammenbau der Pumpe sicher, dass alle Teile außer dem Hauptgerät, dem USB-Kabel und dem Adapter gereinigt und sterilisiert sind.
- Überprüfen Sie die Komponenten des Milchpumpensets vor jedem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung. Bei Bedarf austauschen.
- Überprüfen Sie stets alle Teile vor dem Gebrauch auf Sauberkeit.
- Um Schäden an der Milchpumpe zu vermeiden, müssen alle Komponenten vor dem Gebrauch vollständig trocken sein.

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife, bevor Sie die Milchpumpe, das Milchpumpenset und die Brust berühren.
2. Installieren Sie das Ventil und die Dichtung in der Unterseite des Linkers und stellen Sie sicher, dass sie richtig installiert sind.
3. Installieren Sie die Silikonmembran im Linker.
4. Platzieren Sie den zusammengebauten Linker im Hauptgerät.
5. Setzen Sie die Milchflasche in das Hauptgerät ein.
6. Installieren Sie den Silikonschutz oder den Silikoneinsatz.

Wann Milch abpumpen:

Wenn das Stillen gut verläuft, ist es ratsam (sofern von Ihrem Arzt/Ihrer Stillberaterin nicht anders empfohlen), zu warten, bis Ihre Milchmenge und Ihr Stillplan festgelegt sind (normalerweise mindestens 2 bis 4 Wochen nach der Geburt), bevor Sie mit dem Abpumpen beginnen.

Ausnahmen:

- Wenn das Stillen nicht sofort gut klappt, kann regelmäßiges Abpumpen helfen, Ihre Milchproduktion aufzubauen und aufrechtzuerhalten.
- Wenn Sie Milch für Ihr Baby abpumpen, um es im Krankenhaus zu bekommen.
- Wenn Ihre Brüste angeschwollen (schmerzhaft oder geschwollen) sind, können Sie vor oder zwischen den Mahlzeiten eine kleine Menge Milch abpumpen, um die Schmerzen zu lindern und Ihrem Baby zu helfen, sich leichter anzulegen.
- Wenn Sie Wunde oder rissige Brustwarzen haben, möchten Sie vielleicht Ihre Milch abpumpen, bis sie verheilt sind.
- Wenn Sie von Ihrem Baby getrennt sind und nach der Wiedervereinigung weiter stillen möchten, sollten Sie regelmäßig Milch abpumpen, um Ihre Milchproduktion anzulegen.

Sie müssen die optimalen Tageszeiten zum Abpumpen finden, zum Beispiel kurz vor oder nach dem ersten Stillen Ihres Babys am Morgen, wenn Ihre Brüste voll sind, oder nach dem Stillen, wenn Ihr Baby nicht beide Brüste entleert hat. Wenn Sie zur Arbeit zurückgekehrt sind, müssen Sie möglicherweise während einer Pause abpumpen. Die Verwendung einer Milchpumpe erfordert Übung und es kann mehrere Versuche dauern, bis Sie Erfolg haben. Glücklicherweise ist die elektrische Milchpumpe von KikkaBoo einfach zu montieren und zu verwenden, sodass Sie sich schnell an das Abpumpen gewöhnen werden.

Verwendung der Pumpe (Abbildung V):

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich und stellen Sie sicher, dass Ihre Brüste sauber sind.
2. Halten Sie die Brusthaube mit Daumen und Zeigefinger an Ihre Brust. Stützen Sie Ihre Brust mit der Handfläche. Platzieren Sie Ihre Brustwarze in der Mitte des zusammengebauten Silikonschutzes/-einsatzes. Drücken Sie die Pumpe sanft an Ihre Brust. Stellen Sie sicher, dass Ihre Brustwarze richtig sitzt.
3. Platzieren Sie Ihren Still-BH über der Pumpe.
4. Schalten Sie die Milchpumpe durch Drücken des Netzschalters ein und wählen Sie den gewünschten Modus.
5. Finden Sie eine bequeme Position. Achten Sie darauf, sich nicht hinzulegen oder zurückzulehnen.

- Die Milchpumpe startet automatisch im Simulationsmodus. Mit den Tasten „+“ und „-“ können Sie die Stärke des Simulationsmodus ändern. Nach zwei Minuten wechselt es automatisch in den Pumpmodus. Wenn Ihre Milch vor zwei Minuten zu fließen beginnt, drücken Sie die Moduswechsellaste, um manuell in den Pumpmodus zu wechseln.
- Sobald Sie sich im Pumpmodus befinden, erhöhen Sie die Saugstärke mit der „+“-Taste, bis sich das Pumpen leicht unangenehm (nicht schmerzhaft) anfühlt, und verringern Sie sie dann leicht mit der „-“-Taste.

Hinweis: Beim Simulations- und Massagemodus handelt es sich um schnell saugende Pumprrhythmen, die darauf abzielen, den Milchfluss anzuregen. Der Pumpmodus ist ein langsamerer Saugrhythmus für eine sanfte und effiziente Milchentfernung, nachdem die Milch zu fließen begonnen hat.

- Wenn der Milchfluss stoppt, können Sie in den Bionik-Modus wechseln. Ziel ist es, durch die Kombination von schnellen und langsamen Pumprrhythmen eine weitere Enttauschung auszulösen.

Achtung: Verwenden Sie nicht immer die maximale Stufe jedes Modus, sondern wahlen Sie einfach die fur Sie angenehmste Stufe. Abhangig von Ihrem personlichen Komfort mochten Sie moglicherweise eine hohere Saugstufe verwenden
sorgt fur eine tiefere Saugwirkung. Sie konnen jederzeit zu einer niedrigeren Saugstufe zururckkehren.

Hinweis: Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihre Milch nicht sofort fliet. Entspannen Sie sich und pumpen Sie weiter. Die Milch fliet bald, auch wenn Sie nicht die

gesamte Saugkraft der Pumpe nutzen. Wenn Sie die Milchpumpe zum ersten Mal verwenden, müssen Sie möglicherweise einen höheren Saugmodus verwenden, damit die Milch fließt.

DE

Warnung! Pumpen Sie nicht länger als 5 Minuten ohne Unterbrechung. Wenn immer noch kein Milchfluss erfolgt, versuchen Sie, zu einer anderen Tageszeit abzupumpen.

• Wenn Sie mit dem Abpumpen fertig sind, schalten Sie die Milchpumpe aus, indem Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt halten.

So sammeln Sie die Milch nach dem Abpumpen:

6. Nehmen Sie die Pumpe aus Ihrem Still-BH heraus.

7. Drücken Sie den Knopf in der Mitte des Geräts, um die Milchflasche freizugeben.

8. Gießen Sie die Muttermilch in der angegebenen Richtung in eine Babyflasche, wie in Abbildung V-8 gezeigt.

• Wenn Sie die Muttermilch aufbewahren möchten, geben Sie sie vorsichtig in einen desinfizierten Behälter oder einen vorsterilisierten Milchaufbewahrungsbeutel.

Informationen zu den Aufbewahrungsbedingungen finden Sie im Abschnitt Aufbewahrung von Muttermilch.

• Demontieren und reinigen Sie die anderen Teile gemäß den Anweisungen im Abschnitt Reinigung und Desinfektion.

Aufbewahrung von Muttermilch:

Warnung! Abgepumpte Milch immer sofort kühlen oder einfrieren. Lagern Sie nur frische Milch. Bewahren Sie nur Muttermilch auf, die mit einer gereinigten und desinfizierten Pumpe gesammelt wurde, um die Hygiene zu gewährleisten. Bewahren Sie Muttermilch immer in desinfizierten Behältern oder Flaschen auf, die mit einem desinfizierten Schraubring und einer Dichtungsscheibe ausgestattet sind, oder in vorsterilisierten Milchaufbewahrungsbeuteln. Füllen Sie die Behälter, Flaschen oder die Milchbeutel NICHT vollständig. Lassen Sie etwas Platz, da die Milchmenge während des Einfrierens zunimmt.

• Beschriften Sie Behälter, Flaschen oder Milchtüten immer deutlich mit Datum und Uhrzeit des Ausdrucks.

• Verwenden Sie immer zuerst ältere Muttermilch.

• Um den Nährwert der Muttermilch zu erhalten, im Kühlschrank oder unter fließendem Leitungswasser auftauen, ohne das Behältnis, die Flasche oder den Beutel zu öffnen. Gelagerte Milch kann über Nacht im Kühlschrank aufgetaut und dann allmählich in wärmerem oder heißem Wasser erhitzt werden.

• Schütteln Sie die aufgetaute Milch, um Fettpartikel und die restlichen Milchzutaten zu vermischen. Aufgetaute Milch ist 24 Stunden haltbar, wenn sie im Kühlschrank aufbewahrt wird.

• Aufgetaute Milch nie wieder einfrieren.

• Kombinieren Sie niemals frisch abgepumpte und aufgetaute Milch.

• **Erhitzen Sie Milch niemals durch Kochen oder in der Mikrowelle.**

• Vor dem Füttern immer die Futtertemperatur prüfen.

• Verwerfen Sie übrig gebliebene Milch.

Aufbewahrungsrichtlinien für frisch abgepumpte Muttermilch (für gesunde termingeborene Babys)

• Raumtemperatur bis 25°C, bis zu 4 Stunden.

• Kühler mit gefrorenen Eisbeuteln -15 °C bis 4 °C, bis zu 24 Stunden.

• Kühlschrank 4°C, bis zu 3 Tage.

• Gefrierschrank -18°C bis -20°C, bis zu 6 Monate.

Aufbewahrungsrichtlinien für aufgetaute Muttermilch (für gesunde termingeborene Babys)

• Raumtemperatur bis 25°C, bis zu 2 Stunden.

• Kühler mit gefrorenen Eisbeuteln -15 °C bis 4 °C, bis zu 2 Stunden.

• Kühlschrank 4°C, bis zu 24 Stunden.

• Frieren Sie aufgetaute Muttermilch NIEMALS WIEDER EIN.

Nach einer Fütterung übrig gebliebene Muttermilch:

Verwerfen Sie übrig gebliebene Milch.

Babyfütterung:

• Überprüfen Sie den Sauger vor jedem Gebrauch und ziehen Sie den Sauger in alle Richtungen. Werfen Sie die ersten Anzeichen von Schäden oder Schwäche weg.

• Tauchen Sie die Brustwarze niemals in süße Substanzen oder Medikamente, Ihr Kind kann Karies bekommen.

• Nicht in die Mikrowelle geben. Erhitzen Sie das Produkt nicht in herkömmlichen Öfen oder auf Kochplatten oder offenen Flammen.

Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes WARNUNG!

Kontinuierliches und längeres Saugen von Flüssigkeiten führt zu Karies.

Überprüfen Sie vor dem Füttern immer die Futtertemperatur.

Werfen Sie die ersten Anzeichen von Schäden oder Schwäche weg.
Bewahren Sie nicht verwendete Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Niemals an Schnüren, Bändern, Schnürsenkeln oder losen Kleidungsstücken befestigen. Das Kind kann erwürgt werden.
Verwenden Sie dieses Produkt immer unter Aufsicht eines Erwachsenen.
Sauger niemals als Schnuller verwenden.

Karies bei kleinen Kindern kann auch dann auftreten, wenn ungesüßte Flüssigkeiten verwendet werden. Dies kann vorkommen, wenn das Baby die Flasche tagsüber und insbesondere nachts über längere Zeit verwendet, wenn der Speichelfluss reduziert ist oder wenn sie als Schnuller verwendet wird.
Es ist zu Unfällen gekommen, wenn Babys mit der Trinkausrüstung allein gelassen wurden, weil das Baby heruntergefallen ist oder wenn das Produkt zerlegt wurde.

Fehlerbehebung:

Problem: Ich habe Schmerzen, wenn ich die Milchpumpe verwende.

Lösung 1:Lösung 1: Einer der Gründe kann das zu hohe Vakuumniveau sein. Möglicherweise benötigen Sie nicht die volle Vakuumleistung der Milchpumpe. Nutzen Sie zunächst den Stimulations- oder Massagemodus. Wenn Sie immer noch Schmerzen verspüren, verwenden Sie die Milchpumpe nicht mehr und wenden Sie sich an Ihre Stillberaterin. Wenn sich die Pumpe nicht leicht von der Brust lösen lässt, kann es erforderlich sein, das Vakuum zu unterbrechen, indem Sie einen Finger zwischen Brust und Silikonenschutz legen.

Lösung 2: Tragen Sie mit einem warmen Handtuch eine warme Komresse auf die Brust auf und massieren Sie sie etwa 5 Minuten lang leicht nach unten. Versuchen Sie dann erneut, zu pumpen. Wenn Sie immer noch Schmerzen verspüren, verwenden Sie die Milchpumpe nicht mehr und wenden Sie sich an Ihre Stillberaterin.

Problem: Die Milchpumpe funktioniert nicht.

Lösung: Bitte prüfen Sie zunächst, ob Sie die Milchpumpe richtig zusammgebaut haben. Um Störungen zu vermeiden, halten Sie andere elektrische Geräte wie Mobiltelefone oder Laptops während des Abpumpens von der Milchpumpe fern. Überprüfen Sie die Batterie und laden Sie sie gegebenenfalls auf.

Problem: Ich spüre keinen Sog.

Lösung: Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse der Milchpumpe sicher sind. Zerlegen und montieren Sie die Pumpe (Abbildung III; Abbildung IV). Stellen Sie beim Zusammenbau Ihrer Milchpumpe sicher, dass alle Teile sauber und unbeschädigt sind. Achten Sie beim Abpumpen darauf, dass die Brusthaube vollständig dicht um Ihre Brust liegt.

Problem: Es tritt Milchüberlauf auf.

Lösung: Schalten Sie die Milchpumpe aus. Bauen Sie die Milchpumpe auseinander. Wischen Sie die Milchpumpe mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch ab. Reinigen Sie andere Komponenten gemäß dem Abschnitt „Reinigen und Desinfizieren“. Wenn alle Komponenten trocken sind, wieder zusammenbauen (Abbildung IV).

Gebrauchs- und Lagerbedingungen:

Halten Sie die Milchpumpe von direkter Sonneneinstrahlung fern, da eine längere Einwirkung zu Verfärbungen führen kann. Bewahren Sie die Milchpumpe und das Zubehör an einem sicheren, sauberen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und fern von Wärmequellen auf. Wenn das Gerät in einer heißen oder kalten Umgebung gelagert wurde, platzieren Sie es in der Nutzungsumgebung, damit es eine Temperatur innerhalb der Nutzungsbedingungen (10 °C - 30 °C) erreichen kann, bevor Sie es verwenden.

Technische Spezifikationen:

Modell: Tragbare Milchpumpe Winnie 31304010038

Pumpleistung: 165–240/mmHg; Stimulationsleistung: 90-165/mmHg

Lärm begrenzt: <50 dB;

Feste Zeit: 30 Minuten; Nutzungsdauer: 2,5 Stunden;

Lithiumbatterie: 3,7V, 1500 mAh Li-Ion; Ladezeit: 3 Stunden;

Schutz gegen elektrischen Schlag: Klasse II;

Stromeingang: 5 V 1 A, 110–240 V, 50–60 Hz;

Umgebungsbedingungen für den Betrieb: Temperatur 5–40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 10–90 %, Luftdruck 50 kPa–106 kPa;

Umgebungsbedingungen für die Lagerung: Temperatur 5–40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 10–90 %, Luftdruck 50 kPa–106 kPa;

Adaptereingang: 110–240 V, 50–60 Hz, Ausgang: 5 V, 1 A, 3,0 W;

Fassungsvermögen: 140 ml;

Größe: 10,5 x 5 x 12,7 cm, Gewicht 234 g.

Entspricht EN 55014, EN 55032, EN 61000, RoHS-Richtlinie, Verordnung (EU) 2020/1245. Produziert für Kika Group Ltd. Hergestellt in China.

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL DE L'UTILISATEUR AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCES ULTÉRIEURES.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

Tire-lait électrique avec un design portable innovant, sans cordons ni tubes externes. Conçu pour les mamans actives. Il est si pratique que vous pouvez le porter à l'intérieur de votre soutien-gorge d'allaitement. Silencieux et léger. Avec une grande batterie au lithium rechargeable de 1500 mAh, une charge complète peut être utilisée pendant 2 heures. Protection anti-refoulement pour empêcher le lait maternel de remonter dans la pompe, prévenir la contamination et garder le lait frais. Affichage intelligent, qui dispose d'une fonction de mémoire. Répondez à différents besoins avec quatre modes : stimulation, massage, pompage et mode bionique avec réglage de la force d'aspiration à 9 niveaux. Protège-poitrine en silicone souple – 18, 20 et 22 mm. Insert silicone 16 mm. Bouteille de lait 140ml. Fabriqué à partir de matériaux de qualité alimentaire sûrs.

INFORMATION DE SÉCURITÉ:

Utilisation prévue :

Le tire-lait est destiné à exprimer et à recueillir le lait des seins d'une femme qui allaite. La condition préalable à l'utilisation du tire-lait est d'avoir des conduits de lait non obstrués. Certaines nouvelles mères semblent avoir des conduits de lait obstrués en raison d'une dépression congénitale du mamelon ou d'une insuffisance de lait. Il est nécessaire de faire vérifier les seins par un professionnel pour s'assurer que les canaux galactophores ne sont pas obstrués et que la lactation est bien établie avant d'utiliser un tire-lait. Le tire-lait n'est PAS destiné à induire la première lactation. Le tire-lait est destiné à un seul utilisateur !

AVERTISSEMENT! N'utilisez jamais le tire-lait pendant que vous êtes enceinte, car l'expression peut provoquer un accouchement.

N'utilisez jamais le tire-lait à d'autres fins que celles énumérées dans ce manuel.

Avertissements pour éviter l'étouffement, l'étranglement et les blessures :

- Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques jouer avec l'appareil, l'adaptateur ou les accessoires.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas le tire-lait sans surveillance lorsqu'il est en charge.
- Garder hors de la portée des enfants.
- Ce tire-lait n'est pas destiné à être utilisé par des femmes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances. Ces femmes ne peuvent utiliser ce tire-lait que si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions appropriées concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.

Avertissements pour éviter les chocs électriques et les brûlures :

- Inspectez le tire-lait, y compris l'adaptateur, pour des signes de dommages avant chaque utilisation. N'utilisez pas le tire-lait si l'adaptateur ou le câble est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou a été immergé dans l'eau.
- Utilisez uniquement la tension spécifiée et l'adaptateur USB suggéré pour éviter la surchauffe de l'adaptateur, tout dommage ou panne.
- Ne touchez pas l'adaptateur USB et le tire-lait pendant un orage.
- Ne placez pas le tire-lait/l'adaptateur USB sous la lumière directe du soleil ou sous la pluie, à proximité d'appareils de chauffage ou d'autres appareils chauds, dans des endroits exposés à des températures extrêmement élevées ou basses, à une humidité élevée ou dans des endroits poussiéreux.
- Ne placez pas d'objets lourds ou n'endommagez pas le câble ou l'adaptateur. Ne pliez pas et ne tirez pas de force sur le câble USB. Tenez toujours l'adaptateur USB lorsque vous le débranchez de la prise de courant. Assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans la prise de courant. N'utilisez pas une prise desserrée.
- Ne laissez pas le tire-lait/l'adaptateur USB/le câble/la batterie se mouiller. Ne démontez pas et ne modifiez pas le tire-lait/l'adaptateur USB/la batterie.
- Débranchez l'adaptateur USB et arrêtez d'utiliser le tire-lait si vous remarquez une odeur anormale, de la chaleur, une décoloration, une déformation ou quoi que ce soit d'inhabituel lors de son utilisation ou de son stockage.

Avertissements pour éviter l'empoisonnement et la contamination et pour assurer l'hygiène :

- Pour des raisons d'hygiène, le tire-lait est uniquement destiné à une utilisation répétée par un seul utilisateur.
- Avant chaque utilisation, nettoyez, rincez et désinfectez toutes les pièces, à l'exception de l'appareil principal, du câble USB et de l'adaptateur de la pompe.
- Ne conservez que le lait maternel recueilli avec un tire-lait nettoyé et désinfecté.
- N'utilisez pas le tire-lait si le diaphragme en silicone semble endommagé ou cassé.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage antibactériens ou abrasifs lorsque vous nettoyez les pièces du tire-lait.

Mises en garde pour éviter les problèmes et douleurs aux seins et aux mamelons :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le tire-lait n'est pas endommagé. N'utilisez pas le tire-lait s'il ne fonctionne pas correctement.
- N'essayez pas de retirer le corps du tire-lait de votre sein sous vide. Eteignez l'appareil et brisez le joint entre votre sein et l'entonnoir de la pompe avec votre doigt. Retirez ensuite le tire-lait du sein.

- N'utilisez jamais le tire-lait lorsque vous avez sommeil ou somnolent pour éviter le manque d'attention pendant l'utilisation.
- Éteignez toujours le tire-lait avant de retirer le corps du tire-lait de votre sein pour libérer le vide.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'autres fabricants ou ceux qui ne sont pas spécifiquement recommandés par le fabricant. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil et pourrait affecter la compatibilité électromagnétique (CEM). Si vous utilisez de tels accessoires ou pièces, votre garantie devient invalide.
- Ne continuez pas à exprimer votre lait plus de cinq minutes d'affilée si vous ne parvenez pas à exprimer de lait. Essayez de tirer votre lait à un autre moment de la journée.
- Si le processus devient très inconfortable ou douloureux, arrêtez d'utiliser le tire-lait et consultez votre conseillère en allaitement.
- Si la pression générée est inconfortable ou douloureuse, éteignez l'appareil, rompez le joint entre le sein et le corps du tire-lait avec votre doigt et retirez le tire-lait de votre sein.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet étranger dans les ouvertures.

Précautions à prendre pour éviter les blessures corporelles, les dommages et les dysfonctionnements du produit :

- Empêchez l'adaptateur, le câble USB et l'unité principale d'entrer en contact avec de l'eau.
- Maintenez l'adaptateur et les pièces en silicone à l'écart des surfaces chaudes pour éviter la surchauffe et la déformation de ces pièces.
- Ne mettez jamais l'unité principale ou l'adaptateur dans l'eau, dans un lave-vaisselle ou dans un désinfectant. Bien que le tire-lait soit conforme aux directives CEM applicables, il peut toujours être sensible à des émissions excessives et/ou peut interférer avec d'autres équipements. Une conséquence peut être que le tire-lait s'éteint ou passe en mode erreur. Pour éviter les interférences, éloignez les autres équipements électriques du tire-lait pendant l'expression (voir « Informations techniques »).
- Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'unité principale du tire-lait. Aucune modification de la l'équipement est autorisé. Si vous le faites, votre garantie devient invalide.
- Ne faites pas tomber ou ne heurtez pas le tire-lait/l'adaptateur USB. N'appuyez pas sur l'écran.
- L'unité principale, le câble USB et l'adaptateur n'ont pas besoin d'être nettoyés ni stérilisés, car ils n'entrent pas en contact avec le lait maternel.
- N'utilisez jamais d'alcool ou d'autres solvants organiques pour nettoyer le tire-lait.
- N'utilisez pas le tire-lait d'une manière ou à des fins non décrites dans ce guide. Cela pourrait entraîner des accidents ou endommager le tire-lait.

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION DE BATTERIES AU LITHIUM POLYMÈRE :

- SEUL un adulte peut brancher l'adaptateur !
- Ne pliez pas, ne percez pas (en particulier avec des objets métalliques) et n'endommagez pas la batterie de quelque manière que ce soit.
- Chargez la batterie uniquement avec un adaptateur fourni par le fabricant !
- Ne permettez pas de court-circuit !
- Conservez le produit à température ambiante !
- Ne pas exposer directement au soleil !
- Ne laissez jamais une batterie en charge sans surveillance !
- La batterie peut exploser si elle est maltraitée !



REMARQUE : Le compartiment à piles est situé à l'intérieur de l'appareil principal.

CONSEIL : Chargez complètement la batterie avant utilisation pour la préserver et prolonger sa durée de vie.

IMPORTANT! Pour remplacer la batterie, contactez le revendeur ou un service agréé !

AVERTIR! Lorsque vous cessez d'utiliser le produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères normales, mais remettez-le à un point de collecte des déchets officiel. Les déchets formés par les appareils électriques et vidéo endommagés, les batteries, les adaptateurs, doivent être éliminés séparément. Il est interdit de les jeter dans les conteneurs pour ordures ménagères.

PIÈCES (Figure I) :

1. Unité principale x 1 ; 2. Diaphragme en silicone x 2 ; 3. Bouteille de lait x 1 ; 4. Boucle de réglage du soutien-gorge x 1 ; 5. Soupape en silicone x 2 ; 6. Joints x 2 ; 7. lieur x 1 ; 8. Couvrec de bouteille de lait x 1 ; 9. Adaptateur USB x 1 ; 10. Câble de charge USB x 1 ; 11. Insert en silicone 16 mm x 1 ; 12. Protège-poitrine en silicone x 3 (18 mm x 1 ; 20 mm x 1 ; 22 mm x 1).

AFFICHAGE (Figure II) :

1. Augmentation de l'aspiration ; 2. Mode Stimulation ; 3. Mode massage ; 4. Niveau d'aspiration ; 5. Bouton de réglage de l'alimentation/du mode ; 6. Indicateur de batterie ; 7. Mode de pompage ; 8. Diminution de l'aspiration ; 9. Mode bionique.

- Bouton de réglage puissance/mode : appuyez pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le tire-lait. Appuyez une fois pour changer de mode.

- Lorsque le tire-lait est allumé, il démarre en mode Stimulation. Après 2 minutes d'utilisation, il passera automatiquement en mode Pumping.
- Le tire-lait est doté d'une fonction de mémoire intégrée. Lorsqu'elle est allumée, la machine entre automatiquement et passe au mode de travail et au niveau d'aspiration que vous avez utilisés la dernière fois.
- Niveaux d'aspiration : Mode stimulation : L1-L9 ; Mode massage : L1-L9 ; Mode de pompage : L1-L9 ; Mode bionique : L1-L9.
- Indicateur de batterie : affiche le pourcentage de batterie restante ; s'il vous plaît, chargez lorsque la batterie est faible.
- Le tire-lait s'arrêtera automatiquement de fonctionner après 30 minutes de travail.

MODE D'EMPLOI :

Nettoyage et désinfection (Figure III) :

- L'appareil principal, le câble USB et l'adaptateur n'ont pas besoin d'être nettoyés et désinfectés, car ils n'entrent pas en contact avec le lait maternel. Nettoyez et désinfectez toutes les autres pièces du tire-lait avant la première utilisation.
 - Ne pas chauffer ni stériliser dans un four à micro-ondes.
 - Avant et après utilisation, veuillez nettoyer et désinfecter les parties en contact avec le lait maternel.
- AVERTIR!** Ne mettez jamais l'appareil principal, le câble USB ou l'adaptateur dans l'eau, dans un lave-vaisselle ou dans un désinfectant, car cela causerait des dommages permanents à ces pièces.
- Démontez complètement le tire-lait comme illustré à la Figure III.
 - Avant la première utilisation, désinfectez à l'eau bouillante pendant 5 minutes toutes les pièces sauf l'appareil principal, le câble USB et l'adaptateur. Cela garantit l'hygiène.
 - Soyez prudent lorsque vous retirez et nettoyez la valve. S'il se brise, votre tire-lait ne fonctionnera pas correctement.
 - Nettoyez soigneusement avant chaque utilisation ultérieure pour garantir l'hygiène.
 - Lavez toutes les pièces, à l'exception de l'appareil principal, du câble USB et de l'adaptateur avec de l'eau tiède et un détergent délicat.
 - Rincez toujours soigneusement toutes les pièces à l'exception de l'appareil principal, du câble USB et de l'adaptateur après chaque lavage.
 - Lavez soigneusement et rincez toutes les pièces, à l'exception de l'appareil principal, du câble USB et de l'adaptateur avec de l'eau propre, y compris les zones qui peuvent ne pas être visibles mais à travers lesquelles le lait est passé, pour éliminer les débris de lait.
 - Toutes les pièces, à l'exception de l'appareil principal, du câble USB et de l'adaptateur peuvent être stérilisées jusqu'à 10 minutes dans un stérilisateur à vapeur destiné aux mères allaitantes et aux produits pour bébés.
 - Ne pas mettre au lave-vaisselle.

- Ne pas mettre au four à micro-ondes. Ne chauffez pas le produit dans des fours traditionnels, sur des plaques chauffantes ou à feu ouvert.
- Évitez d'utiliser des matériaux coupants ou abrasifs, car cela pourrait endommager le produit.
- Ne nettoyez pas et ne laissez pas le produit entrer en contact avec des solvants ou des produits chimiques agressifs. Cela pourrait endommager le produit.
- Après avoir nettoyé le produit, séchez soigneusement toutes les pièces et rangez-les dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur.

Remarque : Assurez-vous de nettoyer et de désinfecter les pièces concernées du tire-lait. Lavez-vous soigneusement les mains avant de travailler sur des pièces propres !
 Avertissement! Soyez prudent, car les pièces nettoyées peuvent être encore chaudes. Ne commencez à assembler le tire-lait que lorsque les pièces nettoyées sont refroidies.
 Remarque : Il est normal qu'il y ait une odeur résiduelle. Nettoyez le produit conformément aux instructions, cela peut aider à réduire ou éliminer efficacement l'odeur.

Quand laver et désinfecter (Figure I) :

- Avant la première utilisation, laver et désinfecter : la tétérrelle et l'insert (I-11 ; I-12) ; kit de tire-lait (I-2 ; I-3 ; I-5 ; I-7 ; I-8).
- Avant et après chaque utilisation laver : la tétérrelle et l'insert (I-11 ; I-12) ; kit de tire-lait (I-2 ; I-3 ; I-5 ; I-6 ; I-7 ; I-8)
- Une fois par jour, désinfecter : la tétérrelle et l'insert (I-11 ; I-12) ; kit de tire-lait (I-2 ; I-3 ; I-5 ; I-6 ; I-7 ; I-8).

Séchez toutes les pièces après le lavage ou la désinfection. Lavez-vous les mains et assemblez le tire-lait complet selon la figure IV.

FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE :

AVERTISSEMENT! Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie pendant 2 heures sans interruption ! Une fois la pompe allumée, l'icône de l'indicateur de batterie sur l'écran affichera la durée de vie restante de la batterie jusqu'à ce que la batterie soit épuisée. Lorsque la batterie est faible, l'icône de l'indicateur de batterie commence à clignoter. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur affiche une icône de batterie pleine. **Attention : la batterie ne peut pas être chargée pendant 24 heures.**

Assemblage de la pompe (Figure IV) :

Important:

- Avant d'assembler la pompe, assurez-vous que toutes les pièces, à l'exception de l'appareil principal, du câble USB et de l'adaptateur, sont nettoyées et stérilisées.
- Vérifiez l'usure ou les dommages des composants du kit du tire-lait avant chaque utilisation. Remplacez si nécessaire.
- Inspectez toujours toutes les pièces avant utilisation pour vous assurer qu'elles sont propres.

- Pour éviter d'endommager le tire-lait, tous les composants doivent être complètement secs avant utilisation.
- 1. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon avant de toucher le tire-lait, le kit de tire-lait et le sein.
- 2. Installez la valve et le joint dans le bas du linker, assurez-vous qu'ils sont installés correctement.
- 3. Installez le diaphragme en silicone dans le linker.
- 4. Placez le lieur assemblé dans l'appareil principal.
- 5. Insérez la bouteille de lait dans l'appareil principal.
- 6. Installez la protection en silicone ou l'insert en silicone.

Quand exprimer le lait :

Si l'allaitement se passe bien, il est conseillé (sauf avis contraire de votre professionnel de la santé/conseiller en allaitement) d'attendre que votre production de lait et votre calendrier d'allaitement soient établis (normalement au moins 2 à 4 semaines après l'accouchement) avant de commencer à exprimer votre lait.

Des exceptions:

- Si l'allaitement ne se passe pas bien immédiatement, exprimer régulièrement peut aider à établir et à maintenir votre production de lait.
- Si vous exprimez du lait pour que votre bébé soit donné à l'hôpital.
- Si vos seins sont engorgés (douloureux ou gonflés), vous pouvez exprimer une petite quantité de lait avant ou entre les tétées pour soulager la douleur et aider votre bébé à prendre le sein plus facilement.
- Si vous avez des mamelons douloureux ou crevassés, vous pouvez exprimer votre lait jusqu'à ce qu'ils soient guéris.
- Si vous êtes séparée de votre bébé et que vous souhaitez continuer à allaiter lorsque vous serez réunis, vous devez exprimer votre lait régulièrement pour stimuler votre production de lait.

Vous devez trouver les moments optimaux de la journée pour exprimer votre lait, par exemple juste avant ou après la première tétée de votre bébé le matin lorsque vos seins sont pleins, ou après une tétée si votre bébé n'a pas vidé les deux seins. Si vous avez repris le travail, vous devrez peut-être exprimer pendant une pause.

L'utilisation d'un tire-lait nécessite de la pratique et plusieurs tentatives peuvent être nécessaires avant de réussir. Heureusement, le tire-lait électrique KikkaBoo est facile à assembler et à utiliser, vous vous habituez donc rapidement à exprimer votre lait avec.

Utilisation de la pompe (Figure V) :

1. Lavez-vous soigneusement les mains et assurez-vous que vos seins sont propres.
 2. Maintenez la tétère sur votre poitrine avec votre pouce et votre index. Soutenez votre poitrine avec la paume de votre main. Placez votre mamelon au centre du boudier/insert en silicone assemblé. Appuyez doucement le tire-lait sur votre sein. Assurez-vous que votre mamelon est bien ajusté.
 3. Placez votre soutien-gorge d'allaitement au-dessus de la pompe.
 4. Allumez le tire-lait en appuyant sur le bouton d'alimentation et choisissez le mode que vous préférez.
 5. Trouvez une position confortable. Assurez-vous de ne pas vous allonger ou vous allouer.
- Le tire-lait démarre automatiquement en mode simulation. Vous pouvez changer le niveau du mode de stimulation en utilisant les boutons « + » et « - ». Après deux minutes, il passera automatiquement en mode pompage. Si votre lait commence à couler avant deux minutes, appuyez sur le bouton de changement de mode pour passer manuellement au mode de pompage.
 - Une fois que vous êtes en mode pompage, augmentez le niveau d'aspiration en utilisant le bouton "+" jusqu'à ce que le pompage soit légèrement inconfortable (pas douloureux), puis diminuez légèrement en utilisant le bouton "-".
- Remarque : les modes de stimulation et de massage sont des rythmes de pompe à suction rapide, qui visent à stimuler l'écoulement du lait. Le mode de pompage est un rythme de suction plus lent pour une élimination douce et efficace du lait après que le lait a commencé à couler.
- Lorsque le débit de lait s'arrête, vous pouvez passer en mode bionique. Il vise à déclencher une autre déception en combinant des rythmes de pompage rapides et lents.

Attention : n'utilisez pas toujours le niveau maximum de chaque mode, choisissez simplement le niveau le plus confortable pour vous. En fonction de votre confort personnel, vous souhaitez peut-être utiliser un niveau d'aspiration plus élevé qui fournit une aspiration plus profonde. Vous pouvez toujours revenir à un niveau d'aspiration inférieur.

Remarque : Ne vous inquiétez pas si votre lait ne coule pas immédiatement. Détendez-vous et continuez à pomper. Le lait coulera bientôt, même si vous n'utilisez pas toute la puissance d'aspiration que la pompe peut créer. Les premières fois que vous utilisez le tire-lait, vous devrez peut-être utiliser un mode d'aspiration plus élevé pour faire couler votre lait.

Avvertissement! Ne pompez pas pendant plus de 5 minutes sans interruption. S'il n'y a toujours pas de débit de lait, essayez d'exprimer votre lait à un autre moment de la journée.

• Lorsque vous avez terminé d'exprimer votre lait, éteignez le tire-lait en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

Pour recueillir le lait après expression :

6. Retirez la pompe de votre soutien-gorge d'allaitement.

7. Appuyez sur le bouton au milieu de l'appareil pour libérer la bouteille de lait.

8. Versez le lait maternel dans un biberon dans le sens indiqué comme indiqué sur la figure V-8.

• Si vous souhaitez conserver le lait maternel, transférez-le soigneusement dans un récipient désinfecté ou un sac de conservation du lait pré-stérilisé. Pour les conditions de conservation, veuillez vous référer à la rubrique Conservation du lait maternel.

• Démontez et nettoyez les autres pièces conformément aux instructions de la section Nettoyage et désinfection.

Conservation du lait maternel :

AVERTISSEMENT! Réfrigérez ou congelez toujours le lait exprimé immédiatement. Ne conservez que du lait frais. Ne conservez que le lait maternel recueilli avec un tire-lait nettoyé et désinfecté pour garantir l'hygiène. Conservez toujours le lait maternel dans des récipients ou des biberons désinfectés équipés d'une bague à vis et d'un disque d'étanchéité désinfectés ou dans des sacs de stockage de lait pré-stérilisés. Ne remplissez PAS complètement les récipients, les bouteilles ou les sacs de lait. Laissez un peu d'espace à mesure que le volume de lait augmente pendant la congélation.

• Étiquetez toujours clairement la date et l'heure de l'expression sur les contenants, les bouteilles ou les sacs de lait.

• Utilisez toujours le lait maternel plus ancien en premier.

• Afin de conserver le contenu nutritionnel du lait maternel, décongeler dans un compartiment réfrigérateur ou sous l'eau du robinet sans ouvrir le récipient, le biberon ou le sachet. Le lait stocké peut être décongelé pendant la nuit au réfrigérateur, puis chauffé progressivement dans une eau plus chaude ou plus chaude.

• Secouez le lait décongelé pour mélanger les particules de gras et les ingrédients laitiers restants. Le lait décongelé est utilisable pendant 24 heures s'il est conservé au réfrigérateur.

• Ne jamais recongeler du lait décongelé.

• Ne mélangez jamais du lait fraîchement exprimé et du lait décongelé.

• Ne chauffez jamais le lait en le faisant bouillir ou en l'utilisant au micro-ondes.

• Vérifiez toujours la température des aliments avant de les nourrir.

• Jetez tout reste de lait.

Directives de conservation du lait maternel fraîchement exprimé (pour les bébés nés à terme et en bonne santé)

• Température ambiante jusqu'à 25°C, jusqu'à 4 heures.

• Glacière avec packs de glace congelés -15°C à 4°C, jusqu'à 24 heures.

• Réfrigérateur 4°C, jusqu'à 3 jours.

• Congélateur -18°C à -20°C, jusqu'à 6 mois.

Lignes directrices sur la conservation du lait maternel décongelé (pour les bébés nés à terme et en bonne santé)

• Température ambiante jusqu'à 25°C, jusqu'à 2 heures.

• Glacière avec packs de glace congelés -15°C à 4°C, jusqu'à 2 heures.

• Réfrigérateur 4°C, jusqu'à 24 heures.

• Congélateur NE JAMAIS RECONGELER le lait maternel décongelé.

Lait maternel restant d'une tétée :

Jetez tout lait qui reste.

Alimentation du bébé :

• Inspectez la tétine avant chaque utilisation et tirez la tétine dans toutes les directions. Jeter dès les premiers signes d'endommagement ou de faiblesse.

• Ne trempez jamais la tétine dans des substances sucrées ou des médicaments, votre enfant pourrait avoir des caries dentaires.

• Ne pas mettre au micro-ondes. Ne chauffez pas le produit dans des fours traditionnels ou sur des plaques chauffantes ou des flammes nues.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant AVERTISSEMENT !

L'aspiration continue et prolongée de liquides causera la carie dentaire.

Vérifiez toujours la température des aliments avant de les nourrir.

Jetez dès les premiers signes d'endommagement ou de faiblesse.

Gardez les composants non utilisés hors de portée des enfants.

Ne l'attachez jamais à des cordons, des rubans, des lacets ou des parties lâches de vêtements. L'enfant peut être étranglé.

Utilisez toujours ce produit sous la surveillance d'un adulte.

N'utilisez jamais les tétines comme sucettes.

La carie dentaire chez les jeunes enfants peut survenir même lorsque des liquides non sucrés sont utilisés. Cela peut se produire si le bébé est autorisé à utiliser le biberon pendant de longues périodes de la journée et en particulier de la nuit, lorsque le débit de salive est réduit ou s'il est utilisé comme sucette.

Des accidents se sont produits lorsque des bébés ont été laissés seuls avec du matériel d'abreuvement en raison de la chute du bébé ou du démontage du produit.

Dépannage:

Problème : Je ressens des douleurs lorsque j'utilise le tire-lait.

Solution 1 : L'une des raisons peut être le niveau de vide trop élevé. Peut-être n'avez-vous pas besoin de toute la puissance d'aspiration du tire-lait. Utilisez d'abord le mode stimulation ou massage. Si vous ressentez toujours des douleurs, arrêtez d'utiliser le tire-lait et consultez votre conseillère en allaitement. Si la pompe ne se détache pas facilement du sein, il peut être nécessaire de casser le vide en plaçant un doigt entre le sein et la protection en silicone.

Solution 2 : Utilisez une serviette chaude pour appliquer une compresse chaude sur la poitrine et massez avec un petit geste vers le bas pendant environ 5 minutes, puis essayez à nouveau de pomper. Si vous ressentez toujours des douleurs, arrêtez d'utiliser le tire-lait et consultez votre conseillère en allaitement.

Problème : Le tire-lait ne fonctionne pas.

Solution : Veuillez d'abord vérifier si vous avez correctement assemblé le tire-lait. Pour éviter les interférences, éloignez les autres équipements électriques, tels que les téléphones portables ou les ordinateurs portables, du tire-lait pendant l'expression. Vérifiez la batterie et, si nécessaire, chargez-la.

Problème : je ne ressens aucune aspiration.

Solution : Vérifiez si toutes les connexions du tire-lait sont sécurisées. Démontez et remonte la pompe (figure III; figure IV). Lors de l'assemblage de votre tire-lait, assurez-vous que toutes les pièces sont propres et non endommagées. Pendant l'expression, assurez-vous que la tétérille est complètement scellée autour de votre sein.

Problème : il y a un débordement de lait.

Solution : Éteignez le tire-lait. Démontez le tire-lait. Utilisez un chiffon humide (pas mouillé) pour essuyer le tire-lait. Nettoyez les autres composants conformément à la section Nettoyer et désinfecter. Lorsque tous les composants sont secs, réassemblez (figure IV).

Conditions d'utilisation et de stockage :

Gardez le tire-lait à l'abri de la lumière directe du soleil car une exposition prolongée peut provoquer une décoloration. Rangez le tire-lait et ses accessoires dans un endroit sûr, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur. Si l'appareil a été stocké dans un environnement chaud ou froid, placez-le dans l'environnement d'utilisation pour qu'il atteigne une température dans les conditions d'utilisation (10°C - 30°C) avant de l'utiliser.

Spécifications techniques:

Modèle : Tire-lait portable Winnie 31304010038

Puissance de pompage : 165-240/mmHg ; Puissance de stimulation : 90-165/mmHg

Bruit limité : <50db ;

Temps fixe : 30 minutes ; Temps d'utilisation : 2,5 heures ;

Batterie au lithium : 3,7V, 1 500 mAh Li-ion ; Temps de charge : 3 heures ;

Protection contre les chocs électriques : Classe II ;

Alimentation : 5 V 1 A, 110-240 V 50-60 Hz ;

Conditions environnementales de fonctionnement : température 5-40 °C, humidité relative 10-90 %, pression atmosphérique 50 kPa~106 kPa ;

Conditions environnementales de stockage : température 5-40 °C, humidité relative 10-90 %, pression atmosphérique 50 kPa~106 kPa ;

Entrée adaptateur : 110-240 V 50 ~ 60 Hz, sortie : 5 V 1 A 3,0 W ;

Capacité 140 ml ;

Taille : 10,5 x 5 x 12,7 cm, poids 234 g.

Conforme à EN 55014, EN 55032, EN 61000, Directive RoHS, Règlement (UE) 2020/1245. Produit pour Kika Group Ltd. Fabriqué en Chine.

LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Elektrische borstkolf met innovatief draagbaar ontwerp, zonder externe koorden en slangen. Ontworpen voor moeders onderweg. Het is zo handig dat je het kunt dragen in je voedingsbeha. Stil en lichtgewicht. Met grote oplaadbare lithiumbatterij 1500 mAh, kan volledig opgeladen 2 uur worden gebruikt. Anti-terugstroombeveiliging om te voorkomen dat moedermelk terugstroomt naar de kolf, besmetting te voorkomen en melk vers te houden. Smart display, voorzien van een geheugenfunctie. Voldoe aan verschillende behoeften met vier modi: stimulatie, massage, pompen en bionische modus met zuigkrachtaanpassing op 9 niveaus. Zachte siliconen borstschilden – 18, 20 en 22 mm. Siliconen inzetstuk 16 mm. Melkfles 140ml. Gemaakt van veilige food-grade materialen.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Beoogd gebruik:

De borstkolf is bedoeld om melk af te kolven en op te vangen uit de borsten van een zogende vrouw. Voorwaarde voor het gebruik van de borstkolf is dat de melkkanalen niet verstopt zijn. Sommige nieuwe moeders lijken verstopte melkkanalen te hebben als gevolg van aangeboren tepeldepresie of onvoldoende melk. Het is noodzakelijk om een professionele borstcontrole te ondergaan om er zeker van te zijn dat de melkkanalen niet verstopt zijn en dat de lactatie goed op gang is gekomen voordat u een borstkolf gebruikt. De borstkolf is NIET bedoeld om de eerste lactatie op te wekken. De borstkolf is bedoeld voor één gebruiker!

WAARSCHUWING! Gebruik de borstkolf nooit als u zwanger bent, omdat kolven een bevalling kan veroorzaken.

Gebruik de borstkolf nooit voor andere doeleinden dan die vermeld in deze handleiding.

Waarschuwingen om verstikking, wurging en letsel te voorkomen:

- Laat kinderen of huisdieren niet met het apparaat, de adapter of accessoires spelen.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Laat de borstkolf niet onbeheerd achter tijdens het opladen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Deze borstkolf is niet bedoeld voor gebruik door vrouwen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis. Dergelijke vrouwen mogen deze borstkolf alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of goede instructies hebben gekregen over het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Waarschuwingen om elektrische schokken en brandwonden te voorkomen:

- Inspecteer de borstkolf, inclusief de adapter, voor elk gebruik op beschadigingen. Gebruik de borstkolf niet als de adapter of kabel beschadigd is, niet goed werkt of als hij gevallen of ondergedompeld in water.
- Gebruik alleen het gespecificeerde voltage en de voorgestelde USB-adapter om oververhitting van de adapter, schade of defecten te voorkomen.
- Raak de USB-adapter en de borstkolf niet aan tijdens onweer.
- Plaats de borstkolf/USB-adapter niet in direct zonlicht of regen, in de buurt van verwarmingen of andere hete apparaten, op locaties die zijn blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid of stoffige locaties.
- Plaats geen zware voorwerpen op de kabel of adapter en beschadig deze niet. Buig of trek niet met geweld aan de USB-kabel. Houd de USB-adapter altijd vast wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit. Gebruik geen los stopcontact.
- Laat de borstkolf/USB-adapter/kabel/batterij niet nat worden. De borstkolf/USB-adapter/batterij niet demonteer of wijzigen.
- Koppel de USB-adapter los en stop met het gebruik van de borstkolf als u een abnormale geur, hitte, verkleuring, vervorming of iets ongewoons opmerkt terwijl u de kolf gebruikt of opbergt.

Waarschuwingen om vergiftiging en besmetting te voorkomen en hygiëne te waarborgen:

- Om hygiënische redenen is de borstkolf alleen bedoeld voor herhaald gebruik door één gebruiker.
- Reinig, spoel en desinfecteer voor elk gebruik alle onderdelen, behalve het hoofdapparaat, de USB-kabel en de adapter van de pomp.
- Bewaar alleen moedermelk die is opgevangen met een gereinigde en ontsmette kolf.
- Gebruik de borstkolf niet als het siliconen diafragma beschadigd of gebroken lijkt te zijn.
- Gebruik geen antibacteriële of schurende reinigingsmiddelen wanneer u de onderdelen van de borstkolf reinigt.

Waarschuwingen om borst- en tepelproblemen en pijn te voorkomen:

- Controleer de borstkolf voor elk gebruik op beschadigingen. Gebruik de borstkolf niet als deze niet goed werkt.
- Probeer het kolflichaam niet van uw borst te verwijderen terwijl u onder vacuüm staat. Schakel het apparaat uit en verbreek met uw vinger de verzegeling tussen uw borst en de kolfrechter. Verwijder vervolgens de kolf van de borst.
- Gebruik de borstkolf nooit als u slaperig of slaperig bent om aandachtstekort tijdens het gebruik te voorkomen.

- Schakel de borstkolf altijd uit voordat u het kolflichaam van uw borst verwijderd om het vacuüm op te heffen.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of onderdelen die niet specifiek door de fabrikant worden aanbevolen. Dit kan leiden tot een onjuiste werking van het apparaat en kan de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) beïnvloeden. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt uw garantie.
- Blijf niet langer dan vijf minuten achter elkaar kolven als het niet lukt om melk af te kolven. Probeer op een ander moment van de dag te kolven.
- Als het proces erg ongemakkelijk of pijnlijk wordt, stop dan met het gebruik van de kolf en raadpleeg uw borstvoedingsadviseur.
- Als de gegeneerde druk onaangenaam is of pijn veroorzaakt, schakel dan het apparaat uit, verbreek de verzegeling tussen de borst en het kolflichaam met uw vinger en verwijder de kolf van uw borst.
- Laat nooit vreemde voorwerpen in de openingen vallen of steek ze niet in.

Let op om persoonlijk letsel, schade aan en storing van het product te voorkomen:

- Zorg ervoor dat de adapter, USB-kabel en hoofdeenheden niet in contact komen met water.
- Houd de adapter en de siliconen onderdelen uit de buurt van verwarmde oppervlakken om oververhitting en vervorming van deze onderdelen te voorkomen.
- Plaats het hoofdapparaat of de adapter nooit in water, in een vaatwasser of in een ontsmettingsmiddel. Hoewel de borstkolf voldoet aan de toepasselijke EMC-richtlijnen, kan hij nog steeds gevoelig zijn voor overmatige emissies en/of andere apparatuur storen. Een gevolg kan zijn dat de borstkolf uitschakelt of in foutmodus gaat. Houd andere elektrische apparaten tijdens het afkolven uit de buurt van de borstkolf om interferentie te voorkomen (zie 'Technische informatie').
- Er bevinden zich geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in de hoofdeenheden van de borstkolf. Geen wijziging van de apparatuur is toegestaan. Doet u dit toch, dan vervalt uw garantie.
- Laat de borstkolf/USB-adapter niet vallen en sla er niet op. Druk niet op het scherm.
- Het hoofdapparaat, de USB-kabel en de adapter hoeven niet te worden gereinigd en gesteriliseerd, omdat ze niet in contact komen met moedermelk.
- Gebruik nooit alcohol of andere organische oplosmiddelen om de borstkolf schoon te maken.
- Gebruik de borstkolf niet op een manier of voor een doel dat niet in deze handleiding wordt beschreven. Dit kan leiden tot ongelukken of schade aan de borstkolf.

WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN LITHIUM-POLYMEER BATTERIJEN:

- ALLEEN een volwassene mag de adapter aansluiten!
- Buig, boor (vooral met metalen voorwerpen) niet en beschadig de batterij niet op een andere manier.
- Laad de batterij alleen op met de door de producent geleverde adapter!
- Laat geen kortsluiting toe!
- Bewaar het product op kamertemperatuur!
- Niet blootstellen aan direct zonlicht!
- Laat een opladende accu nooit zonder toezicht achter!

De batterij kan ontploffen als deze verkeerd wordt behandeld!

OPMERKING: Het batterijcompartiment bevindt zich in het hoofdapparaat.

ADVIES: Laad de batterij voor gebruik volledig op om deze te sparen en de levensduur te verlengen.

BELANGRIJK! Neem contact op met de verkoper of een geautoriseerde service om de batterij te vervangen!

VOORZICHTIGHEID! Wanneer u het product niet meer gebruikt, deponeer het dan niet bij het normale huishuis, maar lever het in bij een officieel afvalinzamelpunt. Het afval van beschadigde elektrische en videoapparaten, batterijen en adapters moet apart worden afgevoerd. Het is verboden om ze in containers voor huishoudelijk afval weg te gooien.



ONDERDELEN (Figuur 1):

1. Hoofdeenheden x 1; 2. Siliconen diafragma x 2; 3. Melkflex x 1; 4. BH-verstelgesp x 1; 5. Siliconen ventiel x 2; 6. Afdichtingen x 2; 7. Linker x 1; 8. Deksel melkflex x 1; 9. USB-adapter x 1; 10. USB-opladdakabel x 1; 11. Siliconen inzetstuk 16 mm x 1; 12. Siliconen borstchild x 3 (18 mm x 1; 20 mm x 1; 22 mm x 1).

DISPLAY (Afbeelding II):

1. Zuigverhoging; 2. Stimulatiemodus; 3. Massagemodus; 4. Zuigniveau; 5. Aan/uit-/modus-aanpassingsknop; 6. Batterij-indicator; 7. Pompmodus; 8. Afname zuigkracht; 9. Bionische modus.

- Aan/uit-/modus-instelknop: 2 seconden ingedrukt houden om de borstkolf in of uit te schakelen. Tik eenmaal om de modus te wijzigen.
- Als de borstkolf is ingeschakeld, start deze in de stimulatiemodus. Na 2 minuten gebruik schakelt het automatisch over naar de pompmodus.
- De borstkolf heeft een ingebouwde geheugenfunctie. Bij het inschakelen gaat de machine automatisch naar de werkmodus en het zuigniveau dat u de vorige keer gebruikte.

- Zuigniveaus: Stimulatiemodus: L1-L9; Massagemodus: L1-L9; Pompmodus: L1-L9; Bionische modus: L1-L9.
- Batterij-indicator: deze toont het resterende batterijpercentage; gelieve op te laden wanneer de batterij bijna leeg is.
- De borstkolf stopt automatisch na 30 minuten werken.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Schoonmaken en ontsmetten (Figuur III):

Het hoofdapparaat, de USB-kabel en de adapter hoeven niet te worden gereinigd en ontsmet, omdat ze niet in contact komen met moedermelk. Reinig en ontsmet alle andere onderdelen van de borstkolf voor het eerste gebruik.

- Niet opwarmen of steriliseren in een magnetron.
 - Reinig en desinfecteer voor en na gebruik de onderdelen die in contact komen met moedermelk.
- Voorzichtigheid!** Plaats het hoofdapparaat, de USB-kabel of de adapter nooit in water, in een vaatwasser of in een ontsmettingsmiddel, omdat dit permanente schade aan deze onderdelen veroorzaakt.
- Demonteer de borstkolf volledig zoals weergegeven in afbeelding III.
 - Ontsmet voor het eerste gebruik alle onderdelen gedurende 5 minuten in kokend water, behalve het hoofdapparaat, de USB-kabel en de adapter. Dit zorgt voor hygiëne.
 - Wees voorzichtig bij het verwijderen en reinigen van het ventiel. Als hij kapot gaat, werkt je borstkolf niet goed.
 - Reinig zorgvuldig voor elk volgend gebruik om hygiëne te garanderen.
 - Was alle onderdelen, behalve het hoofdapparaat, de USB-kabel en de adapter, met warm water en een fijnwasmiddel.
 - Spoel na elke wasbeurt alle onderdelen, behalve het hoofdapparaat, de USB-kabel en de adapter, grondig af.
 - Was grondig een spoel alle onderdelen, behalve het hoofdapparaat, de USB-kabel en de adapter, af met schoon water, inclusief gebieden die mogelijk niet zichtbaar zijn maar waar de melk doorheen is gegaan, om melkresten te verwijderen.
 - Alle onderdelen, behalve het hoofdapparaat, de USB-kabel en de adapter, kunnen tot 10 minuten worden gesteriliseerd in een stoomsterilisator die bedoeld is voor moeders die borstvoeding geven en babyproducten.
 - Niet in de vaatwasser plaatsen.
 - Niet in een magnetron plaatsen. Verwarm het product niet in traditionele ovens, op kookplaten of open vuur.
 - Vermijd het gebruik van scherpe of schurende materialen, aangezien dit het product kan beschadigen.
 - Maak het product niet schoon en laat het niet in contact komen met oplosmiddelen of agressieve chemicaliën. Dit kan het product beschadigen.
 - Droog na het reinigen van het product alle onderdelen grondig af en bewaar ze op een schone en droge plaats zonder direct zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen.
- Opmerking: zorg ervoor dat u de relevante onderdelen van de borstkolf reinigt en desinfecteert. Was uw handen grondig voordat u aan schone onderdelen werkt!
- Waarschuwing! Wees voorzichtig, de gereinigde onderdelen kunnen nog heet zijn. Begin pas met het in elkaar zetten van de borstkolf als de gereinigde onderdelen zijn afgekoeld.
- Opmerking: het is normaal dat er een geur achterblijft. Reinig het product volgens de instructies, het kan helpen de geur effectief te verminderen of te elimineren.

Wanneer wassen en ontsmetten (Figuur I):

- Was en ontsmet voor het eerste gebruik: het borstschild en de insert (I-11; I-12); borstkolfset (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).
 - Voor en na elk gebruik wassen: het borstschild en de insert (I-11; I-12); borstkolfset (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)
 - Eenmaal per dag ontsmetten: het borstschild en de insert (I-11; I-12); borstkolfset (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)
- Droog alle onderdelen af na het wassen of ontsmetten. Was uw handen en monteer de complete borstkolf volgens afbeelding IV.

WERKING OP BATTERIJ:

WAARSCHUWING! Laad voor het eerste gebruik de batterij 2 uur ononderbroken volledig op! Zodra de pomp is ingeschakeld, geeft het batterij-indicatorpictogram op het display de resterende levensduur van de batterij aan totdat de batterij leeg raakt. Wanneer de batterij bijna leeg is, begint het batterij-indicatorpictogram te knippen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, geeft de indicator een pictogram voor een volle batterij weer. **Let op: de batterij kan niet langer dan 24 uur worden opgeladen.**

Montage van de pomp (Figuur IV):

Belangrijk:

- Voordat u de pomp monteert, moet u ervoor zorgen dat alle onderdelen, behalve het hoofdapparaat, de USB-kabel en de adapter, zijn gereinigd en gesteriliseerd.
- Controleer de onderdelen van de borstkolfset voor elk gebruik op slijtage of schade. Vervang indien nodig.
- Controleer voor gebruik altijd alle onderdelen op reinheid.
- Om schade aan de borstkolf te voorkomen, moeten alle onderdelen volledig droog zijn voor gebruik.

1. Was uw handen grondig met water en zeep voordat u de borstkolf, de borstkolfset en de borst aanraakt.
2. Installeer de klep en de afdichting in de onderkant van de linker, zorg ervoor dat ze op de juiste manier worden geïnstalleerd.
3. Installeer het siliconen membraan in de linker.
4. Plaats de gemonteerde linker in het hoofdapparaat.
5. Plaats de melkfles in het hoofdapparaat.
6. Installeer de siliconen afscherming of het siliconen inzetstuk.

Wanneer melk afkolven:

Als het geven van borstvoeding goed gaat, is het raadzaam (tenzij anders geadviseerd door uw arts of borstvoedingsadviseur) te wachten tot uw melkproductie en borstvoedingsschema zijn vastgesteld (normaal gesproken minimaal 2 tot 4 weken na de bevalling) voordat u begint met kolven.

Uitzonderingen:

- Als borstvoeding niet meteen goed gaat, kan regelmatig kolven helpen om de melkproductie op gang te brengen en op peil te houden.
 - Als u melk afkolft voor uw baby die in het ziekenhuis moet worden toegediend.
 - Als uw borsten gezwollen zijn (pijnlijk of gezwollen), kunt u voor of tussen de voedingen een kleine hoeveelheid melk afkolven om de pijn te verzachten en uw baby te helpen gemakkelijker aan te leggen.
 - Als u pijnlijke of gebarsten tepels heeft, wilt u misschien uw melk afkolven totdat ze genezen zijn.
 - Als u gescheiden bent van uw baby en borstvoeding wilt blijven geven wanneer u herenigt bent, moet u uw melk regelmatig afkolven om uw melkproductie te stimuleren. U moet de optimale momenten van de dag vinden om uw melk af te kolven, bijvoorbeeld vlak voor of na de eerste voeding van uw baby in de ochtend als uw borsten vol zijn, of na een voeding als uw baby niet beide borsten heeft geleegd. Als u weer aan het werk bent, moet u mogelijk tijdens een pauze afkolven.
- Het gebruik van een borstkolf vereist oefening en het kan meerdere pogingen kosten voordat het lukt. Gelukkig is de elektrische borstkolf van KikkaBoo eenvoudig in elkaar te zetten en te gebruiken, dus je zult er snel aan wennen om er mee te kolven.

De pomp gebruiken (Figuur V):

1. Was je handen grondig en zorg ervoor dat je borsten schoon zijn.
2. Houd het borstschild met duim en vingers op uw borst. Ondersteun uw borst met de palm van uw hand. Plaats uw tepel in het midden van het geassembleerde siliconen schild/inzetstuk. Druk de pomp voorzichtig tegen uw borst. Zorg ervoor dat je tepel goed past.
3. Plaats je voedingsbeha boven de kolf.
4. Schakel de borstkolf in met de aan/uit-knop en kies de gewenste modus.
5. Zoek een comfortabele houding. Zorg ervoor dat u niet gaat liggen of leunen.

- De borstkolf start automatisch op in de simulatiemodus. U kunt het niveau van de simulatiemodus wijzigen door de knoppen “+” en “-” te gebruiken. Na twee minuten schakelt hij automatisch over naar de pompmodus. Als uw melk binnen twee minuten begint te stromen, drukt u op de knop om de modus te wijzigen om handmatig over te schakelen naar de afkolmodus.
 - Als u eenmaal in de pompmodus bent, verhoogt u het zuigniveau met behulp van de “+”-knop totdat het kolven een beetje onaangenaam aanvoelt (niet pijnlijk), en verlaagt u vervolgens iets met de “-”-knop.
- Opmerking: de stimulatie- en massagemodus zijn snelle zuigpompritmes, die tot doel hebben de melkstroom te stimuleren. De pompmodus is een langzamer zuigritme voor een zachte en efficiënte melkafname nadat de melk is gaan stromen.
- Wanneer de melkstroom stopt, kunt u overschakelen naar de bionische modus. Het heeft tot doel een nieuwe afknapper te veroorzaken door snelle en langzame pompende ritmes te combineren.

Let op: Gebruik niet altijd het maximale niveau van elke modus, kies gewoon het meest comfortabele niveau voor jou. Afhankelijk van uw eigen persoonlijke comfort, wilt u misschien een hoger zuigniveau gebruiken

zorgt voor een diepere zuigkracht. U kunt altijd terugkeren naar een lager zuigniveau.

Opmerking: Maak je geen zorgen als je melk niet meteen stroomt. Ontspan en blijf pompen. De melk zal snel vloeien, ook al benut je niet alle zuigkracht die de kolf kan creëren. De eerste paar keer dat u de borstkolf gebruikt, moet u mogelijk een hogere zuigstand gebruiken om uw melk te laten stromen.

Waarschuwing! Pomp niet langer dan 5 minuten ononderbroken. Als er nog steeds geen melkstroom is, probeer dan op een ander tijdstip van de dag af te kolven.

- Wanneer u klaar bent met kolven, schakelt u de borstkolf uit door de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt te houden.

Om de melk na het afkolven op te halen:

6. Haal de kolf uit je voedingsbeha.
 7. Druk op de knop in het midden van het apparaat om de melkfles los te maken.
 8. Giet de moedermelk in een zuigfles in de aangegeven richting, zoals weergegeven in afbeelding V-8.
- Als u de moedermelk wilt bewaren, doe deze dan voorzichtig in een ontsmet bakje of een voorgesteriliseerd melkbewaarzakje. Raadpleeg voor bewaarcondities het gedeelte Moedermelk bewaren.
 - Demonteer en reinig je de andere onderdelen volgens de instructies in het gedeelte Reinigen en ontsmetten.

Moedermelk bewaren:

Waarschuwing! Koel of vries afgekolfde melk altijd onmiddellijk in. Bewaar alleen verse melk. Bewaar alleen moedermelk die is opgevangen met een gereinigde en ontsmette kolf om hygiëne te garanderen. Bewaar moedermelk altijd in ontsmette bakjes of flessen voorzien van een ontsmette schroefring en afsluitschijf of in voorgesteriliseerde melkbewaarzakjes. Vul de containers, flessen of melkzakken NIET volledig. Laat wat ruimte over aangezien het melkvolume toeneemt tijdens het invriezen.

- Label altijd duidelijk de datum en tijd van afkolven op de potjes, flesjes of de melkzakken.
- Gebruik altijd eerst oudere moedermelk.
- Om de voedingswaarde van de moedermelk te behouden, ontdooit u deze in een koelkast of onder stromend kraanwater zonder de container, fles of zak te openen. Opgeslagen melk kan 's nachts in een koelkast worden ontdooid en vervolgens geleidelijk worden verwarmd in warme of heet water.
- Schud de ontdooid melk om de vetdeeltjes en de resterende melk ingrediënten te mengen. Ontdooid melk is 24 uur houdbaar mits in de koelkast bewaard.
- Vries ontdooid melk nooit opnieuw in.
- Combineer nooit vers afgekolfde en ontdooid melk.
- Verwarm melk nooit door te koken of de magnetron te gebruiken.
- Controleer altijd de temperatuur van het voer voordat u gaat voeren.
- Gooi eventueel overgebleven melk weg.

Richtlijnen voor het bewaren van vers afgekolfde moedermelk (voor gezonde voldragen baby's)

- Kamertemperatuur tot 25°C, tot 4 uur.
- Koeler met bevroren ijspakken -15°C tot 4°C, tot 24 uur.
- Koelkast 4°C, tot 3 dagen.
- Vriezer -18°C tot -20°C, tot 6 maanden.

Richtlijnen voor het bewaren van ontdooid melk (voor gezonde voldragen baby's)

- Kamertemperatuur tot 25°C, tot 2 uur.
- Koeler met bevroren ijspakken -15°C tot 4°C, tot 2 uur.
- Koelkast 4°C, tot 24 uur.
- Vriezer NOOIT ontdooid melk OPNIEUW VRIEZEN.

Moedermelk die overblijft na een voeding:

Gooi eventueel overgebleven melk weg.

Babyvoeding:

- Inspecteer de voedingspeen voor elk gebruik en trek de voedingspeen alle kanten op. Gooi weg bij de eerste tekenen van schade of zwakte.
- Dompel de speen nooit in zoete stoffen of medicijnen, uw kind kan tandbederf krijgen.
- Magnetron niet gebruiken. Verwarm het product niet in traditionele ovens of op kookplaten of open vuur.

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind WAARSCHUWING!

Continu en langdurig opzuigen van vloeistoffen veroorzaakt tandbederf.

Controleer altijd de temperatuur van het voedsel voordat u gaat voeren.

Gooi weg bij de eerste tekenen van schade of zwakte.

Houd componenten die niet in gebruik zijn buiten het bereik van kinderen.

Bevestig nooit aan koorden, linten, veters of losse delen van kleding. Het kind kan gewurd worden.

Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene.

Gebruik nooit spenen als fopspeen.

Tandbederf bij jonge kinderen kan zelfs optreden wanneer niet-gezoete vloeistoffen worden gebruikt. Dit kan gebeuren als de baby de fles overdag en vooral 's nachts langdurig gebruikt, als de speekselproductie verminderd is of als de fles als fopspeen wordt gebruikt.

Er zijn ongelukken gebeurd wanneer baby's alleen werden gelaten met drinkgerei doordat de baby viel of het product uit elkaar viel.

Probleemplossen:

Probleem: ik ervaar pijn als ik de borstkolf gebruik.

Oplossing 1: Een van de redenen kan het te hoge vacuümniveau zijn. Misschien heb je niet het volledige vacuümvormogen van de borstkolf nodig. Gebruik eerst de stimulatie- of massagemodus. Als u nog steeds pijn voelt, stop dan met het gebruik van de borstkolf en raadpleeg uw borstvoedingsadviseur. Als de kolf niet gemakkelijk loskomt van de borst, kan het nodig zijn om het vacuüm te verbreken door een vinger tussen de borst en het siliconenschild te plaatsen.

Oplossing 2: Gebruik een warme handdoek om een warm kompres op de borst aan te brengen en masseer ongeveer 5 minuten met een klein neerwaarts gebaar, en probeer dan opnieuw te pompen. Als u nog steeds pijn voelt, stop dan met het gebruik van de borstkolf en raadpleeg uw borstvoedingsadviseur.

Probleem: de borstkolf werkt niet.

Oplossing: Controleer eerst of je de borstkolf correct hebt gemonteerd. Houd andere elektrische apparaten, zoals mobiele telefoons of laptops, tijdens het afkolven uit de buurt van de borstkolf om interferentie te voorkomen. Controleer de batterij en laad deze indien nodig op.

Probleem: ik voel geen zuigkracht.

Oplossing: Controleer of alle aansluitingen van de borstkolf goed vastzitten. Demonteer en monteer de pomp (figuur III; figuur IV). Zorg er bij het monteren van uw borstkolf voor dat alle onderdelen schoon en onbeschadigd zijn. Zorg er tijdens het kolven voor dat het borstschild volledig rond uw borst zit.

Probleem: Er stroomt melk over.

Oplossing: Zet de borstkolf uit. Demonteer de borstkolf. Gebruik een vochtige (niet natte) doek om de borstkolf schoon te vegen. Reinig andere componenten volgens het gedeelte Reinigen en ontsmetten. Als alle componenten droog zijn, zet u ze weer in elkaar (afbeelding IV).

Gebruiks- en bewaarcondities:

Model: Draagbare borstkolf Winnie 31304010038

Pompkracht: 165-240/mmHg; Stimulatievermogen: 90-165/mmHg

Ruis beperkt: <50db;

Vaste tijd: 30 minuten; Gebruikstijd: 2,5 uur;

Lithiumbatterij: 3,7 V, 1500 mAh Li-ion; Oplaadtijd: 3 uur;

Bescherming tegen elektrische schokken: Klasse II;

Stroom in: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Omgevingsvoorwaarden voor gebruik: temperatuur 5-40°C, relatieve vochtigheid 10-90%, atmosferische druk 50kPa~106kPa;

Omgevingsvoorwaarden voor opslag: temperatuur 5-40°C, relatieve vochtigheid 10-90%, atmosferische druk 50kPa~106kPa;

Adapteringang: 110-240V 50~60Hz, uitgang: 5V 1A 3,0W;

Capaciteit 140ml;

Afmeting: 10,5x5x12,7cm, gewicht 234g.

Voldoet aan EN 55014, EN 55032, EN 61000, RoHS-richtlijn, Verordening (EU) 2020/1245. Geproduceerd voor Kika Group Ltd. Gemaakt in China.

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ SE TULEVAT VIITTEET VARTEN.

TUOTTEEN OMINAISUUDET:

Sähköinen rintapumppu, jossa innovatiivinen puettava muotoilu, ilman ulkoisia johtoja ja putkia. Suunniteltu liikkeellä oleville äideille. Se on niin kätevä, että voit käyttää sitä imetyksiiviesi sisällä. Hiljainen ja kevyt. Suurella ladattavalla litiumakulla 1500 mAh, täyteen ladattua voi käyttää 2 tuntia. Takaisinvirtausta estävä suoja estää rintamaidon palautumisen pumpuun, estää saastumisen ja pitää maidon tuoreena. Älykäs näyttö, jossa on muistitoiminto. Vastaa erilaisiin tarpeisiin neljällä tialla: Stimulaatio, Hieronta, Pumpaus ja Bionic-tila 9-portaisella imuvoiman säädöllä. Pehmeät silikoniset rintasuojat – 18, 20 ja 22 mm. Silikoninen sisäke 16mm. Matitaulu 140ml. Valmistettu turvallisista elintarvikelaatuista materiaaleista.

TURVALLISUUSTIETO:

Käyttötarkoitus:

Rintapumppu on tarkoitettu imettävän naisen rintamaidon imemiseen ja keräämiseen. Rintapumpun käytön edellytyksenä on, että maitokanavat ovat tukkeutumattomia. Joillakin uusilla äideillä näyttäa olevan tukkeutuneet maitokanavat, mikä johtuu synnytyksestä nännin lamaanumisesta tai riittämättömästä maidon määrästä. On välttämätöntä käydä ammattimaisessa rintojen tarkastuksessa varmistaaksesi, että maitokanavat eivät ole tukossa ja imetys on hyvin todettu ennen rintapumpun käyttöä. Rintapumppu ei ole tarkoitettu ensimmäisen imetyksen saamiseen. Rintapumppu on tarkoitettu yhdelle käyttäjälle!
VAROITUS! Älä koskaan käytä rintapumppua raskauden aikana, sillä pumpaus voi aiheuttaa synnytyksen.
 Älä koskaan käytä rintapumppua muihin kuin tässä käyttöoppaassa mainittuihin tarkoituksiin.

Varoitukset tukehtumisen, kuristumisen ja loukkaantumisen välttämiseksi:

- Älä anna lasten tai lemmikkieläinten leikkiä laitteella, sovitimella tai lisävarusteilla.
- Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
- Älä jätä rintapumppua ilman valvontaa sen latautuess.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Tätä rintapumppua ei ole tarkoitettu käytettäväksi naisille, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa. Tällaiset naiset voivat käyttää tätä rintapumppua vain, jos he ovat heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai he ovat saaneet asianmukaiset ohjeet tuotteen käytöstä.

Varoitukset sähköiskun ja palovammojen välttämiseksi:

- Tarkista rintapumppu, mukaan lukien sovitin, vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä rintapumppua, jos adapteri tai kaapeli on vaurioitunut, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut tai upotettu veteen.
- Käytä vain määritettyä jännitettä ja suositeltua USB-sovitinta sovitimen ylikuumenemisen, vaurioiden tai vikojen välttämiseksi.
- Älä koske USB-sovittimeen ja rintapumpuun ukkosmyrskyn aikana.
- Älä sijoita rintapumppua/USB-sovitinta suoraan auringonpaisteeseen tai sateeseen, lämmittimien tai muiden kuumien laitteiden läheisyyteen, mihinkään paikkaan, joka on alttiina erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille, korkealle kosteudelle tai polyiseen paikkaan.
- Älä aseta raskaita esineitä kaapelin tai sovitimen päälle tai vahingoita sitä. Älä taivuta tai vedä USB-kaapelia väkisin. Pidä aina kiinni USB-sovitimesta, kun irrotat sen pistorasiasta. Varmista, että pistoke on kunnolla kiinni pistorasiassa. Älä käytä löysää pistorasiaa.
- Älä anna rintapumpun/USB-sovitimen/kaapelin/akun kastua. Älä pura tai muokkaa rintapumppua/USB-sovitinta/akkaa.
- Irrota USB-sovitin ja lopeta rintapumpun käyttö, jos huomaat epätavallista hajua, lämpöä, värinmuutoksia, muodonmuutoksia tai jotain epätavallista käytön tai varastoinnin aikana.

Varoitukset myrkytyksen ja saastumisen välttämiseksi ja hygienian varmistamiseksi:

- Hygieniasyistä rintapumppu on tarkoitettu vain yhden käyttäjän toistuvaan käyttöön.
- Ennen jokaista käyttöä puhdistaa, huuhtelee ja desinfioi kaikki osat paitsi pumpun päälaitte, USB-kaapeli ja sovitin.
- Säilytä vain puhdistetulla ja desinfioidulla pumpulla kerättyä rintamaitoa.
- Älä käytä rintapumppua, jos silikonikalvo vaikuttaa vaurioituneelta tai rikki.
- Älä käytä antibakteerisia tai hankaavia puhdistusaineita puhdistessaasi rintapumpun osia.

Varoitukset rintojen ja nännin ongelmien ja kivun välttämiseksi:

- Tarkista ennen jokaista käyttöä, ettei rintapumppu ole vaurioitunut. Älä käytä rintapumppua, jos se ei toimi kunnolla.
- Älä yritä irrottaa pumpun runkoa rinnastasi tyhjössä. Sammuta laite ja riko rintasi ja pumpun supppelin väliseen tiiviste sormella. Poista sitten pumppu rinnasta.
- Älä koskaan käytä rintapumppua, kun olet uninen tai unelias, jotta vältyt huomion puutteelta käytön aikana.

- Sammuta rintapumppu aina ennen kuin irrotat pumpun rungon rinnastasi tyhjien vapauttamiseksi.
- Älä koskaan käytä muiden valmistajien lisävarusteita tai osia tai sellaisia, joita valmistaja ei ole erityisesti suosittele. Tämä voi johtaa laitteen virheelliseen toimintaan ja vaikuttaa sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (EMC). Jos käytät tällaisia lisävarusteita tai osia, takuusi raukeaa.
- Älä jatka pumppaamista yli viisi minuuttia kerrallaan, jos et onnistu lypsämään maitoa. Yritä ilmaista muuhun aikaan päivän aikana.
- Jos prosessitua vyettä erittäin epämiellyttävää tai kivulias, lopeta pumpun käyttö ja ota yhteyttä imetyksen neuvoojaan.
- Jos syntyvä paine on epämiellyttävää tai aiheuttaa kipua, sammuta laite, katkaise sormella rinnan ja pumpun rungon välinen tiiviste ja irrota pumppu rinnasta.
- Älä koskaan pudota tai työnnä vieraita esineitä aukkoihin.

Varoitus henkilövahinkojen, vaurioiden ja tuotteen toimintahäiriöiden estämiseksi:

- Estä sovitin, USB-kaapeli ja pääyksikkö joutumasta kosketuksiin veden kanssa.
- Pidä sovitin ja silikoniosat poissa kuumennetuista pinnoista välttääksesi näiden osien ylikuumentumisen ja vääntymisen.
- Älä koskaan laita pääyksikköä tai sovittinta veteen, astianpesukoneeseen tai desinfiointiliukuun. Vaikka rintapumppu on sovellettiin EMC-direktiivin mukainen, se voi silti olla altis liiallisille päästöille ja/tai häiritä muita laitteita. Seurauksena voi olla, että rintapumppu sammuu tai menee vikatailaan. Häiriöiden välttämiseksi pidä muut sähkölaitteet loitolla rintapumpusta imetyksen aikana (katso ”Tekniset tiedot”).
- Rintapumpun pääyksikön sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ei muutoksia varusteet ovat sallittuja. Jos teet niin, takuusi raukeaa.
- Älä pudota tai lyö rintapumppua/USB-sovitinta. Älä paina näyttöä.
- Pääyksikkö, USB-kaapeli ja sovitin eivät vaadi puhdistusta ja sterilointia, koska ne eivät joudu kosketuksiin rintamaidon kanssa.
- Älä koskaan käytä alkoholia tai muita orgaanisia liuottimia rintapumpun puhdistamiseen.
- Älä käytä rintapumppua millään tavalla tai sellaiseen tarkoitukseen, jota ei ole kuvattu tässä oppaassa. Se voi aiheuttaa onnettomuuksia tai vahingoittaa rintapumppua.

VAROUKSET LITIUMPOLYMERIPARISTOJEN KÄYTTÖÖN:

- VAIN aikuinen voi kytkeä sovittimen!
- Älä taivuta, poraa (etenkään metalliesineillä) tai vaurioita akkua millään muulla tavalla.
- Lataa akku vain valmistajan toimittamalla sovittimella!
- Älä salli oikosulkuja!
- Säilytä tuote huoneenlämmössä!
- Älä altista suoralle auringonvalolle!
- Älä koskaan jätä latausakkua ilman valvontaa!
- Akku voi räjähtää, jos sitä käsitellään väärin!

HUOMAUTUS: Akkulokero sijaitsee päälaitteen sisällä.

OHJE: Lataa akku täyteen ennen käyttöä sen säästämiseksi ja sen käyttöä pidentämiseksi.

TÄRKEÄ! Ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huolto liikkeeseen akun vaihtamiseksi!

VAROITUS! Kun lopetat tuotteen käytön, älä hävitä sitä tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se viralliseen jätteenkeräyspisteeseen. Vaurioituneista sähkö- ja videolaitteista, akustoista, sovitimista muodostuva jäte on hävitettävä erikseen. Niiden heittäminen kotitalousjätteen säiliöihin on kielletty.

OSAT (Kuva 1):

1. Pääyksikkö x 1; 2. Silikonikalvo x 2; 3. Maitopullo x 1; 4. Rintaliivien säätösolkki x 1; 5. Silikoniventtiili x 2; 6. Tiivisteet x 2; 7. Linkkeri x 1; 8. Maitopullon kansi x 1; 9. USB-sovitin x 1; 10. USB-latauskaapeli x 1; 11. Silikoninen sisäosa 16 mm x 1; 12. Silikoninen rintasuojat x 3 (18 mm x 1; 20 mm x 1; 22 mm x 1).

NÄYTTÖ (Kuva 1):

1. Imun lisäys; 2. Stimulaatiotila; 3. Hierontatila; 4. Imutaso; 5. Virta/tilan säätöpainike; 6. Akun ilmaisin; 7. Pumppaustila; 8. Imu vähenee; 9. Bionic-tila.
- Virran/tilan säätöpainike: paina 2 sekunnin ajan kytkäksesi rintapumpun päälle tai pois. Napauta kerran vaihtaaksesi tilaa.
- Kun rintapumppu kytketään päälle, se käynnistyy stimulaatiotilassa. 2 minuutin käytön jälkeen se vaihtaa automaattisesti pumppaustilaan.
- Rintapumpussa on sisäänrakennettu muistitoiminto. Kun kone on kytketty päälle, se siirtyä automaattisesti ja ylös siirtyä viimeksi käyttämällesi työskentelytilaan ja imutasolle.
- Imutaso: Stimulointitila: L1-L9; Hierontatila: L1-L9; Pumppaustila: L1-L9; Bionic-tila: L1-L9.
- Acun ilmaisin: se näyttää jäljellä olevan akun prosenttiosuuden; lataa, kun akku on vähissä.
- Rintapumppu lakkaa toimimasta automaattisesti 30 minuutin työskentelyn jälkeen.



KÄYTTÖOHJE:**Puhdistus ja desinfiointi (kuva III):**

Päälaite, USB-kaapeli ja sovitin eivät vaadi puhdistusta ja desinfiointia, koska ne eivät joudu kosketuksiin rintamaidon kanssa. Puhdistusta ja desinfiointia kaikkii muut rintapumpun osat ennen ensimmäistä käyttöä.

- Älä lämmitä tai steriloi mikroaaltouunissa.
- Puhdistusta ja desinfiointia rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

Varoitus! Älä koskaan laita päälaitetta, USB-kaapelia tai sovittinta veteen, astianpesukoneeseen tai desinfiointiaineeseen, koska tämä vahingoittaa pysyvästi näitä osia.

- Pura rintapumppu kokonaan kuvan III mukaisesti.
 - Ennen ensimmäistä käyttöä desinfiointi kaikkii osat päälaitetta, USB-kaapelia ja sovittinta lukuun ottamatta kiehuvaassa vedessä 5 minuutin ajan. Tämä takaa hygienian.
 - Ole varovainen, kun irrotat ja puhdistat venttiiliä. Jos se rikkoutuu, rintapumppu ei toimi kunnolla.
 - Puhdistusta huolellisesti ennen jokaista seuraavaa käyttöä hygienian varmistamiseksi.
 - Pese kaikki osat paitsi päälaite, USB-kaapeli ja sovitin lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.
 - Huuhtele aina kaikki osat paitsi päälaite, USB-kaapeli ja sovitin huolellisesti jokaisen pesun jälkeen.
 - Pese huolellisesti ja huuhtele kaikki osat, paitsi päälaite, USB-kaapeli ja sovitin, puhtaalla vedellä, mukaan lukien alueet, jotka eivät ehkä ole näkyvissä, mutta joiden läpi maito on kulkenut maidon roskat poistamiseksi.
 - Kaikkii osat, paitsi päälaite, USB-kaapeli ja adapteri, voidaan steriloida jopa 10 minuuttia imettävälle äideille ja vauvatuotteille tarkoitettussa höyrysterilaattorissa.
 - Älä laita astianpesukoneeseen.
 - Älä laita mikroaaltouuniin. Älä lämmitä tuotetta perinteisissä uuneissa, keittolevyllillä tai avotulella.
 - Vältä terävien tai hankaavien materiaalien käyttöä, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
 - Älä puhdistusta tai anna tuotteen joutua kosketuksiin luottimien tai aggressiivisten kemikaalien kanssa. Tämä voi vahingoittaa tuotetta.
 - Kuivaa tuotteen puhdistuksen jälkeen kaikki osat perusteellisesti ja säilytä puhtaassa ja kuivassa paikassa ilman suoraa auringonvaloa ja poissa lämmönlähteistä.
- Huomautus: Muista puhdistaa ja desinfioida rintapumpun asiaankuuluvat osat. Pese kätesi huolellisesti ennen kuin käsittelet puhtaata osia!
- Varoitus!** Ole varovainen, sillä puhdistetut osat voivat vielä olla kuumia. Aloita rintapumpun kokoaminen vasta, kun puhdistetut osat ovat jäähtyneet.
- Huomautus: On normaalia, jos on jäännöshajua. Puhdistusta tuote ohjeiden mukaan, se voi auttaa tehokkaasti vähentämään tai poistamaan hajua.

Milloin pestä ja desinfioida (kuva I):

- Pese ja desinfiointi ennen ensimmäistä käyttökertaa: rintasuojaa ja sisäosa (I-11; I-12); rintapumppusarjaa (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).
 - Pesu ennen ja jälkeen jokaista käyttöä: rintasuojaa ja sisäosa (I-11; I-12); rintapumppusarjaa (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)
 - Desinfiointi kerran päivässä: rintasuojaa ja sisäosa (I-11; I-12); rintapumppusarjaa (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).
- Kuivaa kaikki osat pesun tai desinfiointin jälkeen. Pese kätesi ja kokoa koko rintapumppu kuvan IV mukaisesti.

AKUN KÄYTTÖ:

VAROITUS! Lataa akkua täyteen 2 tuntia keskeytyksellä ennen ensimmäistä käyttöä! Kun pumppu käynnistetään, näytössä oleva akun ilmaisinkuvake näyttää akun jäljellä olevan käyttöajan, kunnes akku loppuu. Kun akun varaus on vähissä, akun merkkivalokuvake alkaa vilkkua. Kun akku on ladattu täyteen, ilmaisain näyttää täyden akun kuvakkeen. **Huomio: Akkua ei voi ladata yli 24 tuntia.**

Pumpun kokoaminen (kuva IV):**Tärkeä:**

- Varmista ennen pumpun kokoamista, että kaikki osat paitsi päälaite, USB-kaapeli ja sovitin on puhdistettu ja steriloitu.
- Tarkista rintapumppusarjan osat kulumien tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Vaihda tarvittaessa.
- Tarkista aina kaikkien osien puhtaus ennen käyttöä.
- Jotta rintapumppu ei vahingoitu, kaikkien osien on oltava täysin kuivia ennen käyttöä.

1. Pese kätesi huolellisesti saippualla ja vedellä ennen kuin kosket rintapumppuun, rintapumppusarjaan ja rintaan.
2. Asenna venttiili ja tiiviste liittimen pohjaan ja varmista, että ne on asennettu oikein.
3. Asenna silikonikalvo liittimeen.
4. Aseta koottu linkki päälaitteeseen.
5. Aseta maitopullo päälaitteeseen.
6. Asenna silikonisuojus tai silikonisäike.

Milloin maitoa ilmaista:

Jos imetyks sujuu hyvin, on suositeltavaa (ellei terveydenhuollon ammattilainen/imetusneuvojasi toisin neuvo) odottaa, kunnes maidon saanti ja imetyksaikataulu on sovittu (yleensä vähintään 2–4 viikkoa synnytyksen jälkeen) ennen kuin aloitat imetyksen.

Poikkeukset:

- Jos imetyks ei suju heti hyvin, säännöllinen imetyks voi auttaa varmistamaan ja ylläpitämään maidon saantia.
 - Jos imetat maitoa vauvallesi sairaalassa annettavaksi.
 - Jos rinnasi ovat tukossa (kipeät tai turvonneet), voit lypsää pienen määrän maitoa ennen ruokintaa tai niiden välillä lievittääksesi kipua ja helpottaaksesi vauvan tarttumista.
 - Jos nännit ovat kipeät tai halkeilevat, voit lypsää maitoa, kunnes ne ovat parantuneet.
 - Jos olet erossa vauvastasi ja haluat jatkaa imettämistä, kun tulet yhteen, sinun tulee lypsytää maitoa säännöllisesti maidonsyötön edistämiseksi. Sinun on löydettävä optimaaliset kelonajat maidon lypsämiseksi, esimerkiksi juuri ennen vauvan ensimmäistä ruokintaa tai sen jälkeen aamulla, kun rinnat ovat täynnä, tai ruokinnan jälkeen, jos vauva ei ole tyhjentänyt molempia rintoja. Jos olet palannut töihin, saatat joutua ilmaisemaan tautoa aikana.
- Rintapumpun käyttö vaatii harjoittelua ja voi kestää useita yrityksiä ennen kuin onnistut. Onneksi KikkaBoo sähköinen rintapumppu on helppo koota ja käyttää, joten sen kanssa ilmaisuun tottuu pian.

Pumpun käyttäminen (kuva V):

1. Pese kätesi huolellisesti ja varmista, että rintasi ovat puhtaat.
 2. Pidä rintasuojaa rinnassasi peukalolla ja etusormella. Tuo rintaasi kämmenelläsi. Aseta nänni kootun silikonisuojan/insertin keskelle. Paina pumppua varovasti rintaasi vasten. Varmista, että nänni istuu kunnolla.
 3. Aseta imetyksrintaliivit pumpun yläpuolelle.
 4. Kytke rintapumppu päälle painamalla virtapainiketta ja valitse haluamasi tila.
 5. Etsi mukava asento. Varmista, ettet asetu makuulle tai makuuasentoon.
- Rintapumppu käynnistyy automaattisesti simuloititilassa. Voit muuttaa stimulaatiotilan tasoa käyttämällä "+" ja "-" painikkeita. Kahden minuutin kuluttua se siirtyy automaattisesti pumppaus-tilaan. Jos maito alkaa virrata ennen kahta minuuttia, siirry manuaalisesti pumppaus-tilaan painamalla tilanvaihtopainiketta.
- Kun olet pumppaus-tilassa, lisää imutason "+" -painikkeella, kunnes pumppaus tuntuu hieman epämiellyttävältä (ei kivulialta), laske sitten hieman "-" -painikkeella.
- Huomautus: stimulaatio- ja hierontatila ovat nopeita imupumppurytmejä, joiden tarkoituksena on stimuloida maidon virtausta. Pumppaus-tila on hitaampi imurytmi, mikä takaa hellävaraisen ja tehokkaan maidonpoiston sen jälkeen, kun maito on alkanut valua.
- Kun maidon virtaus pysähtyy, voit siirtyä bioniseen tilaan. Sen tarkoituksena on laukaista uusi pettymys yhdistämällä nopeita ja hitaasti pumppausrytmiä.
- Huomio:** Älä käytä aina kunkin tilan maksimitasoa, vaan valitse itsellesi mukavin taso. Omasta mukavuudestasi riippuen saatat haluta käyttää korkeampaa imutason tarjooa syvemmän imemisen. Voit aina palata alemmalle imutasolle.

Huomautus: Älä huoli, jos maito ei valu heti. Rentoudu ja jatka pumppaamista. Maito valuu pian, vaikka ei käyttäisikään kaikkea pumpun tuottamaa imutehoa.

Ensimmäisinä kertoina, kun käytät rintapumppua, saatat joutua käyttämään suurempaa imutalua, jotta maito virtaa.

Varoitusta! Älä pumppaa keskeytyksittä yli 5 minuuttia. Jos maito ei vielä kukaan virtaa, yritä lypsää muuhun aikaan päivässä.

- Kun olet lopettanut rintapumpun, sammuta rintapumppu painamalla virtapainiketta 2 sekunnin ajan.

Maidon kerääminen ilmentymisen jälkeen:

6. Ota pumppu imetyksilveistäsi.
 7. Vapauta maitopullo painamalla laitteen keskellä olevaa painiketta.
 8. Kaada rintamaito tuttipulloon kuvan V-8 osoittamaan suuntaan.
- Jos haluat säilyttää rintamaidon, siirrä se huolellisesti desinfioituun astiaan tai esisteriloihtuun maidon säilytyspussiin. Katso säilytysolosuhteet kohdasta Rintamaidon säilytys.
 - Pura ja puhdista muut osat kohdan Puhdistus ja desinfiointi ohjeiden mukaisesti.

Rintamaidon säilytys:

Varoitus! Jäähdytä tai pakasta puristettu maito aina välittömästi. Säilytä vain tuoretta maitoa. Säilytä vain puhdistetulla ja desinfioidulla pumpulla kerättyä rintamaitoa hygienian varmistamiseksi. Säilytä rintamaitoa aina desinfioiduissa astioissa tai pulloissa, joissa on desinfioitu ruuvirengas ja tiivistellevy, tai esisteriloiduissa maidon säilytyspussissa. ÄLÄ täytä astioita, pulloja tai maitopusseja kokonaan. Jätä tilaa, koska maidon määrä kasvaa pakastuksen aikana.

- Merkitse ilmaisupäivämäärä ja -aika aina selkeästi astioihin, pulloihin tai maitopusseihin.

- Käytä aina ensin vanhempiä rintamaitoa.
- Jotta rintamaidon ravintosisältö säilyy, sulata se jääkaapissa tai juoksevan vesijohtoveden alla avaamalla astiaa, pulloa tai pussia. Varastoitu maito voidaan sulattaa yön yli

jääkaapissa, jonka jälkeen lämmittää vähitellen lämpimässä tai kuumassa vedessä.

- Ravista sulatettua maitoa sekoittaaksesi rasvahiukkaset ja loput maidon ainekset. Sulatettu maito on käyttökelpoinen 24 tuntia, jos sitä säilytetään jääkaapissa.
- Älä koskaan pakasta uudelleen sulatettua maitoa.
- Älä koskaan yhdistä vastapuristettua ja sulatettua maitoa.

- Älä koskaan lämmitä maitoa keittämällä tai käyttämällä mikroaaltouunia.
- Tarkista aina ruoan lämpötila ennen ruokintaa.
- Hävitä ylijäänyt maito.

Juuri lypsetyn rintamaidon säilytysohjeet (terveille syntyneille vauvoille)

- Huoneen lämpötila jopa 25°C, enintään 4 tuntia.
- Jäähdytin pakastejäällä -15°C - 4°C, jopa 24 tuntia.
- Jääkaappi 4°C, enintään 3 päivää.
- Pakastin -18°C -- -20°C, jopa 6 kuukautta.

Sulan rintamaidon säilytysohjeet (terveille syntyneille vauvoille)

- Huoneen lämpötila jopa 25°C, enintään 2 tuntia.
- Jäähdytin pakastejäällä -15°C - 4°C, jopa 2 tuntia.
- Jääkaappi 4°C, jopa 24 tuntia.
- Pakastin ÄLÄ KOSKAAN PAKASTA UUDELLEEN sulatettua rintamaitoa.

Ruokinnasta jäänyt rintamaito:

Hävitä ylijäänyt maito.

Vauvan ruokinta:

- Tarkista syöttöönippa ennen jokaista käyttöä ja vedä syöttönippaa kaikkiin suuntiin. Heitä pois ensimmäisten vaurioiden tai heikkouden merkkien yhteydessä.
- Älä koskaan upota nänniä makeisiin aineisiin tai lääkkeisiin, sillä lapsesi voi saada hampaiden reikiintymisen.
- Älä käytä mikroaaltouunia. Älä lämmitä tuotetta perinteisissä uuneissa, keittolöylyillä tai avotulella.

Lapsesi turvallisuuden ja terveyden vuoksi VAROITUS!

Jatkuva ja pitkäaikainen nesteiden imeminen aiheuttaa hampaiden reikiintymistä.

Tarkista aina ruoan lämpötila ennen ruokintaa.

Heitä pois ensimmäisten vaurioiden tai heikkouden merkkien yhteydessä.

Pidä käyttämättömät osat poissa lasten ulottuvilta.

Älä koskaan kiinnitä nauhoihin, nauhoihin, nauhoihin tai irtonaisiin vaatteiden osiin. Lapsi voidaan kuristaa.

Käytä tätä tuotetta aina aikuisen valvonnassa.

Älä koskaan käytä ruokintatutuja tuttina.

Pienten lasten hampaiden reikiintymistä voi esiintyä myös käytettäessä makeuttamattomia nesteitä. Näin voi tapahtua, jos vauvan annetaan käyttää pulloa pitkiä aikoja pitkin päivää ja erityisesti yön yli, kun syljenieritys vähenee tai jos sitä käytetään tuttina.

Onnettomuuksia on sattunut, kun vauvat ovat jääneet yksin juomavälineiden kanssa vauvan putoamisen vuoksi tai jos tuote on purettu.

Ongelmien kartoittaminen:

Ongelma: Tunnen kipua, kun käytän rintapumppua.

Ratkaisu 1: Yksi syy voi olla liian korkea tyhjiö. Ehkä et tarvitse rintapumpun täyttä tyhjiötehoo. Käytä aluksi stimulaatio- tai hierontatilaa. Jos tunnet edelleen kipua, lopeta rintapumpun käyttö ja ota yhteyttä imetysohjaajaan. Jos pumppu ei irtoa helposti rinnasta, voi olla tarpeen katkaista tyhjiö asettamalla sormi rinnan ja silikonisuojaan väliin.

Ratkaisu 2: Käytä lämmintä pyyhettä lämpimän pakkauksen tekemiseen rintoihin ja hiero hieman alaspäin suuntautuvalla eleellä noin 5 minuutin ajan ja yritä pumppausta uudelleen. Jos tunnet edelleen kipua, lopeta rintapumpun käyttö ja ota yhteyttä imetysohjaajaan.

Ongelma: Rintapumppu ei toimi.

Ratkaisu: Tarkista ensin, että olet koonnut rintapumpun oikein. Häiriöiden estämiseksi pidä muut sähkölaitteet, kuten matkapuhelin tai kannettava tietokone, etäällä rintapumpusta rintapumpun aikana. Tarkista akku ja lataa se tarvittaessa.

Ongelma: En tunne imua.

Ratkaisu: Tarkista, että kaikki rintapumpun liitännät ovat kunnolla kiinni. Pura ja koko pumppu (kuva III; kuva IV). Kokoessasi rintapumppua varmista, että kaikki osat

ovat puhtaita eivätkä vahingoittuneet. Varmista pumppauksen aikana, että rintasuoja on täysin tiivis rintasi ympärillä.

Ongelma: Maitoa vuotaa yli.

Ratkaisu: Sammuta rintapumppu. Pura rintapumppu. Pyyhi rintapumppu kostealla (ei märällä) liinalla. Puhdista muut osat Puhdista ja desinfioi -kohdan mukaisesti. Kun kaikki osat ovat kuivia, kokoa ne uudelleen (kuva IV).

Käyttö- ja säilytysehdot:

Malli: Käytettävä rintapumppu Winnie 31304010038

Pumppausteho: 165-240/mmHg; Stimulaatioteho: 90-165/mmHg

Melu rajoitettu: <50db;

Kiinteä aika: 30 minuuttia; Käyttöaika: 2,5 tuntia;

Litiumakku: 3,7 V, 1500 mAh Li-ion; Latausaika: 3 tuntia;

Suojaus sähköiskua vastaan: luokka II;

Tehotulo: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Käyttöolosuhteet: lämpötila 5-40°C, suhteellinen kosteus 10-90%, ilmanpaine 50kPa~106kPa;

Säilytyksen ympäristöolosuhteet: lämpötila 5-40°C, suhteellinen kosteus 10-90%, ilmanpaine 50kPa ~ 106kPa;

Sovittintulo: 110-240V 50~60Hz, lähtö: 5V 1A 3,0W;

Tilavuus 140 ml;

Koko: 10,5x5x12,7 cm, paino 234 g.

Täyttää EN 55014, EN 55032, EN 61000, RoHS-direktiivi, asetus (EU) 2020/1245. Valmistettu Kika Group Ltd:lle. Valmistettu Kiinassa.

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL DE UTILIZARE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU REFERINȚE VITORIALE.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

Pompă de sân electrică cu design inovator, portabil, fără cabluri și tuburi externe. Conceput pentru mamele aflate în mișcare. Este atât de convenabil încât îl poți purta în interiorul sutienului tău de alăptare. Silentios și ușor. Cu o baterie mare reincărcabilă cu litiu de 1500 mAh, încărcată complet ar putea fi folosită timp de 2 ore. Protecție anti-retur pentru a preveni întoarcerea laptelui matern în pompă, pentru a preveni contaminarea și a menține laptele proaspăt. Afășaj inteligent, care are o funcție de memorie. Satisfaceți nevoile diferite cu patru moduri: Stimulare, Masaj, Pompă și Modul Bionic cu ajustarea forței de aspirație pe 9 nivele. Protecții pentru săni din silikon moale – 18, 20 și 22 mm. Inserție din silikon de 16 mm. Sticla de lapte 140 ml. Fabricat din materiale sigure de calitate alimentară.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ:

Utilizarea prevăzută:

Pompa de sân este destinată să extragă și să colecteze laptele din sânii unei femei care alăptează. Condiția prealabilă pentru a utiliza pompa de sân este să aveți canalele de lapte desfundate. Unele proaspete mame par să aibă canalele de lapte infundate din cauza depresiei congenitale a mamelonului sau a laptelui insuficient. Este necesar să faceți o verificare profesională a sănilor pentru a vă asigura că canalele de lapte nu sunt infundate și că alăptarea este bine stabilită înainte de a utiliza o pompă de sân. Pompa de sân NU are scopul de a înlocui prima lactație. Pompa de sân este destinată unui singur utilizator!

AVERTIZARE! Nu utilizați niciodată pompa de sân în timp ce sunteți însărcinată, deoarece pomparea poate duce la naștere.

Nu utilizați pompa de sân în alte scopuri, cu excepția celor enumerate în acest manual.

Avertismente pentru a evita sufocarea, strangularea și rănirea:

- Nu permiteți copiilor sau animalelor de companie să se joace cu dispozitivul, adaptorul sau accesoriile.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
- Nu lăsați pompa de sân nesupravegheată când se încarcă.
- A nu se lăsa la îndemana copiilor.
- Această pompă de sân nu este destinată utilizării de către femei cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe. Astfel de femei pot folosi această pompă de sân numai dacă sunt supravegheate de sau au primit instrucțiuni adecvate cu privire la utilizarea produsului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Avertismente pentru a evita șocurile electrice și arsurile:

- Inspectați pompa de sân, inclusiv adaptorul, pentru semne de deteriorare înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați pompa de sân dacă adaptorul sau cablul este deteriorat, dacă nu funcționează corect sau dacă a fost scăpat sau scufundat în apă.
- Utilizați numai tensiunea specificată și adaptorul USB sugerat pentru a preveni supraîncălzirea adaptorului, orice deteriorare sau defecțiune.
- Nu atingeți adaptorul USB și pompa de sân în timpul unei furtuni.
- Nu așezați pompa de sân/adaptorul USB în lumina directă a soarelui sau în ploaie, lângă încălzitoare sau alte aparate fierbinți, în niciun loc expus la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, umiditate ridicată sau în locuri cu praf.
- Nu așezați obiecte grele și nu deteriorați cablul sau adaptorul. Nu îndoiți și nu trageți forțat cablul USB. Țineți întotdeauna adaptorul USB când deconectați de la priză. Asigurați-vă că ștecherul este introdus complet în priză. Nu folosiți o priză liberă.
- Nu lăsați pompa de sân/adaptorul USB/cablul/bateria să se ude. Nu dezasamblați sau modificați pompa de sân/adaptorul USB/bateria.
- Deconectați adaptorul USB și opriți utilizarea pompei de sân dacă observați miros anormal, căldură, decolorare, deformare sau orice altceva neobișnuit în timpul utilizării sau depozitării acestuia.

Avertismente pentru a evita otrăvirea și contaminarea și pentru a asigura igiena:

- Din motive de igienă, pompa de sân este destinată utilizării repetate de către un singur utilizator.
- Înainte de fiecare utilizare, curățați, clătiți și dezinfectați toate piesele, cu excepția dispozitivului principal, a cablului USB și a adaptorului pompei.
- Depozitați numai laptele matern colectat cu o pompă curățată și igienizată.
- Nu utilizați pompa de sân dacă diafragma din silikon pare a fi deteriorată sau ruptă.
- Nu utilizați agenți de curățare antibacterieni sau abrazivi când curățați piesele pompei de sân.

Avertismente pentru a evita problemele și durerea la sân și mamelon:

- Înainte de fiecare utilizare, verificați pompa de sân pentru semne de deteriorare. Nu utilizați pompa de sân dacă nu funcționează corect.
- Nu încercați să scoateți corpul pompei din sân în timp ce vă aflați în vid. Opriti aparatul și rupeți sigiliul dintre sân și pâlnia pompei cu degetul. Apoi scoateți pompa de la sân.
- Nu utilizați niciodată pompa de sân când aveți somn sau somnolență pentru a evita lipsa de atenție în timpul utilizării.
- Opriti întotdeauna pompa de sân înainte de a scoate corpul pompei din sân pentru a elibera vidul.

- Nu utilizați niciodată accesoriu sau piese de la alți producători sau care nu sunt recomandate în mod special de către producător. Acest lucru ar putea duce la funcționarea necorespunzătoare a aparatului și ar putea influența compatibilitatea electromagnetică (EMC). Dacă utilizați astfel de accesorii sau piese, garanția dvs. devine nulă.
- Nu continuați să pompați mai mult de cinci minute odată dacă nu reușiți să extrageți lapte. Încercați să vă exprimați la altă oră din timpul zilei.
- Dacă procesul devine foarte incomfortabil sau dureros, opriți utilizarea pompei și consultați consilierul pentru alăptare.
- Dacă presiunea generată este incomfortabilă sau provoacă durere, opriți aparatul, rupeți etanșarea dintre sân și corpul pompei cu degetul și scoateți pompa din sân.
- Nu scăpați și nu introduceți niciodată obiecte străine în deschideri.

Atenție pentru a preveni rănirea personală, deteriorarea și funcționarea defectuoasă a produsului:

- Preveniți contactul adaptorului, cablului USB și unității principale cu apa.
- Țineți adaptorul și piesele din silicon departe de suprafețele încălzite pentru a evita supraîncălzirea și deformarea acestor părți.
- Nu puneți niciodată unitatea principală sau adaptorul în apă, în mașina de spălat vase sau într-un dezinfectant. Deși pompa de sân este conformă cu directivele EMC aplicabile, poate fi totuși susceptibilă la emisii excesive și/sau poate interfera cu alte echipamente. O consecință poate fi că pompa de sân se oprește sau intră în modul de eroare. Pentru a preveni interferențele, țineți alte echipamente electrice departe de pompa de sân în timpul exprimării (vezi „Informații tehnice”).
- Nu există piese reparabile de către utilizator în interiorul unității principale a pompei de sân. Nicio modificare a echipamentului este permis. Dacă o faci, garanția ta devine invalidă.
- Nu scăpați și nu loviți pompa de sân/adaptorul USB. Nu apăsați pe afișaj.
- Unitatea principală, cablul USB și adaptorul nu necesită curățare și sterilizare, deoarece nu intră în contact cu laptele matern.
- Nu utilizați niciodată alcool sau alți solvenți organici pentru a curăța pompa de sân.
- Nu utilizați pompa de sân în niciun fel sau în niciun scop care nu este descris în acest ghid. Acest lucru poate duce la accidente sau poate deteriora pompa de sân.

AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZAREA BATERIILOR DE POLIMER DE LITIU:

- NUMAI un adult poate conecta adaptorul!
- Nu îndoiți, găuriți (în special cu obiecte metalice) și nu deteriorați bateria în niciun alt mod.
- Încărcați bateria numai cu adaptorul furnizat de producător!
- Nu permiteți scurtcircuit!
- Păstrați produsul la temperatura camerei!
- Nu expuneți la lumina directă a soarelui!
- Nu lăsați niciodată o baterie de încărcare fără supraveghere!

Bateria poate exploda dacă este maltrată!

OBSEAȚIE: Compartimentul bateriei este situat în interiorul dispozitivului principal.

SFAT: Încărcați complet bateria înainte de utilizare pentru a o salva și a prelungi durata de viață.

IMPORTANT! Pentru a înlocui bateria, contactați distribuitorul sau un service autorizat!

PRUDENT! Când încetați să utilizați produsul, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere normale, ci predați-l la un punct oficial de colectare a deșeurilor. Deșeurile formate din dispozitivele electrice și video deteriorate, baterii, adaptoare, trebuie eliminate separat. Este interzisă aruncarea lor în containere pentru gunoii menajere.



PĂRȚI (Figura I):

1. Unitate principală x 1; 2. Diafragmă din silicon x 2; 3. Sticla de lapte x 1; 4. Catarama de reglare a sutienuului x 1; 5. Supapă din silicon x 2; 6. Sigilii x 2; 7. Linker x 1; 8. Capac sticlei de lapte x 1; 9. Adaptor USB x 1; 10. Cablu de încărcare USB x 1; 11. Inserții din silicon 16mm x 1; 12. Scut de sân din silicon x 3 (18 mm x 1; 20 mm x 1; 22 mm x 1).

DISPLAY (Figura II):

1. Creșterea aspirației; 2. Modul de stimulare; 3. Mod masaj; 4. Nivel de aspirație; 5. Buton de reglare putere/mod; 6. Indicator baterie; 7. Modul de pompare; 8. Scăderea aspirației; 9. Modul bionic.
- Buton de reglare pornire/mod: apăsați timp de 2 secunde pentru a porni sau opri pompa de sân. Atingeți o dată pentru a schimba modul.
 - Când pompa de sân este pornită, aceasta va porni cu modul Stimulare. După 2 minute de utilizare, se va trece automat în modul Pompare.
 - Pompa de sân dispune de o funcție de memorie incorporată. Când este pornită, mașina intră automat și trece în sus la modul de lucru și la nivelul de aspirație pe care le-ați folosit ultima dată.
 - Nivele de aspirare: Mod de stimulare: L1-L9; Mod masaj: L1-L9; Mod pompare: L1-L9; Mod bionic: L1-L9.
 - Indicator baterie: arată procentul de baterie rămasă; vă rog, încărcați când bateria este descărcată.
 - Pompa de sân se va opri automat după 30 de minute de lucru.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE:

Curățare și igienizare (Figura III):

Dispozitivul principal, cablul USB și adaptorul nu necesită curățare și igienizare, deoarece nu intră în contact cu laptele matern. Curățați și igienizați toate celelalte părți ale pompei de sân înainte de prima utilizare.

- Nu încălziți sau sterilizați în cuptorul cu microunde.
- Înainte și după utilizare, vă rugăm să curățați și dezinfecțați piesele care vin în contact cu laptele matern.

Prudență! Nu puneți niciodată dispozitivul principal, cablul USB sau adaptorul în apă, într-o mașină de spălat vase sau într-un dezinfectant, deoarece acest lucru provoacă deteriorarea permanentă a acestor părți.

- Dezasamblați pompa de sân complet așa cum se arată în Figura III.
 - Înainte de prima utilizare, dezinfecțați în apă clorotită timp de 5 minute toate piesele cu excepția dispozitivului principal, a cablului USB și a adaptorului. Acest lucru asigură igiena.
 - Aveți grijă când scoateți și curățați supapa. Dacă se rupe, pompa de sân nu va funcționa corect.
 - Curățați cu atenție înainte de fiecare utilizare ulterioară pentru a asigura igiena.
 - Spălați toate piesele, cu excepția dispozitivului principal, a cablului USB și a adaptorului cu apă caldă și detergent delicat.
 - Clătiți întotdeauna bine toate piesele, cu excepția dispozitivului principal, a cablului USB și a adaptorului după fiecare spălare.
 - Spălați bine și clătiți toate piesele, cu excepția dispozitivului principal, a cablului USB și a adaptorului cu apă curată, inclusiv zonele care ar putea să nu fie vizibile, dar prin care a trecut laptele, pentru a îndepărta resturile de lapte.
 - Toate piesele, cu excepția dispozitivului principal, cablul USB și adaptorul pot fi sterilizate până la 10 minute într-un sterilizator cu abur destinat mamelor care alăptează și produselor pentru bebeluși.
 - Nu puneți în mașina de spălat vase.
 - Nu puneți în cuptorul cu microunde. Nu încălziți produsul în cuptoare tradiționale, pe plite sau flăcări deschise.
 - Evitați utilizarea materialelor ascuțite sau abrazive, deoarece acest lucru poate deteriora produsul.
 - Nu curățați și nu lăsați produsul să intre în contact cu solvenți sau substanțe chimice agresive. Acest lucru poate deteriora produsul.
 - După curățarea produsului, uscați bine toate piesele și depozitați-l într-un loc curat și uscat, fără lumina directă a soarelui și departe de sursele de căldură.
- Notă: Asigurați-vă că curățați și dezinfecțați părțile relevante ale pompei de sân. Spălați-vă bine mâinile înainte de a lucra la piesele curate!
- Avertizare! Aveți grijă, deoarece părțile curățate pot fi încă fierbinți. Incepeți asamblarea pompei de sân numai când piesele curățate sunt răcite.
- Notă: Este normal dacă există un miros rezidual. Curățați produsul conform instrucțiunilor, acesta poate ajuta la reducerea sau eliminarea eficientă a mirosului.

Când să spălați și să igienizați (Figura I):

- Înainte de prima utilizare spălați și igienizați: scutul de sân și insertul (I-11; I-12); kit pompa de sân (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).
 - Înainte și după fiecare utilizare spălați: scutul de sân și insertul (I-11; I-12); kit pentru pompa de sân (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)
 - O dată pe zi igienizați: scutul de sân și insertul (I-11; I-12); kit pompa de sân (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).
- Uscați toate piesele după spălare sau igienizare. Spălați-vă pe mâini și asamblați pompa de sân completă conform figurii IV.

FUNCȚIONARE BATERIA:

AVERTIZARE! Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateria timp de 2 ore neîntrerupt! Odată ce pompa este pornită, pictograma indicatorului bateriei de pe afișaj va afișa durata de viață rămasă a bateriei până când bateria se epuizează. Când bateria este descărcată, pictograma indicatorului bateriei va începe să clipească. Când bateria este complet încărcată, indicatorul va afișa o pictogramă a bateriei pline. **Atenție: Bateria nu poate fi încărcată peste 24 de ore.**

Asamblarea pompei (Figura IV):

Important:

- Înainte de a asambla pompa, asigurați-vă că toate piesele, cu excepția dispozitivului principal, a cablului USB și a adaptorului, sunt curățate și sterilizate.
- Verificați componentele setului pompei de sân pentru uzură sau deteriorare înainte de fiecare utilizare. Înlocuiți dacă este necesar.
- Inspectați întotdeauna toate piesele înainte de utilizare pentru curățenie.
- Pentru a preveni deteriorarea pompei de sân, toate componentele trebuie să fie complet uscate înainte de utilizare.

1. Spălați-vă bine mâinile cu apă și săpun înainte de a atinge pompa de sân, trusa de pompa de sân și sânul.
2. Instalați supapa și etansarea în partea de jos a dispozitivului de legătură, asigurați-vă că sunt instalate corect.
3. Instalați diafragma din silicon în dispozitivul de legătură.

4. Așezați dispozitivul de legătură asamblat în dispozitivul principal.

5. Introduceți sticla de lapte în dispozitivul principal.

6. Instalați scutul din silicon sau inserția din silicon.

Când să exprime lapte:

Dacă alăptarea decurge bine, este recomandabil (cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă sfătuiește altfel de către medicul dumneavoastră/consilierul în alăptare) să așteptați până când aprovizionarea cu lapte și programul de alăptare sunt stabilite (în mod normal, cel puțin 2 până la 4 săptămâni după naștere) înainte de a începe să vă exprimați.

Excepții:

- Dacă alăptarea nu merge bine imediat, exprimarea regulată poate ajuta la stabilirea și menținerea aportului de lapte.

- Dacă extrageți lapte pentru copilul dumneavoastră pentru a fi administrat în spital.

- Dacă sâniile dumneavoastră sunt umflați (dureroși sau umflați), puteți extrage o cantitate mică de lapte înainte sau între alăptări pentru a calma durerea și pentru a ajuta copilul să se prindă mai ușor.

- Dacă aveți sfarcurile durere sau crăpate, poate doriți să vă extrageți laptele până când acestea se vindecă.

- Dacă sunteți despărțiți de bebeluș și doriți să continuați să alăptați atunci când vă reuniți, trebuie să vă extrageți laptele în mod regulat pentru a vă stimula aprovizionarea cu lapte.

Trebuie să găsești momentele optime ale zilei pentru a-ți extrage laptele, de exemplu chiar înainte sau după prima hrănire a bebelușului tău dimineața, când sâniile tăi sunt plini, sau după alăptare dacă copilul tău nu a golit ambii sâni. Dacă v-ați întors la muncă, poate fi necesar să vă exprimați în timpul unei pauze.

Utilizarea pompei de sân necesită electricitate și poate dura mai multe încercări înainte de a reuși. Din fericire, pompa electrică de sân KikkaBoo este ușor de asamblat și utilizat, așa că te vei obișnui în curând să te exprimi cu ea.

Utilizarea pompei (Figura V):

1. Spălați-vă bine mâinile și asigurați-vă că sâniile sunt curate.

2. Țineți scutul de sân pe sân cu degetul mare și arătător. Sprijiniți-vă sânul cu palma mâinii. Așezați mamelonul în centrul scutului/inserției din silicon asamblate. Apăsăți ușor pompa de sân. Asigurați-vă că sfarcul se potrivește corect.

3. Așezați suportul pentru alăptare deasupra pompei.

4. Porniți pompa de sân printr-un buton de pornire și alegeți modul pe care îl preferați.

5. Găsiți o poziție confortabilă. Asigurați-vă că nu vă întindeți sau înclinați.

• Pompa de sân pornește automat în modul de simulare. Puteți schimba nivelul modului de stimulare folosind butoanele „+” și „-”. După două minute, va trece automat la modul de pompare. Dacă laptele începe să curgă înainte de două minute, apăsați butonul de schimbare a modului pentru a trece manual la modul de pompare.

- Odată ce sunteți în modul de pompare, creșteți nivelul de aspirație folosind butonul „+” până când pomparea se simte ușor incomfortabilă (nu dureroasă), apoi scădeți ușor folosind butonul „-”.

Notă: modul de stimulare și masaj sunt ritmuri rapide ale pompei de aspirare, care au ca scop stimularea fluxului de lapte. Modul de pompare este un ritm de aspirare mai lent pentru îndepărtarea blândă și eficientă a laptelui după ce laptele a început să curgă.

- Când fluxul de lapte se oprește, puteți trece la modul bionic. Acesta își propune să declanșeze o altă dezamăgire prin combinarea ritmurilor de pompare rapide și lente.

Atenție: Nu utilizați întotdeauna nivelul maxim al fiecărui mod, alegeți doar cel mai confortabil nivel pentru dvs. În funcție de confortul dvs. personal, este posibil să doriți să utilizați un nivel de aspirație mai mare

asigură o aspirație mai profundă. Puteți reveni oricând la un nivel de aspirație mai scăzut.

Notă: Nu vă faceți griji dacă laptele nu curge imediat. Relaxați-vă și continuați să pompați. Laptele va curge în curând, chiar dacă nu folosiți toată puterea de aspirație pe care o poate crea pompa. Primele ori când utilizați pompa de sân, poate fi necesar să utilizați un mod de aspirație mai mare pentru a vă curge laptele.

Avertizare! Nu pompați mai mult de 5 minute fără întrerupere. Dacă tot nu există flux de lapte, încercați să exprimați în alt moment al zilei.

- Când ați terminat de exprimat, opriți pompa de sân apăsând butonul de pornire timp de 2 secunde.

Pentru a colecta laptele după exprimare:

6. Scoateți pompa din suportul pentru alăptare.

7. Apăsăți butonul din mijlocul aparatului pentru a elibera sticla de lapte.

8. Turnați laptele matern într-un biberon în direcția indicată, așa cum se arată în figura V-8.

- Dacă doriți să păstrați laptele matern, transferați-l cu atenție într-un recipient igienizat sau într-o pungă de depozitare a laptelui presterilizat. Pentru condițiile de păstrare, consultați secțiunea Depozitarea laptelui matern.

- Dezasamblați și curățați celelalte părți conform instrucțiunilor din secțiunea Curățare și igienizare.

Depozitarea laptelui matern:

Avertizare! Refrigerati sau congelati intotdeauna laptele extras imediat. Pastrati numai lapte proaspăt. Pastrati numai laptele matern colectat cu o pompă curățată și igienizată pentru a asigura igiena. Depozitati intotdeauna laptele matern in recipiente igienizate sau sticle prevăzute cu un inel cu șurub igienizat și disc de etansare sau in pungi de depozitare a laptelui pre-sterilizate. NU umpleți complet recipientele, sticle sau pungi de lapte. Lăsați puțin spațiu pe măsură ce volumul laptelui crește în timpul congelării.

- Etichetați întotdeauna clar data și ora exprimării pe recipiente, sticle sau pungi de lapte.
- Utilizați întotdeauna mai întâi lapte matern mai vechi.
- Pentru a păstra conținutul nutrițional al laptelui matern, dezghețați-l într-un compartiment frigider sau sub jet de apă de la robinet fără a deschide recipientul, sticla sau punga. Laptele depozitat poate fi dezghețat peste noapte la frigider, apoi încălzit treptat într-o apă caldă sau fierbinte.
- Agitați laptele dezghețat pentru a amesteca particulele de grăsime și ingredientele rămase din lapte. Laptele decongelat este utilizabil timp de 24 de ore dacă este păstrat la frigider.
- Nu recongelați niciodată laptele dezghețat.
- Nu combinați niciodată laptele proaspăt extras și cel dezghețat.
- Nu încălziți niciodată lapte prin fierbere sau folosind cuptorul cu microunde.
- Verificați întotdeauna temperatura alimentelor înainte de hrănire.
- Aruncați orice lapte rămas.

Ghid de păstrare a laptelui matern proaspăt exprimat (pentru bebelușii sănătoși la termen)

- Temperatura camerei până la 25°C, până la 4 ore.
- Răcitor cu pachete de gheață înghețată -15°C până la 4°C, până la 24 de ore.
- Frigider 4°C, până la 3 zile.
- Congelator -18°C până la -20°C, până la 6 luni.

Ghid de păstrare a laptelui matern decongelat (pentru bebelușii sănătoși la termen)

- Temperatura camerei până la 25°C, până la 2 ore.
- Răcitor cu pachete de gheață înghețată -15°C până la 4°C, până la 2 ore.
- Frigider 4°C, până la 24 de ore.
- Congelator NU RECONGELATI NICIODATĂ laptele matern dezghețat.

Laptele matern rămas de la alăptare:

Aruncați orice lapte rămas.

Hrănirea bebelușului:

- Inspectați mamelonul de alimentare înainte de fiecare utilizare și trageți mamelonul de alimentare în toate direcțiile. Aruncați la primele semne de deteriorare sau slăbiciune.
- Nu scufundați niciodată mamelonul în substanțe dulci sau medicamente, copilul dumneavoastră poate avea carii.
- Nu gătiți cu microunde. Nu încălziți produsul în cuptoare tradiționale sau pe plite sau flăcări deschise.

Pentru siguranța și sănătatea copilului dumneavoastră AVERTISMENT!

Sugerea continuă și prelungită de lichide va provoca carii dentare. Verificați întotdeauna temperatura alimentelor înainte de hrănire. Aruncați la primele semne de deteriorare sau slăbiciune.

Pastrati componentele care nu sunt utilizate la îndemâna copiilor.

Nu atașați niciodată de șnururi, panglici, șireturi sau părți largi ale îmbrăcăminte. Copilul poate fi sugrumat.

Utilizați întotdeauna acest produs sub supravegherea unui adult.

Nu folosiți niciodată tetinele pentru hrănire ca suzetă.

Cariele dentare la copiii mici pot apărea chiar și atunci când se folosesc lichide neîndulcite. Acest lucru poate apărea dacă bebelușului i se permite să folosească biberonul pentru perioade lungi de zi și în special noaptea, când fluxul de salivă este redus sau dacă este folosit ca suzetă.

S-au produs accidente atunci când bebelușii au rămas singuri cu echipament de băut din cauza căderii copilului sau dacă produsul s-a dezasamblat.

Depanare:

Problema: simt dureri când folosesc pompa de sân.

Soluția 1: Unul dintre motive poate fi nivelul de vid prea ridicat. Poate că nu aveți nevoie de întreaga putere de vid a pompei de sân. La început utilizați modul de stimulare sau masaj. Dacă încă simțiți durere, nu mai utilizați pompa de sân și consultați-vă consilierul pentru alăptare. Dacă pompa nu se îndepartează ușor de la sân, poate fi necesară

intreruperea vacuumului prin plasarea unui deget între sân și scutul din silicon.

Soluția 2: Folosiți un prosop cald pentru a aplica compresa caldă pe sân și faceți un masaj cu un mic gest în jos timp de aproximativ 5 minute, apoi încercați din nou pomparea. Dacă încă simțiți durere, nu mai utilizați pompa de sân și consultați-vă consilierul pentru alăptare.

Problemă: Pompa de sân nu funcționează.

Soluție: Vă rugăm să verificați mai întâi dacă ați asamblat corect pompa de sân. Pentru a preveni interferențele, țineți alte echipamente electrice, cum ar fi telefonul mobil sau laptopul, departe de pompa de sân în timpul exprimării. Verificați bateria și, dacă este necesar, încărcați-o.

Problemă: nu simt nicio aspirație.

Soluție: Verificați dacă toate conexiunile pompei de sân sunt sigure. Dezasamblați și asamblați pompa (figura III; figura IV). Asamblați pompa de sân, asigurați-vă că toate piesele sunt curate și nu sunt deteriorate. În timp ce pompați, asigurați-vă că scutul pentru sân este complet etanșat în jurul sânelui.

Problemă: există un preaplin de lapte.

Soluție: Opriiți pompa de sân. Dezasamblați pompa de sân. Utilizați o cârpă umedă (nu umedă) pentru a șterge pompa de sân. Curățați celelalte componente conform secțiunii de curățare și igienizare. Când toate componentele sunt uscate, reasamblați (figura IV).

Condiții de utilizare și depozitare:

Țineți pompa de sân departe de lumina directă a soarelui, deoarece expunerea prelungită poate provoca decolorarea. Depozitați pompa de sân și accesoriile acesteia într-un loc sigur, curat și uscat, fără lumina directă a soarelui și departe de sursele de căldură. Dacă aparatul a fost depozitat într-un mediu cald sau rece, plasați-l în mediul de utilizare pentru a-l lăsa să atingă o temperatură în condițiile de utilizare (10°C - 30°C) înainte de a-l folosi.

Specificatii tehnice:

Model: Pompa de san purtabila Winnie 31304010038

Putere de pompare: 165-240/mmHg; Puterea de stimulare: 90-165/mmHg

Zgomot limitat: <50db;

Timp fix: 30 minute; Timp de utilizare: 2,5 ore;

Baterie cu litiu: 3.7V, 1500mAh Li-ion; Timp de încărcare: 3 ore;

Protecție împotriva șocurilor electrice: Clasa II;

Alimentare: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Condiții de mediu de funcționare: temperatura 5-40°C, umiditate relativă 10-90%, presiune atmosferică 50kPa~106kPa;

Condiții de mediu de depozitare: temperatura 5-40°C, umiditate relativă 10-90%, presiune atmosferică 50kPa~106kPa;

Intrare adaptor: 110-240V 50~60Hz, ieșire: 5V 1A 3.0W;

Capacitate 140ml;

Dimensiuni: 10,5x5x12,7cm, greutate 234g.

Conform EN 55014, EN 55032, EN 61000, Directiva RoHS, Regulamentul (UE) 2020/1245. Produs pentru Kika Group Ltd. Fabricat în China.

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DO USUÁRIO ANTES DE USAR E GUARDE-O PARA REFERÊNCIAS FUTURAS.

PT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Bomba tira-leite elétrica com design inovador e usável, sem cabos e tubos externos. Projetado para mães em movimento. É tão conveniente que você pode usá-lo dentro do seu sutiã de amamentação. Silencioso e leve. Com grande bateria de lítio recarregável de 1500 mAh, totalmente carregada pode ser usada por 2 horas. Proteção antirrefluxo para evitar que o leite materno retorne à bomba, evite a contaminação e mantenha o leite fresco. Visor inteligente, que possui uma função de memória. Atenda a diferentes necessidades com quatro modos: modo de estimulação, massagem, bombeamento e biónico com ajuste de força de sucção de 9 níveis. Protetores de seios de silicone macio – 18, 20 e 22mm. Inserção de silicone 16 mm. Frasco de leite 140ml. Feito de materiais seguros de qualidade alimentar.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA:

Uso pretendido:

A bomba tira-leite destina-se a extrair e recolher leite dos seios de uma mulher a amamentar. A pré-condição para usar a bomba tira leite é ter os dutos de leite destruídos. Algumas novas mães parecem ter dutos de leite entupidos devido à depressão congênita do mamilo ou leite insuficiente. É necessário fazer um exame de mama profissional para garantir que os dutos de leite não estejam entupidos e que a lactação esteja bem estabelecida antes de usar uma bomba tira leite. A bomba tira-leite NÃO se destina a induzir a primeira lactação. A bomba tira-leite destina-se a uma única utilizadora.
AVISO! Nunca use a bomba tira leite enquanto estiver grávida, pois a extração pode causar parto.
Nunca use a bomba tira-leite para outros fins, exceto os listados neste manual.

Avisos para evitar asfixia, estrangulamento e ferimentos:

- Não permita que crianças ou animais de estimação brinquem com o dispositivo, adaptador ou acessórios.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o dispositivo.
- Não deixe a bomba tira-leite sem vigilância durante o carregamento.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Esta bomba tira-leite não se destina a ser utilizada por mulheres com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento. Essas mulheres só podem usar este extrator de leite se forem supervisionadas ou tiverem recebido instruções adequadas sobre o uso do produto por uma pessoa responsável por sua segurança.

Advertências para evitar choque elétrico e queimaduras:

- Inspeccione a bomba tira leite, incluindo o adaptador, quanto a sinais de danos antes de cada uso. Não use a bomba tira leite se o adaptador ou cabo estiver danificado, se não funcionar corretamente ou se tiver caído ou submerso em água.
- Use apenas a tensão especificada e o adaptador USB sugerido para evitar o superaquecimento do adaptador, qualquer dano ou falha.
- Não toque no adaptador USB e na bomba tira-leite durante uma tempestade.
- Não coloque o extrator de leite/adaptador USB sob luz solar direta ou chuva, perto de aquecedores ou outros aparelhos quentes, em qualquer local exposto a temperaturas extremamente altas ou baixas, alta umidade ou em locais empoeirados.
- Não coloque objetos pesados ou danifique o cabo ou adaptador. Não dobre ou puxe o cabo USB com força. Sempre segure o adaptador USB ao desconectar da tomada. Certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido na tomada. Não use uma tomada que esteja solta.
- Não permita que o extrator de leite/adaptador USB/cabo/bateria se molhem. Não desmonte nem modifique a bomba tira leite/adaptador USB/bateria.
- Desconecte o adaptador USB e pare de usar a bomba tira leite se notar um odor anormal, calor, descoloração, deformação ou qualquer coisa incomum ao usá-la ou armazená-la.

Advertências para evitar envenenamento e contaminação e para garantir a higiene:

- Por motivos de higiene, a bomba tira-leite destina-se apenas a uma utilização repetida por um único utilizador.
- Antes de cada uso, limpe, enxágue e desinfete todas as peças, exceto o dispositivo principal, cabo USB e adaptador da bomba.
- Armazene apenas o leite materno coletado com uma bomba limpa e higienizada.
- Não use a bomba tira leite se o diafragma de silicone parecer danificado ou quebrado.
- Não use agentes de limpeza antibacterianos ou abrasivos ao limpar as peças da bomba tira leite.

Advertências para evitar problemas e dores nos seios e nos mamilos:

- Antes de cada utilização, verifique se a bomba tira leite apresenta sinais de danos. Não use a bomba tira-leite se ela não estiver funcionando corretamente.
- Não tente remover o corpo da bomba de seu peito enquanto estiver sob vácuo. Desligue o aparelho e quebre a vedação entre o seio e o funil da bomba com o dedo. Em seguida, remova a bomba do peito.

- Nunca, use a bomba tira leite quando estiver com sono ou sonolenta para evitar a falta de atenção durante o uso.
- Sempre desligue a bomba tira leite antes de remover o corpo da bomba do peito para liberar o vácuo.
- Nunca, use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pelo fabricante. Isso pode levar ao mau funcionamento do aparelho e influenciar a compatibilidade eletromagnética (EMC). Se você usar tais acessórios ou peças, sua garantia se tornará inválida.
- Não continue a extrair leite por mais de cinco minutos de cada vez se não conseguir extrair leite. Tente extrair em outro momento durante o dia.
- Se o processo se tornar muito desconfortável ou doloroso, pare de usar a bomba e consulte seu consultor de amamentação.
- Se a pressão gerada for desconfortável ou causar dor, desligue o aparelho, quebre a vedação entre o seio e o corpo da bomba com o dedo e remova a bomba do peito.
- Nunca deixe cair ou insira objetos estranhos nas aberturas.

Cuidado para evitar lesões pessoais, danos e mau funcionamento do produto:

- Evite que o adaptador, o cabo USB e a unidade principal entrem em contato com a água.
- Mantenha o adaptador e as peças de silicone longe de superfícies aquecidas para evitar superaquecimento e deformação dessas peças.
- Nunca coloque a unidade principal ou o adaptador na água, na máquina de lavar louça ou no desinfetante. Embora a bomba de leite esteja em conformidade com as diretivas EMC aplicáveis, ela ainda pode ser suscetível a emissões excessivas e/ou pode interferir em outros equipamentos. Uma consequência pode ser que a bomba tira leite se desligue ou entre em modo de erro. Para evitar interferências, mantenha outros equipamentos elétricos afastados da bomba tira-leite durante a extração (consulte "Informações técnicas").
- Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário dentro da unidade principal da bomba tira leite. Nenhuma modificação do equipamentos são permitidos. Se o fizer, a sua garantia torna-se inválida.
- Não deixe cair nem bata na bomba tira-leite/adaptador USB. Não pressione no visor.
- A unidade principal, o cabo USB e o adaptador não requerem limpeza e esterilização, pois não entram em contato com o leite materno.
- Nunca use álcool ou outros solventes orgânicos para limpar a bomba tira leite.
- Não use a bomba tira-leite de nenhuma forma ou para qualquer finalidade não descrita neste guia. Isso pode resultar em acidentes ou danificar a bomba tira leite.

ADVERTÊNCIAS PARA O USO DE BATERIAS DE LÍTIU POLÍMERO:

- APENAS um adulto pode conectar o adaptador!
- Não dobre, perfure (especialmente com objetos de metal) ou danifique a bateria de qualquer outra forma.
- Carregue a bateria apenas com o adaptador fornecido pelo fabricante!
- Não permita curto-circuito!
- Mantenha o produto em temperatura ambiente!
- Não exponha à luz solar direta!
- Nunca deixe uma bateria carregando sem supervisão!

A bateria pode explodir se for maltratada!

OBSERVAÇÃO: O compartimento da bateria está localizado dentro do dispositivo principal.

CONSELHO: Carregue totalmente a bateria antes de a utilizar para a poupar e prolongar a sua vida útil.

IMPORTANTE! Para substituir a bateria, contacte o revendedor ou um serviço autorizado!

CUIDADO! Quando deixar de utilizar o produto, não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal, mas entregue-o num ponto de recolha de lixo oficial. Os resíduos formados por aparelhos elétricos e de vídeo danificados, baterias, adaptadores, devem ser descartados separadamente. É proibido jogá-los em recipientes para lixo doméstico.



PEÇAS (Figura I):

1. Unidade principal x 1;
2. Diafragma de silicone x 2;
3. Garrafa de leite x 1;
4. Fivela de ajuste do sutiã x 1;
5. Válvula de silicone x 2;
6. Vedações x 2;
7. Ligante x 1;
8. Tampa da garrafa de leite x 1;
9. Adaptador USB x 1;
10. Cabo de carregamento USB x 1;
11. Inseto de silicone 16mm x 1;
12. Protetor de silicone x 3 (18 mm x 1; 20 mm x 1; 22 mm x 1).

DISPLAY (Figura II):

1. Aumento de sucção;
 2. Modo de estimulação;
 3. Modo de massagem;
 4. Nível de sucção;
 5. Botão de ajuste de energia/modo;
 6. Indicador de bateria;
 7. Modo de bombeamento;
 8. Diminuição da sucção;
 9. Modo biónico.
- Botão de ajuste de energia/modo: pressione por 2 segundos para ligar ou desligar a bomba tira leite. Toque uma vez para alterar o modo.
 - Quando o extrator de leite é ligado, ele começa no modo Estimulação. Após 2 minutos de uso, ele mudará automaticamente para o modo de bombeamento.
 - O extrator de leite possui uma função de memória integrada. Quando ligada, a máquina entra e muda automaticamente para o modo de trabalho e nível de sucção que você

usou da última vez.

- Níveis de sucção: Modo de estimulação: L1-L9; Modo de massagem: L1-L9; Modo de bombeamento: L1-L9; Modo biônico: L1-L9.
- Indicador de bateria: mostra o percentual restante da bateria; por favor, carregue quando a bateria estiver fraca.
- A bomba tira-leite deixará de funcionar automaticamente após 30 minutos de trabalho.

INSTRUÇÕES DE USO:

Limpeza e higienização (Figura III):

O aparelho principal, o cabo USB e o adaptador não necessitam de limpeza e higienização, pois não entram em contato com o leite materno. Limpe e desinfete todas as outras peças da bomba tira-leite antes da primeira utilização.

- Não aqueça ou esterilize em um forno de micro-ondas.
 - Antes e após o uso, limpe e desinfete as partes em contato com o leite materno.
- Cuidado!** Nunca coloque o dispositivo principal, o cabo USB ou o adaptador na água, na máquina de lavar louça ou no desinfetante, pois isso causa danos permanentes a essas peças.
- Desmonte a bomba tira-leite completamente conforme mostrado na Figura III.
 - Antes do primeiro uso, desinfete em água fervente por 5 minutos todas as peças, exceto o dispositivo principal, o cabo USB e o adaptador. Isso garante a higiene.
 - Tenha cuidado ao remover e limpar a válvula. Se quebrar, sua bomba tira leite não funcionará corretamente.
 - Limpe cuidadosamente antes de cada uso subsequente para garantir a higiene.
 - Lave todas as peças, exceto o dispositivo principal, o cabo USB e o adaptador com água morna e detergente delicado.
 - Sempre enxágue bem todas as peças, exceto o dispositivo principal, o cabo USB e o adaptador após cada lavagem.
 - Lave bem e enxágue todas as peças, exceto o dispositivo principal, o cabo USB e o adaptador com água limpa, incluindo as áreas que podem não estar visíveis, mas pelas quais o leite passou, para remover os resíduos de leite.
 - Todas as peças, exceto o dispositivo principal, o cabo USB e o adaptador podem ser esterilizados por até 10 minutos em um esterilizador a vapor destinado a lactantes e produtos para bebês.
 - Não coloque na máquina de lavar louça.
 - Não coloque em um forno de microondas. Não aqueça o produto em fornos tradicionais, em chapas quentes ou chamas abertas.
 - Evite o uso de materiais pontiagudos ou abrasivos, pois podem danificar o produto.
 - Não limpe ou permita que o produto entre em contato com solventes ou produtos químicos agressivos. Isso pode danificar o produto.
 - Após a limpeza do produto, seque bem todas as peças e armazene em local limpo e seco, sem luz solar direta e longe de fontes de calor.
- Observação: certifique-se de limpar e desinfetar as partes relevantes da bomba tira leite. Lave bem as mãos antes de trabalhar em peças limpas!
- Aviso!** Tenha cuidado, pois as peças limpas ainda podem estar quentes. Inicie a montagem da bomba tira-leite apenas quando as peças limpas estiverem arrefecidas.
- Nota: É normal se houver um cheiro residual. Limpe o produto de acordo com as instruções, pode ajudar a reduzir ou eliminar o cheiro de forma eficaz.
- Quando lavar e higienizar (Figura I):**
- Antes do primeiro uso, lave e higienize: o funil e o inserto (I-11; I-12); kit de bomba tira leite (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).
 - Antes e depois de cada uso, lave: o funil e o encarte (I-11; I-12); kit de bomba tira leite (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)
 - Higienize uma vez ao dia: o funil e o inserto (I-11; I-12); kit de bomba tira leite (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).
- Seque todas as peças após lavar ou higienizar. Lave as mãos e monte a bomba tira-leite completa de acordo com a figura IV.
- OPERAÇÃO DA BATERIA:**
- AVISO! Antes da primeira utilização, carregue totalmente a bateria durante 2 horas ininterruptas!** Assim que a bomba estiver ligada, o ícone do indicador de bateria no visor mostrará a carga restante da bateria até que ela se esgote. Quando a bateria estiver fraca, o ícone indicador de bateria começará a piscar. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador exibirá um ícone de bateria cheia. **Atenção: A bateria não pode ser carregada por mais de 24 horas.**
- Montagem da bomba (Figura IV):**
- Importante:**
- Antes de montar a bomba, certifique-se de que todas as peças, exceto o dispositivo principal, o cabo USB e o adaptador estejam limpos e esterilizados.
 - Verifique os componentes do kit da bomba tira leite quanto a desgaste ou danos antes de cada uso. Substitua se necessário.
 - Sempre inspecione todas as peças antes de usar para limpeza.
 - Para evitar danos ao extrator de leite, todos os componentes devem estar completamente secos antes do uso.

1. Lave bem as mãos com água e sabão antes de tocar na bomba tira leite, no kit da bomba tira leite e no peço.
2. Instale a válvula e a vedação na parte inferior do linker, certifique-se de que estejam instalados da maneira correta.

3. Instale o diafragma de silicone no vinculador.
4. Coloque o vinculador montado no dispositivo principal.
5. Insira a garrafa de leite no dispositivo principal.
6. Instale a proteção de silicone ou o inserto de silicone.

Quando extrair leite:

Se a amamentação correr bem, é aconselhável (salvo indicação em contrário do seu profissional de saúde/conselheiro de amamentação) esperar até que a sua produção de leite e o horário da amamentação estejam estabelecidos (normalmente pelo menos 2 a 4 semanas após o parto) antes de começar a extrair.

Exceções:

- Se a amamentação não correr bem imediatamente, a extração regular pode ajudar a estabelecer e manter a sua produção de leite.
 - Se você estiver extraindo leite para dar ao seu bebê no hospital.
 - Se seus seios estiverem ingurgitados (doloridos ou inchados), você pode extrair uma pequena quantidade de leite antes ou entre as mamadas para aliviar a dor e ajudar o bebê a mamar com mais facilidade.
 - Se você tem mamilos doloridos ou rachados, você pode querer extrair seu leite até que eles estejam curados.
 - Se você está separada de seu bebê e deseja continuar a amamentar quando voltarem, você deve extrair seu leite regularmente para estimular sua produção de leite.
- Você precisa encontrar os horários ideais do dia para extrair o leite, por exemplo, logo antes ou depois da primeira mamada do bebê pela manhã, quando os seios estão cheios, ou depois de uma mamada, se o bebê não esvaziou os dois seios. Se você voltou ao trabalho, pode precisar extrair durante um intervalo. Usar uma bomba tira leite requer prática e pode levar várias tentativas antes de conseguir. Felizmente, a bomba elétrica de leite KikkaBoo é fácil de montar e usar, então você logo se acostumará a extrair leite com ela.

Usando a bomba (Figura V):

1. Lave bem as mãos e certifique-se de que seus seios estejam limpos.
2. Segure o funil no peito com o polegar e o dedo indicador. Apoie o peito com a palma da mão. Coloque o mamilo no centro da proteção/inserção de silicone montada. Pressione suavemente a bomba contra o peito. Certifique-se de que seu mamilo se encaixe corretamente.
3. Coloque o sutiã de amamentação acima da bomba.
4. Ligue a bomba de mama pressionando o botão liga / desliga e escolha o modo de sua preferência.
5. Encontre uma posição confortável. Certifique-se de não se deitar ou reclinar.

- A bomba tira-leite inicia-se automaticamente no modo de simulação. Você pode alterar o nível do modo de estimulação usando os botões “+” e “-”. Após dois minutos, ele fará a transição automática para o modo de bombeamento. Se o leite começar a fluir antes de dois minutos, pressione o botão de mudança de modo para fazer a transição manual para o modo de extração.
 - Quando estiver no modo de bombeamento, aumente o nível de sucção usando o botão “+” até que o bombeamento pareça um pouco desconfortável (não doloroso), depois diminua levemente usando o botão “-”.
- Nota: o modo de estimulação e massagem são ritmos de bomba de sucção rápida, que visam estimular o fluxo do leite. O modo de bombeamento é um ritmo de sucção mais lento para uma remoção suave e eficiente do leite depois que o leite começa a fluir.

- Quando o fluxo de leite parar, você pode alternar para o modo biónico. Ele visa desencadear outra descida combinando ritmos de bombeamento rápidos e lentos.

Atenção: Não use sempre o nível máximo de cada modo, apenas escolha o nível mais confortável para você. Dependendo do seu conforto pessoal, você pode querer usar um nível de sucção mais alto que fornece sucção mais profunda. Você sempre pode retornar a um nível de sucção mais baixo.

Nota: Não se preocupe se o seu leite não fluir imediatamente. Relaxe e continue bombeando. O leite fluirá em breve, mesmo que você não use todo o poder de sucção que a bomba pode criar. Nas primeiras vezes em que usar a bomba tira-leite, pode ser necessário usar um modo de sucção mais alto para fazer o leite fluir.

Aviso! Não bombeie por mais de 5 minutos sem interrupção. Se ainda não houver fluxo de leite, tente extrair em outra hora do dia.

- Quando terminar de extrair, desligue a bomba tira leite pressionando o botão liga/desliga por 2 segundos.

Para coletar o leite após a extração:

6. Retire a bomba do sutiã de amamentação.
7. Pressione o botão no centro do aparelho para liberar a mamadeira.
8. Despeje o leite materno em uma mamadeira na direção indicada, conforme mostrado na figura V-8.

- Se quiser armazenar o leite materno, transfira-o cuidadosamente para um recipiente higienizado ou saco de armazenamento de leite pré-esterilizado. Para condições de armazenamento, consulte a seção Armazenamento do leite materno.
- Desmonte e limpe as outras peças de acordo com as instruções na seção Limpeza e higienização.

Armazenamento do leite materno:

Atenção! Sempre refrigere ou congele o leite ordenhado imediatamente. Armazene apenas leite fresco. Armazene apenas o leite materno coletado com uma bomba limpa e higienizada para garantir a higiene. Sempre armazene o leite materno em recipientes ou mamadeiras higienizados com um anel de rosca e disco de vedação higienizados ou em sacos de armazenamento de leite pré-esterilizados. NÃO encha os recipientes, garrafas ou sacos de leite completamente. Deixe algum espaço, pois o volume do leite aumenta durante o congelamento.

- Sempre rotule claramente a data e a hora da extração nos recipientes, mamadeiras ou sacos de leite.
- Use sempre leite materno mais velho primeiro.
- Para manter o teor nutricional do leite materno, descongele-o no refrigerador ou em água corrente sem abrir o recipiente, mamadeira ou saco. O leite armazenado pode ser descongelado durante a noite em uma geladeira e, em seguida, aquecido gradualmente em água quente ou quente.
- Agite o leite descongelado para misturar as partículas de gordura e os restantes ingredientes do leite. O leite descongelado pode ser usado por 24 horas se armazenado na geladeira.
- Nunca recongele o leite descongelado.
- Nunca combine leite recém-extraído com leite descongelado.
- Nunca aqueça o leite fervendo ou usando o micro-ondas.
- Verifique sempre a temperatura dos alimentos antes de os alimentar.
- Descarte o leite que sobrar.

Diretrizes de armazenamento de leite materno recém-extraído (para bebês de termo saudáveis)

- Temperatura ambiente até 25°C, até 4 horas.
- Resfriador com bolsas de gelo congelado -15°C a 4°C, até 24 horas.
- Geladeira 4°C, até 3 dias.
- Congelador -18°C a -20°C, até 6 meses.

Diretrizes de armazenamento de leite materno descongelado (para bebês de termo saudáveis)

- Temperatura ambiente até 25°C, até 2 horas.
- Resfriador com bolsas de gelo congelado -15°C a 4°C, até 2 horas.
- Geladeira 4°C, até 24 horas.
- Congelador NUNCA CONGELE O leite materno descongelado.

Leite materno deixado de uma mamada:

Descarte o leite que sobrar.

Alimentação do bebê:

- Inspeção o bico de alimentação antes de cada uso e puxe o bico de alimentação em todas as direções. Jogue fora aos primeiros sinais de dano ou fraqueza.
- Nunca mergulhe o bico em substâncias doces ou medicamentos, seu filho pode ter cáries.
- Não coloque no micro-ondas. Não aqueça o produto em fornos tradicionais ou em placas quentes ou chamas abertas.

Para a segurança e saúde do seu filho ATENÇÃO!

A sucção contínua e prolongada de fluidos causará cárie dentária.

Verifique sempre a temperatura dos alimentos antes de os alimentar.

Jogue fora aos primeiros sinais de dano ou fraqueza.

Mantenha os componentes não utilizados fora do alcance das crianças.

Nunca prenda em cordões, fitas, cadarços ou partes soltas da roupa. A criança pode ser estrangulada.

Sempre use este produto com a supervisão de um adulto.

Nunca use bicos de alimentação como chupeta.

A cárie dentária em crianças pequenas pode ocorrer mesmo quando líquidos não açucarados são usados. Isso pode ocorrer se o bebê puder usar a mamadeira por longos períodos durante o dia e principalmente à noite, quando o fluxo de saliva for reduzido ou se for usado como chupeta.

Acidentes ocorreram quando bebês foram deixados sozinhos com bebedouros devido à queda do bebê ou se o produto foi desmontado.

Solução de problemas:

Problema: sinto dor quando uso a bomba tira leite.

Solução 1: Um dos motivos pode ser o nível de vácuo muito alto. Talvez você não precise de todo o poder de vácuo da bomba tira leite. No início, use o modo de estimulação ou massagem. Se ainda sentir dor, pare de usar a bomba tira leite e consulte o seu consultor de amamentação. Se a bomba não sair facilmente do seio, pode ser necessário interromper o vácuo colocando um dedo entre o seio e o protetor de silicone.

Solução 2: Use uma toalha quente para aplicar uma compressa quente no peito e massageie com um pequeno gesto para baixo por cerca de 5 minutos, depois tente bombear novamente. Se ainda sentir dor, pare de usar a bomba tira leite e consulte o seu consultor de amamentação.

Problema: A bomba tira-leite não funciona.

Solução: Por favor, primeiro verifique se você montou a bomba tira leite corretamente. Para evitar interferência, mantenha outros equipamentos elétricos, como telefone celular ou laptop, longe da bomba tira leite durante a extração. Verifique a bateria e, se necessário, carregue-a.

Problema: não sinto nenhuma sucção.

Solução: Verifique se todas as conexões da bomba tira leite estão seguras. Desmonte e monte a bomba (figura III; figura IV). Ao montar sua bomba tira leite, verifique se todas as peças estão limpas e não danificadas. Durante a extração, certifique-se de que o funil esteja completamente vedado ao redor do seio.

Problema: Há transbordamento de leite.

Solução: Desligue a bomba tira-leite. Desmonte a bomba tira-leite. Use um pano úmido (não molhado) para limpar a bomba tira leite. Limpe os outros componentes de acordo com a seção de limpeza e higienização. Quando todos os componentes estiverem secos, volte a montar (figura IV).

Condições de uso e armazenamento:

Mantenha a bomba de leite longe da luz solar direta, pois a exposição prolongada pode causar descoloração. Guarde o extrator de leite e seus acessórios em local seguro, limpo e seco, sem luz solar direta e longe de fontes de calor. Se o aparelho foi armazenado em um ambiente quente ou frio, coloque-o no ambiente de uso para deixá-lo atingir uma temperatura dentro das condições de uso (10°C - 30°C) antes de usá-lo.

Especificações técnicas:

Modelo: bomba tira leite vestível Winnie 31304010038

Potência de bombeamento: 165-240/mmHg; Potência de estimulação: 90-165/mmHg

Ruído limitado: <50db;

Tempo fixo: 30 minutos; Tempo de uso: 2,5 horas;

Bateria de lítio: 3,7 V, íon de lítio de 1500 mAh; Tempo de carregamento: 3 horas;

Proteção contra choque elétrico: Classe II;

Entrada de energia: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Condições ambientais para operação: temperatura 5-40°C, umidade relativa 10-90%, pressão atmosférica 50kPa~106kPa;

Condições ambientais para armazenamento: temperatura 5-40°C, umidade relativa 10-90%, pressão atmosférica 50kPa~106kPa;

Entrada do adaptador: 110-240V 50~60Hz, saída: 5V 1A 3,0W;

Capacidade 140ml;

Tamanho: 10,5x5x12,7cm, peso 234g.

Em conformidade com EEN 55014, EN 55032, EN 61000, Diretiva RoHS, Regulamento (UE) 2020/1245. Produzido para Kika Group Ltd. Fabricado na China.

AQRA DAN IL-MANWAL TA' L-UŻU DWAR GĦAL QABEL TUŻA U SHAJNU GĦAL REFERENZI FUTUR.

KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT:

Pompa tas-sider elettrika b'disinn innovattiv li jintlibes, minghajr kurduni u tubi esterni. Iddisnjat għall-ommijiet fuq il-go. Huwa tant konvenjenti li tista tilbseu gewwa l-brat tal-infermiera tiegħek. Kwiet u hfiel. B'battejjia tal-litju kbira rikarikabbli ta' 1500 mAh, iċċarġata kompletament tista' tintuza għal saġtejn. Protezzjoni kontra l-fluss lura biex tipprevinji l-halib tas-sider milli jmur lura għall-pompa, tevita l-kontaminazzjoni u żżomm il-halib frisk. Wirja intelligenti, li fiha funzjoni ta' memorja. I-ssoDISFA l-bżonnijiet differenti berba' modi: Stimulazzjoni, Massaġġi, lppumpjar u modalità Bionic b'aġġustament tal-forza tal-għid ta' 9 livelli. Protezzjoni tas-sider tas-silikonju artab - 18, 20 u 22mm. Daħhal tas-silikonju 16mm. Flixkun tal-halib 140ml. Magħmula minn materjali sikuri għall-ikel.

INFORMAZZJONI TAS-SIGURTÀ:

Użu maħsub:

Il-pompa tas-sider hija maħsuba biex tesprimi u tignbor il-halib mis-sider ta' mara li qed tredda'. Il-prekundizzjoni biex tuża l-pompa tas-sider hija li jkollok katusi tal-halib mhux misduda. Xi ommijiet godda jidhru li għandhom kanali tal-halib misduda minhabba depressjoni kongenitali tal-bżieeł jew halib insuffiċjenti. Huwa meħtieġ li jkollok kontroll tas-sider professjonali biex tiżgura li l-kanali tal-halib ma jkunux misduda u t-treddigh ikun stabbili u sew qabel ma tuża pompa tas-sider. Il-pompa tas-sider MHIX maħsuba biex tikkaġuna l-ewwel treddigh. Il-pompa tas-sider hija maħsuba għal utent wieħed!

TWISSUJA! Qatt tuża l-pompa tas-sider waqt li tkun tqila, peress li l-ippumpjar jista' jikkawża twelid.

Qatt tuża l-pompa tas-sider għal skopijiet oħra hfiel dawk elenkati f'dan il-manwal.

Twissijiet biex tevita fgar, strangolazzjoni u korriment:

- Thallix lit-tfal jew l-annimali domestiċi jilgħabu bl-apparat, l-adapter jew l-aċċessorji.
- It-tfal għandhom ikunu sorveljati biex jiżguraw li ma jilgħabux bl-apparat.
- Thallix il-pompa tas-sider wahedha meta tkun qed tiċċarġa.
- Żomm fejn ma jintlahaqx mit-tfal.
- Din il-pompa tas-sider mhix maħsuba għall-użu minn nisa b'kapaciżtiet fiżiċi, sensorji jew mentali mnaqqsqa, jew b'nuqqas ta' esperjenza u għarfien. Nisa bħal dawn jistgħu jużaw din il-pompa tas-sider biss jekk ikunu sorveljati minn jew ikunu rċevew struzzjoni xierqa dwar l-użu tal-prodott minn persuna responsabbli għas-sigurtà tagħhom.

Twissijiet biex tevita xokk elettriku u hruq:

- Spezzjona l-pompa tas-sider, inkluz l-adapter, għal sinjali ta' hšara qabel kull użu. Tużax il-pompa tas-sider jekk l-adapter jew il-kejbil ikun bil-hšara, jekk ma jahdimx jew jekk ikun waqa' jew mgħaddas fl-ilma.
- Uża biss il-vultaġġ speċifikat u l-adapter USB suġġerit biex tevita šhana żejda tal-adapter, kwalunkwe hšara jew falliment.
- Tmiss l-adapter USB u l-pompa tas-sider waqt maltempata bir-raġhad.
- Tpoġġix il-pompa tas-sider/adapter USB fid-dawl tax-xemx dirett jew ix-xita, hdejn hiters jew apparat šun ieħor, fi kwalunkwe post espost għal temperaturi estremament għoljin jew baxxi, umdiċta għolja jew f'postijiet bit-trab.
- Tpoġġix oġġetti tqal fuq, jew tagħmel hšara lill-kejbil jew l-adapter. M'għandekx tqghawweg bil-forza jew iġbed il-kejbil USB. Dejjem zomm l-adapter USB meta skonnettja mill-izbokk tad-dawl. Kun žgur li l-plaġg ikun imdaħħal kompletament mal-izbokk tad-dawl. Tużax zbokk li jkun maħlul.
- Thallix il-pompa tas-sider/adapter USB/cable/battejjia tixarab. Zarmax jew timmodifkax il-pompa tas-sider/adapter USB/battejjia.
- Skonnettja l-adapter USB u waqqaq l-użu tal-pompa tas-sider jekk tintnota riħa anormali, šhana, kular, deformazzjoni jew xi haġa mhux tas-soltu waqt li tużaha jew taħzen.

Twissijiet biex jiġi evitat avvelenament u kontaminazzjoni u biex tiġi žgurata l-iġjene:

- Għal raġunijiet iġenici, il-pompa tas-sider hija maħsuba biss għal użu ripetut minn utent wieħed.
- Qabel kull użu, naddaf, laħlah u ddiżinfetta l-partijiet kollha, hfiel l-apparat principali, kejbil USB u adapter tal-pompa.
- Ahžen biss il-halib tas-sider miġbur b'pompa mnađđfa u sanitizzata.
- Tużax il-pompa tas-sider jekk id-djafamma tas-silikon tidher li tkun bil-hšara jew miksura.
- Tużax aġenti tat-tindif antibatterici jew li jobjorxu meta tnaddaf il-partijiet tal-pompa tas-sider.

Twissijiet biex jiġi evitati problemi tas-sider u tal-bżieeł u uġih:

- Qabel kull użu, iċċekkja l-pompa tas-sider għal sinjali ta' hšara. Tużax il-pompa tas-sider jekk ma tkunx qed taħdem sew.
- Tippruvax tneħhi l-korp tal-pompa minn sidirek waqt li tkun taht vakwu. Itfi l-apparat u neħhi s-siġill bejn is-sider u l-lembut tal-pompa b'subgħajk. Imbagħad neħhi l-pompa mis-sider.
- Qatt, tuża l-pompa tas-sider meta tkun bi nġhas jew bi nġhas biex tevita nuqqas ta' attenzjoni waqt l-użu.

- Dejem itfi l-pompa tas-sider qabel ma tneħhi l-korp tal-pompa minn sidirek biex tirrilaxxa l-vakwu.
- Qatt, tuza aċċessorji jew partijiet minn maniffatturi oħra jew dawk mhux rakkomandati speċifikament mill-manifattur. Dan jista' jwassal għal thaddim hazin tal-apparat u jista' jinfluwenza l-kompatibilità Elektromanjetika (EMC). Jekk tuza tali aċċessorji jew partijiet, il-garanzija tiegħek issir invalida.
- Tkompilx tipumpja għal aktar minn hames minuti kull darba jekk ma tinnexx tesprimi l-eċċa haib. Ipprova tesprimi f'fin ieħor matul il-ġurnata.
- Jekk il-proċess isir skomdu hafna jew bl-uġiġ, waqqaf l-użu tal-pompa u ikkonsulta lill-konsulent tiegħek dwar it-treddiġ.
- Jekk il-pressjoni gġenerata tkun skomda jew tikkawza wġiġ, itfi l-apparat, ikser is-sigill bejn is-sider u l-korp tal-pompa b'subgħajk u neħhi l-pompa minn sidirek.
- Qatt, twaqqaf jew dahħal xi oġġetti barranin fil-fethiet.

Attenzjoni biex tipprevjeni korrimment personali, hsara u hsara fil-prodott:

- Evita li l-adapter, il-kejbil USB u l-unità prinċipali jigu f'kuntatt mal-ilma.
- Żomm l-adapter u l-partijiet tas-silikon 'il bogħod minn uċuħ imsaħħna biex tevita shana żejda u deformazzjoni ta' dawn il-partijiet.
- Qatt tpoġġi l-unità prinċipali jew l-adapter fl-ilma, fil-magna tal-ħasil tal-platti jew f'sanitizer. Għalkemk il-pompa tas-sider hija konformi mad-direttivi EMC applikabbli, xorta tista' tkun suxxettibbli għal emiżjonijiet eċċessivi u/jew tista' tinterferixxi ma' tagħmir ieħor. Konsegwenza tista' tkun li l-pompa tas-sider tintefa jew tidhol f' mod ta' żball. Biex tevita l-interferenza, żomm tagħmir elettriku ieħor 'il bogħod mill-pompa tas-sider waqt l-espressjoni (ara 'Informazzjoni teknika').
- M'hemm l-eċċa partijiet li jistgħu jintużaw mill-utent ġewwa l-unità prinċipali tal-pompa tas-sider. L-eċċa modifika tal-tagħmir huwa permess. Jekk tagħmel hekk, il-garanzija tiegħek issir invalida.
- Taqax jew toloqot il-pompa tas-sider/adapter USB. Tagħfasx fuq il-wiri.
- L-unità prinċipali, il-kejbil USB u l-adapter ma jeħtiġux tindif u sterilizzazzjoni, peress li ma jigu f'kuntatt mal-halib tas-sider.
- Qatt, tuza alkohol jew solventi organiċi oħra biex tnaaddaf il-pompa tas-sider.
- Tużax il-pompa tas-sider bl-eċċa mod jew għal xi skop mhux deskritt f'din il-gwida. Jekk tagħmel hekk tista' tirriżulta f'incidenti jew tagħmel hsara lill-pompa tas-sider.

TWISSIJET GĦALL-UŻU TA' BATTERIJI TAL-POLIMRU TAL-LITJU:

- Adult BISS jista' jwahħal l-adapter!
- M'għandek tghawweġ, tħaffer (speċjalment b'oġġetti tal-metall) jew tagħmel hsara lill-batterija b'xi mod ieħor.
- Iċċarġja l-batterija biss bl-adapter ipprovdut mill-produttur!
- Thallix short circuit!
- Żomm il-prodott f'temperatura tal-kamra!
- M'għandek sugġett għad-dawl tax-xemx dirett!
- Qatt thalli batterija tal-iċċarġjar mingħajr superviżjoni!
- Il-batterija tista' tispodi jekk tiġi ttrattata hażin!

RIMARKA: Il-kompartiment tal-batterija jinsab ġewwa l-apparat prinċipali.

PARIR: Iċċarġja l-batterija kompletament qabel l-użu biex issalvaha u ttawwal il-hajja tagħha.

IMPORTANTI! Biex tissostitwixxi l-batterija ikkuntattja lill-bejgħegħ bil-immut jew lill-servizz awtorizzat!

ATTENZJONI! Meta tiegħ tuza l-prodott, tarmiħ mal-iskart normali tad-dar imma aqdih f'post ufficiali tal-ġbir tal-iskart. L-iskart iffurmat minn apparati elettrici u tal-vidjo bil-hsara, batteriji, adapters, għandu jintrema separatament. Huwa pprojbit li jintremahom f'kontenituri għall-iskart domestiku.



PARTIJET (Figura I):

1. Unità ewlenija x 1; 2. Diġafamma tas-silikonju x 2; 3. Flukxun tal-halib x 1; 4. Bra aġġustament bokkka x 1; 5. Valv tas-silikonju x 2; 6. Sigilli x 2; 7. Linker x 1; 8. Għatu tal-flukxun tal-halib x 1; 9. adapter USB x 1; 10. USB iċċarġjar cable x 1; 11. Dahħal tas-silikonju 16mm x 1; 12. Tarka tas-sider tas-silikonju x 3 (18mm x 1; 20mm x 1; 22mm x 1).

DISPLAY (Figura II):

1. Zieda tal-ġbid; 2. Mod ta' stimolazzjoni; 3. Modalità ta' massaggi; 4. Livell ta' ġbid; 5. Buttuna ta' aġġustament tal-qawwa/modalità; 6. Indikatur tal-batterija; 7. Mod ta' p'pumpjar; 8. Naqqs tal-ġbid; 9. Modalità bijonika.

- Buttuna ta' aġġustament tal-qawwa/modalità: aghfas għal 2 sekondi biex tixgħel jew tifti l-pompa tas-sider. Tektex darba biex tibdel il-mod.
- Meta l-pompa tas-sider tkun miġhula, din tibda bil-mod ta' Stimolazzjoni. Wara 2 minuti ta' użu, se tinbidel awtomatikament għall-modalità l'pumpjar.
- Il-pompa tas-sider għandha funzjoni ta' memorja integrata. Meta tinxteġel, il-magna awtomatikament tidhol u tiċċaqlaq għall-mod ta' 'hidma u l-livell ta' ġbid li użajt l-aħħar darba.
- Livelli ta' ġbid: Mod ta' stimolazzjoni: L1-L9; Modalità massaggi: L1-L9; Mod ta' p'pumpjar: L1-L9; Modalità bijonika: L1-L9.

- Indikatur tal-batterija: juri l-bqija tal-batterija fil-mija; jekk joġġobok, iċċarġja meta l-batterija tkun baxxa.
- Il-pompa tas-sider awtomatikament tiegħa taħdem wara 30 minuta ta' xogħol.

ISTRUZZJONI GHALL-UŻU:

Tindif u sanitizzazzjoni (Figura III):

L-apparat prinċipali, il-kejbil USB u l-adapter ma jehtigux tindif u sanitizing, peress li ma jiġux f'kuntatt mal-halib tas-sider. Naddaf u sanitizza l-partijiet l-oħra kollha tal-pompa tas-sider qabel l-ewwel użu.

- Issahhanx jew sterilizzawx f'forn microwave.

• Qabel u wara l-użu, jekk joġġobok naddaf u ddiżinfetta l-partijiet f'kuntatt mal-halib tas-sider.

Attenzjoni! Qatt tpoġġi l-apparat prinċipali, il-kejbil USB jew l-adapter fil-ilma, f'magna tal-halib tal-platti jew f'sanitizer, peress li dan jikkawza hsara permanenti lil dawn il-partijiet.

- Zarma kompletament il-pompa tas-sider kif muri fil-Figura III.

• Qabel l-ewwel użu, iddiżinfetta f'ilma jagħli għal 5 minuti il-partijiet kollha hlief l-apparat prinċipali, il-kejbil USB u l-adapter. Dan jiżgura l-ijjene.

• Oqgħod attent meta tneħhi u tnaddaf il-valv. Jekk tinkiser, il-pompa tas-sider tiegħek ma taħdimx kif suppost.

• Naddaf bir-reqqa qabel kull użu sussegwenti biex tiżgura l-ijjene.

• Aħsel il-partijiet kollha, hlief l-apparat prinċipali, il-kejbil USB u l-adapter b'ilma sħun u detergent delikati.

• Dejjem laħlah il-partijiet kollha hlief l-apparat prinċipali, il-kejbil USB u l-adapter sewwa wara kull hasla.

• Aħsel sew u laħlah il-partijiet kollha, hlief l-apparat prinċipali, il-kejbil USB u l-adapter b'ilma nadif, inklużi żoni li jistgħu ma jkunux vizibbli iżda li minnhom għadda l-halib, biex tneħhi l-fdalijiet tal-halib.

• Il-partijiet kollha, minbarra l-apparat prinċipali, il-kejbil USB u l-adapter jistgħu jiġu sterilizzati sa 10 minuti fi sterilizzatur bil-fwar maħsub għall-ommijiet li jreddgħu u l-prodotti tat-trabi.

• Tpoġġix fil-magna tal-halib tal-platti.

• Tpoġġix f'forn microwave. Issahhanx il-prodott fi fran tradizzjonali, fuq hot plates jew f'jammi miftuħa.

• Evita l-użu ta' materjali li jaqgħu jew li jorbux, peress li dan jista' jagħmel hsara lill-prodott.

• Inaddafx jew thalli l-prodott jiġi f'kuntatt ma' solventi jew kimiċi aggressivi. Dan jista' jagħmel hsara lill-prodott.

• Wara li tnaddaf il-prodott, nixef il-partijiet kollha sewwa u aħžen f'post nadif u niexef mingħajr dawx tal-xemx dirett u l'boġħod minn sorsi ta' sħana.

Nota: Kun żgħir li tnaddaf u iddiżinfetta l-partijiet rilevanti tal-pompa tas-sider. Aħsel idejx sewwa qabel taħdem fuq partijiet nodfa!

Twissija! Oqgħod attent, peress li l-partijiet imnaddfa jistgħu jkunu għadhom sħan. Ilda biss tgħaqqad il-pompa tas-sider meta l-partijiet imnaddfa jkiesħu.

Nota: Huwa normali jekk ikun hemm riha residwa. Naddaf il-prodott skond l-istruzzjonijiet, jista' jgħin effettivament inaqqsaw jew jelimina r-riha.

Meta taħsel u sanitizza (Figura I):

• Qabel l-ewwel użu aħsel u sanitizza: it-tarka tas-sider u l-inserzjoni (I-11; I-12); kit tal-pompa tas-sider (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).

• Qabel u wara kull użu aħsel: it-tarka tas-sider u l-inserzjoni (I-11; I-12); kit tal-pompa tas-sider (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)

• Darba kuljum sanitizza: it-tarka tas-sider u l-inserzjoni (I-11; I-12); kit tal-pompa tas-sider (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).

Nixxef il-partijiet kollha wara l-hasil jew sanitizing. Aħsel idejx u arma l-pompa tas-sider kompluta skont il-figura IV.

OPERAZZJONI TAL-BATTERIJA:

TWISSIJA! Qabel l-ewwel użu, iċċarġja kompletament il-batterija għal saġhtejn mingħajr interruzzjoni! Ladarba l-pompa tintxteġel, l-ikona tal-indikatur tal-batterija fuq il-wiri se turi l-hajja tal-batterija li fadal sakemm tispicċa l-batterija. Meta l-batterija tkun baxxa l-ikona tal-indikatur tal-batterija tibda teptip. Meta l-batterija tkun iċċarġjata kompletament l-indikatur se juri ikona sħiha tal-batterija. Attenzjoni: Il-batterija ma tistax tiġi iċċarġjata fuq 24 siegħa.

Armar tal-pompa (Figura IV):

Importanti:

• Qabel ma tgħaqqad il-pompa, kun żgħir li l-partijiet kollha, minbarra l-apparat prinċipali, il-kejbil USB u l-adapter huma mnaddfa u sterilizzati.

• Iċċekkja l-komponenti tal-kit tal-pompa tas-sider għal xedd jew hsara qabel kull użu. Ildel jekk meħtieġ.

• Dejjem spezzjona l-partijiet kollha qabel l-użu għall-indaċa.

• Biex tiġi evitata hsara lill-pompa tas-sider, il-komponenti kollha għandhom ikunu niexfa kompletament qabel l-użu.

1. Aħsel idejx sewwa bis-sapun u l-ilma qabel ma tmiss il-pompa tas-sider, il-kit tal-pompa tas-sider u s-sider.

2. Installa l-valv u s-sigill fil-qiegħ tal-linker, kun żgur li huma installati bil-mod korrett.
3. Installa d-dijafamma tas-silikonju fil-linker.
4. Poġġi l-linker immuntat fl-apparat prinċipali.
5. Daħħal il-flixkun tal-halib fl-apparat prinċipali.
6. Installa l-iqugh tas-silikonju jew l-inserit tas-silikonju.

Meta tesprimi l-halib:

Jekk it-treddigh imur tajjeb, huwa rakkomandabbli (sakemm ma jkunx avżat mod iehor mill-professionist fil-kura tas-sahha/konsulent tat-treddigh) li tistenna sakemm il-provvista tal-halib u l-iskeđa tat-treddigh tiegħek jigu stabbiliti (normalment mill-inqas gimagħtejn sa 4 gimħat wara t-twelid) qabel tibda tesprimi.

Eċċezzjonijiet:

- Jekk it-treddigh ma jmurx tajjeb immedjatament, li tesprimi regolament tista' tgħin biex tistabilixxi u żżomm il-provvista tal-halib tiegħek.
- Jekk qed tesprimi halib għat-tarbija tiegħek biex tingħata l-isptar.
- Jekk sieder tiegħek ikun ingorjat (bl-uġiħ jew minfuħ), tista' tesprimi ammont żgħir ta' halib qabel jew bejn it-tmiħ biex ittaffi l-uġiħ u biex tgħin lit-tarbija tiegħek taqbad aktar faċilment.
- Jekk għandek il-bzielel fil-grizmejn jew imqassma, tista' tkun tixtieq tesprimi l-halib tiegħek sakemm dawn ikunu fiequ.
- Jekk inti separati mit-tarbija tiegħek u tixtieq tkompli treditra' meta terġa' tingħaqad, għandek tesprimi l-halib tiegħek regolament biex tistimula l-provvista tal-halib tiegħek.

Ikollok bżonn isib l-aħjar hinijiet tal-gurnata biex tesprimi l-halib tiegħek, pereżempju eżatt qabel jew wara l-ewwel għalf tat-tarbija tiegħek filgħodu meta sieder tiegħek ikun mimli, jew wara l-għalf jekk it-tarbija tiegħek ma tbatx iż-żewġ sieder. Jekk irritornajt għax-xogħol, jista' jkollok bżonn tesprimi waqt waqfa.

L-użu ta' pompa tas-sieder jeħtieġ prattika u jista' jiehu diversi tentattivi qabel ma tirnexxi. Fortunatament, il-pompa elettrika tas-sieder KikkaBoo hija faċi biex tingabar u tuża sabieħ dalwaqt tidra tesprimi magħha.

Bl-użu tal-pompa (Figura V):

1. Aħsel idejk sewwa u kun żgur li sieder tiegħek ikun nadif.
2. Żomm it-tarka tas-sieder fuq is-sieder tiegħek b'subgħajk il-kbir u l-indiċi. Appoġġ sieder tiegħek bil-pala ta' idejk. Poġġi l-beżżula tiegħek fiċ-ċentru tat-tarka/insersioni tas-silikon immuntata. Aghfas bil-mod il-pompa fuq is-sieder tiegħek. Kun żgur li l-beżżula tiegħek taqbel sew.
3. Poġġi l-bra tal-infermiera tiegħek fuq il-pompa.
4. Ixgħel il-pompa tas-sieder billi nпесчнй il-buttuna tal-qawwa u aghzel il-mod li ttippreferi.
5. Sib pożizzjoni komda. Kun żgur li ma timented jew timented.

• Il-pompa tas-sieder tibda awtomatikament fil-modalità ta' simulazzjoni. Tista' t'bidel il-livell tal-mod ta' simulazzjoni billi tuża l-buttni "+" u "-". Wara żewġ minuti, awtomatikament se tranzizzjoni għall-mod ta' l-ippompjar. Jekk il-halib tiegħek jibda jroħ qabel żewġ minuti, aghfas il-buttuna tal-bidla tal-mod biex tgħaddi manwalment għall-mod ta' ppompjar.

• Ladarba tkun fil-mod tal-ippompjar, zid il-livell tal-gbid billi tuża l-buttuna "+" sakemm l-ippompjar iħossu kemxejn skomdu (mhux bl-uġiħ), imbagħad jonqos fit billi tuża l-buttuna "-".

Nota: L-istimulazzjoni u l-modalità ta' massaġġ huma ritmi ta' pompa ta' i'rdigh veloci, li għandhom l-għan li jstimulaw il-fluss tal-halib. Il-mod tal-ippompjar huwa ritmu tal-irdigh aktar bil-mod għat-tneħħija tal-halib ġentili u effiċjenti wara li l-halib ikun beda jroħ.

• Meta tieqaf il-fluss tal-halib, tista' taqleb għall-modalità bijonika. Għandu l-għan li jjanqas naqqis iehor billi jgħaqad ritmi ta' ippompjar veloci u bil-mod.

Attenzjoni: Tużax dejjem il-livell massimu ta' kull mod, aghzel biss l-aktar livell komdu għalik. Skont il-kumdità personali tiegħek, tista' tixtieq tuża livell ta' gbid ogħla li jipprovi gbid aktar profund. Tista' dejjem terġa' lura għal livell ta' gbid aktar baxx.

Nota: Tinkwetax jekk il-halib tiegħek ma jroħqx immedjatament. Irlirassa u tkompli ippompja. Il-halib dalwaqt se jroħ, anki jekk ma tużax il-qawwa kollha tal-gbid li tista' toħloq il-pompa. L-ewwel fit drabi meta tuża l-pompa tas-sieder, jista' jkollok bżonn tuża modalità ta' gbid ogħla biex il-halib tiegħek jroħ.

Twissija! Tippompjax għal aktar minn 5 minuti mingħajr interruzzjoni. Jekk għad m'hemmx fluss tal-halib, ipprova esprimi f' iħ iehor tal-gurnata.

• Meta tkun spicċajt tesprimi, itfi l-pompa tas-sieder billi tagħfas il-buttuna tal-qawwa għal 2 sekondi.

Biex tiġbor il-halib wara l-espressioni:

6. Oħroġ il-pompa mill-bra tal-infermiera tiegħek.
7. Aghfas il-buttuna fin-nofs tal-apparat sabieħ tirrilaxxa l-flixkun tal-halib.

8. Ferra l-halib tas-sider fi flixxun tat-tmigh fid-direzzjoni indikata kif muri fil-figura V-8.

• Jekk trid taħzen il-halib tas-sider, ittrasferih bir-reqqa f'kontenitur sanitizzat jew f'borża tal-hażna tal-halib sterilizzata minn qabel. Għall-kundizzjonijiet tal-hażna, jekk jogħġbok irreferi għas-sezzjoni Hażna tal-halib tas-sider.

• Żarma u naddaf il-partijiet l-oħra skont l-istruzzjoni fit-taqsimha Tindif u sanitizzazzjoni.

Hażna tal-halib tas-sider:

Twissija! Dejem fil-frیġ jew fil-frیża l-halib espress immedjatament. Ahżen biss halib frisk. Ahżen biss il-halib tas-sider migbur b'pompa mnaddfa u sanitizzata biex tiżgura l-igiene. Dejem ahżen il-halib tas-sider f'kontenituri sanitizzati jew fliekkien mgħammra b'ċirku bil-kamin sanitizzat u diska tas-sigillari jew f'borż tal-hażna tal-halib sterilizzati minn qabel. MALAX il-kontenituri, il-fliekkien jew il-borż tal-halib kompletament. Halli ftit spażju hekk kif il-volum tal-halib jidjed waqt l-iffrیżar.

• Dejem tikketta b'mod ċar id-data u l-hin tal-espressjoni fuq il-kontenituri, il-fliekkien jew il-borż tal-halib.

• Dejem uża l-ewwel halib tas-sider anzjani.

• Sabieħ iżomm il-kontenut nutritiv tal-halib tas-sider, holl f'kompartiment tal-frیġ jew taht l-ilma tal-vit mingħajr ma tiftah il-kontenitur, il-flixxun jew il-borża. Il-halib maħzun jista' jinħall matul il-lejli f'frیġ, imbagħad imsaħhan gradwalment f'ilma shun jew shun.

• Hawwad il-halib imdewweb biex thallat il-particelli tax-xaham u l-ingredjenti tal-halib li jiffidu. Halib imdewweb jista' jintuża għal 24 siegħa jekk jinħażen fil-frیġ.

• Qatt ma tiffriża mill-gdid halib imdewweb.

• Qatt mgħaqquad halib espress frisk u halib imdewweb.

• Qatt saħhan il-halib billi jagħli jew tuża l-microwave.

• Dejem iċċekkja t-temperatura tal-ikel qabel tmigh.

• Armi kull halib li jkun fadal.

Linji gwida dwar il-hażna tal-halib tas-sider li jkunu ġew espressi friski (għal trabi b'saħħithom)

• Temperatura tal-kamra sa 25°C, sa 4 sigħat.

• Cooler b'pakketti tas-silġ iffrizzati -15°C sa 4°C, sa 24 siegħa.

• Frیġ 4°C, sa 3 ijiem.

• Friżer -18°C sa -20°C, sa 6 xhur.

Linji gwida tal-hażna tal-halib tas-sider imdewweb (għal trabi ta' żmien b'saħħithom)

• Temperatura tal-kamra sa 25°C, sa sagħtejn.

• Cooler b'pakketti tas-silġ iffrizzati -15°C sa 4°C, sa sagħtejn.

• Frیġ 4°C, sa 24 siegħa.

• Il-frیża QATT TIFFRIŻA mill-gdid il-halib tas-sider imdewweb.

Halib tas-sider li jithalla mit-tmigh:

Armi kull halib li jkun fadal.

Treddigh tat-trabi:

• Spezzjona l-beżżula tat-tmigh qabel kull użu u iġbed il-beżżula tat-tmigh fid-direzzjonijiet kollha. Armi mal-ewwel sinjali ta' ħsara jew dgħujfa.

• Qatt tgħaddas il-beżżula f'sustanzi helwin jew medikazzjoni, it-tifel/tifla tiegħek jista' jkollhom tħassir tas-nien.

• M'għandekx microwave. Issaħħanx il-prodott fi fran tradizzjonali jew fuq hot plates jew fjammi miftuħa.

Għas-sigurtà u s-saħħa tat-tifel/tifla tiegħek TWISSIJA!

Irdigh kontinwu u fit-tul ta' fluwidi se jikkawża tħassir tas-nien.

Dejem iċċekkja t-temperatura tal-ikel qabel l-għalf.

Armi mal-ewwel sinjali ta' ħsara jew dgħujfa.

Zomm il-komponenti li ma jintużawx fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Qatt mwahħal ma' ħbula, zigarelli, lazzijiet jew partijiet maħlula tal-hwejjeġ. It-tifel jista' jiġi strangled.

Dejem uża dan il-prodott b'supervizjoni ta' adulti.

Qatt tuża l-bziezel tat-tmigh bħala soother.

It-tħassir tas-nien fi tfal zghar jista' jseħh anke meta jintużaw fluwidi mhux helwin. Dan jista' jseħh jekk it-terbija tithalla tuża l-fliekkun għal perjodi twal matul il-ġurnata u partikolarment matul il-lejli, meta l-fluż tal-bzieġ jtnaqqas jew jekk jintuża bħala soother.

Saru incidenti meta t-trabi thallew waħedhom b'taġmhir tax-xorb minħabba li t-trabiya waqgħet jew jekk il-prodott ikun żarnat.

Issolvi l-problemi:

Problema: Nesperjenza wġiħ meta nuża l-pompa tas-sider.

Soluzzjoni 1: Waħda mir-raġunijiet tista' tkun il-livell ta' vakwu għoli wisq. Forsi m'għandekx bżonn il-qawwa sħiħa tal-vakwu tal-pompa tas-sider. Għall-ewwel uża l-mod ta' stimulazzjoni jew massaġġi. Jekk għadek thoss ugiġh, ieqaf tuża l-pompa tas-sider u kkonsulta lill-konsulent tiegħek dwar it-treddiġh. Jekk il-pompa ma tohroqx faċilment mis-sider, jista' jkun meħtieġ li tkisser il-vakwu billi tpoġġi saba' bejn is-sider u l-ilqugh tas-silikon.

Soluzzjoni 2: Uża xugaman shun biex tapplika kkompressat shun fuq is-sider u aghmel massaġġi b'għest fit' l' isfel għal madwar 5 minuti, imbagħad erġa' pprova l-ippumpjar. Jekk għadek thoss ugiġh, ieqaf tuża l-pompa tas-sider u kkonsulta lill-konsulent tiegħek dwar it-treddiġh.

Problema: Il-pompa tas-sider ma taħdimx.

Soluzzjoni: Jekk jogħġbok, l-ewwel iċċekkja jekk assemblajtx il-pompa tas-sider b'mod korrett. Biex tevita l-interferenza zomm tagħmir elettriku iehor, bħal telefon ċellulari jew laptop, il bogħod mill-pompa tas-sider waqt li tesprimi. Iċċekkja l-batterija u jekk meħtieġ iċċarġjaha.

Problema: Ma nħoss l-ebda għid.

Soluzzjoni: Iċċekkja jekk il-konnessjonijiet kollha tal-pompa tas-sider humiex siguri. Żarma u arma l-pompa (figura III; figura IV). L-immuntar tal-pompa tas-sider tiegħek, kun żgur li l-iċċiet kollha huma nodfa u mhux bil-hsara. Waqt l-ippumpjar, kun żgur li t-tarka tas-sider tkun kompletament issigillata madwar is-sider tiegħek.

Problema: Hemm overflow tal-halib.

Soluzzjoni: Ifi l-pompa tas-sider. Żarma l-pompa tas-sider. Uża drapp niedja (mhux imxarrab) biex timsaħ il-pompa tas-sider. Naddaf komponenti oħra skont is-sezzjoni nadifa u sanitizza. Meta l-komponenti kollha jkunu niexfa, erġa għaqqad (figura IV).

Kundizzjonijiet ta' użu u hażna:

Mudell: Pompa tas-sider li tintlibes Winnie 31304010038

Qawwa tal-ippumpjar: 165-240/mmHg; Qawwa ta' stimulazzjoni: 90-165 / mmHg

Hoss limitat: <50db;

Hin fiss: 30 minuta; Hin ta' użu: 2.5 sigħat;

Batterija tal-litju: 3.7V, 1500mAh Li-ion; Hin tal-iċċarġjar: 3 sigħat;

Protezzjoni kontra xokk elettriku: Klassi II;

Qawwa fi: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Kundizzjonijiet ambjentali għat-thaddim: temperatura 5-40°C, umdità relattiva 10-90%, pressjoni atmosferika 50kPa ~ 106kPa;

Kundizzjonijiet ambjentali għall-hażna: temperatura 5-40°C, umdità relattiva 10-90%, pressjoni atmosferika 50kPa ~ 106kPa;

Input ta' l-adapter: 110-240V 50 ~ 60Hz, output: 5V 1A 3.0W;

Kapaċità 140ml;

Daqs: 10.5x5x12.7cm, piż 234g.

Jikkonforma ma' EN 55014, EN 55032, EN 61000, Direttiva RoHS, Regolament (UE) 2020/1245. Prodott għal Kika Group Ltd. Maġmūl fiċ-Ċina.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAGAŃ PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

PL

CECHY PRODUKTU:

Laktator elektryczny o innowacyjnej konstrukcji do noszenia, bez zewnętrznych przewodów i rurek. Zaprojektowany dla mam w podróży. Jest tak wygodny, że możesz go nosić wewnątrz biustonosza do karmienia. Cichy i lekki. Z dużą ładowną baterią litową 1500 mAh, w pełni naładowana może być używana przez 2 godziny. Zabezpieczenie przed cofaniem się mleka, zapobiegające cofaniu się pokarmu do pompy, zapobiegające zanieczyszczeniu i utrzymujące świeżość mleka. Inteligentny wyswietlacz z funkcją pamięci. Spełnij różne potrzeby dzięki czterem trybom: stymulacji, masażu, pompowania i trybowi bionicznemu z 9-stopniową regulacją siły ssania. Miękkie silikonowe lejki – 18, 20 i 22 mm. Wkładka silikonowa 16mm. Butelka na mleko 140 ml. Wykonane z bezpiecznych materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Przeznaczenie:

Laktator jest przeznaczony do odciągania i pobierania pokarmu z piersi kobiety karmiącej. Warunkiem korzystania z laktatora jest posiadanie drożnych przewodów mlecznych. Wydaje się, że niektóre młode matki mają zatkane przewody mleczne z powodu wrodzonej depresji sutków lub niewystarczającej ilości mleka. Przed użyciem laktatora konieczne jest wykonanie profesjonalnego badania piersi, aby upewnić się, że przewody mleczne nie są zatkane, a laktacja jest dobrze ugruntowana. Laktator NIE jest przeznaczony do wywoływania pierwszej laktacji. Laktator jest przeznaczony dla jednego użytkownika!

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie używaj laktatora, gdy jesteś w ciąży, ponieważ odciąganie pokarmu może spowodować poród.

Nigdy nie używaj laktatora do innych celów niż wymienione w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenia, aby uniknąć zadławienia, uduszenia i obrażeń:

- Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom bawić się urządzeniem, adapterem lub akcesoriami.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie pozostawiaj laktatora bez nadzoru podczas ładowania.
- Trzymaj z dala od dzieci.
- Ten laktator nie jest przeznaczony do użytku przez kobiety o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez kobiety, które nie mają doświadczenia i wiedzy. Takie kobiety mogą używać tego laktatora tylko wtedy, gdy są nadzorowane lub otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące użytkowania produktu od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Ostrzeżenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i oparzeń:

- Przed każdym użyciem sprawdź laktator, w tym adapter, pod kątem uszkodzeń. Nie używaj laktatora, jeśli adapter lub kabel są uszkodzone, jeśli nie działa prawidłowo lub jeśli został upuszczony lub zanurzony w wodzie.
- Używaj tylko określonego napięcia i zalecanego adaptera USB, aby zapobiec przegrzaniu adaptera, uszkodzeniu lub awarii.
- Nie dotykaj adaptera USB i laktatora podczas burzy.
- Nie umieszczaj laktatora/adaptora USB w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub deszczu, w pobliżu grzejników lub innych gorących urządzeń, w miejscach narażonych na bardzo wysokie lub niskie temperatury, wysoką wilgotność lub w miejscach zapyłonych.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów ani nie uszkadzaj kabla lub adaptera. Nie zginaj ani nie ciągnij na siłę kabla USB. Zawsze trzymaj adapter USB podczas odciągania od gniazdka sieciowego. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka elektrycznego. Nie używaj luznego gniazdka.
- Nie dopuszczaj do zamoczenia laktatora/adaptora USB/przewodu/baterii. Nie demontuj ani nie modyfikuj laktatora/adaptora USB/baterii.
- Odłącz adapter USB i przerywaj korzystanie z laktatora, jeśli podczas używania lub przechowywania zauważysz nietypowy zapach, ciepło, odbarwienie, odkształcenie lub cokolwiek innego.

Ostrzeżenia, aby uniknąć zatrucia i zanieczyszczenia oraz zapewnić higienę:

- Ze względów higienicznych laktator jest przeznaczony do wielokrotnego użytku przez jednego użytkownika.
- Przed każdym użyciem wyczyść, opłucz i zdezynfekuj wszystkie części, z wyjątkiem głównego urządzenia, kabla USB i adaptera pompy.
- Przechowuj mleko matki tylko wyczyszczonym i zdezynfekowanym laktatorem.
- Nie używaj laktatora, jeśli silikonowa membrana wygląda na uszkodzoną lub pękniętą.
- Nie używaj antybakteryjnych ani ściernych środków czyszczących do czyszczenia części laktatora.

Ostrzeżenia, aby uniknąć problemów z piersiami i sutkami oraz bólu:

- Przed każdym użyciem sprawdź laktator pod kątem uszkodzeń. Nie używaj laktatora, jeśli nie działa prawidłowo.
- Nie próbuj wyjmować korpusu laktatora z piersi podczas odkurzania. Wyłącz urządzenie i zewrzyj palcem plombę między piersią a lejkiem laktatora. Następnie wyjmij laktator z piersi.

- Nigdy nie używaj laktatora, gdy jesteś śpiący lub senny, aby uniknąć braku uwagi podczas użytkowania.
- Zawsze wyłączaj laktator przed zdjęciem korpusu laktatora z piersi, aby ułomnić podciśnienie.
- Nigdy nie używaj akcesoriów lub części innych producentów lub tych, które nie są wyraźnie zalecane przez producenta. Może to prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia i może mieć wpływ na kompatybilność elektromagnetyczną (EMC). Jeśli używasz takich akcesoriów lub części, Twoja gwarancja traci ważność.
- Nie kontynuuj odciągania pokarmu dłużej niż pięć minut jednorazowo, jeśli nie uda ci się odciągnąć mleka. Spróbuj odciągnąć pokarm o innej porze w ciągu dnia.
- Jeśli proces staje się bardzo niewygodny lub bolesny, przestań używać laktatora i skonsultuj się z doradcą laktacyjnym.
- Jeśli wytwarzany nacisk jest niewygodny lub powoduje ból, wyłącz urządzenie, przełam palcem uszczelkę między piersią a korpusem laktatora i wyjmij laktator z piersi.
- Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych ciał obcych do otworów.

Przeostrożenie, aby zapobiec obrażeniu ciała, uszkodzeniu i wadliwemu działaniu produktu:

- Unikaj kontaktu zasilacza, kabla USB i jednostki głównej z wodą.
- Trzymaj adapter i części silikonowe z dala od nagrzaných powierzchni, aby uniknąć przegrzania i deformacji tych części.
- Nigdy nie wkładaj jednostki głównej ani zasilacza do wody, zmywarki ani środka dezynfekującego. Chociaż laktator jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej, nadal może być podatny na nadmierne emisje i/lub może zakłócać pracę innych urządzeń. Konsekwencją może być wyłączenie laktatora lub przejście w tryb błędu. Aby zapobiec zakłóceniom, podczas odciągania pokarmu trzymaj inne urządzenia elektryczne z dala od laktatora (patrz „Informacje techniczne”).
- Wewnątrz jednostki głównej laktatora nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Brak modyfikacji ww sprzęt jest dozwolony. Jeśli to zrobisz, Twoja gwarancja straci ważność.
- Nie upuszczaj ani nie uderzaj laktatora/prześciówki USB. Nie naciskaj wyświetlacza.
- Jednostka główna, kabel USB i adapter nie wymagają czyszczenia ani sterylizacji, ponieważ nie mają kontaktu z mlekiem matki.
- Nigdy nie używaj alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych do czyszczenia laktatora.
- Nie używaj laktatora w żaden sposób ani do żadnych celów nieopisanych w tej instrukcji. Może to spowodować wypadek lub uszkodzenie laktatora.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA BATERII LITOWO-POLIMEROWYCH:

- TYLKO osoba dorosła może podłączyć adapter!
- Nie zginać, nie wiercić (zwłaszcza metalowymi przedmiotami) ani nie uszkadzać baterii w żaden inny sposób.
- Akumulator należy ładować wyłącznie zasilaczem dostarczonym przez producenta!
- Nie dopuścić do zwarcia!
- Przechowywać produkt w temperaturze pokojowej!
- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!
- Nigdy nie pozostawiaj ładującego się akumulatora bez nadzoru!

Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może wybuchnąć!

UWAGA: Komora baterii znajduje się wewnątrz głównego urządzenia.

WSKAZÓWKA: Naładuj całkowicie akumulator przed użyciem, aby go oszczędzić i przedłużyć jego żywotność.

WAŻNY! W celu wymiany baterii skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem!

OSTROŻNOŚĆ! Po zaprzestaniu używania produktu nie wyrzucaj go razem z normalnymi odpadami domowymi, ale oddaj go do oficjalnego punktu zbiórki odpadów. Odpady powstałe z uszkodzonych urządzeń elektrycznych i wideo, baterii, zasilaczy należy utylizować oddzielnie. Wyrzucanie ich do pojemników na odpady komunalne jest zabronione.



CZĘŚCI (Rysunek 1):

1. Jednostka główna x 1;
2. Silikonowa membrana x 2;
3. Butelka mleka x 1;
4. Klamra regulacji biustonosza x 1;
5. Zawór silikonowy x 2;
6. Uszczelki x 2;
7. Łącznik x 1;
8. Pokrywa butelki z mlekiem x 1;
9. Adapter USB x 1;
10. Kabel ładujący USB x 1;
11. Wkładka silikonowa 16 mm x 1;
12. Silikonowy lejek x 3 (18mm x 1; 20mm x 1; 22mm x 1).

WYŚWIETLACZ (Rysunek 11):

1. Tryb ssania;
2. Tryb stymulacji;
3. Tryb masażu;
4. Poziom ssania;
5. Przycisk regulacji zasilania/trybu;
6. Wskaźnik baterii;
7. Tryb pompowania;
8. Spadek ssania;
9. Tryb bioniczny.

- Przycisk regulacji zasilania/trybu: nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć laktator. Stuknij raz, aby zmienić tryb.
- Kiedy laktator jest włączony, rozpocznie pracę w trybie stymulacji. Po 2 minutach użytkowania automatycznie przejdzie w tryb pompowania.
- Laktator posiada wbudowaną funkcję pamięci. Po włączeniu urządzenie automatycznie wchodzi i przełącza się na tryb pracy i poziom ssania, z którego korzystałeś ostatnio.

- Poziomy ssania: Tryb stymulacji: L1-L9; Tryb masażu: L1-L9; Tryb pompowania: L1-L9; Tryb bioniczny: L1-L9.
- Wskaźnik baterii: pokazuje pozostały procent baterii; proszę ładować, gdy bateria jest słaba.
- Laktator automatycznie przestanie działać po 30 minutach pracy.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Czyszczenie i odkażanie (Rysunek III):

Główne urządzenie, kabel USB i adapter nie wymagają czyszczenia ani odkażania, ponieważ nie mają kontaktu z mlekiem matki. Przed pierwszym użyciem wyczyść i zdezynfekuj wszystkie pozostałe części laktatora.

- Nie podgrzewać ani nie sterylizować w kuchence mikrofalowej.
- Przed i po użyciu należy wyczyścić i zdezynfekować części mające kontakt z mlekiem matki.
- Ostrożność!** Nigdy nie wkładaj głównego urządzenia, kabla USB ani zasilacza do wody, zmywarki do naczyń lub środka dezynfekującego, ponieważ spowoduje to trwałe uszkodzenie tych części.
- Całkowicie zdemonuj laktator, jak pokazano na rysunku III.
- Przed pierwszym użyciem zdezynfekuj we wrzącej wodzie przez 5 minut wszystkie części z wyjątkiem głównego urządzenia, kabla USB i zasilacza. Zapewnia to higienę.
- Zachowaj ostrożność podczas mycia i czyszczenia zaworu. Jeśli pęknie, laktator nie będzie działał prawidłowo.
- Dokładnie wyczyść przed każdym kolejnym użyciem, aby zapewnić higienę.
- Umyj wszystkie części, z wyjątkiem głównego urządzenia, kabla USB i zasilacza ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego detergentu.
- Zawsze dokładnie płucz wszystkie części z wyjątkiem głównego urządzenia, kabla USB i zasilacza po każdym praniu.
- Dokładnie umyj i opłucz czystą wodą wszystkie części oprócz urządzenia głównego, kabla USB i adaptera, w tym miejsca, które mogą nie być widoczne, ale przez które przepłynęło mleko, aby usunąć resztki mleka.
- Wszystkie części oprócz urządzenia głównego, kabla USB i adaptera można sterylizować do 10 minut w sterylizatorze parowym przeznaczonym dla matek karmiących i produktów dla niemowląt.
- Nie wkładać do zmywarki.
- Nie umieszczać w kuchence mikrofalowej. Nie podgrzewać produktu w tradycyjnych piekarnikach, na gorących płytach ani na otwartym ogniu.
- Unikaj używania ostrych lub ściernych materiałów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie czyść ani nie dopuszczaj do kontaktu produktu z rozpuszczalnikami lub agresywnymi chemikaliami. Może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Po wyczyszczeniu produktu należy dokładnie wysuszyć wszystkie części i przechowywać w czystym i suchym miejscu, bez bezpośredniego nasłonecznienia i z dala od źródeł ciepła.

Uwaga: pamiętaj o wyczyszczeniu i zdezynfekowaniu odpowiednich części laktatora. Dokładnie umyj ręce przed przystąpieniem do pracy z czystymi częściami!

Ostrzeżenie! Zachowaj ostrożność, ponieważ wyczyszczone części mogą być jeszcze gorące. Rozpocznij montaż laktatora dopiero wtedy, gdy wyczyszczone części ostygną.

Uwaga: To normalne, że pozostał zapach. Wyczyść produkt zgodnie z instrukcją, może to pomóc skutecznie zmniejszyć lub wyeliminować zapach.

Kiedy myć i dezynfekować (Rysunek I):

- Przed pierwszym użyciem wyprać i zdezynfekować: lejek i wkładkę (I-11; I-12); zestaw do odciągania pokarmu (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).
 - Przed i po każdym użyciu wyprać: lejek i wkładkę (I-11; I-12); zestaw do odciągania pokarmu (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)
 - Raz dziennie dezynfekować: lejek i wkładkę (I-11; I-12); zestaw do odciągania pokarmu (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).
- Osusz wszystkie części po umyciu lub odkażeniu. Umyj ręce i złoż kompletnej laktator zgodnie z rysunkiem IV.

ZASILANIE BATERYJNE:

OSTRZEŻENIE! Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj akumulator przez 2 godziny bez przerwy! Po włączeniu pompy ikona wskaźnika baterii na wyświetlaczu pokaże pozostały czas pracy baterii do wyczerpania baterii. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, ikona wskaźnika baterii zacnie migać. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik wyświetli ikonę pełnego naładowania baterii. Uwaga: Baterii nie można ładować przez 24 godziny.

Montaż pompy (Rysunek IV):

Ważny:

- Przed złożeniem pompy upewnij się, że wszystkie części, z wyjątkiem głównego urządzenia, kabla USB i adaptera, są wyczyszczone i wysterylizowane.
- Przed każdym użyciem sprawdzaj, czy elementy zestawu laktatora nie są zużyte lub uszkodzone. W razie potrzeby wymień.
- Przed użyciem zawsze sprawdzaj czystość wszystkich części.
- Aby zapobiec uszkodzeniu laktatora, wszystkie elementy muszą być całkowicie suche przed użyciem.

1. Przed dotknięciem laktatora, zestawu do odciągania pokarmu i piersi dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.
2. Zainstaluj zawór i uszczelkę w dolnej części łącznika, upewnij się, że są one zainstalowane we właściwy sposób.
3. Zamontować silikonową membranę w łączniku.
4. Umieść zmontowany linker w urządzeniu głównym.
5. Włóż butelkę z mlekiem do głównego urządzenia.
6. Zamontować osłonę silikonową lub wkładkę silikonową.

Kiedy odciągać mleko:

Jeśli karmienie piersią przebiega prawidłowo, zaleca się (o ile pracownik służby zdrowia/doradca laktacyjny nie zaleci inaczej), aby poczekać z rozpoczęciem odciągania pokarmu do czasu ustalenia laktacji i ustalenia harmonogramu karmienia piersią (zwykle co najmniej 2 do 4 tygodni po porodzie).

Wyjątki:

- Jeśli karmienie piersią nie idzie od razu dobrze, regularne odciąganie może pomóc w ustaleniu i utrzymaniu laktacji.
 - Jeśli odciążasz mleko dla dziecka, które ma być podane w szpitalu.
 - Jeśli Twoje piersi są nabrziałe (bolesne lub opuchnięte), możesz odciągnąć niewielką ilość mleka przed lub pomiędzy karmieniami, aby złagodzić ból i ułatwić dziecku przysysanie.
 - Jeśli masz obolałą lub popękane brodawki, możesz chcieć odciągać mleko, dopóki się nie zagoją.
 - Jeśli jesteś oddzielona od dziecka i chcesz nadal karmić piersią po ponownym zjednoczeniu, powinnaś regularnie odciągać pokarm, aby stymulować laktację. Musisz znaleźć optymalne pory dnia na odciąganie pokarmu, na przykład tuż przed lub tuż po pierwszym karmieniu dziecka rano, kiedy Twoje piersi są pełne, lub po karmieniu, jeśli dziecko nie opróżniło obu piersi. Jeśli wróciłaś do pracy, konieczne może być odciąganie pokarmu podczas przerwy.
- Korzystanie z laktatora wymaga praktyki i może wymagać kilku prób, zanim odniesiesz sukces. Na szczęście laktator elektryczny KikkaBoo jest łatwy w montażu i obsłudze, więc szybko przyzwyczaisz się do odciągania pokarmu.

Używanie pompki (Rysunek V):

1. Dokładnie umyj ręce i upewnij się, że Twoje piersi są czyste.
2. Przytrzymaj lejek na piersi kciukiem i palcem wskazującym. Podeprzyj pierś dłonią. Umieść smoczek na środku złożonej silikonowej osłony/wkładki. Delikatnie dociśnij pompkę do piersi. Upewnij się, że brodawka jest dobrze dopasowana.
3. Umieść biustonosz do karmienia nad laktatorem.
4. Włącz laktator, naciskając przycisk zasilania i wybierz preferowany tryb.
5. Znajdź wygodną pozycję. Upewnij się, że nie kładziesz się ani nie opierasz.

- Laktator automatycznie uruchamia się w trybie symulacji. Możesz zmienić poziom trybu stymulacji za pomocą przycisków „+” i „-”. Po dwóch minutach automatycznie przejdzie w tryb pompowania. Jeśli mleko zacznie płynąć przed upływem dwóch minut, naciśnij przycisk zmiany trybu, aby ręcznie przejść do trybu odciągania.
- Gdy jesteś w trybie pompowania, zwiększ poziom ssania za pomocą przycisku „+”, aż odciąganie będzie trochę nieprzyjemne (nie będzie bolesne), a następnie zmniejsz nieznacznie za pomocą przycisku „-”.

Uwaga: tryby stymulacji i masażu to szybkie rytmy ssania pompy, których celem jest stymulacja wypływu mleka. Tryb odciągania to wolniejszy rytm ssania w celu delikatnego i wydajnego usuwania pokarmu po tym, jak mleko zacznie płynąć.

- Gdy przepływ mleka ustanie, możesz przełączyć się na tryb bioniczny. Ma na celu wywołanie kolejnego zaniku poprzez połączenie szybkich i wolnych rytmów pompowania.

Uwaga: Nie zawsze używaj maksymalnego poziomu każdego trybu, po prostu wybierz najwygodniejszy dla siebie poziom. W zależności od własnego komfortu, możesz chcieć użyć wyższego poziomu ssania zapewniającego głębsze ssanie. Zawsze możesz powrócić do niższego poziomu ssania.

Uwaga: Nie martw się, jeśli mleko nie wypływa natychmiast. Zrelaksuj się i kontynuuj pompowanie. Mleko wkrótce wypłynie, nawet jeśli nie wykorzystasz całej mocy ssania, jaką może wytworzyć pompa. Przy pierwszych kilku użyciach laktatora może być konieczne użycie trybu ssania z większą mocą, aby mleko płynęło.

Ostrzeżenie! Nie pompować dłużej niż 5 minut bez przerwy. Jeśli nadal nie ma wypływu mleka, spróbuj odciągać pokarm o innej porze dnia.

- Po zakończeniu odciągania pokarmu wyłącz laktator, naciskając przycisk zasilania na 2 sekundy.

Do odbioru mleka po odciążeniu:

6. Wymyj pompkę z biustonosza do karmienia.
7. Naciśnij przycisk na środku urządzenia, aby uwolnić butelkę z mlekiem.

8. Wlej mleko matki do butelki do karmienia we wskazanym kierunku, jak pokazano na rysunku V-8.

• Jeśli chcesz przechowywać mleko matki, ostrożnie przenieś je do odkażonego pojemnika lub wstępnie wysterylizowanej torebki do przechowywania mleka.

Informacje na temat warunków przechowywania znajdują się w części Przechowywanie mleka matki.

• Zdemontować i wyczyścić pozostałe części zgodnie z instrukcją w rozdziale Czyszczenie i dezynfekcja.

Przechowywanie mleka matki:

Ostrzeżenie! Zawsze natychmiast schładzaj lub zamrażaj odcignięte mleko. Przechowywać tylko świeże mleko. Przechowuj wyłącznie mleko matki, które zostało pobrane za pomocą wysterylizowanej i zdezynfekowanej laktatora, aby zapewnić higienę. Zawsze przechowuj mleko matki w odkażonych pojemnikach lub butelkach wyposażonych w odkażoną zakrętkę i dysk uszczelniający lub we wstępnie wysterylizowanych torebkach do przechowywania mleka. NIE napełniać całkowicie pojemników, butelek ani worków z mlekiem. Zostaw trochę miejsca, ponieważ objętość mleka zwiększa się podczas zamrażania.

• Zawsze wyraźnie oznaczaj datę i godzinę odciągania pokarmu na pojemnikach, butelkach lub torebkach z mlekiem.

• Zawsze najpierw używaj starszego mleka matki.

• Aby zachować wartości odżywcze mleka matki, rozmrażaj je w komorze lodówki lub pod bieżącą wodą bez otwierania pojemnika, butelki lub torebki. Przechowywane mleko można rozmrozić przez noc w lodówce, a następnie stopniowo podgrzewać w cieplejszej lub gorącej wodzie.

• Wstrząśnij rozmrożonym mlekiem, aby wymieszać cząsteczki tłuszczu z pozostałymi składnikami mleka. Rozmrożone mleko nadaje się do spożycia przez 24 godziny, jeśli jest przechowywane w lodówce.

• Nigdy nie zamrażaj ponownie rozmrożonego mleka.

• Nigdy nie łącz świeżo odcigniętego i rozmrożonego mleka.

• Nigdy nie podgrzewaj mleka poprzez gotowanie lub używanie kuchenki mikrofalowej.

• Zawsze sprawdzaj temperaturę jedzenia przed karmieniem.

• Wylej resztki mleka.

Wytyczne dotyczące przechowywania świeżo odcigniętego mleka matki (dla zdrowych noworodków donoszących)

• Temperatura pokojowa do 25°C, do 4 godzin.

• Chłodziarka z wkładami mrożonego lodu -15°C do 4°C, do 24 godzin.

• Lodówka 4°C, do 3 dni.

• Zamrażarka -18°C do -20°C, do 6 miesięcy.

Wytyczne dotyczące przechowywania rozmrożonego mleka matki (dla zdrowych dzieci donoszących)

• Temperatura pokojowa do 25°C, do 2 godzin.

• Chłodziarka z zamrożonymi wkładami lodowymi -15°C do 4°C, do 2 godzin.

• Lodówka 4°C, do 24 godzin.

• Zamrażarka NIGDY NIE ZAMRAŻAJ rozmrożonego mleka matki.

Mleko matki pozostałe po karmieniu:

Wylej resztki mleka.

Karmienie dziecka:

• Przed każdym użyciem sprawdź smoczek do karmienia i pociągnij smoczek we wszystkich kierunkach. Wyrzuc przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub osłabienia.

• Nigdy nie zanurzaj sutka w słodkich substancjach lub lekach, Twoje dziecko może mieć próchnicę.

• Nie używaj mikrofal. Nie podgrzewać produktu w tradycyjnych piekarnikach ani na gorących płytach lub otwartym ogniu.

Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego dziecka OSTRZEŻENIE!

Ciągłe i długotrwałe ssanie płynów spowoduje próchnicę zębów.

Zawsze sprawdzaj temperaturę jedzenia przed karmieniem.

Wyrzuc przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub osłabienia.

Nie używane elementy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nigdy nie przycepiaj do sznurków, wstążek, sznurowadeł ani luźnych części odzieży. Dziecko można udusić.

Zawsze używaj tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej.

Nigdy nie używaj smoczka do karmienia jako smoczka.

Próchnica zębów u małych dzieci może wystąpić nawet przy stosowaniu niesłodzonych płynów. Może się to zdarzyć, jeśli dziecko może używać butelki przez długi czas w ciągu dnia, a zwłaszcza w nocy, kiedy wydzielanie śliny jest zmniejszone lub jeśli butelka jest używana jako smoczek.

Zdarzały się wypadki, gdy dzieci zostały pozostawione same ze sprzętem do picia z powodu upadku dziecka lub rozłożenia produktu.

Rozwiązywanie problemów:

Problem: Podczas korzystania z laktatora odczuwam ból.

Rozwiązanie 1: Jedną z przyczyn może być zbyt wysoki poziom podciśnienia. Być może nie potrzebujesz pełnej mocy próżniowej laktatora. Najpierw użyj trybu stymulacji lub masażu. Jeśli nadal odczuwasz ból, przestań używać laktatora i skonsultuj się z doradcą laktacyjnym. Jeśli laktator nie odsuwa się łatwo od piersi, może być konieczne przerwanie podciśnienia poprzez umieszczenie palca między piersią a silikonową osłoną.

Rozwiązanie 2: Ciepłym ręcznikiem nałóż ciepły kompres na pierś i masuj przez około 5 minut, a następnie spróbuj ponownie odciągnąć. Jeśli nadal odczuwasz ból, przestań używać laktatora i skonsultuj się z doradcą laktacyjnym.

Problem: Laktator nie działa.

Rozwiązanie: Najpierw sprawdź, czy prawidłowo zmontowałeś laktator. Aby zapobiec zakłóceniom, podczas odciągania pokarmu trzymaj inne urządzenia elektryczne, takie jak telefon komórkowy lub laptop, z dala od laktatora. Sprawdź akumulator i w razie potrzeby naładuj go.

Problem: Nie czuję ssania.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy wszystkie połączenia laktatora są bezpieczne. Zdemontować i zmontować pompę (rysunek III; rysunek IV). Montując laktator, upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i nieuszkodzone. Podczas odciągania upewnij się, że lejek jest całkowicie szczelny wokół piersi.

Problem: Mleko się przelewa.

Rozwiązanie: Wyłącz laktator. Zdemontować laktator. Do wycierania laktatora używaj wilgotnej (nie mokrej) szmatki. Wyczyść inne elementy zgodnie z rozdziałem dotyczącym czyszczenia i dezynfekcji. Gdy wszystkie elementy są suche, złoż je ponownie (rysunek IV).

Warunki stosowania i przechowywania:

Model: Poręczny laktator Winnie 31304010038

Moc pompowania: 165-240/mmHg; Moc stymulacji: 90-165/mmHg

Hałas ograniczony: <50db;

Ustalony czas: 30 minut; Czas użytkowania: 2,5 godziny;

Bateria litowa: litowo-jonowa 3,7 V, 1500 mAh; Czas ładowania: 3 godziny;

Ochrona przed porażeniem elektrycznym: klasa II;

Zasilanie: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Warunki środowiskowe pracy: temperatura 5-40°C, wilgotność względna 10-90%, ciśnienie atmosferyczne 50kPa~106kPa;

Warunki środowiskowe przechowywania: temperatura 5-40°C, wilgotność względna 10-90%, ciśnienie atmosferyczne 50kPa~106kPa;

Wejście adaptera: 110-240V 50~60Hz, wyjście: 5V 1A 3.0W;

Pojemność 140ml;

Rozmiar: 10,5x5x12,7cm, waga 234g.

EN 55014, EN 55032, EN 61000, dyrektywa RoHS, rozporządzenie (UE) 2020/1245.

ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ ОВО УПУТСТВО ПРЕ УПОТРЕБЕ И САЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋУ РЕФЕРЕНЦУ.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА:

Електрична пумпа за мајчино млеко иновативног дизајна, без спољних каблова и цеви. Дизајниран за маме у покрету. Тих, лаган и веома практичан. Дизајниран за стављање у грудњак за дојење. Са великом Ли-јонском батеријом од 1500 мАх, потпуно напуњена може да се користи 2 сата. Има заштиту од повратног тока која спречава да мајчино млеко цури у пумпу и контаминира је. Паметан екран који има меморијску функцију. Пумпа има четири режима: стимулација, масаж, дренажа, дренажа са неравномерним пумпањем са 9 нивоа рада. **Сет** укључује мекане силиконске левке - 18, 20 и 22 мм и један силиконски наставка 16 мм. Боца за млеко 140мл. Сви материјали који се користе у пумпи су безбедни и квалитетни за храну.

ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ:

Сврха:

Пумпа за дојке је дизајнирана да исцеди и скупи мајчино млеко из дојке мајке која доји. Предуслов за коришћење пумпе за дојке је да имате незачепљене млечне канале. Код неких новочепљених мајки, млечни канали могу бити блокирани због урођених изокрених брадавица или недовољног мајчиног млека. Пре употребе пумпе за дојке, неопходно је да ваше дојке прегледа специјалиста како би се уверио да ваши млечни канали нису зачепљени и да је лактација добро успостављена. Пумпа за дојке НИЈЕ намењена да изазове прву лактацију. Пумпа за дојке је дизајнирана за једног корисника!

ПАЖЊА! Никада не користите пумпу за груди док сте трудни, јер пумпање може изазвати порођај. Никада немојте користити пумпу за дојке у друге сврхе осим оних наведених у овом приручнику.

Упорорења за избегавање гушења, дављења и повреда:

- Не дозволите деци или кућним љубимцима да се играју са пумпом, адаптером и прибором за пумпу.
- Децу треба надzirати како би се осигурало да се не играју са пумпом.
- Не остављајте пумпу за дојке без надзора док је укључена током пуњења.
- Држати ван дохвата деце.
- Ова пумпа за груди није намењена особама са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима или недостатком искуства и знања. Такве особе смеју да користе ову пумпу само ако су биле под надзором или су добиле одговарајућа упутства у вези са употребом производа од особе одговорне за њихову безбедност.

Упорорења да бисте избегли струјни удар и опекотине:

- Пре сваке употребе проверите пумпу за груди, укључујући адаптер, да ли има знакова оштећења. Немојте користити пумпу за груди ако су адаптер или кабл оштећени, ако не раде исправно, или ако су испуштени или потопљени у воду.
- Користите само препоручени USB адаптер и наведени напон да бисте спречили прегревање, оштећење или незгоде адаптера. Не додирујте адаптер и пумпу током грмљавине.
- Не постављајте пумпу/адаптер на директну сунчеву светлост или кишу, близу грејача или других врућих уређаја, на места изложена екстремно високом или ниским температурама, високој влажности или прашина.
- Немојте стављати тешке предмете на пумпу и не оштетити кабл или адаптер. Немојте снажно истезати или увртати кабл. Увек држите адаптер када га искључите. Уверите се да је адаптер чврсто прикључен у утичницу. Не користите утикач који је лабав.
- Не дозволите да се пумпа/адаптер покраси. Немојте растављати или модификовати пумпу/адаптер. Не бацајте батерију у ватру и не излажите је топлоти.
- Одмах искључите адаптер и престаните да користите пумпу ако приметите неприродан мирис, загревање, промену боје, деформацију или било шта необично током коришћења или складиштења пумпе.

Упорорења за избегавање тровања и инфекције и за одржавање хигијене:

- Из хигијенских разлога, пумпа за груди је намењена само за поновну употребу од стране једног корисника.
- Пре сваке употребе, очистите, исперите и дезинфикујте све делове осим уређаја, USB адаптера и кабла пумпе.
- Чувајте само мајчино млеко које је исцеђено очишћеном и дезинфикованом пумпом.
- Немојте користити пумпу за груди ако се чини да је силиконска мембрана оштећена или неисправна.
- Не чистите делове пумпе антибактеријским или абразивним средствима за чишћење.

Мере предострожности за избегавање проблема и болова у вези са грудима и брадавицама:

- Пре сваке употребе проверите да ли пумпа за груди има знакова оштећења. Немојте користити пумпу за груди ако не ради исправно.
- Не покушавајте да уклоните тело пумпе док је усивачем причвршћено за дојку. Искључите јединицу и раскните вакуумску везу тако што ћете ставити прст

између дојке и левка за пумпу. Затим уклоните пумпицу из дојке.

- Никада не користите пумпу за груди када сте поспани или поспани да бисте избегли непажњу током употребе.
- Увек искључите пумпу за дојке пре него што скинете тело пумпе са дојке да бисте ослободили вакуум.
- Никада не користите додатке или делове других произвођача или оне које произвођач није изричито препоручио. Ово може узроковати квар уређаја и утицати на електромагнетну компатибилност (ЕМЦ). Коришћење додатне опреме или делова поништава вашу гаранцију.
- Немојте пумпати дуже од пет минута без престанка ако нисте у могућности да исцедите мајчино млеко. Покушајте у друго доба дана.
- Ако процес постане веома непријатан или болан, престаните да користите пумпу и консултујте свог консултанта за лактацију.
- Ако вам стварање изазива непријатност или бол, искључите јединицу, разбијте вакуум, разбијте вакуум тако што ћете ставити прст између дојке и левка за пумпу и извадити пумпу из дојке.
- Никада немојте испуштати или убацивати стране предмете у отворе.

УПОЗОРЕЊА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ЛИЧНИХ ПОВРЕДА, ОШТЕЋЕЊА ПРОИЗВОДА И КВАРА:

- Не дозволите да адаптер, кабл и јединица дођу у контакт са водом.
- Држите адаптер и силиконске делове даље од врућих површина да бисте избегли прегревање и деформацију ових делова.
- Никада не стављајте уређај или адаптер у воду, у машину за прање судова или у средство за дезинфекцију. Иако је пумпа за груди усклађена са важећим директивама за електромагнетну компатибилност, ипак може бити осетљива на јаче емисије и/или изазвати сметње у раду друге опреме. Ово може проузроковати да се пумпа за груди искључи или пређе у режим грешке. Да бисте спречили међусобне сметње, држите другу електричну опрему подаље од пумпе за груди током мјењања (погледајте Техничке информације).
- У јединици нема делова које корисник може сервисирати. Није дозвољена модификација опреме. То ће поништити вашу гаранцију.
- Немојте испуштати или ударати пумпу/USB адаптер. Немојте снажно притиснути екран.
- Уређај, USB кабл и адаптер не захтевају чишћење и стерилизацију, јер не долазе у контакт са мајчиним млеком.
- Никада не користите алкохол или друге органске раствараче за чишћење пумпе за дојке.
- Немојте користити пумпу за дојке ни на који начин или у било коју сврху која није описана у овом приручнику. Ово може изазвати незгоде или оштетити пумпу за груди.

УПОЗОРЕЊА ЗА РАД СА ЛИТЈУМ-ПОЛИМЕР БАТЕРИЈАМА:

- Обавезно прикључење адаптера САМО од стране одрасле особе! Не дозволите да се батерија савија, буши (посебно металним предметима) или на други начин оштети.
- Батерију пуните само адаптером који је обезбедио произвођач! Не правите кратак спој!
- Чувати на собној температури! Не излагати директној сунчевој светлости!
- Никада не остављајте напуњену батерију без надзора!
- Батерија може експлодирати ако се с њом неправилно редује!

НАПОМЕНА: Батерија се налази унутар главне јединице.

САВЕТ: У потпуности напуните батерију пре употребе да бисте је сачували и продужили њен период коришћења.

ВАЖНО! За замену батерије обратите се продавцу или овлашћеном сервису!

ПАЖЊА! Када престанете да користите производ, немојте га одлагати са уобичајеним кућним отпадом, већ га однесите на званично место за прикупљање отпада где се може рециклирати. Отпад који настаје од оштећених електронских и видео уређаја, батерија, адаптера мора се скупљати одвојено. Није дозвољено одлагање у контејнере за мешани кућни отпад! Баците их само на за то предвиђена места.



ДЕЛОВИ (Слика I):

1. Главна јединица x 1;
2. Силиконска дијафрагма x 2;
3. Флаша за млеко x 1;
4. Копча за подешавање грудњака x 1;
5. Силиконски вентил x 2;
6. Заптивке к 2;
7. Линкер x 1;
8. Поклопац за флашу за млеко x 1;
9. USB адаптер x 1;
10. USB кабл за пуњење x 1;
11. Силиконски наставка 16мм x 1;
12. Силиконски левак к 3 (18 мм x 1; 20 мм x 1; 22 мм x 1).

ДИСПЛЕЈ (Слика II):

1. Повећајте усисавање;
2. Режим стимулације;
3. Режим масаже;
4. Ниво усисавања;
5. Дугме за прекидач за напајање/режим;
6. Индикатор батерије;
7. Режим одвода;
8. Смањење усисавања;
9. исцедити уз неравномерно пумпање.

- Дугме за прекидач за напајање/режим: притисните 2 секунде да бисте укључили или искључили пумпу за дојке. Додирните једном да промените режим.

- Када се пумпа за дојке укључи, она ће се покренути у режим стимулације. Након 2 минута употребе, аутоматски ће се пребацити у режим прањења.
- Пумпа за груди има уграђену меморијску функцију. Када је укључен, требало би да аутоматски почне да ради са последњим коришћеним подешавањима из претходне сесије.
- Нивои усисавања: Режим стимулације L1-L9; Режим масаже: L1-L9; Режим стискања: L1-L9; Режим одвода са неуједначеним пумпањем: L1-L9.
- Индикатор батерије: показује преостали проценат батерије, напуните када је батерија празна.
- Пумпа ће се аутоматски искључити након 30 минута употребе.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ:

Чишћење и дезинфекција (слика III):

Главна јединица, УСБ кабл и адаптер не захтевају чишћење и дезинфекцију јер не долазе у контакт са мајчиним млеком. Пре прве употребе, очистите и дезинфикујте све остале делове пумпе за дојке.

- Немојте загревати или стерилисати у микроталасној пећници.
 - Очистите ове делове након сваке следеће употребе и дезинфикујте их пре сваке следеће употребе.
- Опез:** Никада не стављајте главну јединицу, USB кабл или адаптер у воду, у машину за прање судова или у средство за дезинфекцију, јер ћете их тако неповратно оштетити.
- Раставите пумпу за млеко као што је приказано на слици III.
 - Пре прве употребе, дезинфикујте све делове осим главне јединице, USB кабла и адаптера у кључалој води 5 минута. Ово обезбеђује хигијену.
 - Будите пажљиви када уклањате и чистите поклопац. Ако се поквари, пумпа за груди неће радити исправно.
 - Да бисте очистили силиконски вентил, нежно га протрљајте између прстију у топлој води са мало течном детерџентом. Не стављајте предмете у поклопац јер га то може оштетити.
 - Током дезинфекције кључалом водом, не дозволити да делови додирују зидове посуде. Ово може довести до неповољиве деформације или оштећења производа за које Киккабоо није одговоран.
 - Темељно очистите пре сваке следеће употребе да бисте обезбедили хигијену.
 - Очистите све делове, осим главне јединице, USB кабла и адаптера, топлим водом и благим детерџентом. Увек темељно исперите све делове, осим главне јединице, USB кабла и адаптера, након сваког прања.
 - Темељно оперите и исперите све делове, осим главне јединице, USB кабла и адаптера, чистом водом, укључујући места која можда нису видљива, али где је храна прошла, да бисте уклонили остатке хране.
 - Сви делови осим главне јединице, USB кабла и адаптера могу се стерилисати за 10 минута у парном стерилизатору дизајнираном за производе за дојиље и бебе.
 - Не стављајте у машину за прање судова.
 - Немојте пећи у микроталасној пећници. Не загревајте производ у традиционалним пећницама, ринглама или отвореном пламену.
 - Избегавајте употребу оштрих или абразивних материјала јер могу оштетити производ.
 - Немојте чистити нити дозволити да производ дође у контакт са растварачима или агресивним хемикалијама. Ово може оштетити производ.
 - Након чишћења производа, добро осушите све делове и чувајте их на чистом и сувом месту даље од директне сунчеве светлости и извора топлоте.
- Напомена: Обавезно очистите и дезинфикујте релевантне делове пумпе за дојке. Пре руковања очишћеним деловима добро оперите руке!
- Пажња! Будите опрезни јер очишћени делови могу и даље бити врући. Почните да састављате пумпу за млеко тек када се очишћени делови охладе.
- Напомена: Нормално је да имате преостали мирис. Очистите производ према упутствима и то ће вам помоћи да ефикасно смањите или елиминисате мирис.

Када очистити и стерилисати (слика I):

- Пре прве употребе оперите и стерилишите: силиконске левке и наставка (I-11; I-12); делови I-2; I-3; I-5; I-7; I-8.
 - Пре и после сваке употребе операти: силиконске левке и наставка (I-11; I-12); делови I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8.
 - Стерилизовати једном дневно: силиконски левак и наставка (I-11; I-12); делови I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8.
- Осушите све делове након прања или дезинфекције. Оперите руке и саставите целу пумпу за дојке као што је приказано на слици IV.

РАД БАТЕРИЈЕ:

ПАЖЊА! Пре прве употребе, потпуно пуните батерију 2 сата без прекида! Када се пумпа укључи, икона индикатора батерије на екрану ће показати преостали век батерије док се батерија не испразни. Када је батерија празна, икона индикатора батерије ће почети да трепери. Када је батерија потпуно напуњена, индикатор ће показати икону пуне батерије. **Пажња: Батерија се не може пунити дуже од 24 сата.**

Састављање пумпе (слика IV):

Важно:

- Пре састављања пумпе, проверите да ли су сви делови осим главне јединице, УСБ кабла и адаптера очишћени и стерилисани.
- Проверите да ли су компоненте пумпе за дојке истрошене или оштећене пре сваке употребе. Замените ако је потребно.
- Пре употребе увек проверите чистоћу свих делова.
- Да бисте спречили оштећење пумпе за дојке, све компоненте морају бити потпуно суве пре употребе.
- 1. Добро оперите руке сапуном и водом пре него што додирнете пумпу за груди, делове пумпе и груди.
- 2. Поставите силиконски поклопац и заптивку на дно спојнице, пазећи да су правилно постављени.
- 3. Инсталирајте силиконску мембрану у повезивач.
- 4. Уметните склопљени линкер у главну јединицу.
- 5. Инсталирајте флашу за млеко у главну јединицу.
- 6. Инсталирајте силиконски левак или силиконски наставак.

Када исцедити мајчино млеко:

Ако вам добро иде са дојењем, препоручује се (осим ако вам здравствени радник/саветник за дојење није препоручио другачије) да сачекате док се не успостави распоред испуштања млека и дојења (обично 2 до 4 недеље након порођаја) пре него што почнете да правите сок.

Изузеци:

- Ако у почетку имате проблема са дојењем, редовно испумпавање може помоћи у изградњи и одржавању залиха млека.
 - Ако циједите мајчино млеко за своју бебу да бисте је нахранили у болници.
 - Ако су ваше груди набреле (болне или натечене), можете исцедити малу количину мајчиног млека пре или између храњења да бисте ублажили бол и помогли беби да лакше закува.
 - Ако су вам брадавице болне или напукле, можда бисте радије изливале мајчино млеко док не зарасту.
 - Ако је ваша беба привремено одвојена од вас и желите да наставите са дојењем када се врати са вама, препоручљиво је да редовно издојите мајчино млеко како бисте стимулисали производњу млека.
- Морате да пронађете најбоље доба дана за исцеђивање мајчиног млека, на пример непосредно пре или после првог дојења ујутру када су ваше дојке пуне, или после дојења у случају да беба није узела све из обе дојке. Ако сте се вратили на посао, можда ћете морати да пумпате током пауза. Коришћење пумпе за груди захтева вежбу и може бити потребно неколико покушаја да се савлада. На срећу, КиккаБоо пумпа за груди се лако склапа и користи, тако да ћете се ускоро навикнути на њу.

Коришћење пумпе (слика V):

1. Добро оперите руке и уверите се да су вам груди чисте.
2. Палцем и кажипрстом поставите силиконски левак преко дојке, подупирући дојку дланом. Поставите брадавицу у центар силиконског левка/наставка. Нежно притисните пумпу на дојку да бисте створили херметички заптивач. Уверите се да вам брадавица правилно стоји.
3. Ставите грудњак за дојење преко пумпе.
4. Укључите пумпу за дојке притиском на дугме за напајање и одабиром жељеног режима.
5. Пронађите удобан положај. Немојте лежати или се наслањати.

• Пумпа ће аутоматски покренути режим стимулације. Можете променити снагу усисавања помоћу дугмади „+“ и „-“. Након два минута рада, пумпа ће се аутоматски пребацити у режим пражњења. Ако ваше млеко почне да тече пре ова два минута, притисните дугме за промену режима да бисте ручно прешли на експресни режим.

• Када сте у режиму стискања, повећајте снагу усисавања помоћу дугмета „+“ док не осетите благу неагадност (не бол), а затим лагано смањите помоћу дугмета „-“.

Напомена: Режији симулације и масаже укључују брзи ритам усисавања за стимулацију протока млека. Режим истицања укључује спорији ритам усисавања за потпуно исцеђивање мајчиног млека.

• Када престане проток мајчиног млека, можете да пређете на режим испумпавања са неуједначеним пумпањем, који има за циљ да изазове нову лактацију комбинавањем брзих и спорих ритмова испумпавања.

Пања: Немојте увек користити максимални ниво сваког режима, изаберите најудобнији ниво за вас. У зависности од ваше личне удобности, можда ћете желети да користите виши ниво окретања. Увек се можете вратити на нижи ниво усисавања.

Напомена: Не брините ако вам мајчино млеко не потече одмах. Опустите се и наставите да пумпате. Мајчино млеко ће ускоро тећи, чак и ако не искористите сав усис који пумпа може да створи. Првих неколико пута када користите пумпу за груди, можда ћете морати да користите јаче подешавање усисавања да би мајчино млеко могло да тече.

Пажња! Немојте пумпати дуже од 5 минута без престанка ако мајчино млеко не излази. Покушајте да пумпате у друго доба дана.

• Када завршите са млијеђењем, искључите пумпу за груди притиском на дугме за напајање на 2 секунде.

Да сакупите мајчино млеко након цијеђења:

6. Уклоните пумпицу из грудњака за дојење.

7. Притисните дугме на средини уређаја да отпустите флашу за млеко.

8. Сипајте мајчино млеко у флашицу за храњење у правцу приказаном на слици V-8.

• Ако желите да чувате мајчино млеко, пажљиво га пребаците у дезинфиковану посуду или претходно стерилисану врећу за складиштење мајчиног млека. За услове складиштења погледајте одељак Чување мајчиног млека.

• Раставите и очистите остале делове према упутствима у одељку за чишћење и дезинфекцију.

Чување мајчиног млека:

Пажња! Увек одмах охладите или замрзните изцеђено мајчино млеко. Чувајте само свеже цеђено мајчино млеко. Чувајте само мајчино млеко које је исцеђено очишћеном и дезинфикованом пумпом да бисте обезбедили хигијену. Увек чувајте мајчино млеко у стерилизованим посудама или бочицама опремљеним стерилизованим прстеном за завртање и заптивним диском, или у претходно стерилизованим кесама за складиштење мајчиног млека. НЕМОЈТЕ до краја пунити контејнере, флаше или кесе мајчиним млеком. Оставите мало простора јер се мајчино млеко шири током замрзавања.

• Увек јасно означите датум и време цијеђења на посудама, флашицама или кесама за мајчино млеко.

• Увек прво користите старије мајчино млеко.

• Да бисте сачували нутритивне квалитете мајчиног млека, одмрзните га у фрижидеру или под текућом водом из чесме без отварања посуде, флаше или коверте. Замрзнуто мајчино млеко се може одмрзнути преко ноћи у фрижидеру, а затим постепено загрејати у топлој или врућој води.

• Добро протресите одмрзнуто мајчино млеко да се поједине честице у њему измешају. Одмрзнуто мајчино млеко може се користити 24 сата ако се чува у фрижидеру.

• Никада немојте поново замрзавати одмрзнуто мајчино млеко.

• Никада не мешајте свеже цеђено мајчино млеко са претходно одмрзнутим млеком.

• Никада не загревајте мајчино млеко у микроталасној пећници и никада га не прокувајте.

• Увек проверавајте температуру хране пре јела.

• Баците мајчино млеко које је остало од храњења бебе.

Смерице за чување свеже изцеђеног мајчиног млека (за здраве доношене бебе):

• На собној температури до 25°C, до 4 сата.

• Приликом хлађења замрзнутим ледом од -15°C до 4°C, до 24 сата.

• У фрижидеру на 4°C, до 3 дана.

• У замрзивачу -18°C до -20°C, до 6 месеци.

Смерице за чување одмрзнутог мајчиног млека (за здраву доношену бебу):

• На собној температури до 25°C, до 2 сата.

• Приликом хлађења замрзнутим облозима леда -15°C до 4°C, до 2 сата.

• У фрижидеру на 4°C, до 24 сата.

• НИКАДА не замрзавајте једном одмрзнуто мајчино млеко у замрзивачу.

Мајчино млеко преостало од храњења:

Одбаците преостало мајчино млеко.

Храњење бебе:

• Пре сваке употребе проверите сису за храњење и повуците је у свим правцима. Одбаците на први знак оштећења или квара.

• Никада не урањајте дуду у слатке течности или левове, ваше дете може да добије каријес.

• Не стављајте у микроталасну пећницу. Не загревајте производ из конвенционалним пећницама, грејним плочама или отвореном пламену.

За безбедност и здравље Вашег детета ОПРЕЗ!

Непрекидно и продужено усисавање течности доводи до пропадања зуба.

Увек проверите температуру хране пре јела.

Одбаците на први знак оштећења или квара.

Компоненте које се не користе држите ван домаћаја деце.

Никада не причвршћивати на ужад, траке, пертле или лабаве делове одеће. Дете се може угушити.

Увек користите овај производ под надзором одрасле особе.

Никада не користите брадавице за храњење као дуду.

Мала деца могу добити каријес чак и када се користе незаслађене течности. Ово се може десити ако се беби дозволи да користи флашицу током дужег периода током дана, а посебно ноћу када је проток пљувачке смањен или се користи као дуда.

Несреће су се десиле када су бебе остављене саме са уређајем за пиће због пада бебе или ако је производ растављен.

Решавање проблема:

Проблем: осећам бол када користим пумпу за груди.

Решење 1: Један од разлога може бити превисок ниво усисавања. Не треба вам пуна снага вакуума коју производи пумпа. У почетку користите режим стимулације или масаже. Ако и даље осећате бол, престаните да користите пумпу за груди и консултујте свог консултанта за лактацију. Ако се пумпа не скида лако са дојке, можете прекинути вакуумску везу тако што ћете ставити прст између дојке и силиконског левка.

Решење 2: Топлом крпом нанесите топли облог на доју и масирајте у правцу основе дојке према брадавици 5 минута. Поновите покушај пражења поново. Ако и даље осећате бол, престаните да користите пумпу за груди и консултујте свог консултанта за лактацију.

Проблем: Пумпа за груди не ради.

Решење: Прво проверите да ли сте правилно саставили пумпу за дојке. Да бисте спречили међусобне сметње, држите другу електричну опрему, попут мобилног телефона или лаптопа, подаље од пумпе за груди док се стиснете. Проверите батерију, по потреби је напуните.

Проблем: Не осећам усисавање.

Решење: Проверите да ли сте правилно саставили пумпу за дојке. Раставите и поново саставите пумпу (Слика ИИИ; Слика ИВ). САСТАВЉАЊЕ ВАШЕ ПУМПЕ:

Уверите се да су сви делови чисти и нешоћени. Док пумпате, уверите се да силиконски левак потпуно стане око ваше дојке како би се створио вакуум.

Проблем: Постоји цурење мајчиног млека.

Решење: Искључите пумпу за дојке. Раставите пумпу за мајчино млеко (слика ИИИ). Користите влажну (не мокру) крпу да обришете пумпу за дојке. Очистите остале компоненте у складу са одељком Чишћење и дезинфекција. Када се све компоненте осуше, поново саставите (слика ИВ).

Услови употребе и складиштења:

Држите пумпу за груди даље од директне сунчеве светлости јер продужено излагање може изазвати промену боје. Чувајте пумпу за дојке и њену додатну опрему на безбедном, чистом и сувом месту ван директне сунчеве светлости и даље од извора топлоте. Ако је јединица чувана у топлом или хладном окружењу, ставите је у окружење за коришћење и оставите да достигне температуру у условима употребе (10°C - 30°C) пре употребе.

Спецификације:

Модел: Винни пумпа за груди 31304010038

Снага пумпања: 165-240/mmHg; Снага стимулације: 90-165/mmHg

Ниво буке: <50dB;

Фиксно време: 30 минута; Радно време 2,5 шоље;

Литијумска батерија: 3.7V, 1500mA; Време пуњења 3 сата;

Заштита од струјног удара: Класа I;

Напајање: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Услови радног окружења: температура 5-40°C, релативна влажност 10-90%, атмосферски притисак 50kPa-106kPa;

Услови складиштења околине: температура 5-40°C, релативна влажност 10-90%, атмосферски притисак 50kPa-106kPa;

Мрежни напон за адаптер: улаз: 110-240V 50-60Hz, излаз: 5V 1A 3.0V;

Капацитет: 140ml;

Величина: 10,5x5x12,7 cm, тежина 234g.

У складу са EN 55014, EN 55032, EN 61000, RoHS директива, Уредба (ЕУ) 2020/1245. Произведено за Кика Гроуп Лтд. Произведено у Кини.

ПРОЧИТАЈТЕ ГО ОВА УПАТСТВО ВНИМАТЕЛНО ПРЕД КОРИСТЕЊЕТО И ЗАЧУВАЈТЕ ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦИЈА.

МК

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ:

Електрична пумпа за мајчино млеко со иновативен дизајн, без надворешни кабли и цевки. Дизајниран за мајки во движење. Тивко, лесен и многу практичен. Дизајниран да се става во градник за доене. Со голема Li-ion батерија од 1500 mAh, целосно наполнета може да се користи 2 часа. Има заштита од повратен проток што го спречува мајчиното млеко да истече во пумпата и да го контаминира. Паметен дисплеј кој има функција за меморија. Пумпата има четири режими: Стимулација, Масажа, Одводнување, Одводнување со нерамномерно пумпање со 9 нивоа на работа. Комплетот вклучува меки силиконски инки - 18, 20 и 22 mm и еден силиконски додаток 16 mm. Шише со млеко 140 ml. Сите материјали што се користат во пумпата се безбедни и квалитетни за храна.

БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ:

Цел:

Пумпата за гради е дизајнирана да го изразува и собира мајчиното млеко од градите на доичката мајка. Предуслов за користење на пумпата за гради е да имате незатнати млечни канали. Кај некои новопочети мајки, млечните канали може да бидат блокирани поради вродени превртени брадавици или недоволно мајчино млеко. Пред да користите пумпа за гради, неопходно е вашите гради да ги прегледа специјалист за да се осигура дека вашите млечни канали не се блокирани и дека лактацијата е добро воспоставена. Пумпата за гради НЕ е наменета да ја поттикне првата лактација. Пумпата за гради е наменета за еден корисник!
ВНИМАНИЕ! Никогаш не користете ја пумпата за гради додека сте бремени, бидејќи пумпањето може да предизвика породување. Никогаш не користете ја пумпата за гради за други цели освен оние наведени во ова упатство.

Предупредувања за избегнување гушење, гушење и повреди:

- Не дозволувајте деца или домашни миленици да си играат со пумпата, адаптерот и додатоките на пумпата.
- Децата треба да се надгледуваат за да се осигура дека не си играат со пумпата.
- Не оставајте ја пумпата за гради без надзор додека е приклучена за време на полнењето.
- Да се чува подалеку од деца.
- Оваа пумпа за гради не е наменета за употреба од лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење. Таквите лица можат да ја користат оваа пумпа за гради само ако биле под надзор или добиле соодветни упатства во врска со употребата на производот од лице одговорно за нивната безбедност.

Предупредувања за избегнување на струен удар и изгореници:

- Пред секоја употреба, проверете ја пумпата за гради, вклучувајќи го и адаптерот, за знаци на оштетување. Не користете ја пумпата за гради ако адаптерот или кабелот се оштетени, ако не работи правилно или ако паднале или потонале во вода.
- Користете го само препорачаниот USB адаптер и наведениот напон за да спречите прегревање, оштетување или несреќи на адаптерот. Не допирајте ги адаптерот и пумпата за време на грмотевици.
- Не ставајте ја пумпата/адаптерот на директна сончева светлина или дожд, во близина на греалки или други топли уреди, на места изложени на екстремно високи или ниски температури, висока влажност или прашина.
- Не ставајте тешки предмети на пумпата и не оштетувајте го кабелот или адаптерот. Не го истегнувајте и не вртете силно кабелот. Секогаш држете го адаптерот кога го исклучувате. Проверете дали адаптерот е цврсто приклучен во штекерот. Не користете лабав приклучок.
- Не дозволувајте пумпата/адаптерот да се навлажни. Не расклопувајте или менувајте ја пумпата/адаптерот. Не фрлајте ја батеријата во оган и не ја изложувајте на топлина.
- Веднаш исклучете го адаптерот и престанете да ја користите пумпата ако забележите неприроден мирис, затоплување, промена на бојата, деформација или нешто невообичаено додека ја користите или складираете пумпата.

Предупредувања за избегнување на труење и инфекции и за обезбедување хигиена:

- Од хигиенски причини, пумпата за гради е наменета само за повеќекратна употреба од еден корисник.
- Пред секоја употреба, исчиستете ги, исплакнете ги и дезинфицирајте ги сите делови освен уредот, USB-адаптерот и кабелот на пумпата.
- Чувајте го само мајчиното млеко што е исцедено со исчиствена и дезинфицирана пумпа.
- Не користете ја пумпата за гради ако силиконската дијафрагма изгледа оштетена или неисправна.
- Не чистете ги деловите на пумпата со антибактериски или абразивни средства за чистење.

Мерки на претпазливост за да избегнете проблеми и болки поврзани со градите и брадавиците:

- Пред секоја употреба, проверете ја пумпата за гради за знаци на оштетување. Не користете ја пумпата за гради ако не работи правилно.
- Не обидувајте се да го извадите телото на пумпата додека е прикачено на дојката со правосмукалка. Исклучете го уредот и прекинете ја вакуумската врска со ставање на прстот помеѓу градите и инка на пумпата. Потоа отстранете ја пумпата од градите.

- Никогаш не користете ја пумпата за гради кога сте поспани или поспани за да избегнете невнимание при употреба.
- Секогаш исклучувајте ја пумпата за гради пред да го извадите телото на пумпата од градите за да се ослободите вакуумот.
- Никогаш не користете додатоци или делови од други производители или оние кои не се посебно препорачани од производителот. Ова може да предизвика дефект на уредот и да влијае на електромагнетната компатибилност (ЕМС). Користењето додатоци или делови ќе ја поништи вашата гаранција.
- Не пумпајте повеќе од пет минути без запирање ако не можете да го исцедите мајчиното млеко. Обидете се да пумпате во различно време од денот.
- Ако процесот стане многу непријатен или болен, престанете да ја користите пумпата и консултирајте се со вашиот консултант за лактација.
- Ако креацијата ви предизвикува непријатност или болка, исклучете го уредот, скришете го правосмукалната, скришете го вакуумот со ставање на прстот помеѓу градите и инка на пумпата и извадете ја пумпата од градите.
- Никогаш не испуштајте или вметнувајте туѓи предмети во отворите.

Предупредувања за да се спречи лична повреда, оштетување на производот и дефект:

- Не дозволувајте адаптерот, кабелот и единицата да дојдат во контакт со вода.
- Чувајте ги адаптерот и силиконските делови подалеку од жешките површини за да избегнете прегревање и деформација на овие делови.
- Никогаш не ставајте го уредот или адаптерот во вода, во машина за миене садови или во средство за дезинфекција. Иако пумпата за гради е во согласност со важечките директиви за електромагнетна компатибилност, таа сепак може да биде чувствителна на силни емисии и/или да предизвика пречки со друга опрема. Ова може да предизвика пумпата за гради да се исклучи или да премине во режим на грешка. За да спречите мелеусебни пречки, држете ја другата електрична опрема подалеку од пумпата за гради додека изразувате (видете Технички информации).
- Во уредот нема делови што може да се сервисираат од страна на корисникот. Не е дозволена промена на опремата. Со тоа ќе се поништи вашата гаранција.
- Не испуштајте и не удирајте во пумпата/USB адаптерот. Не притискајте силно на екранот.
- Уредот, USB-кабелот и адаптерот не бараат чистење и стерилизација, бидејќи не доаѓаат во контакт со мајчиното млеко.
- Никогаш не користете алкохол или други органски растворувачи за чистење на пумпата за гради.
- Не користете ја пумпата за гради на кој било начин или за која било цел што не е опишана во ова упатство. Ова може да предизвика несреќи или да ја оштети пумпата за гради.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА РАБОТА СО ЛИТИУМ-ПОЛИМЕРНИ БАТЕРИИ:

- Задолжително приклучување на адаптерот SAMO од возрасен! Не дозволувајте батеријата да се свитка, да се пробие (особено со метални предмети) или на друг начин да се оштети.
- Попнете ја батеријата само со адаптерот обезбеден од производителот! Не краток спој!
- Да се чува на собна температура! Не изложувајте на директна сончева светлина!
- Никогаш не оставајте наполнета батерија без надзор!
- Батеријата може да експлодира ако се ракува неправилно!

ЗАБЕЛЕШКА: Батеријата се наоѓа во главниот уред.

СОВЕТ: Целосно наполнете ја батеријата пред употреба за да ја зачувате и продолжите периодот на користење.

ВАЖНО! За да ја замените батеријата, контактирајте со продавачот или овластен сервисен центар!

ВНИМАНИЕ! Кога ќе престанете да го користите производот, не го фрлајте со вообичаениот отпад од домаќинството, туку предадете го на службено место за собирање отпад каде што може да се рециклира. Отпадот што се формира од оштетените електронски и видео уреди, батери, адаптери мора да се собира посебно. Не е дозволено да се фрлаат во контејнери за мешан отпад од домаќинството! Фрлете ги само во одредени области.



ДЕЛОВИ (Слика 1):

1. Главна единица x 1; 2. Силиконска дијафрагма x 2; 3. Шише со млеко x 1; 4. Пафта за дотерување градник x 1; 5. Силиконски вентил x 2; 6. Дихтунзи x 2; 7. Поврзувач x 1; 8. Капаче за шише со млеко x 1; 9. USB адаптер x 1; 10. USB кабел за полнење x 1; 11. Силиконски додаток 16mm x 1; 12. Силиконска инка x 3 (18mm x 1; 20mm x 1; 22mm x 1).

ПРИКАЗ (Слика 11):

1. Зголеме го вшмукувањето; 2. Режим на стимулација; 3. Режим на масажа; 4. Ниво на вшмукување; 5. Копче за прекинувач за напојување/режим; 6. Индикатор за батерија; 7. Режим на одвод; 8. Намалување на вшмукување; 9. истиснување со нерамномерно пумпање.

- Копче за прекинувач за напојување/режим: притиснете 2 секунди за да ја вклучите или исклучите пумпата за гради. Допрете еднаш за да го промените режимот.
- Кога пумпата за гради е вклучена, таа ќе се вклучи во режимот Стимулација. По 2 минути користење, автоматски ќе се префрли во режим на одвод.
- Пумпата за гради има вградена функција за меморија. Кога е вклучено, треба автоматски да почне да работи со последните користени поставки од претходната

сејна.

- Нивоа на вшмукување: Режим на стимулација L1-L9; Режим на масажа: L1-L9; Режим на стискање: L1-L9; Режим на одвод со неравномерно пумпање: L1-L9.
- Индикатор за батерија: го прикажува преостанатиот процент на батерија, ве молиме наполнете кога батеријата е празна.
- Пумпата автоматски ќе се исклучи по 30 минути користење.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА:

Чистење и дезинфекција (Слика III):

Главниот уред, USB-кабелот и адаптерот не бараат чистење и дезинфекција бидејќи не доаѓаат во контакт со мајчиното млеко. Пред првата употреба, исчистете ги и дезинфицирајте ги сите други делови од пумпата за гради.

- Не загревајте или стерилизирајте во микробранова печка.
- Чистете ги овие делови по секоја следна употреба и дезинфицирајте ги пред секоја наредна употреба.

Внимание! Никогаш не ставајте го главниот уред, USB-кабелот или адаптерот во вода, во машина за миене садови или во средство за дезинфекција, бидејќи тоа ќе ги оштети неповратно.

- Расклопете ја пумпата за мајчиното млеко како што е прикажано на слика III.
- Пред првата употреба, дезинфицирајте ги сите делови освен главниот уред, USB-кабелот и адаптерот во врела вода 5 минути. Ова обезбедува хигиена.
- Бидете внимателни кога ја vadите и чистите вратичката. Ако се скрши, пумпата за гради нема да работи правилно.
- За да го исчистите силиконскиот вентил, нежно втријте го меѓу прстите во топла вода со малку течен детергент. Не ставајте предмети во вратичката бидејќи тоа може да го оштети.

• За време на дезинфекција со врела вода, не дозволувајте деловите да ги допираат ѕидовите на садот. Ова може да предизвика непоправлива деформација или оштетување на производот за што KikkaVoo не е одговорен.

- Темелно чистете го пред секоја следна употреба за да се обезбеди хигиена.
- Исчистете ги сите делови, освен главниот дел, USB-кабелот и адаптерот, со топла вода и благ детергент. Секогаш темелно исплакнете ги сите делови, освен главниот дел, USB-кабелот и адаптерот, по секое перење.
- Темелно измијте ги и исплакнете ги сите делови, освен главниот дел, USB-кабелот и адаптерот, со чиста вода, вклучително и областите што можеби не се видливи, но низ кои поминала храната, за да ги отстраните остатоците од храна.
- Сите делови освен главниот дел, USB-кабелот и адаптерот може да се стерилизираат за 10 минути во стерилизатор на пареа дизајниран за доене и бебешки производи.
- Не ставајте во машина за миене садови.
- Не печкајте во микробранова. Не загревајте го производот во традиционални печки, рингли или отворен оган.
- Избегнувајте да користите остри или абразивни материјали бидејќи може да го оштетат производот.
- Не чистете и не дозволувајте производот да дојде во контакт со растворувачи или агресивни хемикалии. Ова може да го оштети производот.
- Откако ќе го исчистите производот, исушете ги темелно сите делови и чувајте ги на чисто и суво место подалеку од директна сончева светлина и подалеку од извори на топлина.

Забелешка: Погржете се да ги исчистите и дезинфицирате соодветните делови на пумпата за гради. Измијте ги рацете темелно пред да ракувате со исчистените делови!

Внимание! Бидете внимателни бидејќи исчистените делови можеби се уште се жешки. Започнете со склопување на пумпата за гради само кога исчистените делови ќе се изладат.

Забелешка: Нормално е да имате преостанат мирис. Исчистете го производот според упатствата и ќе помогне ефикасно да се намали или елиминира мирисот.

Кога да се исчисти и стерилизира (Слика I):

- Пред првата употреба, измијте и стерилизирајте: силиконски инки и додаток (I-11; I-12); делови I-2; I-3; I-5; I-7; I-8.
- Пред и после секоја употреба, измијте ги: силиконски инки и додаток (I-11; I-12); делови I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8.
- Стерилизирајте еднаш дневно: силиконски инки и додаток (I-11; I-12); делови I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8.

Исушете ги сите делови по миене или дезинфекција. Измијте ги рацете и склопете ја целата пумпа за гради како што е прикажано на Слика IV.

РАБОТА СО БАТЕРИЈАТА:

ВНИМАНИЕ! Пред првата употреба, целосно наполнете ја батеријата 2 часа без прекин! Откако ќе се вклучи пумпата, иконата за индикаторот за батеријата на екранот ќе го прикаже преостанатото траење на батеријата додека батеријата не се потроши. Кога батеријата е празна, иконата за индикаторот за батеријата ќе почне да трепка. Кога батеријата е целосно наполнета, индикаторот ќе прикаже икона за целосна батерија. **Внимание: батеријата не може да се**

полни повеќе од 24 часа.**Склопување на пумпата (Слика IV):****Важно:**

- Пред да ја монтирате пумпата, проверете дали сите делови освен главниот уред, USB-кабелот и адаптерот се исчистени и стерилизирани.
- Проверете ги компонентите на пумпата за дојка за абеење или оштетување пред секоја употреба. Заменете ако е потребно.
- Секогаш проверувајте ги сите делови пред употреба за чистота.
- За да се спречи оштетување на пумпата за гради, сите компоненти мора да бидат целосно суви пред употреба.

1. Телмно измијте ги рацете со сапун и вода пред да ја допрете пумпата за гради, деловите на пумпата и градите.
2. Инсталирајте ја силиконската врата и дихтунгот на дното на поврзувачот, проверувајќи дали се правилно монтирани.
3. Инсталирајте ја силиконската дијафрагма во поврзувачот.
4. Вметнете го склопениот спојувач во главниот дел.
5. Поставете го шишето со млеко во главниот дел.
6. Инсталирајте ја силиконската инка или силиконскиот додаток.

Кога да се исцеди мајчино млеко:

Ако ви оди добро со доенеџето, се препорачува (освен ако вашиот здравствен работник/советник за лактација не препорачал поинаку) да почекате додека не се воспостави вашето ослободување млеко и распоред за доене (обично 2 до 4 недели по породувањето) пред да започнете со цедењето.

Исклучоци:

- Ако на почетокот имате проблеми со доенеџето, редовното пумпање може да помогне да се изгради и одржи снабдувањето со млеко.
- Ако испуштате мајчино млеко за вашето бебе да го нахрани во болница.
- Ако вашите гради се натрупани (болни или отечени), можете да истурете мала количина мајчино млеко пред или помеѓу доенеџето за да ја ублажите болката и да му помогнете на вашето бебе полесно да се зацврсти.
- Ако вашите брадавници се болни или испукани, можеби ќе претпочитате да го исцедите мајчино млеко додека не зараснат.
- Ако вашето бебе е привремено одвоено од вас и сакате да продолжите со доенеџето кога ќе се врати со вас, препорачливо е редовно да го испуштате мајчино млеко за да го стимулирате производството на млеко.

Треба да го најдете најдоброто време од денот за да го испуштите мајчино млеко, на пример непосредно пред или по првото доене наутро кога градите ви се полни, или по доенеџето во случај бебето да не земало сè од двете гради. Ако сте се вратиле на работа, можеби ќе треба да пумпате за време на паузите. Употребата на пумпа за гради бара вежбање и може да потрае неколку обиди за да го постигнете тоа. За среќа, пумпата за гради KikkaVoo е лесна за составување и употреба, па наскоро ќе се навикнете на неа.

Користење на пумпата (слика V):

1. Добро измијте ги рацете и погрижете се вашите гради да се чисти.
2. Поставете ја силиконската инка над градите со палецот и показалецот, потпирајќи ги градите со дланката. Поставете ја брадавицата во центарот на силиконската инка/приклучок. Нежно притиснете ја пумпата на градите за да создадете херметички затворач. Проверете дали вашата брадавица се вклопува правилно.
3. Поставете го радничкиот за доенеџето над пумпата.
4. Вклучете ја пумпата за гради со притискање на копчето за вклучување и избирање на режимот што го претпочитате.
5. Најдете удобна положба. Не легувајте и не се потпирајте наназад.

• Пумпата автоматски ќе го стартува режимот на стимулација. Можете да ја промените моќта на вшмукување користејќи ги копчињата „+“ и „-“. По две минути работа, пумпата автоматски ќе се префрли во режим на одвод. Ако вашето млеко почне да тече пред овие две минути, притиснете го копчето за промена на режимот за рачно да се префрлите на експресен режим.

• Штом сте во режим на тискање, зголемете ја моќта на вшмукување користејќи го копчето „+“ додека не почувствувате мала непријатност (не болка), а потоа малку намалете ја користејќи го копчето „-“.

Забелешка: режимите на симулација и масажа вклучуваат брз ритам на вшмукување за да се стимулира протокот на млеко. Режимот на изразување вклучува повавен ритам на вшмукување со цел целосно да се исцеди мајчино млеко.

• Кога ќе престане протокот на мајчино млеко, можете да се префрлите на режим на пумпање со неравномерно пумпање, што има за цел да предизвика уште една лактација со комбинирање на брзи и бавни ритми на пумпање.

Внимание: Не користете секогаш максимално ниво на секој режим, изберете го најудобното ниво за вас. Во зависност од вашата лична удобност, можеби ќе сакате да користите повисоко ниво на центрифугирање. Секогаш можете да се вратите на пониско ниво на вшмукување.

Забелешка: Не грижете се ако вашето мајчино млеко не тече веднаш. Опустете се и продолжете да пумпате. Мајчино млеко наскоро ќе тече, дури и ако не ја користите целата вшмукување што може да ја создаде пумпата. Првите неколку пати кога ќе ја користите пумпата за гради, можеби ќе треба да користите

посилна поставка за вшмукување за да тече мајчиното млеко.

Внимание! Не пумпајте повеќе од 5 минути без запирање ако мајчиното млеко не излезе. Обидете се да пумпате во различно време од денот.

• Кога ќе завршите со изразување, исклучете ја пумпата за гради со притискање на копчето за вклучување 2 секунди.

За да се собере мајчиното млеко по излачувањето:

6. Отстранете ја пумпата од градникот за доене.

7. Притиснете го копчето во средината на уредот за да го ослободите шишето со млеко.

8. Истурете го мајчиното млеко во шише за хранење во насока наведена како што е прикажано на слика V-8.

• Доколку сакате да го чувате мајчиното млеко, внимателно префрлете го во дезинфициран сад или во претходно стерилизирана кеса за складирање на мајчиното млеко. За условите за складирање, погледнете го делот Складирање на мајчиното млеко.

• Расклопете ги и исчистете ги другите делови според упатствата во делот за чистење и дезинфекција.

Складирање на мајчиното млеко:

Внимание! Секогаш веднаш чувајте го во фрижидер или замрзнете исцеденото мајчино млеко. Чувајте само свежо исцедено мајчино млеко. Чувајте го само мајчиното млеко што е исцедено со исчистена и дезинфицирана пумпа за да се обезбеди хигиена. Секогаш чувајте го мајчиното млеко во стерилизирани садови или шишиња опремени со стерилизиран прстен за завртување и запечатувачки диск или во претходно стерилизирани кеси за складирање мајчино млеко. НЕ полнете целосно контејнери, шишиња или кеси со мајчино млеко. Оставете малку простор додека мајчиното млеко се шири за време на замрзнувањето.

• Секогаш јасно означувајте го датумот и времето на изразување на контејнери, шишиња или кеси со мајчиното млеко.

• Секогаш прво користете го постарото мајчино млеко.

• За да ги зачувате хранливите квалитети на мајчиното млеко, одмрзнете го во фрижидер или под проточна вода од чешма без да го отворите садот, шишето или пликот. Замрзнатото мајчино млеко може да се одмрзне преку нок во фрижидер, а потоа постепено да се загрева во потопла или топла вода.

• Добро протресете го одмрзнатото мајчино млеко за да се измешаат поединечните честички во него. Одмрзнатото мајчино млеко може да се користи 24 часа доколку се чува во фрижидер.

• Никогаш не го замрзнувајте одмрзнатото мајчино млеко.

• Никогаш не мешајте свежо исцедено мајчино млеко со претходно одмрзнато мајчино млеко.

• Никогаш не го загревајте мајчиното млеко во микробранова печка и никогаш не го варете.

• Секогаш проверувајте ја температурата на храната пред јадење.

• Фрлете го мајчиното млеко што останало од хранењето на бебето.

Насоки за чување на свежо измолзено мајчино млеко (за здрави долнородени бебиња):

• На собна температура до 25°C, до 4 часа.

• При ладење со замрзнати пакувања мраз -15°C до 4°C, до 24 часа.

• Во фрижидер на 4°C, до 3 дена.

• Во замрзнувач -18°C до -20°C, до 6 месеци.

Упатства за складирање на одмрзнато мајчино млеко (за здрави доносени доечница):

• На собна температура до 25°C, до 2 часа.

• При ладење со замрзнати пакувања мраз -15°C до 4°C, до 2 часа.

• Во фрижидер на 4°C, до 24 часа.

• НИКОГАШ не го замрзнувајте повторно одмрзнатото мајчино млеко во замрзнувачот.

Мајчиното млеко останато од хранењето:

Исфрлете го преостанатото мајчино млеко.

Хранење на бебето:

• Проверете ја цуцлата за хранење пред секоја употреба и повлечете ја цуцлата за хранење во сите правци. Отфрлете го при првиот знак на оштетување или дефект.

• Никогаш не ја потопувајте цуцлата во слатки течности или лекови, вашето дете може да добие кариес.

• Не ставајте во микробранова печка. Не загревајте го производот во вообичаени печки, рингли или отворен оган.

За безбедност и здравје на вашето дете ВНИМАНИЕ!

Континуираното и продолжено вшмукување течности ќе доведе до расипување на забите.

Секогаш проверувајте ја температурата на храната пред јадење.

Отфрлете го при првиот знак на оштетување или дефект.

Чувајте ги компонентите што не се користат подалеку од дофат на деца.
 Никогаш не закачувајте на врвки, ланделки, врвки или лабави делови од облеката. Детето може да се задуши.
 Секогаш користете го овој производ под надзор на возрасен.
 Никогаш не користете ги брадавиците за хранење како цуцла.

Малите деца може да добијат распуцавање на забите дури и кога се користат незаасладени течности. Ова може да се случи ако на бебето му се дозволи да го користи шишето долги периоди во текот на денот, а особено навечер кога протокот на пунка е намален или се користи како цуцла.
 Несреќи се случиле кога бебињата останале сами со уредот за пиење поради паѓање на бебето или ако производот бил расклопен.

Решавање проблеми:

Проблем: чувствувам болка кога ја користам пумпата за гради.

Решение 1: Една од причините може да биде превисокото ниво на вшмукување. Не ви треба целосна моќност на вакуумот што го произведува пумпата. Првично, користете го режимот за стимулација или масажа. Ако сè уште чувствувате болка, престанете да ја користите пумпата за гради и консултирајте се со вашиот консултант за лактација. Ако пумпата не се откинува лесно од вашите гради, можете да ја прекинете врската со вакуум со ставање на прстот помеѓу градите и силиконската инка.

Решение 2: Со топла крпа нанесете топла облога на градите и масирајте во правец на основата на дојката кон брадавицата 5 минути. Повторете го обидот за цедење повторно. Ако сè уште чувствувате болка, престанете да ја користите пумпата за гради и консултирајте се со вашиот консултант за лактација.

Проблем: пумпата за гради не работи.

Решение: Прво проверете дали правилно сте ја составиле пумпата за гради. За да спречите меѓусебни пречки, држете ја другата електрична опрема, како што е мобилен телефон или лаптоп, подалеку од пумпата за гради додека се изразувате. Проверете ја батеријата, доколку е потребно наполнете ја.

Проблем: Не чувствувам никакво вшмукување.

Решение: Проверете дали правилно сте ја составиле пумпата за гради. Расклопете ја и повторно составете ја пумпата (Слика III; Слика IV). СОСТАВУВАЊЕ НА ВАШАТА ПУМПА: Проверете дали сите делови се чисти и нештетени. Додека пумпате, проверете дали силиконската инка се вклопува целосно околу вашите гради за да создаде вакуум.

Проблем: Има истекување на мајчиното млеко.

Решение: Исклучете ја пумпата за гради. Расклопете ја пумпата за мајчино млеко (Слика III). Користете влажна (не влажна) крпа за да ја избришете пумпата за гради. Исклучете ги другите компоненти според делот Чистење и дезинфекција. Кога сите компоненти се сушат, повторно склопете (слика IV).

Услови за употреба и складирање:

Чувајте ја пумпата за гради подалеку од директна сончева светлина бидејќи продолжената изложеност може да предизвика промена на бојата. Чувајте ја пумпата за гради и нејзините додатоци на безбедно, чисто и суво место надвор од директна сончева светлина и подалеку од извори на топлина. Ако уредот е чуван во топла или ладна средина, ставете го во средина за користење и оставете ја да ја достигне температурата во рамките на условите за употреба (10°C - 30°C) пред да го користите.

Спецификации:

Модел: Winnie Breast Pump 31304010038

Моќност на пумпање: 165-240/mmHg; Јачина на стимулација: 90-165/mmHg

Ниво на бучава: <50db;

Фиксно време: 30 минути; Работно време 2,5 часа;

Литиумска батерија: 3,7V, 1500mAh; Време на полнење 3 часа;

Заштита од електричен удар: Класа I;

Напојување: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Услови за работна средина: температура 5-40°C, релативна влажност 10-90%, атмосферски притисок 50kPa~106kPa;

Услови за складирање на животната средина: температура 5-40°C, релативна влажност 10-90%, атмосферски притисок 50kPa~106kPa;

Врежен напон за адаптерот: влез: 110-240V 50~60Hz, излез: 5V 1A 3.0W;

Капацитет: 140ml;

Големина: 10,5x5x12,7 cm, тежина 234 g.

LEXOJENI ME KUJDES KËTË MANUAL PËRDORIMI PARA PËRDORIMIT DHE RUAJENI PËR REFERENCAT E ARDHMJA.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT:

Pompë elektrike e gjirit me dizajn inovativ të veshjes, pa korda dhe tuba të jashtëm. Projektuar për nënat në lëvizje. Është aq i përshtatshëm sa mund ta vishni brenda sytënës suaj pleqsh. I qetë dhe i lehtë. Me bateri të madhe litium të rikarikueshme 1500 mAh, plotësisht e rikariku mund të përdoret për 2 orë. Mbrojtje kundër rrjedhjes së prapme për të parandaluar kthimin e qumështit të gjirit në pompë, për të parandaluar kontaminimin dhe për ta mbajtur qumështin të freskët. Ekran inteligjent, i cili përmban një funksion memorie. Plotësoni nevoja të ndryshme me katër mënyra: Stimulim, Masazhi, Pompimi dhe Modaliteti Bionic me rregullim të forcës thithëse në 9 nivele. Mbuaroja të buta silikonit të gjoksit - 18, 20 dhe 22 mm. Insert silikonit 16 mm. Shishe qumështi 140 ml. Bërë nga materiale të sigurta për ushqim.

INFORMACION PËR SIGURINË:

Përdorimi i caktuar:

Pompa e gjirit ka një ngjyrim xjerrjen dhe mbledhjen e qumështit nga gjinjatë e një gruaje në gj. Parakushti për të përdorur pompën e gjirit është që kanalet e qumështit të mos bllokohen. Disa nëna të reja duket se kanë bllokuar kanalet e qumështit për shkak të depresionit të lindur të thithkave ose qumështit të pamjaftueshëm. Është e nevojshme të bëni një kontroll profesional të gjirit për të siguruar që kanalet e qumështit nuk janë të bllokuara dhe se laktacioni është vendosur mirë përpara se të përdorni një pompë gjiri. Pompa e gjirit NUK ka për qëllim të nxisë laktacionin e parë. Pompa e gjirit është e destinuar për një përdorues të vetëm!

PARALAJMËRIM! Asnjëherë mos përdorni pompën e gjirit gjatë kohës që jeni shtatzënë, pasi pompimi mund të shkaktojë lindje.

Asnjëherë mos e përdorni pompën e gjirit për qëllime të tjera përveç atyre të listuara në këtë manual.

Paralajmërimet për të shmangur mbytjen, mbytjen dhe lëndimet:

- Mos lejoni fëmijët ose kafshët shtëpiake të luajnë me pajisjen, përshtatësin ose aksesoret.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
- Mos e lini pompën e gjirit pa mbikëqyrje kur ajo është duke u rikariku.
- Mbajeni jashtë mundësive të fëmijëve.
- Kjo pompë gjiri nuk është e destinuar për t'u përdorur nga gratë me aftësi të zvogëluara fizike, shqisore ose mendore, ose me mungesë përvojë dhe njohurie. Gra të tilla mund ta përdorin këtë pompë gjiri vetëm nëse mbikëqyren ose kanë marrë udhëzimet e duhura në lidhje me përdorimin e produktit nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.

Paralajmërimet për të shmangur goditjet elektrike dhe djegiet:

- Inspektioni pompën e gjirit, duke përfshirë përshtatësin, për shenja dëmtimi përpara çdo përdorimi. Mos e përdorni pompën e gjirit nëse përshtatësi ose kabloja është e dëmtuar, nëse nuk funksionon siç duhet ose nëse ka rënë ose është zhytur në ujë.
- Përdorni vetëm tensionin e specifikuar dhe përshtatësin e sugjeruar USB për të parandaluar mbinxhjen e përshtatësit, çdo dëmtim ose dëmtim.
- Mos prekni përshtatësin USB dhe pompën e gjirit gjatë një stuhie.
- Mos e vendosni pompën e gjirit/përshtatësin USB në rrezet e diellit direkte ose shiun, pranë ngrorhësve ose pajisjeve të tjera të nxehta, në çdo vend të ekspozuar ndaj temperaturave jashtëzakonisht të larta ose të ulëta, lagështisë së lartë ose në vende me pluhur.
- Mos vendosni objekte të rënda mbi dhe mos e dëmtoni kablion ose përshtatësin. Mos e përkulni ose tërhiqni me forcë kablion USB. Mbajeni gjithmonë përshtatësin USB kur shkëputeni nga priza. Sigurohuni që spina të jetë futur plotësisht në prizë. Mos përdorni një prizë të lirshme.
- Mos lejoni që pompa e gjirit/përshtatësi USB/kablo/bateria të laget. Mos e çmontoni ose modifikoni pompën e gjirit / përshtatësin USB / baterinë.
- Shkëputni përshtatësin USB dhe ndaloni përdorimin e pompës së gjirit nëse vëreni erë jonormale, nxehtësi, çngjyrosje, deformim ose ndonjë gjë të pazakontë gjatë përdorimit ose ruajtjes së tij.

Paralajmërimet për të shmangur helmimin dhe kontaminimin dhe për të siguruar higjienën:

- Për arsye higjienike, pompa e gjirit është menduar vetëm për përdorim të përsëritur nga një përdorues i vetëm.
- Para çdo përdorimi, pastroji, shpëlani dhe dezinfektini të gjitha pjesët, përveç pajisjes kryesore, kablion USB dhe përshtatësit të pompës.
- Ruani vetëm qumështin e gjirit të mbledhur me një pompë të pastruar dhe dezinfektuar.
- Mos përdorni pompën e gjirit nëse diafragma e silikonit duket se është e dëmtuar ose e thyer.
- Mos përdorni agjentë pastrimi antibakteriale ose gërryes kur pastroni pjesët e pompës së gjirit.

Paralajmërimet për të shmangur problemet dhe dhimbjet e gjirit dhe thithkave:

- Para çdo përdorimi, kontrolloni pompën e gjirit për shenja dëmtimi. Mos e përdorni pompën e gjirit nëse nuk funksionon siç duhet.
- Mos u përpiqni të hiqni trupin e pompës nga gjoksi juaj ndërsa jeni nën vakum. Fikeni pajisjen dhe thyeni me gisht vulën midis gjoksit dhe hinkës së pompës. Pastaj hiqni pompën nga gjoksi.
- Asnjëherë mos përdorni pompën e gjirit kur jeni të përgjumur ose të përgjumur për të shmangur mungesën e vëmendjes gjatë përdorimit.

- Fikni gjithmonë pompën e gjirit përpara se të hiqni trupin e pompës nga gjoksi për të çirur vakumin.
- Asnjëherë mos përdorni aksesore ose pjesë nga prodhues të tjerë ose që nuk rekomandohen në mënyrë specifike nga prodhuesi. Kjo mund të çojë në funksionim jo të duhur të pajisjes dhe mund të ndikojë në Përputhshmërinë Elektromagnetike (EMC). Nëse përdorni aksesore ose pjesë të tilla, garancia juaj bëhet e pavlefshme.
- Mos vazhdoni të pomponi për më shumë se pesë minuta në të njëjtën kohë nëse nuk arrini të nxirri qumësht. Mundohuni të shprehni në një moment tjetër gjatë ditës.
- Nëse procesi bëhet shumë i pakëndshëm ose i dhimbshëm, ndaloni përdorimin e pompës dhe konsultohuni me këshilltarin tuaj për ushqyerjen me gj.
 - Nëse presioni i krijuar është i pakëndshëm ose shkakton dhimbje, fikeni pajisjen, thyni vulën midis gjoksit dhe trupit të pompës me gisht dhe hiqeni pompën nga gjoksi.
- Asnjëherë mos hidhni ose futni ndonjë objekt të huaj në vrima.

Kujdes për të parandaluar dëmtimin personal, dëmtimin dhe mosfunksionim e produktit:

- Parandaloni që përshatësi, kabllloja USB dhe njësia kryesore të vijnë në kontakt me ujin.
- Mbani përshatësin dhe pjesët e silikonit larg sipërfaqeve të nxehta për të shmangur mbixhejken dhe deformimin e këtyre pjesëve.
- Asnjëherë mos e vendosni njësien kryesore ose përshatësin në ujë, në pjatlarë ose në dezinfektues. Megjithatë pompa e gjirit është në përputhje me direktivat e zbatueshme të EMC, ajo mund të jetë ende e ndjeshme ndaj emetimeve të tepërta dhe/ose mund të ndërhyjë me pajisje të tjera. Si pasojë mund të jetë që pompa e gjirit fiket ose kalon në modalitetin e gabimit. Për të parandaluar ndërhyrjet, mbajini pajisjet e tjera elektrike larg pompës së gjirit gjatë shprehjes (shihni "Informacioni teknik").
- Brenda njësies kryesore të pompës së gjirit nuk ka pjesë që mund të përdoren nga përdoruesi. Asnjë modifikim i pajisjet lejohet. Nëse e bëni këtë, garancia juaj bëhet e pavlefshme.
- Mos e hidhni ose goditni pompën e gjirit/përshatësin USB. Mos shtypni në ekran.
- Njësia kryesore, kabllloja USB dhe përshatësi nuk kërkojnë pastrim dhe sterilizim, pasi nuk bien në kontakt me qumështin e gjirit.
- Asnjëherë mos përdorni alkool ose tretës të tjerë organikë për të pastruar pompën e gjirit.
- Mos e përdorni pompën e gjirit në asnjë mënyrë ose për ndonjë qëllim që nuk përkrahëhet në këtë udhëzues. Kjo mund të rezultojë në aksidente ose të dëmtojë pompën e gjirit.

PARALAJMËRIME PËR PËRDORIMIN E BATERIVE LITUMI POLIMERE:

- VETËM një i rritur mund ta mbyllë përshatësin!
- Mos përkulni, shponi (veçanërisht me objekte metalike) ose mos e dëmtoni baterinë në asnjë mënyrë tjetër.
- Ngarkoni baterinë vetëm me përshatësin e dhënë nga prodhuesi!
- Mos lejoni lidhje të shkurtra!
- Mbajeni produktin në temperaturën e dhomës!
- Mos i nënshtrohuni rrezet e diellit direkte!
- Mos e lini kurrë baterinë që po ngarkon pa mbikëqyrje!

Bateria mund të shpërthejë nëse keqtrajtohet!

VËREJTJE: Ndarja e baterisë ndodhet brenda pajisjes kryesore.

KËSHILLË: Ngarkoni baterinë plotësisht përpara përdorimit për ta kursyer dhe për të zgjatur jetën e saj.

E RËNDËSISHME! Për të zëvendësuar baterinë, kontaktoni shitësin me pakicë ose një shërbim të autorizuar!

KUJDES! Kur të ndaloni përdorimin e produktit, mos e hidhni me mbeturinat e zakonshme shtëpiake, por dorëzoni në një pikë zyrtare grumbullimi të mbeturinave. Mbetjet e krijuara nga pajisjet elektrike dhe video të dëmtuara, bateritë, adaptorët, duhet të hidhen veçmas. Hedhja e tyre në kontejnerë për mbeturinat shtëpiake është e ndaluar.



PJESËT (Figura I):

1. Njësia kryesore x 1; 2. Diafragma silikonit x 2; 3. Shishe qumështi x 1; 4. Kopsa e rregullimit të sytjena x 1; 5. Valvul silikonit x 2; 6. Vula x 2; 7. Lidhës x 1; 8. Kapak i shishes së qumështit x 1; 9. Përshatës USB x 1; 10. Kablllo karikimi USB x 1; 11. Insert silikonit 16mm x 1; 12. Mburopa e gjoksit silikonit x 3 (18mm x 1; 20mm x 1; 22mm x 1).

SHPALL (Figura II):

1. Rritja e thithjes; 2. Mënyra e stimulimit; 3. Mënyra e masazhit; 4. Niveli i thithjes; 5. Butoni i rregullimit të energjisë/modës; 6. Treguesi i baterisë; 7. Mënyra e pompimit; 8. Ulja e thithjes; 9. Mënyra bionike.

- Butoni i rregullimit të energjisë/modalitetit: shtypni për 2 sekonda për të ndezur ose fikur pompën e gjirit. Prekni një herë për të ndryshuar modalitetin.
- Kur pompa e gjirit është e ndezur, ajo do të fillojë me modalitetin e stimulimit. Pas 2 minutash përdorimi, do të kalojë automatikisht në modalitetin e pompimit.
- Pompa e gjirit përmban një funksion memorie të integruar. Kur ndizet, makina hyn automatikisht dhe kalon në modalitetin e punës dhe nivelin e thithjes që keni përdorur herën e fundit.

- Nivelet e thithjes: Treguesi e stimulimit: L1-9; Mënyra e masazhit: L1-L9; Mënyra e pompimit: L1-L9; Modaliteti bionik: L1-L9.
- Treguesi i baterisë: mënyra përqindjen e mbetur; ju lutem karikoni kur bateria është e ulët.
- Pompa e gjirit do të ndalojë së punuari automatikisht pas 30 minutash pune.

UDHËZIM PËR PËRDORIM:

Pastrimi dhe dezinfektimi (Figura III):

Pajisja kryesore, kabllloja USB dhe përshtatësi nuk kërkojnë pastrim dhe dezinfektim, pasi nuk bien në kontakt me qumështin e gjirit. Pastroni dhe dezinfektioni të gjitha pjesët e tjera të pompës së gjirit përpara përdorimit të parë.

- Mos ngrohni ose sterilizoni në furrë me mikrovalë.

• Para dhe pas përdorimit, ju lutemi pastroni dhe dezinfektioni pjesët në kontakt me qumështin e gjirit.

Kujdes! Asnjëherë mos e vendosni pajisjen kryesore, kabllon USB ose përshtatësin në ujë, në pjatararë ose në dezinfektues, pasi kjo shkakton dëmtime të përhershme në këto pjesë.

- Çmontoni plotësisht pompën e gjirit siç tregohet në Figurën III.

• Para përdorimit të parë, dezinfektioni në ujë të vluar për 5 minuta të gjitha pjesët përveç pajisjes kryesore, kabllon USB dhe përshtatësit. Kjo siguron higjienën.

• Kini kujdes kur hiqni dhe pastroni valvulën. Nëse prishet, pompa juaj e gjirit nuk do të funksionojë siç duhet.

• Pastroni me kujdes përpara çdo përdorimit të mëpasëshëm për të siguruar higjienën.

• Lani të gjitha pjesët, përveç pajisjes kryesore, kabllon USB dhe përshtatësit me ujë të ngrohtë dhe detergjent delikat.

• Shpëlajini gjithmonë tërësisht të gjitha pjesët përveç pajisjes kryesore, kabllon USB dhe përshtatësit pas çdo larjeje.

• Lani tërësisht dhe shpëlani të gjitha pjesët, përveç pajisjes kryesore, kabllon USB dhe përshtatësit me ujë të pastër, duke përfshirë zonat që mund të mos duken, por nëpër të cilat ka kaluar qumështi, për të hequr mbeturinat e qumështit.

• Të gjitha pjesët, përveç pajisjes kryesore, kabllit USB dhe përshtatësit mund të sterilizohen deri në 10 minuta në një sterilizues me avull të destinuar për nënat në gji dhe produkte për bebe.

• Mos e vendosni në pjatararë.

• Mos e vendosni në furrë me mikrovalë. Mos e ngrohni produktin në furrat tradicionale, në pjata të nxehta ose në flakë të hapur.

• Shmangni përdorimin e materialeve të mprehta ose gërryese, pasi kjo mund të dëmtojë produktin.

• Mos e pastroni ose mos lejoni që produkti të bjerë në kontakt me tretës ose kimikate agresive. Kjo mund të dëmtojë produktin.

• Pas pastrimit të produktit, thajini tërësisht të gjitha pjesët dhe ruajeni në një vend të pastër dhe të thatë pa rrezet e diellit direkte dhe larg burimeve të nxehtësisë.

Shënim: Sigurohuni që të pastroni dhe dezinfektioni pjesët përkatëse të pompës së gjirit. Lani duart tërësisht përpara se të punoni në pjesë të pastra!

Paralajmërim! Kini kujdes, pasi pjesët e pastruara mund të jenë ende të nxehta. Filloni të montoni pompën e gjirit vetëm kur pjesët e pastruara të jenë ftohur.

Shënim: Është normale nëse ka një erë të mbetur. Pastroni produktin sipas udhëzimeve, ai mund të ndihmojë në uljen ose eliminimin e efektiv të erës.

Kur duhet larë dhe dezinfektimi (Figura I):

• Para përdorimit të parë lani dhe dezinfektioni: mburojën e gjoksit dhe futjen (I-11; I-12); Kompletin i pompës së gjirit (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).

• Para dhe pas çdo përdorimi lani: mburojën e gjoksit dhe futjen (I-11; I-12); Kompletin i pompës së gjirit (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)

• Një herë në ditë dezinfektioni: mburojën e gjoksit dhe insertin (I-11; I-12); Kompletin i pompës së gjirit (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).

Thani të gjitha pjesët pas larjes ose dezinfektimit. Lani duart dhe montoni komplet pompën e gjirit sipas figurës IV.

FUNKSIONIMI I BATERISË:

PARALAJMËRIMI Para përdorimit të parë, karikoni plotësisht baterinë për 2 orë pa ndërprerje! Pasi të ndizet pompa, ikona e treguesit të baterisë në ekran do të tregojë jetëgjatësinë e mbetur të baterisë derisa bateria të mbarojë. Kur bateria është e ulët, ikona e treguesit të baterisë do të fillojë të pulsojë. Kur bateria të jetë e ngarkuar plotësisht, treguesi do të shfaqë një ikonë të plotë të baterisë. Kujdes: Bateria nuk mund të karikohet për 24 orë.

Montimi i pompës (Figura IV):

E rëndësishme:

• Përpara montimit të pompës, sigurohuni që të gjitha pjesët, përveç pajisjes kryesore, kabllon USB dhe përshtatësit të jenë pastruar dhe sterilizuar.

• Kontrolloni komponentët e kompletit të pompës së gjirit për konsum ose dëmtim përpara çdo përdorimi. Zëvendësoni nëse është e nevojshme.

• Inspektioni gjithmonë të gjitha pjesët para përdorimit për pastërti.

• Për të parandaluar dëmtimin e pompës së gjirit, të gjithë komponentët duhet të thahen plotësisht përpara përdorimit.

1. Lani duart tërësisht me sapun dhe ujë përpara se të preknë pompën e gjirit, kompletin e pompës së gjirit dhe gjoksit.
2. Instaloni valvulën dhe vulën në pjesën e poshtme të lidhësit, sigurohuni që ato të jenë instaluar në mënyrën e duhur.
3. Instaloni diafragmën e silikonit në lidhësin.

4. Vendoseni lidhësin e montuar në pajisjen kryesore.
5. Fusni shishen e qumështit në pajisjen kryesore.
6. Instaloni mburojën e silikonit ose futjen e silikonit.

Kur duhet të nxjerr qumësht:

Nëse ushqyerja me gji ecën mirë, këshillohet (përveç nëse këshillohet ndryshe nga profesionisti juaj i kujdesit shëndetësor/këshilltari për ushqyerjen me gji) të prisni derisa të vendoset furnizimi me qumësht dhe orari i ushqyerjes me gji (normalisht të paktën 2 deri në 4 javë pas lindjes) përpara se të filloni të lindni.

Përjashtimet:

- Nëse ushqyerja me gji nuk shkon mirë menjëherë, ushqyerja me gji të rregullt mund të ndihmojë në vendosjen dhe ruajtjen e furnizimit me qumësht.
- Nëse i jepni qumësht foshnjës suaj në spital.
- Nëse gjinjtë tuaj janë të ngopur (të dhimbshëm ose të fryrë), ju mund të derdhni një sasi të vogël qumështi para ose ndërmjet ushqimeve për të lehtësuar dhimbjen dhe për ta ndihmuar fëmijën tuaj të kapet më lehtë.
- Nëse keni thithka të lënduara ose të çara, mund të dëshironi të derdhni qumështin tuaj derisa të shërohen.
- Nëse jeni ndarë nga fëmija juaj dhe dëshironi të vazhdoni të ushqeni me gji kur të ribashkoheni, duhet ta derdhni qumështin rregullisht për të stimuluar furnizimin me qumësht.

Ju duhet të gjeni oraret optimale të ditës për të nxjerrë qumështin tuaj, për shembull pak para ose pas ushqyerjes së parë të foshnjës në mënygje kur gjinjtë tuaj janë plot, ose pas ushqyerjes nëse fëmija juaj nuk i ka brazur të dy gjinjtë. Nëse jeni kthyer në punë, mund t'ju duhet të shpreheni gjatë një pushimi.

Përdorimi i pompës së gjirit kërkon praktikë dhe mund të duhen disa përpjekje përpara se të keni sukses. Për fat të mirë, pompa elektrike e gjirit KikkaBoo është e lehtë për t'u montuar dhe përdorur, kështu që së shpejti do të mësoheni të shpreheni me të.

Duke përdorur pompën (Figura V):

1. Lani duart tërësisht dhe sigurohuni që gjoksi juaj të jetë i pastër.
2. Mbajeni mburojën e gjoksit mbi gjoksin tuaj me gishtin e madh dhe tregues. Mbështetni gjoksin tuaj me pëllëmbën e dorës. Vendosni thithkën tuaj në qendër të mburojës/insertit të montuar silikonit. Shtypni butësisht pompën në gjoks. Sigurohuni që thithka juaj të përshkatojë siç duhet.
3. Vendosni sytjenat tuaja pleqsh sipër pompës.
4. Ndizni pompën e gjirit duke shtypur butonin e ndezjes dhe zgjidhni modalitetin që preferoni.
5. Gjeneroni pozicion të rehatshëm. Sigurohuni që të mos shtriheni ose të shtriheni.

• Pompa e gjirit ndizet automatikisht në modalitetin e simulimit. Mund të ndryshoni nivelin e modalitetit të stimulimit duke përdorur butonat "+" dhe "-". Pas dy minutash, do të kaloni automatikisht në modalitetin e pompimit. Nëse qumështi juaj fillon të rrjedhë para dy minutash, shtypni butonin e ndryshimit të modalitetit për të kaluar manualisht në modalitetin e pompimit.

• Pasi të jeni në modalitetin e pompimit, risni nivelin e thithjes duke përdorur butonin "+" derisa pompimi të ndihet paksa i pakëndshëm (jo i dhimbshëm), më pas uleni pak duke përdorur butonin "-".

Shënim: modaliteti i stimulimit dhe masazhit janë ritme të pompës thithëse të shpejtë, të cilat synojnë të stimulojnë rrjedhjen e qumështit. Modaliteti i pompimit është një ritëm më i ngadalshëm i thithjes për heqje të butë dhe efikase të qumështit pasi qumështi ka filluar të rrjedhë.

• Kur rrjedhja e qumështit ndalon, mund të kaloni në modalitetin bionik. Ai synon të shkaktojë një tjetër dobësi duke kombinuar ritmet e shpejtë dhe të ngadalta të pompimit.

Kujdes: Mos përdorni gjithmonë nivelin maksimal të çdo modaliteti, thjesht zgjidhni nivelin më të rehatshëm për ju. Në varësi të komoditetit tuaj personal, mund të dëshironi të përdorni një nivel më të lartë thithjeje

siguron thithje më të thellë. Gjithmonë mund të ktheheni në një nivel më të ulët thithjeje.

Shënim: Mos u shqetësoni nëse qumështi juaj nuk rrjedh menjëherë. Relaksohuni dhe vazhdoni të pomponi. Qumështi do të rrjedhë së shpejti, edhe nëse nuk përdorni të gjithë fuqinë thithëse që mund të krijojë pompa. Herët e para kur përdorni pompën e gjirit, mund t'ju duhet të përdorni një mënyrë thithjeje më të lartë për të siguruar rrjedhjen e qumështit.

Paralajmërimi! Mos pomponi për më shumë se 5 minuta pa ndërprerje. Nëse ende nuk ka rrjedhje qumështi, provoni ta shpreheni në një kohë tjetër të ditës.

• Kur të keni mbaruar së shprehuri, fikni pompën e gjirit duke shtypur butonin e ndezjes për 2 sekonda.

Për mbledhjen e qumështit pas shprehjes:

6. Hiqni pompën nga sytjena juaj pleqsh.
7. Shtypni butonin në mes të pajisjes për të lëshuar shishen e qumështit.

8. Hidhni qumështin e gjirit në një shishe ushqimi në drejtimin e treguar siç tregohet në figurën V-8.

• Nëse dëshironi të ruani qumështin e gjirit, transferojeni me kujdes në një enë të dezinfektuar ose në qese për ruajtjen e qumështit të parasterilizuar.

Për kushtet e ruajtjes, ju lutemi referojuni seksionit Ruajtja e qumështit të gjirit.

• Çmontoni dhe pastroni pjesët e tjera sipas udhëzimeve në seksionin Pastrimi dhe dezinfektimi.

Ruajtja e qumështit të gjirit:

Paralajmërim! Gjithmonë vendoseni në frigorifer ose ngriini menjëherë qumështin e shtrydhur. Ruani vetëm qumësht të freskët. Ruani vetëm qumështin e gjirit të mbledhur me një pompë të pastruar dhe dezinfektuar për të siguruar higjienën. Mbajeni gjithmonë qumështin e gjirit në enë ose shishe të dezinfektuara të pajisura me një unazë vidhash të dezinfektuar dhe disk mbyllës ose në qese për ruajtjen e qumështit të parasterilizuara. MOS mbushni plotësisht enët, shisheet ose qeset e qumështit. Lini pak hapësirë pasi vëllimi i qumështit rritet gjatë ngrirjes.

• Gjithmonë shënoni qartë datën dhe orën e shprehjes në kontejnerë, shishe ose qese qumështi.

• Përdorni gjithmonë në fillim qumështin e gjirit më të vjetër.

• Për të ruajtur përmbajtjen ushqyese të qumështit të gjirit, shkrini në një ndarje frigoriferi ose nën ujë të rrjedhshëm çezme pa hapur enën, shishen ose qesen. Qumështi i ruajtur mund të shkrihet brenda natës në frigorifer, pastaj të ngrohet gradualisht në një ujë më të ngrohtë ose të nxehtë.

• Shkundni qumështin e shkrirë për të përzier grimcat yndyrore dhe përbërësit e mbetur të qumështit. Qumështi i shkrirë mund të përdoret për 24 orë nëse ruhet në frigorifer.

• Mos e rirreskoni kurrë qumështin e shkrirë.

• Asnjëherë mos e kombinoni qumështin e sapoprerë dhe të shkrirë.

• Asnjëherë mos e ngrohni qumështin duke e zier ose duke përdorur mikrovalën.

• Kontrolloni gjithmonë temperaturën e ushqimit përpara se ta ushqeni.

• Hidhni qumështin që ka mbetur.

Udhëzime për ruajtjen e qumështit të gjirit të saposhprehur (për foshnjat e shëndetshme afatgjata)

• Temperatura e dhomës deri në 25°C, deri në 4 orë.

• Ftohës me pako akulli të ngrirë -15°C deri në 4°C, deri në 24 orë.

• Frigorifer 4°C, deri në 3 ditë.

• Ngrirës -18°C deri -20°C, deri në 6 muaj.

Udhëzime për ruajtjen e qumështit të gjirit të shkrirë (për foshnjat e shëndosha të lindura)

• Temperatura e dhomës deri në 25°C, deri në 2 orë.

• Ftohës me pako akulli të ngrirë -15°C deri në 4°C, deri në 2 orë.

• Frigorifer 4°C, deri në 24 orë.

• Ngrirësi MOS E RINGRI KURRË qumështin e shkrirë të gjirit.

Qumështi i gjirit i mbetur nga ushqyerja:

Hidhni çdo qumësht që ka mbetur.

Ushqyerja e foshnjës:

• Inspektori thithkën e gjirit përpara çdo përdorimi dhe tërhiqeni thithkën e gjirit në të gjitha drejtimet. Hidhni në shenjat e para të dëmtimit ose dobësisë.

• Asnjëherë mos e zhytni thithkën e ushqimit me substanca të ëmbla ose ilaçe, fëmija juaj mund të ketë karies.

• Mos e vendosni në mikrovalë. Mos e ngrohni produktin në furrat tradicionale ose në pjata të nxehta ose në flakë të hapur.

Për sigurinë dhe shëndetin e fëmijës suaj PARALAJMËRIM!

Thithja e vazhdueshme dhe e zgjatur e lëngjeve do të shkaktojë prishjen e dhëmbëve.

Kontrolloni gjithmonë temperaturën e ushqimit përpara se të ushqeni.

Hidhni në shenjat e para të dëmtimit ose dobësisë.

Mbajni komponentët që nuk përdoren jashtë mundësive të fëmijëve.

Asnjëherë mos i lidhni kordave, shiritave, lidhëse ose pjesëve të lirshme të veshjeve. Fëmija mund të mbytet.

Përdoreni gjithmonë këtë produkt me mbikëqyrjen e të rriturve.

Asnjëherë mos përdorni gjinjtë për të ushqyer si qetësues.

Prishja e dhëmbëve tek fëmijët e vegjël mund të ndodhë edhe kur përdoren lëngje jo të ëmbëlsuara. Kjo mund të ndodhë nëse foshnjës i lejohet të përdorë shishen për periudha të gjata gjatë ditës dhe veçanërisht gjatë natës, kur rrjedhja e pështymës është zvogëluar ose nëse përdoret si qetësues.

Aksidentet kanë ndodhur kur foshnjat kanë mbetur vetëm me pajisjet e pirjes për shkak të rënies së foshnjës ose nëse produkti është çmontuar.

Zgjidhja e problemeve:

Problemi: Kam dhimbje kur përdor pompën e gjirit.

Zgjidhja 1: Një nga arsytet mund të jetë niveli shumë i lartë i vakumit. Ndoshta nuk ju nevojitet fuqia e plotë e vakumit të pompës së gjirit. Në fillim përdorni mënyrën e stimulimit ose masazhit. Nëse ende ndjeni dhimbje, ndaloni përdorimin e pompës së gjirit dhe konsultohuni me këshilltarin tuaj për ushqyerjen me gji. Nëse pompa nuk largohet lehtë nga gjoksi, mund të jetë e nevojshme të thyhet vakuumi duke vendosur një gisht midis gjoksit dhe mburojës silikoni.

Zgjidhja 2: Përdorni një peshqir të ngrohtë për të aplikuar kompresë të ngrohtë në gjok dhe bëni masazh me një gjest të vogël poshtë për rreth 5 minuta, më pas provoni përsëri pompimin. Nëse ende ndjeni dhimbje, ndaloni përdorimin e pompës së gjirit dhe konsultohuni me këshilltarin tuaj për ushqyerjen me gji.

Problemi: Pompa e gjirit nuk funksionon.

Zgjidhja: Ju lutemi, fillimisht kontrolloni nëse e keni montuar saktë pompën e gjirit. Për të parandaluar ndërhyrjen, mbajini pajisjet e tjera elektrike, si celulari ose laptopi, larg pompës së gjirit gjatë shprehjes. Kontrolloni baterinë dhe nëse është e nevojshme karikoni atë.

Problemi: Ka tejmbushje qumështi.

Zgjidhja: Kontrolloni nëse të gjitha lidhjet e pompës së gjirit janë të sigurta. Çmontoni dhe montoni pompën (figura III; figura IV). Duke montuar pompën tuaj të gjirit, sigurohuni që të gjitha pjesët të jenë të pastra dhe jo të dëmtuara. Gjatë pompimit, sigurohuni që mburoja e gjirit të jetë plotësisht e mbyllur rreth gjoksit tuaj.

Problemi: Ka tejmbushje qumështi.

Zgjidhja: Fikni pompën e gjirit. Çmontoni pompën e gjirit. Përdorni një leckë të lagur (jo të lagur) për të fshirë pompën e gjirit. Pastroni komponentët e tjerë sipas seksionit të pastrimit dhe dezinfektimit. Kur të gjithë përbërësit janë tharë, rimontoni (figura IV).

Kushtet e përdorimit dhe ruajtjes:

Mbajeni pompën e gjirit larg rrezet e diellit direkte pasi ekspozimi i zgjatur mund të shkaktojë njollë. Ruani pompën e gjirit dhe aksesoret e saj në një vend të sigurt, të pastër dhe të thatë pa rrezet e diellit direkte dhe larg burimeve të nxehtësisë. Nëse pajisja është ruajtur në një mjedis të nxehtë ose të ftohtë, vendoseni në mjedisin e përdorimit për ta lënë të arrijë një temperaturë brenda kushteve të përdorimit (10°C - 30°C) përpara se ta përdorni.

Specifikimet teknike:

Modeli: Pompë gjiri e veshur Winnie 31304010038

Fuqia e pompimit: 165-240/mmHg; Fuqia stimuluese: 90-165/mmHg

Zhurma e kuqfuzar: <50db;

Koha fikse: 30 minuta; Koha e përdorimit: 2.5 orë;

Bateri litiumi: 3.7V, 1500mAh Li-ion; Koha e karikimit: 3 orë;

Mbrojtja nga goditja elektrike: Klasa II;

Fuqia në: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Kushtet mjedisore për funksionim: temperatura 5-40°C, lagështia relative 10-90%, presioni atmosferik 50kPa~106kPa;

Kushtet mjedisore për ruajtje: temperatura 5-40°C, lagështia relative 10-90%, presioni atmosferik 50kPa~106kPa;

Hyrja e përshatësit: 110-240V 50~60Hz, dalje: 5V 1A 3.0W;

Kapaciteti 140ml;

Përmasat: 10.5x5x12.7cm, pesha 234g.

Përputhet me EN 55014, EN 55032, EN 61000, Direktiva RoHS, Rregullorja (EU) 2020/1245. Prodhuar për Kika Group Ltd. Made in China.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PRIJE UPOTREBE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCJU.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

Električna pumpa za majčino mlijeko inovativnog dizajna, bez vanjskih kabela i cijevi. Dizajniran za mame u pokretu. Tih, lagan i vrlo praktičan. Dizajniran za stavljanje u grudnjak za dojenje. Uz veliku Li-ion bateriju od 1500 mAh, potpuno napunjenu možete koristiti 2 sata. Ima zaštitu od povratnog toka koja sprječava da majčino mlijeko curi u pumpu i kontaminira je. Pametan displej koji ima memorijsku funkciju. Pumpa ima četiri načina rada: Stimulacija, Masaža, Drenaža, Odvodnjavanje sa neravnomjernim pumpanjem sa 9 nivoa rada. Set uključuje mekane silikonske lijeve - 18, 20 i 22 mm i jedan silikonski nastavak 16 mm. Boca za mlijeko 140ml. Svi materijali koji se koriste u pumpi su sigurni i kvalitetni za hranu.

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE:

Svrha:

Pumpa za grudi je dizajnirana da izcjedi i skupi majčino mlijeko iz dojilja. Preduslov za korišćenje pumpe za dojke je da imate nezačepljene mliječne kanale. Kod nekih novopečenih majki, mliječni kanali mogu biti začepljeni zbog kongenitalno invertiranih bradavica ili nedovoljnog majčinog mlijeka. Prije upotrebe pumpe za grudi, potrebno je da vaše grudi pregleda specijalista kako bi se uvjerio da vaši mliječni kanali nisu začepljeni i da je laktacija dobro uspostavljena. Pumpa za grudi NIJE namijenjena za izazivanje prve laktacije. Pumpa za grudi je dizajnirana za jednog korisnika!

PAŽNJA! Nikada ne koristite pumpicu za grudi dok ste trudni, jer pumpanje može izazvati trudove. Nikada nemojte koristiti pumpu za grudi u druge svrhe osim onih navedenih u ovom priručniku.

Upozorenja za izbjegavanje gušenja, gušenja i ozljeda:

- Ne dozvolite djeci ili kućnim ljubimcima da se igraju pumpom, adapterom i dodacima za pumpu.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju pumpom.
- Ne ostavljajte pumpu za grudi bez nadzora dok je uključena tokom punjenja.
- Držite dalje od djece.
- Ova pumpa za grudi nije namijenjena osobama sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja. Takve osobe mogu koristiti ovu pumpu za grudi samo ako su bile pod nadzorom ili su dobile odgovarajuća uputstva o upotrebi proizvoda od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Upozorenja za izbjegavanje strujnog udara i opekotina:

- Prije svake upotrebe provjerite ima li na pumpi za grudi, uključujući adapter, znakove oštećenja. Nemojte koristiti pumpicu za grudi ako su adapter ili kabel oštećeni, ako ne rade ispravno, ili ako su ispušteni ili potopljeni u vodu.
- Koristite samo preporučeni USB adapter i navedeni napon kako biste spriječili pregrijavanje, oštećenje ili nezgode adaptera. Ne dirajte adapter i pumpu tokom grmljavine.
- Ne postavljajte pumpu/adapter na direktnu sunčevu svjetlost ili kišu, blizu grijača ili drugih vrućih uređaja, na mjestu izložena ekstremno visokim ili niskim temperaturama, visokoj vlažnosti ili prašini.
- Nemojte stavljati teške predmete na pumpu i ne oštetiti kabl ili adapter. Nemojte snažno istezati niti uvijati kabl. Uvijek držite adapter kada ga isključujete. Provjerite je li adapter čvrsto priključen u utičnicu. Nemojte koristiti utikač koji je labav.
- Nemojte dozvoliti da se pumpa/adapter pokvasi. Nemojte rastavljati ili modificirati pumpu/adapter. Ne bacajte bateriju u vatru i ne izlažite je toploti.
- Odmah isključite adapter i prestanite da koristite pumpu ako primetite neprirodan miris, zagrevanje, promenu boje, deformaciju ili bilo šta neobično tokom korišćenja ili skladištenja pumpe.

Upozorenja za izbjegavanje trovanja i infekcija i za održavanje higijene:

- Iz higijenskih razloga, pumpa za grudi je namijenjena samo za ponovnu upotrebu od strane jednog korisnika.
- Prije svake upotrebe, očistite, isperite i dezinfikujte sve dijelove osim uređaja, USB adaptera i kabela pumpe.
- Čuvajte samo majčino mlijeko koje je izcijedeno očišćenom i dezinficiranom pumpom.
- Nemojte koristiti pumpicu za grudi ako se čini da je silikonska dijafragma oštećena ili neispravna.
- Nemojte čistiti dijelove pumpe antibakterijskim ili abrazivnim sredstvima za čišćenje.

Mjere opreza za izbjegavanje problema i bolova u grudima i bradavicama:

- Prije svake upotrebe provjerite ima li na pumpi za grudi znakove oštećenja. Nemojte koristiti pumpu za grudi ako ne radi ispravno.
- Ne pokušavajte da uklonite tijelo pumpe dok je pričvršćeno za grudi pomoću vakuuma. Isključite jedinicu i raskinite vakuumsku vezu stavljanjem prsta između dojke i lijevca za pumpu. Zatim izvadite pumpicu iz dojke.
- Nikada nemojte koristiti pumpu za grudi kada ste pospani ili pospani kako biste izbjegli nepažnju tokom upotrebe.

- Uvek isključite pumpu za grudi pre nego što skinete tełu pumpe sa dojke da biste oslobodili vakuum.
- Nikada nemojte koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili one koje proizvođač nije izričito preporučio. To može uzrokovati kvar uređaja i utjecati na elektromagnetnu kompatibilnost (EMC). Korištenje dodatne opreme ili dijelova poništava vašu garanciju.
- Nemojte pumpati duže od pet minuta bez prestanka ako niste u mogućnosti da izcijedite majčino mlijeko. Pokušajte pumpati u drugo doba dana.
- Ako proces postane veoma neprijatan ili bolan, prestanite da koristite pumpu i konsultujte svog konsultanta za dojenje.
- Ako vam stvaranje uzrokuje nelagodno ili bol, isključite jedinicu, razbijte vakuum, razbijte vakuum tako što ćete staviti prst između dojke i lijevka za pumpu i izvaditi pumpu iz dojke.
- Nikada nemojte ispuštati ili umetati strane predmete u otvore.

Upozorenja za sprječavanje osobnih ozljeda, oštećenja proizvoda i kvara:

- Nemojte dozvoliti da adapter, kabl i jedinica dođu u kontakt sa vodom.
- Držite adapter i silikonske dijelove dalje od vrućih površina kako biste izbjegli pregrijavanje i deformaciju ovih dijelova.
- Nikada nemojte stavljati uređaj ili adapter u vodu, u mašinu za pranje sudova ili u sredstvo za dezinfekciju. Iako je pumpa za grudi usklađena sa važećim direktivama za elektromagnetnu kompatibilnost, ipak može biti osjetljiva na jače emisije i/ili uzrokovati smetnje u radu druge opreme. Ovo može uzrokovati da se pumpa za grudi isključi ili pređe u način rada greške. Da biste spriječili međusobne smetnje, držite drugu električnu opremu podalje od pumpe za grudi dok se potisnete (pogledajte Tehničke informacije).
- U jedinici nema dijelova koje može servisirati korisnik. Nije dozvoljena modifikacija opreme. Na taj način poništava vašu garanciju.
- Nemojte ispuštati ili udarati pumpu/USB adapter. Nemojte snažno pritisnuti ekran.
- Uređaj, USB kabl i adapter ne zahtevaju čišćenje i sterilizaciju, jer ne dolaze u kontakt sa majčnim mlekom.
- Nikada nemojte koristiti alkohol ili druge organske rastvarače za čišćenje pumpe za grudi.
- Nemojte koristiti pumpu za grudi ni na koji način ili u bilo koju svrhu koja nije opisana u ovom priručniku. To može uzrokovati nesreće ili oštetiti pumpu za grudi.

UPOZORENJA ZA RAD SA LIT-POLIMER BATERIJAMA:

- Obavezno priključenje adaptera SAMO od strane odrasle osobe! Nemojte dozvoliti da se baterija savija, buši (posebno metalnim predmetima) ili na drugi način ošteti.
- Bateriju punite samo adapterom koji je obezbedio proizvođač! Ne stvarajte kratki spoj!
- Čuvati na sobnoj temperaturi! Ne izlažite direktno sunčevoj svjetlosti!
- Nikada ne ostavljajte napunjenu bateriju bez nadzora!
- Baterija može eksplodirati ako se s njom nepravilno rukuje!

NAPOMENA: Baterija se nalazi unutar glavne jedinice.

SAVJET: U potpunosti napunite bateriju prije upotrebe kako biste je sačuvali i produžili period njenog korištenja.

BITANI! Za zamjenu baterije obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisu!

PAŽNJA! Kada prestanete da koristite proizvod, nemojte ga odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom, već ga odnesite na zvanično mesto za prikupljanje otpada gde se može reciklirati. Otpad koji nastaje od oštećenih elektronskih i video uređaja, baterija, adaptera mora se sakupljati odvojeno. Nije dozvoljeno odlaganje u kontejnere za miješani kućni otpad! Bacite ih samo na za to predviđena mjesta.



DELOVI (Slika I):

1. Glavna jedinica x 1; 2. Silikonska dijafragma x 2; 3. Boca za mlijeko x 1; 4. Kopča za podešavanje grudnjaka x 1; 5. Silikonski poklopac x 2; 6. Zaptivke x 2; 7. Linker x 1; 8. Poklopac za flašu za mleko x 1; 9. USB adapter x 1; 10. USB kabl za punjenje x 1; 11. Silikonski nastavak 16mm x 1; 12. Silikonski lijevak x 3 (18 mm x 1; 20 mm x 1; 22 mm x 1).

PRIKAZ (Slika II):

1. Povećajte usis; 2. Način stimulacije; 3. Režim masaže; 4. Nivo usisavanja; 5. Dugme za uključivanje/isključivanje načina rada; 6. Indikator baterije; 7. Drain mode; 8. Smanjenje usisavanja; 9. Iscijediti uz neravnomjerno pumpanje.

- Dugme za prekidač za napajanje/režim: pritisnite 2 sekunde da biste uključili ili isključili pumpu za dojke. Dodirnite jednom da promijenite način rada.
- Kada je pumpa za grudi uključena, ona će se pokrenuti u režimu stimulacije. Nakon 2 minute upotrebe, automatski će se prebaciti u način rada za pražnjenje.
- Pumpa za grudi ima ugrađenu memorijsku funkciju. Kada je uključen, trebao bi automatski početi raditi s posljednjim korištenim postavkama iz prethodne sesije.
- Nivoi usisavanja: Način stimulacije L1-L9; Način masaže: L1-L9; Režim stiskanja: L1-L9; Način pražnjenja sa neravnomjernim pumpanjem: L1-L9.

- Indikator baterije: pokazuje preostali procenat baterije, napunite kada je baterija prazna.
- Pumpa će se automatski isključiti nakon 30 minuta upotrebe.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Čišćenje i dezinfekcija (slika III):

Glavna jedinica, USB kabl i adapter ne zahtijevaju čišćenje i dezinfekciju jer ne dolaze u kontakt s majčinim mlijekom. Prije prve upotrebe, očistite i dezinficirajte sve ostale dijelove pumpe za grudi.

- Nemojte zagrijavati ili sterilizirati u mikrovalnoj pećnici.
- Očistite ove dijelove nakon svake sljedeće upotrebe i dezinficirajte ih prije svake sljedeće upotrebe.
- Oprez!** Glavnu jedinicu, USB kabl ili adapter nikada ne stavljajte u vodu, u mašinu za pranje sudova ili u sredstvo za dezinfekciju, jer ćete ih tako nepovratno oštetiti.
- Rastavite pumpu za majčino mleko kao što je prikazano na slici III.
- Prije prve upotrebe, dezinficirajte sve dijelove osim glavne jedinice, USB kabela i adaptera u kipućoj vodi 5 minuta. Time se osigurava higijena.
- Budite pažljivi kada skidate i čistite poklopac. Ako se pokvari, pumpa za grudi neće raditi ispravno.
- Da biste očistili silikonski ventil, nježno ga protirajte između prstiju u toploj vodi s malo tekućeg deterdženta. Nemojte umetati predmete u poklopac jer ga to može oštetiti.
- Tokom dezinfekcije kipućom vodom, ne dozvolite da dijelovi dodiruju zidove posude. To može uzrokovati nepopravljivu deformaciju ili oštećenje proizvoda za koje KikkaBoo nije odgovoran.

- Temeljno očistite prije svake sljedeće upotrebe kako biste osigurali higijenu.
- Očistite sve dijelove, osim glavne jedinice, USB kabela i adaptera, toplom vodom i blagim deterdžentom. Uvek temeljno isperite sve delove, osim glavne jedinice, USB kabla i adaptera, nakon svakog pranja.
- Temeljno operite i isperite sve dijelove, osim glavne jedinice, USB kabela i adaptera, čistom vodom, uključujući područja koja možda nisu vidljiva, ali kroz koja je hrana prošla, kako biste uklonili ostatke hrane.
- Svi dijelovi osim glavne jedinice, USB kabela i adaptera mogu se sterilizirati za 10 minuta u parnom sterilizatoru dizajniranom za proizvode za dojenje i bebe.
- Ne stavljajte u mašinu za pranje sudova.
- Nemojte peći u mikrotalasnjoj pećnici. Ne zagrijavajte proizvod u tradicionalnim pećnicama, pločama za kuhanje ili otvorenom plamenu.
- Izbjegavajte korištenje oštih ili abrazivnih materijala jer mogu oštetiti proizvod.
- Nemojte čistiti niti dozvoliti da proizvod dođe u kontakt sa rastvaračima ili agresivnim hemikalijama. Ovo može oštetiti proizvod.
- Nakon čišćenja proizvoda, dobro osušite sve delove i čuvajte ih na čistom i suvom mestu dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote.
- Napomena: Obavezno očistite i dezinficirajte relevantne delove pumpe za grudi. Prije rukovanja očišćenim dijelovima temeljito operite ruke!
- Pažnja!** Budite oprezni jer očišćeni dijelovi mogu još uvijek biti vrući. Počnite sa montažom pumpe za grudi tek kada se očišćeni dijelovi ohlade.
- Napomena: Normalno je da imate zaostali miris. Očistite proizvod prema uputama i to će vam pomoći da efikasno smanjite ili eliminišete miris.

Kada očistiti i sterilizirati (slika I):

- Prije prve upotrebe operite i sterilizirajte: silikonske lijeve i nastavak (I-11; I-12); dijelovi I-2; I-3; I-5; I-7; I-8.
 - Pre i posle svake upotrebe oprati: silikonske levke i nastavak (I-11; I-12); dijelovi I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8.
 - Sterilizirati jednom dnevno: silikonski lijevci i nastavak (I-11; I-12); dijelovi I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8.
- Osušite sve dijelove nakon pranja ili dezinfekcije. Operite ruke i sastavite cijelu pumpicu za grudi kao što je prikazano na slici IV.

RAD BATERIJE:

PAŽNJA! Prije prve upotrebe, potpuno punite bateriju 2 sata bez prekida! Kada se pumpa uključi, ikona indikatora baterije na displeju će pokazati preostali vijek trajanja baterije dok se baterija ne isprazni. Kada je baterija prazna, ikona indikatora baterije će početi da treperi. Kada je baterija potpuno napunjena, indikator će pokazati ikonu pune baterije. **Pažnja: Baterija se ne može puniti duže od 24 sata.**

Sastavljanje pumpe (slika IV):

Bitan:

- Prije sastavljanja pumpe, provjerite jesu li svi dijelovi osim glavne jedinice, USB kabela i adaptera očišćeni i sterilizirani.
 - Prije svake upotrebe provjerite da li su komponente pumpe za grudi istrošene ili oštećene. Zamijenite ako je potrebno.
 - Uvijek provjerite čistoću svih dijelova prije upotrebe.
 - Da biste spriječili oštećenje pumpe za grudi, sve komponente moraju biti potpuno suhe prije upotrebe.
1. Temeljito operite ruke sapunom i vodom prije nego dodimete pumpu za grudi, dijelove pumpe i grudi.
 2. Ugradite silikonski poklopac i zaptivku na dno spojnice, paziteći da su pravilno postavljeni.

3. Ugradite silikonsku membranu u povezičać.
4. Umetnite sklopjeni linker u glavnu jedinicu.
5. Instalirajte bocu za mlijeko u glavnu jedinicu.
6. Instalirajte silikonski lijevak ili silikonski nastavak.

Kada izcijediti majčino mlijeko:

Ako ste dobro s dojenjem, preporučuje se (osim ako vaš zdravstveni radnik/savjetnik za dojenje nije preporučio drugačije) da pričekate dok se ne uspostavi isporod vašeg mlijeka i dojenja (obično 2 do 4 sedmice nakon porođaja) prije nego počnete s cijeđenjem soka.

Izuzeci:

- Ako u početku imate problema s dojenjem, redovno pumpanje može pomoći u izgradnji i održavanju zaliha mlijeka.
- Ako cijedite majčino mlijeko za svoju bebicu kako biste je nahranili u bolnici.
- Ako su vaše grudi nabrekle (bolne ili natečene), možete iscijediti malu količinu majčinog mlijeka prije ili između hranjenja kako biste ublažili bol i pomogli vašoj bebici da lakše zasuje.
- Ako su vam bradavice bolne ili napukle, možda biste radije izivali majčino mlijeko dok ne zacijele.
- Ako je vaša beba privremeno odvojena od vas i želite da nastavite sa dojenjem kada se vrati sa vama, preporučljivo je da redovno izdvojite majčino mlijeko kako biste stimulirali proizvodnju mлека.

Morate pronaći najbolje vrijeme u danu za cijeđenje majčinog mlijeka, na primjer neposredno prije ili poslije prvog dojenja ujutru kada su vaše grudi pune, ili nakon dojenja u slučaju da beba nije uzela sve iz obje dojke. Ako ste se vratili na posao, možda ćete morati da pumpate tokom pauza.

Korištenje pumpe za grudi zahtijeva vježbu i može potrajati nekoliko pokušaja da se savlada. Na sreću, pumpa za grudi KikkaBoo je jednostavna za sastavljanje i korištenje, tako da ćete se uskoro naviknuti na nju.

Upotreba pumpe (slika V):

1. Dobro operite ruke i uverite se da su vam grudi čiste.
2. Palcem i kažiprstom postavite silikonski lijevak preko dojke, podupirući dojkicu dlanom. Postavite bradavicu u centar silikonskog lijevka/nastavka. Lagano pritisnite pumpicu na dojkicu kako biste stvorili hermetički pečat. Uverite se da vam bradavica pravilno stoji.
3. Stavite grudnjak za dojenje preko pumpe.
4. Uključite pumpu za grudi pritiskom na dugme za napajanje i odabirom željenog načina rada.
5. Pronađite udoban položaj. Nemojte ležati niti se naslanjati.

- Pumpa će automatski pokrenuti način stimulacije. Snagu usisavanja možete promijeniti pomoću tipki "+" i "-". Nakon dvije minute rada, pumpa će se automatski prebaciti u režim pražnjenja. Ako vam mlijeko počne teći prije ove dvije minute, pritisnite tipku za promjenu načina rada da biste ručno prebacili na ekspresni način.

- Kada ste u režimu stiskanja, povećavajte snagu usisavanja pomoću dugmeta "+" dok ne osjetite blagu nelagodnost (ne bol), a zatim lagano smanjite pomoću dugmeta "-".

Napomena: Režimi simulacije i masaže uključuju brzi ritam usisavanja za stimulaciju protoka mlijeka. Režim cijeđenja uključuje sporiji ritam usisavanja kako bi se u potpunosti izcijedilo majčino mlijeko.

- Kada prestane protok majčinog mlijeka, možete da pređete na režim ispumpanja sa neujednačenim pumpanjem, koji ima za cilj da izazove novu laktaciju kombinovanjem brzog i sporog ritma ispumpanja.

Pažnja: Nemojte uvijek koristiti maksimalnu razinu svakog moda, odaberite najudobniji nivo za vas. U zavisnosti od vašeg ličnog komfora, možda ćete želeti da koristite viši nivo okretanja. Uvijek se možete vratiti na niži nivo usisavanja.

Napomena: Ne brinite ako vam majčino mlijeko ne poteče odmah. Opustite se i nastavite pumpati. Majčino mlijeko će uskoro poteći, čak i ako ne iskoristite sav usis koji pumpa može stvoriti. Prvih nekoliko puta kada koristite pumpu za grudi, možda ćete morati da koristite jaču postavku usisavanja da bi majčino mlijeko teklo.

Pažnja! Nemojte pumpati duže od 5 minuta bez prestanka ako majčino mlijeko ne izlazi. Pokušajte pumpati u drugo doba dana.

- Kada završite sa mlijeđenjem, isključite pumpu za grudi pritiskom na dugme za napajanje na 2 sekunde.

Za prikupljanje majčinog mlijeka nakon cijeđenja:

6. Uklonite pumpicu iz grudnjaka za dojenje.
 7. Pritisnite dugme na sredini uređaja da otpustite flašu za mlijeko.
 8. Sipajte majčino mlijeko u bočicu za hranjenje u smjeru prikazanom na slici V-8.
- Ako želite pohraniti majčino mlijeko, pažljivo ga prebacite u dezinficiranu posudu ili prethodno steriliziranu vrećicu za odlaganje majčinog mlijeka. Za uslove skladištenja pogledajte odeljak Čuvanje majčinog mlijeka.
 - Rastavite i očistite ostale dijelove prema uputama u odeljku za čišćenje i dezinfekciju.

Čuvanje majčinog mleka:

Pažnja! Izdojeno majčino mleko uvijek ohladite ili zamrznite odmah. Čuvajte samo svježe izcijedeno majčino mleko. Čuvajte samo majčino mleko koje je izcijedeno očišćenom i dezinficiranom pumpom kako biste osigurali higijenu. Majčino mleko uvijek čuvajte u steriliziranim posudama ili bočicama opremljenim steriliziranim navojnim prstenom i zaptivnim diskom, ili u prethodno steriliziranim vrećicama za odlaganje majčinog mlijeka. **NEMOJTE** do kraja puniti posude, flaše ili vrećice majčinim mlijekom. Ostavite malo prostora jer se majčino mleko širi tokom zamrzavanja.

- Uvijek jasno označite datum i vrijeme cijedenja na posudama, bočicama ili vrećicama za majčino mleko.

- Uvijek prvo koristite starije majčino mleko.

- Da biste sačuvali nutritivne kvalitete majčinog mlijeka, odmrznite u frižideru ili pod tekućom vodom iz česme bez otvaranja posude, flaše ili koverta. Zamrznuto majčino mleko se može odmrznuti preko noći u frižideru, a zatim postepeno zagrijati u toplijoj ili vrućoj vodi.

- Dobro protresite odmrznuto majčino mleko da se pojedine čestice u njemu pomiješaju. Odmrznuto majčino mleko može se koristiti 24 sata ako se čuva u frižideru.

- Nikada nemojte ponovo zamrzavati odmrznuto majčino mleko.

- Nikada ne miješajte svježe izcijedeno majčino mleko sa prethodno odmrznutim majčinim mlijekom.

- Nikada ne zagrijavajte majčino mleko u mikrotalasnoj pećnici i nikada ga ne prokuhajte.

- Uvijek provjerite temperaturu hrane prije jela.

- Bacite majčino mleko preostalo od hranjenja bebe.

Smjernice za čuvanje svježe izdojenog majčinog mlijeka (za zdrave donošene bebe):

- Na sobnoj temperaturi do 25°C, do 4 sata.

- Kod hlađenja zamrznutim ledenim oblozima -15°C do 4°C, do 24 sata.

- U frižideru na 4°C, do 3 dana.

- U zamrzivaču -18°C do -20°C, do 6 mjeseci.

Smjernice za čuvanje odmrznutog majčinog mlijeka (za zdravu donošenu dojenčad):

- Na sobnoj temperaturi do 25°C, do 2 sata.

- Prilikom hlađenja zamrznutim ledom od -15°C do 4°C, do 2 sata.

- U frižideru na 4°C, do 24 sata.

- NIKADA nemojte ponovo zamrzavati jednom odmrznuto majčino mleko u zamrzivaču.

Majčino mleko preostalo od hranjenja:

Odbacite preostalo majčino mleko.

Hranjenje bebe:

- Prije svake upotrebe provjerite sisu za hranjenje i povucite je u svim smjerovima. Odbaciti na prvi znak oštećenja ili kvara.

- Nikada ne uranjajte dud u slatke tečnosti ili lekove, vaše dete može da dobije karijes.

- Ne stavljajte u mikrotalasnu pećnicu. Ne zagrijavajte proizvod u konvencionalnim pećnicama, ringlama ili otvorenom plamenu.

Za sigurnost i zdravlje Vašeg djeteta OPREZ!

Neprekidno i produženo usisavanje tečnosti dovodi do propadanja zuba.

Uvijek provjerite temperaturu hrane prije jela.

Odbaciti na prvi znak oštećenja ili kvara.

Komponente koje se ne koriste držite van domašaja djece.

Nikada nemojte pričvrstiti na užd, vrpce, pertle ili labave dijelove odjeće. Dijete se može ugušiti.

Uvijek koristite ovaj proizvod pod nadzorom odrasle osobe.

Nikada nemojte koristiti bradavice za hranjenje kao dud.

Mala djeca mogu dobiti karijes čak i kada se koriste nezasađene tekućine. Ovo se može dogoditi ako se bebi dozvoli da koristi flašicu tokom dužeg perioda tokom dana, a posebno noću kada je protok pljuvačke smanjen ili se koristi kao duda.

Nesreće su se dogodile kada su bebe ostavljene same sa uređajem za piće zbog pada bebe ili ako je proizvod rastavljen.

Rješavanje problema:

Problem: Osjećam bol prilikom korištenja pumpe za grudi.

Rješenje 1: Jedan od razloga može biti previsok nivo usisavanja. Ne treba vam puna snaga vakuuma koju stvara pumpa. U početku koristite način stimulacije ili masaže. Ako i dalje osjećate bol, prestanite koristiti pumpu za grudi i obratite se svom savjetniku za dojenje. Ako se pumpa ne skida lako s dojke, možete prekinuti vakuumsku vezu stavljanjem prsta između dojke i silikonskog lijevka.

Rješenje 2: Toplom krpom nanesite topli oblog na dojku i masirajte u smjeru osnovne dojke prema bradavici 5 minuta. Ponovite pokušaj pražnjenja ponovo. Ako i dalje osjećate bol, prestanite koristiti pumpu za grudi i obratite se svom savjetniku za dojenje.

Problem: Pumpa za grudi ne radi.

Rješenje: Prvo provjerite da li ste pravilno sastavili pumpu za grudi. Kako biste spriječili međusobne smetnje, držite drugu električnu opremu, poput mobilnog telefona ili laptopa, podalje od pumpe za grudi dok se potisnete. Provjerite bateriju, po potrebi je napunite.

Problem: Ne osjećam usisavanje.

Rješenje: Provjerite da li ste pravilno sastavili pumpu za grudi. Rastavite i ponovo sastavite pumpu (Slika III; Slika IV). SASTAVLJANJE VAŠE PUMPE:

Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i neoštećeni. Prilikom pumpanja vodite računa da silikonski lijevak potpuno stane oko vaše dojke kako bi se stvorio vakuum.

Problem: Došlo je do curenja majčinog mlijeka.

Rješenje: Isključite pumpu za grudi. Rastavite pumpu za majčino mleko (slika III). Koristite vlažnu (ne mokru) krpu da obrišete pumpicu za grudi. Očistite ostale komponente prema odjeljku Čišćenje i dezinfekcija. Kada se sve komponente osuše, ponovo sastavite (slika IV).

Uslovi upotrebe i skladištenja:

Držite pumpicu za grudi izvan direktne sunčeve svjetlosti jer produženo izlaganje može uzrokovati promjenu boje. Čuvajte pumpicu za grudi i njenu dodatnu opremu na sigurnom, čistom i suhom mjestu izvan direktne sunčeve svjetlosti i dalje od izvora topline. Ako je jedinica bila pohranjena u toplom ili hladnom okruženju, stavite je u okruženje za korištenje i ostavite da dostigne temperaturu unutar uslova korištenja (10°C - 30°C) prije upotrebe.

Specifikacije:

Model: Winnie pumpica za grudi 31304010038

Snaga pumpanja: 165-240/mmHg; Jačina stimulacije: 90-165/mmHg

Nivo buke: <50db;

Fiksno vrijeme: 30 minuta; Radno vreme 2,5 šolje;

Litijumska baterija: 3.7V, 1500mAh; Vrijeme punjenja 3 sata;

Zaštita od strujnog udara: Klasa I;

Napajanje: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Uslovi radnog okruženja: temperatura 5-40°C, relativna vlažnost 10-90%, atmosferski pritisak 50kPa~106kPa;

Uslovi skladištenja: temperatura 5-40°C, relativna vlažnost 10-90%, atmosferski pritisak 50kPa~106kPa;

Mrežni napon za adapter: ulaz: 110-240V 50~60Hz, izlaz: 5V 1A 3.0W;

Kapacitet: 140ml;

Veličina: 10,5x5x12,7 cm, težina 234g.

U skladu sa EN 55014, EN 55032, EN 61000, RoHS direktiva, Uredba (EU) 2020/1245. Proizvedeno za Kika Group Ltd. Napravljeno u Kini.

გარემოებებში ვერადღებთ წაითხეთ ეს მომხმარებლის სახელმძღვანელო და შეინახეთ იგი მომავალი ცხოვებისთვის. პროდუქტის მასხარისებრი:

ელექტრო მკერდის ტუმბო ინოვაციური სატარი დიზაინით, გარე სადენებისა და მილების გარეშე. შექმნილია მოგზაურობისას ადგილისთვის. ის იმდენად მოსახერხებელია, რომ მისი ტარება შეგიძლიათ თქვენი საკეთირი ბიუსტალატორის მიგნით. მშვილდ და მსუბუქი. დიდი მრავალჯერადი დატენვის ლითონის ბატარეით 1500 mAh, სრულად დამატებული შეიძლება გამოყენებულ იქნას 2 საათის განმავლობაში. უკვანკლის საწინააღმდეგო დაცვა ღელის რისი ტუმბოზე დაბრუნებას, დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად და რისი ხიხლის შესაწარმებლად. ჭკვიანი დისკოვანი, რომელსაც აქვს მესხერების ფუნქცია. დააკმაყოფილებ სხვადასხვა საჭიროებები ჩონი რეკიმით: ტენიშოკოვი, მასაჟი, ამბოჭოვანი და ბიონიშოკოვი რეკიმში 9 ღონის შეყვინის ძალის რეგულირებით. ჩიბილი სილიკონის მკერდის ფარები - 18, 20 და 22 მმ. სილიკონის ჩასმა 16 მმ. რძის ბოთლი 140 მლ. დამზადებულია უსაფრთხო საკვები მასალისგან..

უსაფრთხოების ინფორმაცია: დანიშნულებისამებრ გამოყენება:

მკერდის ტუმბო განკუთვნილია მუშაობისთვის ქალის მკერდიდან რძის გამოსახატავად და შესაგროვებლად. მკერდის ტუმბოს გამოყენების რეკომენდაცია რძის სადინარების ქონა. ზოგიერთ ასაკ დედას, როგორც ჩანს, აქვს ჩაკეტილი რძის სადინარები, რაც იწვევს ძუძუს თანდაყოლილი დაზარების ან რძის ნაკლებობას. მკერდის ტუმბოს გამოყენებამდე აუცილებელია სარძევე ქრუკცის პროფესიონალი რეკომენდაცია, რათა დარწმუნდეთ, რომ რძის სადინარები არ არის ჩაკეტილი და ლაქტივია კარგად არის დადგენილი. მკერდის ტუმბო არ არის განკუთვნილი პირველი ლაქტივის გამოსავსევად. მკერდის ტუმბო განკუთვნილია ერთი მომხმარებლისთვის! გაფრთხილება არასოდეს გამოიყენეთ მკერდის ტუმბო ორსულობისას, რადგან ტუმბო შეიძლება გამოიწვიოს მშობიარობა. არასოდეს გამოიყენეთ მკერდის ტუმბო სხვა მიზნებისთვის, გარდა ამ სახელმძღვანელოში ჩამოთვლილითა.

გაფრთხილებები დასრობის, დასრობის და ტრავმის თავიდან ასაცილებლად:

- არ დაუშვით ბავშვებს ან მინარე ცხოველებს მოწყობილობასთან, ადაპტორთან ან აქსესორებთან თამაში.
- ბავშვები უნდა იყვნენ მეთაფურების ქვეშ, რათა უზრუნველყონ, რომ ისინი არ ეკლამბონ მოწყობილობას.
- არ დატოვით მკერდის ტუმბო უუფრადებოდ დატენვისას.
- მორიგით ბავშვებს.
- ეს მკერდის ტუმბო არ არის განკუთვნილი ქალებისთვის, რომლებსაც აქვთ შემცირებული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების ან გამოყვანილობის და ცოდნის ნაკლებობა. ასეთ ქალებს შეუძლიათ გამოიყენონ ეს მკერდის ტუმბო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ზედამხედველობენ ან მიიღებენ სათანადო ინსტრუქციას პროდუქტის გამოყენების შესახებ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ.

გაფრთხილებები ელექტრომოციისა და დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად:

- ყოველი გამოყენებამდე შეამოწმეთ მკერდის ტუმბო, ადაპტორის ჩათვლით, დაზიანების ნიშნებზე. არ გამოიყენოთ მკერდის ტუმბო, თუ ადაპტერი ან კაბელი დაზიანებულია, თუ ის გამართულად არ მუშაობს ან თუ ჩაჯარად ან წყალში ჩაიძირა.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მითითებული ძაბვა და შემოთავაზებული USB ადაპტერი, რათა თავიდან აიცილოთ ადაპტერის გადახურება, რაიმე დაზიანება ან გაუმართაობა.
- არ შეხებით USB ადაპტერს და მკერდის ტუმბოს ქვეა-ქუხილის დრის.
- არ მოათავსეთ მკერდის ტუმბო/USB ადაპტერი მზის პირდაპირ შუქზე ან წვიმაში, გამათბობელთან ან სხვა ცხელ მოწყობილობებთან ახლოს, უკიდურესად მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის, მაღალი ტენიანობის ან მტკვარი ადგილებში.
- არ მოათავსოთ მძიმე საგნები და არ დაზიანოთ კაბელი ან ადაპტერი. იძულებით არ მოხსართო და არ გაყვანოთ USB კაბელი. ყოველთვის გეჭირათ USB ადაპტერი ღენის გამოყვნილებიდან გამორთვისას. დარწმუნდით, რომ მტუცსელი სრულად არის ჩასმული ღენის გამოყოფილებაში. არ გამოიყენოთ ელფირი გამოსასვლელი.
- არ დაუშვით მკერდის ტუმბო/USB ადაპტერი/კაბელი/ბატარეა დასველდეს. არ დაშლოთ ან შეცვალოთ მკერდის ტუმბო/ USB ადაპტერი/ ბატარეა.
- გამორთეთ USB ადაპტერი და შეწყვიტეთ მკერდის ტუმბოს გამოყენება, თუ შეამჩნევთ არანორმალურ სუნს, სიგხეს, ფერის შეცვლას, დეფორმაციას ან რაიმე უჩვეულოდ გამოყვნიბისას ან შეხახვისას.

გაფრთხილებები მოსახლეობისა და დაზიანების თავიდან ასაცილებლად და ჰიგიენის დაცვის მიზნით:

- ჰიგიენური მიზნების გამო, მკერდის ტუმბო განკუთვნილია მხოლოდ ერთი მომხმარებლის განმარტებით გამოყენებისთვის.
- ყოველი გამოყენების წინ გაწმინდეთ, ჩამოიბანეთ და დუზინფექცია გაუკეთეთ აკრუთა ნაწილს, გარდა ძირითადი მოწყობილობის, USB კაბელისა და ტუმბოს დატენვისას.
- შეინახეთ მხოლოდ გაწმინდული და გაწმინდელი ტუმბოს საშუალებით მეგრეობული დედის რძე.
- არ გამოიყენოთ მკერდის ტუმბო, თუ სილიკონის დიაფრაგმა დაზიანებულია ან გატეხილია.
- არ გამოიყენოთ ანტიბაქტერიული ან ანტიზოლი საწმენდი საშუალებები მკერდის ტუმბოს ნაწილების გაწმენლისას.

გაფრთხილებები მკერდისა და ძუძუს პრობლემებისა და ტკივილის თავიდან ასაცილებლად:

- ყოველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ მკერდის ტუმბო დაზიანების ნიშნებზე. არ გამოიყენოთ მკერდის ტუმბო, თუ ის გამართულად არ მუშაობს.

- არ შეეძლება ამოიღოთ ტუმბოს სხეული მკერდიდან ვაკუუმის დროს. გამორთეთ მოწყობილობა და თითოეულ გატეხვით დასუფთავებულ და ტუმბოს ძაბვის შორის. შევსდეთ ამოიღეთ ტუმბო მკერდიდან.
- არასოდეს გამოიყენოთ მკერდის ტუმბო, როდესაც გვიძნებათ ან ძილიანობა გავქვ, რაათ თავიდან ავიცილოთ ყვინჯის დასავლბობა გამოყენების დროს.
- ყოველთვის გამორთეთ მკერდის ტუმბო, სანამ ტუმბოს კორპუსს ამოიღებთ მკერდიდან ვაკუუმის გასათავისუფლებლად.
- არასოდეს გამოიყენოთ აქუსურარები ან ნაწილები სხვა მწარმოებლის სხვა მწარმოებლის მიერ წარმოებული. არ არის რეკომენდებული.
- ანამ შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის არასათანადო მუშაობა და გავლენა მოახდინოს ელექტრომაგნიტურ თავსებადობაზე (EMC). თუ იყენებთ ასეთ აქუსურარებს ან ნაწილებს, თქვენი განათარება ძალადაკარგულია.
- არ გააგრძელოთ ამოტუმბვა ერთდროულად ზუთ წუთზე მეტ ხანს, თუ არ გამოყოფთ რძის გამოყოფას. შეედადეთ გამოხატოთ დღის სხვა დროს.
- თუ პროცესი ხდება ძალიან არასასიამოვნო ან მტკივნეული, შეწყვიტეთ ტუმბოს გამოყენება და გაიარეთ კონსულტაცია ძუძუთი კვების საკითხებში.
- თუ წარმოქმნილი წნევა არასასიამოვნო ან იწვევს ტკივილს, გამორთეთ მოწყობილობა, თითოეულ დამატრვიტე მკერდსა და ტუმბოს კორპუსს შორის და ამოიღეთ ტუმბო მკერდიდან.
- არასოდეს ჩამოაგდოთ ან ჩალოთ უცხო საგნები ღიობებში.
- სიფრთხილე პირადი დაზიანების, პროდუქტის დაზიანებისა და გაუმართაობის თავიდან ასაცილებლად:
- მოერიდეთ ადაპტერს, USB კაბელს და მთავარ ერთეულს წყალთან კონტაქტში.
- შეინახეთ ადაპტერი და სილიკონის ნაწილები გაცხელებული ზედაპირებისგან, რაათ თავიდან ავიცილოთ ამ ნაწილების გაღახურება და დეფორმაცია.
- არასოდეს ჩალოთ ძირითადი მოწყობილობა ან ადაპტერი წყალში, ჭურჭლის სარეც მანქანაში ან საფეხინფეკტი საშუალებებში.
- მოხუხედავად იმისა, რომ მკერდის ტუმბო შეესაბამება მოქმედ EMC დირექტივებს, ის მაინც შეიძლება იყოს მცრნობითარ ჭარბი მონუხალობის მიმართ და/ან შეიძლება ზული შეეზღოს სხვა აღჭურვილობას. შეედად შეიძლება იყოს ის, რომ მკერდის ტუმბო გამორთულია ან გადელის შეგდომის რეჟიმში. ჩარევის თავიდან ასაცილებლად სხვა ელექტრომოწყობილობა მორირდეთ მკერდის ტუმბოს ექსპლუაის დროს (იხ. „ტექნიკური ინფორმაცია“).
- მკერდის ტუმბოს მთავარი ბლოკის აკეთეთ არ არის მომხმარებლის მომხსურე ნაწილები. არანაირი მოდიფიკაცია ნებადართულია აღჭურვილობა. თუ ამას გინებთ, თქვენი გარანტია ძალადაკარგულია.
- არ ჩამოაგდოთ და არ დაარტყოთ მკერდის ტუმბოს/USB ადაპტერს. არ დააჭიროთ ეკრანზე.
- ძირითადი დანადგარი, USB კაბელი და ადაპტერი არ საჭიროებს გაწმენვას, რადგან არ შედის კონტაქტში დელის რძესთან.
- არასოდეს გამოიყენოთ ალკოჰოლი ან სხვა ორგანული გამხსნელები მკერდის ტუმბოს გასწმენდად.
- არ გამოიყენოთ მკერდის ტუმბო არანაირად ან იმ მზინით, რომელიც არ არის აღწერილი ამ სახელმძღვანელოში. ანამ შეიძლება გამოიწვიოს გაუფრთხი შემთხვევები ან დაზიანებს მკერდის ტუმბო.

გაფრთხილებები ღიითურ პოლიმერულ ბატარეების გამოყენებისას:

- ადაპტორის მეურთება მხოლოდ ზრდასრულ ადამიანს შეუძლია!
- არ დაღუწოთ, არ გახურდეთ (განსაკუთრებით ღიითონის საგნებით) და არ დაზიანოთ ბატარეა სხვაგვარად.
- ბატარეის დატენვა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მორედებულ ადაპტრით!
- არ დაუშვათ მოკლე ჩართვა!
- შეინახეთ პროდუქტი ოთახის ტემპერატურაზე!
- არ დაექვემდებაროს შვის პირდაპირ სხივებს!
- არასოდეს დატოვოთ დამტენი ბატარეა ზედამხეველობის გარეშე!
- ბატარეა შეიძლება აფეთქდეს არასწორად მოყვრობის შემთხვევაში!



შენიშვნა: ბატარეის განყენილება მდებარეობს მთავარი მოწყობილობის მგინით.
რჩევა: დატენეთ ბატარეა სრულად გამოყენებამდე, რაათ შეინახოთ და განაგრძელოთ მისი სიფობლე.
მნიშვნელოვანი! ბატარეის შესაცვლელად დაუკავშირდით საცალო ვაჭრობას ან ავტორიზებულ სერვისს!
სირობილობა! როდესაც შეწყვეტთ პროდუქტის გამოყენებას, ნუ გადაადგებთ მას ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან, არამედ გადაიტანეთ ნარჩენების მეურთავის ოფიციალურ პუნქტში. დაზიანებული ელემტრი და ვიდეო მოწყობილობების, ბატარეების, გადაყვანებისგან წარმოქმნილი ნარჩენები ცალკე უნდა განადგურდეს. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერებში გადაყრა აკრძალულია.

ნაწილები (სურათი 1):

1. ძირითადი ერთეული x 1; 2. სილიკონის დიფარგმა x 2; 3. რძის ბოთლი x 1; 4. ბუუსტალატერის რეგულირების ბალთა x 1; 5. სილიკონის სარქული x 2; 6. ბუქლები x 2; 7. დამაკავშირებელი x 1; 8. რძის ბოთლის თავსახური x 1; 9. USB ადაპტერი x 1; 10. USB დამტენი კაბელი x 1; 11. სილიკონის ჩასმა 16მმ x 1; 12. სილიკონის მკერდის ფარი x 3 (18 მმ x 1; 20 მმ x 1; 22 მმ x 1).

ჩვენება (სურათი 1):

1. შუქვის გაზრდა; 2. სტიმულაციის რეჟიმი; 3. მასაჟის რეჟიმი; 4. შუქვის დონე; 5. დენის/რევის რეგულირების დილაკი; 6. ბატარეის

მაჩვენებელი; 7. ამოტუმბვის რეჟიმი; 8. შეუქვის შემცირება; 9. ბიონიკური რეჟიმი.

- ღერის/რეჟის რეგულირების დილაჯი: დაბკირთ 2 წამის განმავლობაში მკერდის ტუმბოს ჩართვის ან გამორთვისთვის. რეჟიმის შესაცვლელად შეუბთ ერთხელ.
- მკერდის ტუმბოს ჩართვისას ის დაიწყება სტიმულაციის რეჟიმით. 2 წუთის გამოყენების შემდეგ ის ავტომატურად გადავა რეჟიმში.
- მკერდის ტუმბოს აქვს ჩამბეზვებელი მესხიურების ფუნქცია. როდესაც ჩართულია, მანქანა ავტომატურად შედის ან მაღლა გადადის სამუპამოტრში და შეუქვის დონეზე, რომელიც ბოლო ღრის იყენებით.
- შეუქვის დონეები: სტიმულაციის რეჟიმი: L1-L9; მასაჟის რეჟიმი: L1-L9; ტუმბოს რეჟიმი: L1-L9; ბიონიკური რეჟიმი: L1-L9.

- ბატარეის ინდიკატორი: აჩვენებს ბატარეის დანარჩენ პროცენტს; გთხოვთ, დაიმუხტოთ, როცა ბატარეა დაღლილია.
- მკერდის ტუმბო ავტომატურად შეწყვეტს მუშაობას მუშაობის 30 წუთის შემდეგ.

**გამოყენების ინსტრუქცია:
განმეხლა და განმეხლა (სურათი III):**

მთავარი მოწყობილობა, USB კაბელი და ადაპტერი არ საჭიროებს განმეხლას, რადგან ისინი არ შედიან კონტაქტში დღეის რძესთან. პირველ გამოყენებამდე გაასუფთავეთ და განმეხლეთ მკერდის ტუმბოს ყველა სხვა ნაწილი.

- არ გაათბოთ და არ გაასტერილოთ მიკროტალღურ ღუმელში.
- გამოყენებამდე და მის შემდეგ, გთხოვთ განმეხლდეთ და დეზინფექცია გაუკეთეთ დღეის რძესთან შეხების ნაწილებს.
- სდგრძობილი** არასოდეს ჩართო მთავარი მოწყობილობა, USB კაბელი ან ადაპტერი წყალში, ჟურჭლის სარეგხ მანქანაში ან საღებინფექციო საშუალებებში, რადგან ეს იწვევს ამ ნაწილების მუდმივ დაზიანებას.
- მკერდის ტუმბო მთლიანად დამალოთ, როგორც ნაჩვენებია III სურათზე.
- პირველ გამოყენებამდე დეზინფექცია გააკეთეთ მწვდარე წყალში 5 წუთის განმავლობაში ყველა ნაწილის გარდა ძირითადი მოწყობილობის, USB კაბელის და ადაპტერისა. ეს უზრუნველყოფს ჰიგიენას.
- ფრთხილად იყავით სარკველის ამოღების და განმეხლისას. თუ ის გაფუჭდა, თქვენი მკერდის ტუმბო არ იმუშავებს გამართლად.
- ფრთხილად განმეხლეთ ყოველი მომდევნო გამოყენებამდე ჰიგიენის უზრუნველსაყოფად.
- გარეგნულ ყველა ნაწილი, გარდა ძირითადი მოწყობილობის, USB კაბელისა და ადაპტერისა, თბილი წყლით და დელიკატური სარეგხ საშუალებით.

- ყოველთვის კარგად ჩამოიბანეთ ყველა ნაწილი მთავარი მოწყობილობის, USB კაბელის და ადაპტერის გარდა ყოველი გარეგნული შემდეგ.
- კარგად გარეგნულ და ჩამოიბანეთ ყველა ნაწილი, გარდა ძირითადი მოწყობილობის, USB კაბელისა და ადაპტერისა, სუფთა წყლით, მათ შორის ადგილები, რომლებზე შეიძლება არ ჩანდეს, მაგრამ რომლებშიც რძე გავიდა, რძის ნარჩენების მოსაშორებლად.
- ყველა ნაწილის, გარდა ძირითადი მოწყობილობის, USB კაბელისა და ადაპტერისა, შესაძლებელია სტერილიზაცია 10 წუთამდე ორთქლის სტერილიზატორში, რომელიც განკუთვნილია მეძუბური დეღებისთვის და ბავშვის პროლექტივისთვის.
- არ მოათავსოთ ჟურჭლის სარეგხ მანქანაში.
- არ მოათავსოთ მიკროტალღურ ღუმელში. არ გაცხელოთ პროლექტი ტრადიციულ ღუმელებში, ცხელ თევზებზე ან ღია ცეცხლზე.
- მოერიდეთ ბასრი ან აბრუნული მასალების გამოყენებას, რადგან ამან შეიძლება დაზიანოს პროლექტი.
- არ გასუფთავოთ და არ დაუმუთავო პროლექტი გამზნებლებთან ან აგრესიულ ქიმიკალებთან შეხებით. ამან შეიძლება დაზიანოს პროლექტი.
- პროლექტის განმეხლის შემდეგ კარგად გამართეთ ყველა ნაწილი და შეინახეთ სუფთა და მშრალ ადგილას მზის პირდაპირი სხივების გარეშე და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით.

შენიშვნა: აუღილებლად განმეხლეთ და დეზინფექცია გაუკეთეთ მკერდის ტუმბოს შესაბამის ნაწილებს. სუფთა ნაწილებზე მუშაობის დაწყებამდე ხელეული კარგად დაეხლად დაიბანეთ! გაფრთხილება! ფრთხილად იყავით, რადგან განმეხლილი ნაწილები შეიძლება ჯერ კიდევ ცხელი იყოს. მკერდის ტუმბოს აწყობა დაიწყეთ მხოლოდ მაშინ, როცა განმეხლილი ნაწილები გაცივდება.

შენიშვნა: ნარჩენი სუნის შემთხვევაში ნორმალურია. გაასუფთავეთ პროლექტი ინსტრუქციის მიხედვით, მას შეუძლია ეფექტურად შეამციროს ან აღმოფხვრას სუნე.

როდის უნდა დაიბანოთ და განმეხლოთ (სურათი II):

- პირველ გამოყენებამდე გარეგნულ და გაასუფთავოთ: მკერდის ფარი და ჩასმა (I-11; I-12); მკერდის ტუმბოს ნაკრები (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).
- ყოველი გამოყენების წინ და შემდეგ დაიბანეთ: მკერდის ფარი და ჩასმა (I-11; I-12); მკერდის ტუმბოს ნაკრები (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)
- დღეში ერთხელ განმეხლა: მკერდის ფარი და ჩანართი (I-11; I-12); მკერდის ტუმბოს ნაკრები (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).

გამართეთ ყველა ნაწილი გამოყენების ან განმეხლის შემდეგ. დაიბანეთ ხელეული და ააწყეთ სრული მკერდის ტუმბო IV ფურცლის მიხედვით.

ბატარეის მუშაობა:

გაფრთხილება! პირველ გამოყენებამდე, სრულად დატენეთ ბატარეა 2 საათის განმავლობაში უწყვეტად! ტუმბოს ჩართვის შემდეგ, კვრანზე ბატარეის ინდიკატორის ბატლეა აჩვენებს ბატარეის დარჩენილ ხანგრძლივობას ბატარეის ამოწურვამდე, როდესაც ბატარეა დაბალია, ბატარეის ინდიკატორის ბატლეა დაიწყებს გიმეიმებს. როდესაც ბატარეა სრულად დაიტენება, ინდიკატორი აჩვენებს ბატარეის სრული ბატლეას. ყურადღება: ბატარეის დატენვა შეუძლებელია 24 საათის განმავლობაში.

ტუმბოს აწყობა (სურათი IV):

მნიშვნელობა:

- ტუმბოს აწყობამდე დარწმუნდით, რომ ყველა ნაწილი, გარდა ძირითადი მოწყობილობის, USB კაბელისა და ადაპტერისა, განმუშავებულია და სტერილიზებულია.
- ყოველი გამოყენებამდე შეამოწმეთ მკერდის ტუმბოს ნაკრების კომპონენტები ევჯთა ან დაზიანებაზე. საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ.
- გამოყენებამდე ყოველთვის შეამოწმეთ ყველა ნაწილი სისუფთავისთვის.
- მკერდის ტუმბოს დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, გამოყენებამდე ყველა კომპონენტი მთლიანად მშრალი უნდა იყოს.
- 1. ხელეცეპი კარგად დაიბანეთ საპნით და წყლით, სანამ შეხებით მკერდის ტუმბოს, მკერდის ტუმბოს კომპლექტს და მკერდს.
- 2. დააინსტალირეთ სარქველი და ლუქი დამაკავშირებლის ქვედა ნაწილში, დარწმუნდით, რომ ისინი სწორად არის დამონტაჟებული.
- 3. დააინსტალირეთ სილიკონის დიფერენციალური ლინკერი.
- 4. მოათავსეთ აწყობილი დამაკავშირებელი მთავარ მოწყობილობაში.
- 5. ჩაეთქვას რძის ბოთლი მთავარ მოწყობილობაში.
- 6. დააინსტალირეთ სილიკონის ფარი ან სილიკონის ჩასმა.

რძის გამოვიდით რძე:

თუ ძუძუთი კვება კარგად მიდის, მიზანშეწონილია (თუ თქვენს ჯანდაცვის პროფესიონალი/ძუძუთი კვების კონსულტანტი სხვაგვარად არ გირჩევს) დალოდებით რძის მიწოდების და ძუძუთი კვების გრაფიკის დადგენას (ჩვეულებრივ, მშობიარობიდან მინიმუმ 2-დან 4 კვირამდე), სანამ დაიწყებთ დეზრესას.

გამონაკლისები:

- თუ ძუძუთი კვება მაშინვე კარგად არ მიდის, რეგულარულად გამოყოფა დაგეგმარებათ რძის მარაგის დამყარებაში და შენარჩუნებაში.
- თუ თქვენ აძლევთ რძეს თქვენს ბავშვის საავადმყოფოში მისაცემად.
- თუ თქვენი მკერდი გააღწეულია (მტკიცებელი ან შეუჭვებელი), შეგიძლიათ მცირე რაოდენობით რძე გამოწეროთ კვებამდე ან შუალედში, რათა დახმარებული ტკივილი და დაზიანებები ბავშვის უფრო ადვილად დაიჭიროს.
- თუ თქვენ გაქვთ მტკიცებელი ან დაზიანებული ძუძუსთავები, შეიძლება გჭირდეთ რძე, სანამ ისინი არ გამოჯანმრთელდებიან.
- თუ თქვენ დაშორდით თქვენს შვილს და გსურთ გააგრძელოთ ძუძუთი კვება, როდესაც შეიკრიბებით, რეგულარულად უნდა გამოიწვიოთ რძე რძის მიწოდების სტიმულირებისთვის.
- თქვენ უნდა იპოვოთ დღის ოპტიმალური დრო რძის გამოსატანად, მაგალითად, დღითი ბავშვის პირველი კვების წინ ან მის შემდეგ, როდესაც მკერდი სასვავა, ან კვების შემდეგ, თუ თქვენმა ბავშვმა ორივე მკერდი არ დაიღალა. თუ საშასხურში დაბრუნდით, შეიძლება დაჭირდეთ შესვენების დროს გამოხატვა.
- მკერდის ტუმბოს გამოყენება მოითხოვს პრაქტიკას და შეიძლება რამდენიმე მცდელობა დასჭირდეს, სანამ წარმატებას მიაღწევთ. საბედნიეროდ, Kikkabo ლექტრო სარძევე ტუმბოს აწყობა და გამოყენება მარტივია, ასე რომ თქვენ მალე შეეგუებით მის გამოხატვას.

ტუმბოს გამოყენებით (სურათი V):

1. ხელეცეპი კარგად დაიბანეთ და დარწმუნდით, რომ მკერდი სუფთაა.
2. დაჭირეთ მკერდის ფარი მკერდზე გერით და საჩვენებელი თითით. მხარი დაუჭირეთ მკერდს ხელისგულით. მოათავსეთ ძუძუს თავი აწყობილი სილიკონის ფარის/ჩანარის ცენტრში. ნახალ დააჭირეთ ტუმბოს მკერდზე. დარწმუნდით, რომ თქვენი ძუძუს თავი სწორად ერგება.
3. მოათავსეთ თქვენი საუთნო ბიუსტალტური ტუმბოს ზემოთ.
4. ჩართეთ მკერდის ტუმბო დენის დილაკის დაჭრით და აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი რეჟიმი.
5. იპოვეთ კომფორტული პოზიცია. დარწმუნდით, რომ არ დაჭრეთ ან დაჭვიწოთ.

• მკერდის ტუმბო ავტომატურად ჩაირთვება სიმულაციის რეჟიმში. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ სტიმულაციის რეჟიმის დონე “+” და “-” დილაკების გამოყენებით. ორი წუთის შემდეგ ის ავტომატურად გადავა სატუმბო რეჟიმში. თუ რძე ორ წუთამდე იწყებს დინებას, დააჭირეთ რეჟიმის შედგენის დილაკს ხელით გადასაცვლელად სატუმბო რეჟიმში.

• მას შემდეგ რაც გადატუმბვის რეჟიმში იქნებით, გაზარდეთ შუქოვის დონე დილაკის „+“-ით, სანამ ამოტუმბავა არ იგრძნობა ოდნავ უზრუნველად (არ მტკიცებულა), შემდეგ ოდნავ შეამცირეთ „-“ დილაკის გამოყენებით.

შენიშვნა: სტიმულაციის და მასაჟის რეჟიმი არის სწრაფი წუთის ტუმბოს რითმები, რომლებიც მიზნად ისახავს რძის ნაკადის სტიმულირებას. ამოტუმბვის რეჟიმი არის შუქოვის ნელი რიტმი რძის ნახი და უფექტური მოცილებისთვის რძის დინების დაწყების შემდეგ.

• როდესაც რძის დინება შეჩერდება, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ბიონიკურ რეჟიმში. ის მიზნად ისახავს მორიგე დაგეგმის გამოწვევას სწრაფად და ნელი ტუმბოს რითმების კომბინაციით.

ყურადღება: ყოველთვის არ გამოიყენოთ თითოეული რეჟიმის მაქსიმალური უფრო, უზრაველად აირჩიეთ თქვენთვის ყველაზე კომფორტული დონე. თქვენი პირადი კომფორტი და გამოზინება გამოზინება, შეგიძლიათ გამოიყენოთ უფრო მაღალი შუქოვის დონე უზრუნველყოფის დროს მკერდას. ყოველთვის შეგიძლიათ დაბრუნდეთ შუქოვის უფრო დაბალ დონეზე.

შენიშვნა: არ ინერგებოთ, თუ რძე დაყოფილებლივ არ შემოვა. დამშვიდდით და გაანჯერეთ ტუმბო. რძე მალე შემოვა, მაშინაც კი, თუ არ გამოიყენებთ შუქოვის მთელ ძალას, რაც ტუმბოს შეუძლია. პირველი რამდენიმე ჯერ, როდესაც იყენებთ მკერდის ტუმბოს, შეიძლება

დაჭირდეთ უფრო მაღალი შეუროვის რეჟიმის გამოყენება, რათა თქვენი რძე მიედინება.

გაფრთხილება! ნუ ტუმბობთ 5 წუთზე მეტ ხანს შეუფერხებლად. თუ კვირ კიდევ არ არის რძის ნაკალი, შეეცადეთ გამოწეროთ დღის სხვა მომენტებში.

- როდესაც დაასრულებთ გამოზატას, გამორთეთ მკერდის ტუმბო 2 წამის განმავლობაში ჩართვის დილაკზე დაჭერით. რძის შეგროვება ექსპრესის შემდეგ;

6. ამოიღეთ ტუმბო თქვენი საქონლო ბიუსპალტერიალს.

7. დაჭირდეთ მოწყობლობის შუა დილაკს რძის ბოთლის გასათავისუფლებლად.

8. ჩაასხით დედის რძე კვების ბოთლში მითითებული მიმართულებით, როგორც ნაჭყენება სურათზე V-8.

• თუ დედის რძის შენახვა გსურთ, ფარსილად გადაიტანეთ გაწმენილი კონტეინერში ან წინასწარ სტერილიზებულ რძის შესანახ ჩანთაში. შენახვის პირობებისთვის იხილეთ ფარსილდება დედის რძის შენახვა.

- დადარჩენი ნაწილების დამლა და გაწმენდა განყოფილების გაწმენდა და გაწმენდა ინსტრუქციის მიხედვით.

დედის რძის შენახვა:

გაფრთხილება! ყოველთვის შედგით მაგივარში ან დაუყოვნებლივ გაყინეთ გამოწურული რძე. შეინახეთ მხოლოდ ახალი რძე. ჰიგიენის უზრუნველსაყოფად შეინახეთ მხოლოდ დედის რძე, რომელიც შეგროვებულია გაწმენილი და გაწმენილი ტუმბოთი. ყოველთვის შეინახეთ დედის რძე გაწმენილი კონტეინერებში ან ბოთლებში, რომლებიც ადრეველია გაწმენილი ხრახინანი რეგლით და დალუქვის დისკით ან წინასწარ სტერილიზებულ რძის შესანახ ჩანთებში. არ შევასთ კონტეინერები, ბოთლები ან რძის პარკები მთლიანად. დატოვეთ ადგილი, რადგან გაყინვისას რძის მოცულობა იზრდება.

- კონტეინერებზე, ბოთლებზე ან რძის პაკეტებზე ყოველთვის მკაფიოდ მიუთითეთ გამოტანის თარიღი და დრო.

- პირველ რიგში ყველთვის გამოიყენეთ ძველი დედის რძე.

• დედის რძის კვების შემცველობის შესანარჩუნებლად, გააღვეთ მაგივრის განყოფილებაში ან ონკანის წყლის ქვეშ კონტეინერის, ბოთლის ან ჩანთის გახსნის გარეშე. შენახული რძე შეიძლება გააღოთ დამით მაგივარში, მშებლდ თანდათან გააცხლოთ თბილ და ცხელ წყალში.

• შეაჯეროთ გაღობილი რძე, რათა შეუროთ ცხიმის ნაწილაკები და დარჩენილი რძის ინგრედიენტები. გაღობილი რძე გამოსაყენებლად 24 საათის განმავლობაში, თუ ის ინახება მაგივარში.

- არასოდეს გაყინეთ გაღებული რძე.
- არასოდეს შეუთავსოთ ახლად გამოწურული და გაღობილი რძე.

- არასოდეს გააცხლოთ რძე ალუბებით ან მიკროტალღური ღუმელის გამოყენებით.

- კვებამდე ყოველთვის შეამოწმეთ საკვების ტემპერატურა.

- გადაყარეთ დარჩენილი რძე.

ახლად გამოწურული დედის რძის შენახვის ინსტრუქციები (ჯანმრთელი ასაკის ჩვილებისთვის)

- ოთახის ტემპერატურა 25°C-მდე, 4 საათამდე.
- გამაგრილებელი ყინულის პაკეტებით -15°C-დან 4°C-მდე, 24 საათამდე.
- მაგივარი 4°C, 3 დღემდე.
- საყინულე -18°C-დან -20°C-მდე, 6 თვემდე.

გაღობილი დედის რძის შენახვის ინსტრუქციები (ჯანმრთელი ვადის ჩვილებისთვის)

- ოთახის ტემპერატურა 25°C-მდე, 2 საათამდე.
- ქულერი გაყინული ყინულის პაკეტებით -15°C-დან 4°C-მდე, 2 საათამდე.
- მაგივარი 4°C, 24 საათამდე.
- საყინულე NOVER REFREEZE REFREEZE DENDRY DALDING რძე.

კვებისგან დარჩენილი დედის რძე:

გადაყარეთ დარჩენილი რძე.

ბავშვის კვება:

- ყოველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ მკვებავი ძუძუ და მოწიეთ კვების ძუძუ ყველა მიმართულებით. გადააგდეთ დაზიანების ან სისუსტის პირველი ნიშნების დროს.

- არასოდეს ჩაასველოთ ძუძუს თავი ტუბილ ნივთიერებებში ან წამლებში, თქვენს შვილს შეიძლება კბილის კარიესი დაემართოს.

- მიკროტალღური ღუმელში არ ჩაღოთ. არ გაათბოთ პროდუქტი ტრადიციულ ღუმელში, ცხელ თაფლზე ან ღია ცეცხლზე.

თქვენი ბავშვის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობისთვის გაფრთხილება!

სითხის უწყვეტი და ხანგრძლივი წოვა გამოიწვევს კბილების გაფუჭებას.

ყოველთვის შეამოწმეთ საკვების ტემპერატურა კვებამდე.

გადააგდეთ დაზიანების ან სისუსტის პირველი ნიშნების დროს.

შეინახეთ კომპონენტები, რომლებიც არ გამოიყენება ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

არასოდეს მიაშვროთ თოკები, ლუნტები, მაქმანები ან ტანსაცმლის ფეხვიერი ნაწილები. ბავშვის დახრჩობა შეიძლება.

ყოველთვის გამოიყენეთ ეს პროდუქტი ზრდასრულთა ზედამხედველობით.

არასოდეს გამოიყენეთ კვების ძეგუშოვრები, როგორც დამამშვიდებელი.

კბილების გაფუხება მცირეწლოვან ბავშვებში შეიძლება მოხდეს მამინაც კი, როდესაც გამოიყენება არატკბილი სითხეები. ეს შეიძლება მოხდეს, თუ ბავშვს მიეცემა საშუალება გამოიყენოს ბოთლი დიდი ხნის განმავლობაში დღის განმავლობაში და განსაკუთრებით დამით, როდესაც ნერწყვის ნაკადი შემცირებულია ან თუ მას იყენებენ როგორც დამამშვიდებელ საშუალებას.

უბედური შემთხვევები მოხდა, როდესაც ზვილები მარტო რჩებიან სასმელ აღჭურვილობაში ბავშვის დაღვმის გამო ან თუ პროდუქტი დაიშალა.

წინაინფორმაცია:

პრობლემა: ვერძნობ ტკივილს მკერდის ტუმბოს გამოყენებისას.

გამოსავალი 1: ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ვაკუუმის ძალიან მაღალი დონე. შესაძლოა, თქვენ არ გქირდებათ მკერდის ტუმბოს სრული ვაკუუმური სიმძლავრე. თავდაპირველად გამოიყენეთ სტიმულაციის ან მასაჟის რეჟიმი. თუ კვლავ გრძობთ ტკივილს, შეწყვიტეთ მკერდის ტუმბოს გამოყენება და გაიარეთ კონსულტაცია მედიკოს კვების ექიმთან. თუ ტუმბო აღდგა ან მორღება მკერდს, შესაძლოა საჭირო გახდეს ვაკუუმის გატეხვა მკერდსა და სილიკონის ფარს შორის თითის მოთავსებით.

გამოსავალი 2: გამოიყენეთ თბილი პირსახოცი, რომ წაისვით თბილი კომპრესი მკერდზე და გააკეთეთ მასაჟი ოდნავ დაღმავალი კესტით დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში, შემდეგ კვლავ სცადეთ ამოტუმბვა. თუ კვლავ გრძობთ ტკივილს, შეწყვიტეთ მკერდის ტუმბოს გამოყენება და გაიარეთ კონსულტაცია მედიკოს კვების ექიმთან.

პრობლემა: მკერდის ტუმბო არ მუშაობს.

გამოსავალი: თბიერად, ჯერ შეამოწმოთ, სწორად დაამონტაჟეთ თუ არა მკერდის ტუმბო. ჩარვეის თავიდან ასაცილებლად სხვა ელექტრომომწყობილობა, როგორცაა მობილური ტელეფონი ან ლეპტოპი, მოარიდეთ მკერდის ტუმბოს ექსპოზიციის დროს. შეამოწმეთ ბატარეა და საჭიროების შემთხვევაში დატენეთ.

პრობლემა: მუ არ ვერძნობ შეუვალობას.

გამოსავალი: შეამოწმეთ არის თუ არა მკერდის ტუმბოს ყველა კავშირი უსაფრთხოდ. ტუმბოს დაშლა და აწყობა (სურათი III; ფიგურა IV). მკერდის ტუმბოს აწყობისას დარწმუნდით, რომ ყველა ნაწილი სუფთა და არ არის დაზიანებული. გადატუმბვისას დარწმუნდით, რომ მკერდის ფარი მთლიანად დალუქულია მკერდის გარშემო.

პრობლემა: რძის გადაღინება.

გამოსავალი: გამორთეთ მკერდის ტუმბო. დაშალეთ მკერდის ტუმბო. გამოიყენეთ ნისტინანი (არა სველი) ქსოვილი მკერდის ტუმბოს გასაწმენდად. გაწმინდეთ სხვა კომპონენტები სუფთა და გაწმენდის განყოფილების მიხედვით. როდესაც ყველა კომპონენტი მშრალია, ხელახლა შეერთეთ (სურათი IV).

გამოყენების და შენახვის პირობები:

შეინახეთ მკერდის ტუმბო აქის პირდაპირი სხივებისგან, რადგან ხანგრძლივმა უზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს ფერის შეცვლა. შეინახეთ მკერდის ტუმბო და მისი კუსხვიარები უსაფრთხოდ, სუფთა და მშრალ ადგილას მზის პირდაპირი სხივებისგან გარეშე და სითბოს წყაროებისგან მორიყრებით. თუ მოწყობილობა ინახება ცხელ ან ცივ გარემოში, მოთავსეთ იგი გამოყენების გარემოში, რათა მიადრწის ტემპერატურას გამოყენების პირობებში (10°C - 30°C), სანამ გამოიყენებთ.

ტექნიკური მახასიათებლები:

მოდელი: მკერდის ტუმბო Winnie 31304010038

სატუმბო სიმძლავრე: 165-240/მმ Hg; სტიმულაციის ძალა: 90-165/მმ.კვხ.სვ

სმაური მუზღუდულია: <50dB

ფიქსირებული დრო: 30 წუთი; გამოყენების დრო: 2,5 საათი;

ლითიუმის ბატარეა: 3.7V, 1500mAh Li-ion; დატენვის დრო: 3 საათი;

დაცვა ელექტრო დარტყმისგან: II კლასი;

სიმძლავრე: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

ექსპლუატაციის გარემო პირობები: ტემპერატურა 5-40°C, ფარდობითი ტენიანობა 10-90%, ატმოსფერული წნევა 50kPa-106kPa;

შენახვის გარემო პირობები: ტემპერატურა 5-40°C, ფარდობითი ტენიანობა 10-90%, ატმოსფერული წნევა 50kPa-106kPa;

ადაპტერის შეყვანა: 110-240V 50-60Hz, გამომავალი: 5V 1A 3.0W;

მოდულია 140მგ;

ზომა: 10.5x5x12.7 სმ, წონა 234 გ.

შეესაბამება EN 55014, EN 55032, EN 61000, RoHS დირექტივა, რეგულაცია (EU) 2020/1245. დამზადებულია მსკ კიკა ჯგუფისთვის, დამზადებულია ჩინეთში.

ČITITE KAO JE OVAJ KORISTOR ČOVJEK PRIJE UPOTREBLJAVANJA I SAČUVAO IH ZA FUDBBLE KONFERENCIJE.

ME

FEATURE PRODUKA:

Električna pumpa za grudi sa inovativnim nosivim dizajnom, bez vanjskih kablova i cijevčica. Dizajnirano za mame na putu. Tako je zgodno da možete da ga nosite u svom grudnjaku. Tiho i lagano. Sa velikom punjivom litijum baterijom 1500 mAh, potpuno napunjen može da se koristi za 2 sata. Anti-backflow zaštita da spriječe majčino mlijeko da se povuče na pumpu, sprječiti kontaminaciju i da zadrži svježe mlijeko. Majno displej, koji ima funkciju memorije. Upoznajte različite potrebe sa četiri načina: stimulacija, masaže, pumpanje i bionički režim sa 9-level usisnim force prilagodbo. Meki silikonski štيتovi-18, 20 i 22mm. Silikon je ugradio 16mm. Mlijeko iz 140ml mlijeka. Napravljeni od sigurnih materijala za hranu.

INFORMACIJA SEFETI:

Intenzivna upotreba:

Pojma dojke je namijenjena da izraze i skupe mlijeko iz dojke žene koja lactira. Predmijeljstvo za upotrebu pumpe za dojke je da se ne zagre mlijeko. Neke nove majke izgledaju da su zaključile mlijeko zbog završne depresije bradavice ili dovoljno mlijeka. Mora je potrebno da se provere profesionalni prirod da se mlijeko ne zagri i laktacija je dobro postavljena prije nego što koristite pumpu za dojke. Pojma dojke nije namijenjena da inducira prvu laktaciju. Pojma dojke je namijenjena za jednog korisnika!

Upozorenje! Nikad ne koristite pumpu za dojke dok ste trudni, jer pumping može uzrokovati rođenje djece.

Nikad ne koristite pumpu za dojke za druge svrhe, osim one navedene u ovom ručniku.

Upozorenja da izbjegavaju gušenje, davljenje i povrede:

- Nemojte dozvoliti da djeci ili ljubimici sviraju sa uređajem, adapterom ili pristupnicima.
- Deca bi trebala biti nadzirana da se osiguraju da ne sviraju sa uređajem.
- Nemojte ostaviti pump dojke bez ikakve tačke.
- Držite se van dostupnosti djece.
- Ova pumpa dojke nije namijenjena za upotrebu žena sa smanjenom fizičkom, senzornom ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja. Takve žene mogu koristiti ovu pumpu za dojke samo ako ga nadzire ili dobiju odgovarajuće upute o upotrebi proizvoda osoba koja je odgovorna za njihovu bezbjednost.

Upozorenja da izbjegavaju stručni šok i opekotine:

- Inspektujte pumpu dojke, uključujući adapter, za znakove oštećenja prije svake primjene. Nemojte koristiti pump za dojke ako je adaptor ili kabel oštećen, ako ne funkcioniše kako treba, ili ako je kaban ili pod vodom.
- Koristite samo određenu voltaciju i predloženu USB adapteru da spriječi zagrijanje adaptera, bilo kakvog oštećenja ili neuspjeh.
- Ne dirajte USB adapter i pumpu dojke tokom groznja.
- Nemojte staviti pump/USB adapter na direktno sunčevo svjetlo ili kiše, blizu grijalice i drugih toplih uređaja, u bilo kojoj lokaciji izloženoj ekstremno visokim ili niskim temperaturama, visokoj vlažnosti ili u lokaciji prašine.
- Ne stavite teške objekte na, ili oštećete kabel ili adapter. Nemojte silno sagnuti ili povući USB kabl. Uvijek držite USB adapter kada se isključuje od utičnice. Budite sigurni da je utikač potpuno uključen na utičnicu. Ne koristite utičnicu koja je gubljena.
- Nemojte dozvoliti da pump dojke/ USB adaptor/kabel/baterija bude mokra. Nemojte se rušiti ili izmijeniti pump dojke/ USB adaptor/baterija.
- Otkopčajte USB adapter i prestanite koristiti pump za dojke ako primijetite abnormalan miris, toplotu, diskoloraciju, deformaciju ili bilo šta neobično dok ga koristite ili čuvate.

Upozorenja da izbjegavaju otrovanje i kontaminaciju i da bi osigurali higijene:

- Z higijenskih razloga, pump a dojke je predviđena samo za ponovnu upotrebu jednog korisnika.
- Prije svake primjene, čisti, rinsi i dezinficiraj sve dijelove, osim glavnog uređaja, kabla USB-a i adaptera pumpe.
- Čuvajte samo mlijeko kojim se prikuplja čistom i čistom pumpom.
- Nemojte koristiti pumpu za dojke ako izgleda da je silikonski dijagram oštećen ili slomljen.
- Ne koristite antibakterijske ili abrazivne čišćenje agenta kada čistite dijelove dojke.

Upozorenja da izbjegavaju probleme sa dojkom i bradavicama i bolom:

- Prije svake primjene, provjerite pumpu dojke za znakove oštećenja. Nemojte koristiti pumpu dojke ako ne funkcioniše kako treba.
- Ne pokušavajte da uklonite pumpu tijelo iz grudi dok je ispod vakuume. Isključite uređaj i slomi pečat između grudi i pumpe sa prstom. Onda ukloni pumpu iz dojke.
- Nikad, koristite pump za dojke kada spavate ili tupate kako bi izbjegli nedostatak pažnje tokom primjene.

- Uvijek isključite pumpu dojkje prije nego što uklonite pumpu tijelo sa dojke da oslobodite vakuum.
- Nikad, koristite pristupnike ili dijelove drugih proizvođača ili one koje nije specifično preporučene proizvođačima. To bi dovelo do nepravilnog rada uređaja i moglo bi da utiče na Elektromagnetičku kompatibilnost (EMC). Ako koristite takve accessorije ili dijelove, vaša garantija postaje nevaljala.
- Nemojte nastaviti da pumpate više od pet minuta u vrijeme ako ne uspijete da izrazite mlijeko. Pokušajte da izrazite drugo vrijeme tokom dana.
- Ako proces postane veoma neugodan ili bolan, prestanite da koristite pump i konsultujte se sa vašim savjetnikom za dojenje dojke.
- Ako je proizveden pritisak neugodan ili uzrokuje bol, isključite uređaj, prekinite pečat između dojke i pumpe tijela vašim prstom i uklonite pumpu iz dojke.
- Nikada, propustite ili uključite bilo koje strane predmete u otvore.

Pažljivo da sprječimo osobne povrede, oštećenje i malfuncioniranje proizvoda:

- Sprječite adapter, USB kabel i glavnu jedinicu da se jave u kontakt sa vodom.
- Držite adaptor i dijelove silikona daleko od grijanih površina kako bi izbjegli pregrijanje i deformaciju tih dijelova.
- Nikad ne stavite glavnu jedinicu ili adapter u vodu, u pranje posuda ili u sanitizer. Iako je pump dojkje odgovarajuće primjenjivim direktivama EMC-a, možda i dalje može biti osjetljiv na prevelike emisije i/ili može da se miješa sa drugim opremom. Postoje moguće da pump za dojke isključuje ili ide u režim grešaka. Da bi se spriječili miješanje, držite druge električne opreme dalje od pumpe dojke tokom izražavanja (vidjeti 'tehničke informacije').
- U glavnoj jedinici pumpe dojke nema dostupnih dijelova korisnika. Nema modifikacije opreme je dozvoljeno. Ako to uradite, vaša garantija postaje nevaljala.
- Nemojte prestati ili udariti dojke/USB adapter. Ne pritisnite na ekran.

UPOZORENJE ZA UPOTREBU LITIJSKE BATERIJE:

- Samo odrasli može povezati adapter!
- Ne mičite, bušite (naročito sa metalnim objektima) ili ošetećete bateriju na drugačiji način.
- Napuni bateriju samo sa adapterom koji je pružio proizvođač!
- Nemojte dozvoliti kratko kolo!
- Zadržite proizvod u sobnoj temperaturi!
- Nemojte voditi direktno sunčevo svjetlo!
- Nikad ne ostavljate akumulator bez nadzora!

PITANK: Baterija može eksplodirati ako je pogrešno tretirana!

PITANK: Odjel baterije se nalazi unutar glavnog uređaja.

UPDATE: Napunite bateriju prije nego što ga spasište i produžite život.

Važno! Da zamijenimo bateriju sa malopravnikom ili odobrenom uslugu!



PARTS (Figure 1):

1. Glavna jedinica x 1; 2. Silinska dijafragma x 2; 3. Flaša mlijeka br. 1; 4. Kopča za podešavanje grudnjaka X 1; 5. Silikonski zalistak x 2; 6. Brtve X 2; 7. Linker X 1; 8. Poklopac za bočicu mlijeka x 1; 9. USB adapter X 1; 10. USB kabela X 1; 11. Silikon umetak 16mm x 1; 12. Silikonski štيتovi x 3 (18mm x 1; 20mm x 1; 22mm x 1).

DISPLAY (Slika II):

1. Povećanje; 2. Način stimulacije; 3. Način masaže; 4. Razina sutovanja; 5. Dugme za podešavanje snage/načina; 6. indikator baterije; 7. Pumping mod; 8. Smanji smanjenje; 9. Bionički način.

- Dugme za podešavanje snage/načina: pritisnite 2 sekunde da uključite ili isključite pumpu za dojku. Dotaknite se jednom da promijenite način rada.
- Kada je pumpica za dojku uključena, počete sa načinom stimulacije. Nakon dvije minute upotrebe, automatski će se promijeniti u pumpanje. • Funkcije grudi imaju ugrađenu funkciju memorije. Kada se uključuje, mašina automatski ulazi i pomiče se do radnog načina i usisne razine koju ste koristili prošli put.
- Režim stimulacije: L1-L9; Način masaže: L1-L9; Pumping mod: L1-L9; Bionički način: L1-L9.
- Bateriaški indikator: pokazuje i ostale baterije, molim vas, napunite se kada je baterija slaba.
- Pumpa za grudi će automatski prestati da radi nakon 30 minuta rada.

UPUTE ZA KORIŠTENJE:

Čišćenje i saniranje (slika III):

Glavni uređaj, USB kabel i adapter ne zahtijevaju čišćenje i dezinfekciju, jer ne dolaze u kontakt sa majčinim mlijekom. Očistite i dezinficirajte sve ostale dijelove pumpe prije

prve upotrebe.

Nemojte da grijete ili sterilizirate u mikrovalnoj pećnici.

• Prije i poslije upotrebe, molimo vas da očistite i dezinficirate dijelove u kontaktu sa majčinim mlijekom.

Oprez! Nikada ne stavljajte glavni uređaj, USB kabel ili adapter u vodu, u perilici ili u dezinfekcionu, jer to uzrokuje trajno oštećenje ovih dijelova.

• Rastavite pumpu za grudi u potpunosti kao što je prikazano na slici III. • Prije prve upotrebe, dezinficirajte u kipućoj vodi za 5 minuta svi dijelovi osim glavnog uređaja, USB kabela i adaptera. Ovo osigurava higijenu.

• Budite pažljivi kada uklanjate i čistite ventil. Ako se slomi, pumpica za grudi neće raditi kako treba.

• Potpuno oprajte i oprajte sve dijelove, osim glavnog uređaja, kablova USB i adaptera čistim vodom, uključujući područje koje ne mogu biti vidljive ali kroz koje je mlijeko prošlo, da uklonite mlijeko tkiva.

• Sve dijelove, osim glavnog uređaja, USB kabel i adapter se mogu sterilizirati do 10 minuta u sterilizaciji pare koji se namijenjuju za majke i bebe.

• Nemojte mjesto u perionici za jelo.

• Ne mjestite u pećnici mikrovalnih udara. Ne zagrijavajte proizvod u tradicionalnoj pećnici, na vrućim pločama ili otvorenim plamenovima.

• Izbjegavajte upotrebu oštih ili abrazivnih materijala, jer ovo može oštetiti proizvod.

• Nemojte čistiti ili dozvoliti da proizvod bude u kontaktu sa solventima ili agresivnim hemikalijama. Ovo može da ošteti proizvod.

• Nakon čišćenja proizvoda, suši sve dijelove temeljno i skladište na čisto i suvo mjesto bez direktnog sunca i daleko od izvora toplote.

Note: Normalno je ako postoji ostatak mirisa. Očisti proizvod prema uputama, može pomoći da efikasno smanji ili eliminiše miris.

Kada se oprati i sanitizirati (slikal):

• Prije prvog korištenja pranja i saniranja: štita za grudi i umetanje (I-11; I-12); komplet za pumpu za dojku (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).

• Prije i poslije svake upotrebe pranje: štitičnik za grudi i umetanje (I-11; I-12); komplet za dojku (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-7; I-8)

• Jednom dnevno saniteze: majstorski štitičnik i umetak (I-11; I-12); komplet za pumpu za grudi (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).

Čuvajte sve dijelove nakon pranja ili razumijevanja. Isperite ruke i skupite potpunu pumpu dojke prema figuri IV.

OPERACIJA PJETRA:

Upozorenje! Prije prve upotrebe, puni bateriju prekid 2 sata! Kada se pump uključí, piktogram baterija na ekranu pokazuje ostatak života baterija dok baterija ne isključi.

Kada je baterija smanjena, piktogram pokazivanja baterija će početi da gori. Kada se baterija puni nabijena, pokazatelj će piktogram punog baterija. **Pažnja: baterija se ne može napuniti preko 24 sata.**

Sklapanje pumpe (slika IV):

Važno:

• Prije sastavljanja crpke, osigurajte da su svi dijelovi, osim glavnog uređaja, USB kabela i adaptera očišćeni i sterilizirani. • Provjerite komponente za pumpu za dojku za nošenje ili oštećenje prije svake upotrebe. Zamijenite ako bude potrebno.

Uvijek pregledaj sve dijelove prije upotrebe za čistoću.

• Da bi se spriječilo oštećenje pumpe za grudi, sve komponente moraju biti potpuno suhe prije upotrebe.

1. Sapunom i vodom operite ruke prije nego što dodirnete pumpu za grudi, pumpu za dojku i dojku.

2. Instalirajte ventil i pečat na dno linkera, provjerite da li su instalirani na ispravan način.

3. Instalirajte silikonsku dijafragmu u linker.

4. Stavite asemblirani linker u glavni uređaj.

5. Umetnite bočicu za mlijeko u glavni uređaj. 6. Instalirajte silikonski štitičnik ili silikonski umetni.

Kada bi izrazilo mlijeko:

Ako dojenje dobro ide, savjetuje se (osim ako vam nije savjetovao stručnjak/savjetnik za dojenje zdravlstva) da čekate dok se postavite raspored potrošenja mlijeka i dojenje (normalno je bar 2 do 4 nedelje nakon rođenja) prije nego što počnete izraziti.

Izuzeca:

• Ako dojenje ne ide baš dobro, koja izražava redovno može pomoći da se uspostavi i održi opskrbu mlijeka.

• Ako izrazite mlijeko kako ćete dobiti bebu u bolnici.

• Ako su vaše grudi ukocene (bolne ili otečene), možete izraziti malo mlijeka prije ili između hrane da olakšate bol i pomoći vašoj bebi u zakrpanju lako.

• Ako imate bolove ili slomljene bradavice, možete željeti da izrazite mlijeko dok se ne izliječe.

• Ako ste odvojeni od bebe i želite da nastavite sa dojkom kada se ponovo ujedinite, trebalo bi da izrazite mlijeko redovno da stimulirate opskrbu mlijeka.

Morate da nađete najoptimalnije vrijeme dana kako biste izrazili mlijeko, na primjer prije ili nakon prve hrane bebe koje vam je prepune, ili nakon hrane ako beba nije

ispraznila oba dojke. Ako ste se vratili na posao, možda morate da izrazite tokom pauze.

Koristeći pump za dojke zahtijeva vježbu i može pokušati prije nego što uspijete. Srećom, pumpa KikkaBoo je lako sakupljati i koristiti se tako da se uskoro naviknete da se izrazite sa tim.

• Jednom kada budete u režimu pumpinga, povećajte nivo suciranja koristeći dugme "+" dok se ne osjećate pomalo neugodno (nije bolno), onda pomalo smanjite koristeći dugme "-".

Note: režim masaže ubrzava ritam pumpe kako bi stimulirali tok mlijeka. Pucanje na režimu je sporije pušenje ritma blagim i efikasim uklanjanjem mlijeka nakon što mlijeko počne da leti.

• Kada tok mlijeka prestane, možete promijeniti bionički režim, cilj je da pokrenete još jedno srušenje kombinacijom brzo i usporavajućih ritama.

Pažnja: Nemojte uvijek koristiti maksimalni nivo svakog režima, samo izaberite najudobniji nivo za vas. zavisno od vaše lične udobnosti, možete željeti da koristite višu nivo sucije,

obezbeđuje dublje suknje. Uvijek se možete vratiti na niži nivo usijanja.

Koristeći pumpu (Slika V):

1. Dobro operite ruke i uvjerite se da su vam grudi čiste. 2. Držite grudi štitom na grudima svojim palcem i kažiprstom. Podržite svoje grudi sa dlanom. Stavite svoju bradavicu u sredinu sklopljenog silikonskog štita/umetnite. Nježno pritisni pumpu za grudi. Stavi grudnjak iznad pumpe.

4. Uključite pumpu za dojku tako da pronađete dugme za uključivanje i izaberite način na koji želite. 5. Pronađite komfornu poziciju. Pobrinite se da ne legneš ili da se povučē.

• Pumpe se automatski pokrenu u simulacijskom načinu rada. Možete da promijenite nivo stimulacije koristeći tipke "+" i "-". Nakon dvije minute, automatski će preći u režim pumpanja. Ako vaše mlijeko počne da teče prije dvije minute, pritisnite tipku za promjenu načina da ručno prelazite u način pumpanja. • Nakon što ste u načinu crpljenja, povećajte razinu usisavanja pomoću tipke "+" dok se pumpanje ne osjeti malo nelagodno (nije bolno), onda smanjite malo koristeći "-". Napomena: Stimulacija i masažni režim su brzi ritmovi pumpe, koji za cilj imaju stimuliranje mlijeka, protok. Način pumpanja je sporiji ritam za nježno i efikasno uklanjanje mlijeka nakon što je mlijeko počelo da teče.

Kada se protok mlijeka zaustavi, možete da se prebacite u bionski režim. Cilj mu je da se pokrene još jedan razočaranje kombiniranjem brzih i sporih crpnih ritmova.

Pažnja: Ne koristite uvijek maksimalnu razinu svakog načina, samo izaberite najkomfortniji nivo za vas. U zavisnosti od vaše lične udobnosti, možda želite da koristite više usisnu razinu koja pruža dublju usisajku. Uvijek se možete vratiti na nižu razinu usisavanja. Napomena: Ne brite se ako vaše mlijeko odmah ne teče. Opustite se i nastavite da pumpate. Mlijeko će uskoro teći, čak i ako ne koristite svu usisnu snagu koju pumpa može stvoriti. Prvih nekoliko puta kada koristite pumpu za dojku, možda ćete morati da koristite veći usisavač da biste dobili svoje mleko.

Upozorenje! Ne napumpajte više od 5 minuta bez prekida. Ako još uvijek nema protoka mlijeka, pokušajte da se izrazite u drugo doba dana. • Kada završite sa izražavanjem, isključite pumpu za dojku pritisnom na dugme za uključivanje na 2 sekunde.

Da se sakupi mlijeko nakon izričaja:

7. Pritisnite tipku na sredini uređaja kako biste oslobodili bočicu mlijeka. 8. Uljite majčino mlijeko u bočicu za hranjenje u naznačenom smjeru, kao što je prikazano na slici V-8.

Ako želite da pohranite majčino mlijeko, pažljivo ga prebacite u sanitetni kontejner ili pre steriliziranu kesu za mlijeko. Za skladištenje, molim vas da pogledate sekciju Sturing majčino mlijeko.

Rastavite se i očistite druge delove prema instrukcijama u sekciji čišćenja i steriliziranja.

Pohrana majčino mlijeko: upozorenje! Uvijek zamrznuti ili zamrznuti mlijeko odmah. Čuvajte samo svježe mlijeko. Pohranite samo majčino mlijeko sa čišćom i očišćenu pumpom da osiguramo higijenu. Uvijek spremajte majčino mlijeko u činirane kontejnere ili boce s definciranim vijekom i pečatnim diskom ili u pre-sterilizovanim kesama za skladištenje mlijeka. Ne napunite kontejnere, boce ili vreće za mlijeko u potpunosti. Ostavite malo prostora kako se količina mlijeka povećava za vrijeme smrzavanja.

Uvijek je jasno odrediti datum i vrijeme iskaza na kontejnerima, bocama ili torbama za mlijeko.

Uvijek prvo upotrijebi starije majčino mlijeko.

Da bi zadržali prehrambeni sadržaj majčina mlijeka, odmrznuli bi se u hladnjači ili pod vodom iz slavine bez otvaranja kontejnera, boce ili torbe. Spremljeno mlijeko može se pretočiti preko noći u hladnjači, a zatim se postepeno zagrijati u topljilji ili toplom vodi.

Prodrajte mlijeko za miješanje masnih čestica i preostalih sastojaka za mlijeko. To mlije može da se koristi 24 sata ako se čuva u frižideru.

Nikad se ne zaleđi otopljeno mlijeko.

Nikada ne kombinirajte svježe iskazano i otopljeno mlijeko.

Nikada ne podgrijavajte mlijeko kipući ili koristeći mikrotalasnu.

Uvijek provjerite temperaturu hrane prije hranjenja.

"Odbaci" svako mleko koje je ostalo.

Svježe izraženo uputstvo za skladištenje mlijeka (za zdrave bebe)

Temperatura u sobi do 25 °C, do 4 sata.

Fržiđer sa smrznutim ledom -15 °C do 4 °C, do 24 sata.

Hladnjak 4 °C, do 3 dana.

Ledenica od 18 °C do -20 °C, do 6 mjeseci.

To su smjernice za skladištenje mlijeka (za zdrave bebe)

Temperatura u sobi do 25 °C, do 2 sata.

Hladnjača sa smrznutim ledom od 15 °C do 4 °C, do 2 sata.

Hladnjak 4 °C, sve do 24 sata.

Ledenica iz fržiđera nikad ne smrzava to mleko iz dojke.

Majčino mlijeko je ostalo od hranjenja.

Odbaci bilo koje mlijeko koje je ostalo.

Beba se hrani.

Pregledaj bradavicu prije svake upotrebe i povuci hranjenje bradavicu u svim pravcima. Baci se na prvi znak štete ili slabosti.

Nikad ne umoić bradavicu u slatke supstance ili lijekove, možda tvoje dijete dobije karijes.

Nemoj da radiš u mikrovalnoj. Nemojte da podgrijete proizvod u tradicionalnim pećnicama ili na vrućim tanjurima ili otvorenim plamenovima.

Za sigurnost i zdravlje vašeg djeteta, neprekidan i dugotrajan sisać fluida će uzrokovati propadanje uba.

Uvijek provjerite sobnu temperaturu prije hranjenja.

Baci se na prvi znak štete ili slabosti.

Držite komponente koje nisu u upotrebi od dohvata djece.

Nikada se ne vežu za kabele, trake, vezice ili labav dio odjeće. Dijete može da bude zadavljeno.

Uvijek koristite ovaj proizvod uz nadzor odraslih.

Nikada ne koristite hranjenje čajevi kao sodruge.

Karijes kod male djece može da se desi čak i kada se koriste nesladene tekućine. To se može dogoditi ako je djetetu dozvoljeno da koristi boćicu za duge periode kroz dan, a posebno kroz noć, kada se smanji protok sline ili ako se koristi kao sootr.

Nesreće su se dogodile kada su djeca ostala sama sa opremom za piće zbog bebe koja je padala ili ako se proizvod raspao.

Rješavanje problema:

Problem: Ja doživljam bol kada koristim pumpu za grudi.

Rješenje 1: Jedan od razloga može biti previše visok nivo vakuuma. Možda ti ne treba potpuna vakuumska snaga pumpice za grudi. Na prvi način koristite stimulaciju ili način masaže. Ako još uvijek osjećaš bol, prestani da koristiš pumpu za grudi i posavjetuj se sa savjetnikom za dojenje. Ako se pumpa ne izvuce lako iz dojke, možda će biti neophodno da se razbije vakuum tako što će staviti prst između grudi i silikonskog štita.

Rješenje 2: Koristite topli ubrus za zagrijavanje na grudima i napravite masažu uz malo silaznu gestu na oko 5 minuta, a zatim pokušajte ponovo. Ako još uvijek osjećaš bol, prestani da koristiš pumpu za grudi i posavjetuj se sa savjetnikom za dojenje.

Problem: pumpa za grudi ne radi. Rješenje: Molim, prvo provjerite jeste li pravilno sastavili pumpu za grudi. Kako bi se sprijećilo da smetnje drže drugu električnu opremu, kao što je mobilni telefon ili laptop, daleko od pumpi za grudi dok se izražava. Provjeri akumulator i ako je potrebno, napuni.

Problem je što ne osjećam nikakvu sisaljku.

Rješenje: proverite da li su sve veze sa pumpama dojke sigurne. Rastavite i sastavi pumpu (slika III; figura IV). Sastavljam pumpu za grudi, da budem siguran da su svi komadi čisti i da nisu oštećeni. Dok pumpate, provjerite da li je štitić oko grudi potpuno zapećaćen.

Problem: postoji preljev mlijeka. Rješenje: Iskljućite pumpu za grudi. Rastavite pumpu za grudi. Uzmli vlažnu krpu da obrišeš pumpu za grudi. Čiste druge komponente, prema čistoj i sanitarnoj sekciji. Kada su sve komponente suhe, sastavi se na četvrtom mjestu.

Korištenje i skladištenje stanja:

Držati crpku iz direktnog sunčevog svjetla dok duže izlaganje može da uzrokuje diskoloracije. Spremite pumpu za grudi i njene dodatke u sigurno, čisto i suho mjesto bez direktnog sunčevog svjetla i daleko od izvora topline. Ako je uređaj pohranjen u toploj ili hladnoj okolini, stavite ga u okolinu za upotrebu da bi se temperatura mogla dostići u uslovima upotrebe (10 °C-30 °C) prije nego što je iskoristite.

Tehničke specifikacije:

Model: Winnid grudi pumpa Vini 31304010038 Pumping moć: 165-240/mmHg; Stimulacije snage: 90-165/mmHg Noise ograničena: < 50db;

Određeno vrijeme: 30 minuta; vrijeme upotrebe: 2.5 sati;

Litijska baterija: 3.7V, 1500mAh Li-jona; Vrijeme za kovanje: 3 sata;

Zaštita od elektrošokova: klasa II;

Snaga u: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Uvjeti za rad: temperatura 5-40 °C, relativna vlažnost 10-90%, atmosferski pritisak 50kPa ~ 106kPa;

Uvjeti za očuvanje okoliša: temperatura 5-40 °C, relativna vlažnost 10-90%, atmosferski pritisak 50kPa ~ 106kPa; ulaz adaptera: 110-240V 50 ~ 60Hz, izlaz: 5V 1A 3.0W;

Nosivost 140m;

Veličina: 10.5x5x12,7cm, težina 234g.

U skladu s EEN 55014, EN 55032, EN 61000, RHS Dorektivna, Uredba 2020/1245. Produciran za Kika Group Ltd. Napravljeno u Kini.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ДОВІДКУ В МАЙБУТНЬОМУ.

UA

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Електричний молоковідсмоктувач з інноваційним дизайном, без зовнішніх кабелів і трубок. Створено для мам у дорозі. Тихий, легкий і дуже практичний. Призначений для розміщення в бюстгальтері для годування. Повністю заряджений літій-іонний акумулятор ємністю 1500 mAh може працювати протягом 2 годин. Він має захист від зворотного потоку, який запобігає витоку грудного молока в насос і його забрудненню. Розумний дисплей з функцією пам'яті. Насос має чотири режими: Стимуляція, Масаж, Дренаж, Дренаж з нерівномірним накачуванням в 9 рівнях роботи. У комплект входять м'які силіконові воронки - 18, 20 і 22 мм і одна силіконова насадка 16 мм. Пляшка для молока 140 мл. Усі матеріали, які використовуються в насосі, є безпечними та харчовими.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ:

Призначення:

Молоковідсмоктувач призначений для зцідженнявання та збору грудного молока з грудей матері-годувальниці. Обов'язковою умовою використання молоковідсмоктувача є те, що молочні протоки не закупорені. У деяких новоспечених матерів молочні протоки можуть бути закупорені через вроджене втягування сосків або недостатню кількість грудного молока. Перед використанням молоковідсмоктувача необхідно оглянути груди у фахівця, щоб переконатися, що молочні протоки не закупорені, а лактація налагоджена. Молоковідсмоктувач НЕ призначений для індукції першої лактації. Молоковідсмоктувач розрахований на одного користувача!

УВАГА! Ніколи не використовуйте молоковідсмоктувач під час вагітності, оскільки зцідженнявання може спровокувати пологи. Ніколи не використовуйте молоковідсмоктувач для цілей, відмінних від тих, що перераховані в цьому посібнику.

Попередження, щоб уникнути удусення, удусення та травм:

- Не дозволяйте дітям або домашнім тваринам гратися з насосом, адаптером і аксесуарами насоса.
- Слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися з насосом.
- Не залишайте молоковідсмоктувач без нагляду, коли він підключений до мережі під час заряджання.
- Тримайте подалі від дітей.

Цей молоковідсмоктувач не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або особами з браком досвіду та знань. Такі особи можуть використовувати цей молоковідсмоктувач, лише якщо вони перебувають під наглядом або отримали відповідні інструкції щодо використання продукту від особи, відповідальної за їх безпеку.

Попередження, щоб уникнути ураження електричним струмом і опіків:

- Перед кожним використанням перевіряйте молоковідсмоктувач, включаючи адаптер, на наявність ознак пошкодження. Не використовуйте молоковідсмоктувач, якщо адаптер або кабель пошкоджені, якщо він не працює належним чином, якщо його впустили чи занурили у воду.
- Використовуйте лише рекомендований USB-адаптер із зазначеною напругою, щоб запобігти перегріванню, пошкодженню або нещасним випадкам адаптера. Не торкайтеся адаптера та насоса під час грози.

Не розміщуйте насос/адаптер під прямими сонячними променями чи дощем, поблизу обігрівачів чи інших гарячих приладів, у місцях, які піддаються дії надзвичайно високих або низьких температур, високої вологості чи пилу.

Не ставте важкі предмети на насос і не пошкоджуйте кабель або адаптер. Не розтягуйте і не скручуєте кабель сильно. Завжди тримайте адаптер, від'єднуючи його. Переконайтеся, що адаптер надійно вставлено в розетку. Не використовуйте незаріплену вилку.

Не допускайте намокання насоса/адаптера. Не розбирайте та не змінюйте насос/адаптер. Не кидайте акумулятор у вогонь і не піддавайте його впливу тепла.

Негайно від'єднайте адаптер і припиніть використовувати насос, якщо ви помітили неприродний запах, нагрівання, зміну кольору, деформацію або щось незвичне під час використання або зберігання насоса.

Попередження, щоб уникнути отруєння та інфекції та забезпечити гігієну:

- З міркувань гігієни молоковідсмоктувач призначений лише для багаторазового використання одним користувачем.
- Перед кожним використанням очистіть, промийте та дезінфікуйте всі частини, крім пристрою, USB-адаптера та кабелю насоса.
- Зберігайте лише грудне молоко, зціжене очищеною та продезінфікованою помпою.
- Не використовуйте молоковідсмоктувач, якщо силіконова діафрагма виглядає пошкодженою або несправною.
- Не очищайте деталі насоса антибактеріальними або абразивними очистниками.

Запобіжні заходи, щоб уникнути проблем і болю, пов'язаних з грудьми та сосками:

- Перед кожним використанням перевіряйте молоковідсмоктувач на наявність ознак пошкодження. Не використовуйте молоковідсмоктувач, якщо він не працює належним чином.
- Не намагайтеся зняти корпус насоса, коли він прикріплений до грудей за допомогою вакууму. Вимкніть пристрій і розірвіть вакуумне з'єднання, помістивши

палець між грудьми та воронкою насоса. Потім зніміть насос з грудей.

• Ніколи не використовуйте молоковідсмоктувач, коли ви сонні або сонні, щоб уникнути неувважності під час використання.

• Завжди вимикайте молоковідсмоктувач перед тим, як знімати його з грудей, щоб збільшити вакуум.

• Ніколи не використовуйте аксесуари чи деталі інших виробників або не рекомендовані виробником. Це може призвести до несправності пристрою та вплинути на електромагнітну сумісність (ЕМС). Використання аксесуарів або деталей призведе до втрати гарантії.

• Не зцідуйте дуже п'яти хвилини без зупинки, якщо ви не можете зцідити грудне молоко. Спробуйте зцідуватися в інший час доби.

• Якщо процес стає дуже незручним або болісним, припиніть використовувати помпу та зверніться до свого консультанта за лактації.

• Якщо утворення викликає у вас дискомфорт або біль, вимкніть пристрій, порухайте вакуум, порухайте вакуум, помістивши палець між грудьми та воронкою насоса, і вийміть насос із грудей.

• Ніколи не кидайте та не вставляйте сторонні предмети в отвори.

Попередження, щоб запобігти травмам, пошкодженню виробу та несправності:

• Не допускайте контакту адаптера, кабелю та пристрою з водою.

• Тримайте адаптер і силіконові частини подалі від гарячих поверхонь, щоб уникнути перегріву та деформації цих частин.

• Ніколи не кладіть пристрій або адаптер у воду, посудомийну машину чи дезінфікуючий засіб. Незважаючи на те, що молоковідсмоктувач відповідає чинним директивам щодо електромагнітної сумісності, він може бути чутливим до сильніших випромінювань та/або створювати перешкоди для інших обладнання. Це може призвести до вимкнення молоковідсмоктувача або переходу в режим помилки. Щоб запобігти взаємним перешкодам, тримайте інше електричне обладнання подалі від молоковідсмоктувача під час зцідування (див. Технічну інформацію).

• У пристрій немає частин, які можна обслуговувати користувачем. Жодна модифікація обладнання не дозволяється. Це призведе до втрати гарантії.

• Не кидайте та не вдаряйте насос/USB-адаптер. Не натискайте сильно на дисплей.

• Пристрій, USB-кабель і адаптер не потребують чищення та стерилізації, оскільки не контактують з грудним молоком.

• Ніколи не використовуйте спирт або інші органічні розчинники для чищення молоковідсмоктувача.

• Не використовуйте молоковідсмоктувач будь-яким способом або з будь-якою метою, не описаною в цьому посібнику. Це може призвести до нещасних випадків або пошкодити молоковідсмоктувач.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО РОБОТИ З ЛІТІЄВО-ПОЛІМЕРНИМИ АКУМУЛЯТОРАМИ:

• Обов'язкове підключення адаптера ПЛІВКИ дорослим! Не допускайте згинання, проколювання акумулятора (особливо металевими предметами) або іншого пошкодження акумулятора.

• Заряджайте акумулятор лише за допомогою адаптера, який надається виробником! Не допускайте короткого замикання!

• Зберігати при кімнатній температурі! Не піддавати впливу прямих сонячних променів!

• Ніколи не залишайте заряджений акумулятор без нагляду!

• Акумулятор може вибухнути, якщо з ним поводитися неправильно!

ПРИМІТКА: Акумулятор знаходиться всередині основного блоку.

ПОРАДА: повністю зарядіть батарею перед використанням, щоб зберегти її та продовжити термін використання.

ВАЖЛИВО! Для заміни батареї зверніться до дилера або в авторизований сервісний центр!

УВАГА! Коли ви припините використовувати виріб, не викидайте його разом із звичайним побутовим сміттям, а здавайте до офіційного пункту збору відходів, де його можна буде переробити. Відходи, які утворюються від пошкоджених електронних та відеопристроїв, акумуляторів, адаптерів, необхідно збирати окремо. Заборонено їх викидати в контейнери для змішаних побутових відходів! Утилізуйте їх лише у спеціально відведених місцях.



ЧАСТИНИ (Малюнок 1):

1. Основний блок х 1;
2. Силіконова діафрагма х 2;
3. Пляшка молока х 1;
4. Пряжка для регулювання бюстгальтера х 1;
5. Силіконовий клапан х 2;
6. Прокладки х 2;
7. Лінкер х 1;
8. Кришка від пляшки молока х 1;
9. USB адаптер х 1;
10. USB кабель для зарядки х 1;
11. Силіконова насадка 16мм х 1;
12. Силіконова ліяка х 3 (18 мм х 1; 20 мм х 1; 22 мм х 1).

ДИСПЛЕЙ (Малюнок 2):

1. Збільшити всмоктування;
2. Режим стимуляції;
3. Режим масажу;
4. Рівень всмоктування;
5. Кнопка живлення/перемикання режимів;
6. Індикатор заряду батареї;
7. Режим зливу;
8. Зниження всмоктування;
9. віджати при нерівномірному накачуванні.

• Кнопка живлення/перемикання режимів: натисніть протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути молоковідсмоктувач. Натисніть один раз, щоб змінити режим.

- Коли молоковідсмоктувач увімкнено, він запуститься в режимі стимуляції. Через 2 хвилини використання він автоматично перейде в режим зливу.
- Молоковідсмоктувач має вбудовану функцію пам'яті. Після ввімкнення він повинен автоматично почати працювати з останніми використаними налаштуваннями з попереднього сеансу.
- Рівні ввімкнуті: режим стимуляції L1-L9; Режим масажу: L1-L9; Режим стискання: L1-L9; Режим зливу при нерівномірному відкачуванні: L1-L9.
- Індикатор батареї: показує рівень заряду батареї у відсотках, будь ласка, заряджайте, коли батарея розряджається.
- Насос автоматично вимкнеться через 30 хвилин використання.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

Очищення та дезінфекція (Малюнок III):

Основний блок, USB-кабель і адаптер не потребують чищення та дезінфекції, оскільки вони не контактують з грудним молоком. Перед першим використанням очистіть і продезінфікуйте всі інші частини молоковідсмоктувача.

- Не нагрівайте та не стерилізуйте в мікрохвильовій печі.
- Очищайте ці частини після кожного наступного використання та дезінфікуйте їх перед кожним наступним використанням.
- Увага!** Ніколи не кладіть головний блок, USB-кабель або адаптер у воду, посудомийну машину або дезінфікуючий засіб, оскільки це призведе до незворотного іржавіювання.
- Розберіть молоковідсмоктувач, як показано на малюнку III.
- Перед першим використанням продезінфікуйте всі частини, крім основного блоку, USB-кабелю та адаптера, в киплячій воді протягом 5 хвилин. Це забезпечує гігієну.
- Будьте обережні, знімаючи та чистячи клапан. Якщо він зламається, молоковідсмоктувач не працюватиме належним чином.
- Щоб очистити силіконовий клапан, обережно потріть його між пальцями в теплій воді з невеликою кількістю рідкого миючого засобу. Не вставляйте предмети в клапан, оскільки це може його пошкодити.
- Під час дезінфекції кип'ятіння не допускайте, щоб деталі торкалися стінок посудини. Це може призвести до неоправної деформації або пошкодження виробу, за що KikkaVoo не несе відповідальності.
- Ретельно очищуйте перед кожним наступним використанням, щоб забезпечити гігієну.
- Очистіть усі частини, крім головного блоку, USB-кабелю та адаптера, теплою водою з м'яким миючим засобом. Завжди ретельно промивайте всі частини, крім головного блоку, USB-кабелю та адаптера, після кожного миття.
- Ретельно вимийте та промийте чистою водою всі частини, крім головного блоку, USB-кабелю та адаптера, включно з ділянками, які можуть бути невидимими, але через які пройшла їжа, щоб видалити залишки їжі.
- Усі деталі, крім головного блоку, USB-кабелю та адаптера, можна стерилізувати за 10 хвилин у паровому стерилізаторі, призначеному для товарів для годуючих і дітей.

- Не кладіть у посудомийну машину.
- Не використовуйте мікрохвильову печі. Не розігрівайте продукт у традиційних духовках, плитках або відкритому вогні.
- Уникайте використання гострих або абразивних матеріалів, оскільки вони можуть пошкодити виріб.
- Не очищуйте та не допускайте контакту продукту з розчинниками чи агресивними хімікатами. Це може пошкодити виріб.
- Після очищення виробу ретельно висушіть усі частини та зберігайте в чистому сухому місці подальші прямих сонячних променів і джерел тепла.
- Примітка: обов'язково очистіть і продезінфікуйте відповідні частини молоковідсмоктувача. Ретельно вимийте руки перед тим, як братися за очищені частини!
- Увага!** Будьте обережні, оскільки очищені частини можуть бути гарячими. Починайте збирати молоковідсмоктувач тільки тоді, коли очищені частини охолонуть.
- Примітка. Залишок запаху є нормальним. Очистіть виріб відповідно до інструкції, і це допоможе ефективно зменшити або усунути запах.

Коли чистити та стерилізувати (Малюнок I):

- Перед першим використанням вимити та простерилізувати: силіконові воронки та насадку (I-11; I-12); частини I-2; I-3; I-5; I-7; I-8.
- Перед і після кожного використання мийте: силіконові воронки та насадки (I-11; I-12); частини I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8.
- Стерилізуйте 1 раз на добу: силіконові воронки та насадку (I-11; I-12); частини I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8.

Висушіть усі частини після миття або дезінфекції. Помийте руки та зберіть весь молоковідсмоктувач, як показано на малюнку IV.

РОБОТА ВІД БАТАРЕЇ:

УВАГА! Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятор протягом 2 годин без перерви! Після ввімкнення насоса піктограма індикатора батареї на дисплеї показуватиме час роботи батареї, що залишився, доки батарея не розрядиться. Коли заряд батареї низький, значок індикатора батареї почне блимати. Коли батарея повністю заряджена, індикатор відобразить значок повної батареї. **Увага: акумулятор не можна заряджати більше 24 годин.**

Збірка насоса (Малюнок IV):

Важливо:

- Перед складанням насоса переконайтеся, що всі частини, крім основного блоку, USB-кабелю та адаптера, очищені та стерилізовані.
- Перед кожним використанням перевіряйте компоненти молоковідсмоктувача на предмет зносу чи пошкодження. При необхідності замініть.
- Завжди перевіряйте всі частини перед використанням на груді.

1. Щоб запобігти пошкодженню молоковідсмоктувача, перед використанням усі компоненти мають бути повністю сухими.
1. Ретельно вимийте руки з милом і водою, перш ніж торкати молоковідсмоктувача, частин насоса та груді.
2. Встановіть силіконову кришку та прокладку на нижню частину лінкера, переконавшись, що вони встановлені правильно.
3. Встановіть силіконову діафрагму в лінкер.
4. Вставте зібраний лінкер в основний блок.
5. Встановіть пляшку молока в основний блок.
6. Встановіть силіконову воронку або силіконову насадку.

Якщо у вас все добре з грудним вигодовуванням, рекомендується (якщо ваш медичний працівник/консультант з лактації не рекомендував інше) дочекатися виділення молока та встановлення графіка грудного вигодовування (зазвичай через 2-4 тижні після пологів), перш ніж починати вичавлювати сік.

Винятки:

- Якщо спочатку у вас виникли проблеми з грудним вигодовуванням, регулярне зіджджування може допомогти збільшити і підтримувати кількість молока.
 - Якщо ви зіджджуєте грудне молоко для дитини, щоб годувати її в лікарні.
 - Якщо ваші груди наповнені (болочі або набряклі), ви можете зіджджувати невелику кількість грудного молока до або між годуваннями, щоб полегшити біль і допомогти вашій дитині легше захоплюватися.
 - Якщо ваші соски болять або потірсані, ви можете віддати перевагу зіджджуванню грудного молока, поки вони не загояться.
 - Якщо ваша дитина тимчасово розлучена з вами, і ви бажаєте продовжити грудне вигодовування, коли він повернеться до вас, радимо регулярно зіджджувати грудне молоко, щоб стимулювати вироблення молока.
- Вам потрібно знати найкращий час доби для зіджджування грудного молока, наприклад, безпосередньо перед або після першого годування грудьми вранці, коли ваші груди наповнені, або після годування груддю, якщо дитина не взяв усе з обох грудей. Якщо ви повернулися на роботу, вам може знадобитися накачування під час перерв.

Користування молоковідсмоктувачем вимагає практики та може знадобитися кілька спроб, щоб освоїти його. На щастя, молоковідсмоктувач KikkaBoo простий у збиранні та використанні, тому ви скоро звикнете до нього.

Використання насоса (Малюнок V):

1. Добре вимийте руки та переконайтеся, що ваші груди чисті.
2. Великим і вказівним пальцями розмістіть силіконову воронку над грудьми, підтримуючи груди долонею. Розташуйте соску в центрі силіконові воронки/насадки. Обережно притисніть насос до грудей, щоб створити герметичність. Переконайтеся, що ваш сосок підходить правильно.
3. Надіньте бюстгальтер для годування на плугу.
4. Увімкніть молоковідсмоктувач, натиснувши кнопку живлення та вибравши потрібний режим.
5. Знайдіть зручне положення. Не лягайте і не відхиляйтеся назад.

• Насос автоматично запустить режим стимуляції. Ви можете змінити потужність всмоктування за допомогою кнопок «+» і «-». Через дві хвилини роботи насос автоматично перейде в режим зливу. Якщо ваше молоко почне текти раніше цих двох хвилин, натисніть кнопку зміни режиму, щоб вручну переключитися на режим зіджджування.

• Увійшовши в режим віджимання, збільште потужність всмоктування за допомогою кнопки «+», доки не відчуєте легкий дискомфорт (не біль), потім трохи зменшіть за допомогою кнопки «-».

Примітка. Режими імітації та масажу включають швидкий ритм всмоктування, щоб стимулювати потік молока. Режим зіджджування включає повільніший ритм смоктання для повного зіджджування грудного молока.

• Коли потік грудного молока припиняється, ви можете переключитися на режим зіджджування з нерівномірним зіджджуванням, метою якого є індукція нової лактації шляхом поєднання швидкого та повільного ритму зіджджування.

Увага: не завжди використовуйте максимальний рівень кожного режиму, виберіть найбільш комфортний для вас рівень. Залежно від вашого особистого комфорту, ви можете використовувати вищий рівень віджимання. Ви завжди можете повернутися до нижчого рівня всмоктування.

Примітка: не хвилюйтеся, якщо грудне молоко не тече відразу. Розслабтеся і продовжуйте качати. Грудне молоко незабаром потече, навіть якщо ви не використовуєте повне всмоктування, яке може створити насос. Перші кілька разів, коли ви користуетесь молоковідсмоктувачем, можливо, вам знадобиться використовувати сильніше налаштування всмоктування, щоб грудне молоко текло.

Увага! Не зцідуйте більше 5 хвилин без запилки, якщо грудне молоко не виходить. Спробуйте зцідватися в інший час доби.

• Коли закінчите зцідування, вимкніть молоковідсмоктувач, натиснувши кнопку живлення протягом 2 секунд.

Щоб зібрати грудне молоко після зцідування:

6. Зніміть помпу з бюстгальтера для годування.

7. Натисніть кнопку посередині пристрою, щоб звільнити пляшку з молоком.

8. Налійте грудне молоко в пляшечку для годування в напрямку, зазначеному на малюнку V-8.

• Якщо ви хочете зберігати грудне молоко, обережно перемістіть його в продезинфікований контейнер або попередньо простерилізований пакет для зберігання грудного молока. Умови зберігання див. у розділі Зберігання грудного молока.

• Розберіть та очистіть інші частини відповідно до інструкцій у розділі очищення та дезінфекції.

Зберігання грудного молока:

Увага! Завжди негайно охолоджуйте або заморозуйте зціджене грудне молоко. Зберігайте тільки щойно зціджене грудне молоко. Для забезпечення гігієни зберігайте лише грудне молоко, зціджене за допомогою очищеної та продезинфікованої помпи. Завжди зберігайте грудне молоко в стерилізованих контейнерах або пляшках, оснащених стерилізованим гвинтовим кільцем і ущільнювальним диском, або в попередньо простерилізованих пакетах для зберігання грудного молока. НЕ наповняйте повністю контейнери, пляшки або пакети грудним молоком. Залиште трохи місця, оскільки грудне молоко розширюється під час заморожування.

• Завжди чітко позначайте дату та час зцідування на контейнерах, пляшках або пакетах з грудним молоком.\

• Завжди спочатку використовуйте старше грудне молоко.

• Щоб зберегти поживні якості грудного молока, розморозуйте його в холодильнику або під проточною водою, не відкриваючи контейнер, пляшечку чи конверт. Заморожене грудне молоко можна розморозити протягом ночі в холодильнику, а потім поступово нагріти в більш теплій або гарячій воді.

• Добре збовтайте розморозжене грудне молоко, щоб окремі частинки в ньому перемішалися. Розморозжене грудне молоко можна використовувати протягом 24 годин, якщо зберігати його в холодильнику.

• Ніколи не заморозуйте розморозжене грудне молоко.

• Ніколи не змішуйте свіжозціджене грудне молоко з попередньо розморозженим грудним молоком.

• Ніколи не нагрівайте грудне молоко в мікрохвильовій печі і не кип'ятіть його.

• Завжди перевіряйте температуру їжі перед вживанням.

• Викидайте грудне молоко, що залишилося після годування дитини.

Рекомендації щодо зберігання свіжозцідженого грудного молока (для здорових доношених дітей):

• При кімнатній температурі до 25°C, до 4 годин.

• При охолодженні замороженими пакетами з льодом від -15°C до 4°C, до 24 годин.

• У холодильнику 4°C, до 3 днів.

• У морозильній камері від -18°C до -20°C, до 6 місяців.

Рекомендації щодо зберігання розморозженого грудного молока (для здорових доношених дітей):

• При кімнатній температурі до 25°C, до 2 годин.

• При охолодженні замороженими пакетами з льодом від -15°C до 4°C, до 2 годин.

• У холодильнику 4°C, до 24 годин.

• НІКОЛИ не заморозуйте грудне молоко, розморозжене в морозилці.

Грудне молоко, що залишилося після годування:

Викиньте залишки грудного молока.

Годування дитини:

• Перевіряйте соску для годування перед кожним використанням і потягніть за соску в усіх напрямках. Викидайте при перших ознаках пошкодження або дефекту.

• Ніколи не занурюйтепустушку в солодкі рідини або ліки, ваша дитина може отримати карієс.

• Не ставте в мікрохвильову піч. Не нагрівайте продукт у звичайних духовках, на плиті або відкритому вогні.

Заради безпеки та здоров'я вашої дитини УВАГА!

Постійне і тривале всмоктування рідини призведе до карієсу.

Завжди перевіряйте температуру їжі перед вживанням.

Викидайте при перших ознаках пошкодження або дефекту.

Зберігайте компоненти, які не використовуються, у недоступному для дітей місці.

Ніколи не прикріплюйте до шнурів, стрічок, шнурків або незакріплених частин одягу. Дитина може задихнутися.

Завжди використовуйте цей продукт під наглядом дорослих.

Ніколи не використовуйте соски для годування як соску.

Маленькі діти можуть отримати карієс навіть при вживанні несолодких рідин. Це може статися, якщо дитині дозволено користуватися пляшечкою протягом тривалого періоду часу вдень і особливо вночі, коли виділення слини зменшується або вона використовується як соска.

Нещасні випадки траплялися, коли немовлят залишали наодинці з поїльником через падіння дитини або якщо виріб було розібрано.

Вирішення проблем:

Проблема: я відчуваю біль під час використання молоковідсмоктувача.

Рішення 1: Однією з причин може бути занадто високий рівень всмоктування. Вам не потрібна повна потужність вакууму, створюваного насосом. Спочатку використовуйте режим стимуляції або масажу. Якщо ви все ще відчуваєте біль, припиніть використовувати молоковідсмоктувач і зверніться до свого консультанта з лактації. Якщо насос не знімається з грудей легко, ви можете розірвати вакуумне з'єднання, помістивши палець між грудьми та силіконовою воронкою.

Рішення 2: використовуйте теплу тканину, щоб накласти теплий компрес на груди та масажувати в напрямку від основи грудей до соска протягом 5 хвилин.

Повторіть спробу зливання ще раз. Якщо ви все ще відчуваєте біль, припиніть використовувати молоковідсмоктувач і зверніться до свого консультанта з лактації.

Проблема: молоковідсмоктувач не працює.

Рішення: спочатку перевірте, чи правильно ви збрали молоковідсмоктувач. Щоб запобігти взаємним перешкодам, під час зіджджування тримайте інше електричне обладнання, наприклад мобільний телефон або ноутбук, подальше від молоковідсмоктувача. Перевірте акумулятор, при необхідності зарядіть його.

Проблема: я не відчуваю смоктання.

Рішення: перевірте, чи правильно ви збрали молоковідсмоктувач. Розберіть і знову зберіть насос (Малюнок III; Малюнок IV). СКЛАДАННЯ НАСОСА: переконайтеся, що всі деталі чисті та неушкоджені. Під час зіджджування переконайтеся, що силіконова воронка повністю облягає груди, щоб створити вакуум.

Проблема: витікає грудне молоко.

Рішення: вимкніть молоковідсмоктувач. Розберіть молоковідсмоктувач (Малюнок III). Використовуйте вологу (не мокру) тканину, щоб протерти молоковідсмоктувач. Очистіть інші компоненти відповідно до розділу «Чистження та дезінфекція». Коли всі компоненти висохнуть, знову зберіть (Малюнок IV).

Умови застосування та зберігання:

Тримайте молоковідсмоктувач подальше від прямих сонячних променів, оскільки тривалий вплив може призвести до зміни кольору. Зберігайте молоковідсмоктувач та його аксесуари в безпечному, чистому та сухому місці подальше від прямих сонячних променів і джерел тепла. Якщо пристрій зберігався в гарячому чи холодному середовищі, перед використанням помістіть його в робоче середовище та дайте йому досягти температури в межах умов використання (10°C - 30°C).

Технічні характеристики:

Модель: молоковідсмоктувач Winnie 31304010038

Потужність накачування: 165-240/мм рт.ст.; Сила стимуляції: 90-165/мм рт

Рівень шуму: <50 dB;

Фіксований час: 30 хвилин; Час роботи 2,5 склянки;

Літєва батарея: 3,7 V, 1500 mAh; Час зарядки 3 години;

Захист від ураження електричним струмом: I клас;

Джерело живлення: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Умови робочого середовища: температура 5-40°C, відносна вологість 10-90%, атмосферний тиск 50кПа~106кПа;

Умови навколишнього середовища зберігання: температура 5-40°C, відносна вологість 10-90%, атмосферний тиск 50кПа~106кПа;

Напруга мережі для адаптера: вхід: 110-240 V 50~60 Hz, вихід: 5v 1 A 3,0 W;

Ємність: 140 ml;

Розмір: 10,5x5x12,7 см, вага 234g.

Відповідає EN 55014, EN 55032, EN 61000, Директива RoHS, Регламент (ЄС) 2020/1245. Вироблено для Kika Group Ltd. Виготовлено в Китаї.

PROČITAJTE OVE UPUTE PAŽLJIVO PRIJE UPOTREBE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCJU. ZNAČAJKE PROIZVODA:

Električna pumpa za mlijeko inovativnog dizajna, bez vanjskih kabela i cijevi. Dizajnirano za mame u pokretu. Tih, lagan i vrlo praktičan. Dizajniran za stavljanje u grudnjak za dojenje. S velikom Li-ion baterijom od 1500 mAh, potpuno napunjena može se koristiti 2 sata. Ima zaštitu od povratnog toka koja sprječava curenje majčinog mlijeka u pumpicu i zaprljanje. Pametan zaslon koji ima funkciju memorije. Pumpa ima četiri načina rada: Stimulacija, Masaža, Drenaža, Drenaža s neravnomjermim pumpanjem s 9 razina rada. Set uključuje mekane silikonske lijevke - 18, 20 i 22mm i jedan silikonski nastavak 16mm. Boca za mlijeko 140ml. Svi materijali korišteni u pumpi su sigurni i pogodni za hranu.

SIGURNOSNE INFORMACIJE:

Svrha:

Pumpa za grudi dizajnirana je za izdavanje i skupljanje majčinog mlijeka iz dojki dojlje. Preduvjet za korištenje pumpice za grudi je da imate odcepljene mliječne kanale. Kod nekih novopečenih majki mliječni kanali mogu biti začepljeni zbog urođenih uvrnutih bradavica ili nedovoljne količine majčinog mlijeka. Prije korištenja pumpice za grudi potrebno je pregledati dojke kod stručnjaka kako bi se uvjerilo da mliječni kanali nisu začepljeni i da je laktacija dobro uspostavljena. Pumpa za grudi NIJE namijenjena za izazivanje prve laktacije. Pumpa za grudi namijenjena je za jednog korisnika!

PAŽNJA! Nikada nemojte koristiti pumpu za grudi tijekom trudnoće jer pumpanje može izazvati trudove. Nikada nemojte koristiti pumpu za grudi u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.

Upozorenja za izbjegavanje gušenja, davljenja i ozljeda:

- Ne dopustite djeci ili kućnim ljubimcima da se igraju s pumpom, adapterom i dodacima pumpe.
- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s pumpom.
- Ne ostavljajte pumpicu za grudi bez nadzora dok je uključena tijekom punjenja.
- Držati podalje od djece.
- Ova pumpa za grudi nije namijenjena osobama sa smanjenim fizičkim, osjetljivim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja. Takve osobe smiju koristiti ovu pumpu za grudi samo ako su bile pod nadzorom ili ako su dobile odgovarajuće upute u vezi s korištenjem proizvoda od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Upozorenja za izbjegavanje strujnog udara i opekline:

- Prije svake uporabe provjerite postoji li na pumpici za grudi, uključujući adapter, znakove oštećenja. Nemojte koristiti pumpu za grudi ako su adapter ili kabel oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako je ispuštena ili potopljena u vodu.
- Koristite samo preporučeni USB adapter i navedeni napon kako biste spriječili pregrijavanje adaptera, oštećenje ili nezgode. Ne dirajte adapter i pumpu tijekom grmljavinskog nevremena.
- Ne stavlajte pumpu/adapter na izravnu sunčevu svjetlost ili kišu, u blizini grijača ili drugih vrućih uređaja, na mjesta izložena ekstremno visokim ili niskim temperaturama, visokoj vlažnosti ili prašini.
- Nemojte stavljati teške predmete na crpku ili oštetiti kabel ili adapter. Nemojte jako rastezati ili uvijati kabel. Uvijek držite adapter kada ga isključujete. Provjerite je li adapter čvrsto uključen u utičnicu. Ne koristite utikač koji je labav.
- Ne dopustite da se pumpa/adapter smoči. Nemojte rastavljati niti mijenjati pumpu/adapter. Nemojte bacati bateriju u vatru niti je izlagati toplini.
- Odmah isključite adapter i prestanite koristiti pumpu ako primijetite neprirodan miris, zagrijavanje, promjenu boje, deformaciju ili bilo što neobično tijekom korištenja ili skladištenja pumpe.

Upozorenja za izbjegavanje trovanja i zaraze te za osiguranje higijene:

- Iz higijenskih razloga, pumpa za grudi namijenjena je samo za višekratnu upotrebu od strane jednog korisnika.
- Prije svake uporabe očistite, isperite i dezinficirajte sve dijelove osim uređaja, USB adaptera i kabela pumpe.
- Čuvajte samo majčino mlijeko koje je izdvojeno očišćenom i dezinficiranom pumpicom.
- Ne koristite pumpicu za grudi ako se silikonska dijafragma čini oštećenom ili neispravnom.
- Ne čistite dijelove pumpe antibakterijskim ili abrazivnim sredstvima za čišćenje.

Mjere opreza za izbjegavanje problema i bolova povezanih s grudima i bradavicama:

- Prije svake uporabe provjerite postoji li na pumpici za grudi znakove oštećenja. Nemojte koristiti pumpu za grudi ako ne radi ispravno.
- Ne pokušavajte ukloniti tijelo pumpe dok je pričvršćeno na dojk u vakuumom. Isključite jedinicu i prekinite vakuumsku vezu stavljanjem prsta između dojke i lijevka pumpe. Zatim izvadite pumpicu iz dojke.

- Nikada ne koristite pumpicu za grudi kada ste pospani kako biste izbjegli nepažnju tijekom korištenja.
- Uvijek isključite pumpicu za grudi prije nego što izvadite tijelo pumpe iz dojke kako biste oslobodili vakuumu.
- Nikada nemojte koristiti pribor ili dijelove drugih proizvođača ili one koje proizvođač nije izričito preporučio. To može uzrokovati kvar uređaja i utjecati na elektromagnetsku kompatibilnost (EMC). Korištenje dodataka ili dijelova poništiti će vaše jamstvo.
- Nemojte pumpati dulje od pet minuta bez prestanka ako ne možete izdajati mlijeko. Pokušajte pumpati u drugo doba dana.
- Ako postupak postane vrlo neugodan ili bolan, prestanite koristiti pumpicu i obratite se svom savjetniku za dojenje.
- Ako vam stvaranje uzrokuje nelagodno ili bol, isključite jedinicu, poništite vakuum, poništite vakuum stavljanjem prsta između dojke i lijevka pumpe i izvadite pumpu iz dojke.
- Nikada nemojte ispuštati ili umetati strane predmete u otvore.

Upozorenja za sprječavanje osobnih ozljeda, oštećenja proizvoda i kvara:

- Nemojte dopustiti da adapter, kabel i jedinica dođu u kontakt s vodom.
- Držite adapter i silikonske dijelove podalje od vrućih površina kako biste izbjegli pregrijavanje i deformaciju ovih dijelova.
- Nikada ne stavljajte uređaj ili adapter u vodu, u perilicu posuđa ili u sredstvo za dezinfekciju. Iako je pumpa za grudi u skladu s važećim direktivama za elektromagnetsku kompatibilnost, ipak može biti osjetljiva na jače emisije i/ili uzrokovati smetnje s drugim opremom. To može uzrokovati isključivanje pumpe za grudi ili prelazak u način rada pogreške. Kako biste spriječili međusobne smetnje, držite drugu električnu opremu podalje od pumpe za grudi tijekom odajanja (pogledajte Tehničke informacije).
- U jedinici nema dijelova koje korisnik može servisirati. Nikakve izmjene opreme nisu dopuštene. Ako to učinite, poništiti ćete jamstvo.
- Nemojte ispuštiti ili udariti pumpu/USB adapter. Nemojte snažno pritisnuti zaslon.
- Uređaj, USB kabel i adapter ne zahtijevaju čišćenje i sterilizaciju jer ne dolaze u kontakt s majčinim mlijekom.
- Nikada nemojte koristiti alkohol ili druga organska otapala za čišćenje pumpice za grudi.
- Nemojte koristiti pumpu za grudi ni na koji način ili u bilo koju svrhu koja nije opisana u ovom priručniku. To može uzrokovati nezgode ili oštetiti pumpu za grudi.

UPOZORENJA ZA RAD S LITIJU-POLIMERSKIM BATERIJAMA:

- Obavezno priključivanje adaptera ISKLJUČIVO od strane odrasle osobe! Ne dopustite da se baterija savija, buši (osobito metalnim predmetima) ili na drugi način ošteti.
- Bateriju punite samo adapterom koji je isporučio proizvođač! Ne stvarajte kratki spoj!
- Čuvati na sobnoj temperaturi! Ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti!
- Nikada ne ostavljajte napunjenu bateriju bez nadzora!
- Baterija može eksplodirati ako se njome nestručno rukuje!

NAPOMENA: Baterija se nalazi unutar glavne jedinice.

SAVJET: Potpuno napunite bateriju prije upotrebe kako biste je sačuvali i produžili njezino razdoblje korištenja.

VAŽNO! Za zamjenu baterije obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisu!

PAŽNJA! Kada prestanete koristiti proizvod, nemojte ga odlagati s uobičajenim kućnim otpadom, već ga odnesite na službeno mjesto za prikupljanje otpada gdje se može reciklirati. Otpad koji nastaje od oštećenih elektroničkih i video uređaja, baterija, adaptera potrebno je prikupljati odvojeno. Nije ih dopušteno odlagati u spremnike za miješani kući otpad! Odlazite ih samo na za to predviđenim mjestima.



DIJELOVI (Slika I):

1. Glavna jedinica x 1; 2. Silikonska dijafragma x 2; 3. Boca za mlijeko x 1; 4. Kopča za podešavanje grudnjaka x 1; 5. Silikonski preklap x 2; 6. Brtve x 2; 7. Linker x 1; 8. Čep boce za mlijeko x 1; 9. USB adapter x 1; 10. USB kabel za punjenje x 1; 11. Silikonski nastavak 16mm x 1; 12. Silikonski lijevak x 3 (18 mm x 1; 20 mm x 1; 22 mm x 1).

ZASLON (Slika II):

1. Povećajte usis; 2. Način stimulacije; 3. Način masaže; 4. Razina usisavanja; 5. Gumb za uključivanje/način rada; 6. Indikator baterije; 7. Način odvoda; 8. Smanjenje usisavanja; 9. iscjediti s neravnomjernim pumpanjem.

- Tipka za napajanje/način rada: pritisnite 2 sekunde za uključivanje ili isključivanje pumpe za grudi. Dodirnite jednom za promjenu načina rada.
- Kada se pumpa za grudi uključi, pokrenut će se u načinu rada za stimulaciju. Nakon 2 minute korištenja, automatski će se prebaciti u način ispuštanja.
- Pumpa za grudi ima ugrađenu funkciju memorije. Kada je uključen, trebao bi automatski početi raditi sa zadnjim korištenim postavkama iz prethodne sesije.
- Razine usisavanja: Način stimulacije L1-L9; Način masaže: L1-L9; Način stiskanja: L1-L9; Način odvoda s neravnomjernim pumpanjem: L1-L9.

- Indikator baterije: pokazuje preostali postotak baterije, punita kada je baterija niska.
- Pumpa će se automatski isključiti nakon 30 minuta korištenja.

UPUTE ZA KORIŠTENJE:

Čišćenje i dezinfekcija (slika III):

Glavna jedinica, USB kabel i adapter ne zahtijevaju čišćenje i dezinfekciju jer ne dolaze u dodir s majčinim mlijekom. Prije prve uporabe očistite i dezinficirajte sve ostale dijelove pumpe za grudi.

- Nemojte zagrijavati ili sterilizirati u mikrovalnoj pećnici.
 - Očistite te dijelove nakon svake sljedeće uporabe i dezinficirajte ih prije svake sljedeće uporabe.
 - Oprezi:** Nikada ne stavljajte glavnu jedinicu, USB kabel ili adapter u vodu, u perilicu posuđa ili u sredstvo za dezinfekciju jer ćete ih time nepovratno oštetiti.
 - Rastavite pumpu za mlijeko kako je prikazano na slici III.
 - Prije prve uporabe, dezinficirajte sve dijelove osim glavne jedinice, USB kabela i adaptera u kipućoj vodi 5 minuta. Time se osigurava higijena.
 - Budite oprezni pri uklanjanju i čišćenju poklopca. Ako se pokvari, vaša pumpa za grudi neće raditi ispravno.
 - Za čišćenje silikonskog ventila, nježno ga utrljajte između prstiju u toplu vodu s malo tekućeg deterdženta. Nemojte stavljati predmete u preklap jer ga to može oštetiti.
 - Tijekom dezinfekcije kipućom vodom, nemojte dopustiti da dijelovi dodiruju stijenke posude. To može uzrokovati nepopravljivu deformaciju ili oštećenje proizvoda za koje KikkaBoo nije odgovoran.
 - Za čišćenje silikonskog ventila, nježno ga utrljajte između prstiju u toplu vodu s malo tekućeg deterdženta. Nemojte stavljati predmete u preklap jer ga to može oštetiti.
 - Tijekom dezinfekcije kipućom vodom, nemojte dopustiti da dijelovi dodiruju stijenke posude. To može uzrokovati nepopravljivu deformaciju ili oštećenje proizvoda za koje KikkaBoo nije odgovoran.
 - Prije svake sljedeće uporabe temeljito očistite kako biste osigurali higijenu.
 - Očistite sve dijelove, osim glavne jedinice, USB kabela i adaptera, toplom vodom i blagim deterdžentom. Nakon svakog pranja uvijek temeljito isperite sve dijelove, osim glavne jedinice, USB kabela i adaptera.
 - Temeljito operite i isperite sve dijelove, osim glavne jedinice, USB kabela i adaptera, čistom vodom, uključujući područja koja možda nisu vidljiva, ali kroz koja je hrana prošla, kako biste uklonili ostatke hrane.
 - Svi dijelovi osim glavne jedinice, USB kabela i adaptera mogu se sterilizirati u 10 minuta u parnom sterilizatoru namijenjenom za proizvode za dojenje i bebe.
 - Ne stavljajte u perilicu posuđa.
 - Ne stavljajte u mikrovalnu. Nemojte zagrijavati proizvod u tradicionalnim pećnicama, grijačim pločama ili otvorenom plamenu.
 - Izbjegavajte korištenje oštih ili abrazivnih materijala jer mogu oštetiti proizvod.
 - Nemojte čistiti niti dopustiti da proizvod dođe u kontakt s otapalima ili agresivnim kemikalijama. To može oštetiti proizvod.
 - Nakon čišćenja proizvoda temeljito osušite sve dijelove i pohranite na čisto, suho mjesto daleko od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline.
- Napomena: Obavezno očistite i dezinficirajte relevantne dijelove pumpe za grudi. Prije rukovanja očišćenim dijelovima temeljito operite ruke!
- Pažnja! Budite oprezniji jer očišćeni dijelovi mogu biti još vrući. Počnite sastavljati pumpu za grudi tek kada se očišćeni dijelovi ohlade.
- Napomena: normalno je imati zaostali miris. Očistite proizvod prema uputama i to će vam pomoći da učinkovito smanjite ili uklonite miris.

Kada očistiti i sterilizirati (Slika I):

- Prije prve uporabe oprati i sterilizirati: silikonske lijevke i nastavak (I-11; I-12); dijelovi I-2; I-3; I-5; I-7; I-8.
 - Prije i nakon svake uporabe oprati: silikonske lijevke i nastavak (I-11; I-12); dijelovi I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8.
 - Sterilizirajte jednom dnevno: silikonske lijevke i nastavak (I-11; I-12); dijelovi I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8.
- Posušite sve dijelove nakon pranja ili dezinfekcije. Operite ruke i sastavite cijelu pumpu za grudi kao što je prikazano na slici IV.

RAD NA BATERIJE:

PAŽNJA! Prije prve uporabe potpuno napunite bateriju 2 sata bez prekida! Nakon što se pumpa uključi, ikona indikatora baterije na zaslonu će pokazati preostali vijek trajanja baterije dok se baterija ne isprazni. Kada je baterija niska, ikona indikatora baterije će početi treperiti. Kada je baterija potpuno napunjena, indikator će pokazati ikonu pune baterije. Pažnja: Baterija se ne može puniti duže od 24 sata.

Sastavljanje pumpe (slika IV):

Važno:

- Prije sastavljanja pumpe provjerite jesu li svi dijelovi osim glavne jedinice, USB kabela i adaptera očišćeni i sterilizirani.
- Prije svake uporabe provjerite jesu li komponente pumpe za grudi istrošene ili oštećene. Zamijenite ako je potrebno.
- Prije uporabe uvijek provjerite jesu li svi dijelovi čisti.

- Kao biste sprječili oštećenje pumpe za grudi, sve komponente moraju biti potpuno suhe prije uporabe.
- 1. Temeljito operite ruke sapunom i vodom prije nego što dodirnete pumpu za grudi, dijelove pumpe i dojke.
- 2. Postavite silikonski poklopac i brtvu na dno poveznice, pazeci da su pravilno postavljeni.
- 3. Ugradite silikonsku dijafragmu u poveznicu.
- 4. Umetnite skloppljeni povezač u glavnu jedinicu.
- 5. Postavite bocu za mlijeko u glavnu jedinicu.
- 6. Ugradite silikonski lijevak ili silikonski nastavak.

Kada izdajati majčino mlijeko:

Ako dobro napredujete s dojenjem, preporučuje se (osim ako vaš zdravstveni djelatnik/savjetnik za dojenje nije drugačije preporučio) da pričekate dok se ne uspostavi raspored ispuštanja mlijeka i dojenja (obično 2 do 4 tjedna nakon poroda) prije nego počnete cijediti sok.

Iznimke:

- Ako u početku imate problema s dojenjem, redovito izdavanje može pomoći u stvaranju i održavanju količine mlijeka.
 - Ako izdajate majčino mlijeko kako biste bebu hranili u bolnici.
 - Ako su vam grudi napunjene (bolne ili natečene), možete izdajati malu količinu majčinog mlijeka prije ili između podoja kako biste ublažili bol i pomogli bebi da lakše zasuje.
 - Ako su vam bradavice bolne ili ispucale, možda biste radije izdajali majčino mlijeko dok ne zacijele.
 - Ako je vaša beba privremeno odvojena od vas, a želite nastaviti s dojenjem kada se vrati s vama, savjetuje se da redovito izdajate majčino mlijeko kako biste potaknuli proizvodnju mlijeka.
- Morate pronaći najbolje doba dana za izdavanje majčinog mlijeka, na primjer neposredno prije ili nakon prvog podoja ujutro kada su dojke pune ili nakon podoja u slučaju da beba nije uzela sve iz obje dojke. Ako ste se vratili na posao, možda ćete morati pumpati tijekom pauze.
- Korištenje pumpice za grudi zahtijeva praksu i može potrajati nekoliko pokušaja da biste je naučili. Srećom, KikkaBoo pumpica za grudi je jednostavna za sastavljanje i korištenje pa ćete se brzo naviknuti na nju.

Korištenje pumpe (Slika V):

1. Dobro operite ruke i uvjerite se da su vam grudi čiste.
2. Postavite silikonski lijevak na dojku palcem i kažiprstom, podupirući dojku dlanom. Postavite bradavicu u sredinu silikonskog lijeka/nastavka. Lagano pritisnite pumpu na dojku kako biste stvorili hermetičko brtvljenje. Provjerite pristaje li vam bradavica ispravno.
3. Stavite grudnjak za dojenje preko pumpice.
4. Uključite pumpu za grudi pritiskom na tipku za napajanje i odabirom željenog načina rada.
5. Pronađite udoban položaj. Nemojte leći ili se naslanjati.
 - Crpka će automatski pokrenuti način rada stimulacije. Snagu usisavanja možete promijeniti pomoću tipki “+” i “-”. Nakon dvije minute rada, crpka će se automatski prebaciti u način ispuštanja. Ako vam mlijeko počne teći prije ove dvije minute, pritisnite tipku za promjenu načina rada kako biste ručno prebacili na način rada za izdavanje.
 - Nakon što ste u načinu rada stiskanja, povećajte snagu usisavanja pomoću tipke “+” dok ne osjetite blagu nelagodu (ne bol), zatim lagano smanjite pomoću tipke “-”. Napomena: Načini simulacije i masaže uključuju brzi ritam usisavanja kako bi se stimulirao protok mlijeka. Način izdavanja uključuje sporiji ritam usisavanja kako bi se majčino mlijeko potpuno izdajalo.
 - Kada protok majčinog mlijeka prestane, možete se prebaciti na način izdavanja s neravnomjernim izdavanjem, kojemu je cilj potaknuti još jednu laktaciju kombinacijom brzog i sporog ritma izdavanja.
- Pažnja: Nemojte uvijek koristiti maksimalnu razinu svakog načina rada, odaberite razinu koja vam najviše odgovara. Ovisno o vašoj osobnoj udobnosti, možda ćete poželjeti koristiti višu razinu centrifuge. Uvijek se možete vratiti na nižu razinu usisavanja.
- Napomena: ne brinite ako vam majčino mlijeko ne poteče odmah. Opustite se i nastavite pumpati. Majčino mlijeko će uskoro poteći, čak i ako ne koristite sav usis koji pumpica može stvoriti. Prvih nekoliko puta kada koristite pumpicu za grudi, možda ćete trebati upotrijebiti jaču postavku usisavanja kako bi vaše mlijeko tešlo.
- Pažnja! Nemojte pumpati dulje od 5 minuta bez prestanka ako majčino mlijeko ne izlazi. Pokušajte pumpati u drugo doba dana.
- Kada završite s izdavanjem, isključite pumpu za grudi pritiskom na tipku za napajanje 2 sekunde.

Za prikupljanje majčinog mlijeka nakon izdavanja:

6. Skinite pumpicu s grudnjaka za dojenje.
7. Pritisnite tipku u sredini uređaja kako biste oslobodili bocu s mlijekom.
8. Ulijte majčino mlijeko u bocu za hranjenje u smjeru naznačenom na slici V-8.
- Ako želite pohraniti majčino mlijeko, pažljivo ga prebacite u dezinficiranu posudu ili prethodno steriliziranu vrećicu za pohranu majčinog mlijeka. Uvjete čuvanja potražite u

odjeljku čuvanje majčinog mlijeka.

- Rastavite i očistite ostale dijelove prema uputama u odjeljku za čišćenje i dezinfekciju.

Čuvanje majčinog mlijeka:

Pažnja! Uvijek odmah ohladite ili zamrznete izdvojeno mlijeko. Čuvajte samo svježe izdvojeno majčino mlijeko. Čuvajte samo majčino mlijeko koje je izdvojeno očišćenom i dezinficiranom pumpicom kako bi se osigurala higijena. Uvijek čuvajte majčino mlijeko u steriliziranim posudama ili bočicama opremljenim steriliziranim navojnim prstenom i diskom za brtvljenje ili u prethodno steriliziranim vrećicama za pohranu majčinog mlijeka. **NEMOJTE** potpuno napuniti posude, boce ili vrećice majčinim mlijekom. Ostavite malo prostora jer se majčino mlijeko širi tijekom zamrzavanja.

- Uvijek jasno označite datum i vrijeme izdavanja na spremnicima, bočicama ili vrećicama za majčino mlijeko.
- Uvijek prvo koristite starije majčino mlijeko.
- Kako biste sačuvali nutritivne kvalitete majčinog mlijeka, otopite ga u hladnjaku ili pod tekućom vodom iz slavine bez otvaranja posude, bočice ili otmotnice. Smrznuo majčino mlijeko možete otopiti preko noći u hladnjaku, a zatim ga postupno zagrijavati u toplijoj ili vrućoj vodi.
- Dobro protresite otopljeno majčino mlijeko kako biste pomiješali pojedinačne čestice u njemu. Odmrznuo majčino mlijeko može se koristiti 24 sata ako se čuva u hladnjaku.
- Nikada nemojte ponovno zamrzavati odmrznuo majčino mlijeko.
- Nikada ne miješajte svježe izdvojeno majčino mlijeko s prethodno otopljenim majčinim mlijekom.
- Nikada ne zagrijavajte majčino mlijeko u mikrovalnoj pećnici i nemojte ga kuhati.
- Uvijek provjerite temperaturu hrane prije jela.
- Bacite majčino mlijeko koje je preostalo nakon hranjenja djeteta.

Smjernice za čuvanje svježe izdijenog majčinog mlijeka (za zdrave donošene bebe):

- Na sobnoj temperaturi do 25°C, do 4 sata.
- Pri hlađenju smrznutim vrećicama leda -15°C do 4°C, do 24 sata.
- U hladnjaku 4°C, do 3 dana.
- U zamrzivaču -18°C do -20°C, do 6 mjeseci.

Smjernice za čuvanje odmrznutog majčinog mlijeka (za zdravu donošenu djecu):

- Na sobnoj temperaturi do 25°C, do 2 sata.
- Pri hlađenju smrznutim vrećicama leda -15°C do 4°C, do 2 sata.
- U hladnjaku 4°C, do 24 sata.
- **NIKADA** nemojte ponovno zamrzavati jednom otopljeno majčino mlijeko u zamrzivaču.

Majčino mlijeko preostalo nakon hranjenja:

Bacite preostalo majčino mlijeko.

Hranjenje bebe:

- Prije svake uporabe provjerite dudicu za hranjenje i povucite je u svim smjerovima. Bacite na prvi znak oštećenja ili kvara.
- Nikada nemojte uranjati dudu u slatke tekućine ili lijekove, vaše dijete može dobiti karijes.
- Ne stavljajte u mikrovalnu pećnicu. Nemojte zagrijavati proizvod u konvencionalnim pećnicama, grijačim pločama ili otvorenom plamenu.

Za sigurnost i zdravlje vašeg djeteta OPREZ!

Kontinuirano i dugotrajno usisavanje tekućine dovest će do karijesa.

Uvijek provjerite temperaturu hrane prije jela.

Bacite na prvi znak oštećenja ili kvara.

Držite komponente koje nisu u uporabi izvan dohvata djece.

Nikada ga ne pričvršćujte na uzice, vrpce, vezice ili labave dijelove odjeće. Dijete se može ugušiti.

Uvijek koristite ovaj proizvod pod nadzorom odrasle osobe.

Nikada nemojte koristiti bradavice za hranjenje kao dudu.

Mala djeca mogu dobiti karijes čak i kada piju nezaslade tekućine. To se može dogoditi ako se bebi dopusti da bočicu koristi dulje vrijeme tijekom dana, a posebno noću kada je protok sline smanjen ili se koristi kao dudu.

Nesreće su se dogodile kada su bebe ostavljene same s pijalicom zbog pada bebe ili ako je proizvod rastavljen.

Rješavanje problema:

Problem: osjećam bol prilikom korištenja pumpice za grudi.

Rješenje 1: Jedan od razloga može biti previsoka razina usisavanja. Ne treba vam puna snaga vakuuma koju proizvodi pumpa. U početku koristite način stimulacije ili masaže. Ako i dalje osjećate bol, prestanite koristiti pumpicu za grudi i obratite se svom savjetniku za dojenje. Ako se pumpica ne skida lako s dojke, vakuumsku vezu možete prekinuti stavljanjem prsta između dojke i silikonskog lijevka.

Rješenje 2: Toplom krpom stavite topli oblog na dojke i masirajte u smjeru baze dojke prema bradavici 5 minuta. Ponovno ponovite pokušaj pražnjenja. Ako i dalje osjećate bol, prestanite koristiti pumpicu za grudi i obratite se svom savjetniku za dojenje.

Rješenje: Prvo provjerite jeste li pravilno sastavili pumpu za grudi. Kako biste spriječili međusobne smetnje, držite drugu električnu opremu, poput mobilata ili prijenosnog računala, podalje od pumpe za grudi tijekom izdavanja. Provjerite bateriju, po potrebi je napunite.

Problem: Ne osjećam nikakvo usisavanje.

Rješenje: Provjerite jeste li pravilno sastavili pumpu za grudi. Rasstavite i ponovno sastavite pumpu (Slika III; Slika IV). **SASTAVLJANJE PUMPE:** Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i neoštećeni. Tijekom izdavanja pazite da silikonski lijevak potpuno pristaje oko vaše dojke kako bi se stvorio vakuum.

Problem: Došlo je do curenja majčinog mlijeka.

Rješenje: Isključite pumpu za grudi. Rasstavite pumpu za majčino mlijeko (slika III). Za brisanje pumpe za grudi koristite vlažnu (ne mokru) krpu. Očistite ostale komponente prema odjeljku Čišćenje i dezinfekcija. Kada su sve komponente suhe, ponovno sastavite (Slika IV).

Uvjeti uporabe i skladištenja:

Držite pumpicu za grudi podalje od izravnog sunčevog svjetla jer produljena izloženost može uzrokovati promjenu boje. Čuvajte pumpu za grudi i njen pribor na sigurnom, čistom i suhom mjestu izvan izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline. Ako je jedinica bila pohranjena u toplom ili hladnom okruženju, stavite je u okolinu za korištenje i ostavite je da postigne temperaturu unutar uvjeta uporabe (10°C - 30°C) prije upotrebe.

Tehnički podaci:

Model: Pumpa za grudi Winnie 31304010038

Snaga crpljenja: 165-240/mmHg; Jačina stimulacije: 90-165/mmHg

Razina buke: <50db;

Fiksno vrijeme: 30 minuta; Vrijeme rada 2,5 šalice;

Litjeva baterija: 3.7V, 1500mAh; Vrijeme punjenja 3 sata;

Zaštita od strujnog udara: Klasa I;

Napajanje: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Uvjeti radne okoline: temperatura 5-40°C, relativna vlažnost 10-90%, atmosferski tlak 50kPa~106kPa;

Uvjeti skladištenja u okolišu: temperatura 5-40°C, relativna vlažnost 10-90%, atmosferski tlak 50kPa~106kPa;

Mrežni napon za adapter: ulaz: 110-240V 50~60Hz, izlaz: 5V 1A 3,0W;

Kapacitet: 140ml;

Veličina: 10,5x5x12,7 cm, težina 234g.

U skladu s EN 55014, EN 55032, EN 61000, RoHS Direktiva, Uredba (EU) 2020/1245. Proizvedeno za Kika Group Ltd. Proizvedeno u Kini.

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO POKYN A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

VLASTNOSTI PRODUKTU:

Elektrická odsávačka mateřského mléka s inovativním designem, bez externích kabelů a hadiček. Určeno pro maminky na cestách. Tichý, lehký a velmi praktický. Navrženo pro vložení do kojící podprsenky. S velkou 1500 mAh Li-ion baterií lze plně nabitou používat po dobu 2 hodin. Má ochranu proti zpětnému toku, která zabránuje úniku mateřského mléka do pumpy a jejímu znečištění. Chytrý displej, který má paměťovou funkci. Čerpadlo má čtyři režimy: Stimulace, Masáž, Drenáž, Drenáž s nerovnoměrným čerpáním s 9 úrovněmi provozu. Sada obsahuje měkké silikonové trychtyře - 18, 20 a 22 mm a jeden silikonový nástavec 16 mm. Láhev na mléko 140ml. Všechny materiály použité v čerpadle jsou bezpečné a potravinářské.

BEZPEČNÁ INFORMACE:

Účel:

Odsávačka mateřského mléka je určena k odsávání a shromažďování mateřského mléka z prsu kojící matky. Předpokladem pro používání odsávačky je, že máte neucpané mlékovody. U některých novopečených matek může dojít k ucpaní mlékovodů v důsledku vrozených vpáčených bradavek nebo nedostatku mateřského mléka. Před použitím odsávačky mateřského mléka je nutné nechat si vyšetřit prsa odborníkem, zda nemáte ucpané mlékovody a dobře zavedenou laktaci. Odsávačka NENÍ určena k vyvolání první laktace. Odsávačka mateřského mléka je určena pro jednoho uživatele!

POZORNOST! Nikdy nepoužívejte odsávačku mateřského mléka během těhotenství, protože odsávání může vyvolat porod. Odsávačku mateřského mléka nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než které jsou uvedeny v tomto návodu.

Upozornění, jak se vyhnout udušení, úskrcení a zranění:

- Nedovoľte dětem nebo domácím zvířatům, aby si hrály s pumpou, adaptérem a příslušenstvím pumpy.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s pumpou nebudou hrát.
- Nenechávejte odsávačku mateřského mléka bez dozoru, pokud je během nabíjení zapojena do zásuvky.
- Drž z dál od dětí.
- Tato odsávačka mateřského mléka není určena pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou používat tuto odsávačku pouze v případě, že byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo obdržely příslušné pokyny týkající se použití výrobku.

Varování, abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem a popáleninám:

- Před každým použitím zkontrolujte odsávačku mateřského mléka včetně adaptéru, zda nejeví známky poškození. Nepoužívejte odsávačku mateřského mléka, pokud je poškozen adaptér nebo kabel, pokud nefunguje správně nebo pokud spadla nebo byla ponořena do vody.
- Používejte pouze doporučený USB adaptér a specifickou napětí, aby nedošlo k přehřátí, poškození nebo nehodám. Nedotýkejte se adaptéru a pumpy během bouřky.
- Neumísťujte čerpadlo/adaptér na přímé sluneční světlo nebo déšť, do blízkosti topných těles nebo jiných horkých zařízení, na místa vystavená extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, vysoké vlhkosti nebo prachu.
- Nepokládejte na čerpadlo těžké předměty a nepoškozujte kabel nebo adaptér. Kabel příliš nenatahujte ani nekruťte. Při odpojování adaptéru ho vždy držte. Ujistěte se, že je adaptér pevně zapojen do zásuvky. Nepoužívejte zástrčku, která je uvolněná.
- Nedovoľte, aby se čerpadlo/adaptér namočil. Čerpadlo/adaptér nerozebírejte ani neupravujte. Nevhazujte baterii do ohně ani ji nevystavujte teple.
- Okamžitě odpojte adaptér a přestaňte pumpu používat, pokud během používání nebo skladování pumpy zaznamenáte nepříjemný zápach, zahřívání, změnu barvy, deformaci nebo cokoliv neobvyklého.

Upozornění k zamezení otravy a infekce a k zajištění hygieny:

- Z hygienických důvodů je odsávačka určena pouze k opakovanému použití jednou uživatelkou.
- Před každým použitím vyčistěte, opláchněte a vydezinfikujte všechny části kromě zařízení, USB adaptéru a kabelu pumpy.
- Uchovávejte pouze mateřské mléko, které bylo odsáno pomocí vyčištěné a vydezinfikované odsávačky.
- Nepoužívejte odsávačku mateřského mléka, pokud je silikonová membrána poškozená nebo vadná.
- Části čerpadla nečistěte antibakteriálními nebo abrazivními čisticími prostředky.

Opatření, jak se vyhnout problémům a bolestem souvisejícím s prsy a bradavkami:

- Před každým použitím zkontrolujte odsávačku mateřského mléka, zda nejeví známky poškození. Nepoužívejte odsávačku mateřského mléka, pokud nefunguje správně.
- Nepokoušejte se odstranit tělo pumpy, když je připojeno k prsu pomocí vakua. Vypněte přístroj a přerušete vakuové spojení umístěním prstu mezi prso a trychtyř pumpy. Poté odsávačku z prsu vyjměte.

- Nikdy nepoužívejte odsávačku mateřského mléka, když jste ospalá nebo ospalý, aby nedošlo k nepozornosti během používání.
- Před sejmutím těla odsávačky z prsu vždy vypněte odsávačku, abyste uvolnili podtlak.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo ty, které nejsou výslovně doporučeny výrobcem. To může způsobit poruchu zařízení a ovlivnit elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Použití příslušenství nebo dílů ztrácí záruku.
- Neodsávejte déle než pět minut bez zastavení, pokud nejste schopni odsát mateřské mléko. Zkuste pumpovat v jinou denní dobu.
- Pokud se proces stane velmi nepříjemným nebo bolestivým, přestaňte pumpu používat a poradte se s laktiční poradkyní.
- Pokud vám výtvar způsobuje nepohodlí nebo bolest, vypněte přístroj, přerušte vakuum, přerušte vakuum vložením prstu mezi prs a trychtýř odsávačky a sejměte odsávačku z prsu.
- Nikdy do otvorů neupouštějte ani nevkládejte cizí předměty.

Varování, aby se zabránilo zranění osob, poškození produktu a nesprávné funkci:

- Nedovolte, aby se adaptér, kabel a jednotka dostaly do kontaktu s vodou.
- Udržujte adaptér a silikonové části mimo horké povrchy, aby nedošlo k přehřátí a deformaci těchto částí.
- Nikdy nepoužívejte zařízení ani adaptér do vody, do myčky nádobí nebo do dezinfekčního prostředku. Přestože odsávačka mateřského mléka vyhovuje platným směrnícím pro elektromagnetickou kompatibilitu, může být stále citlivá na silnější emise a/nebo způsobovat rušení s jiným zařízením. To může způsobit vypnutí odsávačky mateřského mléka nebo přechod do chybového režimu. Abyste předešli vzájemnému rušení, držte při odsávání jiná elektrická zařízení v dostatečné vzdálenosti od odsávačky (viz Technická informace).
- V jednotce nejsou žádné díly opravitelné uživatelem. Žádná úprava zařízení není povolena. Pokud tak učiníte, dojde ke ztrátě záruky.
- Zabraňte pádu nebo nárazu pumpy/USB adaptéru. Netlačte silně na displej.
- Zařízení, USB kabel a adaptér vyžadují čištění a sterilizaci, protože nepřicházejí do kontaktu s mateřským mlékem.
- K čištění odsávačky nikdy nepoužívejte alkohol nebo jiná organická rozpouštědla.
- Nepoužívejte odsávačku mateřského mléka žádným způsobem nebo k jiným účelům, které nejsou popsány v tomto návodu. Mohlo by dojít k nehodě nebo poškození odsávačky mateřského mléka.

VAROVÁNÍ PRO PRÁCI S LITHIUM-POLYMEROVÝMI BATERIE:

- Povinné zapojování adaptéru POUZE dospělou osobou! Nenechte baterii ohnout, prorazit (zejména kovovými předměty) nebo jinak poškodit.
- Baterii nabíjejte pouze adaptérem dodaným výrobcem! Nezkratujte!
- Skladujte při pokojové teplotě! Nevystavujte přímému slunečnímu záření!
- Nikdy nenechávejte nabitou baterii bez dozoru!
- Baterie může při nesprávné manipulaci explodovat!

POZNÁMKA: Baterie je umístěna uvnitř hlavní jednotky.

TIP: Před použitím baterii plně nabijte, abyste ji uchovali a prodloužili dobu jejího používání.

DŮLEŽITÉ! Po výměně baterie kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní středisko!

POZORNOST! Když produkt přestanete používat, nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem, ale předejte jej na oficiální sběrné místo, kde jej lze recyklovat. Odpad, který vzniká z poškozených elektronických a video zařízení, baterií, adaptéru, je nutné sbírat odděleně. Nesmí se vyhazovat do nádob na směsný domovní odpad! Likvidujte je pouze na místech k tomu určených.



DÍLY (obrázek I):

1. Hlavní jednotka x 1; 2. Silikonová membrána x 2; 3. Láhev na mléko x 1; 4. Přeška nastavení podprsenky x 1; 5. Silikonový ventil x 2; 6. Těsnění x 2; 7. Linker x 1; 8. Uzávěr láhve na mléko x 1; 9. USB adaptér x 1; 10. USB nabíječ kabel x 1; 11. Silikonový nástavec 16mm x 1; 12. Silikonový trychtýř x 3 (18 mm x 1; 20 mm x 1; 22 mm x 1).

DISPLEJ (obrázek II):

1. Zvýšte sání; 2. Režim stimulace; 3. Režim masáže; 4. Úroveň sání; 5. Tlačítko vypínače/režimu; 6. Indikátor baterie; 7. Režim vypouštění; 8. Snížení sání; 9. Vydívejte se nerovnoměrným pumpováním.
- Tlačítko vypínače/režimu: stisknutím na 2 sekundy zapnete nebo vypnete odsávačku mateřského mléka. Jedním klepnutím změníte režim.
- Když je odsávačka mateřského mléka zapnutá, spustí se v režimu stimulace. Po 2 minutách používání se automaticky přepne do režimu vypouštění.
- Odsávačka mateřského mléka má vestavěnou paměťovou funkci. Po zapnutí by měl automaticky začít pracovat s naposledy použitým nastavením z předchozí relace.
- Úroveň sání: Režim stimulace: L1-L9; Režim masáže: L1-L9; Squeeze režim: L1-L9; Režim vypouštění s nerovnoměrným čerpáním: L1-L9.
- Indikátor baterie: zobrazuje zbývající procento baterie, nabíje ji, když je baterie vybitá.

- Pumpa se automaticky vypne po 30 minutách používání.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Čištění a dezinfekce (obrázek III):

Hlavní jednotka, USB kabel a adaptér nevyžadují čištění a dezinfekci, protože nepřicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. Před prvním použitím očistěte a vydezinfikujte všechny ostatní části odsávačky.

- Nezahřívejte ani nesterilizujte v mikrovlnné troubě.
- Vyčistěte tyto díly po každém dalším použití a před každým dalším použitím je vydezinfikujte.

Pozor: Nikdy nevkládejte hlavní jednotku, USB kabel nebo adaptér do vody, do myčky na nádobí nebo do dezinfekčního prostředku, protože by došlo k jejich nevratnému poškození.

- Demontujte odsávačku mateřského mléka podle obrázku III.
- Před prvním použitím dezinfikujte všechny části kromě hlavní jednotky, USB kabelu a adaptéru ve vroucí vodě po dobu 5 minut. Tím je zajištěna hygiena.
- Při odstraňování a čištění chlopně buďte opatrní. Pokud se rozbije, vaše odsávačka mateřského mléka nebude správně fungovat.
- Chcete-li vyčistit silikonový ventil, jemně jej promněte mezi prsty v teplé vodě s trochu utěrkou čistícího prostředku. Nevkládejte do chlopně žádné předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
- Během dezinfekce vařící vodou nedovolte, aby se části dotýkaly stěn nádoby. To může způsobit neopravitelnou deformaci nebo poškození produktu, za které KikkaBoo nenese odpovědnost.
- Před každým dalším použitím důkladně očistěte, abyste zajistili hygienu.
- Všechny části kromě hlavní jednotky, kabelu USB a adaptéru čistěte teplou vodou a jemným čistícím prostředkem. Po každém mytí vždy důkladně opláchněte všechny části kromě hlavní jednotky, USB kabelu a adaptéru.
- Důkladně omyjte a opláchněte všechny části, kromě hlavní jednotky, USB kabelu a adaptéru, čistou vodou, včetně oblastí, které nemusí být vidět, ale kudy prošly potraviny, abyste odstranili zbytky jídla.
- Všechny části kromě hlavní jednotky, USB kabelu a adaptéru lze sterilizovat za 10 minut v parním sterilizátoru určeném pro kojici a kojenecké produkty.
- Nevkládejte do myčky nádobi.
- Nevkládejte do mikrovlnné trouby. Nezahřívejte výrobek v tradičních troubách, plotýnkách nebo otevřeném ohni.
- Nepoužívejte ostré nebo abrazivní materiály, protože by mohly výrobek poškodit.
- Nečistěte výrobek a nedovolte, aby přišel do kontaktu s rozpouštědly nebo agresivními chemikáliemi. Mohlo by dojít k poškození produktu.
- Po vyčištění výrobku důkladně vysušte všechny části a uložte je na čistém a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Poznámka: Nezapomeňte vyčistit a vydezinfikovat příslušné části odsávačky mateřského mléka. Před manipulací s vyčištěnými díly si důkladně umyjte ruce!

Pozornost! Buďte opatrní, protože vyčištěné části mohou být stále horké. Odsávačku začněte sestavovat, až když vyčištěné části vychladnou.

Poznámka: Zbytkový zápach je normální. Výrobek vyčistěte podle návodu a pomůže to účinně omezit nebo odstranit zápach.

Kdy čistit a sterilizovat (obrázek I):

- Před prvním použitím omyjte a sterilizujte: silikonové nálevky a nástavec (I-11; I-12); díly I-2; 1-3; I-5; I-7; I-8.
- Před a po každém použití umyjte: silikonové nálevky a nástavec (I-11; I-12); díly I-2; 1-3; I-5; I-6; I-7; I-8.
- Sterilizujte jednou denně: silikonové nálevky a nástavec (I-11; I-12); díly I-2; 1-3; I-5; I-6; I-7; I-8.

Po umytí nebo dezinfekci všechny části osušte. Umyjte si ruce a sestavte celou odsávačku podle obrázku IV.

PROVOZ NA BATERIE:

POZORNOST! Před prvním použitím plně nabíjete baterii po dobu 2 hodin bez přerušení! Po zapnutí pumpy bude ikona indikátoru baterie na displeji zobrazovat zbývající životnost baterie, dokud se baterie nevybíje. Když je baterie vybitá, ikona indikátoru baterie začne blikat. Když je baterie plně nabitá, indikátor zobrazí ikonu plně baterie. **Pozor: Baterii nelze nabíjet déle než 24 hodin.**

Sestavení čerpadla (obrázek IV):

Důležité:

- Před sestavením pumpy se ujistěte, že jsou všechny části kromě hlavní jednotky, USB kabelu a adaptéru vyčištěny a sterilizovány.
 - Před každým použitím zkontrolujte součásti odsávačky, zda nejsou opotřebené nebo poškozené. V případě potřeby vyměňte.
 - Před použitím vždy zkontrolujte čistotu všech dílů.
 - Aby nedošlo k poškození odsávačky mateřského mléka, musí být všechny součásti před použitím zcela suché.
1. Než se dotknete odsávačky, části odsávačky a prsou, důkladně si umyjte ruce mýdlem a vodou.

2. Nainstalujte silikonovou klapku a těsnění na spodní část spojky a ujistěte se, že jsou nainstalovány správným způsobem.
3. Nainstalujte silikonovou membránu do spojky.
4. Vložte sestavený linker do hlavní jednotky.
5. Nainstalujte láhev na mléko do hlavní jednotky.
6. Nainstalujte silikonový trychtýř nebo silikonový nástavec.

Kdy odsát mateřské mléko:

Pokud se vám s kojením daří, doporučuje se (pokud vás zdravotník/laktační poradce nedoporučí jinak), abyste s odšťavňováním počkali, dokud se vám neupraví výdej mléka a plán kojení (obvykle 2 až 4 týdny po porodu).

Výjimky:

- Pokud máte zpočátku potíže s kojením, pravidelné odsávání může pomoci vytvořit a udržet přísun mléka.
- Pokud svému dítěti v nemocnici odsáváte mateřské mléko, abyste ho nakrmili.
- Pokud jsou vaše prsa nalitá (bolestivá nebo oteklá), můžete před kojením nebo mezi kojením odsát malé množství mateřského mléka, abyste zmírnili bolest a pomohli dítěti snadněji se přisát.
- Pokud jsou vaše bradavky bolavé nebo popraskané, můžete raději odsát mateřské mléko, dokud se nezahojí.
- Pokud je vaše dítě od vás dočasně odděleno a přejete si pokračovat v kojení, až bude zpátky u vás, je vhodné pravidelně odsávat mateřské mléko, aby se stimulovala tvorba mléka.

Musíte si najít nejhodnější denní dobu pro odsávání mateřského mléka, například těsně před prvním kojením nebo po něm ráno, když máte prsa plná, nebo po kojení v případě, že si dítě nevezalo vše z obou prsů. Pokud jste se vrátili do práce, možná budete muset během přestávek pumpovat.

Používání odsávačky mateřského mléka vyžaduje cvik a může trvat několik pokusů, než se tomu naučíte. Naštěstí se odsávačka KikkaBoo snadno sestavuje a používá, takže si na ni brzy zvyknete.

Použití čerpadla (obrázek V):

1. Dobře si umyjte ruce a ujistěte se, že máte čistá prsa.
2. Palcem a ukazováčkem umístěte silikonový trychtýř na prsa a podepřete prsa dlaní. Umístěte bradavku do středu silikonového trychtýře/nástavce. Jemně přitlačte pumpičku k prsu, abyste vytvořili vzduchotěsný uzávěr. Ujistěte se, že vaše bradavka správně sedí.
3. Umístěte kojící podpisenku přes pumpičku.
4. Zapněte odsávačku mateřského mléka stisknutím tlačítka napájení a výběrem požadovaného režimu.
5. Najděte si pohodlnou polohu. Nelehejte si ani se neopírejte.

- Pumpa automaticky spustí stimulační režim. Sací výkon můžete změnit pomocí tlačítek „+“ a „-“. Po dvou minutách provozu se čerpadlo automaticky přepne do režimu vypouštění. Pokud vaše mléko začne téct před těmito dvěma minutami, stisknutím tlačítka pro změnu režimu ručně přepnete do expresního režimu.
 - Jakmile jste v režimu mačkání, zvýšete sací výkon pomocí tlačítka „+“, dokud neucítíte mírně nepohodlí (ne bolest), poté mírně snížíte pomocí tlačítka „-“.
- Poznámka: Režimy simulace a masáže zahrnují rychlý rytmus sání pro stimulaci toku mléka. Režim odsávání zahrnuje pomalejší rytmus sání, aby bylo možné plně odsát mateřské mléko.

- Když se zastaví tok mateřského mléka, můžete přejít do režimu odsávání s nerovnoměrným odsáváním, jehož cílem je navodit další laktaci kombinací rychlých a pomalých rytmů odsávání.

Upozornění: Nepoužívejte vždy maximální úroveň každého režimu, vyberte si úroveň, která vám nejvíce vyhovuje. V závislosti na vašem osobním pohodlí můžete chtít použít vyšší stupeň odšťavňování. Vždy se můžete vrátit na nižší úroveň sání.

Poznámka: Nedělejte si starosti, pokud vaše mateřské mléko neteče hned. Uvolněte se a nepřestávejte pumpovat. Mateřské mléko brzy poteče, i když nevyužijete veskeré sání, které může odsávačka vytvořit. Při prvních několika použitích odsávačky budete možná muset použít silnější nastavení sání, aby se mateřské mléko dostalo do toku. Pozornost! Neodsávejte déle než 5 minut bez zastavení, pokud mateřské mléko nevytéká. Zkuste pumpovat v jinou denní dobu.

- Jakmile skončíte s odsáváním, vypněte odsávačku mateřského mléka stisknutím tlačítka napájení na 2 sekundy.

Sběr mateřského mléka po odsátí:

6. Vyměňte pumpičku z kojící podpisenky.
7. Stisknutím tlačítka uprostřed zařízení uvolníte láhev s mlékem.
8. Nalijte mateřské mléko do kojenecké láhve ve směru naznačeném na obrázku V-8.
- Chcete-li mateřské mléko skladovat, opatrně jej přeneste do dezinfikované nádoby nebo předem sterilizovaného sáčku na uskladnění mateřského mléka. Podmínky

uchovávaní viz část Skladování mateřského mléka.

• Demontujte a vyčistěte ostatní díly podle pokynů v části čištění a dezinfekce.

Skladování mateřského mléka:

Pozornost! Odsáté mateřské mléko vždy ihned zchladte nebo zmrazte. Uchovávejte pouze čerstvé odsáté mateřské mléko. Uchovávejte pouze mateřské mléko,

kteří bylo odsáto pomocí vyčištěné a vydezinfikované odsávačky, aby byla zajištěna hygiena. Mateřské mléko vždy skladujte ve sterilizovaných nádobách nebo lahvičkách vybavených sterilizovaným šroubovacím kroužkem a těsnícím diskem nebo v předem sterilizovaných sáčcích na skladování mateřského mléka. **NENAPLNŮJTE** zcela nádoby, lahve nebo sáčky mateřským mlékem. Nechte trochu místa, protože mateřské mléko se během zmrazování roztahuje.

• Vždy jasně označte datum a čas odsátí na nádobách, lahvičkách nebo sáčcích s mateřským mlékem.\\

• Vždy nejprve použijte starší mateřské mléko.

• Pro zachování nutričních vlastností mateřského mléka rozmrazujte v lednici nebo pod tekoucí vodou z vodovodu, aniž byste museli otvírat nádobu, láhev nebo obálku. Zmrazené mateřské mléko lze přes noc rozmrazit v lednici a poté jej postupně ohřívat v teplejší nebo horké vodě.

• Rozmrazené mateřské mléko dobře protřepejte, aby se v něm jednotlivé částice rozmíchaly. Rozmrazené mateřské mléko lze používat po dobu 24 hodin, pokud je uchovávané v chladničce.

• Nikdy znovu nezmrázujte rozmrazené mateřské mléko.

• Nikdy nemíchejte čerstvé odsáté mateřské mléko s dříve rozmrazeným mateřským mlékem.

• Nikdy neohřívejte mateřské mléko v mikrovlnné troubě a nikdy ho nepřevařujte.

• Před konzumací vždy zkontrolujte teplotu jídla.

• Vyhodte mateřské mléko, které zbylo z krmení dítěte.

Pokyny pro uchovávaní čerstvé odsátého mateřského mléka (pro zdravé donošené děti):

• Při pokojové teplotě do 25°C až 4 hodiny.

• Při chlazení pomocí mraženého ledu -15°C až 4°C až 24 hodin.

• V chladničce 4°C po dobu až 3 dnů.

• V mrazáku -18°C až -20°C, až 6 měsíců.

Pokyny pro uchovávaní rozmrazeného mateřského mléka (pro zdravé donošené děti):

• Při pokojové teplotě do 25°C po dobu až 2 hodin.

• Při chlazení pomocí mraženého ledu -15°C až 4°C až 2 hodiny.

• V chladničce 4°C po dobu až 24 hodin.

• NIKDY znovu nezmrázujte rozmrazené mateřské mléko v mrazničce.

Mateřské mléko zbylé po krmení:

Zlikvidujte veškeré zbyvájící mateřské mléko.

Krmení dítěte:

• Před každým použitím zkontrolujte savičku a zatáhnete za savičku všemi směry. Při prvních známkách poškození nebo vady vyhodte.

• Nikdy nepoužívejte dudlík do sladkých tekutin nebo léků, dítěti by se mohly vytvořit kazy.

• Nevkládejte do mikrovlnné trouby. Nezahřívejte výrobek v běžných troubách, plotýnkách nebo otevřeném ohni.

Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte POZOR!

Nepietříté a dlouhodobé sání tekutin povede ke vzniku zubního kazu.

Před konzumací vždy zkontrolujte teplotu jídla.

Při prvních známkách poškození nebo vady vyhodte.

Součásti, které se nepoužívají, uchovávejte mimo dosah dětí.

Nikdy nepřípevňujte na šňůry, stuhu, tkaničky nebo volné části oděvu. Dítě se může udusit.

Tento výrobek používejte vždy pod dohledem dospělé osoby.

Nikdy nepoužívejte kojenecké bradavky jako dudlík.

Malé děti mohou dostat zubní kaz i při použití nesladených tekutin. K tomu může dojít, pokud je dítěti umožněno používat lahvičku po dlouhou dobu během dne a zejména noci, kdy je snížen tok slin nebo se používá jako dudlík.

K nehodám došlo, když děti zůstaly samy s napáječem v důsledku pádu dítěte nebo pokud byl výrobek rozebrán.

Odstraňování problémů:

Problém: Při používání odsávačky mám bolesti.

Řešení 1: Jedním z důvodů může být příliš vysoká úroveň sání. Nepotřebujete plný výkon vakua produkovaného pumpou. Zpočátku použijte stimulační nebo masážní režim. Pokud stále cítíte bolest, přestaňte odsávačku používat a poradte se s laktiční poradkyní. Pokud pumpa nejde z prsu snadno sundat, můžete podtlakové spojení přerušit vložením prstu mezi prs a silikonový trychtýř.

Řešení 2: Pomocí teplého hadříku přiložte na prsa teplý obklad a masírujte ve směru kořene prsu k bradavce po dobu 5 minut. Opakujte pokus o vypouštění znovu.

Pokud stále cítíte bolest, přestaňte odsávačku používat a poradte se s laktiční poradkyní.

Problém: Odsávačka mateřského mléka nefunguje.

Řešení: Nejprve zkontrolujte, zda jste odsávačku mateřského mléka správně sestavili. Abyste předešli vzájemnému rušení, držte během odsávání jiná elektrická zařízení, jako je mobilní telefon nebo notebook, v dostatečné vzdálenosti od odsávačky. Zkontrolujte baterii, v případě potřeby ji nabijte.

Problém: Nečistím žádné sání.

Řešení: Zkontrolujte, zda jste odsávačku mateřského mléka sestavili správně. Demontujte a znovu smontujte čerpadlo (obrázek III; obrázek IV). MONTÁŽ VAŠEHO ČERPADLA: Ujistěte se, že všechny díly jsou čisté a nepoškozené. Při odsávání se ujistěte, že silikonový trychtýř zcela přiléhá k vašemu prsu, aby se vytvořil podtlak.

Problém: Dochází k úniku mateřského mléka.

Řešení: Vypněte odsávačku mateřského mléka. Demontujte odsávačku mateřského mléka (obrázek III). K otření odsávačky použijte vlhký (ne mokry) hadřík. Vyčistěte ostatní součásti podle části Čištění a dezinfekce. Když jsou všechny součásti suché, smontujte je (obrázek IV).

Podmínky použití a skladování:

Chraňte odsávačku mateřského mléka před přímým slunečním zářením, protože dlouhodobé vystavení může způsobit změnu barvy. Odsávačku a její příslušenství skladujte na bezpečném, čistém a suchém místě mimo přímé sluneční světlo a mimo zdroj tepla. Pokud byla jednotka uložena v horkém nebo chladném prostředí, umístěte ji do provozního prostředí a před použitím ji počkejte, aby dosáhla teploty v rámci podmínek použití (10 °C - 30 °C).

Specifikace:

Model: Winnie Breast Pump 31304010038

Čerpací výkon: 165-240/mmHg; Síla stimulace: 90-165/mmHg

Hladina hluku: <50db;

Pevný čas: 30 minut; Pracovní doba 2,5 šálku;

Lithiová baterie: 3,7V, 1500mAh; Doba nabíjení 3 hodiny;

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: Třída I;

Napájení: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Podmínky pracovního prostředí: teplota 5-40°C, relativní vlhkost 10-90%, atmosférický tlak 50kPa~106kPa;

Podmínky skladování: teplota 5-40°C, relativní vlhkost 10-90%, atmosférický tlak 50kPa~106kPa;

Síťové napětí pro adaptér: vstup: 110-240V 50~60Hz, výstup: 5V 1A 3,0W;

Kapacita: 140ml;

Rozměr: 10,5x5x12,7 cm, váha 234g.

Vyhovuje EN 55014, EN 55032, EN 61000, směrnice RoHS, nařízení (EU) 2020/1245. Vyrobeno pro Kika Group Ltd. Vyrobeno v Číně.

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE SI PRE BUDÚCE POUŽITIE.

VLASTNOSTI PRODUKTU:

Elektrická odsávačka materského mlieka s inovatívnym dizajnom, bez vonkajších káblov a hadičiek. Určené pre mamičky na cestách. Tichý, ľahký a veľmi praktický. Navrhnuté na vloženie do podprsenky na dojčenie. S veľkou 1500 mAh Li-ion batériou je možné plne nabitú používať 2 hodiny. Má ochranu proti spätnému toku, ktorá zabráni úniku materského mlieka do odsávačky a jej kontaminácii. Inteligentný displej s pamäťovou funkciou. Čerpadlo má štyri režimy: Stimulácia, Masáž, Drenáž, Drenáž s nerovnomerným čerpaním s 9 úrovňami prevádzky. Sada obsahuje mäkké silikónové lieviky - 18, 20 a 22 mm a jeden silikónový nástavec 16 mm. Flaša na mlieko 140 ml. Všetky materiály použité v čerpadle sú bezpečné a potravinárske.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE:

Účel:

Odsávačka mlieka je určená na odsávanie a zber materského mlieka z prsníka dojčiacej matky. Predpokladom používania odsávačky mlieka je, že máte neupchané mliekovody. U niektorých čerstvých matiek môžu byť mliekovody zablokované v dôsledku vrodených vpačených bradaviek alebo nedostatku materského mlieka. Pred použitím odsávačky mlieka je potrebné nechať si vyšetriť prsníky odborníkom, aby ste sa uistili, že nemáte upchaté mliekovody a dobre zavedenú laktáciu. Odsávačka mlieka NIE JE určená na vyvolanie prvej laktácie. Odsávačka mlieka je určená pre jedného užívateľa!

POZOR! Nikdy nepoužívajte odsávačku mlieka počas tehotenstva, pretože odsávanie môže vyvolať pôrod. Odsávačku mlieka nikdy nepoužívajte na iné účely, ako sú tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.

Varovania, aby ste sa vyhlí uduseniu, uskrteniu a zraneniu:

- Nedovoľte deťom alebo domácim zvieratám hrať sa s pumpou, adaptérom a príslušenstvom pumpy.
 - Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať s pumpou.
 - Nenechávajte odsávačku materského mlieka bez dozoru, keď je pripojená počas nabíjania.
 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Táto odsávačka mlieka nie je určená na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí. Takéto osoby môžu používať túto odsávačku mlieka len vtedy, ak boli pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak dostali príslušné pokyny týkajúce sa používania výrobku.

Varovania, aby ste sa vyhlí úrazu elektrickým prúdom a popáleninám:

- Pred každým použitím skontrolujte odsávačku mlieka vrátane adaptéra, či nevykazuje známky poškodenia. Odsávačku materského mlieka nepoužívajte, ak je poškodený adaptér alebo kábel, ak nefunguje správne alebo ak spadla alebo bola ponorená do vody.
- Používajte iba odporúčaný USB adaptér a špecifikované napätie, aby ste zabránili prehriatiu, poškodeniu alebo nehodám adaptéra. Nedotýkajte sa adaptéra a pumpy počas búrky.
- Čerpadlo/adaptér neumiestňujte na priame slnečné svetlo alebo do dažďa, do blízkosti ohrievacích alebo iných horúcich zariadení, na miesta vystavené extrémne vysokým alebo nízkym teplotám, vysokej vlhkosti alebo prachu.
- Na pumpu nekladte ťažké predmety a nepoškodzujte kábel alebo adaptér. Kábel silno nenaťahujte ani neskrúčajte. Pri odpojani adaptéra ho vždy držte. Uistite sa, že adaptér pevne zapojený do zásuvky. Nepoužívajte zástrčku, ktorá je uvoľnená.
- Nedovoľte, aby sa čerpadlo/adaptér namočilo. Čerpadlo/adaptér nerozoberajte ani neupravujte. Batériu nevhadzujte do ohňa ani ju nevystavujte teplu.
- Okamžite odpojte adaptér a prestaňte pumpu používať, ak počas používania alebo skladovania pumpy spozorujete neprirodzený zápach, zahrievanie, zmenu farby, deformáciu alebo čokoľvek neobvyklé.

Upozornenia, aby ste sa vyhlí otrávaním a infekciám a zabezpečili hygienu:

- Z hygienických dôvodov je odsávačka určená len na opakované použitie jednou užívateľkou.
- Pred každým použitím vyčistite, opláchnite a vydezinfikujte všetky časti okrem zariadenia, USB adaptéra a kábla pumpy.
- Uchovávajte iba materské mlieko, ktoré bolo odsaté pomocou vyčistenej a vydezinfikovanej odsávačky.
- Nepoužívajte odsávačku mlieka, ak sa zdá, že silikónová membrána je poškodená alebo chýbna.
- Časti čerpadla nečistite antibakteriálnymi alebo abrazívnymi čistiacimi prostriedkami.

Preventívne opatrenia, ako sa vyhnúť problémom a bolestiam súvisiacim s prsníkmi a bradavkami:

- Pred každým použitím skontrolujte odsávačku mlieka, či nejaví známky poškodenia. Odsávačku mlieka nepoužívajte, ak nefunguje správne.
- Nepokúšajte sa odstrániť telo pumpy, kým je pripojená k prsníku pomocou podtlaku. Vypnite zariadenie a prerušte vákuové spojenie umiestnením prsta medzi prsník a lieviky

pumpy. Potom vyberte odsávačku z prsníka.

• Nikdy nepoužívajte odsávačku mlieka, keď ste ospalá alebo ospalý, aby ste sa vyhlí nepozornosti počas používania.

• Pred vybratím tela odsávačky z prsníka vždy vypnite odsávačku, aby sa uvoľnil podtlak.

• Nikdy nepoužívajte príslušenstvo alebo diely od iných výrobcov alebo tie, ktoré výrobca výslovne neodporúča. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia a ovplyvniť elektromagnetickú kompatibilitu (EMC). Používanie príslušenstva alebo dielov zruší vašu záruku.

• Neodsávajte dlhšie ako päť minút bez prerušenia, ak nie ste schopní odsať materské mlieko. Skúste pumpovať v inú dennú dobu.

• Ak sa proces stane veľmi nepríjemným alebo bolestivým, prestaňte pumpu používať a poraďte sa so svojou laktáčnou poradkyňou.

• Ak vám výtvor spôsobuje nepohodlie alebo bolesť, vypnite prístroj, prerušte vákuum, prerušte vákuum umiestnením prsta medzi prsník a lievik odsávačky a vyberte odsávačku z prsníka.

• Nikdy nehádzte ani nevkladajte cudzie predmety do otvorov.

Varovania, aby ste predišli zraneniu osôb, poškodeniu produktu a poruche:

• Nedovoľte, aby sa adaptér, kábel a jednotka dostali do kontaktu s vodou.

• Udržujte adaptér a silikónové časti mimo horúcich povrchov, aby ste predišli prehriatiu a deformácii týchto častí.

• Nikdy nevkladajte zariadenie ani adaptér do vody, umývačky riadu alebo dezinfekčného prostriedku. Hoci odsávačka mlieka spĺňa príslušné smernice o elektromagnetickej kompatibilita, stále môže byť citlivá na silnejšie emisie a/alebo spôsobovať rušenie iných zariadení. To môže spôsobiť vypnutie odsávačky mlieka alebo prechod do chybového režimu. Aby ste predišli vzájomnému rušeniu, počas odsávania držte ostatné elektrické zariadenia v dostatočnej vzdialenosti od odsávačky mlieka (pozri Technické informácie).

• V jednotke nie sú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Nie sú povolené žiadne úpravy zariadenia. Ak tak urobíte, stratíte platnosť záruky.

• Zabráňte pádu pumpy/USB adaptéra. Netlačte silno na displej.

• Zariadenie, USB kábel a adaptér nevyžadujú čistenie a sterilizáciu, pretože nepriechádzajú do kontaktu s materským mliekom.

• Na čistenie odsávačky nikdy nepoužívajte alkohol ani iné organické rozpúšťadlá.

• Odsávačku materského mlieka nepoužívajte žiadnym spôsobom ani na účely, ktoré nie sú popísané v tomto návode. Môže to spôsobiť nehodu alebo poškodiť odsávačku mlieka.

UPOZORNENIA PRE PRÁCU S LÍTIUM-POLYMÉROVÝMI BATERIAMI:

• Povinné zapojenie adaptéra LEN dospelou osobou! Nedovoľte, aby sa batéria ohybala, prepichovala (najmä kovovými predmetmi) alebo inak poškodzovala.

• Batériu nabíjajte iba adaptérom dodaným výrobcom! Neskratujte!

• Skladujte pri izbovej teplote! Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu!

• Nikdy nenechávajte nabitú batériu bez dozoru!

• Batéria môže pri nesprávnom zaobchádzaní explodovať!

POZNÁMKA: Batéria sa nachádza vo vnútri hlavnej jednotky.

TIP: Pred použitím batériu úplne nabite, aby ste ju ušetrili a predĺžili dobu jej používania.

DÔLEŽITÉ! Ak chcete batériu vymeniť, kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné stredisko!

POZOR! Keď výrobok prestanete používať, nelikvidujte ho s bežným domovým odpadom, ale odovzdajte ho na oficiálne miesto zberu odpadu, kde ho možno recyklovať. Odpad, ktorý vzniká z poškodených elektronických a video zariadení, batérií, adaptérov, je potrebné zbierať oddelene. Nie je dovolené ich vyhadzovať do nádob na zmesový domový odpad! Likvidujte ich len na miestach na to určených.

ČASTI (obrázok 1):

1. Hlavná jednotka x 1; 2. Silikónová membrána x 2; 3. Flaša na mlieko x 1; 4. Spona na nastavenie podpisky x 1; 5. Silikónový ventil x 2; 6. Tesnenia x 2; 7. Linker x 1; 8. Uzáver flaše na mlieko x 1; 9. USB adaptér x 1; 10. USB nabíjací kábel x 1; 11. Silikónový nástavec 16mm x 1; 12. Silikónový lievik x 3 (18 mm x 1; 20 mm x 1; 22 mm x 1).

DISPLEJ (obrázok 1):

1. Zvýšte sanie; 2. Stimulačný režim; 3. Režim masáže; 4. Úroveň nasávania; 5. Tlačidlo prepínača napájania/režimu; 6. Indikátor batérie; 7. Režim vypúšťania; 8. Zníženie sania; 9. výžymkať s nerovnomerným pumpovaním.

• Tlačidlo prepínača napájania/režimu: stlačením na 2 sekundy zapnete alebo vypnete odsávačku mlieka. Jedným klepnutím zmeníte režim.

• Keď je odsávačka materského mlieka zapnutá, spustí sa v režime stimulácie. Po 2 minútach používania sa automaticky prepne do režimu vypúšťania.



- Odsávačka mlieka má vstavanú pamäťovú funkciu. Po zapnutí by mal automaticky začať pracovať s poslednými použitými nastaveniami z predchádzajúcej relácie.
- Úrovne odsávania: Režim stimulácie L1-L9; Režim masáže: L1-L9; Režim stláčania: L1-L9; Režim vypúšťania s nerovnomerným čerpaním: L1-L9.
- Indikátor batérie: zobrazuje zostávajúce percento batérie, nabitie ju, keď je batéria takmer vybitá.
- Pumpa sa automaticky vypne po 30 minútach používania.

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE:

Čistenie a dezinfekcia (obrázok III):

Hlavná jednotka, USB kábel a adapter nevyžadujú čistenie a dezinfekciu, pretože nepriechádzajú do kontaktu s materským mliekom. Pred prvým použitím vyčistíte a vydezinfikujete všetky ostatné časti odsávačky mlieka.

- Nezohrievajte ani nesterilizujte v mikrovlnnej rúre.
 - Vyčistíte tieto časti po každom ďalšom použití a pred každým ďalším použitím ich vydezinfikujete.
 - Pozor!** Nikdy nevkladajte hlavnú jednotku, USB kábel alebo adaptér do vody, do umývačky riadu alebo do dezinfekčného prostriedku, pretože by sa nenávratne poškodili.
 - Demontujte odsávačku materského mlieka podľa obrázku III.
 - Pred prvým použitím dezinfikujte všetky časti okrem hlavnej jednotky, USB kábla a adaptéra vo vriacej vode po dobu 5 minút. Tým je zabezpečená hygiena.
 - Pri odstraňovaní a čistení zátky buďte opatrní. Ak sa pokazí, vaša odsávačka materského mlieka nebude správne fungovať.
 - Na čistenie silikónového ventilu ho jemne premasírujte medzi prstami v teplej vode s trochu tekutého čistiaceho prostriedku. Nevkladajte predmety do klapky, pretože by ju mohli poškodiť.
 - Počas dezinfekcie vriacou vodou nedovoľte, aby sa časti dotýkali stien nádoby. To môže spôsobiť neopraviteľnú deformáciu alebo poškodenie produktu, za ktoré KikkaBoo nezodpovedá.
 - Pred každým ďalším použitím dôkladne vyčistíte, aby ste zaistili hygienu.
 - Všetky časti okrem hlavnej jednotky, USB kábla a adaptéra očistíte teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Po každom umývaní vždy dôkladne opláchnite všetky časti okrem hlavnej jednotky, USB kábla a adaptéra.
 - Dôkladne umyte a opláchnite všetky časti, okrem hlavnej jednotky, USB kábla a adaptéra, čistou vodou, vrátane oblastí, ktoré nemusia byť viditeľné, ale cez ktoré prešli potraviny, aby ste odstránili zvyšky jedla.
 - Všetky časti okrem hlavnej jednotky, USB kábla a adaptéra je možné sterilizovať za 10 minút v parnom sterilizátore určenom pre dojčenské a detské produkty.
 - Nevkladajte do umývačky riadu.
 - Nevkladajte do mikrovlnnej rúry. Nezohrievajte výrobok v tradičných rúrach, varných platniach alebo otvorenom ohni.
 - Nepoužívajte ostré alebo abrazívne materiály, pretože môžu poškodiť produkt.
 - Výrobok nečistite a nedovoľte, aby prišiel do kontaktu s rozpúšťadlami alebo agresívnymi chemikáliami. Môže to poškodiť výrobok.
 - Po vyčistení výrobku dôkladne vysušte všetky časti a uskladnite ich na čistom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla.
- Poznámka:** Nezabudnite vyčistiť a vydezinfikovať príslušné časti odsávačky mlieka. Pred manipuláciou s vyčistenými časťami si dôkladne umyte ruky!
- Pozor!** Buďte opatrní, pretože čistené časti môžu byť ešte horúce. Odsávačku začnite montovať až po vychladnutí vyčistených častí.
- Poznámka:** Je normálne mať zvyškový zápach. Vyčistenie výrobok podľa pokynov a pomôže to účinne znížiť alebo odstrániť zápach.

Kedy čistiť a sterilizovať (obrázok I):

- Pred prvým použitím umyte a sterilizujte: silikónové lieviky a nástavec (I-11; I-12); časti I-2; 1-3; 1-5; I-7; I-8.
- Pred a po každom použití umyte: silikónové lieviky a nástavec (I-11; I-12); časti I-2; 1-3; 1-5; I-6; I-7; I-8.
- Sterilizujte raz denne: silikónové lieviky a nástavec (I-11; I-12); časti I-2; 1-3; 1-5; I-6; I-7; I-8.

Po umytí alebo dezinfekcii všetky časti vysušte. Umyte si ruky a zostavte celú odsávačku, ako je znázornené na obrázku IV.

PREVÁDZKA NA BATÉRIU:

POZOR! Pred prvým použitím úplne nabite batériu 2 hodiny bez prerušení! Po zapnutí pumpy bude ikona indikátora batérie na displeji zobrazovať zostávajúcu výdrž batérie, kým sa batéria nevybijie. Keď je batéria takmer vybitá, ikona indikátora batérie začne blikať. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor zobrazí ikonu plnej batérie.

Upozornenie: Batériu nemožno nabíjať dlhšie ako 24 hodín.

Zostavenie čerpadla (obrázok IV):

Dôležité:

- Pred zostavením pumpy sa uistite, že sú všetky časti okrem hlavnej jednotky, USB kábla a adaptéra vyčistené a sterilizované.
- Pred každým použitím skontrolujte súčasti odsávačky mlieka, či nie sú opotrebované alebo poškodené. V prípade potreby vymeňte.

- Pred použitím vždy skontrolujte čistotu všetkých častí.
- Aby sa predišlo poškodeniu odsávačky materského mlieka, všetky jej súčasti musia byť pred použitím úplne suché.
- 1. Predtým, ako sa dotknete odsávačky mlieka, častí odsávačky a prsníkov, dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou.
- 2. Nainštalujte silikónovú klapku a tesnenie na spodok spojky a uistite sa, že sú nainštalované správnym spôsobom.
- 3. Nainštalujte silikónovú membránu do spojky.
- 4. Vložte zostavený linker do hlavnej jednotky.
- 5. Nainštalujte fľašu na mlieko do hlavnej jednotky.
- 6. Nainštalujte silikónový lievik alebo silikónový nástavec.

Kedy odsáť materské mlieko:

Ak sa vám s dojčením darí, odporúča sa (pokiaľ váš zdravotník/laktačná poradkyňa neodporúči inak), aby ste so začatím odšťavovania počkali, kým sa vám ustanoví plán uvoľňovania mlieka a dojčenia (zvyčajne 2 až 4 týždne po pôrode).

Výnimky:

- Ak máte spočiatku problémy s dojčením, pravidelné odsávanie môže pomôcť vybudovať a udržať si prsnú mlieka.
- Ak svojmu dieťaťu v nemocnici odsávate materské mlieko, aby ste ho nakrmili.
- Ak sú vaše prsia naliate (bolestivé alebo opuchnuté), môžete pred dojčením alebo medzi dojčením odsáť malé množstvo materského mlieka, aby ste zmiernili bolesť a pomohli vášmu dieťaťu ľahšie sa prisať.
- Ak sú vaše bradavky boľavé alebo popraskané, možno budete radšej odsávať materské mlieko, kým sa nezahoja.
- Ak je vaše dieťaťko od vás dočasne oddelené a chcete pokračovať v dojčení, keď bude opäť pri vás, odporúča sa pravidelne odsávať materské mlieko, aby sa stimulovala tvorba mlieka.

Musíte si nájsť najvhodnejší čas dňa na odstriekavanie materského mlieka, napríklad tesne pred prvým dojčením alebo po ňom ráno, keď máte plné prsníky, alebo po dojčení v prípade, že bábätko nezoboro všetko z oboch prsníkov. Ak ste sa vrátili do práce, možno budete musieť počas prestávok pumpovať.

Používanie odsávačky mlieka si vyžaduje prax a môže trvať niekoľko pokusov, aby ste to pochopili. Našťastie sa odsávačka KikkaBoo ľahko montuje a používa, takže si na ňu čoskoro zvyknete.

Použitie pumpy (obrázok V):

1. Dobre si umyte ruky a uistite sa, že máte čisté prsia.
2. Umiestnite silikónový lievik na prsník palcom a ukazovákom a podopierajte prsník dlaňou. Umiestnite bradavku do stredu silikónového lievika/nástavca. Jemne zatlačte pumpu na prsia, aby ste vytvorili vzduchotesný uzáver. Uistite sa, že vaša bradavka správne sedí.
3. Nasadte si podpisenku na dojčenie na pumpu.
4. Zapnite odsávačku mlieka stlačením tlačidla napájania a výberom režimu, ktorý uprednostňujete.
5. Nájdite si pohodlnú polohu. Neľahnite si ani sa neopierajte.

• Pumpa automaticky spustí stimulačný režim. Sací výkon môžete zmeniť pomocou tlačidla „+“ a „-“. Po dvoch minútach prevádzky sa čerpadlo automaticky prepne do režimu vypúšťania. Ak vaše mlieko začne tiecť pred týmito dvoma minútami, stlačením tlačidla zmeny režimu manuálne prepnete do expresného režimu.

• Keď ste v režime stlačenia, zvýšte sací výkon pomocou tlačidla „+“, kým nepocítite mierne nepohodlie (nie bolesť), potom mierne znížte pomocou tlačidla „-“.

Poznámka: Režimy simulácie a masáže zahŕňajú rýchly rytmus odsávania na stimuláciu toku mlieka. Režim odsávania zahŕňa pomalší rytmus odsávania, aby bolo možné úplne odsáť materské mlieko.

• Keď sa tok materského mlieka zastaví, môžete prejsť do režimu odsávania s nerovnomerným odsávaním, ktorého cieľom je navodenie novej laktácie kombináciou rýchlych a pomalých rytmov odsávania.

Upozornenie: Nevyužívajte vždy maximálnu úroveň každého režimu, vyberte si úroveň, ktorá vám najviac vyhovuje. V závislosti od vášho osobného pohodlia možno budete chcieť použiť vyššiu úroveň odstredovania. Vždy sa môžete vrátiť na nižšiu úroveň odsávania.

Poznámka: Nebojte sa, ak vám materské mlieko netečie hneď. Relaxujte a pumpujte ďalej. Materské mlieko čoskoro potečie, aj keď nevyužívate všetko satie, ktoré môže odsávačka vytvoriť. Prvýkrát, keď použijete odsávačku mlieka, možno budete musieť použiť silnejšie nastavenie odsávania, aby sa vaše materské mlieko dostalo do toku.

Pozor! Neodsávajte dlhšie ako 5 minút bez prerušenia, ak materské mlieko nevytečá. Skúste pumpovať v inú dennú dobu.

• Keď skončíte s odsávaním, vypnite odsávačku materským mliekom stlačením hlavného vypínača na 2 sekundy.

Zber materského mlieka po odsatí:

6. Vyberte pumpičku z podprsenky na dojčenie.

7. Stlačením tlačidla v strede zariadenia uvoľnite fľašu s mliekom.

8. Nalejte materské mlieko do dojčenskej fľaše v smere znázornenom na obrázku V-8.

- Ak chcete materské mlieko skladovať, opatrne ho preneste do dezinfikovanej nádoby alebo predsterilizovaného vrečka na skladovanie materského mlieka. Podmienky skladovania nájdete v časti Skladovanie materského mlieka. • Rozoberte a vyčistite ostatné časti podľa pokynov v časti čistenia a dezinfekcia.

Skladovanie materského mlieka:

Pozor! Odsaté materské mlieko vždy ihneď schladte alebo zmrazte. Uchovávajte iba čerstvo odsaté materské mlieko. Uchovávajte iba materské mlieko, ktoré bolo odsaté pomocou vyčistenej a vydezinfikovanej odsávačky, aby bola zaistená hygiena. Materské mlieko vždy skladujte v sterilizovaných nádobách alebo fľašiach vybavených sterilizovaným skrutkovacím krúžkom a tesniacim kotúčom alebo v predsterilizovaných vrečkách na skladovanie materského mlieka. NEPLNITE úplne nádoby, fľaše alebo vrečky materským mliekom. Nechajte trochu miesta, pretože materské mlieko sa počas zmrazovania zväčšuje.

• Na nádobách s materským mliekom, fľašiach alebo vrečúškach vždy zreteľne označte dátum a čas odsávania.)

• Vždy najskôr použite staršie materské mlieko.

• Aby sa zachovali nutričné vlastnosti materského mlieka, rozmrazujte ho v chladničke alebo pod tečúcou vodou z vodovodu bez otvárania nádoby, fľaše alebo obálky. Zmrazené materské mlieko môžete cez noc rozmraziť v chladničke a potom ho postupne zohriať v teplejšej alebo horúcej vode.

• Rozmrazené materské mlieko dobre pretrepeme, aby sa v ňom rozmiešali jednotlivé častičky. Rozmrazené materské mlieko sa môže používať 24 hodín, ak sa uchováva v chladničke.

• Nikdy znovu nezmrázajte rozmrazené materské mlieko.

• Nikdy nemiešajte čerstvo odsaté materské mlieko s predtým rozmrazeným materským mliekom.

• Materské mlieko nikdy neohrievajte v mikrovlnnej rúre a nikdy ho neprevarte.

• Pred konzumáciou vždy skontrolujte teplotu jedla.

• Vyhodte materské mlieko, ktoré zostalo pri kŕmení dieťaťa.

Pokyny na uchovávanie čerstvo odsáteného materského mlieka (pre zdravé donosené deti):

• Pri izbovej teplote do 25°C do 4 hodín.

• Pri chladení mrazeným ľadom -15°C až 4°C až 24 hodín.

• V chladničke pri teplote 4°C do 3 dní.

• V mrazničke -18°C až -20°C, až 6 mesiacov.

Pokyny na uchovávanie rozmrazeného materského mlieka (pre zdravé donosené deti):

• Pri izbovej teplote do 25°C do 2 hodín.

• Pri chladení so zmrazeným ľadom -15°C až 4°C až 2 hodiny.

• V chladničke pri teplote 4°C až 24 hodín.

• NIKDY znovu nezmrázajte rozmrazené materské mlieko v mrazničke.

Materské mlieko, ktoré zostalo po kŕmení:

Zlikvidujte zvyšné materské mlieko.

Kŕmenie dieťaťa:

• Pred každým použitím cumlík na kŕmenie skontrolujte a potiahnite cumlík do všetkých strán. Zlikvidujte pri prvom náznaku poškodenia alebo defektu.

• Cumlík nikdy neponárajte do sladkých tekutín alebo liekov, vaše dieťa môže dostať kaz.

• Nevkladajte do mikrovlnnej rúry. Nezhrievajte výrobok v konvenčných rúrach, varných platniach alebo otvorenom ohni.

Pre bezpečnosť a zdravie vášho dieťaťa POZOR!

Nepretržite a dlhodobé odsávanie tekutín povedie k zubnému kazu.

Pred konzumáciou vždy skontrolujte teplotu jedla.

Zlikvidujte pri prvom náznaku poškodenia alebo defektu.

Nepoužívané komponenty uchovávajú mimo dosahu detí.

Nikdy nepripevňujte na šnúrky, stuhý, šnúrky alebo voľné časti odevu. Dieťa sa môže udusiť.

Tento výrobok používajte vždy pod dohľadom dospeléj osoby.

Nikdy nepoužívajte cumlíky na kŕmenie ako cumlík.

Malé deti môžu dostať zubný kaz aj pri použití nesladených tekutín. K tomu môže dôjsť, ak je dieťaťu dovolené používať fľašu dlhší čas počas dňa a najmä v noci, keď je znížený prietok slín alebo sa používa ako cumlík.

Neohody sa vyskytli, keď deti zostali samé so zariadením na pitie v dôsledku pádu dieťaťa alebo ak bol výrobok rozobraný.

Riešenie problémov:

Problém: Pri používaní odsávačky mlieka pociťujem bolesť.

Riešenie 1: Jedným z dôvodov môže byť príliš vysoká sacia úroveň. Nepotrebuje plný výkon vákuu produkovaného pumpou. Na začiatok použite stimulačný alebo masážny režim. Ak stále pociťujete bolesť, prestaňte odsávačku používať a poraďte sa so svojou laktáčnou poradkyňou. Ak sa odsávačka nedá z prsníka ľahko zložiť, môžete prerušiť spojenie vákuu vložením prsta medzi prsník a silikónový lievik.

Riešenie 2: Pomocou teplej handričky priložte na prsník teplý obklad a masírujte ho v smere spodnej časti prsníka smerom k bradavke po dobu 5 minút. Zopakujte pokus o vypustenie vody. Ak stále pociťujete bolesť, prestaňte odsávačku používať a poraďte sa so svojou laktáčnou poradkyňou.

Problém: Odsávačka mlieka nefunguje.

Riešenie: Najprv skontrolujte, či ste odsávačku materského mlieka správne zostavili. Aby ste predišli vzájomnému rušeniu, počas odsávania držte ostatné elektrické zariadenia, ako napríklad mobilný telefón alebo notebook, mimo odsávačky mlieka. Skontrolujte batériu, v prípade potreby ju nabite.

Problém: Nečítim žiadne sanie.

Riešenie: Skontrolujte, či ste odsávačku materského mlieka správne zostavili. Demontujte a znovu zložte čerpadlo (obrázok III; obrázok IV). MONTÁŽ ČERPADLA: Uistite sa, že všetky časti sú čisté a nepoškodené. Počas odsávania sa uistite, že silikónový lievik úplne sedí okolo vášho prsníka, aby sa vytvorilo vákuum.

Problém: Dochádza k úniku materského mlieka.

Riešenie: Vypnite odsávačku mlieka. Demontujte odsávačku materského mlieka (obrázok III). Na utieranie odsávačky mlieka použite vlhkú (nie mokrú) handričku. Ostatné komponenty vyčistite podľa časti čistenia a dezinfekcia. Keď sú všetky komponenty suché, zmontujte ich (obrázok IV).

Podmienky použitia a skladovania:

Chráňte odsávačku mlieka pred priamym slnečným žiarením, pretože dlhodobé vystavenie môže spôsobiť zmenu farby. Odsávačku mlieka a jej príslušenstvo skladujte na bezpečnom, čistom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla. Ak bola jednotka uskladnená v horúcom alebo chladnom prostredí, umiestnite ju do prostredia používania a pred použitím ju počkajte, kým dosiahne teplotu v rámci podmienok používania (10 °C - 30 °C).

Technické údaje:

Model: Odsávačka mlieka Winnie 31304010038

Čerpací výkon: 165-240/mmHg; Sila stimulácie: 90-165/mmHg

Hladina hluku: <50db;

Pevný čas: 30 minút; Pracovný čas 2,5 šálky;

Lítiová batéria: 3,7V, 1500mAh; Doba nabíjania 3 hodiny;

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom: trieda I;

Napájanie: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Podmienky pracovného prostredia: teplota 5-40°C, relatívna vlhkosť 10-90%, atmosférický tlak 50kPa~106kPa;

Podmienky skladovania: teplota 5-40°C, relatívna vlhkosť 10-90%, atmosférický tlak 50kPa~106kPa;

Sieťové napätie pre adaptér: vstup: 110-240V 50~60Hz, výstup: 5V 1A 3,0W;

Kapacita: 140 ml;

Veľkosť: 10,5x5x12,7 cm, váha 234g.

Vyhovuje EN 55014, EN 55032, EN 61000, smernica RoHS, nariadenie (EÚ) 2020/1245. Vyrobené pre Kika Group Ltd. Vyrobené v Číne.

PRED UPORABO POZORNO PREBERITE TO NAVODILO IN SHRANITE ZA PRIHODNJE UPORABO.

LASTNOSTI IZDELKA:

Električna črpalčka za mleko z inovativnim dizajnom, brez zunanjih kablov in cevi. Zasnovan za mamice na poti. Tih, lahek in zelo praktičen. Zasnovan za namestitve v nedrček za dojenje. Z veliko litij-ionsko baterijo 1500 mAh lahko popolnoma napolnjeno uporabljate 2 uri. Ima zaščito pred povratnim tokom, ki preprečuje uhajanje materinega mleka v črpalčko in jo onesnaži. Pameten zaslon, ki ima spominsko funkcijo. Črpalčka ima štiri načine: Stimulacija, Masaža, Drenaža, Drenaža z neenakomernim črpanjem z 9 stopnjami delovanja. V kompletu so mehki silikonski lilkaji - 18, 20 in 22 mm ter en silikonski nastavek 16 mm. Steklenička za mleko 140 ml. Vsi materiali, uporabljeni v črpalčki, so varni in živilski.

VARNOSTNE INFORMACIJE:

Namen:

Prsna črpalčka je namenjena iztisiskanju in zbiranju materinega mleka iz dojk doječe matere. Predpogoj za uporabo prsne črpalčke je, da imate odmašene mlečne kanale. Pri nekaterih novopečenih materah so lahko mlečni kanali zamašeni zaradi prirojeno ukvirjenih bradavic ali nezadostne količine materinega mleka. Pred uporabo prsne črpalčke je nujno, da vaše dojke pregleda specialist, da se prepriča, da vaši mlečni kanali niso zamašeni in da je laktacija dobro vzpostavljena. Prsna črpalčka NI namenjena sprožitvi prv laktacije. Prsna črpalčka je namenjena enemu uporabniku!

POZOR! Nikoli ne uporabljajte prsne črpalčke med nosečnostjo, saj lahko črpanje povzroči porod. Prsne črpalčke nikoli ne uporabljajte za namene, ki niso navedeni v tem priročniku.

Opozorila za preprečevanje zadušitve, davljenja in poškodb:

- Otrokom ali hišnim ljubljencem ne dovolite, da bi se igrali s črpalčko, adapterjem in dodatki črpalčke.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo s črpalčko.
- Prsne črpalčke med polnjenjem ne puščajte brez nadzora, ko je priključena.
- Hraniti izven dosega otrok.
- Ta prsna črpalčka ni namenjena osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja. Takšne osebe smejo uporabljati to prsno črpalčko samo, če so bile pod nadzorom ali so prejele ustrezna navodila glede uporabe izdelka od osebe, odgovorne za njihovo varnost.

Opozorila za preprečevanje električnega udara in opeklin:

- Pred vsako uporabo preverite, ali je prsna črpalčka, vključno z adapterjem, poškodovana. Prsne črpalčke ne uporabljajte, če je adapter ali kabel poškodovan, če ne deluje pravilno ali če vam je padla na tla ali je bila potopljena v vodo.
- Uporabljajte samo priporočeni adapter USB in navedeno napetost, da preprečite pregrevanje adapterja, poškodbe ali nesreče. Ne dotikajte se adapterja in črpalčke med nevihtami.
- Črpalčke/adapterja ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali dež, v bližino grelnikov ali drugih vročih naprav, na mesta, ki so izpostavljena izjemno visokim ali nizkim temperaturam, visoki vlažnosti ali prahu.
- Ne postavljajte težkih predmetov na črpalčko in ne poškodujte kabla ali adapterja. Kabla ne raztegujte ali zvijajte močno. Vedno držite adapter, ko ga odklapljate. Prepričajte se, da je adapter trdno vstavljen v vtičnico. Ne uporabljajte ohlapnega vtiča.
- Ne dovolite, da se črpalčka/adapter zmooči. Črpalčke/adapterja ne razstavljajte ali spreminjajte. Baterije ne mečite v ogenj in je ne izpostavljajte vročini.
- Takoj odklopite adapter in prenehajte uporabljati črpalčko, če med uporabo ali shranjevanjem črpalčke opazite nenaraven vonj, segrevanje, razbarvanje, deformacijo ali kaj nenavadnega.

Opozorila za preprečevanje zastrupitev in okužb ter zagotavljanje higiene:

- Iz higienskih razlogov je prsna črpalčka namenjena samo večkratni uporabi s strani enega uporabnika.
- Pred vsako uporabo očistite, sperite in razkužite vse dele razen naprave, USB adapterja in kabla črpalčke.
- Shranjujte le materino mleko, ki je bilo iztisnjeno z očiščeno in razkuženo črpalčko.
- Prsne črpalčke ne uporabljajte, če je silikonska diafragma videti poškodovana ali okvarjena.
- Delov črpalčke ne čistite z antibakterijskimi ali abrazivnimi čistili.

Predvidnostni ukrepi, da se izognete težavam in bolečinam, povezanim z dojkami in bradavicami:

- Pred vsako uporabo preverite, ali je prsna črpalčka poškodovana. Prsne črpalčke ne uporabljajte, če ne deluje pravilno.
- Ne poskušajte odstraniti telesa črpalčke, medtem ko je pritrjeno na dojko z vakuumom. Izklopite enoto in prekinite vakuumsko povezavo tako, da položite prst med dojko in lilkaj črpalčke. Nato odstranite črpalčko iz dojke.
- Prsne črpalčke nikoli ne uporabljajte, ko ste zaspani ali zaspani, da preprečite nepazljivost med uporabo.
- Vedno izklopite prsno črpalčko, preden odstranite ohišje črpalčke iz prsi, da sprostite vakuum.
- Nikoli ne uporabljajte dodatkov ali delov drugih proizvajalcev ali tistih, ki jih proizvajalec posebej ne priporoča. To lahko povzroči okvaro naprave in vpliva na elektromagnetno združljivost (EMC). Uporaba dodatne opreme ali delov bo razveljavila vašo garancijo.

- Ne črpajte več kot pet minut brez prekinitev, če ne morete iztisniti mleka. Poskusite črpati ob drugim času dneva.
- Če postopek postane zelo neprijeten ali boleč, prenehajte uporabljati črpalčko in se posvetujte s svojim svetovalcem za dojenje.
- Če vam ustvarjanje povzroča nelagodje ali bolečino, izklopite enoto, prekinete vakuum, prekinete vakuum tako, da položite prst med dojko in lijak črpalke in odstranite črpalčko iz dojke.
- V odprtine nikoli ne pazite ali vstavlajte tujkov.

Opozorila za preprečevanje telesnih poškodb, poškodb izdelka in okvare:

- Ne dovolite, da adapter, kabel in enota pridejo v stik z vodo.
- Adapter in silikonske dele hranite proč od vročih površin, da preprečite pregrevanje in deformacijo teh delov.
- Naprave ali adapterja nikoli ne postavljajte v vodo, pomivalni stroj ali razkužilo. Čeprav je prsna črpalčka v skladu z veljavnimi direktivami za elektromagnetno združljivost, je lahko še vedno občutljiva na močnejše emisije in/ali povzroča motnje druge opreme. To lahko povzroči, da se prsna črpalčka izklopi ali preide v način napake. Da preprečite medsebojne motnje, med iztiskanjem držite drugo električno opremo stran od prsne črpalke (glejte Tehnične informacije).
- V enoti ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Spreminjanje opreme ni dovoljeno. S tem razveljavite svojo garancijo.
- Pazite, da črpalčka/USB adapter ne pade na tla ali udarite. Ne pritiskajte močno na zaslon.
- Naprava, USB kabel in adapter ne potrebujejo čiščenja in sterilizacije, saj ne pridejo v stik z materinim mlekom.
- Za čiščenje prsne črpalke nikoli ne uporabljajte alkohola ali drugih organskih topil.
- Prsne črpalke ne uporabljajte na noben način ali za noben namen, ki ni opisan v tem priročniku. To lahko povzroči nesrečo ali poškoduje prsno črpalčko.

OPZORILA ZA DELO Z LITIJ-POLIMERSKIMI BATERIJAMI:

- Obvezna priključitev adapterja SAM0 odrasla oseba! Ne dovolite, da bi baterijo upognili, preluknjali (zlasti s kovinskimi predmeti) ali kako drugače poškodovali.
- Akumulator polnite samo s priloženim adapterjem proizvajalca! Ne povzročajte kratkega stika!
- Hraniti pri sobni temperaturi! Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi!
- Napolnjene baterije nikoli ne puščajte brez nadzora!
- Baterija lahko eksplozira, če z njo ravname nepravilno!

OPOMBA: Baterija se nahaja znotraj glavne enote.

NASVET: Pred uporabo popolnoma napolnite baterijo, da jo ohranite in podaljšate čas njene uporabe.

POMEMBNO! Za zamenjavo baterije se obrnite na prodajalca ali pooblaščeni servisi!

POZOR! Ko izdelka prenehate uporabljati, ga ne odvrzite med običajne gospodinjinske odpadke, temveč ga oddajte na uradno zbirališče odpadkov, kjer ga je mogoče reciklirati. Odpadke, ki nastanejo iz poškodovanih elektronskih in video naprav, baterij, adapterjev, je treba zbirati ločeno. Ni jih dovoljeno odlagati v zabojnike za mešane gospodinjinske odpadke! Odvrzite jih samo na za to namenjenih mestih.



DELI (slika I):

1. Glavna enota x 1; 2. Silikonska diafragma x 2; 3. Steklениčka za mleko x 1; 4. Zaponka za nastavev nedrčka x 1; 5. Silikonski ventil x 2; 6. Tesnila x 2; 7. Linker x 1; 8. Pokrov steklenice za mleko x 1; 9. USB adapter x 1; 10. USB polnilni kabel x 1; 11. Silikonski nastavev 16mm x 1; 12. Silikonski lijak x 3 (18 mm x 1; 20 mm x 1; 22 mm x 1).

ZASLON (slika II):

1. Povečanje sesanje; 2. Način stimulacije; 3. Način masaže; 4. Stopnja sesanja; 5. Gumb za vklop/izklop načina; 6. Indikator baterije; 7. Način odvajanja; 8. Zmanjšanje sesanja; 9. iztisnite z neenakomernim črpanjem.

- Gumb za vklop/izklop načina: pritisnite za 2 sekundi, da vklopite ali izklopite prsno črpalčko. Tapnite enkrat, da spremenite način.
- Ko je prsna črpalčka vklopljena, se bo začela v načinu stimulacije. Po 2 minutah uporabe bo samodejno preklaplil v način praznjenja.
- Prsna črpalčka ima vgrajeno spominsko funkcijo. Ko je vklopljen, bi moral samodejno začeti delovati z zadnjimi uporabljenimi nastavitvami iz prejšnje seje.
- Stopnje sesanja: način stimulacije L1-L9; Način masaže: L1-L9; Način stiskanja: L1-L9; Način odvajanja z neenakomernim črpanjem: L1-L9.
- Indikator baterije: prikazuje preostali odstotek baterije, polnite, ko je baterija skoraj prazna.
- Črpalčka se samodejno izklopi po 30 minutah uporabe.

NAVODILA ZA UPORABO:

Čiščenje in razkuževanje (slika III):

Glavne enote, USB kablja in adapterja ni treba čistiti in razkuževati, saj ne pridejo v stik z materinim mlekom. Pred prvo uporabo očistite in razkužite vse ostale dele prsne

- črpalke.
 - Ne segrevajte ali sterilizirajte v mikrovalovni pečici.
 - Te dele očistite po vsaki naslednji uporabi in jih razkužite pred vsako naslednjo uporabo.
- Pozor!** Glavne enote, kabla USB ali adapterja nikoli ne dajajte v vodo, pomivalni stroj ali razkužilo, ker jih boste nepopravljivo poškodovali.

- Razstavite črpalko za mleko, kot je prikazano na sliki III.
 - Pred prvo uporabo razkužite vse dele razen glavne enote, kabla USB in adapterja 5 minut v vreli vodi. S tem je zagotovljena higiena.
 - Pri odstranjevanju in čiščenju lopute bodite previdni. Če se pokvari, vaša prsna črpalka ne bo delovala pravilno.
 - Za čiščenje silikonskega ventila ga med prsti nežno vtrite v toplo vodo z malo tekočega detergenta. V loputo ne vstavljajte predmetov, ker jo lahko poškodujete.
 - Med dezinfekcijo vrele vode ne dovolite, da bi se deli dotikali sten posode. To lahko povzroči nepopravljivo deformacijo ali poškodbo izdelka, za kar KikkaBoo ni odgovoren.
 - Pred vsako naslednjo uporabo temeljito očistite, da zagotovite higieno.
 - Očistite vse dele, razen glavne enote, kabla USB in adapterja, s toplo vodo in blagim detergentom. Po vsakem pranju vedno temeljito sperite vse dele, razen glavne enote, kabla USB in adapterja.
 - Vse dele, razen glavne enote, kabla USB in adapterja, temeljito operite in sperite s čisto vodo, vključno z območji, ki morda niso vidna, a skozi katere je šla hrana, da odstranite ostanke hrane.
 - Vse dele razen glavne enote, kabla USB in adapterja je mogoče sterilizirati v 10 minutah v parnem sterilizatorju, namenjenem za izdelke za dojenje in dojenčke.
 - Ne pomivajte v pomivalnem stroju.
 - Ne pečite v mikrovalovni pečici. Izdelka ne segrevajte v tradicionalnih pečicah, kuhalnih ploščah ali odprtem ognju.
 - Izogibajte se uporabi ostrih ali abrazivnih materialov, saj lahko poškodujejo izdelek.
 - Izdelka ne čistite in ne dovolite, da pride v stik s topili ali agresivnimi kemikalijami. To lahko poškoduje izdelek.
 - Po čiščenju izdelka vse dele temeljito osušite in shranite na čistem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote.
- Opomba: očistite in razkužite ustrezne dele prsne črpalke. Preden se lotite očiščenih delov, si temeljito umijte roke!
- Pozor!** Bodite previdni, saj so lahko očiščeni deli še vedno vroči. Prsno črpalko začnite sestavljati šele, ko se očiščeni deli ohladijo.
- Opomba: normalno je, da ostane vonj. Izdelek očistite v skladu z navodili in tako boste učinkovito zmanjšali ali odpravili vonj.
- Kdaj očistiti in sterilizirati (slika I):**
- Pred prvo uporabo operite in sterilizirajte: silikonske lijakе in nastavek (I-11; I-12); deli I-2; I-3; I-5; I-7; I-8.
 - Pred in po vsaki uporabi operite: silikonske lijakе in nastavek (I-11; I-12); deli I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8.
 - Sterilizirajte enkrat dnevno: silikonske lijakе in nastavek (I-11; I-12); deli I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8.
- Po pranju ali razkuževanju vse dele posušite. Umijte si roke in sestavite celotno prsno črpalko, kot je prikazano na sliki IV.

DELOVANJE NA BATERIJO:

POZOR! Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterijo 2 uri brez prekinitve! Ko je črpalka vklopljena, bo ikona indikatorja baterije na zaslonu prikazovala preostalo življenjsko dobo baterije, dokler se baterija ne izprazni. Ko je baterija skoraj prazna, začne ikona indikatorja baterije utripati. Ko je baterija popolnoma napolnjena, bo indikator prikazal ikono polne baterije. **Pozor: baterije ni mogoče polniti več kot 24 ur.**

Sestavljanje črpalke (slika IV):

Pomembno:

- Pred sestavljanjem črpalke se prepričajte, da so vsi deli, razen glavne enote, kabla USB in adapterja, očiščeni in sterilizirani.
 - Pred vsako uporabo preverite, ali so komponente prsne črpalke obrabljene ali poškodovane. Po potrebi zamenjajte.
 - Pred uporabo vedno preverite čistost vseh delov.
 - Da preprečite poškodbe prsne črpalke, morajo biti vse komponente pred uporabo popolnoma suhe.
1. Preden se dotaknete prsne črpalke, delov črpalke in prsi, si temeljito umijte roke z milom in vodo.
 2. Namestite silikonsko loputo in tesnilo na dno povezovalca in se prepričajte, da sta pravilno nameščena.
 3. Namestite silikonsko diafragmo v povezovalnik.
 4. Vstavite sestavljen povezovalac v glavno enoto.
 5. Namestite steklenico za mleko v glavno enoto.
 6. Namestite silikonski lijak ali silikonski nastavek.

Kdaj iztisniti materino mleko:

Če dojite dobro, je priporočljivo (razen če vam je vaš zdravstveni delavec/svetovalec za dojenje svetoval drugače), da počakate, da se izločanje mleka in urnik dojenja

vzpostavita (običajno 2 do 4 tedne po porodu), preden začnete s sočenjem.

Izjeme:

- Če imate sprva težave z dojenjem, vam lahko redno črpanje pomaga povečati in ohraniti količino mleka.
 - Če dojenčku iztiskate mleko, da ga nahranite v bolnišnici.
 - Če so vaše dojke napihnjene (boleče ali otekle), lahko iztisnete majhno količino materinega mleka pred ali med podojji, da ublažite bolečino in otroku pomagata, da se bo lažje zajel.
 - Če so vaše bradavice boleče ali razpokane, si raje iztisnite mleko, dokler se ne zacelijo.
 - Če je vaš dojenček začasno ločen od vas in želite nadaljevati z dojenjem, ko bo spet pri vas, je priporočljivo, da redno iztisnete mleko, da spodbudite nastajanje mleka. Najti morate najboljši čas dneva za iztiskanje mleka, na primer tik pred ali po prvem podojju zjutraj, ko so vaše dojke polne, ali po podojju, če dojenček ni vzel vsega iz obeh dojk. Če ste se vrnili na delo, boste morda morali črpati med odmori.
- Uporaba prsne črpalke zahteva vajo in lahko traja nekaj poskusov, da se je naučite. Na srečo je prsna črpalka KikkaBoo enostavna za sestavo in uporabo, tako da se je boste kmalu navadili.

Uporaba črpalke (slika V):

1. Dobro si umijte roke in se prepričajte, da so vaše dojke čiste.
2. S palcem in kazalcem namestite silikonski lijak na dojko, tako da podprete dojko z dlanjo. Postavite bradavico na sredino silikonskega lijaka/nastavka. Črpalco nežno pritisnite ob prsi, da ustvarite nepredušno tesnilo. Prepričajte se, da se vaša bradavica pravilno prilaga.
3. Čez črpalco namestite modrček za dojenje.
4. Prsno črpalco vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop in izberete želeni način.
5. Poiščite udoben položaj. Ne ležite in ne naslanjate se nazaj.

- Črpalca bo samodejno zagnala način stimulacije. Moč sesanja lahko spreminjate z gumboma "+" in "-". Po dveh minutah delovanja se bo črpalca samodejno preklopila v način praznjenja. Če vam mleko začne teči pred temi dvema minutama, pritisnite gumb za spremembo načina, da ročno preklopite na način iztiskanja.
 - Ko ste v načinu stiskanja, z gumbom "+" povečajte moč sesanja, dokler ne začutite rahlega nelagodja (ne bolečine), nato pa z gumbom "-" rahlo zmanjšajte.
- Opomba: Načina simulacije in masaže vključujeta hiter ritem sesanja za spodbujanje pretoka mleka. Način iztiskanja vključuje počasnejši sesalni ritem za popolno iztiskanje materinega mleka.
- Ko se pretok materinega mleka ustavi, lahko preklopite na način črpanja z neenakomernim črpanjem, katerega namen je sprožiti novo laktacijo s kombinacijo hitrega in počasnega ritma črpanja.
- Pozor:** ne uporabljajte vedno najvišje ravni vsakega načina, izberite raven, ki vam najbolj ustreza. Glede na vaše osebno udobje boste morda želeli uporabiti višjo stopnjo ožemanja. Vedno se lahko vrnete na nižjo stopnjo sesanja.
- Opomba:** Ne skrbite, če vam mleko ne priteče takoj. Sprostite se in nadaljujte s črpanjem. Mleko bo kmalu priteklo, tudi če ne uporabite vsega sesanja, ki ga črpalca lahko ustvari. Prvih nekajkrat, ko boste uporabili prsno črpalco, boste morda morali uporabiti močnejšo nastavitev sesanja, da bo vaše mleko priteklo.
- Pozor!** Ne črpite več kot 5 minut brez prekinitev, če materino mleko ne izteka. Poskusite črpati ob drugem času dneva.
- Ko končate z izlivanjem, izklopite prsno črpalco tako, da za 2 sekundi pritisnete gumb za vklop.

Za zbiranje materinega mleka po iztiskanju:

6. Odstranite črpalco iz nedrčka za dojenje.
7. Pritisnite gumb na sredini naprave, da sprostite stekleničko za mleko.
8. Nalijte materino mleko v stekleničko za hranjenje v smeri, ki je prikazana na sliki V-8.
- Če želite materino mleko shraniti, ga previdno prenesite v razkuženo posodo ali predhodno sterilizirano vrečko za shranjevanje materinega mleka. Za pogoje shranjevanja glejte poglavje Shranjevanje materinega mleka.
- Ostale dele razstavite in očistite v skladu z navodili v poglavju o čiščenju in razkuževanju.

Shranjevanje materinega mleka:

- Pozor!** Vedno takoj ohladite ali zamrznite iztočeno mleko. Shranjujte le sveže iztisnjeno materino mleko, ki je bilo iztisnjeno z očiščeno in razkuženo črpalco, da zagotovite higieno. Materino mleko vedno shranjujte v steriliziranih posodah ali stekleničkah, opremljenih s steriliziranim navojnim obročcem in tesnilnim diskom, ali v predhodno steriliziranih vrečkah za shranjevanje materinega mleka. NE napolnite popolnoma posod, steklenic ali vrečk z materinim mlekom. Pustite nekaj prostora, saj se materino mleko vedno zamrzovanjem razširi.
- Na vsebnikih, stekleničkah ali vrečkah za materino mleko vedno jasno označite datum in čas iztiskanja.)

- Vedno najprej uporabite starejše materino mleko.
- Da bi ohranili hranilne lastnosti materinega mleka, ga odtajajte v hladilniku ali pod tekočo vodo iz pipe, ne da bi odprli posodo, stekleničko ali ovojnico. Zamrznjeno materino mleko lahko čez noč oddalite v hladilniku, nato pa ga postopoma segrevate v topli ali vroči vodi.
- Odmrznjeno materino mleko dobro pretresite, da se posamezni delci v njem premešajo. Odmrznjeno materino mleko lahko uporabljate 24 ur, če ga shranjujete v hladilniku.
- Nikoli ponovno ne zamrzujte odmrznjenega materinega mleka.
- Nikoli ne mešajte sveže iztisnjene mleka s predhodno odmrznjenim mlekom.
- Materinega mleka nikoli ne segrevajte v mikrovalovni pečici in nikoli ne zavrite.
- Pred jedjo vedno preverite temperaturo hrane.
- Zavrzite materino mleko, ki je ostalo od hranjenja dojenčka.

Smernice za shranjevanje sveže iztisnjene materinega mleka (za zdrave donošene dojenčke):

- Pri sobni temperaturi do 25°C, do 4 ure.
- Pri hlajenju z zamrznjenimi ledenimi vložki -15°C do 4°C, do 24 ur.
- V hladilniku 4°C, do 3 dni.
- V zamrzovalniku -18°C do -20°C, do 6 mesecev.

Navodila za shranjevanje odmrznjenega materinega mleka (za zdrave donošene dojenčke):

- Pri sobni temperaturi do 25°C, do 2 uri.
- Pri hlajenju z zamrznjenimi ledenimi vložki -15°C do 4°C, do 2 uri.
- V hladilniku 4°C, do 24 ur.
- Odmrznjenega materinega mleka NIKOLI ne zamrzujte ponovno v zamrzovalniku.

Materino mleko, ki ostane po hranjenju:

Preostalo materino mleko zavrzite.

Hranjenje dojenčka:

- Pred vsako uporabo preverite čuclej za hranjenje in ga povlecite v vse smeri. Zavrzite ob prvih znakih poškodbe ali okvare.
- Nikoli ne potaplajte dude v sladke tekočine ali zdravila, vaš otrok lahko dobi karies.
- Ne postavljajte v mikrovalovno pečico. Izdelka ne segrevajte v običajnih pečicah, kuhalnih ploščah ali odprtem ognju.

Za varnost in zdravje vašega otroka POZOR!

Neprekinjeno in dolgotrajno sesanje tekočin bo povzročilo karies.

Pred jedjo vedno preverite temperaturo hrane.

Zavrzite ob prvih znakih poškodbe ali okvare.

Komponente, ki niso v uporabi, hranite izven dosega otrok.

Nikoli ne pritrdite na vrvice, trakove, vezalke ali ohlapne dele oblačil. Otrok se lahko zaduši.

Ta izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe.

Nikoli ne uporabljajte nastavkov za hranjenje kot dudo.

Majhni otroci lahko dobijo zobno gnilobo tudi ob uživanju nesladkanih tekočin. To se lahko zgodi, če dojenček dlje časa uporablja stekleničko podnevi in zlasti ponoči, ko je pretok sline zmanjšan ali se uporablja kot duda.

Nesreče so se zgodile, ko so dojenčki ostali sami s pitnikom zaradi padca ali če je bil izdelek razstavljen.

Odpravljanje težav:

Težava: Pri uporabi prsne črpalke občutim bolečino.

Rešitev 1: Eden od razlogov je lahko previsoka stopnja sesanja. Ne potrebujete polne moči vakuumu, ki ga ustvari črpalka. Na začetku uporabite način stimulacije ali masaže. Če še vedno čutite bolečino, prenehajte uporabljati prsno črpalko in se posvetujte s svojim svetovalcem za dojenje. Če se črpalka ne odstrani zlahka z dojke, lahko prekinete vakuumsko povezavo tako, da položite prst med dojko in silikonski lijak.

Rešitev 2: S toplo krpo nanesite topel obkladek na dojke in masirajte v smeri dna dojke proti bradavici 5 minut. Ponovno ponovite poskus odvajanja. Če še vedno čutite bolečino, prenehajte uporabljati prsno črpalko in se posvetujte s svojim svetovalcem za dojenje.

Težava: Prsna črpalka ne deluje.

Rešitev: Najprej preverite, ali ste prsno črpalko pravilno sestavili. Da preprečite medsebojne motnje, med izstikanjem držite drugo električno opremo, kot je mobilni telefon ali prenosni računalnik, stran od prsne črpalke. Preverite baterijo, po potrebi jo napolnite.

Težava: Ne čutim nobenega sesanja.

Rešitev: Preverite, ali ste prsno črpalko pravilno sestavili. Razstavite in ponovno sestavite črpalko (slika III; slika IV). SESTAVLJANJE ČRPALKE: Prepričajte se, da so v

i deli čisti in nepoškodovani. Med črpanjem se prepričajte, da se silikonski lijak popolnoma prilaga vaši prsi, da ustvarite vakuum.

Težava: materino mleko izteka.

Rešitev: Izklopite prsno črpalko. Razstavite črpalko za materino mleko (slika III). Za brisanje prsne črpalke uporabite vlažno (ne mokro) krpo.

Ostale komponente očistite v skladu z razdelkom Čiščenje in razkuževanje. Ko so vsi sestavni deli suhi, ponovno sestavite (slika IV).

Pogoji uporabe in skladiščenja:

Prsne črpalke ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko dolgotrajna izpostavljenost povzroči razbarvanje. Prsno črpalko in njene dodatke hranite na varnem, čistem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote. Če je bila enota shranjena v vročem ali hladnem okolju, jo postavite v okolje za uporabo in pustite, da doseže temperaturo v pogojih uporabe (10 °C - 30 °C), preden jo uporabite.

Tehnični podatki:

Model: prsna črpalka Winnie 31304010038

Moč črpanja: 165-240/mmHg; Moč stimulacije: 90-165/mmHg

Raven hrupa: <50db;

Fiksni čas: 30 minut; Čas delovanja 2,5 skodelice;

Litijeva baterija: 3,7 V, 1500 mAh; Čas polnjenja 3 ure;

Zaščita pred električnim udarom: razred I;

Napajanje: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Pogoji delovnega okolja: temperatura 5-40°C, relativna vlažnost 10-90%, atmosferski tlak 50kPa~106kPa;

Okoljski pogoji shranjevanja: temperatura 5-40°C, relativna vlažnost 10-90%, atmosferski tlak 50kPa~106kPa;

Omrežna napetost za adapter: vhod: 110-240V 50~60Hz, izhod: 5V 1A 3,0W;

Kapaciteta: 140 ml;

Velikost: 10,5x5x12,7 cm, teža 234g.

Skladen z EN 55014, EN 55032, EN 61000, Direktiva RoHS, Uredba (EU) 2020/1245. Izdelano za Kika Group Ltd. Izdelano na Kitajskem.

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ.

HU

A TERMÉK JELLEMZŐI:

Elektromos működésű innovatív hordható kialakítással, külső zsinórok és csövek nélkül. Útközben lévő anyukák számára készült. Annyira kényelmes, hogy hordható a szoptatós melltartóban. Csendes és könnyű. A nagyméretű, 1500 mA-h-s újratölthető lítium akkumulátorral teljesen feltöltve 2 órán keresztül használható.

Visszafolyásgátló védelem, amely megakadályozza az anyatej visszafolyását a pumpába, megakadályozza a szennyeződést és a tej frissességét. Intelligens kijelző, amely memória funkcióval rendelkezik. Különböző igények kielégítése négy üzemmóddal: Stimuláció, Masszázs, Pumpálás és Bionic mód 9 fokozatú szívőerő-beállítással. Puha szilikon mellvédők – 18, 20 és 22 mm. Szilikon betét 16mm. 140 ml-es tejesüveg. Biztonságos élelmiszer-minőségű anyagokból készült.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK:

Használatésszerű használat:

A mellszívó célja a tej kifejtése és összegyűjtése a szoptató nők melléből. A mellszívó használatának előfeltétele, hogy a tejcatornák eltömődjenek. Úgy tűnik, hogy egyes újszülött anyák tejcatornái eldugultak, ami vesztüléttel mellbimbó-depresszióhoz vagy elégtelen tejhez vezethet. A mellszívó használata előtt szakszerű emlővizsgálatot kell végezni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tejcatornák nincsenek eltömődve, és a szoptatás jól megalapozott. A mellszívó NEM az első szoptatás kiváltására szolgál. A mellszívó egyetlen felhasználó számára készült!

FIGYELEM! Soha ne használja a mellszívót, ha terhes, mert a mellszívó szülést okozhat.

Soha ne használja a mellszívót más célokra, kivéve az ebben a kézikönyvben felsoroltakra.

Figyelmeztetések a fulladás, fulladás és sérülés elkerülésére:

- Ne engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok játsszanak a készülékkel, az adapterrel vagy a tartozékokkal.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a mellszívót töltés közben.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Ezt a mellszívót nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgű, illetve tapasztalat és tudás hiányával rendelkező nők. Az ilyen nők csak akkor használhatják ezt a mellszívót, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha megfelelő utasítást kaptak a termék használatára vonatkozóan.

Figyelmeztetések az áramütés és égési sérülések elkerülésére:

- Minden használat előtt ellenőrizze a mellszívót, beleértve az adaptert is, hogy nincs-e rajta sérülés. Ne használja a mellszívót, ha az adapter vagy a kábel sérült, ha nem működik megfelelően, vagy ha leesett vagy vízbe merült.
- Csak a megadott feszültséget és a javasolt USB-adaptert használja, hogy elkerülje az adapter túlmelegedését, sérülését vagy meghibásodását.
- Ne érintse meg az USB-adaptert és a mellszívót zivart idején.
- Ne helyezze a mellszívó/USB-adaptert közvetlen napfénynek vagy esőnek, fűtőtestek vagy egyéb forró készülékek közelébe, olyan helyre, ahol rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy poros helyen van kitéve.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelre vagy az adapterre, és ne sértse meg azokat. Ne hajlítsa meg vagy ne húzza erőszakkal az USB-kábelt. Mindig fogja meg az USB-adaptert, amikor kihúzza a fali aljzatból. Győződjön meg arról, hogy a dugó teljesen be van dugva a konnektorba. Ne használjon laza konnektort.
- Ne hagyja, hogy a mellszívó/USB-adapter/kábel/akkumulátor nedves legyen. Ne szerelje szét a módosítási a mellszívót/USB-adaptert/akkumulátort.
- Húzza ki az USB-adaptert, és hagyja abba a mellszívó használatát, ha használatá vagy tárolása során szokatlan szagot, hőt, elszíneződést, deformációt vagy bármilyen szokatlan érzéletet észlel.

Figyelmeztetések a mérgezés és szennyeződés elkerülésére, valamint a higiénia biztosítására:

- Higiéniai okokból a mellszívó csak egyetlen felhasználó általi ismételt használatra alkalmas.
- Minden használat előtt tisztítsa meg, öblítse le és fertőtlenítse az összes alkatrészt, kivéve a fő eszközt, az USB-kábelt és a szivattyú adaptert.
- Csak tisztított és fertőtlenített pumpával gyűjtött anyatejet tároljon.
- Ne használja a mellszívót, ha úgy tűnik, hogy a szilikon membrán sérült vagy eltört.
- Ne használjon antibakteriális vagy szűrő hatású tisztítószeret a mellszívó alkatrészeinek tisztításakor.

Figyelmeztetések a mell- és mellbimbóproblémák és fájdalom elkerülésére:

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a mellszívó nem sérült-e. Ne használja a mellszívót, ha az nem működik megfelelően.
- Vákuum alatt ne próbálja meg eltávolítani a pumpa testét a mellről. Kapcsolja ki a készüléket, és újjával törje meg a mell és a pumpa tölcseire közötti tömítést. Ezután távolítsa el a pumpát a mellről.
- Soha ne használja a mellszívót, ha álmos vagy álmos, hogy elkerülje a figyelem hiányát használat közben.
- Mindig kapcsolja ki a mellszívót, mielőtt eltávolítja a mellszívó testét a vákuum felszabadítása érdekében.

• Soha ne használjon más gyártótól származó vagy a gyártó által kifejezetten nem ajánlott tartozékokat vagy alkatrészeket. Ez a készülék nem megfelelő működéshez vezethet, és befolyásolhatja az elektromágneses kompatibilitást (EMC). Ha ilyen tartozékokat vagy alkatrészeket használ, a garancia érvényét veszti.

• Ne folytassa a pumpálást egyszerre öt percnél tovább, ha nem sikerül kifejeznie a tejet. Próbáljon a nap folyamán máskor kifejezni.

• Ha a folyamat nagyon kényelmetlenné vagy fájdalmasá válik, hagyja abba a pumpa használatát, és forduljon szoptatási tanácsadójához.

• Ha a keletkező nyomás kellemetlen vagy fájdalmat okoz, kapcsolja ki a készüléket, újjávilágítja a mell és a pumpatest közötti tömítést, és vegye ki a pumpát a mellből.

• Soha ne ejtse le vagy helyezzen be semmilyen idegen tárgyat a nyílásokba.

Figyelmeztetés a személyi sérülések, a termék károsodásának és hibás működésének elkerülésére:

• Ügyeljen arra, hogy az adapter, az USB-kábel és a főegység ne érintkezzen vízzel.

• Tartsa távol az adaptert és a szilikon alkatrészeket a felforrósodott felületektől, hogy elkerülje ezen alkatrészek túlepedését és deformálódását.

• Soha ne tegye a főegységet vagy az adaptert vízbe, mosogatógéphez vagy fertőtlenítőbe. Bár a mellszívó megfelel a vonatkozó EMC-irányelveknek, még mindig érzékeny lehet a túlzott kibocsátásra és/vagy zavarhatóság más berendezések működésére. Ennek következménye lehet, hogy a mellszívó kikapcsol vagy hibázommodba lép. Az interferencia elkerülése érdekében az egyéb elektromos berendezéseket tartsa távol a mellszívótól a mellszívó alatt (lásd a „Műszaki információk”).

• A mellszívó fő egységében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. Nincs módosítás a felszerelés megengedett. Ha így tesz, a garancia érvényét veszti.

• Ne ejtse le vagy üssé meg a mellszívót/USB-adaptert. Ne nyomja meg a kijelzőt.

• A fő egység, az USB-kábel és az adapter nem igényel tisztítást és sterilizálást, mivel nem érintkeznek az anyatejével.

• Soha ne használjon alkoholt vagy más szerves oldószert a mellszívó tisztításához.

• Ne használja a mellszívót semmilyen módon vagy olyan célra, amely nem szerepel ebben az útmutatóban. Ez balesetet okozhat, vagy károsíthatja a mellszívót.

FIGYELMEZTETÉSEK LÍTHIUM POLIMER AKKUMULÁTOROK HASZNÁLATÁRA:

• CSAK felnőtt csatlakoztathatja az adaptert!

• Ne hajlítja meg, ne fújja meg (különösen fém tárgyakkal), és ne sértse meg más módon az akkumulátort.

• Az akkumulátort csak a gyártó által biztosított adapterrel töltsön!

• Ne engedje meg a rövidzárlatot!

• Tárolja a terméket szobahőmérsékleten!

• Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak!

• Soha ne hagyja a töltő akkumulátort felügyelet nélkül!

• Nem megfelelő kezelés esetén az akkumulátor felrobbanhat!

MEGJEGYZÉS: Az elemtartó rekesz a fő eszköz belsejében található.

TANÁCS: Töltsse fel teljesen az akkumulátort használat előtt, hogy kímélje és meghosszabbítsa az élettartamát.

FONTOS! Az akkumulátor cseréjéhez forduljon a viszonteladóhoz vagy egy hivatalos szervizhez!

VIGYÁZAT! Ha abbahagyja a termék használatát, ne dobja ki a normál háztartási hulladékkal együtt, hanem adja le egy hivatalos hulladékgyűjtő helyen. A sérült elektromos és videokészülékekből, akkumulátorokból, adapterekből keletkező hulladékok külön kell ártalmatlanítani. Tilos a háztartási szeméttároló konténerekbe dobni.



ALKATRÉSZEK (I. ábra):

1. Főegység x 1; 2. Szilikon membrán x 2; 3. Tejesüveg x 1; 4. Melltartó állító csat x 1; 5. Szilikon szelep x 2; 6. Tömítések x 2; 7. Linker x 1; 8. Tejesüveg fedele x 1; 9. USB adapter x 1; 10. USB töltőkábel x 1; 11. Szilikon betét 16mm x 1; 12. Szilikon mellvédő x 3 (18 mm x 1; 20 mm x 1; 22 mm x 1).

KIJELZŐ (II. ábra):

1. Szívásnövelés; 2. Stimulációs mód; 3. Masszázs mód; 4. Szívási szint; 5. Bekapcsoló/üzemmód beállító gomb; 6. Akkumulátor jelző; 7. Szivattyúzási mód; 8. Szívásöskkenés; 9. Bionic mód.

• Tápellátás/üzemmód beállító gomb: nyomja meg 2 másodpercig a mellszívó be- vagy kikapcsolásához. Érintse meg egyszer az üzemmód megváltoztatásához.

• Amikor a mellszívó be van kapcsolva, Stimulációs módban indul. 2 perc használat után automatikusan átvált Pumping üzemmódba.

• A mellszívó beépített memória funkcióval rendelkezik. Bekapcsoláskor a gép automatikusan átvált a legutóbb használt üzemmódra és szívószintre, és felfelé kapcsol.

• Szívási szintek: Stimulációs mód: L1-L9; Masszázs mód: L1-L9; Szivattyúzási mód: L1-L9; Bionic mód: L1-L9.

• Akkumulátor jelző: mutatja a maradék akkumulátor százalékos arányát; kérjük, töltsse fel, amikor az akkumulátor lemerült.

• A mellszívó 30 percnyi munkavégzés után automatikusan leáll.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Tisztítás és fertőtlenítés (III. ábra):

A fő eszköz, az USB kábel és az adapter nem igényel tisztítást és fertőtlenítést, mivel nem érintkeznek az anyatejgel. Az első használat előtt tisztítsa meg és fertőtlenítsa a mellszívó összes többi részét.

- Ne melegítse vagy sterilizálja mikrohullámú sütőben.
- Használat előtt és után tisztítsa meg és fertőtlenítsa az anyatejgel érintkező részeket.

Vigyázat! Soha ne tegye a fő eszközt, az USB-kábelt vagy az adaptert vízbe, mosogatógéphez vagy fertőtlenítőbe, mert ez maradandó károsodást okoz ezekben az alkatrészekben.

- Szerelje szét teljesen a mellszívót a III. ábra szerint.
- Az első használat előtt fertőtlenítsen forrásban lévő vízben 5 percig minden alkatrészt, kivéve a fő eszközt, az USB-kábelt és az adaptert. Ez biztosítja a higiéniát.
- Legyen óvatos a szelep eltávolításakor és tisztításakor. Ha eltörik, a mellszívó nem fog megfelelően működni.
- Minden további használat előtt alaposan tisztítsa meg a higiénia biztosítása érdekében.
- Mossa el az összes alkatrészt, kivéve a fő eszközt, az USB-kábelt és az adaptert meleg vízzel és kímélő mosószel.
- Minden mosás után alaposan öblítse le az összes alkatrészt, kivéve a fő eszközt, az USB-kábelt és az adaptert.
- Alaposan mossa meg és öblítse le tiszta vízzel az összes alkatrészt, kivéve a fő eszközt, az USB-kábelt és az adaptert, beleértve azokat a területeket is, amelyek esetleg nem láthatók, de amelyeken a tej áthalad, hogy eltávolítsa a tejmaradványokat.
- Minden alkatrészt, kivéve a fő eszközt, az USB-kábelt és az adaptert, legfeljebb 10 percig sterilizálható a szoptatós anyáknak és babatermékeknek szánt gőzsterilizálóban.
- Ne tegye mosogatógéphez.
- Ne tegye mikrohullámú sütőbe. Ne melegítse a terméket hagyományos sütőben, főzőlapon vagy nyílt lángon.
- Kerülje az éles vagy sűrölő hatású anyagok használatát, mert ez károsíthatja a terméket.
- Ne tisztítsa, és ne hagyja, hogy a termék oldószerekkel vagy agresszív vegyszerekkel érintkezzen. Ez károsíthatja a terméket.
- A termék tisztítása után alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt, és tárolja tiszta és száraz helyen, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy megtisztítsa és fertőtlenítsa a mellszívó megfelelő részeit. A tiszta részeken végzett munka előtt alaposan mosson kezet!

Figyelem! Legyen óvatos, mert a megtisztított részek még forrók lehetnek. Csak akkor kezdje el összeszerelni a mellszívót, ha a megtisztított részek lehűltek.

Megjegyzés: Normális, ha visszamaradt szaga van. Tisztítsa meg a terméket az utasításoknak megfelelően, hatékonyan csökkentheti vagy megszüntetheti a szagokat.

Mikor kell mosni és fertőtleníteni (I. ábra):

- Az első használat előtt mossa le és fertőtlenítsa: a mellvédőt és a betétet (I-11; I-12); mellszívó készlet (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).
 - Minden használat előtt és után mossa le: a mellvédőt és a betétet (I-11; I-12); mellszívó készlet (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)
 - Naponta egyszer fertőtlenítsa: a mellvédőt és a betétet (I-11; I-12); mellszívó készlet (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).
- Mosás vagy fertőtlenítés után szárítsa meg az összes alkatrészt. Mosson kezet és szerelje össze a teljes mellszívót a IV. ábra szerint.

AKKUMULÁTOR MŰKÖDÉSE:

FIGYELEM! Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort 2 órán keresztül megszakítás nélkül! A szivattyú bekapcsolása után a kijelzőn lévő akkumulátorjelző ikon mutatja az akkumulátor hátralévő élettartamát, amíg az akkumulátor ki nem merül. Amikor az akkumulátor lemerült, az akkumulátorjelző ikon villogni kezd. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kijelzőn megjelenik a teljes akkumulátor ikon. Figyelem: Az akkumulátor nem tölthető 24 órán keresztül.

A szivattyú összeszerelése (IV. ábra):

Fontos:

- A szivattyú összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a fő eszköz, az USB-kábel és az adapter kivételével minden alkatrészt meg van tisztítva és sterilizálva.
 - Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a mellszívó készlet alkatrészei nem koptak vagy sérültek-e. Szükség esetén cserélje ki.
 - Használat előtt mindig ellenőrizze az összes alkatrészt tisztaságát.
 - A mellszívó károsodásának elkerülése érdekében minden alkatrésznél teljesen száraznak kell lennie használat előtt.
1. Alaposan mosson kezet szappannal és vízzel, mielőtt hozzáér a mellszívóhoz, a mellszívó készlethez és a mellhez.
 2. Szerelje be a szelepet és a tömítést az összekötő aljába, ügyeljen a megfelelő beszerelésre.
 3. Szerelje be a szilikon membránt az összekötőbe.
 4. Helyezze az összeszerelt linkert a fő eszközbe.
 5. Helyezze be a tejesüveget a fő készülékbe.
 6. Szerelje fel a szilikon pajzsot vagy a szilikon betétet.

Mikor kell lefejteti a tejet:

Ha a szoptatás jól megy, tanácsos (kivéve, ha egészségügyi szakembere/szoptatási tanácsadója másként tanácsolja), hogy megvárja, amíg a tejellátást és a szoptatási ütemtervet összeállítják (általában legalább 2-4 héttel a szülés után), mielőtt elkezdene a szoptatást.

Kivételek:

- Ha a szoptatás nem megy jól azonnal, a rendszeres tej kifejezés segíthet a tejellátás megeremtésében és fenntartásában.
- Ha tejet fejt ki a csecsemőnek, hogy kórházban adják be.
- Ha a mellet duzzadtak (fájdalmasak vagy megduzzadtak), kis mennyiségű tejet fejhet ki az evés előtt vagy között, hogy enyhítse a fájdalmat, és megkönnyítse a baba befogását.
- Ha a mellbimbói fájnak vagy megpedettek, érdemes lefejteti a tejet, amíg meg nem gyógyulnak.
- Ha elszakad a babától, és folytatni szeretné a szoptatást, amikor újra találkozik, rendszeresen fejtsé le a tejet, hogy serkentsé a tejellátását.

Meg kell találnia a nap optimális időpontját a tej kifejezéséhez, például közvetlenül a baba első szoptatása előtt vagy után, amikor a mellet megteltek, vagy szoptatás után, ha a baba nem ürítette ki mindkét mellét. Ha visszatért a munkába, előfordulhat, hogy a szűnetben kifejeznie kell.

A mellszívó használata gyakorolást igényel, és több próbálkozás is eltarthat, mire sikerül. Szerencsére a KikkaBoo elektromos mellszívó könnyen összeszerelhető és használható, így hamarosan megszokja, hogy kifejezse vele.

A szivattyú használata (V. ábra):

1. Mosson kezet alaposan, és győződjön meg arról, hogy a mellet tiszták.
2. A hüvelykujjával és a mutatóujjával tartsa a mellvédőt a mellén. Támassza meg a mellét a tenyerével. Helyezze a mellbimbót az összeszerelt szilikon pajzs/betét középeré. Finoman nyomja a pumpát a melléhez. Győződjön meg róla, hogy a mellbimbója megfelelően illeszkedik.
3. Helyezze a szoptatós melltartót a pumpa fölé.
4. Kapcsolja be a mellszívót a bekapcsológombbal, és válassza ki a kívánt üzemmódot.
5. Keressen egy kényelmes pozíciót. Ügyeljen arra, hogy ne feküdjön le vagy dőljön hátra.

- A mellszívó stimulációs módban automatikusan elindul. A „+” és „-” gombok segítségével módosíthatja a stimulációs mód szintjét. Két perc elteltével automatikusan átvált pumpáló üzemmódba. Ha a tej két perc előtt elkezd folyni, nyomja meg az üzemmódváltó gombot, hogy manuálisan váltson pumpáló üzemmódba.
- Ha a pumpálási módban van, növelje a szívási szintet a „+” gombbal, amíg a szivattyúzás kissé kényelmetlennek nem tűnik (nem fájdalmas), majd csökkentse kissé a „-” gombbal.

Megjegyzés: a stimuláció és a masszázis üzemmód gyors szívópumpa-ritmus, amelynek célja a tej áramlásának serkentése. A szivattyúzási mód lassabb szívási ritmust biztosít a finom és hatékony tejeltávolítás érdekében, miután a tej elkezd folyni.

- Ha a tej áramlása leáll, átkapcsolhat bionikus üzemmódra. Célja, hogy a gyors és lassú pumpálási ritmusok kombinálásával újabb cserbenhagyást váltson ki.

Figyelem: Ne használja mindig az egyes módok maximális szintjét, csak válassza ki az Ön számára legkényelmesebb szintet. Személyes kényelmétől függően érdemes lehet magasabb szívási szintet használni mélyebb szívást biztosít. Mindig visszatérhet alacsonyabb szívási szintre.

Megjegyzés: Ne aggodjon, ha a tej nem folyik ki azonnal. Lazítson és folytassa a pumpálást. A tej hamarosan kifolyik, még akkor is, ha nem használja ki az összes szívóerőt, amelyet a szivattyú képes létrehozni. Az első néhány alkalommal, amikor a mellszívót használja, előfordulhat, hogy nagyobb szívási módot kell használnia, hogy a tej kifolyjon.

Figyelem! Ne pumpáljon 5 percnél tovább megszakítás nélkül. Ha továbbra sem folyik ki a tej, próbálja meg a kifejtést a nap egy másik szakaszában.

- Ha befejezte a kifejtést, kapcsolja ki a mellszívót a bekapcsológomb 2 másodperces lenyomásával.

A tej összegyűjtése kifejezés után:

6. Vegye ki a pumpát a szoptatós melltartójából.
 7. Nyomja meg a készülék közepén található gombot a tejesüveg kioldásához.
 8. Őntse az anyatejet egy cumisüvegbe a jelzett irányban, a V-8. ábra szerint.
- Ha tárolni szeretné az anyatejet, óvatosan helyezze át fertőtlenített edénybe vagy elősterilizált tejtaroló zacskóba. A tárolási feltételekről lásd az Anyatej tárolása című részt.
 - Szerelje szét és tisztítsa meg a többi alkatrészt a Tisztítás és fertőtlenítés fejezetben leírtak szerint.

Az anyatej tárolása:

Figyelem! A lefejtett tejet mindig azonnal hűtsük le vagy fagyasszuk le. Csak friss tejet tároljon. Csak tisztított és fertőtlenített pumpával gyűjtött anyatejet tároljon a

higiénia biztosítása érdekében. Az anyetejet mindig fertőtlenített tartályokban vagy fertőtlenített csavargyűrűvel és zárókoronggal ellátott palackokban, vagy elősterilizált tejtároló tasakban tárolja. NE töltsd meg teljesen a tartályokat, palackokat vagy a tejes zacskókat. Hagyjon egy kis helyet, mert a tej mennyisége

növekszik a fagyasztás során.

- Mindig jól láthatóan jelölje fel a kifejtés dátumát és időpontját a tartályokon, palackokon vagy tejes zacskókon.

- Mindig régebbi anyetejet használjon először.

- Az anyetej tápanyagtartalmának megőrzése érdekében a tartályt, palackot vagy zacskót fel kell olvasztani a hűtőszekrényben vagy folyó csapvíz alatt. A tárolt tejet egy éjszakán át hűtőszekrényben kiolvasthatjuk, majd fokozatosan melegítjük melegebb vagy forró vízben.

- Rázza fel a felolvasztott tejet, hogy a zsírszecskek és a maradék tej hozzávalói összekeveredjenek. A felolvasztott tej 24 órán át használható, ha hűtőszekrényben tárolja.

- Soha ne fagyassza le újra a felolvasztott tejet.

- Soha ne keverje össze a frissen préselt és a felolvasztott tejet.

- Soha ne melegítse a tejet forralással vagy mikrohullámú sütőben.

- Etetés előtt mindig ellenőrizze az élelmiszer hőmérsékletét.

- Dobja ki a maradék tejet.

A frissen lefejtett anyetej tárolására vonatkozó irányelvek (egészséges idős csecsemők számára)

- Szobahőmérséklet 25°C-ig, 4 óráig.

- Hűtő fagyott jégcsomagokkal -15°C és 4°C között, akár 24 óra.

- Hűtőszekrény 4°C, legfeljebb 3 napig.

- Fagyasztó -18°C és -20°C között, legfeljebb 6 hónapig.

A felolvasztott anyetej tárolási irányelvei (egészséges idős csecsemők számára)

- Szobahőmérséklet 25°C-ig, 2 óráig.

- Hűtés fagyott jégakkal -15°C és 4°C között, akár 2 óra.

- Hűtőszekrény 4°C, akár 24 óra.

- Fagyasztó SOHA NE FAGYASZTJA ÚJRA a felolvasztott anyetejet.

Etetésből visszamaradt anyetej:

Dobja ki a maradék tejet.

Baba etetés:

- Minden használat előtt ellenőrizze az etetőbimbót, és húzza meg minden irányba. A sérülés vagy gyengeség első jeleire dobja ki.

- Soha ne mártsa a mellbimbót édes anyagokba vagy gyógyszerekbe, mert gyermeke fogszuvasodást szenvedhet.

- Ne tegye mikrohullámú sütőbe. Ne melegítse a terméket hagyományos sütőben, főzőlapon vagy nyílt lángon.

Gyermeke biztonsága és egészsége érdekében FIGYELMEZTETÉS!

A folyamatos és hosszan tartó folyadékívás fogszuvasodást okoz.

Etetés előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét.

A sérülés vagy gyengeség első jeleire dobja ki.

A nem használt alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől.

Soha ne rögzítse zsinórhoz, szalaghoz, fűzőhöz vagy laza ruharészekhez. A gyereket meg lehet fojtani.

Mindig felöltött felügyelete mellett használja ezt a terméket.

Soha ne használjon etetőcumit cumiként.

A kisgyermek fogszuvasodása még akkor is előfordulhat, ha nem édesített folyadékokat használnak. Ez akkor fordulhat elő, ha a baba hosszú ideig használhatja a cumisüveget nappal és különösen éjszaka, amikor a nyáláramlás csökken, vagy ha cumiként használják.

Balesetek akkor történtek, amikor a csecsemőket egyedül hagyták ivófelszereléssel a baba leesése miatt, vagy ha a terméket szétszerelték.

Hibaelhárítás:

Probléma: Fájdalmat érez a mellszívó használata közben.

1. megoldás: Ennek egyik oka lehet a túl magas vákuumszint. Lehet, hogy nincs szüksége a mellszívó teljes vákuumteljesítményére. Először használja a stimulációs vagy masszázsmódot. Ha továbbra is fájdalmat érez, hagyja abba a mellszívó használatát, és forduljon szoptatási tanácsadóhoz. Ha a pumpa nem jön ki könnyen a mellből, szükséges lehet a vákuumot megmérni úgy, hogy újat a mell és a szilikon pajzs közé helyez.

2. megoldás: Használjon meleg törülközőt, hogy meleg borogatást tegyen a mellre, és enyhé feléle irányuló mozdulatokkal masszírozza körülbelül 5 percig, majd próbálja

meg újra a pumpálást. Ha továbbra is fájdalmat érez, hagyja abba a mellszívó használatát, és forduljon szoptatási tanácsadójához.

Probléma: A mellszívó nem működik.

Megoldás: Kérjük, először ellenőrizze, hogy megfelelően szerelte-e össze a mellszívót. Az interferencia elkerülése érdekében az egyéb elektromos berendezéseket, például mobiltelefont vagy laptopot tartsa távol a mellszívótól, miközben kifejezi. Ellenőrizze az akkumulátort, és ha szükséges, töltsse fel.

Probléma: Nem érzek szívást.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy az összes mellszívó csatlakozás biztonságos-e. Szerelje szét és szerelje össze a szivattyút (III. ábra; IV. ábra). A mellszívó összeszerelésekor győződjön meg arról, hogy minden alkatrésze tiszta és nem sérült. Szívás közben ügyeljen arra, hogy a mellvédő teljesen le legyen zárva a mell körül.

Probléma: túlfolyik a tej.

Megoldás: Kapcsolja ki a mellszívót. Szerelje szét a mellszívót. Nedves (nem nedves) kendővel törölje le a mellszívót. Tisztítsa meg a többi alkatrészt a tisztítás és fertőtlenítés szakasz szerint. Amikor minden alkatrész megszáradt, szerelje össze újra (IV. ábra).

Felhasználási és tárolási feltételek:

Modell: Hordható mellszívó Winnie 31304010038

Szivattyúzási teljesítmény: 165-240/Hgmm; Stimulációs teljesítmény: 90-165/Hgmm

Zaj korlátozott: <50db;

Rögzített idő: 30 perc; Felhasználási idő: 2,5 óra;

Lítium akkumulátor: 3,7 V, 1500 mAh Li-ion; Töltési idő: 3 óra;

Áramütés elleni védelem: II. osztály;

Tápellátás: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Működési környezeti feltételek: hőmérséklet 5-40°C, relatív páratartalom 10-90%, légköri nyomás 50kPa~106kPa;

Tárolás környezeti feltételei: hőmérséklet 5-40°C, relatív páratartalom 10-90%, légköri nyomás 50kPa~106kPa;

Adapter bemenet: 110-240V 50~60Hz, kimenet: 5V 1A 3.0W;

Úrtartalom 140 ml;

Mérete: 10,5x5x12,7 cm, súlya 234 g.

Megfelel az EN 55014, EN 55032, EN 61000, RoHS-irányelv, (EU) 2020/1245 rendelet. irányelv előírásainak. Gyártva a Kika Group Ltd. Made in China.



ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՑ ԱՐԱՎ ՈՐԵՐԻՆ՝ ԿՐՄԱԾԵՑ ԱՅՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՐԻ ՁԵՆՈՒՄԿԸ ԵՎ ԳԿԵՑ ԱՅՍ ԿՐԱԳՎ ԴՆԱՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏ:

ԿՐԱՐԱՆԻ ԿԱՐԱԳՈՐԾՈՒՄ:

Կրթագեղն էլեկտրական ամրակ նորարարական կրելու դիպակով, առանց արտաքին լարերի և խողովակների: Նախատեսված է Հարթվող մայրերի համար: Այն այնքան հարմար է, որ կարող ես կրեճել կերակրող կրծքիկ ներսում: Հանգիստ և թեթև: Մեծ վերայիցբազրվող լիթոմոմային մարտկոցով 1500 մԱ/ժ, լիովին լիցքավորված կարող է օգտագործվել 2 ժամ: Հակահոսքի պաշտպանություն կանխելու կրծքի կաթը պոմային վերադարձնել, կանխելու աղտոտումը և կաթը թարմ պահելու համար: Խեցացի էկրան, որն ունի հիշողության գործառույթ: Փակվարեք տարեր կարիքները չորս ռեժիմներով՝ խթանում, մերսում, մրուս և բիոնիկ ռեժիմ՝ 9 մակարդակի ներծնման ուժի ճշգրտում: Հավելյալ սիլիկոն նրբեթավակողակներ – 18, 20 և 22 մմ: Սիլիկոնե ներդիր 16 մմ: Կաթի շիշ 140 մլ. Պատրաստված է անվտանգ մետրի համար նախատեսված նյութերից:

ԱՆՎՏԱԳՈՐԾՆԸ ՏԵՐԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

Նախատեսված է օգտագործման համար:

Կրծքի պոմայը նախատեսված է կերտումը կնոջ կրծքից կաթ արտանետելու և հավաքելու համար: Կրծքի պոմայ օգտագործելու նախապայմանը չիցանկանա կաթի ծորակները ունենալ: Ե: Որոշ նորածին մայրեր, կարծես, իցանկանա են կաթի խողովակները, որոնք պատկանում են խոլեկի բևեռին ընկճվածությունը կամ կաթի անբավարարությանը: Կրծքագեղն էլ պոմայ օգտագործելուց առաջ անխորժեչ է կրծքագեղնի պրոֆեսիոնալ սուզում անցկացնել՝ համոզվելու համար, որ կաթի խողովակները իցանկանա չեն և լավտաօգտա լավ հաստատված են: Կրծքի պոմայը նախատեսված չէ՝ առաջին լակտացիան առաջացնելու համար: Կրծքի պոմայը նախատեսված է մեկ օգտագործողի համար: **ԶԿՐՈՒՆՈՒՄ.** Երբեք մի օգտագործեք կրծքի պոմայը հիիոբայան ընթացքում, բակի որ պոմայը կարող է ծննդաբերել: Երբեք մի օգտագործեք կրծքի պոմայը այլ նախատակների համար, բացառությամբ սույն ձեռնարկում նշվածների:

ԽՆԵՐՈՒՄԱՆ ԽՈՒՅՈՒՄՆԵՐ, ԽՆԵՐՈՒՄԱՆ ԽՈՒՅՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՎՄԱՍԿԱՆՔՆԵՐԻՑ ԽՈՒՍԱԿԻՅՈՒ ՆԱԽԱԳԳՈՒՀԱՑՈՒՄՆԵՐ:

- Թույլ մի տպեք երեխաներին կամ ընտանի կենդանիներին խաղալ սարքի, սպապտերի կամ բացեստարների հետ:
- Երեխաները կտեք և վերահսկվեն՝ համոզվելու համար, որ նրանք չեն խաղում սարքի հետ:
- Մի թողեք կրծքի պոմայը առանց հսկողության, երբ այն լիցքավորվում է:
- Պահել երեխաներից անհատաճեղի վայրում:
- Կրծքագեղնի այս պոմայը նախատեսված չէ՝ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր կարողությունների նվազման կամ փորձի և գիտելիքների պակաս ունեցող կանանց համար: Նման կանայք կարող են օգտագործել այս կրծքի պոմայը միայն այն դեպքում, եթե նրանք վերահսկվում և կամ ստացել են համապատասխան առիթանվներ արտադրանքի օգտագործման վերաբերյալ իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄԱՆ ԵՎ ԱՊՐՈՎԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՍԱԿԻՅՈՒ ՆԱԽԱԳԳՈՒՀԱՑՈՒՄՆԵՐ:

- Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ ստացեք կրծքի պոմայը, ներառյալ ադապտորը, վՄԱՍԿԱՆՔՆԵՐԻ Նշանների համար: Մի օգտագործեք կրծքի պոմայը, եթե ադապտորը կամ մալուխը վՄԱՍԿԱՆ ԵՆ, եթե այն ճիշտ չի աշխատում կամ ընկել կամ ընկղմվել է ցրի մեջ:
- Օգտագործեք միայն նշված լարումը և առաջարկվող USB ադապտորը՝ ադապտորի գերտաբացումից, վՄԱՍԿԱՆՔՆԵՐԻ կամ խափանումներից խուսափելու համար:
- Մի դիպեք USB ադապտորին և կրծքի պոմային ամբողջի ժամանակ:
- Կրծքագեղնի արագ/USB ադապտորի մի դրեք արևի ուղիղ ճառագայթների կամ անձրիկի տակ, տաքացուցիչների կամ այլ տաք սարքերի մոտ, ծայրիպեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, բարձր խոնավության կամ փոշուտ վայրերում:
- Մի տեղադրեք ծանր առարկաներ և մի՛ վնասեք մալուխը կամ ադապտորը: Ստիպողաբար մի թեթեք կամ բաշեք USB մալուխը: Միշտ պահեք USB ադապտորը՝ հոսանքի վարդակից անջատելիս: Համոզվեք, որ վարդակից ամբողջությամբ տեղադրված է հոսանքի վարդակից: Մի օգտագործեք չանբազմված վարդակից:
- Թույլ մի տպեք, որ կրծքի պոմայը/USB ադապտորը/մալուխը/մարտկոցը թըջվի: Մի ապամոնտաժեք կամ փոփոխեք կրծքի պոմայը/ USB ադապտորը/մարտկոցը:
- Անջատեք USB ադապտորը և դադարեցրեք կրծքի պոմայի օգտագործումը, եթե այն օգտագործելիս կամ պահելիս նկատեք աննորմալ հոտ, ջերմություն, գուռաթափում, դեֆորմացիա կամ որևէ արտասովոր բան:

ԶՈՒՀԱԳՈՒՄՆԵՐԻ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԱՂՈՒՄՈՒՄՆԵՐ ԽՈՒՍԱԿԻՅՈՒ ԵՎ ԻԿՈՒՑՆԱՆ ԱՊԱԿԻՅՈՒՄՆԵՐ:

- Գիզելիկ նկատառումներով կրծքի պոմայը նախատեսված է միայն մեկ օգտագործողի կողմից կրկնակի օգտագործման համար:
- Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ մաքրեք, որոշեք և ախտահանեք բոլոր մասերը, բացառությամբ հիմնական սարքի, USB մալուխի և պոմայի ադապտորների:
- Պահպանեք միայն մաքրված և ախտահանված պոմայով հավաքված կրծքի կաթը:
- Մի օգտագործեք կրծքի պոմայը, եթե թվում է, թե սիլիկոնե դիֆրագմը վնասված է կամ կորսված:
- Մի օգտագործեք հակաբակտերիալ կամ հոկող մաքրող միջոցներ, երբ մաքրում եք կրծքի պոմայի մասերը:

Կրծքագեղնի և խոլեկի խնդիրներից և ցավից խուսափելու նախազգուշացումներ.

- Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ ստուգեք կրծքի պոմպը վնասվածուհայան նշանների համար: Մի օգտագործեք կրծքի պոմպը, եթե այն ճիշտ չի աշխատում:
- Մի փորձեք հեռացնել պոմպի մարմինը ձեր կրծքից, երբ գտնվում եք վակուումի մեջ: Անջատեք սաքը և ձեր մատով կտորեք կնիքը ձեր կրծքի և պոմպի ձագարի միջև: Ապա հեռացրեք պոմպը կրծքից:
- Երբեք մի օգտագործեք կրծքի պոմպը, երբ կանոն կամ թևկուտ եք՝ օգտագործման ընթացքում ուշադրության պակասից խուսափելու համար:
- Միշտ անջատեք կրծքի պոմպը, նախքան պոմպի մարմինը կրծքից հեռացնելը՝ վակուումը ազատելու համար:
- Երբեք մի օգտագործեք այլ արտադրողների կամ արտադրողի կողմից հատուկ չառաջարկվող պարագաներ կամ մասեր: Սա կարող է հանգեցնել սաքի ոչ պատշաճ աշխատանքին և կարող է ազդել էլեկտրամագնիսական համատեղելիության վրա (EMC): Եթե դուք օգտագործում եք նման պարագաներ կամ մասեր, ձեր երաշխիքը դառնում է անվավեր:
- Մի շարունակեք միաժամանակ հինգ ռուպեից ավելի մղել, եթե ձեզ չի հաջողվում կաթ արտանետել: Փորձեք արտահայտվել օրվա ընթացքում մեկ այլ ժամանակ:
- Եթե գործընթացը դառնում է շատ անհարմար կամ ցավոտ, դադարեցրեք պոմպի օգտագործումը և խորհրդակցեք ձեր կրծքով կերակրման խորհրդատուի հետ:
- Եթե առաջացած ճնշումը անհարմար է կամ ցավ է պատճառում, անջատեք սաքը, ձեր մատով կտորեք կրծքի և պոմպի մարմնի միջև եղած կնիքը և հանեք պոմպը ձեր կրծքից:
- Երբեք, մի գցեք կամ մտցրեք որևէ օտար առարկա բացվածքների մեջ:

Չգուշացում/վախճանական վնասվածքները, վնասը և արտադրանքի անսարքությունը.

- Կանխել արգապտրել, USB մալուխի և հիմնական ջեռուվորի շփումը ջրի հետ:
- Աղապտրող և սիլիկոնե մասերը հեռու պահեք ցեռուցվող մակերեսներից, որպեսզի խուսափեք այդ մասերի գերտաքացումից և դեֆորմացիայից:
- Երբեք մի դրեք հիմնական սաքը կամ աղապտրող ջրի մեջ, աման վճացող մեքենայի կամ ախտահանիչի մեջ: Չնայած կրծքի պոմպը անպատասխանատու է EMC-ի գործող հրահանգներին, այն դեռ կարող է ենթարկվել ավելորդ արտանետումների և/կամ կարող է խանգարել այլ սարքավորումներին: Չենտանքը կարող է լինել նաև, որ կրծքի պոմպն անջատվում է կամ անցնում է սխալ ռեժիմի: Միջամուտություն կանխելու համար արտաբերման ընթացքում այլ էլեկտրական սարքավորումները կրծքի պոմպից հեռու պահեք (տե՛ս Տեխնիկական տեղեկավորումները):
- Կրծքագեղձի բոլորի հիմնական միավորի ներսում օգտագործողի համար սպասարկվող մասեր չկան: -ի ոչ մի փոփոխություն սարքավորումները թույլատրվում չեն. Եթե դա անեք, ձեր երաշխիքն անվավեր է դառնում:
- Մի գցեք կամ հարվածեք կրծքի պոմպի/USB աղապտրելին: Մի սեղմեք Էկրանին:
- Չիմնական միավորը, USB մալուխը և աղապտրող մաքրման և ստերիլիզացման կարիք չունեն, բանի որ չեն շփվում կրծքի կաթի հետ:
- Երբեք մի օգտագործեք սպիրտ կամ այլ օրգանական լուծիչներ կրծքի պոմպը մաքրելու համար:
- Մի օգտագործեք կրծքի պոմպը որևէ ձևով կամ նպատակի համար, որը նկարագրված չէ այս ուղեցույցում: Դա կարող է հանգեցնել վթարների կամ վնասել կրծքի պոմպը:

ՉԳՈՒՇԱՅՈՒՄՆԵՐ Կթիռի պոմպերային մարտկոցներ օգտագործելու համար.

- Մի՛ՍԵ՛Ն մեծախառնակը կարող է միացնել աղապտրել:
- Մի ծուլեք, մի փորձեք (իստույգաբան մետաղական առարկաներով) կամ այլ կերպ մի վնասեք մարտկոցը:
- Մարտկոցը լիցքավորեք միայն արտադրողի կողմից էլեկտրագրված աղապտրելով:
- Թույլ մի տվեք կարճ միացում:
- Ապրանքը պահել սեյակային ցեռնաստիճանում:
- Մի ենթարկվեք արևի ուղիղ ճառագայթների:
- Երբեք մի թողեք լիցքավորվող մարտկոցը առանց հսկողության: Մարտկոցը կարող է պայթել, եթե սխալ վարվեք:



ՆՈՒՄ. Մարտկոցի խցիկը գտնվում է հիմնական սաքի ներսում:

ՆՈՒՎՈՐՈՒՄ. Օգտագործողը առաջ մարտկոցը ամբողջությամբ լիցքավորեք՝ այն ինչպես և կյանքը երկարացնելու համար:

ԿԱՐԵՆՈՐ. Մարտկոցը փոխարինելու համար դիմեք մանրածախ վաճառողի կամ լիցքավորված ծառայությանը:

ՉԳՈՒՇՈՒԹՅՈՒՆ Երբ դադարեցնեք արտադրանքի օգտագործումը, մի թափեք այն սովորական կենցաղային աղբի հետ, այլ հանձնեք աղբի կալվածման պաշտոնական կեն: Վնասված էլեկտրական և փղեղ սաքերից, մարտկոցներից, աղապտրումներից առաջացած թափոնները պետք է հեռացվեն առանձին: Արգելվում է դրանք դուրս նետել կենցաղային աղբի համար նախատեսված տարաներով:

ՄԱՍԵՐ (Նկար I):

1. Չիմնական միավոր x 1; 2. Սիլիկոնե դիֆրագա x 2; 3. Կաթի շիշ x 1; 4. Կրծքի ճշգրտման ճարմանակ x 1; 5. Սիլիկոնե փական x 2; 6. Կնիքներ x 2; 7. Կապիչ x 1; 8. Կաթով շշի կափարիչ x 1; 9. USB աղապտրող x 1; 10. USB լիցքավորման մալուխ x 1; 11. Սիլիկոնե նեոդի 16մմ x 1; 12. Սիլիկոնե կրծքի փահան x 3 (18 մմ x 1; 20 մմ x 1; 22 մմ x 1):

ՑՈՒՑԱՐՈՒՄ (Նկար II):

1. Ներծծման ավելացում; 2. Խթանման ռեժիմ; 3. Մերման ռեժիմ; 4. Ներծծման մակարդակ; 5. Power/Mode ճշգրտման կոճակ; 6. Մարտկոցի

ցուցիչ; 7. Գումայային ռեժմի; 8. Ներծծման նվազում; 9. Բիոնիկ ռեժմի.

- Էլեկտրաէներգիայի/ռեժմի ճշգրտման կոճակ. սեղմեք 2 վայրկյան՝ կրծքի պոմպը միացնելու կամ անջատելու համար: Հպեք մեկ անգամ՝ ռեժմը փոխելու համար:
- Երբ կրծքի պոմպը միացված է, այն կսկսվի խթանման ռեժիմով: 2 րոպե օգտագործելուց հետո այն ավտոմատ կերպով կփոխվի Pumping ռեժիմով:
- Կրծքի պոմպն ունի ներկառուցված հիշողության ֆունկցիա: Երբ միացված է, մեքենան ինքնաբերաբար մտնում է և վերև անցնում է աշխատանքային ռեժիմին և ներծծման մակարդակին, որը դուք օգտագործել եք նախորդ անգամ:
- Ներծծման մակարդակները՝ խթանման ռեժիմ՝ L1-L9; Մերսման ռեժիմ՝ L1-L9; Գումայային ռեժիմ՝ L1-L9; Բիոնիկ ռեժիմ՝ L1-L9:
- Մարտկոցի ցուցիչ. այն ցույց է տալիս մարտկոցի մնացած տոկոսը; խնդրում ենք լիցքավորել, երբ մարտկոցը սպառվում է:
- Կրծքի պոմպն ավտոմատ կերպով կդադարի աշխատել 30 րոպե աշխատելուց հետո:

**ՕՏԱԳՈՐԾՆԱԼ ՑՈՒՅՈՒՄ,
Մաքրում և ախտահանում (Նկար III).**

Հիմնական սաքրը, USB մալուխը և արգապտերը մաքրման և ախտահանման կարիք չունեն, բաժնի որ չեն շփվում կրծքի կաթի հետ: Ամբերք և այլ ախտահանեք կրծքի պոմպի մյուս մասերը առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ:

- Մի տաքացրեք կամ մանրէազերծեք միկրոպլազմային վառարանում:
- Օգտագործելուց առաջ և հետո, խնդրում ենք մաքրել և ախտահանել կրծքի կաթի հետ շփվող մասերը:
- Զգուշացրվում էրեք մի դրեք հիմնական սաքրը, USB մալուխը կամ արգապտերը ջրի մեջ, աման վիացող մեքենայի կամ ախտահանիչի մեջ, բաժնի որ դրա մշտական վնաս է հասցնում այդ մասերին:**
- Ամբողջությամբ ապամոնտաժեք կրծքի պոմպը, ինչպես ցույց է տրված Նկար III-ում:
- Նախքան առաջին օգտագործումը 5 րոպե ախտահանեք բոլոր մասերը, բացառությամբ հիմնական սաքրի, USB մալուխի և արգապտերի: Սա ապահովում է հիգիենան:

- Չզույգ եղեք փակնող հեռացնելու և մաքրելիս: Եթե այն կտրվի, ձեր կրծքի պոմպը ճիշտ չի աշխատի:
- Չզուշորեն մաքրեք ամեն հաջորդ օգտագործումից առաջ՝ հիգիենան ապահովելու համար:
- Լվացեք բոլոր մասերը, բացառությամբ հիմնական սաքրի, USB մալուխի և արգապտերների տաք ջրով և Նուրբ վիացող միջոցներով:
- Յուրաքանչյուր վիացումից հետո միշտ մանրակրկիտ ողողեք բոլոր մասերը, բացի հիմնական սաքրից, USB մալուխից և արգապտերից:
- Մանրակրկիտ լվացեք և ողողեք բոլոր մասերը, բացառությամբ հիմնական սաքրի, USB մալուխի և արգապտերի մաքրող ջրով, ներառյալ այն համրվածները, որոնք ինտարվոր է տեսնանելի չլինեն, բայց որոնց միջով կարան է անցնել կաթի մնացորդները հեռացնելու համար:
- Բոլոր մասերը, բացի հիմնական սաքրից, USB մալուխից և արգապտերից, կարող են ստերիլիզացվել մինչև 10 րոպե գոլորշու ստերիլիզատորում, որը նախատեսված է կերակրող մայրերի և մանկական ապրանքների համար:
- Մի դրեք աման վիացող մեքենայի մեջ:
- Մի դրեք միկրոպլազմային վառարանում: Մի տաքացրեք արտադրանքը ավանդական ջեռոցներում, տաք փախների վրա կամ բաց կրակի վրա:
- Խուսափեք սուր կամ հղկու կյուճերի օգտագործումից, բաժնի որ դա կարող է վնասել արտադրանքը:
- Մի մաքրեք կամ թույլ չի տուլեք, որ արտադրանքը շփվի լուծիչների կամ ագրեսիվ քիմիկալային կյուճերի հետ: Սա կարող է վնասել արտադրանքը:
- Ազրանքը մաքրելուց հետո բոլոր մասերը մանրակրկիտ չորացրեք և պահեք մաքուր և չոր տեղում, առանց արևի ուղիղ ճառագայթների և ջերմության աղբյուրներից հեռու:
- Նշում. Անպայման մաքրեք և ախտահանեք կրծքի պոմպի հարպատասխան մասերը: Մաքուր մասերի վրա աշխատելուց առաջ լավ լվացեք ձեռքերը:
- Չզուշացում. Չզույգ եղեք, բաժնի որ մաքրված մասերը կարող են դեռ տաք լինել: Սկսեք կրծքի պոմպի հավաքումը միայն այն ժամանակ, երբ մաքրված մասերը սառչում են:
- Նշում. Նորմալ է, եթե մնացորդային հոտ կա: Մաքրեք արտադրանքը հրահանգների համաձայն, այն կարող է արդյունավետորեն նվազեցնել կամ վերացնել հոտը:

Երբ վնասվել է ախտահանել (Նկար IV).

- Առաջին օգտագործումից առաջ վնասվել է ախտահանել կրծքի պաշտպանիչի և ներդիր (I-11; I-12); կրծքի պոմպի հավաքածու (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8):
- Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ և հետո վնասվել է կրծքի վահանը և ներդիրը (I-11; I-12); կրծքի պոմպի հավաքածու (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)
- Օրական մեկ անգամ ախտահանել կրծքի վահանը և ներդիրը (I-11; I-12); կրծքի պոմպի հավաքածու (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8):

Գորացնել բոլոր մասերը վանախուց կամ ախտահանելուց հետո: Լվացեք ձեր ձեռքերը և հավաքեք ամբողջ կրծքի պոմպը ըստ IV Նկարի:

**Մարտկոցի շահագործում.
ՉՅՈՒՆԱՑՈՒՄ.**

Առաջին օգտագործումից առաջ մարտկոցը լիովին լիցքավորել 2 ժամ անխափան: Գումայա միացնելուց հետո Էկրանին մարտկոցի ցուցիչի պատկերակը ցույց կտա մարտկոցի մնացած ժամկետը, մինչև մարտկոցը սպառվի: Երբ մարտկոցը սպառվում է, մարտկոցի ցուցիչի

պատկերակց կկսի թարթել: Երբ մարտկոցը լիովին լիցքագործի, ցուցիչ կցուցադրի մարտկոցի լիով պատկերակց: Ուշադրություն. մարտկոցը չի կարող լիցքավորվել 24 ժաման ընթացքում:



- Asnjëherë mos e ngrohni qumështin duke e zier ose duke përdorur mikrovollën.

Գումպի հավաքում (Նկար IV):

Կարևոր է.

1. Նախքան պրմանը հավաքելը, համոզվեք, որ բոլոր մասերը, բացառությամբ հիմնական սարքի, USB մալուխի և ադապտերի, մաքրված և ստերիլիզացված են:
2. Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ ստուգեք կրծքի պրմայի հանդերձանի բաղադրիչները մաշվածության կամ վնասվածության համար: Անհրաժեշտության դեպքում փոխարինեք:
3. Օգտագործելուց առաջ միշտ ստուգեք բոլոր մասերը մաքրության համար:
4. Կրծքագեղձի պրմայի վնասումը կանխելու համար օգտագործելուց առաջ բոլոր բաղադրիչները պետք է ամբողջությամբ չորանան:
1. Լկացեք ձեր ձեռքերը մանրակրկիտ օժանով և ջրով նախապես կրծքի պրմայի, կրծքի պրմայի հավաքածուի և կրծքի դիպեղը:
2. Տեղադրեք փակակնը և կիթիք կապիչի ներքևի մասում, համոզվեք, որ դրանք տեղադրված են ճիշտ ձևով:
3. Տեղադրեք սիլիկոնե դիֆրագմը կապիչի մեջ:
4. Տեղադրեք հավաքված կապիչը հիմնական սարքի մեջ:
5. Տեղադրեք կաթի շիշը հիմնական սարքի մեջ:
6. Տեղադրեք սիլիկոնե վահանը կամ սիլիկոնե ներդիրը:

Երբ կաթ պարանետվի.

Եթե կրծքը կերակրում լավ է ընթանում, խորհուրդ է տրվում (եթե այլ բան չի առաջարկվում ձեր բուժաշխատողի/կրծքով կերակրման խորհրդատուի կողմից) սպասել մինչև ձեր կաթի մատակարարման և կրծքով կերակրման ժամանակացույցը հաստատվի (սովորաբար ծննդաբերությունից անվազան 2-4 շաբաթ հետո), նախքան կկեսեք արտանետով: Բացառություններ.

- Եթե կրծքով կերակրում անմիջապես լավ չընթանա, կանոնավոր կաթնարտադրությունը կարող է օգնել հաստատել և պահպանել ձեր կաթի պաշարը:
- Եթե դուք կաթ եք արտանետում ձեր երեխային հիվանդանոցում տալու համար:
- Եթե ձեր կրծքը լցված է (ցավոտ ևս ուռած), դուք կարող եք մի փոքր բանակրությամբ կաթ արտանդել կերակրելուց առաջ կամ դրանց միջև ընկած ժամանակահատվածում՝ ցավը թեթևացնելու և ձեր երեխային ավելի հեշտ կապելու համար:
- Եթե դուք ունեք ցավոտ կամ ճաքճած պտուկներ, կարող եք ձեր կաթը արտանետել մինչև դրանք ապաքինվեն:
- Եթե դուք բաժանակց եք ձեր երեխայի և գանկլանում եք շարունակել կրծքով կերակրել, երբ վերամիավորվեք, դուք պետք է կանոնավոր կերպով արտանետեք ձեր կաթը, դրայե՛ք իջրակե՛ք ձեր կաթի մատակարարումը: Դուք պետք է գտնեք օրվա լավագույն ժամանակը ձեր կաթը արտանետելու համար, օրինակ՝ ձեր երեխայի առաջին կերակրումից անմիջապես առաջ կամ հետո՝ առավոտյան, երբ ձեր կրծքը լցված է, կամ կերակրվելուց հետո, եթե ձեր երեխան չի դատարկել երկու կուրծքը: Եթե վերադարձել եք աշխատանքի, գուցե կարիք լինի արտահայտվել ընդմիջման ժամանակ: Կրծքագեղձի պրմա օգտագործելը պրակտիկա է պահանջում, և հաջողության հասնելու համար կարող է պահանջվել մի քանի փորձ: Բարեբախտաբար, KikkaBoo էլեկտրական կրծքի պրմաը հեշտ է հավաքվում և օգտագործվում, այնպես որ դուք շուտով կկարծվեք դրա հետ արտահայտվելու:

Օգտագործելով պրմաը (Նկար V):

1. Լկացեք ձեր ձեռքերը մանրակրկիտ և համոզվեք, որ ձեր կուրծքը մաքուր է:
2. Բթամատով և ցուցամատով կրծքի վահանը պահեք կրծքի վրա: Աջակցեք ձեր կրծքին ձեր ձեռքի ակոխ: Տեղադրեք ձեր խուլը հավաքված սիլիկոնե վահանի/ներդիրի կենտրոնում: Լրբոքն սեղմել պրմաը ձեր կրծքին: Դանդաղեք, որ ձեր խուլը ճիշտ տեղավորվում է:
3. Տեղադրեք ձեր կերակրող կրծքավը պրմայի վերևում:
4. Միացրեք կրծքի պրմաը՝ սեղմելով հոսանքի կոնակը և ըստրեք ձեր նախնորսած ռեժիմը:
5. Գտեք հարմարագույն դիրք: Դանդաղեք, որ չպառկեք կամ պատկեք:

- Կրծքագեղձի պրմաը ավտոմատ կերպով միանում է սինուկյացիոն ռեժիմում: Դուք կարող եք փոխել խթանման ռեժիմի մակարդակը՝ օգտագործելով «+» և «-» կոնվանտեր: Երկու ռոպե անց այլ ավտոմատ կերպով կանցնի պրմայի ռեժիմին: Եթե ձեր կաթը սկսում է հոսել երկու կրծքի առաջ, սեղմեք ռեժիմի փոփոխման կոնվանտը՝ ձեռքով անցնելու պրմայի ռեժիմին:
- Երբ դուք գտնվում եք պրմայի ռեժիմում, բարձրացրեք ներծնման մակարդակը՝ օգտագործելով «+» կոնվանտ, մինչև որ մղումը մի փոքր անհամարձակ (ոչ ցավոտ) օգա, այնուհետև մի փոքր իջեցրե՛ք՝ օգտագործելով «-» կոնվանտ: Լշում. խթանումը և մերմանը ռեժիմը արագ ծծող պրմայի ուղիղն են, որոնք նպաստում և խթանել կաթի հոսքը: Դրանպային ռեժիմը ծծման ավելի դանդաղ ուղիք է՝ կաթի նորքը և արդյունավետ հեռացման համար, երբ կրծքը վակու է հոսել:
- Երբ կաթի հոսքը դադարում է, կարող եք անցնել բիոնիկ ռեժիմին: Այն նպատակ ունի հրահեղ ևս մեկ անհանգստություն՝ համատեղելով արագ

և դանդաղ մղման ուղիները:

Ուշադրություն. Միշտ մի օգտագործեք յուրաքանչյուր ռեժիմի առավելագույն մակարդակը, պարզապես ընտրե՛ք ձեզ համար առավել հարմարակեր մակարդակը: Կախված ձեր անձնական հարմարավետությունից, դուք կարող եք օգտագործել ավելի բարձր ներծծման մակարդակ

ապահովում և ավելի խորը ներծծում: Դուք միշտ կարող եք վերադառնալ ներծծման ավելի ցածր մակարդակի:

Նշում. Մի անխնայեցե՛ք, եթե ձեր կաթը անմիջապես չի հոսում: Հանգստացե՛ք և շարունակե՛ք մինչ: Կաթը շուտով կհոսի, նույնիսկ եթե դուք յօգտագործեք ամբողջ ներծծող հզորությունը, որը կարող է ստեղծել պոմպ: Մտաշին մի քանի րոպեով, երբ դուք օգտագործում եք կոթքի պոմպը, կարող է անհրաժեշտ լինել օգտագործել ավելի բարձր ներծծման ռեժիմ՝ ձեր կաթը հոսելու համար:

2գուշացում. Մի մոթե՛ք ավելի քան 5 րոպե առանց ընդհատումների: Եթե դեռ կաթի հոսք չկա, փորձե՛ք արտասնել օրվա այլ ժամին:

• Երբ ավարտեք արտահայտվումը, անջատե՛ք կոթքի պոմպը՝ սեղմելով միացման կոճակը 2 վայրկյան:

Արտահայտությունից հետո կաթը հավաքելու համար.

6. Հանե՛ք պոմպը ձեր կերակրող կոնկալից:

7. Սեղմե՛ք սաթի մեջուցեղի կոճակը՝ կաթի շիշը բաց թողնելու համար:

8. Կրծքի կաթը ցնել կերակրման սրվակի մեջ նշված ուղղությամբ, ինչպես ցույց է տրված նկար V-8-ում:

• Եթե ցանկանում եք պահել կոթքի կաթը, գզուշորեն տեղափոխե՛ք այն արտահանված տարայի կամ նախապես ստերիլիզացված կաթի պահպանման պարիի մեջ: Պահպանման պայմանների համար տե՛ս «Կրծքի կաթի պահպանում» բաժնիը:

• Ապամոտանձե՛ք և մաքրե՛ք մյուս մասերը՝ համաձայն Մաքրում և արտահանում բաժնի հրահանգների:

Կրծքի կաթի պահպանում.

2գուշացում. Միշտ պահե՛ք սառնարանում կամ անմիջապես սառեցրե՛ք բաժնի կաթը: Պահպանե՛ք միայն կոթքի կաթը, որը հավաքված է մաքրված և արտահանված պոմպով՝ հիգիենան պահպանելու համար: Կրծքի կաթը միշտ պահե՛ք արտահանված տարաներում կամ շշերում, որոնք տեղադրված են արտահանված պոմպով օղակով և կլեման սկավառակով կամ նախապես ստերիլիզացված կաթի պահեստավորման պարկերում: Մի ցրե՛ք տարաները, շշերը կամ կաթի պարկերը ամբողջությամբ: Մի քիչ տեղ թողե՛ք, քանի որ սառեցման ժամանակ կաթի ծավալը մեծանում է:

• Տարաների, շշերի կամ կաթի տարակների վրա միշտ հստակ նշե՛ք արտահայտման ամսաթիվը և ժամը:

• Նախապես միշտ օգտագործե՛ք ավելի հին կոթքի կաթը:

• Կրծքի կաթի սննդային պարունակությունը պահպանելու համար հայեցնել սառնարանի խցիկում կամ հոսող ջրի տակ՝ առանց տարայի, սրվակի կամ պարկի բացման: Պահված կաթը կարելի է ամբողջ գիշեր հայեցնել սառնարանում, այնուհետև աստիճանաբար տաքացնել տաք կամ տաք ջրի մեջ:

• Թափախարել հայեցրած կաթը, որպեսզի խառնվեն ճարպի մասնիկները և մնացած կաթի բաղադրիչները: Հալած կաթը կարելի է օգտագործել 24 ժամ, եթե այլ պահվում է սառնարանում:

• Երբեք մի՛ սառեցրեք հալած կաթը:

• Երբեք մի համադրե՛ք թափմ բաժնի և հալած կաթը:

• Երբեք մի տաքացրե՛ք կաթը եռացնելով կամ միկրոալիքային վառարանով:

• Միշտ ստուգե՛ք սննդի ջերմաստիճանը կերակրելուց առաջ:

• Մնացած կաթը դե՛ն նետե՛ք:

Ձալմ արտազաված կրծքի կաթի պահպանման ուղեցույցներ (առողջ ժամկետային երեխաների համար)

• Սենյակի ջերմաստիճանը մինչև 25°C, մինչև 4 ժամ:

• Սառեցված սառույցի պարկերով հովացուցիչ -15°C-ից 4°C, մինչև 24 ժամ:

• Սառնարան 4°C, մինչև 3 օր:

• Սառնարան -18°C-ից -20°C, մինչև 6 ամիս:

Հալած կրծքի կաթի պահպանման ուղեցույցներ (առողջ ժամկետային երեխաների համար)

• Սենյակի ջերմաստիճանը մինչև 25°C, մինչև 2 ժամ:

• Սառեցված սառցե պարկերով հովացուցիչ -15°C-ից 4°C, մինչև 2 ժամ:

• Սառնարան 4°C, մինչև 24 ժամ:

• Սառցախցիկ ե՛րբեք Մի ՍԱՄՈՍԱՅԵ հալած կրծքի կաթը:

Կրծքի կաթը, որը մնացել է կերակրումից.

Դեռուցրե՛ք մնացած կաթը:

Երեխայի կերակրում.

• Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ ստուգե՛ք կերակրման խուլը և բաշե՛ք կերակրման խուլը բոլոր ուղղություններով: Դե՛ն նետե՛ք վնասի կամ թուլության առաջին նշանների դեպքում:

• Երբեք մի թափախե՛ք իրզը բացող կլաբերի կամ դեղորայքի մեջ, ձեր երեխայի մոտ կարող է կարիես առաջանալ:

• Մի՛ դրե՛ք միկրոալիքային վառարանում: Մի տաքացրե՛ք արտադրանքը ավանդական ջեռոցներում կամ տաք փսեների կամ բաց կրակի վրա:

Չեր երեխայի անվտանգության և առողջության համար ՉՊԻԵՍՈՒՄԻ
 Գերուկների շարունակական և երկարատև ծնունդ կհանգեցնի կարիեսի:

Միշտ ստուգեք սննդի ջերմաստիճանը կերակրելուց առաջ:

Դեռ նետեք վնասի կամ թուլության առաջին նշանների դեպքում:

Չօգտագործվող բաղադրիչները պահեք երեխաների համար անհասանելի վայրում:

Երեք մի կապեք լարերին, ժապավեններին, ժանյակներին կամ հագուստի ազատ մասերին: Երեխային կարող են խեղդել:

Միշտ օգտագործեք այս ապրանքը մեծահասակների հսկողության ներքո:

Երեք մի օգտագործեք կերակրման ծծակները որպես հանգստացող միջոց:
 Փոքր երեխաների ստամոքի բայթալում կարող է առաջանալ Լոլյանիկ այն դեպքում, երբ օգտագործվում են ոչ բացուցակած հեղուկներ: Դա կարող է առաջանալ, եթե երեխային թուլատրվի երկար ժամանակ օգտագործել շիշը ցերեկը և հատկապես գիշերը, երբ թեթի հոսքը նվազում է կամ այն օգտագործվում է որպես հանգստացող միջոց:

Դժբախտ պատահարների են տեղի ունեցել, երբ երեխաները մենակ են մնացել խնդրի սաքեպկորմաների հետ՝ երեխայի ընկնելու կամ արտադրանքի ապամոնտաժման պատճառով:

Անադրությունների վերացում.

Խնդիր. Ես գալ եմ զգում կրծքի պոմպ օգտագործելիս:

Լուծում I. Պատճառներից մեկը կարող է լինել վակուումի չափազանց բարձր մակարդակը: Միզուցեք ձեզ հարկավոր չէ կրծքի պոմպի ամբողջական վակուումային հզորությունը: Սկզբում օգտագործեք խթանման կամ մերսման ռեժիմը: Եթե դեռ ցավ եք զգում, դադարեցրեք կրծքի պոմպի օգտագործումը և խորհրդատուի հետ: Եթե պոմպը հեշտությանյալ չի հեռանում կրծքից, կարող է անկարգաբան լինել կոտրել վակուումը՝ մտադր դնելով կրծքի և սիլիկոնե վահանի միջև:

Լուծում 2. առաջ սրբիչով տաք կոմպրես թեքե կրծքի և մի փոքր ներքև ժեստով մերսե մոտ 5 րոպե, այնուհետև Լորից փորձեք մղել: Եթե դեռ ցավ եք զգում, դադարեցրեք կրծքի պոմպի օգտագործումը և խորհրդատուցեք ձեռ կրծքով կերակրման խորհրդատուի հետ:

Խնդիր. Կրծքի պոմպը չի աշխատում:

Լուծում. Խնդրում են նաև ստուգեք՝ արդյոք ճիշտ եք հավաքել կրծքի պոմպը: Միջամտությունը կանխելու համար այլ էլեկտրական սաքեպկորումները, ինչպիսիք են բջջային հեռախոսը կամ Լոուպոլեթը, հեռու պահեք կրծքի պոմպից՝ արտաբերելիս: Ստուգեք մարտկոցը և անկարգաբանության դեպքում միջավորեք այն:

Խնդիր. Ես ոչ մի ներծծում չեմ զգում:

Լուծում. Ստուգեք՝ արդյոք կրծքի պոմպի բոլոր միացումներն ապահով են: Ապամոնտաժեք և հավաքեք պոմպը (Նկար III; Նկար IV): Չեր կրծքի պոմպը հավաքելիս համոզվեք, որ բոլոր կոտրերը մաքուր են և վնասված չեն: Քամելիս համոզվեք, որ կրծքի վահանն ամբողջությամբ փակված է ձեր կրծքի շուրջը:

Խնդիր. Կա կաթի արտադրություն:

Լուծում. Անջատեք կրծքի պոմպը: Ապամոնտաժեք կրծքի պոմպը: Կրծքագեղձի պոմպը սրբելու համար օգտագործեք խոնավ (ոչ թաց) շոր: Մաքրեք այլ բաղադրիչները ըստ մաքրման և օգտահամեման բաժնի: Երբ բոլոր բաղադրիչները չորանան, Լորից հավաքեք (Նկ. IV):

Օգտագործման և պահպանման պայմաններ.

Կրծքի պոմպը հեռու պահեք արևի ուժից ճառագայթներից, բակի որ երկարատև ազդեցությունը կարող է զուստաբափվել: Կրծքի պոմպը և դրա պարագաները պահեք սպաիհով, մաքուր և չոր տեղում, առանց արևի ուժից ճառագայթների և ջերմության արդյունքներից հեռու: Եթե սաքը պահվել է տաք կամ սառը միջավայրում, նախքան այն օգտագործելը, տեղադրեք այն օգտագործման միջավայրում, որպեսզի այն հասնի օգտագործման պայմաններին համապատասխան ջերմաստիճանի (10°C - 30°C):

Տեխնիկական ընտրագործ.

Մոդել՝ կրելու կրծքի պոմպ Winnie 31304010038

Պոմպային հզորությունը՝ 165-240/mmHg; Խթանման հզորությունը՝ 90-165/mmHg

Ալոմոլը սահմանափակ է՝ <50db;

Ֆիքաված ժամանակ՝ 30 րոպե; Օգտագործման ժամանակը՝ 2,5 ժամ;

Լիթիումի մարտկոց՝ 3.7V, 1500mAh Li-ion; Լիցքավորման ժամանակը՝ 3 ժամ;

Պաշտպանություն էլեկտրական ցնցումներից. II դաս;

Էլեկտրաէներգիա՝ 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Շահագործման շրջակա միջավայրի պայմանները՝ ջերմաստիճանը 5-40°C, հարաբերական խոնավությունը 10-90%, մթնոլորտային ճնշում՝ 50kPa~106kPa;

Պահպանման շրջակա միջավայրի պայմանները՝ ջերմաստիճանը 5-40°C, հարաբերական խոնավությունը 10-90%, մթնոլորտային ճնշում՝ 50kPa~106kPa;

Արագաորների մուտքը՝ 110-240V 50~60Hz, ելք՝ 5V 1A 3.0W;

Տարողությունը 140 մլ;

Չափաը՝ 10.5x5x12.7սմ, թաշը՝ 234գ;

Համապատասխանում է EN 55014, EN 55032, EN 61000, RoHS հրահանգ, կանոնակարգ (ԵՄ) 2020/1245: Արտադրված է Kika Group Ltd. Արտադրված է Չինաստանում:

ENNE KASUTAMIST LUGEGE KÄESOLEVA KASUTUSJUHEND HOOLIKAS JA SALVESTA EDASISEKS KASUTAMISEKS.

TOOTE OMADUSED:

Elektriline rinnapump: uendusliku kantava disainiga, ilma väliste nõõride ja torudeta. Mõeldud liikelvetele emadele. See on nii mugav, et saate seda kanda imetamisrinnahoidja sees. Vaikne ja kerge. Suure 1500 mAh laetava liitiumakuga saab täislaetud akut kasutada 2 tundi. Tagasivooluvastane kaitses, mis takistab rinnapiima tagasivoolu pumba poole, hoiab ära saastumise ja hoiab piima värsket. Nutikas ekraan, millel on mälu funktsioon. Vastake erinevatele vajadustele nelja režiimiga: stimulatsioon, massaaž, pumpamine, biooniline režiim 9-tasemelise intensiivsuse reguleerimisega. Pehmed silikoonist rinnakaitsesid – 18, 20 ja 22mm. Silikoonist sisetükk 16mm. Piimapudel 140ml. Valmistatud ohutustest toidukvaliteediga materjalidest.

OHUTUSTEAVE:

Mõeldud kasutamiseks:

Rinnapump on mõeldud imetava naise rinnast piima väljapressimiseks ja kogumiseks. Rinnapumba kasutamise eelduseks on ummistumata piimakanalid. Mõnel värskel emal näib olevat ummistunud piimakanalid, mille põhjuseks on kaasasündinud rinnanibude depressioon või ebapiisav piim. Enne rinnapumba kasutamist on vaja läbida professionaalne rindade kontroll, et veenduda, et piimajuhad pole ummistunud ja imetamine on hästi kindlaks tehtud. Rinnapump EI OLE ette nähtud esimese laktatsiooni esilekutsumiseks. Rinnapump on mõeldud ühele kasutajale!

HOIATUS! Ärge kunagi kasutage rinnapumpa, kui olete rase, kuna pumpamine võib põhjustada sünnitust.

Ärge kunagi kasutage rinnapumpa muudel eesmärkidel, välja arvatud selles juhendis loetletud.

Hoiatused lämbumise, kägistamise ja vigastuste vältimiseks:

• Ärge lubage lastel ega lemmikloomadel seadme, adapteri või tarvikutega mängida.

• Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.

• Ärge jätke rinnapumpa laadimise ajal järelevalveta.

• Hoida lastele kättesaamatus kohas.

• See rinnapump ei ole mõeldud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, sensoorseste või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmiste puudumisega naistele. Sellised naised võivad seda rinnapumpa kasutada ainult juhul, kui neid jälgib või kui nad on saanud toote kasutamise kohta nõuetekohaseid juhiseid nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.

Hoiatused elektrilöögi ja põletuste vältimiseks:

• Kontrollige rinnapumpa, sealhulgas adapterit, enne iga kasutamist kahjustuste suhtes. Ärge kasutage rinnapumpa, kui adapter või kaabel on kahjustatud, kui see ei tööta korralikult või kui see on maha kukkunud või vette sukeldatud.

• Kasutage ainult ettenähtud pinget ja soovitatud USB-adapterit, et vältida adapteri ülekuumenemist, kahjustusi või rikkeid.

• Ärge puudutage USB-adapterit ja rinnapumpa äikes ajal.

• Ärge asetage rinnapumpa/USB-adapterit otseste päikesvalguse või vihma kätte, küttekehade või muude kuumade seadmete lähedusse, kohtadesse, kus on väga kõrge või madal temperatuur, kõrge õhuniiskuse või tolmu koht.

• Ärge asetage kaablile või adapterile raskeid esemeid ega kahjustage neid. Ärge painutage ega tõmmake USB-kaablit jõuga. Hoidke alati USB-adapterit, kui ühendate vooluvõrgust lahti. Veenduge, et pistik oleks täielikult pistikupessa ühendatud. Ärge kasutage lahtist pistikupessa.

• Ärge laske rinnapumbal/USB-adapteril/kaabli/akul märjaks saada. Ärge võtke rinnapumpa/USB-adapterit/akut lahti ega muutke seda.

• Ühendage lahti USB-adapter ja lõpetage rinnapumba kasutamine, kui märkate selle kasutamise või ladustamise ajal ebatavalist lõhna, kuumust, värvimuutust, deformatsiooni või midagi ebatavalist.

Hoiatused mürgistuse ja saastumise vältimiseks ning hügieeni tagamiseks:

• Hügieenilistel põhjustel on rinnapump ette nähtud korduvaks kasutamiseks ühe kasutaja poolt.

• Enne iga kasutamist puhastage, loputage ja desinfitseerige kõik osad, välja arvatud põhiseade, USB-kaabel ja pumba adapter.

• Säilitage ainult puhastatud ja desinfitseeritud pumbaga kogutud rinnapiima.

• Ärge kasutage rinnapumpa, kui silikoonmembraan näib olevat kahjustatud või katki.

• Ärge kasutage rinnapumba osade puhastamisel antibakteriaalseid või abrasiivseid puhastusvahendeid.

Hoiatused rindade ja nibude probleemide ja valu vältimiseks:

• Enne iga kasutamist kontrollige rinnapumba kahjustuste suhtes. Ärge kasutage rinnapumpa, kui see ei tööta korralikult.

• Ärge püüdke pumba korpus rinnast eemaldada, kui olete vaakumi all. Lülitage seade välja ja purustage sõrmega tihend rinna ja pumbelehtri vahel. Seejärel eemaldage pump rinnast.

- Ärge kunagi kasutage rinnapumpa, kui olete unine või uimane, et vältida kasutamise ajal tähelepanu puudumist.
- Lülitage rinnapump alati välja, enne kui eemaldate vaakumi vabastamiseks pumba korpuse rinnast.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate tarvikuid või osi või neid, mida tootja ei ole spetsiaalselt soovitanud. See võib põhjustada seadme ebaõiget tööd ja mõjutada elektromagnetilist ühilduvust (EMC). Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, kaotab teie garantii kehtivuse.
- Ärge jätke pumpannist korraga üle viie minuti, kui teil ei õnnestu piima välja tõmmata. Proovige väljendada muul ajal päeva jooksul.
- Kui protsess muutub väga ebamugavaks või valulikuks, lõpetage pumba kasutamine ja konsulteerige oma imetamisõustajaga.
- Kui tekiv rõhk on ebamugav või valutab, lülitage seade välja, purustage sõrmega rinna ja pumba korpuse vaheline tihend ning eemaldage pump rinnast.
- Ärge kunagi pillake ega sisestage avadesse vööriki.

Ettevaatust kehavigastuste, toote kahjustamise ja talitlushäirete vältimiseks:

- Vältige adapteri, USB-kaabli ja põhiseadme kokkupuudet veega.
- Hoidke adapter ja silikoonosad kuumenend pindades eemal, et vältida nende osade ülekuumenemist ja deformeerumist.
- Ärge kunagi pange põhiseadete ega adapterit vette, nõudepesumasinasse ega desinfitseerimisvahendisse. Kuigi rinnapump vastab kehtivatele elektromagnetilise ühilduvuse direktiividele, võib see siiski olla vastuvõtlik liigsetele emissioonidele ja/või häirida teisi seadmeid. Tagajärjekes võib olla, et rinnapump lülitub välja või läheb vearežiimi. Häirete vältimiseks hoidke muud elektriseadmeid rinnapumbast rinnapumbast eemal (vt "Tehniline teave").
- Rinnapumba põhiseadme sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Ei mingit muudatust varustus on lubatud. Kui teete seda, kaotab teie garantii kehtivuse.
- Ärge kukutage rinnapumpa/USB-adapterit maha ega lööge seda. Ärge vajutage ekraanile.
- Põhiseade, USB-kaabel ja adapter ei vaja puhastamist ja steriliseerimist, kuna need ei puutu kokku rinnapiimaga.
- Ärge kunagi kasutage rinnapumba puhastamiseks alkoholi ega muid orgaanilisi lahusteid.
- Ärge kasutage rinnapumpa ühelgi viisil ega otstarbel, mida selles juhendis pole kirjeldatud. See võib põhjustada õnnetusi või kahjustada rinnapumpa.

HOIATUSED LIITIUMPOLÜMEERPAKUDE KASUTAMISE KOHTA:

- Adapterit võib ühendada AINULT täiskasvanu!
- Ärge painutage, puurige (eriti metallsemetega) ega kahjustage akut muul viisil.
- Laadige akut ainult tootja poolt kaasa antud adapteriga!
- Ärge lubage lühist!
- Hoidke toodet toatemperatuuril!
- Ärge jätke otsest päikesevalgust!
- Ärge kunagi jätke laadivat akut ilma järelevalveta!

Aku võib väärtlemisel plahvatada!

MÄRKUS: akupesusaab põhiseadme sees.

NÕUANNE: laadige aku enne kasutamist täielikult täis, et seda säästa ja eluiga pikendada.

TÄHTS! Aku vahetamiseks võtke ühendust edasimüüja või volitatud teenindusega!

ETTEVAATUST! Kui lõpetate toote kasutamise, ärge visake seda koos tavaliste olmejäätmetega, vaid andke see ametlikku jäätmekogumispunkti. Kahjustatud elektri- ja videoseadmetest, akudest, adapteritest tekkinud jäätmed tuleb utiliseerida eraldi. Nende väljaviskamine olmejäätmete konteineritesse on keelatud.



OSAD (joonis I):

1. Põhiseade x 1; 2. Silikoonmembran x 2; 3. Piimapudel x 1; 4. Rinnahoidja reguleerimise lukk x 1; 5. Silikoonklapp x 2; 6. Tihendid x 2; 7. Linker x 1; 8. Piimapudeli kaas x 1; 9. USB-adapter x 1; 10. USB laadimiskaabel x 1; 11. Silikoonist vahetükk 16mm x 1; 12. Silikoonist rinnakaitse x 3 (18mm x 1; 20mm x 1; 22mm x 1).

EKRAAN (joonis II):

1. Imemise suurenemine; 2. Stimulatsioonirežiim; 3. Massaažirežiim; 4. Imemistase; 5. Toite/režiimi reguleerimise nupp; 6. Aku indikaator; 7. Pumpamisrežiim; 8. Imemise vähenemine; 9. Biooniline režiim.

- Toite/režiimi reguleerimise nupp: vajutage 2 sekundit rinnapumba sisse- või väljalülitamiseks. Režiimi muutmiseks puudutage üks kord.
- Kui rinnapump on sisse lülitatud, käivitub see stimulatsioonirežiimis. Pärast 2-minutilise kasutamist lülitub see automaatselt pumpamisrežiimile.
- Rinnapumbal on sisseehitatud mälu funktsioon. Sisselülitamisel lülitub masin automaatselt sisse ja üles töörežiimile ja imemistasele, mida viimati kasutasite.
- Imemistasete: Stimulatsioonirežiim: L1-L9; Massaažirežiim: L1-L9; Pumpamisrežiim: L1-L9; Biooniline režiim: L1-L9.

- Aku indikaator: see näitab ülejäänud aku protsenti; palun laadige, kui aku on tühi.
- Rinnapump lakkab automaatselt töötamast pärast 30 minutit töötamist.

KASUTUSJUHEND:

Puhastamine ja desinfitseerimine (joonis III):

Põhiseade, USB-kaabel ja adapter ei vaja puhastamist ja desinfitseerimist, kuna need ei puutu kokku rinnapiimaga. Puhastage ja desinfitseerige kõik muud rinnapumba osad enne esimest kasutamist.

- Ärge kuumutage ega steriliseerige mikrolaineahjus.
 - Enne ja pärast kasutamist puhastage ja desinfitseerige rinnapiimaga kokkupuutuvad osad.
- Ettevaatus!** Ärge kunagi pange põhiseadet, USB-kaablit ega adapterit vette, nõudepesumasinas ega desinfitseerimisvahendisse, kuna see kahjustab neid osi püsivalt.
- Võtke rinnapump täielikult lahti, nagu näidatud joonisel III.
 - Enne esmakordset kasutamist desinfitseerige keevas vees 5 minuti jooksul kõik osad, välja arvatud põhiseade, USB-kaabel ja adapter. See tagab hügieeni.
 - Olge klapi eemaldamisel ja puhastamisel ettevaatlik. Kui see puruneb, ei tööta teie rinnapump korralikult a.
 - Hügieeni tagamiseks puhastage hoolikalt enne iga järgnevat kasutamist.
 - Peske kõiki osi, välja arvatud põhiseade, USB-kaabel ja adapter, sooja vee ja õrna pesuvahendiga.
 - Loputage alati pärast iga pesu hoolikalt kõiki osi peale põhiseadme, USB-kaabli ja adapteri.
 - Piimajääkide eemaldamiseks peske hoolikalt ja loputage puhta veega kõik osad, välja arvatud põhiseade, USB-kaabel ja adapter, sealhulgas kohad, mis ei pruugi olla nähtavad, kuid millest piim on läbi käinud.
 - Kõiki osi, välja arvatud põhiseade, USB-kaabel ja adapter, saab imetavatele emadele ja beebitoodetele mõeldud auerustilisaatoris steriliseerida kuni 10 minutit.
 - Ärge pange nõudepesumasinasse.
 - Ärge pange mikrolaineahju. Ärge kuumutage toodet traditsioonilistes ahjudes, kuumutusplaatidel ega lahtise tulega.
 - Vältige teravate või abrasiivsete materjalide kasutamist, kuna see võib toodet kahjustada.
 - Ärge puhastage toodet ega laske sellel kokku puutuda lahustite või agressiivsete kemikaalidega. See võib toodet kahjustada.
 - Pärast toote puhastamist kuivatage kõik osad põhjalikult ning hoidke puhtas ja kuivas kohas ilma otse päikesevalguseta ning eemal soojusallikatest.
- Märkus. Puhastage ja desinfitseerige kindlasti rinnapumba vastavad osad. Enne puhaste osadega töötamist peske käed hoolikalt!
- Hoiatus!** Olge ettevaatlik, kuna puhastatud osad võivad veel kuumad olla. Alustage rinnapumba kokkupanekut alles siis, kui puhastatud osad on maha jahtunud.
- Märkus: see on normaalne, kui esineb järelejäänud lõhn. Puhastage toodet vastavalt juhistele, see võib aidata tühustalt lõhna vähendada või kõrvaldada.

Millal pesta ja desinfitseerida (joonis I):

- Enne esmakordset kasutamist peske ja desinfitseerige: rinnakaitse ja vahetükk (I-11; I-12); rinnapumba komplekt (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).
 - Enne ja pärast iga kasutamist peske: rinnakaitse ja vahetükk (I-11; I-12); rinnapumba komplekt (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)
 - Kord päevas desinfitseerige: rinnakaitse ja sisetükk (I-11; I-12); rinnapumba komplekt (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).
- Pärast pesemist või desinfitseerimist kuivatage kõik osad. Peske käed ja pange komplekt rinnapump kokku vastavalt joonisele IV.

AKU TÖÖTAMINE:

Hoiatus! Enne esmakordset kasutamist laadige akut täielikult 2 tundi katkestusteta! Kui pump on sisse lülitatud, näitab aku indikaatori ikoon ekraanil aku järelejäänud tööiga kuni aku tühenemiseni. Kui aku on tühi, hakkab aku indikaatori ikoon vilkuma. Kui aku on täielikult laetud, kuvab indikaator täis aku ikooni. Tähelepanu: akut ei saa laadida üle 24 tunni.

Pumba kokkupanek (joonis IV):

- Tähtis:**
- Enne pumba kokkupanemist veenduge, et kõik osad, välja arvatud põhiseade, USB-kaabel ja adapter, on puhastatud ja steriliseeritud.
 - Kontrollige rinnapumba komplekti komponente enne iga kasutamist kulumise või kahjustuste suhtes. Vajadusel vahetage välja.
 - Enne kasutamist kontrollige alati kõigi osade puhtust.
 - Rinnapumba kahjustamise vältimiseks peavad kõik komponendid enne kasutamist täielikult kuivama.
1. Enne rinnapumba, rinnapumbakomplekti ja rinna puudutamist peske käed põhjalikult seebi ja veega.
 2. Paigaldage klapp ja tihend linkeri põhja, veenduge, et need on õigesti paigaldatud.
 3. Paigaldage silikoonmembran linkerisse.
 4. Asetage kokkupandud linker põhiseadme.

- Sisestage piimapudel põhisedmesse.
- Paigaldage silikoonkilp või silikoonist sisestus.

Millal piima välja pressida:

Kui imetamine sujub hästi, on soovitatav (kui teie teravhoiutöötaja/imetamisnõustaja ei ole teisiti soovitanud) enne rinnaga toitmise alustamist oodata, kuni teie piimavarustus ja rinnaga toitmise ajakava on paika pandud (tavaliselt vähemalt 2–4 nädalat pärast sünnitust).

Erandid:

- Kui rinnaga toimine kohe hästi ei lähe, võib regulaarne rinnaga toimine aidata luua ja säilitada piimavarusid.
 - Kui te lüpsate piima, et teie laps saaks haiglas.
 - Kui teie rinnad on ummistunud (valulikud või paistes), võite valu leevendamiseks ja lapsel kergemini kinni hoida enne toitmist või nende vahel väikese koguse piima.
 - Kui teil on valulikud või mõranenud nibud, võite soovida oma piima lüpsata, kuni need on paranenud.
 - Kui olete oma lapsest eraldatud ja soovite pärast taasühinemist jätkata rinnaga toitmist, peaksite piimavarude stimuleerimiseks regulaarselt piima välja tõmbama. Peate leidma piima väljutamiseks optimaalsed kellaajad, näiteks vahetult enne või pärast lapse esimest toitmist hommikul, kui teie rinnad on täis, või pärast toitmist, kui teie laps pole mõlemat rinda tühendanud. Kui olete tööle naasnud, peate võib-olla pausi ajal väljendama.
- Rinnapumba kasutamine nõuab harjutamist ja võib kuluda mitu katset, enne kui see õnnestub. Õnneks on KikkaBoo elektrilist rinnapumpa lihtne kokku panna ja kasutada, nii et harjud peagi sellega väljendama.

Pumba kasutamine (joonis V):

1. Peske käed hoolikalt ja veenduge, et teie rinnad on puhtad.
2. Hoidke rinnakaitset põidla ja nimetissõrmega rinnal. Toetage oma rinda peopesaga. Asetage oma nibu kokkupandud silikoonkilbi/sisendi keskele. Vajutage pump õrnalt rinnale. Veenduge, et teie nibu istub korralikult.
3. Asetage rinnahoidja pumba kohale.
4. Lülitage rinnapump sisse, vajutades toitenuppu ja valige soovitud režiim.
5. Leidke mugav asend. Veenduge, et te ei lama ega lama.

- Rinnapump käivitub simulatsioonirežiimi automaatselt. Stimulatsioonirežiimi taset saate muuta, kasutades nuppu "+“ ja “-“. Kahe minuti pärast lülitub see automaatselt pumpamisrežiimile. Kui teie piim hakkab voolama enne kahte minutit, vajutage režiimi muutmise nuppu, et käsitsi pumpamisrežiimile üle minna.
 - Kui olete pumpamisrežiimis, suurendage imemistaset, kasutades nuppu "+“, kuni pumpamine tundub veidi ebamugav (mitte valulik), seejärel vähendage veidi “-“-nupu abil.
- Märkus: stimulatsioon ja massaažirežiim on kiire imemispuba rütmid, mille eesmärk on stimuleerida piima –voolu. Pumpamisrežiim on aeglasem imemisrütm, mis võimaldab piima õrnalt ja tõhusalt eemaldada pärast piima voolamist.
- Kui piimavool peatub, saate lülitada bioonilise režiimile. Selle eesmärk on käivitada veel üks allakäik, kombineerides kiireid ja aeglasid pumpamisrütme.

Tähelepanu: Ärge kasutage alati iga režiimi maksimaalset taset, vaid valige endale kõige mugavam tase. Sõltuvalt teie isiklikust mugavusest võite soovida kasutada kõrgemat imemisastet

tagab sügavam imemise. Alati saate naasta madalamale imemistaselele.

Märkus: Ärge muretsege, kui teie piim ei voola kohe välja. Lõdvestu ja jätka pumpamist. Piim hakkab peagi voolama, isegi kui te ei kasuta ära kogu imemisvõimsust, mida pump suudab luua. Esimestel korradel, kui kasutate rinnapumpa, peate võib-olla kasutama suuremat imemisrežiimi, et piim voolaks.

Hoiauts! Ärge pumpage katkestusteta kauem kui 5 minutit. Kui piima ikka ei voola, proovige piima väljutada mõnel muul kellaajal.

- Kui olete väljendamise lõpetanud, lülitage rinnapump välja, vajutades toitenuppu 2 sekundit.

Piima kogumiseks pärast ekspressiooni:

6. Võtke imetamisrinnahoidja küljest pump välja.
 7. Piimapudeli vabastamiseks vajutage seadme keskel olevat nuppu.
 8. Valige rinnapiim lutipudelisse näidatud suunas, nagu näidatud joonisel V-8.
- Kui soovite rinnapiima säilitada, viige see ettevaatlikult desinfitseeritud anumasse või eelnevalt steriliseeritud piima säilituskotti. Säilitamistingimuste kohta vaadake jaotist Rinnapiima säilitamine.
 - Võtke lahti ja puhastage ülejäänud osad vastavalt jaotises Puhastamine ja desinfitseerimine toodud juhistele.

Rinnapiima säilitamine:

Hoiauts! Alati jahutage või külmutage pressitud piim kohe. Hoidke ainult värsket piima. Hügieeni tagamiseks hoidke ainult puhastatud ja desinfitseeritud pumbaga kogutud rinnapiima. Hoidke rinnapiima alati desinfitseeritud anumates või pudelites, mis on varustatud desinfitseeritud kruvirõnga ja tihenduskettaga, või eelnevalt steriliseeritud piima säilituskottides. **ÄRGE** täitke anumaid, pudeleid ega piimakotte täielikult. Jätke veidi ruumi, kuna külmutamise ajal piima maht suureneb.

- Märgistage anumatele, pudelitele või piimakottidele alati selgelt väljendamine kuupäev ja kellaaeg.
- Kasutage alati esmalt vanemat rinnapiima.
- Rinnapiima toainesisalduse säilitamiseks sulatage seda külmkapis või jooksva kraanivee all ilma anumata, pudelit või kotti avamata. Säilitatud piima võib sulatada üle õõ külmkapis, seejärel soojendada järk-järgult soojemas või kuumas vees.
- Raputage sulatatud piima, et segada rasvaosakesed ja ülejäänud piima koostisosad. Sulatatud piim on kasutatav 24 tundi, kui seda hoida külmkapis.
- Ärge kunagi külmutage sulatatud piima uuesti.
- Ärge kunagi kombineerige värskest pressitud ja sulatatud piima.

- Ärge kunagi soojendage piima keetes ega mikrolaineahjus.
- Enne söömist kontrollige alati toidu temperatuuri.
- Visake järelejäänud piim ära.

Värskest pressitud rinnapiima säilitamise juhised (tervete imikute jaoks)

- Toatemperatuur kuni 25°C, kuni 4 tundi.
- Jahuti külmutatud jääpakkidega -15°C kuni 4°C, kuni 24 tundi.
- Külmkapp 4°C, kuni 3 päeva.
- Sügavkülmik -18°C kuni -20°C, kuni 6 kuud.

Sulatatud rinnapiima säilitamise juhised (tervetele imikutele)

- Toatemperatuur kuni 25°C, kuni 2 tundi.
- Jahuti külmutatud jääpakkidega -15°C kuni 4°C, kuni 2 tundi.
- Külmkapp 4°C, kuni 24 tundi.
- Sügavkülmik **ÄRGE KUNAGI TAAS KÜLMUTAGE** sulatatud rinnapiima.

Toimisest jäänud rinnapiim:

Visake järelejäänud piim ära.

Beebi toitmine:

- Kontrollige söötmissniplil enne iga kasutuskorda ja tõmmake seda igas suunas. Viska ära, kui ilmnevad esimesed kahjustuse või nõrkuse tunnused.
- Ärge kunagi kastke nibu magusate ainetega või ravimite sisse, teie lapsel võib tekkida hambakaariis.
- Ärge kasutage mikrolaineahjus. Ärge kuumutage toodet traditsioonilistes ahjudes, kuumutusplaatidel ega lahtisel tulel.

Teie lapse ohutuse ja tervise huvides HOIATUS!

Pidev ja pikaajaline vedelike imemine põhjustab hammaste lagunemist.

Enne söömist kontrollige alati toidu temperatuuri.

Viska ära, kui ilmnevad esimesed kahjustuse või nõrkuse tunnused.

Hoidke mittekasutatud komponendid lastele kättesaamatus kohas.

Ärge kunagi kinnitage nõõride, paelte, paelte või lahtiste rõivaosade külge. Laps saab kägistada.

Kasutage seda toodet alati täiskasvanu järelevalve all.

Ärge kunagi kasutage nisasid lutina.

Väikelaste hammaste lagunemine võib tekkida isegi siis, kui kasutatakse magustamata vedelikke. See võib juhtuda, kui lapsel on lubatud pudelit kasutada pikka aega päeva jooksul ja eriti öösel, kui süljevool on vähenenud või kui seda kasutatakse lutina.

Õnnetusi on juhtunud siis, kui beebid on jäetud üksi joogivarustusega beebi kukkumise tõttu või kui toode on lahti läinud.

Veaotsing:

Problem: tunnen rinnapumba kasutamisel valu.

Lahendus: 1: Üks põhjusi võib olla liiga kõrge vaakumi tase. Võib-olla pole teil vaja rinnapumba täielikku vaakumvõimsust. Esmalt kasutage stimulatsiooni või massaaži režiimi. Kui tunnete endiselt valu, lõpetage rinnapumba kasutamine ja konsulteerige oma imetamisnõustajaga. Kui pump ei tule kergelt rinnast lahti, võib osutuda vajalikuks

vaakum purustada, asetades sõrm rinna ja silikoonkilbi vahele.

Lahendus 2: kasutage sooja rätikuga sooja kompressi rinnale ja tehke massaaži veidi allapoole suunatud liigutusega umbes 5 minutit, seejärel proovige uuesti pumpamist. Kui tunnete endiselt valu, lõpetage rinnapumba kasutamine ja konsulteerige oma imetamisnõustajaga.

Probleem: rinnapump ei tööta.

Lahendus. Kontrollige esmalt, kas olete rinnapumba õigesti kokku pannud. Häirete vältimiseks hoidke muud elektriseadmed, nagu mobiiltelefon või sülearvuti, rinnapumbast rinnapumbast eemale väljendamise ajal. Kontrollige akut ja vajadusel laadige seda.

Probleem: ma ei tunne imemist.

Lahendus. Kontrollige, kas kõik rinnapumba ühendused on kindlalt kinnitatud. Võtke pump lahti ja pange kokku (joonis III; joonis IV). Rinnapumba kokkupanemisel veenduge, et kõik osad oleksid puhtad ja mitte kahjustatud. Pumpamise ajal veenduge, et rinnakaitse oleks teie rinna ümber täielikult suletud.

Probleem: piima voolab üle.

Lahendus: lülitage rinnapump välja. Võtke rinnapump lahti. Kasutage rinnapumba pühkimiseks niisket (mitte märga) lappi. Puhastage teisi komponente vastavalt puhastamise ja desinfitseerimise jaotisele. Kui kõik komponendid on kuivad, pange need uuesti kokku (joonis IV).

Kasutus- ja säilitustingimused:

Hoidke rinnapumpa otsese päikesevalguse eest, kuna pikaajaline kokkupuude võib põhjustada värvimuutust. Hoidke rinnapumpa ja selle tarvikuid turvalises, puhtas ja kuivas kohas ilma otsese päikesevalguse ja soojusallikatest eemal. Kui seadet on hoitud kuumas või külmas keskkonnas, asetage see enne kasutamist kasutuskeskkonda, et see saavutaks kasutustingimustele vastava temperatuuri (10°C - 30°C).

Tehnilised kirjeldused:

Mudel: kantav rinnapump Winnie 31304010038

Pumpamisvõimsus: 165-240/mmHg; Stimulatsiooni võimsus: 90-165/mmHg

Müra piiratud: <50db;

Fikseeritud aeg: 30 minutit; Kasutusaeg: 2,5 tundi;

Liitiumaku: 3,7 V, 1500 mAh Li-ion; Laadimisaeg: 3 tundi;

Kaitse elektrilöögi eest: II klass;

Toide sisse: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Töökeskkonna tingimused: temperatuur 5-40°C, suhteline õhuniiskus 10-90%, õhurõhk 50kPa~106kPa;

Säilitamise keskkonnatingimused: temperatuur 5-40°C, suhteline õhuniiskus 10-90%, atmosfäärirõhk 50kPa~106kPa;

Adaptieri sisend: 110-240V 50~60Hz, väljund: 5V 1A 3,0W;

Mahutavus 140ml;

Möödud: 10,5x5x12,7cm, kaal 234g.

Vastab EN 55014, EN 55032, EN 61000, RoHS direktiiv, määrus (EL) 2020/1245. Toodetud Kika Group Ltd-le. Valmistatud Hiinas.

PRIEŠ NAUDOJANT ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠI NAUDOTOJIMO INSTRUKCIJĄ IR IŠSAUGOJITE JĄ ATEČIAI NUORODAI.



PREKĖS SAVYBĖS:

Elektrinis krūtis siurblys su naujovišku nešiojamu dizainu, be išorinių laidų ir vamzdelių. Sukurta keliaujančioms mamoms. Tai taip patogus, kad galite jį dėvėti savo maitinančios liemenelės viduje. Tylus ir lengvas. Su didele įkraunama 1500 mAh ličio baterija pilnai įkrauta galima naudoti 2 valandas. Apsauga nuo atgalinio srauto, kad motinos pienas nepatektų atgal į pompą, užteršimas ir pienas būtų šviežias. Išmanusis ekranas su atminties funkcija. Patenkinkite skirtingus poreikius keturiais režimais: stimulavimui, masažo, siurbimo ir bioninio režimo su 9 lygių siurbimo jėgos reguliavimu. Minkšti silikoniniai krūtų skydeliai – 18, 20 ir 22 mm. Silikono įdėklas 16mm. Pieno buteliukas 140ml. Pagaminta iš saugių maistingųjų medžiagų.

SAUGUMO INFORMACIJA:

Paskirtis:

Pientraukis skirtas pienui ištraukti ir paimti iš žindančių moterų krūtų. Norint naudoti pientraukį, būtina, kad pieno latakai nebūtų užsikimšę. Atrodo, kad kai kurioms naujoms motinoms pieno latakai užsikimšę dėl įgimtos spenelių slopinimo arba pieno trūkumo. Prieš naudojant pientraukį, būtina atlikti profesionalų krūtų patikrinimą, kad įsitikintumėte, jog pieno latakai nėra užsikimšę ir žindymo laikotarpis gerai nustatytas. Pientraukis NERA skirtas pirmai laktacijai sukelti. Pientraukis skirtas vienam vartotojui! **ĮSPĖJIMAS!** Niekada nenaudokite pientraukio, kai esate nėščia, nes siurbimas gali sukelti gimdymą. Niekada nenaudokite pientraukio kitiems tikslams, išskyrus nurodytus šiame vadove.

Įspėjimai, kaip išvengti užspringimo, pasmaugimo ir sužalojimų:

- Neleiskite vaikams ar naminiams gyvūneliams žaisti su įrenginiu, adapteriu ar priedais.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Nepalikite pientraukio be priežiūros, kai jis kraunamas.
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šis pientraukis nėra skirtas naudoti moterims, turinčioms susilpnėjusias fizines, jutimo ar protines galimybes arba neturinčioms patirties ir žinių. Tokios moterys gali naudoti šį pientraukį tik tuo atveju, jei jas prižiūri už jų saugą atsakingas asmuo arba jas tinkamai instruktavo dėl gaminio naudojimo.

Įspėjimai, kad išvengtumėte elektros smūgio ir nudegimų:

- Prieš kiekvieną naudojimą apžiūrėkite pientraukį, įskaitant adapterį, ar nėra pažeidimų. Nenaudokite pientraukio, jei pažeistas adapteris ar laidas, jei jis tinkamai neveikia arba buvo numentas ar panardintas į vandenį.
- Naudokite tik nurodytą įtampą ir siūlomą USB adapterį, kad išvengtumėte adapterio perkaitimo, bet kokių pažeidimų ar gedimų.
- Perkūnijos metu nelieskite USB adapterio ir pientraukio.
- Nestatykite pientraukio/USB adapterio į tiesioginius saulės spindulius ar lietu, šalia šildytuvų ar kitų karštų prietaisų, bet kurioje vietoje, kur yra itin aukšta arba žema temperatūra, didelė drėgmė arba dulketos vietos.
- Nedėkite ant sunkių daiktų ir nepažeiskite kabelio ar adapterio. Per jėgą nelenkite ir netraukite USB laido. Atjungdami nuo maitinimo lizdo, visada laikykite USB adapterį. Įsitinkite, kad kištukas iki galo įkištas į maitinimo lizdą. Nenaudokite laisvos išleidimo angos.
- Neleiskite pientraukiui / USB adapteriui / kabeliui / baterijai suslapti. Neadydkite ir nemodifikuokite pientraukio / USB adapterio / baterijos.
- Atjunkite USB adapterį ir nustokite naudoti pientraukį, jei jį naudodami ar laikydami pastebėjote neįprastą kvapą, karštį, spalvos pakitimą, deformaciją ar ką nors neįprastą.

Įspėjimai, siekiant išvengti apsinuodijimo ir užteršimo bei užtikrinti higieną:

- Higienos sumetimais pientraukis skirtas pakartotiniam naudojimui vienam naudotojui.
- Prieš kiekvieną naudojimą išvalykite, išskalaukite ir dezinfekuokite visas dalis, išskyrus pagrindinį įrenginį, USB kabelį ir siurblio adapterį.
- Motinos pieną laikykite tik išvalytu ir dezinfekuotu siurbliu.
- Nenaudokite pientraukio, jei atrodo, kad silikoninė diafragma pažeista arba sulūžusi.
- Valydami pientraukio dalis nenaudokite antibakterinių ar abrazyvinių valymo priemonių.

Įspėjimai, kaip išvengti krūtų ir spenelių problemų bei skausmo:

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar krūtis siurblys nėra pažeistas. Nenaudokite pientraukio, jei jis neveikia tinkamai.
- Nemėginkite išimti pompos korpuso nuo krūties, kai esate vakuume. Išjunkite prietaisą ir pirštu pertraukite sandariklį tarp krūties ir siurblio piltuvo. Tada nuimkite pompą nuo krūties.
- Niekada nenaudokite pientraukio, kai esate mieguistas arba mieguistas, kad išvengtumėte dėmesio stokos naudojimo metu.

- Visada išjunkite pientraukį prieš nuimdami pompos korpuso nu krūtis, kad išsilaisvintumėte vakuume.
- Niekada nenaudokite kitų gamintojų arba tu, kurių gamintojas nerekomenduoja, priedų ar dalių. Tai gali sukelti netinkamą prietaiso veikimą ir turėti įtakos elektromagnetiniam suderinamumui (EMS). Jei naudojate tokius priedus ar dalis, garantija nustoja galioti.
- Nesuirbkite ilgiau nei penkias minutes, jei nepavyksta ištraukti pieno. Pabandykite išreikšti kitu dienos metu.
- Jei procesas tampa labai nemalonus arba skausmingas, nustokite naudoti pompą ir pasikonsultuokite su savo žindymo konsultantu.
- Jei sukuriamas slėgis yra nepatogus arba sukelia skausmą, išjunkite prietaisą, pirštu pertraukite sandariklį tarp krūties ir pompos korpuso ir išimkite siurbli nuo krūties.
- Niekada nemeskite ir neiškisite į angas pašalinį daiktų.

Perspėjimas, kad išvengtumėte sužalojimų, gaminio sugadinimo ir netinkamo veikimo:

- Saugokite, kad adapteris, USB laidas ir pagrindinis įrenginys nesilieštų su vandeniu.
- Adapterį ir silikonines dalis laikykite toliau nuo įkaitusių paviršių, kad išvengtumėte šių dalių perkaitimo ir deformacijos.
- Niekada nedėkite pagrindinio įrenginio arba adapterio į vandenį, į indaplovę ar į dezinfekavimo priemonę. Nors krūties siurblys atitinka galiojančias EMC direktyvas, jis vis tiek gali būti jautrus dideliam emisijai ir (arba) gali trikdyti kitą įrangą. Pasekmė gali būti, kad pientraukis išsijungia arba pereina į klaidos režimą. Kad išvengtumėte trukdžių, traukdami laikykite kitą elektros įrangą atokiai nuo pientraukio (žr. „Techninė informacija“).
- Pagrindiniame pientraukio bloke nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti naudotojas. Jokių modifikacijų įrangą leidžiama. Jei tai padarysite, jūsų garantija nustos galioti.
- Nenumeskite ir nedaužykite pientraukio/USB adapterio. Nespauskite ekrano.
- Pagrindinio įrenginio, USB kabelio ir adapterio nereikia valyti ir sterilizuoti, nes jie nesiliečia su motinos pienu.
- Niekada nevalykite pientraukio alkoholiu ar kitais organiniais tirpikliais.
- Nenaudokite pientraukio jokių būdų ir jokiais tikslais, kurie nėra aprašyti šiame vadove. Tai gali sukelti nelaimingų atsitikimų arba sugadinti pientraukį.

ĮSPĖJIMAI, NAUDOJANT LIČIO POLIMERŲ BATERIJAS:

- TIK suaugęs asmuo gali prijungti adapterį!
 - Nelenkite, negrežkite (ypač metaliniais daiktais) ir negadinkite akumulatoriaus kaip nors kitaip.
 - Įkraukite akumuliatorių tik su gamintojo pateiktu adapteriu!
 - Neleiskite trumpojo jungimo!
 - Produktą laikykite kambario temperatūroje!
 - Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių!
 - Niekada nepalikite įkraunamo akumulatoriaus be priežiūros!
- Netinkamai elgiamasi baterija gali sprogti!

PASTABA: Baterijų skyrius yra pagrindinio įrenginio viduje.

PATARIMAS: prieš naudodami visiškai įkraukite akumuliatorių, kad jį išsaugotumėte jo tarnavimo laiką.

SVARBU! Norėdami pakeisti bateriją, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotą techninės priežiūros centrą!

ATSARGIAI! Nustoję naudoti gaminį, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, o atiduokite į oficialų atliekų surinkimo punktą. Atliekos, susidariusios iš sugadintų elektros ir vaizdo prietaisų, baterijų, adapterių, turi būti išmestos atskirai. Draudžiama juos išmesti į buitinių atliekų konteinerius.

DALYS (I pav.):

1. Pagrindinis blokas x 1; 2. Silikoninė diafragma x 2; 3. Pieno butelis x 1; 4. Liemenėlės reguliavimo sagtis x 1; 5. Silikoninis vožtuvas x 2; 6. Antspaudai x 2; 7. Lineris x 1; 8. Pieno buteliuko dangtelis x 1; 9. USB adapteris x 1; 10. USB įkrovimo laidas x 1; 11. Silikoninis įdėklas 16mm x 1; 12. Silikoninis krūtų skydelis x 3 (18 mm x 1; 20 mm x 1; 22 mm x 1).

EKRANAS (II pav.):

1. Siurbimo padidėjimas; 2. Stimulavimo režimas; 3. Masažo režimas; 4. Siurbimo lygis; 5. Maitinimo/režimo reguliavimo mygtukas; 6. Baterijos indikatorius; 7. Siurbimo režimas; 8. Siurbimo sumažėjimas; 9. Bioninis režimas.

- Maitinimo / režimo reguliavimo mygtukas: paspauskite 2 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte pientraukį. Norėdami pakeisti režimą, bakstelėkite vieną kartą.
- Kai pientraukis bus įjungtas, jis pradės veikti stimuliacijos režimu. Po 2 naudojimo minučių jis automatiškai persijungs į siurbimo režimą.
- Pientraukis turi integruotą atminties funkciją. Įjungus, mašina automatiškai persijungia į darbo režimą ir įsiurbimo lygį, kurį naudojote paskutinį kartą.
- Siurbimo lygiai: Stimuliacijos režimas: L1-L9; Masažo režimas: L1-L9; Siurbimo režimas: L1-L9; Bioninis režimas: L1-L9.



- Bateriajos indikatorius: rodo likusio akumuliatoriaus procentą; įkraukite, kai išsikrovė baterija.
- Pientraukis automatiškai nustos veikti po 30 minučių darbo.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

Valymas ir dezinfekavimas (III pav.):

Pagrindinio įrenginio, USB kabelio ir adapterio nereikia valyti ir dezinfekuoti, nes jie nesiliečia su motinos pienu. Prieš pirmą kartą naudodami išvalykite ir dezinfekuokite visas kitas krūties siurblio dalis.

- Nešildykite ir nesterilizuokite mikrobangų krosnelėje.
 - Prieš ir po naudojimo išvalykite ir dezinfekuokite dalis, kurios liečiasi su motinos pienu.
 - Atsargiai!** Niekada nemeskite pagrindinio įrenginio, USB laido ar adapterio į vandenį, į indaplovę ar į dezinfekavimo priemonę, nes tai negrįžtamai sugadins šias dalis.
 - Visiškai išardykite pientraukį, kaip parodyta III paveiksle.
 - Prieš naudodami pirmą kartą, 5 minutes dezinfekuokite verdančiame vandenyje visas dalis, išskyrus pagrindinį įrenginį, USB kabelį ir adapterį. Tai užtikrina higieną.
 - Būkite atsargūs nuimdami ir valydami vožtuvą. Jei jis sugenda, jūsų pientraukis tinkamai neveiks.
 - Prieš kiekvieną kitą naudojimą kruopščiai išvalykite, kad užtikrintumėte higieną.
 - Visas dalis, išskyrus pagrindinį įrenginį, USB kabelį ir adapterį, nuplaukite šiltu vandeniu ir švelniu plovikliu.
 - Po kiekvieno plovimo kruopščiai išskalaukite visas dalis, išskyrus pagrindinį įrenginį, USB kabelį ir adapterį.
 - Kruopščiai nuplaukite ir švariu vandeniu išskalaukite visas dalis, išskyrus pagrindinį įrenginį, USB kabelį ir adapterį, įskaitant vietas, kurios gali būti nematomos, bet pro kurias prabėgo pienas, kad pašalintumėte pieno likučius.
 - Visos dalys, išskyrus pagrindinį įrenginį, USB kabelį ir adapterį, gali būti sterilizuojamos iki 10 minučių garų sterilizatoriuje, skirtame maitinančioms motinoms ir kūdikių prekėms.
 - Nedėkite į indaplovę.
 - Nedėkite į mikrobangų krosnelę. Nešildykite gaminio tradicinėse orkaitėse, ant kaitvietės ar atviros liepsnos.
 - Nenaudokite aštrių ar abrazyvinių medžiagų, nes tai gali sugadinti gaminį.
 - Nevalykite gaminio ir neleiskite jam liestis su tirpikliais ar agresyviomis cheminėmis medžiagomis. Tai gali sugadinti gaminį.
 - Išvalę gaminį, kruopščiai išdžiovinkite visas dalis ir laikykite švarioje ir sausoje vietoje, be tiesioginio saulės spindulių ir toliau nuo šilumos šaltinių.
- Pastaba: būtina išvalykite ir dezinfekuokite atitinkamas pientraukio dalis. Prieš dirbdami su švariomis dalimis, kruopščiai nusiplaukite rankas!
- Įspėjimas!** Būkite atsargūs, nes išvalytos dalys vis tiek gali būti karštos. Pientraukį pradėti montuoti tik tada, kai išvalytos dalys atvės.
- Pastaba: normalu, jei jaučiamas liekamas kvapas. Išvalykite gaminį pagal instrukcijas, tai gali padėti efektyviai sumažinti arba panaikinti kvapą.

Kada plauti ir dezinfekuoti (I pav.):

- Prieš pirmą naudojimą nuplaukite ir dezinfekuokite: krūties skydelį ir įdėklą (I-11; I-12); pientraukio rinkinį (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).
 - Prieš ir po kiekvieno naudojimo nuplaukite: krūties skydelį ir įdėklą (I-11; I-12); pientraukio rinkinį (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)
 - Kartą per dieną dezinfekuoti: krūties skydelį ir įdėklą (I-11; I-12); pientraukio rinkinį (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).
- Išdžiovinkite visas dalis po plovimo arba dezinfekavimo. Nusiplaukite rankas ir surinkite visą pientraukį pagal IV paveikslą.

Akumuliatoriaus veikimas:

ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami pirmą kartą, visiškai įkraukite akumuliatorių 2 valandas be pertraukų! Įjungus siurblių, akumuliatoriaus indikatorius piktograma ekrane parodys likusį akumuliatoriaus veikimo laiką, kol baterija išsikraus. Kai baterija senka, pradės mirksėti akumuliatoriaus indikatorius piktograma. Kai baterija visiškai įkrauta, indikatoriuje bus rodoma pilno akumuliatoriaus piktograma. Dėmesio: akumuliatoriaus negalima įkrauti ilgiau nei 24 valandas.

Siurblio surinkimas (IV pav.):

Svarbu:

- Prieš surinkdami siurblių, įsitikinkite, kad visos dalys, išskyrus pagrindinį įrenginį, USB kabelį ir adapterį, yra išvalytos ir sterilizuotos.
 - Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar krūties siurblio komplekto komponentai nesusidėvėję ar nepažeisti. Jei reikia, pakeiskite.
 - Prieš naudodami visada patikrinkite, ar visos dalys yra švarios.
 - Kad krūties siurblys nebūtų pažeistas, prieš naudojimą visi komponentai turi būti visiškai sausi.
1. Prieš liesdami pientraukį, pientraukio rinkinį ir krūtį, kruopščiai nusiplaukite rankas su muilu ir vandeniu.
 2. Sumontuokite vožtuvą ir sandariklį į jungiklio apačią, įsitikinkite, kad jie sumontuoti teisingai.
 3. Į jungiklį įstatykite siukoninę diafragmą.

4. Įdėkite surinktą jungiklį į pagrindinį įrenginį.
5. Įdėkite pieno buteliuką į pagrindinį prietaisą.
6. Sumontuokite silikoninį skydą arba silikoninį įdėklą.

Kada ištraukti pieną:

Jei žindymas vyksta gerai, patartina (nebet jūsų sveikatos priežiūros specialistas / maitinimo krūtimi patarėjas patarė kitaip) palaukti, kol bus nustatytas pieno tiekimas ir žindymo grafikas (paprastai praėjus mažiausiai 2–4 savaitėms po gimdymo), prieš pradėdami liautis.

Įšimty:

- Jei žindymas nesiseka iš karto, reguliarius pieno ištraukimas gali padėti sukurti ir palaikyti pieno tiekimą.
- Jei ištraukiate pieną, kad kūdikis būtų duodamas ligininėje.
- Jei jūsų krūtys yra užsikimšusios (skausmingos arba patinusios), prieš maitinimą arba tarp jų galite ištraukti nedidelį kiekį pieno, kad sumažintumėte skausmą ir padėtumėte kūdikiui lengviau prisirišti.
- Jei skauda arba įtrūkę speneliai, galbūt norėsite ištraukti pieną, kol jie užgis.
- Jei esate atskirti nuo kūdikio ir norite toliau maitinti krūtimi, kai vėl susijungsite, reguliariai ištraukite pieną, kad paskatintumėte pieno tiekimą.
- Turite rasti optimalų dienos laiką pienui ištraukti, pavyzdžiui, prieš pat arba po pirmojo kūdikio maitinimo ryte, kai jūsų krūtys yra pilnos, arba po maitinimo, jei kūdikis neištuštinio abiejų krūčių. Jei grįžote į darbą, jums gali tekti išreikšti per pertrauką.
- Naudojant krūties siurblių reikia praktikos ir gali prireikti kelių bandymų, kol pavyks. Laimei, KikkaBoo elektrinį krūties siurblių lengva surinkti ir naudoti, todėl greitai prisprasite su juo reikšti.

Naudojant siurblių (V pav.):

1. Kruopščiai nusiplaukite rankas ir įsitikinkite, kad jūsų krūtys yra švarios.
2. Nyksčiu ir rodomuoju pirštu laikykite krūties skydelį ant krūties. Palaikykite krūtinę delnu. Įdėkite savo spenelį į surinkto silikoninio skydo / įdėklo centrą. Švelniai prispauskite pompą prie krūties. Įsitikinkite, kad jūsų spenelis tinkamai priglundu.
3. Padėkite savo žindymo liemenėlę virš siurblio.
4. Įjunkite pientraukį paspausdami maitinimo mygtuką ir pasirinkite pageidaujamą režimą.
5. Raskite patogią padėtį. Įsitikinkite, kad neatsigulkite ar atsilokškite.

- Krūčių siurblys automatiškai įsijungia modeliavimo režimu. Galite pakeisti stimuliacijos režimo lygį naudodami „+“ ir „-“ mygtukus. Po dviejų minučių jis automatiškai persijungs į siurbimo režimą. Jei pienas pradeda tekėti anksčiau nei dvi minutes, paspauskite režimo keitimo mygtuką, kad rankiniu būdu pereitumėte į siurbimo režimą.
- Įjungę siurbimo režimą, padidinkite siurbimo lygį naudodami „+“ mygtuką, kol siurbimas jausis šiek tiek nepatogus (neskausmingas), tada šiek tiek sumažinkite naudodami „-“ mygtuką.

Pastaba: stimuliacijos ir masažo režimai yra greiti siurbimo siurblio ritmai, kuriais siekiama paskatinti pieno tekėjimą. Siurbimo režimas yra lėtesnis čiulpimo ritmas, kad pienas būtų švelniai ir efektyviai pašalintas pradėjus tekėti pienui.

- Kai pieno tekėjimas sustoja, galite persijungti į bioninį režimą. Juo siekiama sukelti dar vieną nusivylimą derinant greitą ir lėtą siurbimo ritmą.

Dėmesio: ne visada naudokite maksimalų kiekvieno režimo lygį, tiesiog pasirinkite jums patogiausią lygį. Priklausomai nuo jūsų asmeninio patogumo, galbūt norėsite naudoti didesnį siurbimo lygį

užtikrina gilesnį siurbimą. Visada galite grįžti prie žemesnio siurbimo lygio.

Pastaba: Nesijaudinkite, jei pienas neištekės iš karto. Atsipalaiduokite ir tęskite siurbimą. Pienas greitai ištekės, net jei neišnaudosite visos siurbimo galios, kurią gali sukurti siurblys. Pirmus kelis kartus, kai naudojate pientraukį, gali tekti naudoti didesnį siurbimo režimą, kad pienas tekėtų.

Įspėjimas! Nesiuurbkite be pertraukos ilgiau nei 5 minutes. Jei pienas vis tiek neteka, pabandykite jį ištraukti kitu paros metu.

• Baigę maitinimą, išjunkite pientraukį, 2 sekundes paspaudę maitinimo mygtuką.

Norėdami surinkti pieną po išraškos:

6. Išimkite pompą iš žindymo liemenėlių.
7. Norėdami atlaisvinti pieno buteliuką, paspauskite prietaiso viduryje esantį mygtuką.
8. Supilkite motinos pieną į maitinimo buteliuką nurodyta kryptimi, kaip parodyta V-8 pav.
- Kai soovite rinnapiimą sąilaitada, viige see ettevatikult desinfitseeritud anumasse või eelnevalt steriliseeritud piima sąilaituskotti. Sąilaitamistingimuste kohta vaadake juust Rinnapiima sąilaitamine.

- Võtke lahti ja puhastage ülejäänud osad vastavalt jaotises Puhastamine ja desinfitseerimine toodud juhistele.

Rinnapiima säilitamine:

Hoiatus! Alati jahutage või külmutage pressitud piim koheselt. Hoidke ainult värsket piima. Hügieeni tagamiseks hoidke ainult puhastatud ja desinfitseeritud pumbaga kogutud rinnapiima. Hoidke rinnapiima alati desinfitseeritud anumates või pudelites, mis on varustatud desinfitseeritud kruvirõnga ja tihenduskettaga, või eelnevalt steriliseeritud piima säilituskottides. ÄRGE täitke anumaid, pudeleid ega piimakotte täielikult. Jätke veidi ruumi, kuna külmutamise ajal piima maht suureneb.

- Märgistage anumatele, pudelitele või piimakottidele alati selgelt väljendamine kuupäev ja kellaaeg.
- Kasutage alati esmalt vanemat rinnapiima.
- Rinnapiima toitainesisalduse säilitamiseks sulatage seda külmkapis või jooksva kraanivee all ilma anumet, pudelit või kotti avamata. Säilitatud piima võib sulatada üle öö külmkapis, seejärel soojendada järk-järgult soojemas või kuumas vees.
- Raputage sulatatud piima, et segada rasvaosakesed ja ülejäänud piima koostisosad. Sulatatud piim on kasutatav 24 tundi, kui seda hoida külmkapis.
- Ärge kunagi külmutage sulatatud piima uuesti.
- Ärge kunagi kombineerige värskest pressitud ja sulatatud piima.
- Niekada nešildykyte pieno virindami arba naudodami mikrobanų krosnelę.
- Prieš maitinimą visada patikrinkite maisto temperatūrą.
- Išmeskite likusį pieną.

Šviežiai ištraukto motinos pieno laikymo taisyklės (sveikiems gimusiems kūdikiams)

- Kambario temperatūra iki 25°C, iki 4 val.
- Aušintuvas su užšalusiais ledo paketais -15°C iki 4°C, iki 24 val.
- Saldytuvas 4°C, iki 3 dienų.
- Saldiklis -18°C iki -20°C, iki 6 mėn.

Atšildyto motinos pieno laikymo taisyklės (sveikiems gimusiems kūdikiams)

- Kambario temperatūra iki 25°C, iki 2 val.
- Aušintuvas su užšalusiais ledo paketais -15°C iki 4°C, iki 2 val.
- Saldytuvas 4°C, iki 24 val.
- Saldiklis NIEKADA NEATŠILDYKITE atšildyto motinos pieno.

Motinos pienas, likęs po maitinimo:

Išmeskite likusį pieną.

Kūdikio maitinimas:

- Prieš kiekvieną naudojimą apžiūrėkite maitinimo antgalį ir traukite maitinimo antgalį visomis kryptimis. Išmeskite po pirmųjų pažeidimo ar silpnumo požymių.
- Niekada nemerkite spenelio į saldžias medžiagas ar vaistus, vaikas gali susirgti eduonimi.
- Nenaudokite mikrobanų krosnelėje. Nekaitinkite gaminio tradicinėse orkaitėse, ant kaitvietės ar atviros liepsnos.

Jūsų vaiko saugumui ir sveikatai ĮSPĖJIMAS!

Nuolatinis ir ilgalaikis skysčių siurbimas sukels dantų ęduonį.

Prieš maitinimą visada patikrinkite maisto temperatūrą.

Išmeskite po pirmųjų pažeidimo ar silpnumo požymių.

Nenaudojamus komponentus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Niekada nepirširškite prie virvelių, kaspinėlių, raištelų ar laisvų drabužių dalių. Vaikas gali būti pasmaugtas.

Visada naudokite šį gaminį su suaugusiuoju priežiūra.

Niekada nenaudokite žindukų kaip čiulputuko.

Mažų vaikų dantų ęduonis gali atsirasti net vartojant nesaldintus skysčius. Taip gali nutikti, jei kūdikiui leidžiama naudoti buteliuką ilgą laiką per dieną ir ypač naktį, kai sumažėja seilių tekėjimas arba jei jis naudojamas kaip čiulputukas.

Nelaimingi atsitikimai įvyko, kai kūdikiai buvo palikti vieni su gėrimo įranga, mažiuliui nukritus arba gaminiui išardžius.

Problemų sprendimas:

Problema: jaučiu skausmą, kai naudoju pientraukį.

1 sprendimas: Viena iš priežasčių gali būti per didelis vakuomo lygis. Galbūt jums nereikia visos krūties siurblio vakuuminės galios. Iš pradžių naudokite stimuliacijos arba masažo režimą. Jei vis tiek jaučiate skausmą, nustokite naudoti pientraukį ir pasikonsultuokite su žindymo konsultantu. Jei siurblys lengvai neatitraukia nuo krūties, gali tekti nutraukti vakuumą įkišus pirštą tarp krūties ir silikoninio skydo.

2 sprendimas: Šiltu rankšluosčiu uždėkite šiltą kompresą ant krūtinės ir masažuokite šiek tiek žemyn nukreipdami maždaug 5 minutes, tada bandykite siurbti dar kartą. Jei vis tiek jaučiate skausmą, nustokite naudoti pientraukį ir pasikonsultuokite su žindymo konsultantu.

Problema: krūties siurblys neveikia.

Sprendimas: Pirmiausia patikrinkite, ar tinkamai surinkote pientraukį. Kad išvengtumėte trūkščių, traukdami laikykite kitą elektros įrangą, pvz., mobilųjį telefoną ar nešiojamąjį kompiuterį, atokiai nuo pientraukio. Patikrinkite akumuliatorių ir, jei reikia, įkraukite.

Problema: neįjaučiu jokio siurbimo.

Sprendimas: patikrinkite, ar visos krūties siurblio jungtys yra saugios. Išardykite ir surinkite siurblių (III pav.; IV pav.). Surinkdami pientraukį įsitikinkite, kad visos dalys yra švarios ir nepažeistos. Siurbdami įsitikinkite, kad krūtis skydelis yra visiškai sandarus aplink krūtį.

Problema: išsiliejo pienas.

Sprendimas: išjunkite pientraukį. Išardykite pientraukį. Pientraukį nuvalykite drėgna (ne šlapia) šluoste. Išvalykite kitus komponentus pagal valymo ir dezinfekavimo skyrių. Kai visi komponentai išdžius, surinkite (IV pav.).

Naudojimo ir laikymo sąlygos:

Saugokite pientraukį nuo tiesioginių saulės spindulių, nes ilgalaikis poveikis gali pakeisti spalvą. Laikykite pientraukį ir jo priedus saugioje, švarioje ir sausoje vietoje be tiesioginių saulės spindulių ir toliau nuo šilumos šaltinių. Jei prietaisas buvo laikomas karštoje arba šaltoje aplinkoje, prieš naudodami pastatykite jį į naudojimo aplinką, kad jis pasiektų naudojimo sąlygas (10°C – 30°C).

Techninės specifikacijos:

Modelis: nešiojamas pientraukis Winnie 31304010038

Siurbimo galia: 165-240/mmHg; Stimuliacijos galia: 90-165/mmHg

Triukšmas ribotas: <50db;

Fiksuotas laikas: 30 minučių; Naudojimo laikas: 2,5 valandos;

Ličio baterija: 3,7 V, 1500 mAh ličio jonų; Įkrovimo laikas: 3 valandos;

Apsauga nuo elektros smūgio: II klasė;

Maitinimas: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Darbo aplinkos sąlygos: temperatūra 5-40°C, santykinė oro drėgmė 10-90%, atmosferos slėgis 50kPa~106kPa;

Aplinkos sąlygos sandėliavimui: temperatūra 5-40°C, santykinė oro drėgmė 10-90%, atmosferos slėgis 50kPa~106kPa;

Adapterio įėjimas: 110-240V 50~60Hz, išėjimas: 5V 1A 3,0W;

Talpa 140ml;

Dydis: 10,5x5x12,7cm, svoris 234g.

Atitinka EN 55014, EN 55032, EN 61000, RoHS direktyva, Reglamentas (ES) 2020/1245. Pagaminta Kika Group Ltd. Pagaminta Kinijoje.

PIRMS LIETOŠANAS UZMAŅĪGI IZSLASIET ŠO LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU UN SAGLABĀJIET TO NĀKĀMĀM ATSAUCES VAJADZĪBĀM.



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS:

Elektriskais krūts sūknis ar novatorisku valkājama dizainu, bez ārējiem vadiem un caurulēm. Paredzēts māmiņām, kas atrodas ceļā. Tas ir tik ērti, ka varat to valkāt jūsu barojošā krūstura iekšpusē. Kluss un viegls. Ar lielu uzlādējamo litiņa akumulatoru 1500 mAh pilnībā uzlādētu var izmantot 2 stundas. Aizsardzība pret atpakaļplūsmu, lai novērstu mātes piena atgriešanos sūknī, novērstu piesārņojumu un saglabātu pienu svaigu. Viedais displejs ar atmiņas funkciju. Atbilst dažādām vajadzībām ar četriem režīmiem: stimulācijas, masāžas, sūknēšanas un bionisko režīmu ar 9 līmeņu sūknēšanas spēka regulēšanu. Mīksti silikona krūšu aizsargi – 18, 20 un 22 mm. Silikona ieliktņi 16mm. Piena pudele 140ml. Izgatavots no drošiem pārtikas kvalitātes materiāliem.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA:

Paredzētais lietojums:

Krūts sūknis ir paredzēts piena atsūkšanai un savākšanai no krūts sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. Krūts sūkņa lietošanas priekšnoteikums ir neaizsērētiem piena kanāliem. Ņiet, ka dažām jaunajām mātēm ir aizsērējuši piena kanāli, ko izraisa iedzimta krūtsgala nomākums vai nepietiekams piena daudzums. Pirms krūts sūkņa lietošanas ir jāveic profesionāla krūšu pārbaude, lai pārliecinātos, ka piena kanāli nav aizsērējuši un laktācija ir labi noteikta. Krūts sūknis NAV paredzēts pirmās laktācijas ierosināšanai. Krūts sūknis ir paredzēts vienam lietotājam!

BRĪDINĀJUMS! Nekad neizmantojiet krūts sūknī grūtniecības laikā, jo sūknēšana var izraisīt dzemdības.

Nekad neizmantojiet krūts sūknī citiem mērķiem, izņemot tiem, kas norādīti šajā rokasgrāmatā.

Brīdinājumi, lai izvairītos no aizrīšanās, nožņaugšanās un savainojumiem:

- Nelaujiet bērniem vai mājdzīvniekiem spēlēties ar ierīci, adapteri vai pieredumiem.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Neatstājiet krūts sūknī bez uzraudzības, kad tas tiek uzlādēts.
- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Sis krūts sūknis nav paredzēts sievietēm ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai sievietēm ar pieredzes un zināšanu trūkumu. Šādas sievietes var lietot šo krūts sūknī tikai tad, ja viņas uzrauga vai ir saņēmusi atbilstošus norādījumus par produkta lietošanu no personas, kas ir atbildīga par viņu drošību.

Brīdinājumi, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena un apdegumiem:

- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai krūts sūknim, ieskaitot adapteri, nav bojājumu pazīmes. Neizmantojiet krūts sūknī, ja adapteris vai kabelis ir bojāts, ja tas nedarbojas pareizi vai ja tas ir nomests vai iegremdēts ūdenī.
- Izmantojiet tikai norādīto spriegumu un ieteikto USB adapteri, lai novērstu adaptera pārkaršanu, bojājumus vai kļūmes.
- Nepieskarieties USB adapterim un krūts sūknim pērķona negaisa laikā.
- Nenovietojiet krūts sūknī/USB adapteri tiešā saules gaismā vai lietū, sildītājū vai citu karstu ierīču tuvumā, neviēnā vietā, kas ir pakļauta īpaši augstai vai zema temperatūrai, augstam mitrumam vai putekļainās vietās.
- Nenovietojiet smagus priekšmetus un nesabojājiet kabeli vai adapteri. Nelokiet un nevelciet USB kabeli ar spēku. Vienmēr turiet USB adapteri, kad atvienojat no strāvas kontaktligzdās. Pārliecinieties, vai kontaktakdas ir pilnībā ievietota strāvas kontaktligzdā. Neizmantojiet vaiļģu kontaktligzdu.
- Nelaujiet krūts sūknim/USB adapterim/vadam/akumulatoram saspīnāt. Neizjauciet un neparveidojiet krūts sūknī/USB adapteri/akumulatoru.
- Atvienojiet USB adapteri un pārtrauciet lietot krūts sūknī, ja lietošanas vai uzglabāšanas laikā pamanāt neparastu smaku, karstumu, krāsas maiņu, deformāciju vai kaut ko neparastu.

Brīdinājumi, lai izvairītos no saindēšanās un piesārņojuma un nodrošinātu higiēnu:

- Higiēnas apsvērumu dēļ krūts sūknis ir paredzēts atkārtotai lietošanai vienam lietotājam.
- Pirms katras lietošanas reizes notīriet, izskalojiet un dezinficējiet visas detaļas, izņemot galveno ierīci, USB kabeli un sūkņa adapteri.
- Uzglabājiet tikai mātes pienu, kas savākts ar iztīrītu un dezinficētu sūknī.
- Neizmantojiet krūts sūknī, ja ūķiet, ka silikona diafragma ir bojāta vai salauzta.
- Tirot krūts sūkņa daļas, neizmantojiet antibakteriālus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Brīdinājumi, lai izvairītos no krūšu un sprauslu problēmām un sāpēm:

- Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai krūts sūknis nav bojāts. Neizmantojiet krūts sūknī, ja tas nedarbojas pareizi.
- Nemēģiniet izņemt sūkņa korpusu no krūts, kamēr tas atrodas vakuumā. Izslēdziet ierīci un ar pirkstu nojauciet blīvējumu starp krūti un sūkņa piltuvi. Pēc tam noņemiet

sūkni no krūts.

- Nekad neizmantojiet krūts sūkni, ja esat miegains vai miegains, lai izvairītos no uzmanības trūkuma lietošanas laikā.
- Vienmēr izslēdziet krūts sūkni, pirms izņemat sūkņa korpusu no krūts, lai atbrīvotu vakuumu.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, vai tās, kuras ražotājs nav īpaši ieteicis. Tas var izraisīt ierīces nepareizu darbību un ietekmēt elektromagnētisko saderību (EMC). Ja izmantojat šādus piederumus vai daļas, jūsu garantija zaudē spēku.
- Neturpiniet sūkņēšanu ilgāk par piecām minūtēm, ja neizdodas atsūknēt pienu. Mēģiniet izteikties citā dienas laikā.
- Ja process kļūst ļoti neērts vai sāpīgs, pārtrauciet sūkņa lietošanu un konsultējieties ar savu ziņšāšanas konsultantu.
- Ja radītais spiediens ir neērts vai rada sāpes, izslēdziet ierīci, ar pirkstu nojauciet blīvējumu starp krūti un sūkņa korpusu un izņemiet sūkni no krūts.
- Nekad nemetiet un neievietojiet tajās svešķermeņus.

Uzmanību, lai novērstu miesas bojājumus, izstrādājuma bojājumus un nepareizu darbību:

- Nepieļaujiet adaptera, USB kabeļa un galvenās ierīces saskari ar ūdeni.
- Glabājiet adapteri un silikona daļas tālāk no sakarsētām virsmām, lai izvairītos no šo daļu pārkaršanas un deformācijas.
- Nekad neievietojiet galveno ierīci vai adapteri ūdeni, trauku mazgājamā mašīnā vai dezinfekcijas līdzeklī. Lai gan krūts sūkns atbilst piemērojamajām EMC direktīvām, tas joprojām var būt jutīgs pret pārmērīgām emisijām un/vai var traucēt cita aprīkojuma darbību. Sekas var būt, ka krūts sūkns izslēdzas vai pāriet kļūdas režīmā. Lai novērstu traucējumus, izspiešanas laikā turiet citas elektriskās iekārtas tālāk no krūts sūkņa (skatiet sadaļu "Tehniskā informācija").
- Krūts sūkņa galvenajā blokā nav nevienas lietotāja apkopējamas daļas. Nav modifikāciju aprīkojums ir atļauts. Ja to darāt, jūsu garantija zaudē spēku.
- Nemetiet un nesasietiet krūts sūkni/USB adapteri. Nespiediet uz displeja.
- Galvenā ierīce, USB kabelis un adapteris nav jātīra un jāsterilizē, jo tie nesaskaras ar mātes pienu.
- Nekad neizmantojiet spirtu vai citus organiskus šķīdinātājus krūts sūkņa tīrīšanai.
- Neizmantojiet krūts sūkni nekādā veidā vai citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā. Tas var izraisīt negadījumus vai sabojāt krūts sūkni.

BRĪDINĀJUMI PAR LITĪJA POLIMERA AKUMULATORU LIETOŠANU:

- Adapteri var pievienot TĪKAJ pieaugušais!
- Nelokiet, neurbiet (īpaši ar metāla priekšmetiem) un nebojājiet akumulatoru kā citādi.
- Uzklājiet akumulatoru tikai ar ražotāja nodrošināto adapteri!
- Nepieļaujiet īssavienojumu!
- Glabājiet produktu istabas temperatūrā!
- Nepakļaujiet tiešiem saules stariem!
- Nekad neatstājiet uzklājamo akumulatoru bez uzraudzības!

Akumulators var eksplodēt, ja ar to nepareizi izturas!

PIEZĪME. Baterijas nodaļījums atrodas galvenās ierīces iekšpusē.

PADOMS: Pirms lietošanas pilnībā uzklājiet akumulatoru, lai to saglabātu un pagarinātu tā kalpošanas laiku.

SVARĪGS! Lai nomainītu akumulatoru, sazinieties ar mazumtirgotāju vai pilnvarotu servisu!

UZMANĪBU! Kad pārtraucat produkta lietošanu, neizmetiet to kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā atkritumu savākšanas punktā. Atkritumi, kas veidojas no bojātām elektriskajām un video ierīcēm, akumulatoriem, adapteriem, ir jālikvidē atsevišķi. Tos aizliegts izmest sadzīves atkritumu konteineros.



DALAS (I attēls):

1. Galvenā iekārta x 1; 2. Silikona diafragma x 2; 3. Piena pudele x 1; 4. Krūstura regulēšanas sprādze x 1; 5. Silikona vārsts x 2; 6. Blīves x 2; 7. Savienotājs x 1; 8. Piena pudeles vāks x 1; 9. USB adapteris x 1; 10. USB uzlādes kabelis x 1; 11. Silikona ieliktnis 16mm x 1; 12. Silikona krūšu aizsargs x 3 (18 mm x 1; 20 mm x 1; 22 mm x 1).

DISPLEJS (II attēls):

1. Sūkšanas palielināšana; 2. Stimulācijas režīms; 3. Masāžas režīms; 4. Iesūkšanas līmenis; 5. Barošanas/režīma regulēšanas poga; 6. Akumulatora indikators; 7. Sūkņēšanas režīms; 8. Sūkšanas samazināšana; 9. Bioniskais režīms.

- Barošanas/režīma regulēšanas poga: turiet nospiestu 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu krūts sūkni. Pieskarieties vienreiz, lai mainītu režīmu.
- Kad krūts sūkns ir ieslēgts, tas sāks darboties ar stimulēšanas režīmu. Pēc 2 minūšu lietošanas tas automātiski pārslēgsies uz sūkņēšanas režīmu.
- Krūts sūkns ir iebūvēta atņāšanas funkcija. Kad iekārta ir ieslēgta, tā automātiski izslēdzas un pārslēdzas uz darba režīmu un sūkšanas līmeni, ko izmantojāt pēdējo reizi.

- Sūkšanas līmeņi: Stimulācijas režīms: L1-L9; Masāžas režīms: L1-L9; Sūkšanas režīms: L1-L9; Bioniskais režīms: L1-L9.
- Akumulatora indikators: parāda atlikušo akumulatora procentuālo daudzumu; lūdz, uzlādējiet, kad akumulators ir zems.
- Krūts sūknis automātiski pārtrauks darboties pēc 30 minūšu darba.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

Tīršana un dezinfekcija (III attēls):

Galvenā ierīce, USB kabelis un adapteris nav jātīra un jādezinficē, jo tie nesaskaras ar mātes pienu. Pirms pirmās lietošanas notīriet un dezinficējiet visas pārējās krūts sūkņa daļas.

- Nekarsējiet vai sterilizējiet mikroviļņu krāsnī.
 - Pirms un pēc lietošanas, lūdz, notīriet un dezinficējiet daļas, kas nonāk saskarē ar mātes pienu.
- Uzmanību!** Nekad neievietojiet galveno ierīci, USB kabeli vai adapteri ūdenī, trauku mazgājamajā mašīnā vai dezinfekcijas līdzeklī, jo tas rada neatgriezeniskus šo daļu bojājumus.
- Pilnībā izjauciet krūts sūkni, kā parādīts III attēlā.
 - Pirms pirmās lietošanas dezinficējiet verdošā ūdenī visas daļas, izņemot galveno ierīci, USB kabeli un adapteri. Tas nodrošina higiēnu.
 - Esiet piesardzīgs, ņemot un tīrot vārstu. Ja tas slapst, jūsu krūts sūknis nedarbosies pareizi..
 - Pirms katras nākamās lietošanas rūpīgi notīriet, lai nodrošinātu higiēnu.
 - Nomazgājiet visas daļas, izņemot galveno ierīci, USB kabeli un adapteri ar siltu ūdeni un smalku mazgāšanas līdzekli.
 - Pēc katras mazgāšanas vienmēr rūpīgi izskalojiet visas daļas, izņemot galveno ierīci, USB kabeli un adapteri.
 - Rūpīgi nomazgājiet un izskalojiet visas daļas, izņemot galveno ierīci, USB kabeli un adapteri, ar tīru ūdeni, tostarp vietas, kuras var nebūt redzamas, bet kurām ir iztrecis piens, lai ņemtu piena atliekas.
 - Visas detaļas, izņemot galveno ierīci, USB kabeli un adapteri, var sterilizēt līdz 10 minūtēm tvaika sterilizatorā, kas paredzēts barojošām mātēm un zīdaiņu produktiem.
 - Nelieciet trauku mazgājamā mašīnā.
 - Nelieciet mikroviļņu krāsnī. Nesildiet produktu tradicionālās krāsnīs, uz plīts vai atklātas liesmas.
 - Izvairieties no asu vai abrazīvu materiālu izmantošanas, jo tas var sabojāt izstrādājumu.
 - Netīriet un neļaujiet izstrādājumam nonākt saskarē ar šķīdinātājiem vai agresīvam ķīmiskām vielām. Tas var sabojāt izstrādājumu.
 - Pēc izstrādājuma tīršanas rūpīgi nosusiniet visas daļas un uzglabājiet tīru un sausu vietā bez tiešiem saules stariem un prom no siltuma avotiem.
- Piezīme: Noteikti notīriet un dezinficējiet attiecīgās krūts sūkņa daļas. Pirms darba ar tīrām daļām rūpīgi nomazgājiet rokas!
- Bridinājums!** Esiet uzmanīgi, jo notīrītās daļas joprojām var būt karstas. Sāciet montēt krūts sūkni tikai tad, kad notīrītās daļas ir atdzisušas.
- Piezīme: Tas ir normāli, ja ir paliekoša smaka. Notīriet produktu saskaņā ar instrukcijām, tas var palīdzēt efektīvi samazināt vai novērst smaku.

Kad mazgāt un dezinficēt (I attēls):

- Pirms pirmās lietošanas nomazgājiet un dezinficējiet: krūšu aizsargu un ieliktni (I-11; I-12); krūts sūkņa komplekts (I-2; I-3; I-5; I-7; I-8).
 - Pirms un pēc katras lietošanas nomazgājiet: krūšu aizsargu un ieliktni (I-11; I-12); krūts sūkņa komplekts (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8)
 - Reizi dienā dezinficējiet: krūšu aizsargu un ieliktni (I-11; I-12); krūts sūkņa komplekts (I-2; I-3; I-5; I-6; I-7; I-8).
- Pēc mazgāšanas vai dezinfekcijas nosusiniet visas daļas. Nomazgājiet rokas un salieciet pilnu krūts sūkni saskaņā ar IV attēlu.

AKUMULATORA DARBĪBA:

BRĪDINĀJUMS! Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru 2 stundas bez pārtraukuma! Kad sūknis ir ieslēgts, akumulatora indikatora ikona displejā parādīs atlikušo akumulatora darbības laiku, līdz akumulators izlādēsies. Kad akumulators ir zems, akumulatora indikatora ikona sāks mirgot. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators parādīs pilna akumulatora ikonu. **Uzmanību: akumulatoru nevar uzlādēt ilgāk par 24 stundām.**

Sūkņa montāža (IV attēls):

Svarīgs:

- Pirms sūkņa montāžas pārliecinieties, ka visas daļas, izņemot galveno ierīci, USB kabeli un adapteri, ir iztīrītas un sterilizētas.
 - Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai krūts sūkņa komplekta komponenti nav nodiluši vai bojāti. Ja nepieciešams, nomainiet.
 - Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet visu daļu tīrību.
 - Lai novērstu krūts sūkņa bojājumus, pirms lietošanas visām sastāvdaļām ir jābūt pilnībā nožuvušām.
1. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni, pirms pieskaraties krūts sūknim, krūts sūkņa komplektam un krūtīm.
 2. Uzstādiēt vārstu un blīvējumu savienotāja apakšā, pārliecinieties, ka tie ir uzstādīti pareizi.
 3. Uzstādiēt silikona diafragmu savienotājā.

4. Ievietojiet salikto savienotāju galvenajā ierīcē.
5. Ievietojiet piena pudeli galvenajā ierīcē.
6. Uzstādiet silikona vairogu vai silikona ieliktni.

Kad atslaukt pienu:

Ja barošana ar krūti norit labi, pirms atstāšanas ir ieteicams (ja vien veselības aprūpes speciālists/zīdīšanas konsultants nav ieteicis citādi) nogaidīt, līdz tiek noteikts piena daudzums un zīdīšanas grafiks (parasti vismaz 2 līdz 4 nedēļas pēc dzemdībām).

Izņēmumi:

- Ja zīdīšana nekavējoties neizdodas, regulāra atslaukšana var palīdzēt nodrošināt un uzturēt piena piegādi.
 - Ja jūs atslaukāt pienu mazulim, lai to ievietotu sliņņīcā.
 - Ja jūs krūtiš ir pietūkušas (sāpīgas vai pietūkušas), varat atlaist nelielu piena daudzumu pirms vai starp barošanu, lai mazinātu sāpes un palīdzētu mazulim vieglāk piekerties.
 - Ja jums ir iekaisuši vai sprauslas, iespējams, vēlēšities atslaukt pienu, līdz tie ir sadzijuši.
 - Ja esat šķirts no bērna un vēlaties turpināt barot bērnu ar krūti, kad atkal būsiēt kopā, jums regulāri jāatslauka piens, lai stimulētu piena piegādi.
- Jums ir jāatrod optimālais diennakts laiks piena atšķūšanai, piemēram, tieši pirms vai pēc bērna pirmās barošanas no rīta, kad jūs krūtiš ir pilnas, vai pēc barošanas, ja jūs mazulis nav iztukšojis abas krūtiš. Ja esat atgriezies darbā, jums var būt nepieciešams izteikties pārtraukuma laikā. Krūts sūknja lietošana ir nepieciešama prakse, un var paiet vairāki mēģinājumi, pirms tas izdosies. Par laimi, KikkaBoo elektrisko krūts sūkni ir viegli salikt un lietot, tāpēc jūs drīz pieradīsiet izteikties ar to.

Izmantojot sūkni (V attēls):

1. Rūpīgi nomazgājiet rokas un pārliecinieties, ka jūs krūtiš ir tīras.
2. Turiet krūši aizsargu uz krūtiem ar iekšu un rādītājpirkstu. Atbalstiet krūtiš ar plaukstu. Novietojiet nipelī saliktā silikona vairoga/ieliktnja centrā. Viegli piespiediet sūkni pie krūtiem. Pārliecinieties, vai jūs krūts galis ir pareizi piestiprināts.
3. Novietojiet barošanas krūsturi virs sūknja.
4. Ieslēdziet krūts sūkni, nospiežot barošanas pogu, un izvēlieties sev vēlamo režīmu.
5. Atrodiet ērtu stāvokli. Pārliecinieties, ka neapgulieties vai neatliecieties.

- Krūts sūknis automātiski ieslēdzas simulācijas režīmā. Stimulācijas režīma līmeni var mainīt, izmantojot pogas "+" un "-". Pēc divām minūtēm tas automātiski pārslēgsies uz sūkņēšanas režīmu. Ja piens sāk plūst pirms divām minūtēm, nospiediet režīma maiņas pogu, lai manuāli pārietu uz sūkņēšanas režīmu.
 - Kad esat sūkņēšanas režīmā, palieliniet sūkšanas līmeni, izmantojot pogu "+", līdz sūkņēšana jūtas nedaudz neērta (nav sāpīga), pēc tam nedaudz samaziniet, izmantojot "-" pogu.
- Piezīme: stimulācijas un masāžas režīms ir ātri sūkšanas sūknja ritmi, kuru mērķis ir stimulēt piena plūsmu. Sūkņēšanas režīms ir lēnāks sūkšanas ritms maigai un efektīvai piena izvadīšanai pēc tam, kad piens ir sācis tecēt.
- Kad piena plūsma apstājas, varat pārslēgties uz bionisko režīmu. Tā mērķis ir izraisīt vēl vienu vilānos, apvienojot ātrus un lēnus sūkņēšanas ritmus.

Uzmanību: ne vienmēr izmantojiet katra režīma maksimālo līmeni, vienkārsi izvēlieties sev ērtāko līmeni. Atkarībā no jūsu personīgajām ērtībām, iespējams, vēlēšities izmantot augstāku sūkšanas līmeni nodrošina dziļāku sūkšanu. Jūs vienmēr varat atgriezties pie zemāka sūkšanas līmeņa.

Piezīme: Neuztraucieties, ja piens nekavējoties neizplūst. Atpūties un turpiniet sūkņēt. Piens drīz tecēs, pat ja neizmantošiet visu sūknja jaudu, ko var radīt sūknis. Dažas pirmās reizes, kad izmantojat krūts sūkni, iespējams, būs jāizmanto lielāks sūkšanas režīms, lai piens plūst.

Bridinājums! Nepārtrauciet sūkņēšanu ilgāk par 5 minūtēm. Ja piens joprojām neplūst, mēģiniet atslaukt citā diennakts laikā.

• Kad esat pabeidzis izsīšanu, izslēdziet krūts sūkni, 2 sekundes nospiežot barošanas pogu.

Piena savākšanai pēc izteiksmes:

6. Izņemiet sūkni no krūts krūstura.
7. Nospiediet pogu ierīces vidū, lai atbrīvotu piena pudeli.
8. Ielejiet mātes pienu barošanas pudelē norādītajā virzienā, kā parādīts attēlā V-8.
9. Ja vēlaties uzglabāt mātes pienu, uzmanīgi ievietojiet to sanitizētā traukā vai iepriekš sterilizētā piena uzglabāšanas maisiņā. Uzglabāšanas nosacījumus skatiet sadaļā Mātes piena uzglabāšana.

• Izjauciet un notīriet pārējās daļas saskaņā ar norādījumiem sadaļā Tīrīšana un dezinfekcija.

Mātes pienu uzglabāšana:

Bridinājums! Vienmēr nekavējoties atdzesējiet vai sasaldējiet izteikto pienu. Uzglabājiet tikai svaigu pienu. Uzglabājiet tikai mātes pienu, kas savākts ar iztīrītu un dezinficētu sūkli, lai nodrošinātu higiēnu. Vienmēr uzglabājiet mātes pienu dezinficētās tvirtnēs vai pudelēs, kas aprīkotas ar dezinficētu skrūvējamu gredzenu un blīvēšanas disku, vai iepriekš sterilizētos piena uzglabāšanas maisos. NEPIEPILDIET pilnībā tvirtnes, pudeles vai piena maisiņus. Atstājiet neaizvērtas vietas, jo pienu daudzums saldēšanas laikā palielinās.

- Vienmēr skaidri marķējiet izspiešanas datumu un laiku uz traukiem, pudelēm vai piena maisiņiem.
- Vienmēr vispirms lietojiet vecāku mātes pienu.
- Lai saglabātu mātes piena uzturvērtību, atkausējiet to ledusskapja nodalījumā vai zem tekoša krāna ūdens, neatverot trauku, pudeli vai maisiņu. Uzglabāto pienu var atkausēt uz nakti ledusskapī, pēc tam pakāpeniski karsēt siltākā vai karstā ūdenī.
- Sakratiet atkausēto pienu, lai sajauktu tauku daļiņas un atlikušās piena sastāvdaļas. Atkausēts piens ir lietojams 24 stundas, ja to uzglabā ledusskapī.
- Nekad atkārtoti nesasaldējiet atkausētu pienu.
- Nekad nejauciet kopā svaigi izteiktu un atkausētu pienu.
- Nekad nesildiet pienu vārot vai izmantojot mikroviļņu krāsni.
- Pirms barošanas vienmēr pārbaudiet ēdiena temperatūru.
- Izmetiet pāri palikušo pienu.

Svaigi atslaukta mātes pienu uzglabāšanas vadlīnijas (veselīgiem zīdaiņiem)

- Telpas temperatūra līdz 25°C, līdz 4 stundām.
- Dzesētājs ar sasalušiem ledus iepakojumiem -15°C līdz 4°C, līdz 24 stundām.
- Ledusskapis 4°C, līdz 3 dienām.
- Saldētava -18°C līdz -20°C, līdz 6 mēnešiem.

Atkausēta mātes pienu uzglabāšanas vadlīnijas (veselīgiem zīdaiņiem)

- Telpas temperatūra līdz 25°C, līdz 2 stundām.
- Dzesētājs ar sasalušām ledus pakām -15°C līdz 4°C, līdz 2 stundām.
- Ledusskapis 4°C, līdz 24 stundām.
- Saldētava NEKAD NEATSALDĒJIET atkausētu mātes pienu.

Mātes piens, kas palicis no barošanas:

Izmetiet atlikušo pienu.

Bērna barošana:

- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet barošanas nipelī un velciet to visos virzienos. Izmetiet, kad parādās pirmās bojājuma vai vājuma pazīmes.
- Nekad neiegremdējiet sprauslu saldās vielās vai medikamentos, jo bērnam var rasties kariesa.
- Nelietojiet mikroviļņu krāsni. Nesildiet produktu tradicionālās krāsni, uz plīts vai atklātas liesmas.

Jūsu bērna drošībai un veselībai BRĪDINĀJUMS!

Nepārtraukta un ilgstoša šķidrums sūkšana izraisīs zobu bojāšanos.

Pirms barošanas vienmēr pārbaudiet ēdiena temperatūru.

Izmetiet, kad parādās pirmās bojājuma vai vājuma pazīmes.

Neizmantošanās sastāvdaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Nekad nepiestipriniet pie auklām, lentēm, mežģinīm vai valģiņiem apģērba daļām. Bērnu var nožņaut.

Vienmēr lietojiet šo produktu pieaugušo uzraudzībā.

Nekad neizmantojiet barošanas knipišus kā knipišus.

Zobu bojājums maziem bērniem var rasties pat tad, ja tiek lietoti nesaldināti šķidrums. Tas var notikt, ja bērnam ir atļauts lietot pudelīti ilgu laiku visas dienas garumā un jo īpaši naktī, kad ir samazināta siekalu plūsma vai ja to lieto kā knipiši.

Negadījumi notikuši, kad mazuli ir atstāti vieni ar dzeršanas aprīkojumu, jo mazulis krietni vai pece ir izjaukta.

Problēmu novēršana:

Problēma: man rodas sāpes, kad lietoju krūts sūkli.

1. risinājums: viens no iemesliem var būt pārāk augsts vakuuma līmenis. Varbūt jums nav nepieciešama pilna piena sūkņa vakuuma jauda. Sākumā izmantojiet stimulācijas vai masāžas režīmu. Ja joprojām jūtat sāpes, pārtrauciet lietot krūts sūkli un konsultējieties ar zīdīšanas konsultantu. Ja sūknis viegli neatdalās no krūts, var būt nepieciešams

izjaukt vakuumu, novietojot pirkstu starp krūti un silikona aizsargu.

2. risinājums: izmantojiet siltu dvieli, lai uz krūtīm uzklātu siltu kompresi, un veiciet masāžu ar nelielu žestu uz leju apmēram 5 minūtes, pēc tam mēģiniet sūknēt vēlreiz. Ja joprojām jūtat sāpes, pārtrauciet lietot krūts sūkni un konsultējieties ar zīdīšanas konsultantu.z.

Problēma: krūts sūknis nedarbojas.

Risinājums: Lūdzu, vispirms pārbaudiet, vai esat pareizi samontējis krūts sūkni. Lai novērstu traucējumus, citas elektriskās iekārtas, piemēram, mobilo telefonu vai klēpj datoru, nedrīkst atstāties krūts sūkņa tuvumā. Pārbaudiet akumulatoru un, ja nepieciešams, uzlādējiet to.

Problēma: es nejutu sūkšanu.

Risinājums: pārbaudiet, vai visi krūts sūkņa savienojumi ir droši. Izjauciet un salieciet sūkni (III attēls; IV attēls). Saliekot krūts sūkni, pārļiecinieties, vai visas daļas ir tīras un nav bojātas. Sūknēšanas laikā pārļiecinieties, vai krūšu aizsargs ir pilnībā noslēgts ap jūsu krūti.

Problēma: piena pārplūde.

Risinājums: izslēdziet krūts sūkni. Izjauciet krūts sūkni. Lai noslaucītu krūts sūkni, izmantojiet mitru (ne slapju) drānu. Notīriet pārējās sastāvdaļas saskaņā ar tīrīšanas un dezinfekcijas sadaļu. Kad visas sastāvdaļas ir nožuvušas, samontējiet (IV attēls).

Lietošanas un uzglabāšanas nosacījumi:

Sargājiet krūts sūkni no tiešiem saules stariem, jo ilgstoša iedarbība var izraisīt krāsas maiņu. Glabājiet krūts sūkni un tā piederumus drošā, tīrā un sausā vietā bez tiešiem saules stariem un prom no siltuma avotiem. Ja ierīce ir glabāta karstā vai aukstā vidē, pirms lietošanas novietojiet to lietošanas vidē, lai ļautu tai sasniegt lietošanas apstākļiem atbilstošu temperatūru (10°C - 30°C).

Tehniskās specifikācijas:

Modelis: Valkājams krūts sūknis Winnie 31304010038

Sūknēšanas jauda: 165-240/mmHg; Stimulācijas jauda: 90-165/mmHg

Ierobežots troksnis: <50db;

Fiksētais laiks: 30 minūtes; Lietošanas laiks: 2,5 stundas;

Litija akumulators: 3,7 V, 1500 mAh Li-ion; Uzlādes laiks: 3 stundas;

Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu: II klase;

Jauda in: 5V 1A, 110-240V 50-60Hz;

Darbības vides apstākļi: temperatūra 5-40°C, relatīvais mitrums 10-90%, atmosfēras spiediens 50kPa~106kPa;

Uzglabāšanas vides apstākļi: temperatūra 5-40°C, relatīvais mitrums 10-90%, atmosfēras spiediens 50kPa~106kPa;

Adaptēra ieeja: 110-240V 50~60Hz, izeja: 5V 1A 3.0W;

Tilpums 140ml;

Izmērs: 10,5x5x12,7cm, svars 234g.

Atbilst EN 55014, EN 55032, EN 61000, RoHS direktīva, Regula (ES) 2020/1245. Ražots uzņēmumam Kika Group Ltd. Ražots Ķīnā.

دینک هریځځی د غچارم یراب آر نا و دین واوځب تنقد اب آر بربراک ایمان هر مچر تنقد نی ا، هدفاسا ز لابق

لویس خرم خاص خرم

دینک هریځځی د غچارم یراب آر نا و دین واوځب تنقد اب آر بربراک ایمان هر مچر تنقد نی ا، هدفاسا ز لابق دین دی شوب چی اړط اب یراب هریس همپ دین شوب پد اړه دیناوت یم هک تسا تخراز درقن آ. تسما هدهش یچارط تکرح لاح رد ناردام یراب. یچارخ هلول و میس نودب، نه ناروان عراس ۲ تدم هب ناوت یم. یی تاسا سر لیری 1500 گرزب ژراش لابق هی مویستی لیرتاب اب. کجس و ادص مگ امش یهدریش نیستی لوس لاح اړخ صص ظفاح. دگر ژراش لاکام یاراد هک دین شوبه روکشه گنشی ایمان. ریش نشاد هگن هزات و یگدول آ ز یری گولج، پمپ هب ردام ریش تش گرب ز یری گولج یراب ی تش گرب ن خطس و رد شکم یرورن می نظت اب کینویب ختلاخ و ژاپمپ، ژاسام، کجریخت، تراج راهچ اب فالتخم اهزای ن غفر. تسما هظفاح درک لمخ ز ادهش متخاس. رتلی یراب 140 ریش رطب. لابق 16 ی نوکیلی می جرد. رتتم یراب 22 و 20 و 18- من یراب نیوکیلی س هریس ظفاح نی ا، یی اذغ داوم

دینک هریس

دهش متفرگ رظن رد هدفاسا
 هریس پمپ آر هدفاسا طرفش شریب، تسما هدهش متفرگ رظن رد هدریش نر کی هریس ز ریش یروآ عجم و دین شوب یراب ریش پمپ ریش ای هریس کن یی ناردام یگتفرور لیلد هب آر ریش یچارخ ناردام هزات ز ا یخرب دسر یم رظن هب. تسما ریش یچارخ نودب دودس م رارقرب یبوخ هب یهدریش کتکنا و ریش یچارخ نودشن دودس م ز ان ایمط ا یراب، هریس پمپ ز هدفاسا ز لابق. دنا دهرک دودس م یفاکان هریس پمپ. تسما هدهش متفرگ رظن رد هدریش ریش یروآ اقل ا یراب ناتسپ پمپ. دینک هریس یی ا ففرح کچ کی دیاب، تسما ا تسما هدهش متفرگ رظن رد بربراک کی یراب
 دوش نیمای از تسما نرکم ندرک ژاپمپ اریز، دین کن هدفاسا هریس پمپ ز یراد راپ ارود رد زگره ارادشه
 دین کن هدفاسا امان هر نی ا رد دهش رکذ داوم زج هب یرکی د فاده ا یراب هریس پمپ ز زگره

یگنیدی بیس و یگنخ، یگنخ ز یری گولج یراب ارادشه

دینک یراب یی پناج مزاول ای روتپادا، هاگتسد اب دی هدهن هزاج ای گنخ تنانویج ای ناکدوک *
 دین کن یمین یراب هاگتسد اب هک دوش لصاح نانیمط ات دشاب تراظن تحت دیاب ناکدوک *
 دین کن اهر تنقاروم نودب آر نا، تسما ژراش لاح رد هریس پمپ هک یم اگنه *
 دیراد هکن لافط سرتسد ز نا و *

رظن رد شاناد و هبرجت ذواق ای و نه ا دی سح، یم سچ یاه یناوت شوهاک ای یاه یم اړخ طسوت هدفاسا یراب هریس پمپ نی ا *
 دین مپا تی لوی س هک دینک طسوت هک دینک هریس پمپ شوا ز ا دیناوت یم یتروص رد اهنت ینانز نینچ. تسما هدهش متفرگ دین شاب دهرک تنقاری د آر لویس خرم ز ا هدفاسا دروم رد بسانم لمع لاروتسد ای دشاب تراظن تحت، دراد ددهع رب آر امان

یگنخ و س و یگتفرگ قرب ز یری گولج یراب ارادشه

تسما هدهش بیس ا لباک ای روتپادا رگا. دینک یرسرب بیس ا مئالغ رظن ز ا روتپادا هلمج ز، ناتسپ پمپ، هدفاسا راب ره ز لابق *
 دین کن هدفاسا هریس پمپ ز، تسما دوش و مطوع ای هداتقا با رد رگا ای دنک یمین راک یی تسر د هب رگا
 یی اړخ ای بیس ا نه نوکوره، روتپادا دح ز شریب ندهش نغ دح ز یری گولج یراب یوهان شریب USB روتپادا و هدهش صخ شرم ژاتلو و طوق *
 دین کن هدفاسا

دینک سمل قرب و دغر ماگنه رد آر هریس پمپ و USB روتپادا *
 یاهامد ضرع رد هک یی ناکم رد، دغال لریسو ریاس ای اه یراځب کی دین، ناراب ای دی شوری موقتسم رورن ریز رد آر USB روتپادا/ناتسپ پمپ *
 یی هدهن رارق، دیراد رارق رابغ و دگر یاه ناکم رد ای دناز تبوطر، نیویا ای الال اریسپ
 همنی دینک ای دین کن یم زوړ هب، آر USB لابق، نیوا سر نیو سا نا هب ای دی هدهن رارق روتپادا ای لباک یرور آر نیگن س سار سچا
 لش زریب ز، تسما ددهش دوارو قرب زریب هب لاک روط هب مخاشود هک دیوش نیمط م. دیراد هکن قرب زریب ز ندرک ادج ماگنه آر USB روتپادا هدفاسا
 دین کن یریغت ای ادج هه ز ا یرتاب/USB روتپادا/هریس پمپ. دوش سیخ یرتاب/لباک/USB روتپادا/هریس پمپ دی هدهن هزاج *
 و دهرک ادج آر USB روتپادا ای یزاد هکن ای هدفاسا نریج رد یذغ یریغ زج ره ای لکش یریغت، گنر یریغت، امرگ، بوب هدهاش تروص رد *
 دین کن قوتوم آر نا ز هدفاسا

تخت ادهب تیاعر و یگدول و یی مومم ز یری گولج یراب ارادشه

تسما ددهش متفرگ رظن رد بربراک کی طسوت رکم هدفاسا یراب طبق هریس پمپ، ی تش ادهب لیلد هب *
 دین کن یی نوقع صص و یی شکنا، نیمت آر پمپ روتپادا و USB لباک، یی لصا هاگتسد زج هب اه تمسوق مامت، هدفاسا راب ره ز لابق *
 دین کن یزاد هکن هدهش نیو قعصص و نیمت پمپ اب طوق آر ردام ریش *
 دین کن هدفاسا هریس پمپ ز تسما هتسکش ای ددی بیس ا هتسکش ای ددی بیس ا مگار فای د دسر یم رظن هب رگا *
 دین کن هدفاسا هندن یاس ای لایرتکاب یتن ا هندن ک کاپ داوم ز هریس پمپ ختاعط ندرک نیمت ماگنه *

ناتسپ کون و هریس دزد و ختالکش ز یری گولج یراب ارادشه

هدفاسا نا ز ا دنک یمین راک یی تسر د آر ناتسپ پمپ رگا. دین کن خراخ دوخ هریس ز ا آر پمپ هندن دین کن یغس، دین تسه ا لخال تحت هک یی لاج رد *
 دین کن
 هریس نیب موم و رهم و دین کن شوهاخ آر هاگتسد. دین کن خراخ دوخ هریس ز ا آر پمپ هندن دین کن یغس، دین تسه ا لخال تحت هک یی لاج رد *

- ندرک ن سوماخ ای ن شور یارب :تخال/ووپ می نظرت همکد *
- دینرب مبرص راب کی تخال ریعت ای ژرپ . دیهد راشف میاٹ 2 تدم هب نهی س پمپ
- تخال اب ، دوش یم ن شور نهی س پمپ هک میاگنه *
- ندک یم ریعت ژاپمپ تخال هب راکدوخ روط هب ، هدفاس تاسا هقیقد 2 زا سپ . دنک یم راک هب عورش هک میاگنه . تاسا ایلخاد هه فطاح درگلمغ ایراد نهی س پمپ *
- راک تخال هب و دوش یم دراو راکدوخ روط هب هاگتسد ، دوش یم ن شور
- ندک یم ریعت ، دیا مدرک هدفاس تاسا لبق هه ف د هک یشکم حطس و
- L1-L9 : کی نیویب تخال ؛ L1-L9 : ژاپمپ تخال ؛ L1-L9 : ژاسام تخال ؛ L1-L9 : کی رحت تخال : شکم حوطس *
- دینک ژراش تاسا مک یرتاب یی توقو افطل . دهد یم ناشن ار یرتاب همدان یقاب دصرد : یرتاب رگن اشن *
- تسفا یم راک زا راکدوخ روط هب راک هقیقد 30 زا سپ نهی س پمپ *

هدفاس تاسا یارب لمعلاروتسد

III) لکش) ندرک نیو فغض و ندرک زیمت

- یاه تمسق مامت . ندرادن سرامت دمام ریش اب ایرز ، ندرادن ندرک نیو فغض و ندرک زیمت هب یزانی روتپاآ و USB لباک ، یلیصا هاگتسد دینک نیو فغض و زیمت هدفاس تاسا نیلوا زا لبق ار نهی س پمپ رگی
- دینکن لیرتسد ای مرک ویوورکیام قاجا رد *
- دینک نیو فغض و زیمت دوسره دمام ریش اب سرامت رد هک ار تاعاطق ، هدفاس تاسا زا دعب و لبق آفطل *
- بیسای شخاپ ایرز ، دیندن رارق دندنک نیو فغض ای ویووفطر نیو سام ، ببا رد ار روتپاآ ای USB لباک ، یلیصا هاگتسد زگره اطایتحا دوش یم تاعاطق نیوا هه فطاح
- دینک ادج الماک ار نهی س پمپ تاسا هدش هداد ناشن III لکش رد هک رولصنام *
- دینک نیو فغض شوچ بآ رد هقیقد 5 تدم هب ار روتپاآ و USB لباک ، یلیصا هاگتسد زج هب اه تمسق مامت ، هدفاس تاسا نیلوا زا لبق *
- دینک یم نیو فغض تاسا هدش هداد ناشن III لکش رد هک رولصنام *
- راب ره زا لبق ، ندرک دواوخن راک نیو س پمپ دوش مراپ رگا . دیشاب بقارم ریش ندرک زیمت و نتشادرب میاگنه رد *
- دینک زیمت تنوق هب تساهدب از نانیمطا یارب یجک هدفاس تاسا
- دینک ویووب فطر دنیووش داوم و مرک بآ اب ار روتپاآ و USB لباک ، یلیصا هاگتسد زج هب تاعاطق مامت *
- دینک ویووب الماک ار روتپاآ و USB لباک ، یلیصا هاگتسد زج هب تاعاطق مامت ، بوشتتس راب ره زا دعب هشیومه *
- امی دشابن تیور لبق تاسا نکمم هک ییاه تمسق لهچ زا ، زیمت بآ اب روتپاآ و USB لباک ، یلیصا هاگتسد زج هب اه تمسق مامت *
- دورب نیب زا ریش نیو س پمپ ات دینک دهرک روط هب ، تساه دهرک روطع هه فطاح نیا زا ریش
- آرادم یارب هک راجب دندنک لیرتسد ، هاگتسد رد هقیقد 10 ات ناوت یم ار روتپاآ و USB لباک ، یلیصا هاگتسد زج هب تاعاطق یمامت *
- ندک لیرتسد هدش هتفرگر رطن رد کدوک تالووصحم و دهریش
- دیندن رارق ویووفطر نیو س پمپ *
- دینکن مرک راب یاه لعلش ای غاد بباشق بیور ، ینتن س یاه قاجا رد ار لوصحم . دیندن رارق ویوورکیام قاجا رد *
- دناسرب بیسای لوصحم هب تاسا نکمم ایرز ، دینک ایرادوخ دینک ای زی ت داوم زا هدفاس تاسا *
- دناسرب بیسای لوصحم هب تاسا نکمم نیوا . دینک ایرادوخ یجعت ای ییوش داوم ای اه لالچ اب لوصحم سرامت ای ندرک زیمت زا *
- زا رود و دیشروخ رون ییووتسبم شبات نودب و کشرخ و زیمت ینانگم رد و دینک کشرخ الماک ار تاعاطق مامت ، لوصحم ندرک زیمت زا سپ *
- دینک ایرادهگن ییتراج عبانم
- الماک ار دوخ ای تاسا زیمت تاعاطق یور رب راک زا لبق . دینک نیو فغض و زیمت ار نهی س پمپ مطوبرم یاه تمسق مامت : هجوت ای ویووب
- تاعاطق هک دینک عورش ینامز طوق ار نهی س پمپ ژاتنوم . دینک غاد زونه هدش زیمت تاعاطق تاسا نکمم ایرز ، دیشاب بقارم ایرادشه دوش ندرک هدش زیمت
- ندرب نیب زا ای شا هک هب دناوت یم نیوا ، دینک زیمت لمعلاروتسد قبط ار لوصحم . تاسا یعیب همدان یقاب یوب دوچ و تروص رد : هجوت ندرک کمک وب

III) لکش) ندرک نیو فغض و وشتتس نامز

- * 1-7: 1-8 ؛ 1-2: 1-3 ؛ 1-5: 1-6 ؛ 1-11: 1-12) چرد و نهی س ظفاحم : دینک نیو فغض و دینک ویووب هدفاس تاسا نیلوا زا لبق *
- * 1-7: 1-8 ؛ 1-2: 1-3 ؛ 1-5: 1-6 ؛ 1-11: 1-12) چرد و نهی س ظفاحم : بوشتتس هدفاس تاسا نیلوا زا لبق *
- * 1-7: 1-8 ؛ 1-2: 1-3 ؛ 1-5: 1-6 ؛ 1-11: 1-12) چرد و نهی س ظفاحم : دینک نیو فغض رابکی یور *
- IV لکش قباطم ار الماک پمپ نهی س و دینک ویووب ار دوخ یاه تاسا . دینک کشرخ ار اه تمسق مامت ندرک نیو فغض ای وشتتس زا سپ دینک ژاتنوم

یرتاب درگلمع

رگن اشن دمان . پمپ ندرک ن شور زا سپ دینک ژراش الماک روط هب هفقو نودب تاسا 2 تدم هب ار یرتاب ، هدفاس تاسا نیلوا زا لبق ایرادشه رگن اشن دمان ، تاسا مک یرتاب هک میاگنه . دهد یم ناشن دوش مامت یرتاب هک ینامز ات ار همدان یقاب یرتاب رمغ رگش یمان یور یرتاب دوش یم همداد شریمان الماک یرتاب دمان کی رگن اشن دوش ژراش الماک روط هب یرتاب هک میاگنه . دنک یم ندرک کمشچ هب عورش یرتاب

IV: لکش) پمپ ژاتنوم مهم:

- دوشاب هدش لیرتسا و زیمت روتپادا و USB لپاک، ای لصال هاگتسد زج هب تناعطق مامت هک دیوش نئمطم، پمپ ژاتنوم زا لبق .
- دینک دیوش یقوت مولز تروص رد . دینک ینسرب پمپ ای ش یاس رطن زا او نه نیس پمپ تنیک یازج، هدفاتسا راب ره زا لبق .
- دینک ینسرب یقوت رطن زا او تناعطق مامت، هدفاتسا زا لبق مش یمه .
- دوش کنشک الماک هدفاتسا زا لبق دیاب : عاجز مامت، هنیس پمپ مب ندناسر پمپ س از یریگولج یارب .
- دینک دیوش یقوت و بآ اب الماک ار دوخ یاه تسد، هنیس و هنیس پمپ تنیک، هنیس پمپ هب ندز تسد زا لبق 1.
- دنا هدش بصن کنشک ضرور هب امهآ هک دیوش نئمطم، دینک بصن هدنهد لاصلتا نییآ تمسرق رد ار موم و روم و ریش 2.
- دینک بصن کنشک لیرتسا رد ار ینوکیلیسی کیشرفای 3.
- دیده رارق لصال هاگتسد رد ار هدش ژاتنوم روم کول 4.
- دیده رارق لصال هاگتسد لخد ار ریش یرطب 5.
- دینک بصن ار ینوکیلیسی جرد ای ینوکیلیسی ظفاحم 6.

یرش ندیشود نامز:

نیا زا ریغ امش یهدریش رواشم / یتشادهب یاه تنبقرام ص صختم هکنیا ریگم) دوش یم هیصوت، دور یم شریپ یبوخ هب یهدریش ریگا متفه 4 ات 2 قوادلخ روموم روط هب) ردام ریغ اب دیغت و دیغت نامز ات دینک ربح، دوش یرش ندیشود غوروش زا لبق (دشاب مدرک هیصوت دوش صختم) نامز یاز س پ

اهاتسا:

- دینک کمک امش ریش ظفح و داجیا هب دناوت ینمظن روط هب ندیشود، دورن شریپ بوخ لصال فالاب یهدریش ریگا .
- دینک یرش ناتسرامبی رد ناتسرامبی یارب یرش دینک دیوش یقوت لخد رد ریگا .
- هداش شهاک ار درد ات دینک دیوش یهدریش نیب ای لبق ریش یم رادقم دیوات یم (مروتم ای کاندرد) تسنا مدرک فپ امش یاه هنیس ریگا .
- دینک شریپ تنب تجار دیوش کمک ناتسرامبی و
- دینک دیوش یقوت ب نامز ات ار دوخ ریش دیه اوخ تسنا نکمم، تسنا مدروخ کتر ای مخز امش یاه هنیس کون ریگا .
- دینک دیوش یقوت ب نامز امش ریش ینمظن روط هب دیاب، دینک همادا یهدریش هب ددجم تلصاو نامز رد دیه اوخ یم و دیا هدش ادج دوخ کدوک زا ریگا .
- دینک کیحرت ار دوخ
- حیص رد کدوک ندیشود ریش نیلوا زا دعب ای لبق تسرد لاثم یارب، دیباپی دوخ ریش ندیشود یارب ار زور رد هنیس یاه نامز دیاب امش نکمم، دیا، تنبکرت، راک رس هب ریگا، تسنا مدرک لیلخ ار هنیس ودر ره امش کدوک ریگا ندیشود ریغ زا دعب ای، تسنا رپ امش یاه هنیس هک دینک رطن زاربا تنخارتسا کی لوط رد دشاب مهال تسنا
- یقوت پمپ هنیس هاتنخ بوخ، دینک شال شال راب یندنچ تنیق فوم زا لبق تسنا نکمم و دراد ینرمت هب زای ن هنیس پمپ پمپ زا هدفاتسا
- دینک دیه اوخ تنادع نا اب نایب هب یدوز هب نیاربان، دوش یم هدفاتسا و یرواعج یم تنخار هب KikkaBoo

V: لکش) پمپ زا هدفاتسا اب:

- دوش ینمظن امه هنیس ندوب زیمت زا و دیوشوب الماک ار دوخ یاه تسد 1.
- رد ار دوخ ناتسپ کون، دینک هکن تسد فک اب ار دوخ هنیس، دینک هکن دوخ هنیس یور مهراشا و تنسش تشکریا اب ار هنیس ظفاحم 2.
- امش ناتسپ کون هک دیوش نئمطم، دینک راشف دوخ هنیس هب یارما رب ار پمپ، دینک دوش ژاتنوم ینوکیلیسی جرد/ظفاحم کرکرم دوش یم ای یتسرد هب
- دیده رارق پمپ یال اب ار دوخ یهدریش نی توتوس 3.
- دینک باختنای دیه هک یم چیحرت هک ار دیج لخد و دینک نشور روپ همکد دناد راشف اب ار ریش پمپ 4.
- دینک شکر زارد ای دینک زارد هک دیوش نئمطم، دینک ادیپ تنخار تیغ قوم کی 5.
- ار کیحرت تنخار حطس دینوات یم "+" و "-" یاه همکد زا هدفاتسا اب، دوش یم یزادنا هار یزاس هیبش تنخار رد راکدوخ روط ناتسپ پمپ .
- دینک دوش ریج هب غوروش هقیقود ود زا لبق امش ریش ریگا، دوش یم لقتنم ژاپمپ تنخار هب راکدوخ روط هب، هقیقود ود زا س پ، دینک ریغ تیغ دوش لیدب ژاپمپ تنخار هب یتسرد تروص هب ات دینک راشف ار تنخار ریغ همکد
- پامش ریج یمک ژاپمپ هک یم نامز ات دینک دیوش شرافرا ار ش کمک حطس "+" همکد زا هدفاتسا اب، دینک تنفرگ رارق ژاپمپ تنخار رد هک یم اگنه .
- دیده شهاک ار نا یمک "-" همکد زا هدفاتسا اب س پ، (دش این کاندرد) دینک تنخاران
- رتهتسهآ ندینک متیر، ژاپمپ تنخار، تسنا ریش نایرج کیحرت نا فده هک تسنا غ یرس مدنکم پمپ متیر ژاسام و کیحرت تنخار: هجوت
- تسنا ریش ندیشود غوروش نامز شریپ ریش مدرک و میال فده یارب
- و غریش ژاپمپ ای متیر بیگرت اب فک تسنا نیان نا فده، دیورب کی نیویب تنخار هب دیوات یم، دش، فقوت م ریش نایرج یتقو و
- دینک داجیا یریگی دیه اوخ، همتسا

یقوشخ یم تنخار هب متسب، دینک باختنای دوخ یارب ار حطس نیرت تنخار طوق، دینک هدفاتسا تنخار ره حطس رتکادح زا هشیمه: هجوت دینک هدفاتسا یرتالاب ش کمک حطس زا دیه اوخ تسنا نکمم، دینک دینک هدفاتسا ش کمک حطس هب دینوات یم هشیمه، دینک یم مهارف ار یرت قی عم ش کمک

دی.شوابن نارگن دشین یراج هلصافالپ نارناتریش رگا: هچوت
 یرش دی.ده مهادا ندرک زابمپ هب و دینک تحارسترا
 یشکم تدرق مامت زا رگا ای تبح، ندوش یم یراج یدوب هب
 تلاح زا دشاب مزال تن، نکم، دینک یم هدفستسا نوس یرس پمپ زا هک راب لوا دنچ .دینکن هدفستسا دنک داچا ادوات یم پمپ هک
 دبای نایرچ نارناتریش ات دینک هدفستسا رتالاب ش کم

دی.شودبپ ار نآ زور زا یرگی دی نامز رد دینک یغس، بردان دوچو یرش نایرچ زونه رگا .دینکن پمپ هفقو نودب هقیقد 5 زا شیب ارادشه
 دینک شوماخ هنیات 2 تدم هب روپا همکد نداد راشف اب ار هنیس پمپ، نایب نایاپ زا سپ *
 نایب زا سپ یرش یروا غمچ یراب
 دینک چراخ دوخ یهدریش نیتوس زا ار پمپ .6
 دوش دارا یرش یرطب ات دیهد راشف ار هاگتسد طسو همکد .7
 دیزرب 7-8 لکش رد مدش هداد ناشن تهج رد یرش هشیس کی رد ار ردام یرش .8

دی.شودبپ ار نآ زور زا یرگی دی نامز رد دینک یغس، بردان دوچو یرش نایرچ زونه رگا .دینکن پمپ هفقو نودب هقیقد 5 زا شیب ارادشه
 دینک شوماخ هنیات 2 تدم هب روپا همکد نداد راشف اب ار هنیس پمپ، نایب نایاپ زا سپ *
 نایب زا سپ یرش یروا غمچ یراب
 یرادرب ار نآ و دینک چاک تخعاس ای هب مرقع تهج فالخ تهج رد ار ایصل هاگتسد .6 دینک چراخ دوخ یهدریش نیتوس زا ار پمپ .5
 دینک بارق نک غمچ چک لاجدار ای یوکیوس تهج، تسرا مدش هداد ناشن 7-7 لکش رد هک روطنامه .7
 دینک زاب ار دینک یم هدفستسا هک ای هیدعت یرطب .8
 دیزرب 9-9 لکش رد مدش هداد ناشن تهج رد یرش هشیس کی رد ار ردام یرش .9
 مدش یرتسنا لباق یرش یرادهگن مسکی ای مدش یونفوعض فرط کی لخدا طایتحا اب ار نآ، دینک هرخڈ از ردام یرش دیهوخ یم رگا *
 دینک مفاجم ردام یرش یرادهگن شخپ هب یرادهگن یراش یراب .دینک لقتنم
 دینک زیمت و مدرک ادج نیونفوعض و تفاظن شخپ لمعلاروتسد قبط را ته مسرق ریاس *

ردام: یرش یرادهگن

تداهشب از نایریمط یراب .دینک هریخڈ ار هزات یرش طوق .دینک زیرف ای لاجخی رد هلصافالپ ار مدش هدی شود یرش هشیمه ارادشه
 یاه یرطب ای فورط رد ار ردام یرش هشیمه .دینک یرادهگن مدش یروا غمچ مدش نیونفوعض و زیمت پمپ اب هک ار ردام یرش طوق
 یرادهگن مدش لیرتسنا لباق یرش یرادهگن ای هسکی رد ای مدش نیونفوعض یدنب بآ کسید و چچی هقلع هب زهجم مدش نیونفوعض
 یرادگب اضف یرادقم دامچنا ماچنه رد یرش مجح شیزافا اب .دینکن رب لماک روط هب ار یرش یاه مسکی ای ای هیرطب، فورط، دینک
 دینک صخشم حوضو هب یرش یاه مسکی ای ای هیرطب، فورط یور ار نایب نامز خو یرات هشیمه *
 دینک هدفستسا مپیوق ردام یرش بآ ادتبا هشیمه *
 هرخڈ یرش .دینک مرگ بآ یراج بآ ریز ای لاجخی رد ار نآ، هسکی ای یرطب، فرط ندرک زاب نودب، ردام یرش یذغم مایوتحم ظفح یراب *
 مدرک مرگ غاد ای مرگ بآ رد جریتم هب سرسپس، مدرک بوڈ لاجخی رد بېش کی نوات یم ار مدش
 هب دوش یرادهگن لاجخی رد هک یرتوسو رد مدش بآ یرش .دن دوش طولخم یرش مدنمایقاب داوم و یبېج تارذ ات دیهد ناکت ار مدش بآ یرش *
 تسرا هدفستسا لباق تخعاس 24 تدم
 دینکن دمچنم هرابود ار مدش بآ یرش زگره *
 دینکن بیگرت ار مدش بآ و مدش هدی شود هزات یرش زگره *
 دینکن مرگ یووورکیام زا هدفستسا ای نندناشوچ اب ار یرش زگره *
 دینک کچ ار ادغ یامد نداد ادغ زا لباق هشیمه *
 دیزرب رود ار هندانمایقاب یرش *

(ملاس مرت نادزون یراب) مدش هدی شود هزات یرش یرادهگن یاه لمعلاروتسد

تخعاس 4 ات، دارگ یتناس هجرد 25 ات قاتا یامد *
 تخعاس 24 ات رتکادح، دارگ یتناس هجرد 4 ات دارگ یتناس هجرد 15- دمچنم خی یاه متسب اب مدنک کنخ *
 زور، ات 24 ات یتناس هجرد 4 لاجخی *
 هام، ات 6 ات رتکادح، دارگ یتناس هجرد 20- ات 18- زربری *

(ملاس مرت نادزون یراب) مدش بوڈ ردام یرش یزاس مریخڈ یاه لمعلاروتسد

تخعاس 2 ات، دارگ یتناس هجرد 25 ات قاتا یامد *
 تخعاس 2 ات رتکادح، دارگ یتناس هجرد 4 ات دارگ یتناس هجرد 15- دمچنم خی یاه متسب اب مدنک کنخ *
 تخعاس 24 ات رتکادح، دارگ یتناس هجرد 4 لاجخی *
 دینکن دمچنم هرابود ار ردام یرش زگره یرش *

یهدریش زا هندانمایقاب ردام یرش

دیزرب رود ار هندانمایقاب هک یریش

دازون هیذغت

ای بیسای مغلل نیلوا مدهاشم اب .دیشکب تهاج مامت رد ار هیذغت کون و دینک یسررب ار هیذغت کناتسپ، هدفستسا راب ره زا لباق *
 دیزرب رود فغص

دوش داندن ګېدی سوپ راچد تسبا ن کمپ امش کدوک، دین کن هتسغ آ وړاد ای نیریش داوم رد ار هنیس کون زگره *
 دین کن دیراب یراه هالغش ای غاد یراه باقشوب یور ای یتن س یاه قاچا رد ار لوصح م. دین کن هدفاسا ویوورکیما زا *

اراده ګن وندتن زرنف تملاس و ینویا یارب

دوش یم ندادن د ګېدی سوپ شاعباغ ای نالو ط و مواد م ندی کم
 دین ک کچ ار اذغ یماد نداد اذغ زا لبق هشیمه

دین زرنف رود فغص ای بیس آ میالغ نیلوا هدهاشم اب
 دین ک یراده ګن ناکدوک سرتسد ار رود ار هدفاسا دروم یازجا

دین ک هفخ ناوت مچ ار کدوک. دین ابس چن سابل داشک یاه تمسق ای یروت، نابور، بانط هب زگره

دین کن هدفاسا، هدهن دین کیسرت ناوون هب اه کناتس پرس ار زگره

زا دوش مداد هزاج کدوک هب رگا. دمد خر نیریش ریغ تاغایم زا هدفاسا ترصود رد یتج تسبا ن کمپ لاس درخ ناکدوک رد ناندن د ګېدی سوپ
 ناوون هب ای ندرای یم شهراه قاربن نایرچ هک یم ګانه، دین ک هدفاسا بش لوط رد هژیو هب و زور لوط رد ینالو ط تدم یارب ریش هشیس
 دتفا یم یقافتا نیا، دوش ی هدفاسا، دهره ن کیسرت

دین اب هدهش ادج مه زا لوصح م رگا ای دنآ همدانم اهنت یندی ماش آ لریسو اب دازون ن داتفا لیلد هب نادزون هک دمد یم خر ینامز شادواخ

دین بی یبع

دین ک یم سراسا درد هنیس پمپ زا هدفاسا ماګنه: **لکشم**

دین شراب هتشرادن هنیس پمپ لماک ا لخ یرورن هب یراین امش دین دشا اب لراب ریاس پ ا لخ حطس دناوت یم لیلاد زا کی: **1: لرح هار**
 یهدریش رواشم اب و دین ک فقوطم ار هنیس پمپ زا هدفاسا، یراد درد نانچمه رگا. دین ک هدفاسا ژاسام ای کی رحت تراخ زا ادتبا رد
 ظفاح و هنیس نیب تشکنان نداد رارق اب دشاب مزل تسبا ن کمپ، دوش یم ادج هنیس زا یتح ار هب پمپ رگا. دین ک تروشم دوخ

دین ک شرب ا لرخ ینوکی نیس
 دین د ژاسام نین یاب هب ور یمک تکرح اب هقیق 5 دودج و دین ک هدفاسا هنیس یور مرګ سربکم لامع ای یارب مرګ هلوچ کی زا: **2: لرح هار**
 تروشم دوخ یهدریش رواشم اب و دین ک فقوطم ار هنیس پمپ زا هدفاسا، یراد درد نانچمه رگا. دین ک ناحتما ار ژاپمپ هرابود س پس

دین ک

دین ک یم ن راک هنیس پمپ: **لکشم**

تازهجت ریاس، ندادخت زا یرب ګولچ یارب. دین ا هدرک ژاتنوم یتسرد هب ار هنیس پمپ ای آ هک دین ک یرسرب ادتبا افطل: **لرح هار**
 نا زاین ترصود رد و دین ک یرسرب ار یرتاب. یراد هګن رود هنیس پمپ زا درګ نایب نیخ رد ار پاتپل ای هارمه نفلت دننم ای ګیرت کلا
 دین ک ژراس ار

مک یم ن ساسا ی ش کم چیه نم: **لکشم**

ماګنه. (IV لکش: III لکش) دین ک ژاتنوم و ادج ار پمپ. ریخ ای دنتسه نم ای هنیس پمپ تالاسا تامت ای آ هک دین ک یرسرب: **لرح هار**
 هنیس ظفاح هک دیوش نینم طم، ژاپمپ نیخ رد دنآ. همدین یتسب آ و دنتسه زیمت تاغطق مامت هک دیوش نینم طم، هنیس پمپ ژاتنوم
 دشاب هدهش متسب امش هنیس فافراط رد لماګ روط هب

دراد دوجو ریش زریسر: **لکشم**
 هدفاسا هنیس پمپ ندرک ګاپ یارب (سرخ نم) بوطرم هچراپ کی زا. دین ک ادج ار هنیس پمپ یومد دیشروخ میقتسم رون زا ار هنیس پمپ: **لرح هار**
 (IV لکش) دین ک ژاتنوم هرابود، دندش کچم ارجا همه یتقو. دین ک زیمت ینو فغص و دین ک شرب خ قبط ار ارجا ریاس. دین ک

یراده ګن و هدفاسا طیارش

دوش ګن یرییغت شاعباغ تسبا ن کمپ تدم ینالو ط ضرع م رد نوتفرګ رارق اریز دیواد هګن رود دیشروخ میقتسم رون زا ار هنیس پمپ
 رگا. دین ک یراده ګن مرګ غبا بنام زا رود و دیشروخ میقتسم رون نود و کشرخ و زیمت، نیم ینانک رد ار نایب ناچ مزاول و پمپ هنیس
 هدفاسا طیارش رد یماد مپ ات دهد رارق هدفاسا طیم رد ار ن هدفاسا زا لبق، تسبا هدهش یراده ګن درس ای مرګ طیخ م رد هاګتسد
 دسرب (دارګیتناس هچرد 30 ات 10)

ینیف تا صخشم

31304010038 ینوی یندی شوب هنیس پمپ: لدم
 90-165/mmHg: کی رحت تردق، 165-240/mmHg: ژاپمپ تردق

<50db: دودج م زینو

2.5: هدفاسا نامز؛ هقیق 30: تبتا نامز

تغاس 3: ژراس نامز؛ نیوی مویتیل تغاس پمپ ای یم 1500، تلو 3.7: یمویتیل یرتاب

II: س ال ک: کی رکت کلا کوش ربارب رد تطافح

زرتنه 50-60: تارو 110-240، زرتنه 1: 5: قوب

50kPa~106kPa: فسم پتا راشف، 10-90: یبسن تبوطر، دارګیتناس هچرد 5-40: تراخ هچرد

50kPa~106kPa: فسم پتا راشف، 10-90: یبسن تبوطر، دارګیتناس هچرد 5-40: تراخ هچرد؛ زراس هریخ ای یارب طیخ م طیارش

تساو 3.0: پمپ 1: 5: تلو 50 ~ 60: زرتنه، 110-240: روتپادا دیورو

زرتیل یم 140: تیل فرفط

مرګ 234: زرو رتتم نیس 10.5x5x12.7: مزادن

- عضل عضو ولدا ايئاقولت لي غتيس ، مادختسا لال زم نتيقيوقد دعب .زيغفتلا عضو ابستس ، يندشلا ءعضم لي غتت دنع .ايئاقولت نتيقيوقد ل غتت ، لدي غتتلا دنع ، دعبم تركد فيسطوب يندشلا ءعضم زيغت .
- قرم رغا يف متدوختسا يندشلا طفشلا ويوتسو لمعلا عضو ولدا تالوحتو .
- L1-I9: نيوروتشلال عضو لال ، L1-I9: عضلا عضو ، L1-I9: كي ليدنتلا عضو ، L1-I9: زيغفتلا عضو .طفشلا تايوتسم .
- ءعضف خم ءويراطبلا نولت امدن نع نشا ، لكضف نم . ءويراطبلا نم ءيقيبتسلا حيسنلا رطفي : ءويراطبلا رشوم .
- لمعلا نم قتيوقد 30 ل ايئاقولت لمعلا نع يندشلا ءعضم فقوتستس .

مادختسا لال تامولحت

يندشلا لاشلا (موي عتلا فيظنتلا)

- عيمج موي عتو فيظنتب مق . يندشلا بيولح عم ناسملا عتلا ال شيح ، موي عتلا فيظنتلا لوجملو USB لبالو يس يئورلا زاغلا بلطتي ال لوال مادختسا لال بق يندشلا ءعضم نم روجعلا ازاغلا
- فيسوروكيلا نرف يف مق عت وان غتت ال .
- يندشلا بيولح قلم الما ازاغلا موي عتو فيظنتا يجرى ، دعبو مادختسا لال بق .
- ظل مئاد فلتت يف ببستي اذ نال ، رطفيا يف واقباطلا لاسغ يف واملدا يف لوجملو او USB لباك وا يس يئورلا زاغلا عضت ال لردح ازاغلا .

- 3: لكضلا يف عضو وه امك امامت يندشلا ءعضم لكفب مق .
- اذ لوجملو USB لبالو يس يئورلا زاغلا انشتساب قئوقد 5 كدل يل غعل املدا يف ازاغلا عيمج ريظنتب مق ، قرم لوال مادختسا لال بق .
- عفاظنلا نمضري
- جي ص لکشرب يندشلا ءعضم لم عت نرف ، ترسكنا اذ .فيظنتو مامصل لالا دنع لردح نك .
- عفاظنلا نامضل قجال مادختسا لك لبق تها عت فظن .
- قئوقرلا نامفظنلماو عفاذلا ، املاب لوجملو USB لبالو يس يئورلا زاغلا انشتساب ازاغلا عيمج لسغا .
- لاسغ لك دعب اذ ع لوجملو USB لبالو يس يئورلا زاغلا انشتساب ازاغلا عيمج امئاد قفطش .
- ال دق يندشلا قطنلما لكذ يف اهب ، فيظنلا املاب لوجملو USB لبالو يس يئورلا زاغلا انشتساب ، ازاغلا عيمج قفطشو اذ ع لاسغا .
- بيولح اي اقب طازال ، اطالح نم بيولح رمي نكلو ءيوزم نولت
- راجيباب موي عتلا زاغ فيظنت قئوقد 10 كدل لصت كدل لوجملو USB لبالو يس يئورلا زاغلا انشتساب ازاغلا عيمج موي عت نمكي .
- لماقطنلا تاشينبو تاشيرملا تامالذ صمصملا
- قباطلا لاسغ يف عتت ال
- فوشكفيل بطللا وا قن خاسلا لوجملو ولع وع ءويديلقولت نارفاللا يف جتنلما نتيغرتب موقت ال .فيسوروكيلا نرف يف وعضت ال .
- جتنلما فلتت ولدا لكذ يذوي قوف ، قفشللا وا اكلا دولما مادختسا بنجت .
- جتنلما فلتت ولدا لكذ يذوي قوف ، قرضلا تها فيظنتلا دولما وا تافن يندشلا عم سدالماتل بل حاسملا وا جتنلما فيظنتب موقت ال .
- قرا لردح مامد نع اذ عمو قراشيب سمشلا ءنشا زوبد فاسج .فيظنتب مامد يف اطفاو اذ ع ازاغلا عيمج فنج ، جتنلما فيظنت دعب .
- افيظنلا ازاغلا اذ ع لمعلا لبق اذ ع كوي لسغا . يندشلا ءعضم نم قفصل تاذ ازاغلا موي عتو فيظنتا نم يدكات : قفطالم
- دت يندشلا ازاغلا دويرب دتني امدن ع طوق يندشلا ءعضم عيمجت يف لدا . قن خاس افيظنت دت يندشلا ازاغلا لظت قوف ، لردح نك لري ذجت افيظنت .
- وا ءويرال ليلقت يف لاع لكشرب دعاسنا انكمي ، تامولحتل اقفو جتنلما فيظنتب مق . ءيقيبتم ءويرا دوجو ي عيبطلا نم : قفطالم املع ءاضيقلا

يندشلا لاشلا (موي عتلا موي عت)

- (I-8) ، (I-7) ، (I-5) ، (I-3) ، (I-2) يندشلا ءعضم ءومجم ؛ (I-12) ، (I-11) قجلملو يندشلا قيو رطلو لسغا ، لوالا مادختسا لال بق .
- (I-8) ، (I-7) ، (I-6) ، (I-5) ، (I-3) ، (I-2) يندشلا ءعضم ءومجم ؛ (I-12) ، (I-11) قجلملو يندشلا عرد : لسغا مادختسا لك دعبو لبق .
- ازاغلا عيمج فنج : (I-8) ، (I-7) ، (I-6) ، (I-5) ، (I-3) ، (I-2) يندشلا ءعضم ءومجم ؛ (I-12) ، (I-11) قجلملو يندشلا عرد : بهويلا يف كحوا قرم موي عت .
- TV. لكشليل اقفو لم الكاب يندشلا ءعضم يجرمو كوي يلسغا . موي عتلا واليسغا دعب .

ءويراطبلا لي غتت

- رشوم نتيقيوقر صير غتتس ، ءعضم لال لي غتت درجب ! عفاظنلا نون ني عت كدل لم الكاب ءويراطبلا نشا ، قرم لوال مادختسا لال بق لري ذجت
- يف ءويراطبلا رشوم زير ابستي ، ءعضف خم ءويراطبلا نولت امدن . ءويراطبلا دافن وتحت ءيقيبتسلا ءويراطبلا رمد قفشللا ولع ءويراطبلا
- 24 نم رشكلا ءويراطبلا نشا نمكي ال : هي بنجت . قفكتمم ءويراطب زجر رشوملا صير عيس ، لم الكاب قنوجم ءويراطبلا نولت امدن . صير يولدا
- عاس .

اړيځت محتصرو لکلفظ توالس لځا نږ
نړانيسالا سروسټ ولځا ځاي يوط تار تفسل ردمتسول ل لئاوسول صرم يدوي
عاضرول لابق ما عطل ا فرارح ؤررد نم امئاد قوق حيت
ف عضنل ا وا فلنل ولوال تامدال لځا نم صلحيت
لما فطل ا لوانستم ن ع ادي عب نمځدختسول ري ع تانوكلمبل طفتح ا
للفطلا قوق خ نلفمي سبالملا نم خص افصلقل ا عزاجلا واطنبرلا و ا طواشرلا و اكالسال لي صوبت ادبا وقت ال
ريا فطل افارشا تحت امئاد جتنمل ا اده دمختسا
تدومك ادبا ما عطل ا تاملح يدختسول ال
ما دخسترا بل فطلل همس ادا اده ثديي نا نلفمي .عالحلا ري ع لئاوسول ما دخسترا ن ع و تح راغسل لافطل ا ن ع نانسالا سروسټ ثديي نا نلفمي ا
تدومك مادختسا تحت ادا و اباعلا ا قحتت صرغ خني امدن ع ، لئلا لالځ صر احر راوئل لالځ ځاي يوط تار تفسل ؤاچ ازل
جتنمل ا كي كفت طرا ف و ا لفظلا طوقس بسبب برشرلا تادع م همدر ف بسبب لافطل ا لئري امدن ع شواولح ا عنت

نږانيسالا سروسټ ولځا ځاي يوط تار تفسل ردمتسول ل لئاوسول صرم يدوي
عاضرول لابق ما عطل ا فرارح ؤررد نم امئاد قوق حيت
ف عضنل ا وا فلنل ولوال تامدال لځا نم صلحيت
لما فطل ا لوانستم ن ع ادي عب نمځدختسول ري ع تانوكلمبل طفتح ا
للفطلا قوق خ نلفمي سبالملا نم خص افصلقل ا عزاجلا واطنبرلا و ا طواشرلا و اكالسال لي صوبت ادبا وقت ال
ريا فطل افارشا تحت امئاد جتنمل ا اده دمختسا
تدومك ادبا ما عطل ا تاملح يدختسول ال
ما دخسترا بل فطلل همس ادا اده ثديي نا نلفمي .عالحلا ري ع لئاوسول ما دخسترا ن ع و تح راغسل لافطل ا ن ع نانسالا سروسټ ثديي نا نلفمي ا
تدومك مادختسا تحت ادا و اباعلا ا قحتت صرغ خني امدن ع ، لئلا لالځ صر احر راوئل لالځ ځاي يوط تار تفسل ؤاچ ازل
جتنمل ا كي كفت طرا ف و ا لفظلا طوقس بسبب برشرلا تادع م همدر ف بسبب لافطل ا لئري امدن ع شواولح ا عنت

مادختسا ما عطل ا فاسلختسول

يدنل ا ؤضم مادختسا ن ع دل مال ا نم يناعا: **للفطلا**
قيا ادبلا يف .يدنل ا ؤضم لم كمل طغل ا فوق ولځا نر يجاتحت ال امبر .غازرلا يوستم عافترا وه بابسالا دجا نوكي نا نلفمي **ل: 1** لعل ا
فراشيسم يريشتساو يديشتساو ؤضم مادختسا ن ع يفقوتف ، لمالاب نير عنت لازت ال تنك ادا كي دنلا و ازي فحتل ا عضو دمختسا
يدنل ا ني ب عبصر! عضو قيرط ن ع غازرلا رسك ويروزل ا نم نوكي قف ، يدنل ا نم طوصب ؤضملا چرخت لم ادا .هي عي بطلا ؤعاضرلا
نر وليلول ا عرو

قو محضل ا لواح مټ ، قو اقد 5 كمل ا ليلاق لفسال ؤم اديا كي ليدنل اب جو يدنل ا ول ع و فاد طغض قو يبطتل ؤي فاد قفسنم دمختسا **2: لولح**
هي عي بطلا ؤعاضرلا فراشيسم يريشتساو يدنل ا ؤضم مادختسا ن ع يفقوتف ، لمالاب نير عنت لازت ال تنك ادا .ورخ ا
للم عت ال يدنل ا ؤضم **للفطلا**
هي يابسر طلل ا تادچل اب طفتح ا ، لځا دنل ا عمل .چر حص لکشرب يدنل ا ؤضم عيم جتبت تنق ق تنك ادا ام الو ا قوق حيت ، لفلضف نم **لعل ا**
رمد ا مزل ادا من ؤجو ؤويراطنل ا صر حفا طفشرا انا شل ا يدنل ا ؤضم ن ع ادي عب ، لوم جلا نر وي بسكل ا و ا لوم جلا فتاوا لشم ، ورخ ا
طفش ياب رعل ا ل **للفطلا**
ؤضم عيم جت ن ع .(عبارلا لكشرا ، لئانل ا لكشرا) ؤضملا عيم جتو كسف جو .نر م ا يدنل ا ؤضم ا لصر و عيم جت تنك ادا ام قوق حيت **لعل ا**
كف يند لوج ا مپوت ق ل نم يدنل ا عرو نا نم وي هكات ، طفشرا انا شل ا ري عو كفي ظن عطل ا لك نا نم وي هكات ، يدنل ا
بسيل ا نم صراف ا فاره **للفطلا**

لفظن ،يدنل ا ؤضم حبل (قلايسم ري ع) قلايسم شرا م عطق يدختسا .يدنل ا ؤضم كي كفت .يدنل ا لئري عنت لياق ياب مق **لعل ا**
(عبارلا لكشرا) عيم جتلا دعا ، تانوكلم ا عيم جت امدن ع .مق عطل او في ظنتلا مهر ق ل ا قفو ورخ ا ل تانوكلملا
نر يز عتل او مادختسا ا طورش
ؤضم نر يز ختب مق نوللا ري عت يف بسببستي ق ځاي يوط تار تفسل ضرر عتل ا نل فراشيسل ا مشل ا وعشا ن ع ادي عب يدنل ا ؤضم بسبب طفتح ا
ن ع خاص ؤهني يف زا هچلا نر يز تحت مټ ادا .فرا رل ا رداصم ن ع ادي عبو فراشيسل ا مشل ا وعشا نر و دب فناچ في ظن و نم نلفمي يف افاق لحو يدنل ا
(قو وي م ؤررد 30 - قو وي م تاجرد 10) مادختسا ا فورظ نمض فرارح ؤررد ولځا لوصول اب حل ا همسر لمل مادختسا ا ؤهني ب يف ؤضم ف ، كراب و ا
مادختسا ا لبق

هي دنل ا تانفس اولما

Winnie 31304010038 ءا دنر لئل ځاي ياقلا يدنل ا ؤضم : لئاوملا
قو وي م / 165-90: نر يز حتلا فوق ؛ قو وي م / 240-165: محضل ا فوق

؛ لبي سي 50< : تودم ا واضرول ا
؛ عايس 2.5: مادختسا ا تنقو ؛ قوق يقد 30: تمبابنل ا تقولا
؛ تناوع 3: نر چتل ا تنقو ؛ نر ويا موي شول ري بدم ا وللم 1500 ، تلوف 3.7: نموي شول وي راطب
؛ هي دنل ا ؤيقل : هي يابسر طلل ا تاملصلا نمض هي ام لقم
5V 1A ؛ 110-240V 50-60Hz ؛ 5V 1A: يف قلاطلا

وليك 106 - لکسراب وليك 50 يوچل ا طغضل ا ، 90%-10: هي بسنلا عبوظلا ، قو وي م ؤررد 5-4 فرارحلا ؤررد : لئي غنتل ؤهي ييدل فورظلا
؛ لکسراب



وليك 106 - لکسراب وليك 50 يوچل ا طغضل ا ، 90%-10: هي بسنلا عبوظلا ، قو وي م ؤررد 5-4 فرارحلا ؤررد : نر يز ختلل ؤهي ييدل فورظلا
؛ لکسراب

؛ طوا 3.0: هي بدم ا 1: تلوف 5: چرخال ا ، زتره 60 - 50: تلوف 240-110: لئوملا ل ا خدا

لم 140: عيس
ماچ 234: نر زولا ، مس 12.7 × 5 × 10.5: مچ مل ا



Kika Group Ltd.
Vasil Levski 121
4000 Plovdiv, Bulgaria
office@kikkaboo.com
+359 32 51 51 51

 Kikkaboo Bulgaria
 kikkabooworld

KikkaBoo España S.L.
Pol. ind., Los Álamos s/n, Fase II, Nave 17
18230 Atarfe (Granada), España
oficina@kikkaboo.com
+34 919 148 299

 Kikkaboo Spain
 kikkaboospain

www.kikkaboo.com